



RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ANTECEDENTES

Que mediante RESOLUCIÓN No. 2011045331 DE 23 de Noviembre de 2011, el INVIMA concedió Registro Sanitario INVIMA 2011DM-0008245 para el producto SISTEMA DE OSTEOSINTESIS CON SU INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MONDEAL a favor de R.P. DENTAL S.A con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA en la modalidad IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante escrito No 20211142143 del 21 de julio de 2021 el Doctor JUAN CARLOS VELEZ RESTREPO actuando como Representante Legal de la empresa R.P. DENTAL S.A solicitó renovación del registro sanitario para IMPORTAR Y VENDER del producto; SISTEMA DE OSTEOSINTESIS CON SU INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS a favor de R.P. DENTAL S.A con domicilio en MEDELLIN – ANTIOQUIA.

Que mediante auto N.2021011334 de 20 agosto de 2021 el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. *Allegar formulario corregido, en el sentido de adicionar la información en la sección de referencias que desea amparar bajo este registro, donde concuerde con lo evidenciado en el CVL del producto y Declaración de conformidad del fabricante. Toda vez que lo indicado en el formulario no coincide con el CVL que a su vez no es legible ni claro Folios (9 al 16). Lo anterior, de conformidad del literal d) del artículo 18 del decreto 4725 del 2005.*

2. *Teniendo en cuenta que el formulario de solicitud se relaciona como importador a la sociedad MICROVISION SAS, debe allegar autorización del fabricante autorizando a dicha sociedad, lo anterior por cuanto solo se aportó la autorización a la sociedad RP DENTAL SA.*

Que mediante escrito número 2022100292 de fecha 7 de Enero de 2022 el Doctor OSCAR JAVIER PARRA DELGADO actuando como Apoderado de la empresa R.P. DENTAL S.A allega respuesta al requerimiento N.2021011334 de 20 agosto de 2021.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitió concepto favorable para la concesión de éste, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación para acceder a la petición y como respuesta al requerimiento No.2021011334 de 20 agosto de 2021, siendo SATISFACTORIA por cuanto se allega copia del radicado dirigido al Grupo Técnico de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, en donde se allega corrección del formulario en el Ítem de referencias e igualmente se realiza aclaración sobre el importador quedando solamente RP DENTAL S.A.

Por tanto, se encuentran acreditados los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 para acceder a la petición, la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA;



RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al

PRODUCTO: SISTEMA DE OSTEOSINTESIS CON SU INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MONDEAL,

MARCA: MONDEAL

REGISTRO SANITARIO No.: INVIMA 2022DM-0008245-R1

TIPO DE REGISTRO: IMPORTAR Y VENDER

TITULAR: R.P. DENTAL S.A con domicilio en MEDELLIN – ANTIOQUIA

FABRICANTE: MONDEAL MEDICAL SYSTEMS GmbH con domicilio en ALEMANIA

IMPORTADOR: R.P. DENTAL S.A con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA

ACONDICIONADOR: R.P. DENTAL S.A con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA

TIPO DE DISPOSITIVO INVASIVO QUIRURGICO

RIESGO: IIb

COMPOSICIÓN: ALEACIÓN (TITANIO-6ALUMINIO-4VANADIO), TITANIO, ACERO INOXIDABLE.

USOS: FIJACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS OSEAS EN EXTREMIDADES POR ENFERMEDAD Y/O TRAUMA.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: EMPAQUE UNITARIO KIT.

OBSERVACIONES: ESTE REGISTRO AMAPARA: PLACAS, TORNILLOS, MALLAS, ALABRES, ARANDELAS, DISTRACTORES Y SU INSTRUMENTAL EN DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES DE ACUERDO A LAS INDICACIONES.

08-20106	Tornillo MCD 2.0 x 6 mm M1 bloqueo azul
08-20108	Tornillo MCD 2.0 x 8 mm M1 bloqueo azul
08-20110	Tornillo MCD 2.0 x 10 mm M1 bloqueo azul
08-20112	Tornillo MCD 2.0 x 12 mm M1 bloqueo azul
08-20114	Tornillo MCD 2.0 x 14 mm M1 bloqueo azul
08-20116	Tornillo MCD 2.0 x 16 mm M1 bloqueo azul
08-20118	Tornillo MCD 2.0 x 18 mm M1 bloqueo azul
08-20120	Tornillo MCD 2.0 x 20 mm M1 bloqueo azul
08-20122	Tornillo MCD 2.0 x 22 mm M1 bloqueo azul
08-20208	Tornillo MCD 2.0 x 8 mm canulado M1 autoperforante azul
08-20210	Tornillo MCD 2.0 x 10 mm canulado M1 autoperforante azul
08-20212	Tornillo MCD 2.0 x 12 mm canulado M1 autoperforante azul
08-20214	Tornillo MCD 2.0 x 14 mm canulado M1 autoperforante azul
08-20216	Tornillo MCD 2.0 x 16 mm canulado M1 autoperforante azul
08-20218	Tornillo MCD 2.0 x 18 mm canulado M1 autoperforante azul
08-20220	Tornillo MCD 2.0 x 20 mm canulado M1 autoperforante azul
08-20222	Tornillo MCD 2.0 x 22 mm canulado M1 autoperforante azul
08-20224	Tornillo MCD 2.0 x 24 mm canulado M1 autoperforante azul



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-20606	Tornillo MCD 2.0 x 6 mm M1 sin bloqueo azul
08-20608	Tornillo MCD 2.0 x 8 mm M1 sin bloqueo azul
08-20610	Tornillo MCD 2.0 x 10 mm M1 sin bloqueo azul
08-20612	Tornillo MCD 2.0 x 12 mm M1 sin bloqueo azul
08-20614	Tornillo MCD 2.0 x 14 mm M1 sin bloqueo azul
08-20616	Tornillo MCD 2.0 x 16 mm M1 sin bloqueo azul
08-20618	Tornillo MCD 2.0 x 18 mm M1 sin bloqueo azul
08-20620	Tornillo MCD 2.0 x 20 mm M1 sin bloqueo azul
08-20622	Tornillo MCD 2.0 x 22 mm M1 sin bloqueo azul
08-23106	Tornillo MCD 2.3 x 6 mm M1 bloqueo violeta
08-23108	Tornillo MCD 2.3 x 8 mm M1 bloqueo violeta
08-23110	Tornillo MCD 2.3 x 10 mm M1 bloqueo violeta
08-23112	Tornillo MCD 2.3 x 12 mm M1 bloqueo violeta
08-23114	Tornillo MCD 2.3 x 14 mm M1 bloqueo violeta
08-23116	Tornillo MCD 2.3 x 16 mm M1 bloqueo violeta
08-23118	Tornillo MCD 2.3 x 18 mm M1 bloqueo violeta
08-23120	Tornillo MCD 2.3 x 20 mm M1 bloqueo violeta
08-23122	Tornillo MCD 2.3 x 22 mm M1 bloqueo violeta
08-23208	Tornillo MCD 2.3 x 8 mm canulado M1 autoperforante violeta
08-23210	Tornillo MCD 2.3 x 10 mm canulado M1 autoperforante violeta
08-23212	Tornillo MCD 2.3 x 12 mm canulado M1 autoperforante violeta
08-23214	Tornillo MCD 2.3 x 14 mm canulado M1 autoperforante violeta
08-23216	Tornillo MCD 2.3 x 16 mm canulado M1 autoperforante violeta
08-23218	Tornillo MCD 2.3 x 18 mm canulado M1 autoperforante violeta
08-23220	Tornillo MCD 2.3 x 20 mm canulado M1 autoperforante violeta
08-23222	Tornillo MCD 2.3 x 22 mm canulado M1 autoperforante violeta
08-23224	Tornillo MCD 2.3 x 24 mm canulado M1 autoperforante violeta
08-23226	Tornillo MCD 2.3 x 26 mm canulado M1 autoperforante violeta
08-23310	Tornillo MCD 2.3 x 10 mm canulado M1 Rosca parcial longitud de rosca 4 mm autoperforante violeta
08-23312	Tornillo MCD 2.3 x 12 mm canulado M1 Rosca parcial longitud de rosca 4.8 mm autoperforante violeta
08-23314	Tornillo MCD 2.3 x 14 mm canulado M1 Rosca parcial longitud de rosca 5.6 mm autoperforante violeta
08-23606	Tornillo MCD 2.3 x 6 mm M1 sin bloqueo violeta
08-23608	Tornillo MCD 2.3 x 8 mm M1 sin bloqueo violeta
08-23610	Tornillo MCD 2.3 x 10 mm M1 sin bloqueo violeta
08-23612	Tornillo MCD 2.3 x 12 mm M1 sin bloqueo violeta
08-23614	Tornillo MCD 2.3 x 14 mm M1 sin bloqueo violeta
08-23616	Tornillo MCD 2.3 x 16 mm M1 sin bloqueo violeta
08-23618	Tornillo MCD 2.3 x 18 mm M1 sin bloqueo violeta
08-23620	Tornillo MCD 2.3 x 20 mm M1 sin bloqueo violeta
08-23622	Tornillo MCD 2.3 x 22 mm M1 sin bloqueo violeta
08-27108	Tornillo MCD 2.7 x 8 mm M2 bloqueo dorado
08-27110	Tornillo MCD 2.7 x 10 mm M2 bloqueo dorado



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-27112	Tornillo MCD 2.7 x 12 mm M2 bloqueo dorado
08-27114	Tornillo MCD 2.7 x 14 mm M2 bloqueo dorado
08-27116	Tornillo MCD 2.7 x 16 mm M2 bloqueo dorado
08-27118	Tornillo MCD 2.7 x 18 mm M2 bloqueo dorado
08-27120	Tornillo MCD 2.7 x 20 mm M2 bloqueo dorado
08-27122	Tornillo MCD 2.7 x 22 mm M2 bloqueo dorado
08-27124	Tornillo MCD 2.7 x 24 mm M2 bloqueo dorado
08-27126	Tornillo MCD 2.7 x 26 mm M2 bloqueo dorado
08-27128	Tornillo MCD 2.7 x 28 mm M2 bloqueo dorado
08-27130	Tornillo MCD 2.7 x 30 mm M2 bloqueo dorado
08-27208	Tornillo MCD 2.7 x 8 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27210	Tornillo MCD 2.7 x 10 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27212	Tornillo MCD 2.7 x 12 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27214	Tornillo MCD 2.7 x 14 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27216	Tornillo MCD 2.7 x 16 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27218	Tornillo MCD 2.7 x 18 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27220	Tornillo MCD 2.7 x 20 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27222	Tornillo MCD 2.7 x 22 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27224	Tornillo MCD 2.7 x 24 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27226	Tornillo MCD 2.7 x 26 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27228	Tornillo MCD 2.7 x 28 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27230	Tornillo MCD 2.7 x 30 mm canulado M2 autoperforante dorado
08-27608	Tornillo MCD 2.7 x 8 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27610	Tornillo MCD 2.7 x 10 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27612	Tornillo MCD 2.7 x 12 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27614	Tornillo MCD 2.7 x 14 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27616	Tornillo MCD 2.7 x 16 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27618	Tornillo MCD 2.7 x 18 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27620	Tornillo MCD 2.7 x 20 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27622	Tornillo MCD 2.7 x 22 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27624	Tornillo MCD 2.7 x 24 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27626	Tornillo MCD 2.7 x 26 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27628	Tornillo MCD 2.7 x 28 mm M2 sin bloqueo dorado
08-27630	Tornillo MCD 2.7 x 30 mm M2 sin bloqueo dorado
08-30108	Tornillo MCD 3.0 x 8 mm M2 bloqueo gris
08-30110	Tornillo MCD 3.0 x 10 mm M2 bloqueo gris
08-30112	Tornillo MCD 3.0 x 12 mm M2 bloqueo gris
08-30114	Tornillo MCD 3.0 x 14 mm M2 bloqueo gris
08-30116	Tornillo MCD 3.0 x 16 mm M2 bloqueo gris
08-30118	Tornillo MCD 3.0 x 18 mm M2 bloqueo gris
08-30120	Tornillo MCD 3.0 x 20 mm M2 bloqueo gris
08-30122	Tornillo MCD 3.0 x 22 mm M2 bloqueo gris



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-30124	Tornillo MCD 3.0 x 24 mm M2 bloqueo gris
08-30126	Tornillo MCD 3.0 x 26 mm M2 bloqueo gris
08-30128	Tornillo MCD 3.0 x 28 mm M2 bloqueo gris
08-30130	Tornillo MCD 3.0 x 30 mm M2 bloqueo gris
08-30132	Tornillo MCD 3.0 x 32 mm M2 bloqueo gris
08-30134	Tornillo MCD 3.0 x 34 mm M2 bloqueo gris
08-30136	Tornillo MCD 3.0 x 36 mm M2 bloqueo gris
08-30138	Tornillo MCD 3.0 x 38 mm M2 bloqueo gris
08-30140	Tornillo MCD 3.0 x 40 mm M2 bloqueo gris
08-30208	Tornillo MCD 3.0 x 8 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30210	Tornillo MCD 3.0 x 10 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30212	Tornillo MCD 3.0 x 12 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30214	Tornillo MCD 3.0 x 14 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30216	Tornillo MCD 3.0 x 16 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30218	Tornillo MCD 3.0 x 18 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30220	Tornillo MCD 3.0 x 20 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30222	Tornillo MCD 3.0 x 22 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30224	Tornillo MCD 3.0 x 24 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30226	Tornillo MCD 3.0 x 26 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30228	Tornillo MCD 3.0 x 28 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30230	Tornillo MCD 3.0 x 30 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30232	Tornillo MCD 3.0 x 32 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30234	Tornillo MCD 3.0 x 34 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30236	Tornillo MCD 3.0 x 36 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30238	Tornillo MCD 3.0 x 38 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30240	Tornillo MCD 3.0 x 40 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30242	Tornillo MCD 3.0 x 42 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30244	Tornillo MCD 3.0 x 44 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30246	Tornillo MCD 3.0 x 46 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30248	Tornillo MCD 3.0 x 48 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30250	Tornillo MCD 3.0 x 50 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30252	Tornillo MCD 3.0 x 52 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30254	Tornillo MCD 3.0 x 54 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30256	Tornillo MCD 3.0 x 56 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30258	Tornillo MCD 3.0 x 58 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30260	Tornillo MCD 3.0 x 60 mm canulado M2 autoperforante gris
08-30314	Tornillo MCD 3.0 x 14 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 6 mm autoperforante gris
08-30316	Tornillo MCD 3.0 x 16 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 7 mm autoperforante gris
08-30318	Tornillo MCD 3.0 x 18 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 7.5 mm autoperforante gris
08-30320	Tornillo MCD 3.0 x 20 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 8 mm autoperforante gris
08-30322	Tornillo MCD 3.0 x 22 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 9 mm autoperforante gris
08-30324	Tornillo MCD 3.0 x 24 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 9.5 mm autoperforante gris



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-30326	Tornillo MCD 3.0 x 26 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 10 mm autoperforante gris
08-30328	Tornillo MCD 3.0 x 28 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 11 mm autoperforante gris
08-30330	Tornillo MCD 3.0 x 30 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 11.5 mm autoperforante gris
08-30332	Tornillo MCD 3.0 x 32 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 12 mm autoperforante gris
08-30334	Tornillo MCD 3.0 x 34 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 13 mm autoperforante gris
08-30336	Tornillo MCD 3.0 x 36 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 13.5 mm autoperforante gris
08-30338	Tornillo MCD 3.0 x 38 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 14 mm autoperforante gris
08-30340	Tornillo MCD 3.0 x 40 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 15 mm autoperforante gris
08-30342	Tornillo MCD 3.0 x 42 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 16 mm autoperforante gris
08-30344	Tornillo MCD 3.0 x 44 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 16.5 mm autoperforante gris
08-30346	Tornillo MCD 3.0 x 46 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 17 mm autoperforante gris
08-30348	Tornillo MCD 3.0 x 48 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 17.5 mm autoperforante gris
08-30350	Tornillo MCD 3.0 x 50 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 18 mm autoperforante gris
08-30352	Tornillo MCD 3.0 x 52 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 18.5 mm autoperforante gris
08-30354	Tornillo MCD 3.0 x 54 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 19 mm autoperforante gris
08-30356	Tornillo MCD 3.0 x 56 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 19.5 mm autoperforante gris
08-30358	Tornillo MCD 3.0 x 58 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-30360	Tornillo MCD 3.0 x 60 mm canulado M2 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-30608	Tornillo MCD 3.0 x 8 mm M2 sin bloqueo gris
08-30610	Tornillo MCD 3.0 x 10 mm M2 sin bloqueo gris
08-30612	Tornillo MCD 3.0 x 12 mm M2 sin bloqueo gris
08-30614	Tornillo MCD 3.0 x 14 mm M2 sin bloqueo gris
08-30616	Tornillo MCD 3.0 x 16 mm M2 sin bloqueo gris
08-30618	Tornillo MCD 3.0 x 18 mm M2 sin bloqueo gris
08-30620	Tornillo MCD 3.0 x 20 mm M2 sin bloqueo gris
08-30622	Tornillo MCD 3.0 x 22 mm M2 sin bloqueo gris
08-30624	Tornillo MCD 3.0 x 24 mm M2 sin bloqueo gris
08-30626	Tornillo MCD 3.0 x 26 mm M2 sin bloqueo gris
08-30628	Tornillo MCD 3.0 x 28 mm M2 sin bloqueo gris
08-30630	Tornillo MCD 3.0 x 30 mm M2 sin bloqueo gris
08-30632	Tornillo MCD 3.0 x 32 mm M2 sin bloqueo gris
08-30634	Tornillo MCD 3.0 x 34 mm M2 sin bloqueo gris
08-30636	Tornillo MCD 3.0 x 36 mm M2 sin bloqueo gris
08-30638	Tornillo MCD 3.0 x 38 mm M2 sin bloqueo gris
08-30640	Tornillo MCD 3.0 x 40 mm M2 sin bloqueo gris
08-30642	Tornillo MCD 3.0 x 42 mm M2 sin bloqueo gris
08-30644	Tornillo MCD 3.0 x 44 mm M2 sin bloqueo gris
08-30646	Tornillo MCD 3.0 x 46 mm M2 sin bloqueo gris
08-30648	Tornillo MCD 3.0 x 48 mm M2 sin bloqueo gris
08-30650	Tornillo MCD 3.0 x 50 mm M2 sin bloqueo gris
08-30652	Tornillo MCD 3.0 x 52 mm M2 sin bloqueo gris
08-30654	Tornillo MCD 3.0 x 54 mm M2 sin bloqueo gris



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-30656	Tornillo MCD 3.0 x 56 mm M2 sin bloqueo gris
08-30658	Tornillo MCD 3.0 x 58 mm M2 sin bloqueo gris
08-30660	Tornillo MCD 3.0 x 60 mm M2 sin bloqueo gris
08-35110	Tornillo MCD 3.5 x 10 mm M3 bloqueo verde
08-35112	Tornillo MCD 3.5 x 12 mm M3 bloqueo verde
08-35114	Tornillo MCD 3.5 x 14 mm M3 bloqueo verde
08-35116	Tornillo MCD 3.5 x 16 mm M3 bloqueo verde
08-35118	Tornillo MCD 3.5 x 18 mm M3 bloqueo verde
08-35120	Tornillo MCD 3.5 x 20 mm M3 bloqueo verde
08-35122	Tornillo MCD 3.5 x 22 mm M3 bloqueo verde
08-35124	Tornillo MCD 3.5 x 24 mm M3 bloqueo verde
08-35126	Tornillo MCD 3.5 x 26 mm M3 bloqueo verde
08-35128	Tornillo MCD 3.5 x 28 mm M3 bloqueo verde
08-35130	Tornillo MCD 3.5 x 30 mm M3 bloqueo verde
08-35132	Tornillo MCD 3.5 x 32 mm M3 bloqueo verde
08-35134	Tornillo MCD 3.5 x 34 mm M3 bloqueo verde
08-35136	Tornillo MCD 3.5 x 36 mm M3 bloqueo verde
08-35138	Tornillo MCD 3.5 x 38 mm M3 bloqueo verde
08-35140	Tornillo MCD 3.5 x 40 mm M3 bloqueo verde
08-35142	Tornillo MCD 3.5 x 42 mm M3 bloqueo verde
08-35144	Tornillo MCD 3.5 x 44 mm M3 bloqueo verde
08-35146	Tornillo MCD 3.5 x 46 mm M3 bloqueo verde
08-35148	Tornillo MCD 3.5 x 48 mm M3 bloqueo verde
08-35150	Tornillo MCD 3.5 x 50 mm M3 bloqueo verde
08-35155	Tornillo MCD 3.5 x 55 mm M3 bloqueo verde
08-35160	Tornillo MCD 3.5 x 60 mm M3 bloqueo verde
08-35216	Tornillo MCD 3.5 x 16 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35218	Tornillo MCD 3.5 x 18 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35220	Tornillo MCD 3.5 x 20 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35222	Tornillo MCD 3.5 x 22 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35224	Tornillo MCD 3.5 x 24 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35226	Tornillo MCD 3.5 x 26 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35228	Tornillo MCD 3.5 x 28 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35230	Tornillo MCD 3.5 x 30 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35232	Tornillo MCD 3.5 x 32 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35234	Tornillo MCD 3.5 x 34 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35236	Tornillo MCD 3.5 x 36 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35238	Tornillo MCD 3.5 x 38 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35240	Tornillo MCD 3.5 x 40 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35242	Tornillo MCD 3.5 x 42 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35244	Tornillo MCD 3.5 x 44 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35246	Tornillo MCD 3.5 x 46 canulado mm M3 autoperforante verde



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-35248	Tornillo MCD 3.5 x 48 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35250	Tornillo MCD 3.5 x 50 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35252	Tornillo MCD 3.5 x 52 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35254	Tornillo MCD 3.5 x 54 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35256	Tornillo MCD 3.5 x 56 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35258	Tornillo MCD 3.5 x 58 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35260	Tornillo MCD 3.5 x 60 canulado mm M3 autoperforante verde
08-35610	Tornillo MCD 3.5 x 10 mm M3 sin bloqueo verde
08-35612	Tornillo MCD 3.5 x 12 mm M3 sin bloqueo verde
08-35614	Tornillo MCD 3.5 x 14 mm M3 sin bloqueo verde
08-35616	Tornillo MCD 3.5 x 16 mm M3 sin bloqueo verde
08-35618	Tornillo MCD 3.5 x 18 mm M3 sin bloqueo verde
08-35620	Tornillo MCD 3.5 x 20 mm M3 sin bloqueo verde
08-35622	Tornillo MCD 3.5 x 22 mm M3 sin bloqueo verde
08-35624	Tornillo MCD 3.5 x 24 mm M3 sin bloqueo verde
08-35626	Tornillo MCD 3.5 x 26 mm M3 sin bloqueo verde
08-35628	Tornillo MCD 3.5 x 28 mm M3 sin bloqueo verde
08-35630	Tornillo MCD 3.5 x 30 mm M3 sin bloqueo verde
08-35632	Tornillo MCD 3.5 x 32 mm M3 sin bloqueo verde
08-35634	Tornillo MCD 3.5 x 34 mm M3 sin bloqueo verde
08-35636	Tornillo MCD 3.5 x 36 mm M3 sin bloqueo verde
08-35638	Tornillo MCD 3.5 x 38 mm M3 sin bloqueo verde
08-35640	Tornillo MCD 3.5 x 40 mm M3 sin bloqueo verde
08-35642	Tornillo MCD 3.5 x 42 mm M3 sin bloqueo verde
08-35644	Tornillo MCD 3.5 x 44 mm M3 sin bloqueo verde
08-35646	Tornillo MCD 3.5 x 46 mm M3 sin bloqueo verde
08-35648	Tornillo MCD 3.5 x 48 mm M3 sin bloqueo verde
08-35650	Tornillo MCD 3.5 x 50 mm M3 sin bloqueo verde
08-35655	Tornillo MCD 3.5 x 55 mm M3 sin bloqueo verde
08-35660	Tornillo MCD 3.5 x 60 mm M3 sin bloqueo verde
08-40110	Tornillo MCD 4.0 x 10 mm M3 bloqueo azul
08-40112	Tornillo MCD 4.0 x 12 mm M3 bloqueo azul
08-40114	Tornillo MCD 4.0 x 14 mm M3 bloqueo azul
08-40116	Tornillo MCD 4.0 x 16 mm M3 bloqueo azul
08-40118	Tornillo MCD 4.0 x 18 mm M3 bloqueo azul
08-40120	Tornillo MCD 4.0 x 20 mm M3 bloqueo azul
08-40122	Tornillo MCD 4.0 x 22 mm M3 bloqueo azul
08-40124	Tornillo MCD 4.0 x 24 mm M3 bloqueo azul
08-40126	Tornillo MCD 4.0 x 26 mm M3 bloqueo azul
08-40128	Tornillo MCD 4.0 x 28 mm M3 bloqueo azul
08-40130	Tornillo MCD 4.0 x 30 mm M3 bloqueo azul
08-40132	Tornillo MCD 4.0 x 32 mm M3 bloqueo azul



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-40134	Tornillo MCD 4.0 x 34 mm M3 bloqueo azul
08-40136	Tornillo MCD 4.0 x 36 mm M3 bloqueo azul
08-40138	Tornillo MCD 4.0 x 38 mm M3 bloqueo azul
08-40140	Tornillo MCD 4.0 x 40 mm M3 bloqueo azul
08-40142	Tornillo MCD 4.0 x 42 mm M3 bloqueo azul
08-40144	Tornillo MCD 4.0 x 44 mm M3 bloqueo azul
08-40146	Tornillo MCD 4.0 x 46 mm M3 bloqueo azul
08-40148	Tornillo MCD 4.0 x 48 mm M3 bloqueo azul
08-40150	Tornillo MCD 4.0 x 50 mm M3 bloqueo azul
08-40155	Tornillo MCD 4.0 x 55 mm M3 bloqueo azul
08-40160	Tornillo MCD 4.0 x 60 mm M3 bloqueo azul
08-40316	Tornillo MCD 4.0 x 16 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 7 mm autoperforante azul
08-40318	Tornillo MCD 4.0 x 18 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 7.5 mm autoperforante azul
08-40320	Tornillo MCD 4.0 x 20 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 8 mm autoperforante azul
08-40322	Tornillo MCD 4.0 x 22 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 9 mm autoperforante azul
08-40324	Tornillo MCD 4.0 x 24 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 9.5 mm autoperforante azul
08-40326	Tornillo MCD 4.0 x 26 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 10 mm autoperforante azul
08-40328	Tornillo MCD 4.0 x 28 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 11 mm autoperforante azul
08-40330	Tornillo MCD 4.0 x 30 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 11.5 mm autoperforante azul
08-40332	Tornillo MCD 4.0 x 32 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 12 mm autoperforante azul
08-40334	Tornillo MCD 4.0 x 34 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 13 mm autoperforante azul
08-40336	Tornillo MCD 4.0 x 36 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 13.5 mm autoperforante azul
08-40338	Tornillo MCD 4.0 x 38 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 14 mm autoperforante azul
08-40340	Tornillo MCD 4.0 x 40 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 15 mm autoperforante azul
08-40342	Tornillo MCD 4.0 x 42 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 15.5 mm autoperforante azul
08-40344	Tornillo MCD 4.0 x 44 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 16 mm autoperforante azul
08-40346	Tornillo MCD 4.0 x 46 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 17 mm autoperforante azul
08-40348	Tornillo MCD 4.0 x 48 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 17.5 mm autoperforante azul
08-40350	Tornillo MCD 4.0 x 50 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 18 mm autoperforante azul
08-40352	Tornillo MCD 4.0 x 52 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 18.5 mm autoperforante azul
08-40354	Tornillo MCD 4.0 x 54 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 19 mm autoperforante azul
08-40356	Tornillo MCD 4.0 x 56 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 19.5 mm autoperforante azul
08-40358	Tornillo MCD 4.0 x 58 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-40360	Tornillo MCD 4.0 x 60 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-40610	Tornillo MCD 4.0 x 10 mm M3 sin bloqueo azul
08-40612	Tornillo MCD 4.0 x 12 mm M3 sin bloqueo azul
08-40614	Tornillo MCD 4.0 x 14 mm M3 sin bloqueo azul
08-40616	Tornillo MCD 4.0 x 16 mm M3 sin bloqueo azul
08-40618	Tornillo MCD 4.0 x 18 mm M3 sin bloqueo azul
08-40620	Tornillo MCD 4.0 x 20 mm M3 sin bloqueo azul
08-40622	Tornillo MCD 4.0 x 22 mm M3 sin bloqueo azul
08-40624	Tornillo MCD 4.0 x 24 mm M3 sin bloqueo azul



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-40626	Tornillo MCD 4.0 x 26 mm M3 sin bloqueo azul
08-40628	Tornillo MCD 4.0 x 28 mm M3 sin bloqueo azul
08-40630	Tornillo MCD 4.0 x 30 mm M3 sin bloqueo azul
08-40632	Tornillo MCD 4.0 x 32 mm M3 sin bloqueo azul
08-40634	Tornillo MCD 4.0 x 34 mm M3 sin bloqueo azul
08-40636	Tornillo MCD 4.0 x 36 mm M3 sin bloqueo azul
08-40638	Tornillo MCD 4.0 x 38 mm M3 sin bloqueo azul
08-40640	Tornillo MCD 4.0 x 40 mm M3 sin bloqueo azul
08-40642	Tornillo MCD 4.0 x 42 mm M3 sin bloqueo azul
08-40644	Tornillo MCD 4.0 x 44 mm M3 sin bloqueo azul
08-40646	Tornillo MCD 4.0 x 46 mm M3 sin bloqueo azul
08-40648	Tornillo MCD 4.0 x 48 mm M3 sin bloqueo azul
08-40650	Tornillo MCD 4.0 x 50 mm M3 sin bloqueo azul
08-40655	Tornillo MCD 4.0 x 55 mm M3 sin bloqueo azul
08-40660	Tornillo MCD 4.0 x 60 mm M3 sin bloqueo azul
08-45216	Tornillo MCD 4.5 x 16 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45218	Tornillo MCD 4.5 x 18 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45220	Tornillo MCD 4.5 x 20 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45222	Tornillo MCD 4.5 x 22 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45224	Tornillo MCD 4.5 x 24 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45226	Tornillo MCD 4.5 x 26 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45228	Tornillo MCD 4.5 x 28 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45230	Tornillo MCD 4.5 x 30 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45232	Tornillo MCD 4.5 x 32 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45234	Tornillo MCD 4.5 x 34 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45236	Tornillo MCD 4.5 x 36 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45238	Tornillo MCD 4.5 x 38 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45240	Tornillo MCD 4.5 x 40 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45242	Tornillo MCD 4.5 x 42 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45244	Tornillo MCD 4.5 x 44 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45246	Tornillo MCD 4.5 x 46 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45248	Tornillo MCD 4.5 x 48 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45250	Tornillo MCD 4.5 x 50 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45255	Tornillo MCD 4.5 x 55 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45260	Tornillo MCD 4.5 x 60 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45265	Tornillo MCD 4.5 x 65 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45270	Tornillo MCD 4.5 x 70 mm canulado M3 autoperforante gris
08-45316	Tornillo MCD 4.5 x 16 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 7 mm autoperforante gris
08-45318	Tornillo MCD 4.5 x 18 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 7.5 mm autoperforante gris
08-45320	Tornillo MCD 4.5 x 20 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 8 mm autoperforante gris
08-45322	Tornillo MCD 4.5 x 22 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 9 mm autoperforante gris
08-45324	Tornillo MCD 4.5 x 24 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 9.5 mm autoperforante gris



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-45326	Tornillo MCD 4.5 x 26 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 10 mm autoperforante gris
08-45328	Tornillo MCD 4.5 x 28 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 11 mm autoperforante gris
08-45330	Tornillo MCD 4.5 x 30 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 11.5 mm autoperforante gris
08-45332	Tornillo MCD 4.5 x 32 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 12 mm autoperforante gris
08-45334	Tornillo MCD 4.5 x 34 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 13 mm autoperforante gris
08-45336	Tornillo MCD 4.5 x 36 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 13.5 mm autoperforante gris
08-45338	Tornillo MCD 4.5 x 38 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 14 mm autoperforante gris
08-45340	Tornillo MCD 4.5 x 40 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 15 mm autoperforante gris
08-45342	Tornillo MCD 4.5 x 42 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 15.5 mm autoperforante gris
08-45344	Tornillo MCD 4.5 x 44 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 16 mm autoperforante gris
08-45346	Tornillo MCD 4.5 x 46 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 17 mm autoperforante gris
08-45348	Tornillo MCD 4.5 x 48 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 17.5 mm autoperforante gris
08-45350	Tornillo MCD 4.5 x 50 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 18 mm autoperforante gris
08-45355	Tornillo MCD 4.5 x 55 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 19 mm autoperforante gris
08-45360	Tornillo MCD 4.5 x 60 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-45365	Tornillo MCD 4.5 x 65 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-45370	Tornillo MCD 4.5 x 70 mm canulado M3 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65250	Tornillo MCD 6.5 x 50 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65255	Tornillo MCD 6.5 x 55 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65260	Tornillo MCD 6.5 x 60 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65265	Tornillo MCD 6.5 x 65 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65270	Tornillo MCD 6.5 x 70 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65275	Tornillo MCD 6.5 x 75 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65280	Tornillo MCD 6.5 x 80 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65285	Tornillo MCD 6.5 x 85 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65290	Tornillo MCD 6.5 x 90 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65295	Tornillo MCD 6.5 x 95 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65296	Tornillo MCD 6.5 x 100 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65297	Tornillo MCD 6.5 x 105 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65298	Tornillo MCD 6.5 x 110 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65299	Tornillo MCD 6.5 x 115 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65300	Tornillo MCD 6.5 x 120 mm canulado M4 autoperforante gris
08-65350	Tornillo MCD 6.5 x 50 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 17 mm autoperforante gris
08-65355	Tornillo MCD 6.5 x 55 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 18 mm autoperforante gris
08-65360	Tornillo MCD 6.5 x 60 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65365	Tornillo MCD 6.5 x 65 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65370	Tornillo MCD 6.5 x 70 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65375	Tornillo MCD 6.5 x 75 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65380	Tornillo MCD 6.5 x 80 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65385	Tornillo MCD 6.5 x 85 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65390	Tornillo MCD 6.5 x 90 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65395	Tornillo MCD 6.5 x 95 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-65396	Tornillo MCD 6.5 x 100 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65397	Tornillo MCD 6.5 x 105 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65398	Tornillo MCD 6.5 x 100 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65399	Tornillo MCD 6.5 x 115 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65400	Tornillo MCD 6.5 x 120 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65425	Tornillo MCD 6.5 x 25 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 12 mm autoperforante gris
08-65430	Tornillo MCD 6.5 x 30 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 15 mm autoperforante gris
08-65435	Tornillo MCD 6.5 x 35 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 17 mm autoperforante gris
08-65440	Tornillo MCD 6.5 x 40 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante gris
08-65445	Tornillo MCD 6.5 x 45 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 22 mm autoperforante gris
08-65450	Tornillo MCD 6.5 x 50 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 25 mm autoperforante gris
08-65455	Tornillo MCD 6.5 x 55 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 27 mm autoperforante gris
08-65460	Tornillo MCD 6.5 x 60 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 30 mm autoperforante gris
08-65465	Tornillo MCD 6.5 x 65 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65470	Tornillo MCD 6.5 x 70 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65475	Tornillo MCD 6.5 x 75 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65480	Tornillo MCD 6.5 x 80 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65485	Tornillo MCD 6.5 x 85 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65490	Tornillo MCD 6.5 x 90 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65495	Tornillo MCD 6.5 x 95 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65496	Tornillo MCD 6.5 x 100 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65497	Tornillo MCD 6.5 x 105 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65498	Tornillo MCD 6.5 x 110 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65499	Tornillo MCD 6.5 x 115 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-65500	Tornillo MCD 6.5 x 120 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante gris
08-75355	Tornillo MCD 7.5 x 55 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-75360	Tornillo MCD 7.5 x 60 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-75365	Tornillo MCD 7.5 x 65 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-75370	Tornillo MCD 7.5 x 70 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-75375	Tornillo MCD 7.5 x 75 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-75380	Tornillo MCD 7.5 x 80 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-75385	Tornillo MCD 7.5 x 85 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-75390	Tornillo MCD 7.5 x 90 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-75395	Tornillo MCD 7.5 x 95 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-75396	Tornillo MCD 7.5 x 100 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 20 mm autoperforante azul
08-75397	Tornillo MCD 7.5 x 105 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 30 mm autoperforante azul
08-75398	Tornillo MCD 7.5 x 110 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 30 mm autoperforante azul
08-75399	Tornillo MCD 7.5 x 115 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante azul
08-75400	Tornillo MCD 7.5 x 120 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante azul
08-75401	Tornillo MCD 7.5 x 125 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante azul
08-75402	Tornillo MCD 7.5 x 130 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante azul
08-75403	Tornillo MCD 7.5 x 135 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante azul



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

08-75404	Tornillo MCD 7.5 x 140 mm canulado M4 Rosca parcial longitud de rosca 35 mm autoperforante azul
08-M0B-1710	Tornillo MCD 1.7 x 10 mm dorado
08-M0B-1711	Tornillo MCD 1.7 x 11 mm dorado
08-M0B-1712	Tornillo MCD 1.7 x 12 mm dorado
08-M0B-1713	Tornillo MCD 1.7 x 13 mm dorado
08-M0B-1714	Tornillo MCD 1.7 x 14 mm dorado
08-M0B-1716	Tornillo MCD 1.7 x 16 mm dorado
08-M0B-1718	Tornillo MCD 1.7 x 18 mm dorado
08-M0B-1720	Tornillo MCD 1.7 x 20 mm dorado
08-M0B-1722	Tornillo MCD 1.7 x 22 mm dorado
08-M0B-1724	Tornillo MCD 1.7 x 24 mm dorado
08-M0B-2310	Tornillo MCD 2.3 x 10 mm dorado
08-M0B-2311	Tornillo MCD 2.3 x 11 mm dorado
08-M0B-2312	Tornillo MCD 2.3 x 12 mm dorado
08-M0B-2313	Tornillo MCD 2.3 x 13 mm dorado
08-M0B-2314	Tornillo MCD 2.3 x 14 mm dorado
08-M0B-2316	Tornillo MCD 2.3 x 16 mm dorado
08-M0B-2318	Tornillo MCD 2.3 x 18 mm dorado
08-M0B-2320	Tornillo MCD 2.3 x 20 mm dorado
08-M0B-2322	Tornillo MCD 2.3 x 22 mm dorado
08-M0B-2324	Tornillo MCD 2.3 x 24 mm dorado
08-M0D-1706	Tornillo MCD 1.7 x 6 mm autoperforante gris
26-50714	MCD Tornillo DTS estándar 3.0/3.5 x 14 mm autoperforante canulado dorado
26-50716	MCD Tornillo DTS estándar 3.0/3.5 x 16 mm autoperforante canulado dorado
26-50718	MCD Tornillo DTS estándar 3.0/3.5 x 18 mm autoperforante canulado dorado
26-50720	MCD Tornillo DTS estándar 3.0/3.5 x 20 mm autoperforante canulado dorado
26-50722	MCD Tornillo DTS estándar 3.0/3.5 x 22 mm autoperforante canulado dorado
26-50724	MCD Tornillo DTS estándar 3.0/3.5 x 24 mm autoperforante canulado dorado
26-50726	MCD Tornillo DTS estándar 3.0/3.5 x 26 mm autoperforante canulado dorado
26-50728	MCD Tornillo DTS estándar 3.0/3.5 x 28 mm autoperforante canulado dorado
26-50814	MCD Tornillo DTS Mini 2.5/3.0 x 14 mm autoperforante canulado gris
26-50816	MCD Tornillo DTS Mini 2.5/3.0 x 16 mm autoperforante canulado gris
26-50818	MCD Tornillo DTS Mini 2.5/3.0 x 18 mm autoperforante canulado gris
26-50820	MCD Tornillo DTS Mini 2.5/3.0 x 20 mm autoperforante canulado gris
26-50822	MCD Tornillo DTS Mini 2.5/3.0 x 22 mm autoperforante canulado gris
26-50824	MCD Tornillo DTS Mini 2.5/3.0 x 24 mm autoperforante canulado gris
26-50826	MCD Tornillo DTS Mini 2.5/3.0 x 26 mm autoperforante canulado gris
26-50828	MCD Tornillo DTS Mini 2.5/3.0 x 28 mm autoperforante canulado gris
26-M0A-2510	Tornillo MCD Radio 2.5 x 10 mm bloqueo gris
26-M0A-2512	Tornillo MCD Radio 2.5 x 12 mm bloqueo gris
26-M0A-2514	Tornillo MCD Radio 2.5 x 14 mm bloqueo gris
26-M0A-2516	Tornillo MCD Radio 2.5 x 16 mm bloqueo gris



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

26-M0A-2518	Tornillo MCD Radio 2.5 x 18 mm bloqueo gris
26-M0A-2520	Tornillo MCD Radio 2.5 x 20 mm bloqueo gris
26-M0A-2522	Tornillo MCD Radio 2.5 x 22 mm bloqueo gris
26-M0A-2524	Tornillo MCD Radio 2.5 x 24 mm bloqueo gris
26-M0A-2526	Tornillo MCD Radio 2.5 x 26 mm bloqueo gris
26-M0A-2528	Tornillo MCD Radio 2.5 x 28 mm bloqueo gris
26-M0A-2530	Tornillo MCD Radio 2.5 x 30 mm bloqueo gris
26-M0A-2710	Tornillo MCD Radio 2.7 x 10 mm bloqueo dorado
26-M0A-2712	Tornillo MCD Radio 2.7 x 12 mm bloqueo dorado
26-M0A-2714	Tornillo MCD Radio 2.7 x 14 mm bloqueo dorado
26-M0A-2716	Tornillo MCD Radio 2.7 x 16 mm bloqueo dorado
26-M0A-2718	Tornillo MCD Radio 2.7 x 18 mm bloqueo dorado
26-M0A-2720	Tornillo MCD Radio 2.7 x 20 mm bloqueo dorado
26-M0A-2722	Tornillo MCD Radio 2.7 x 22 mm bloqueo dorado
26-M0A-2724	Tornillo MCD Radio 2.7 x 24 mm bloqueo dorado
26-M0A-2726	Tornillo MCD Radio 2.7 x 26 mm bloqueo dorado
26-M0A-2728	Tornillo MCD Radio 2.7 x 28 mm bloqueo dorado
26-M0A-2730	Tornillo MCD Radio 2.7 x 30 mm bloqueo dorado
26-M0B-2510	Tornillo MCD Radio 2.5 x 10 mm gris
26-M0B-2512	Tornillo MCD Radio 2.5 x 12 mm gris
26-M0B-2514	Tornillo MCD Radio 2.5 x 14 mm gris
26-M0B-2516	Tornillo MCD Radio 2.5 x 16 mm gris
26-M0B-2518	Tornillo MCD Radio 2.5 x 18 mm gris
26-M0B-2520	Tornillo MCD Radio 2.5 x 20 mm gris
26-M0B-2522	Tornillo MCD Radio 2.5 x 22 mm gris
26-M0B-2524	Tornillo MCD Radio 2.5 x 24 mm gris
26-M0B-2526	Tornillo MCD Radio 2.5 x 26 mm gris
26-M0B-2528	Tornillo MCD Radio 2.5 x 28 mm gris
26-M0B-2530	Tornillo MCD Radio 2.5 x 30 mm gris
26-M0B-2710	Tornillo MCD Radio 2.7 x 10 mm dorado
26-M0B-2712	Tornillo MCD Radio 2.7 x 12 mm dorado
26-M0B-2714	Tornillo MCD Radio 2.7 x 14 mm dorado
26-M0B-2716	Tornillo MCD Radio 2.7 x 16 mm dorado
26-M0B-2718	Tornillo MCD Radio 2.7 x 18 mm dorado
26-M0B-2720	Tornillo MCD Radio 2.7 x 20 mm dorado
26-M0B-2722	Tornillo MCD Radio 2.7 x 22 mm dorado
26-M0B-2724	Tornillo MCD Radio 2.7 x 24 mm dorado
26-M0B-2726	Tornillo MCD Radio 2.7 x 26 mm dorado
26-M0B-2728	Tornillo MCD Radio 2.7 x 28 mm dorado
26-M0B-2730	Tornillo MCD Radio 2.7 x 30 mm dorado
26-MV1-0001L	Placa Radio Palmar PRP corta izquierda gris
26-MV1-0001R	Placa Radio Palmar PRP corta derecha gris



RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

26-MV1-0002L	Placa Radio Palmar PRP larga izquierda gris
26-MV1-0002R	Placa Radio Palmar PRP larga derecha gris
26-SG1-0001L	Calibre de fresado para PRP izquierda
26-SG1-0001R	Calibre de fresado para PRP derecha
26-SG1-0002	Guía de broca para PRP placa
26-VB3-1401	Broca para orificio piloto 1.4 x 90 mm tope 28 mm Stryker verde
26-VB3-1901	Broca para orificio piloto 1.9 x 90 mm tope 28 mm Stryker roja
27-01104	Placa de 4 orificios 1.0 mm recta M1 azul
27-01115	Placa en T de 5 orificios 1.0 mm M1 azul
27-01138	Placa en HT de 3 orificios 1.0 mm recta pequeña M1 azul
27-01140	Placa en HT de 3 orificios 1.0 mm recta grande M1 azul
27-01206	Placa de compresión de 6 orificios 1.0mm recta M1 azul
27-01217	Placa de compresión en T de 7 orificios 1.0 mm M1 azul
27-02104	Placa de 4 orificios 1.5 mm recta M2 dorado
27-02130	Placa en L de 4 orificios 1.5 mm derecha M2 dorado
27-02131	Placa en L de 4 orificios 1.5 mm izquierda M2 dorado
27-02206	Placa de compresión de 6 orificios 1.5 mm M2 dorado
27-02208	Placa de compresión de 8 orificios 1.5 mm M2 dorado
27-02226	Placa de compresión en T de 10 orificios 1.5 mm M2 dorado
27-02428	Placa MTPJ de 6 orificios 1.5 mm M2 puente 28 mm dorado
27-02435	Placa MTPJ de 6 orificios 1.5 mm puente 35 mm M2 dorado
27-02449	Placa MTPJ de compresión de 4 orificios 1.5 mm M2 dorado
27-02453	Placa MTPJ de compresión de 6 orificios 1.5 mm M2 dorado
27-02525	Placa MRP 1.5 mm izquierda M2 dorado
27-02526	Placa MRP 1.5 mm derecha M2 dorado
27-02535	Placa MD 1.5 mm izquierda M2 dorado
27-02536	Placa MD 1.5 mm derecha M 2 dorado
27-02600	Placa H Lapidus 5 orificios sin nivel 1.5 mm M2 dorado
27-02601	Placa H Lapidus 5 orificios nivel 1 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02602	Placa H Lapidus 5 orificios nivel 2 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02603	Placa H Lapidus 5 orificios nivel 3 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02606	Placa DPS 4 orificios nivel 6 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02608	Placa DPS 4 orificios nivel 8 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02610	Placa DPS 4 orificios nivel 10 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02623	MOW placa con chaveta 3 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02624	MOW placa con chaveta 4 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02625	MOW placa cn chaveta 5 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02626	MOW placa con chaveta 6 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02627	MOW placa con chaveta 7 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02628	MOW placa con chaveta 8 mm 1.5 mm M2 dorado
27-02724	Placa en X de 4 orificios S 2.0 mm M2 dorado
27-02728	Placa en X de 4 orificios M 2.0 mm M2 dorado



RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

27-02730	Placa en X de 4 orificios L 2.0 mm M2 dorado
27-03501	Placa Calcaneus de 12 orificios pequeña 1.5 mm derecha M3 verde
27-03502	Placa Calcaneus de 12 orificios pequeña 1.5 mm izquierda M3 verde
27-03503	Placa Calcaneus de 12 orificios media 1.5 mm derecha M3 verde
27-03504	Placa Calcaneus de 12 orificios media 1.5 mm izquierda M3 verde
27-03505	Placa Calcaneus de 12 orificios grande 1.5 mm derecha M3 verde
27-03506	Placa Calcaneus de 12 orificios grande 1.5 mm izquierda M3 verde
27-03525	Placa MRP 1.5 mm izquierda M3 verde
27-03526	Placa MRP 1.5 mm derecha M3 verde
27-03732	Placa Fibula de compresión 3 orificios M3 verde
27-03749	Placa Fibula de compresión 4 orificios M3 verde
27-03764	Placa Fibula de compresión 5 orificios M3 verde
27-03773	Placa Fibula de compresión 6 orificios M3 verde
27-03785	Placa Fibula de compresión 7 orificios M3 verde
27-03798	Placa Fibula de compresión 8 orificios M3 verde
27-05100	Broca hueca 1.4 x 86 mm tope 26 mm AO 2 x azul para tornillos de 2.0 mm
27-05101	Broca hueca 1.7 x 86 mm tope 26 mm AO 1 x azul 1 x rojo para tornillos 2.3 mm
27-05110	Broca deslizante 2.1 x 80 mm tope 20 mm AO 2 x azul para tornillos 2.0 mm
27-05111	Broca deslizante 2.4 x 80 mm tope 20 mm AO 1 x azul 1 x rojo para tornillos 2.3 mm
27-05142	Guía de broca M1 140 mm
27-05150	Hoja MCD autosujeción M1 66 mm AO 1 x azul
27-05155	Hoja MCD no autosujeción M1 66 mm AO 1 x azul
27-05200	Broca hueca 1.8 x 95 mm tope 35 mm AO 2 x amarillo para tornillos 2.7 mm
27-05201	Broca hueca 2.1 x 125 mm tope 65 mm AO 1 x amarillo 1 x gris para tornillos 3.0 mm
27-05210	Broca deslizante 2.8 x 80 mm tope 20 mm AO 2 x amarillo para tornillos 2.7 mm
27-05211	Broca deslizante 3.1 x 80 mm tope 30 mm AO 1 x amarillo 1 x gris para tornillos 3.0 mm
27-05242	Guía de broca M2 140 mm
27-05250	Hoja MCD autosujeción M2 66 mm AO 1 x amarilla
27-05255	Hoja MCD no autosujeción M2 66 mm AO 1 x amarilla
27-05300	Broca hueca 2.3 x 125 mm tope 65 mm AO 2 x verde para tornillos 3.5 mm
27-05301	Broca hueca 2.8 x 125 mm tope 65 mm AO 1 x verde 1 x azul para tornillos 4.0 mm
27-05310	Broca deslizante 3.6 x 95 mm tope 45 mm AO 2 x verde para tornillos 3.5 mm
27-05311	Broca deslizante 4.1 x 95 mm tope 45 mm AO 1 x verde 1 x azul para tornillos 4.0 mm
27-05342	Guía de broca M3 140 mm
27-05350	Hoja MCD autosujeción M3 66 mm AO 1 x verde
27-05355	Hoja MCD no autosujeción M3 66 mm AO 1 x verde
27-05455	Hoja MCD no autosujeción M4 AO 1 x rojo
27-05510	Broca deslizante 2.2 x 77 mm tope 27 mm AO canulado 2 x azul para tornillos 2.0 mm
27-05511	Broca deslizante 2.5 x 77 mm tope 27 mm AO canulado 1 x azul 1 x rojo para tornillos 2.3 mm
27-05530	Avellanador M1 canulado 66 mm AO 1 x azul
27-05550	Hoja MCD canulada M1 66 mm AO sin autosujeción 1 x azul
27-05600	Broca hueca 1.8 x 90 mm tope 40 mm AO canulado 2 x amarillo para tornillos 2.7 mm



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

27-05601	Broca hueca 2.1 x 110 mm tope 60 mm AO canulado 1 x amarillo 1 x gris para tornillos 3.0 mm
27-05610	Broca deslizante 2.8 x 77 mm tope 27 mm AO canulado 2 x amarillo para tornillos 2.7 mm
27-05611	Broca deslizante 3.1 x 90 mm tope 40 mm AO canulado 1 x amarillo 1 x gris para tornillos 3.0 mm
27-05620	Roscadora 2.7 x 89 mm tope 14 mm AO canulada 2 x amarillo para tornillos 2.7 mm
27-05621	Roscadora 3.0 x 110 mm tope 14 mm AO canulada 1 x amarillo 1 x gris para tornillos 3.0 mm
27-05630	Avellanador M2 canulado 66 mm AO 1 x amarillo
27-05650	Hoja MCD canulada M2 66 mm AO sin autosujeción 1 x amarillo
27-05700	Broca hueca 2.3 x 124 mm tope 75 mm AO canulado 2 x verde para tornillos 3.5 mm
27-05701	Broca hueca 2.8 x 124 mm tope 75 mm AO canulado 1 x verde 1 x azul para tornillos 4.0 mm
27-05702	Broca hueca 3.3 x 124 mm tope 75 mm AO canulado 1 x verde 1 x gris para tornillos 4.5 mm
27-05710	Broca deslizante 3.6 x 98 mm tope 50 mm AO canulado 2 x verde para tornillos 3.5 mm
27-05711	Broca deslizante 4.1 x 98 mm tope 50 mm AO canulado 1 x verde 1 x azul para tornillos 4.0 mm
27-05712	Broca deslizante 4.6 x 98 mm tope 50 mm AO canulado 1 x verde 1 x gris para tornillos 4.5 mm
27-05720	Roscadora 3.5 x 124 mm tope 14 mm AO canulado 2 x verde para tornillos 3.5 mm
27-05721	Roscadora 4.0 x 124 mm tope 14 mm AO canulado 1 x verde 1 x azul para tornillos 4.0 mm
27-05722	Roscadora 4.5 x 124 mm tope 14 mm AO canulado 1 x verde 1 x gris para tornillos 4.5 mm
27-05730	Avellanador M3 canulado 66 mm AO 1 x verde
27-05750	Hoja MCD canulada M3 66 mm AO sin autosujeción 1 x verde
27-06065	Broca deslizante 6.6 x 220 mm tope 40 mm AO canulada 1 x roja 1 x gris para tornillos 6.5 mm
27-06150	Avellanador M4 canulado L = 220 mm AO 1 x rojo
27-06255	Hoja MCD M4 para alambre K 200 mm acanalada 220 mm no autosujeción AO 1 x roja
27-06500	Calibre profundidad para alambre K 150 mm M1 / M2 200 mm
27-06501	Calibre profundidad para alambre K 150 mm M3 200 mm
27-06502	Calibre profundidad para alambre K 200 mm M4 200 mm
27-06507	Placa medida tornillos y alambre Kirschner M1 / M2 / M3 150 mm
27-06508	Placa medida tornillos y alambre Kirschner M4 150 mm
27-08021	Mango para destornillador pequeño izquierda/derecha canulado AO negro 150 mm
27-08022	Mango para destornillador giratorio izquierda/derecha canulado AO negro 180 mm
27-08023	Mango en T giratorio izquierda/derecha canulado AO negro 130 mm
27-08025	Mango para destornillador pequeño fijo canulado AO negro 120 mm
27-08032	Pinza para sostener tornillos 85 mm
27-08034	Medidor de profundidad Ø tornillo 1.7 - 2.5 mm, Ø sonda 1.2 mm, M1 campo de medición 0 - 50 mm 175 mm
27-08036	Medidor de profundidad Ø tornillo 2.7 - 3.5 mm, Ø sonda 1.7 mm, M2/M3 campo de medición 0 - 80 mm 175 mm
27-08040	Palanca para doblar M1 105 mm
27-08060	Alicate para doblar con pin M2 / M3 140 mm
27-08120	Alicate corte placas M1/M2 200 mm
27-08330	Alicate para doblar con 2 pines para placas M2 140 mm
27-MG0-0602	Placa 2 orificios puente 7 mm gris
27-MG0-1308	Placa de 8 orificios M recta dorado
27-TB4-1001	Inlay para tornillos Ø 6.5 / Ø 7.5 mm, M4, 1/1 218 x 218 x 25 mm
27-TB4-4001	Inlay para tornillos Ø 3.5 / Ø 4.0 / Ø 4.5 mm, M3, 1/4 218 x 55 x 25 mm



RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

27-TB4-4002	Inlay para tornillos (115 + 60 unid) Ø 2.7 / Ø 3.0 mm, M2, 1/4 218 x 55 x 25 mm
27-TB4-4005	Inlay para tornillos Ø 2,0 / Ø 2,3 mm, M1, 1/4 218 x 55 x 25 mm
33-10011	Cilindro de corte MBM tamaño S, pequeño Ø aprox. 2.0 mm
33-10021	Cilindro de corte MBM tamaño M, medio aprox. 3.0 mm
33-10031	Cilindro de corte MBM tamaño L, grande aprox. 4.0 mm
33-10088	Piezas de bloqueo para MBM
33-10089	MBM cuerpo molino óseo solo
33-10091	MBM llave giratoria
33-10096	Colector de hueso para MBM
34-10160	Casquillo fresa sin rosca con mango para sistema BMR/MPS/Fracture
75-TA1-1001	Tray 1/1 242 x 240 x 138 mm
75-TA2-1001	Tapa cubeta 1/1 242 x 240 mm
75-TB1-1001	Porta inlay plano 1/1 218 x 218 x 26 mm
75-TB1-1002	Porta inlay alto 1/1 218 x 218 x 66 mm
75-TB2-1001	Tapa inlay 1/1 211 x 211 mm
75-TB4-4001	Inlay para AKIN y CHEVRON implantes para tornillos Ø 1.7 / Ø 2.0 / Ø 2.3 mm 1/4
75-TB7-2001	Inlay 1/2 218 x 109 x 25 mm
75-TB7-4000	Inlay distance frame 218 x 55 x 35 mm
75-TB7-4001	Inlay 1/4 218 x 55 x 25 mm
06-12004	Tornillo MCD 1.2 x 4 mm dorado
06-12005	Tornillo MCD 1.2 x 5 mm dorado
06-12006	Tornillo MCD 1.2 x 6 mm dorado
06-12007	Tornillo MCD 1.2 x 7 mm dorado
06-12008	Tornillo MCD 1.2 x 8 mm dorado
06-12009	Tornillo MCD 1.2 x 9 mm dorado
06-12010	Tornillo MCD 1.2 x 10 mm dorado
06-12012	Tornillo MCD 1.2 x 12 mm dorado
06-12014	Tornillo MCD 1.2 x 14 mm dorado
06-12016	Tornillo MCD 1.2 x 16 mm dorado
06-12018	Tornillo MCD 1.2 x 18 mm dorado
06-12020	Tornillo MCD 1.2 x 20 mm dorado
06-12104	Tornillo CF 1.2 x 4 mm dorado
06-12105	Tornillo CF 1.2 x 5 mm dorado
06-12106	Tornillo CF 1.2 x 6 mm dorado
06-12107	Tornillo CF 1.2 x 7 mm dorado
06-12108	Tornillo CF 1.2 x 8 mm dorado
06-12109	Tornillo CF 1.2 x 9 mm dorado
06-12110	Tornillo CF 1.2 x 10 mm dorado
06-12112	Tornillo CF 1.2 x 12 mm dorado
06-12114	Tornillo CF 1.2 x 14 mm dorado
06-12116	Tornillo CF 1.2 x 16 mm dorado
06-12118	Tornillo CF 1.2 x 18 mm dorado



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

06-12120	Tornillo CF 1.2 x 20 mm dorado
06-15004	Tornillo de emergencia MCD 1.5 x 4 mm dorado
06-15006	Tornillo de emergencia MCD 1.5 x 6 mm dorado
06-15011	Tornillo de emergencia MCD 1.5 x 11 mm dorado
06-15104	Tornillo de emergencia CF 1.5 x 4 mm dorado
06-15106	Tornillo de emergencia CF 1.5 x 6 mm dorado
06-15111	Tornillo de emergencia CF 1.5 x 11 mm dorado
06-17005	Tornillo MCD 1.7 x 5 mm dorado
06-17006	Tornillo MCD 1.7 x 6 mm dorado
06-17007	Tornillo MCD 1.7 x 7 mm dorado
06-17008	Tornillo MCD 1.7 x 8 mm dorado
06-17009	Tornillo MCD 1.7 x 9 mm dorado
06-17010	Tornillo MCD 1.7 x 10 mm dorado
06-17011	Tornillo MCD 1.7 x 11 mm dorado
06-17012	Tornillo MCD 1.7 x 12 mm dorado
06-17013	Tornillo MCD 1.7 x 13 mm dorado
06-17014	Tornillo MCD 1.7 x 14 mm dorado
06-17015	Tornillo MCD 1.7 x 15 mm dorado
06-17016	Tornillo MCD 1.7 x 16 mm dorado
06-17018	Tornillo MCD 1.7 x 18 mm dorado
06-17020	Tornillo MCD 1.7 x 20 mm dorado
06-17022	Tornillo MCD 1.7 x 22 mm dorado
06-17024	Tornillo MCD 1.7 x 24 mm dorado
06-17105	Tornillo CF 1.7 x 5 mm dorado
06-17106	Tornillo CF 1.7 x 6 mm dorado
06-17107	Tornillo CF 1.7 x 7 mm dorado
06-17108	Tornillo CF 1.7 x 8 mm dorado
06-17109	Tornillo CF 1.7 x 9 mm dorado
06-17110	Tornillo CF 1.7 x 10 mm dorado
06-17111	Tornillo CF 1.7 x 11 mm dorado
06-17112	Tornillo CF 1.7 x 12 mm dorado
06-17113	Tornillo CF 1.7 x 13 mm dorado
06-17114	Tornillo CF 1.7 x 14 mm dorado
06-17115	Tornillo CF 1.7 x 15 mm dorado
06-17116	Tornillo CF 1.7 x 16 mm dorado
06-17118	Tornillo CF 1.7 x 18 mm dorado
06-17120	Tornillo CF 1.7 x 20 mm dorado
06-17122	Tornillo CF 1.7 x 22 mm dorado
06-17124	Tornillo CF 1.7 x 24 mm dorado
06-19005	Tornillo de emergencia MCD 2.0 x 5 mm dorado
06-19007	Tornillo de emergencia MCD 2.0 x 7 mm dorado
06-19009	Tornillo de emergencia MCD 2.0 x 9 mm dorado



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

06-19105	Tornillo de emergencia CF 2.0 x 5 mm dorado
06-19107	Tornillo de emergencia CF 2.0 x 7 mm dorado
06-19109	Tornillo de emergencia CF 2.0 x 9 mm dorado
06-23106	Tornillo CF Contour 2.3 x 6 mm dorado
06-23108	Tornillo CF Contour 2.3 x 8 mm dorado
06-23109	Tornillo CF Contour 2.3 x 9 mm dorado
06-23110	Tornillo CF Contour 2.3 x 10 mm dorado
06-23111	Tornillo CF Contour 2.3 x 11 mm dorado
06-23112	Tornillo CF Contour 2.3 x 12 mm dorado
06-23113	Tornillo CF Contour 2.3 x 13 mm dorado
06-23114	Tornillo CF Contour 2.3 x 14 mm dorado
06-23115	Tornillo CF Contour 2.3 x 15 mm dorado
06-23116	Tornillo CF Contour 2.3 x 16 mm dorado
06-23118	Tornillo CF Contour 2.3 x 18 mm dorado
06-23120	Tornillo CF Contour 2.3 x 20 mm dorado
06-23122	Tornillo CF Contour 2.3 x 22 mm dorado
06-23124	Tornillo CF Contour 2.3 x 24 mm dorado
06-23206	Tornillo CF Contour 2.3 x 6 mm bloqueo gris
06-23208	Tornillo CF Contour 2.3 x 8 mm bloqueo gris
06-23209	Tornillo CF Contour 2.3 x 9 mm bloqueo gris
06-23210	Tornillo CF Contour 2.3 x 10 mm bloqueo gris
06-23211	Tornillo CF Contour 2.3 x 11 mm bloqueo gris
06-23212	Tornillo CF Contour 2.3 x 12 mm bloqueo gris
06-23213	Tornillo CF Contour 2.3 x 13 mm bloqueo gris
06-23214	Tornillo CF Contour 2.3 x 14 mm bloqueo gris
06-23215	Tornillo CF Contour 2.3 x 15 mm bloqueo gris
06-23216	Tornillo CF Contour 2.3 x 16 mm bloqueo gris
06-23218	Tornillo CF Contour 2.3 x 18 mm bloqueo gris
06-23220	Tornillo CF Contour 2.3 x 20 mm bloqueo gris
06-23222	Tornillo CF Contour 2.3 x 22 mm bloqueo gris
06-23224	Tornillo CF Contour 2.3 x 24 mm bloqueo gris
06-23306	Tornillo MCD Contour 2.3 x 6 mm dorado
06-23308	Tornillo MCD Contour 2.3 x 8 mm dorado
06-23309	Tornillo MCD Contour 2.3 x 9 mm dorado
06-23310	Tornillo MCD Contour 2.3 x 10 mm dorado
06-23311	Tornillo MCD Contour 2.3 x 11 mm dorado
06-23312	Tornillo MCD Contour 2.3 x 12 mm dorado
06-23313	Tornillo MCD Contour 2.3 x 13 mm dorado
06-23314	Tornillo MCD Contour 2.3 x 14 mm dorado
06-23315	Tornillo MCD Contour 2.3 x 15 mm dorado
06-23316	Tornillo MCD Contour 2.3 x 16 mm dorado
06-23318	Tornillo MCD Contour 2.3 x 18 mm dorado



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

06-23320	Tornillo MCD Contour 2.3 x 20 mm dorado
06-23322	Tornillo MCD Contour 2.3 x 22 mm dorado
06-23324	Tornillo MCD Contour 2.3 x 24 mm dorado
06-23406	Tornillo MCD Contour 2.3 x 6 mm bloqueo gris
06-23408	Tornillo MCD Contour 2.3 x 8 mm bloqueo gris
06-23409	Tornillo MCD Contour 2.3 x 9 mm bloqueo gris
06-23410	Tornillo MCD Contour 2.3 x 10 mm bloqueo gris
06-23411	Tornillo MCD Contour 2.3 x 11 mm bloqueo gris
06-23412	Tornillo MCD Contour 2.3 x 12 mm bloqueo gris
06-23413	Tornillo MCD Contour 2.3 x 13 mm bloqueo gris
06-23414	Tornillo MCD Contour 2.3 x 14 mm bloqueo gris
06-23415	Tornillo MCD Contour 2.3 x 15 mm bloqueo gris
06-23416	Tornillo MCD Contour 2.3 x 16 mm bloqueo gris
06-23418	Tornillo MCD Contour 2.3 x 18 mm bloqueo gris
06-23420	Tornillo MCD Contour 2.3 x 20 mm bloqueo gris
06-23422	Tornillo MCD Contour 2.3 x 22 mm bloqueo gris
06-23424	Tornillo MCD Contour 2.3 x 24 mm bloqueo gris
06-25005	Tornillo de emergencia MCD 2.5 x 5 mm dorado
06-25007	Tornillo de emergencia MCD 2.5 x 7 mm dorado
06-25009	Tornillo de emergencia MCD 2.5 x 9 mm dorado
06-25105	Tornillo de emergencia CF 2.5 x 5 mm dorado
06-25107	Tornillo de emergencia CF 2.5 x 7 mm dorado
06-25109	Tornillo de emergencia CF 2.5 x 9 mm dorado
26-00101	Placa de 4 orificios XS recta dorado
26-00116	Placa de 16 orificios XS recta dorado
26-00140	Placa en T de 5 orificios XS dorado
26-00170	Placa en Y de 5 orificios XS dorado
26-00190	Placa CAD de 4 orificios XS rectángulo dorado
26-00191	Placa CAD de 6 orificios XS rectángula dorado
26-00192	Placa CAD de 8 orificios XS rectangular dorado
26-00201	Placa de 4 orificios S recta dorado
26-00202	Placa de 4 orificios S recta puente 6 mm dorado
26-00216	Placa de 16 orificios S recta dorado
26-00220	Placa en L de 6 orificios S derecha dorado
26-00221	Placa en L de 6 orificios S izquierda dorado
26-00240	Placa en T de 6 orificios S dorado
26-00260	Placa en T de 7 orificios S dorado
26-00270	Placa en Y de 7 orificios S dorado
26-00279	Placa en Z de 9 orificios S dorado
26-00285	Placa de 5 orificios S-especial recta dorado
26-00286	Placa en T de 6 orificios S-especial dorado
26-00290	Placa CAD de 4 orificios S rectangular dorado



República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

26-00291	Placa CAD de 6 orificios S rectangular dorado
26-00292	Placa CAD de 8 orificios S rectangular dorado
26-00401	Placa de compresión 4 orificios M recta gris
26-00402	Placa de compresión 4 orificios M puente 7 mm gris
26-00404	Placa de compresión de 5 orificios M recta gris
26-00407	Placa de compresión 6 orificios M recta gris
26-00440	Placa en T de compresión de 6 orificios M gris
26-00460	Placa en T de compresión de 7 orificios M gris
26-00470	Placa en Y de compresión de 7 orificios M gris
26-00480	Placa condilar compresión de 5 orificios M derecha dorado
26-00481	Placa condilar compresión de 5 orificios M izquierda dorado
26-00482	Placa condilar compresión de 6 orificios M derecha dorado
26-00483	Placa condilar compresión de 6 orificios M izquierda dorado
26-00502	Placa de compresión 4 orificios L puente 9 mm dorado
26-00505	Placa de compresión de 5 orificios L puente 9 mm dorado
26-00508	Placa de compresión 6 orificios L puente 9 mm dorado
26-00540	Placa en T de compresión de 6 orificios L dorado
26-01301	Placa de 4 orificios M recta dorado
26-01302	Placa de 4 orificios M recta puente 9 mm dorado
26-01308	Placa de 8 orificios M recta dorado
26-01340	Placa en T de 6 orificios M dorado
26-01360	Placa en T de 7 orificios M dorado
26-01370	Placa en Y de 7 orificios M dorado
26-01390	Placa CAD de 4 orificios M dorado
26-01391	Placa CAD de 6 orificios M rectangular dorado
26-01392	Placa CAD de 8 orificios M rectangular dorado
26-23004	Hoja CF para dispositivo sujeción 26-23005 2.3 mm
26-23005	Dispositivo sujeción CF 2.3 mm 3 piezas no autosujeción
26-30100	Alicate para doblar placas XS / S
26-30111	Alicate para doblar placas M/L
26-30120	Cortaplacas XS / S / M sin rebabas - instrumento especial
26-30201	Mango para guía brocas solo
26-30210	Guía para brocas para placas XS céntrico
26-30212	Guía para brocas para placas S céntrico
26-30214	Guía para brocas para placas M / L céntrico
26-VB3-1000	Broca para orificio piloto 1.0 x 80 mm tope 22 mm Stryker azul
26-VB3-1400	Broca para orificio de desliz 1.4 x 65 mm tope 15 mm Stryker azul
26-VB3-1401	Broca para orificio piloto 1.4 x 90 mm tope 28 mm Striker verde
26-VB3-1900	Broca para orificio de desliz 1.9 x 75 mm tope 15 mm Stryker verde
26-VB3-1901	Broca para orificio piloto 1.9 x 90 mm tope 28 mm Stryker roja
26-VB3-2400	Broca para orificio de desliz 2.4 x 75 mm tope 15 mm Stryker roja
27-00908-150	Aguja de Kirschner 0.8 x 150 mm punta de trocar con vástago redondo



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

27-00909-150	Aguja de Kirschner 0.9 x 150 mm punta de trocar con vástago redondo
27-00910-150	Aguja de Kirschner 1.0 x 150 mm punta de trocar con vástago redondo
27-00915-150	Aguja de Kirschner 1.5 x 150 mm punta de trocar con vástago redondo
27-00920-150	Aguja de Kirschner 2.0 x 150 mm punta de trocar con vástago redondo
27-00925-200	Aguja de Kirschner 2.5 x 200 mm punta de trocar con vástago redondo
27-00925-300	Aguja de Kirschner 2.5 x 300 mm punta de trocar con vástago redondo
27-00928-200	Aguja de Kirschner 2.8 x 200 mm punta de trocar con vástago redondo
27-00928-300	Aguja de Kirschner 2.8 x 300 mm punta de trocar con vástago redondo
27-01915-070-GK	Aguja de Kirschner 1.5 x 70 mm con oliva Ø 4 mm punta de trocar con rosca vástago redondo M1
27-02915-070-GK	Aguja de Kirschner 1.5 x 70 mm con oliva Ø 6 mm punta de trocar con rosca vástago redondo M2 / M3
27-05442	Guía de broca M4

EXPEDIENTE No.: 20039591
RADICACIÓN: 20211142143
FECHA: 21/07/2021

ARTICULO SEGUNDO. Se aprueban etiquetas del fabricante y del importador allegadas con el Radicado 20211142143.

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar agotamiento de existencias marcadas con el Registro Sanitario No. INVIMA 2011DM-0008245.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR por medios electrónicos la presente resolución al representante legal y/o apoderado del titular, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, advirtiendo que contra la misma procede únicamente el recurso de reposición, que deberá interponerse ante la Directora Técnica de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA- dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado reciba al acto administrativo.

El plazo al que se hace referencia para presentar recurso de reposición empezará a contar una vez se reanuden los términos que se encuentran suspendidos en virtud de las medidas administrativas transitorias vigentes, a causa del ataque cibernético del cual ha sido víctima la entidad.



La salud
es de todos

Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2022006457 DE 5 de Abril de 2022
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director(a) Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 5 de Abril de 2022

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS
Proyectó: Legal: rolayaa, Técnico: hpinzonr Revisó: cordina_varios