

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

**ANTECEDENTES**

Que mediante RESOLUCIÓN No. 2013027857 DE 18 de Septiembre de 2013, el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2013DM-0010435 para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS - SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS-CANWELL, a favor de IMPLAMEQ S.A.S con domicilio en CALI - VALLE, en la modalidad de Importar y Vender.

Que mediante escrito No. 20231177078 de 6 de julio de 2023, el Doctor EDUARDO DORADO SÁNCHEZ actuando en calidad de apoderado de la empresa IMPLAMEQ S.A.S., allega solicitud de renovación del registro sanitario INVIMA 2013DM-0010435 para el producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INSTRUMENTAL ASOCIADO CANWELL a favor de IMPLAMEQ S.A.S.CON DOMICILIO en CALI VALLE en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante auto de requerimiento No. 2023012132 del 14 de Noviembre de 2023, se informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debía cumplir con los siguientes requerimientos:

1. *Aportar declaración emitida por el fabricante en la que aclare y justifique que el producto corresponde a un SISTEMA o KIT, indicando el nombre del producto y nombre genérico del mismo, especificando los modelos y/o referencias que hacen parte del sistema (con su respectiva descripción). Cabe señalar, que un sistema es el "conjunto de dispositivos INTERDEPENDIENTES que interactúan entre sí para realizar una actividad, que solo pueden adaptarse al producto al que pertenecen y que ninguno de ellos puede ser reemplazado por otro. acorde al artículo 28 del decreto 4725 de 2005 "Amparo de varios dispositivos médicos en un mismo registro sanitario".*
2. *De acuerdo con esto, se solicita corrección del formulario en donde se evidencie el cambio de nombre del producto que se encuentra en estudio, así como sus indicaciones y uso donde debe coincidir la descripción de la indicación de uso general del producto con la ficha técnica aportada por el fabricante, todo caso que en la información aportada se evidencia de manera errónea información de indicaciones de uso para cada una de las familias y/o referencias descritas en el formulario. Lo anterior puede evidenciarse en los folios (457 - Placas, 463 - Tornillos, 469 - Clavo Intramedular, 474 - Instrumental, entre otros) donde se soportan varias indicaciones de uso, las cuales no son acordes a la descrita en el ítem de "INDICACIONES Y USO" del formulario.*
3. *Aclarar en formulario los componentes y composición de cada uno de los productos que se describen en las referencias, toda vez que se describió de manera general esta composición y no de manera discriminada para cada una de las declaradas. Ejemplo: Componente: clavo intramedular, Composición: acero inoxidable; Componente: placas, Composición: titanio, acero inoxidable; Componente: instrumental, Composición: acero inoxidable, silicona. Cabe señalar, que si se relacionan componentes (materiales) diferentes a los relacionados en el formulario se deben aportar las pruebas de biocompatibilidad para dichos materiales, acorde al artículo 18 literal c) del decreto 4725 de 2005.*
4. *Aportar formulario corregido en el campo las presentaciones comerciales teniendo en cuenta que este debe registrar número de unidades/contenido por empaque/ envase como el fabricante y/o importador comercializan el producto al mercado. Lo anterior se solicita por cuando no se evidencian la Presentación comercial SET quede debe describir además su contenido. Ejemplo: SET (1 tarraja, 1 destornillador, 2 brocas, 3 guías, 10 pinzas) etc.*
5. *Allegar corregido el formulario ya que al verificar el certificado de venta libre aportado con la solicitud, se evidencian (familia, código y/o referencia y descripción), lo anterior se solicita ya que las referencias y su descripción no se encuentran debidamente diligenciadas en el formulario. Ejemplo: Familia: metal bone screws; Modelo: HAQO3I; Referencia: 133202014; Descripción: Locking screw, self-tapping. Se aclara que dichas referencias deben estar declaradas en el formulario tal y como se encuentran el CVL aportado.*

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

6. Se solicita aportar nueva ficha técnica emitida por el fabricante donde se relacionen los productos descritos en las referencias que solicita amparar en el registro sanitario, todo caso que en la información allegada solo es posible evidenciar en folio 457 - placas metálicas para hueso; 463 - tornillos metálicos para hueso; 468 - clavo intramedular; 474 - instrumental para placas de fragmentos grandes; sin embargo dentro de las referencias incluidas se mencionan "External fixator", "Dynamic hip and condylar sistema", entre otros, que no se encuentran relacionados en la información técnica del producto.
7. Se solicita realizar corrección del sticker del importador acorde al punto 1 del presente autorequerimiento, teniendo en cuenta cual será el nombre final determinado para el producto, en el cual debe indicar nombre de producto, nombre y domicilio del importador y número de Registro Sanitario, acorde al artículo 18 literal g) del Decreto 4725 de 2005.
8. Adjuntar método de esterilización que debe ser empleado para el uso del producto en humanos. Lo anterior se solicita debido a que el producto viene de fábrica sin esterilizar, y para la entrega al usuario final se debe esterilizar, y es necesario comprobar que se esté realizando este proceso de acuerdo a las normas de referencia, así como la descripción del proceso de esterilización (Vapor autoclave, óxido de etileno, Peróxido de hidrogeno, etc.) establecido por el fabricante, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18, literal e) del Decreto 4725 de 2005.
9. Se solicita realizar corrección en nombre y/o título de la "TARJETA DE IMPLANTE" presentado, todo caso que el documento aportado consigna el nombre de "hoja de gasto" que no es acorde con lo requerido en el Artículo 40 del Decreto 4725 de 2005, "Dispositivo medico implantable" y que aplica para dispositivos de riesgo IIB.
10. Allegar traducción oficial del certificado de venta libre 20210462 , lo anterior para dar cumplimiento al artículo 44 del Decreto 4725 de 2005.
11. Allegar la legalización del Certificado de Venta Libre 20210462, para dar cumplimiento al Decreto 4725 de 2005 artículos 29 y 44.

Que mediante escrito No. 20241070587 de fecha 21 de marzo de 2024, el Doctor EDUARDO DORADO SÁNCHEZ actuando en calidad de apoderado de la empresa IMPLAMEQ S.A.S., allega respuesta al auto requerimiento No. 2023012132 del 14 de Noviembre de 2023.

**CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de una Renovación de Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del INVIMA, en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 y Decreto 582 de 2017, siendo satisfactoria por cuanto allega respuesta al auto requerimiento No. 2023012132 del 14 de Noviembre de 2023 aportando lo siguiente:

Para el punto 1, allegan declaración emitida por el fabricante en la que se aclara y justifica que el producto corresponde a un SISTEMA, indicando el nombre del producto y nombre genérico del mismo, especificando los modelos y/o referencias que hacen parte del sistema (con su respectiva descripción). Siendo satisfactorio.

Para el punto 2, Allegan formulario de solicitud de renovación de registro sanitario corregido en donde se ajusta el nombre del producto que se encuentra en estudio, así como sus indicaciones y usos Siendo satisfactorio.

Para el punto 3, allegan formulario de solicitud de renovación de registro sanitario corregido mencionando los componentes y composición de cada uno de los productos que se describen en las referencias. Siendo satisfactorio.

Para el punto 4, allegan formulario de solicitud de renovación de registro sanitario corregido mencionando las presentaciones comerciales del producto. Siendo satisfactorio.

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Para el punto 5, allegan formulario de solicitud de renovación de registro sanitario corregido mencionando las referencias que componen el sistema tal y como se encuentran en los CVL aportados. Siendo satisfactorio.  
Para el punto 6, allegan ficha técnica emitida por el fabricante donde se relacionan los productos descritos en las referencias que se solicitan amparar en el registro sanitario. Siendo satisfactorio.

Para el punto 7, adjuntan sticker del importador corregido mencionando el nombre del producto, nombre y domicilio del importador y número de Registro Sanitario.

Para el punto 8, allegan método de esterilización que debe ser empleado para el uso del producto en humanos, así como la descripción del proceso de esterilización establecido por el fabricante. Siendo satisfactorio.

Para el punto 9, allegan tarjeta de implante corregida mencionando en el título el nombre: "TARJETA DE IMPLANTE". Siendo satisfactorio.

Para el punto 10, allegan traducción oficial de los certificados de venta libre 20210462 y 20220584. Siendo satisfactorio.

Para el punto 11, Allegan legalización del Certificado de Venta Libre 20210462, siendo satisfactoria.

En este sentido, es necesario señalar, que en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación del Registro Sanitario así: No. INVIMA 2024DM-0010435-R1, so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

*“Artículo 65. Competencia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento. (...).”*

En este sentido, en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 modificado por el Decreto 582 de 2017, se emitió concepto favorable para la Renovación de este Registro Sanitario y en consecuencia, LA DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS,

**RESUELVE**

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTICULO PRIMERO.-</b> Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años al |                                                                                                                                                                                  |
| <b>PRODUCTO:</b>                                                                         | MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INSTRUMENTAL ASOCIADO PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES/ MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INSTRUMENTAL ASOCIADO PARA MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES |
| <b>MARCA:</b>                                                                            | CANWELL                                                                                                                                                                          |
| <b>REGISTRO SANITARIO No.:</b>                                                           | INVIMA 2024DM-0010435-R1                                                                                                                                                         |
| <b>TIPO DE REGISTRO:</b>                                                                 | IMPORTAR Y VENDER                                                                                                                                                                |
| <b>TITULAR:</b>                                                                          | IMPLAMEQ S.A.S. con domicilio en CALI VALLE DEL CAUCA                                                                                                                            |
| <b>FABRICANTE:</b>                                                                       | CANWELL MEDICAL CO., LTD con domicilio en CHINA                                                                                                                                  |
| <b>IMPORTADOR:</b>                                                                       | IMPLAMEQ S.A.S. con domicilio en CALI VALLE DEL CAUCA                                                                                                                            |
| <b>ACONDICIONADOR:</b>                                                                   | IMPLAMEQ S.A.S. con domicilio en CALI VALLE DEL CAUCA                                                                                                                            |
| <b>TIPO DE DISPOSITIVO</b>                                                               | INVASIVO                                                                                                                                                                         |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

RIESGO: IIB  
COMPOSICIÓN:

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×14mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×16mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×18mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×20mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×22mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×24mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×26mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×28mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×30mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×32mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×34mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×36mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×38mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×40mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×42mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×44mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×45mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×46mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×48mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×50mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×55mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×60mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×65mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×70mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×75mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×80mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×85mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×90mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×95mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×100mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×50mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×55mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×60mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×65mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×70mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×75mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×80mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×85mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×90mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×95mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×100mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×105mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×110mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×115mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø6.5×120mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×8mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×10mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×12mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×14mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×16mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×18mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×20mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×22mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×24mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×26mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×28mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.4×30mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×8mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×10mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×12mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×14mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×16mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×18mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×20mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×22mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×24mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×26mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×28mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×30mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×35mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×40mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×45mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×50mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×55mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø2.7×60mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*8mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*10mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*12mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*14mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*16mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*18mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*20mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*22mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*24mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*26mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*28mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Ø2.7*30mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.7*8mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.7*10mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.7*12mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.7*14mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.7*16mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*18mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*20mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*22mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*24mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*26mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*28mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*30mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*35mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*40mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*45mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*50mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*55mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.7*60mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø5.0×8mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø5.0×10mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø5.0×12mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø5.0×14mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø5.0×18mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×6mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×8mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×10mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×11mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×12mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×13mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×14mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×16mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×18mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×20mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×22mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×24mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×26mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×28mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Ø2.4×30mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*20mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*22mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*24mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*26mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*28mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*30mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking ScrewØ3.5*32mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*34mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*36mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*38mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*40mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*42mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*44mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø3.5*46mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×28 mm   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×30 mm   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×32 mm   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×34mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×36mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×38mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×40mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×42mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×44mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×46mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×48mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping Ø5.0×50mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking Screw, self- tapping<br>Φ5.0×52mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping<br>Φ5.0×54mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping<br>Φ5.0×56mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping<br>Φ5.0×58mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self- tapping<br>Φ5.0×60mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×14mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×16mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×18mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×20mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×22mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×24mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×26mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×28mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×30mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×32mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×34mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×36mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×38mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×40mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×42mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×45mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×50mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×55mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×60mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×65mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×70mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×75mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×80mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×85mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×90mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×95mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| VA Locking Screw Φ5.0×100mm               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×28mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×30mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO    | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×32mm              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×34mm              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×36mm              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×38mm              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×40mm              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×42mm              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×44mm              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×46mm              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×48mm              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Dynamic Locking Screw Φ5.0×50mm              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×10mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×12mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×14mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×16mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×18mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×20mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×22mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×24mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×26mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×28mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×30mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×32mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×34mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×35mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×36mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×38mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing<br>Φ3.5×40mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing<br>Φ3.5×42mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing<br>Φ3.5×44mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing<br>Φ3.5×45mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing<br>Φ3.5×46mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing<br>Φ3.5×50mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing<br>Φ3.5×55mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing<br>Φ3.5×60mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing<br>Φ3.5×65mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×10mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×12mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×14mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×16mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×18mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×20mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×22mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×24mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×26mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×28mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×30mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×32mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×34mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ3.5×35mm        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Φ3.5×36mm                                 |                                       |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×38mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×40mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×42mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×44mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×45mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×46mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×48mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×50mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×55mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×60mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×65mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×70mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×75mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×80       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×85mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ3.5×90mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×6mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×7mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×8mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×9mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×10mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×11mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×12mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×13mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×14mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Φ2.0×16mm                                 |                                       |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×18mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×20mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×22mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×24mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×26mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×28mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ2.0×30mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×6mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×7mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×8mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×9mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×10mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×11mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×12mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×13mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×14mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×15mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×16mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×17mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×18mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×19mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×20mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Φ5.0×14mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Φ5.0×16mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Φ5.0×18mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Φ5.0×20mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Φ5.0×22mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×24mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×26mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×28mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×30mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×32mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×34mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×36mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×38mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×40mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×42mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×44mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×45mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×46mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×48mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×50mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×55mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×60mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×65mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×70mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×75mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×80mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×85mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×90mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping Ø5.0×100mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Spacer Ø3.5mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Spacer Ø5.0mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×18mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×20mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×22mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×24mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×26mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×28mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×30mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×32mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×34mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×36mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×38mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×40mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×42mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×44mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×45mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×46mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×48mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×50mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×55mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×60mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×65mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×70mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×75mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×80mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×85mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×90mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×95mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0×100mm   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x14mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x18mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x22mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x26mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x30mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x35mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x40mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x45mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x50mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x55mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x60mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x65mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x70mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x75mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x80mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x85mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x90mm    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-drilling Ø5.0x100mm   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x8mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x10mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x12mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x14mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x16mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x18mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x20mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x22mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x24mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x26mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x28mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x30mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x35mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ2.7x40mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×10mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×12mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×14mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×16mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×18mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×20mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×22mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×24mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×26mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×28mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×30mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×32mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×34mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×36mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×38mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×40mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×42mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×44mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×46mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×48mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×50mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×55mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw,self-tapping Φ3.5×60mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO   | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×10mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×12mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×14mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×16mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×18mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×20mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×22mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×24mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×26mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×28mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×30mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×32mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×34mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×36mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×38mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×40mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×42mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×44mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×46mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×48mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×50mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping φ2.7×10mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping φ2.7×12mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                              | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 14\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 16\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 18\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 20\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 22\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 24\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 26\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 28\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 30\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 35\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 40\text{mm}$                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 12\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 14\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 16\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 18\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 20\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 22\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 24\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 26\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 28\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 30\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 32\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 34\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 36\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 38\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw<br>$\varnothing 3.5 \times 40\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| φ3.5 Variable angle locking screw<br>φ3.5×42mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ3.5 Variable angle locking screw<br>φ3.5×44mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ3.5 Variable angle locking screw<br>φ3.5×46mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ3.5 Variable angle locking screw<br>φ3.5×48mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ3.5 Variable angle locking screw<br>φ3.5×50mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×6mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×7mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tappingΦ1.5×8mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping Φ1.5×9mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×10mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×11mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×12mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×13mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×14mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×15mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×16mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×17mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×18mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×19mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw, self-tapping<br>Φ1.5×20mm       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.4×8mm                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.4×10mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.4×11mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.4×12mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.4×13mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.4×14mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.4×16mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.4×18mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO  | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 20\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 22\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 24\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 26\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 28\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 30\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 32\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 34\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 36\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 38\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.4 \times 40\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 12\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 14\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 16\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 18\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 20\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 22\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 24\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 26\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 18\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 30\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 32\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 34\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 36\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 38\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 40\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 42\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 44\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 46\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 48\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 50\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 55\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 60\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 65\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 70\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 75\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 3.5 \times 80\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cortex Screw Ø3.5×85mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø3.5×90mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×55mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×60mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×65mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×70mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×75mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×80mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×85mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×90mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×16mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×18mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×20mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×22mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×24mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×26mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×28mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×30mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×32mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×34mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×36mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×38mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×40mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×42mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×44mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×46mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×48mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×50mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×52mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×54mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×56mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×58mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×60mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×65mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×70mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×75mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×80mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO           | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cortex Screw Ø4.5×85mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø4.5×90mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×65mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×70mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×75mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×80mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×85mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×90mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x12mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x14mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x16mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x18mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x20mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x22mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x24mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x26mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x28mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x30mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x32mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x34mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x36mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x38mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x40mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x42mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x44mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO           | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×46mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×48mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×50mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×52mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×54mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×56mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×58mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×60mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×7mm                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×8mm                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×9mm                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×10mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×11mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×12mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×13mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×14mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×16mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×18mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×20mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×22mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×24mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×26mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×28mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×30mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×10mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×12mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×14mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×16mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×18mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×20mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×22mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×24mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cortex Screw Ø2.5×26mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×28mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×30mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×32mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×34mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×36mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×38mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.5×40mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×8mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×10mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×11mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×12mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×13mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×14mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×16mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×18mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×20mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×22mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×24mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×26mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×28mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×30mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×32mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×34mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×36mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×38mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×40mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.4×60mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×6mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×7mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×8mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×9mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×10mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×11mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×12mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×13mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Ø2.0×14mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                                | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 16\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 18\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 20\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 22\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 24\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 26\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 28\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 30\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 32\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 34\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 36\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 38\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 6\text{mm}$                                                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 7\text{mm}$                                                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 8\text{mm}$                                                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 9\text{mm}$                                                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 10\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 11\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 12\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 13\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 14\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 16\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 18\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 20\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 22\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 24\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 26\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 28\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 30\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 32\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 34\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 36\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw $\Phi 2.0 \times 38\text{mm}$                                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw $\Phi 6.5\text{mm}$ , fully threaded $\Phi 6.5 \times 20\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw $\Phi 6.5\text{mm}$ , fully threaded $\Phi 6.5 \times 25\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO               | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×30mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×35mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×40mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×45mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×50mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×55mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×60mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×65mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×70mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×75mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×80mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×85mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×90mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×95mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×100mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×105mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×110mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×115mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×120mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×50mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×55mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×60mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO            | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×65mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×70mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×75mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×80mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×85mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×90mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×95mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×100mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×105mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×110mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×115mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×120mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×12mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×14mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×16mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×18mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×20mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×22mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×24mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×26mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×28mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×30mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×32mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×34mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×36mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×38mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×40mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×42mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×44mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×46mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×48mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×50mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×52mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×54mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×56mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×58mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×60mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×12mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×14mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×16mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×18mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×20mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×22mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×24mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×26mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×28mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×30mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×32mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×34mm            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×36mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×38mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×40mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×42mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×44mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×46mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×48mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×50mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×16mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×18mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×20mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×22mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×24mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×26mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×28mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×30mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×32mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×34mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×36mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×38mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×40mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×42mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×44mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×46mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×48mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×50mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×52mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×54mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×56mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×58mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×60mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×6mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×7mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×8mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×9mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×10mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×11mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cortex Screw Φ1.5×12mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×13mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×14mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×15mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×16mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×17mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×18mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×19mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ1.5×20mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×10mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×12mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×14mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×16mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×18mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×20mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×22mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×24mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×26mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×28mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw Φ2.7×30mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×8mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×10mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×12mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×14mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×16mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×18mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×20mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×22mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×24mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×26mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
***Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario***

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO        | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR<br>Φ2.7×28mm         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR<br>Φ2.7×30mm         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR<br>Φ2.7×35mm         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| 2.7mm Cortical Screw CanFAR<br>Φ2.7×40mm         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×10mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×12mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×14mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×16mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×18mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×20mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×22mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×24mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×26mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×28mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×30mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×32mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×34mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×36mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×38mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×40mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×42mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw<br>CanFAR×44mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×46mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×48mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×50mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×55mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×60mm | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×10mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×12mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×14mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×16mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×18mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×20mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×22mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×24mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×26mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×28mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×30mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×32mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×34mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×36mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×38mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×40mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×42mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×44mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×46mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×48mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| φ2.7 Cortex screw φ2.7×50mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw φ3.5×12mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw φ3.5×14mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw φ3.5×16mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw φ3.5×18mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw φ3.5×20mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw φ3.5×22mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw φ3.5×24mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw φ3.5×26mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO         | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 28\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 30\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 32\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 34\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 36\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 38\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 40\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 42\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 44\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 46\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 48\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 3.5 \times 50\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 10\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 12\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 14\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 16\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 18\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 20\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 22\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 24\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 26\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 28\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 30\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 35\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 2.7 \times 40\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 6\text{mm}$  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 7\text{mm}$  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 8\text{mm}$  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 9\text{mm}$  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 10\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 11\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 12\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 13\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 14\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 15\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 16\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cortex screw $\varnothing 1.5 \times 17\text{mm}$ | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO          | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cortex screw Φ1.5×18mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Cortex screw Φ1.5×19mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Cortex screw Φ1.5×20mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 4 Holes, 51mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 5 Holes, 64mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 6 Holes, 77mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 7 Holes, 90mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 8 Holes, 103mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 9 Holes, 116mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 10 Holes, 129mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 11 Holes, 142mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 12 Holes, 155mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 4 Holes, 116mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 5 Holes, 119mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 6 Holes, 129mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 7 Holes, 134mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 8 Holes, 142mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 9 Holes, 149mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 10 Holes, 155mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 11 Holes, 164mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 12 Holes, 179mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, straight 5 Holes, 58mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, straight 6 Holes, 70mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO            | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.5mm Reconstruction Plate, straight 7 Holes, 82mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, straight 8 Holes, 94mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, straight 9 Holes, 106mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, straight 10 Holes, 118mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, straight 12 Holes, 142mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, straight 14 Holes, 166mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, straight 22 Holes, 262mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, broad 6 Holes, 124mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, broad 7 Holes, 142mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, broad 8 Holes, 160mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, broad 9 Holes, 178mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, broad 10 Holes, 196mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, broad 11 Holes, 214mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, broad 12 Holes, 232mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, broad 13 Holes, 250mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, broad 14 Holes, 268mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, broad 18 Holes, 340mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 6 Holes, 124mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 7 Holes, 142mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 8 Holes, 160mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 9 Holes, 178mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 10 Holes, 196mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO  | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 11 Holes, 214mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 12 Holes, 232mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 13 Holes, 250mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 14 Holes, 268mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 16 Holes, 304mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 18 Holes, 340mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 6 Holes, 124mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 7 Holes, 142mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 8 Holes, 160mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 9 Holes, 178mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 10 Holes, 196mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 11 Holes, 214mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 12 Holes, 232mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 13 Holes, 250mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 14 Holes, 268mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 16 Holes, 304mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 18 Holes, 340mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 4 Holes, 51mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 5 Holes, 64mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 6 Holes, 77mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 7 Holes, 90mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 8 Holes, 103mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO  | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 9 Holes, 116mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 10 Holes, 129mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 11 Holes, 142mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 12 Holes, 155mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 4 Holes, 116mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 5 Holes, 119mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 6 Holes, 129mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 7 Holes, 134mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 8 Holes, 142mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 9 Holes, 149mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 10 Holes, 155mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 11 Holes, 164mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, broad 12 Holes, 179mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 6 Holes, 124mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 7 Holes, 142mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 8 Holes, 160mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 9 Holes, 178mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 10 Holes, 196mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 11 Holes, 214mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 12 Holes, 232mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 13 Holes, 250mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 14 Holes, 268mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO            | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LC-DCP Plate 16 Holes, 304mm                         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LC-DCP Plate 18 Holes, 340mm                         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 4 Holes, 51mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 5 Holes, 64mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 6 Holes, 77mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 7 Holes, 90mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 8 Holes, 103mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 9 Holes, 116mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 10 Holes, 129mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 11 Holes, 142mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 12 Holes, 155mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 5 Holes, 58mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 6 Holes, 70mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 7 Holes, 82mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 8 Holes, 94mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 9 Holes, 106mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 10 Holes, 118mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 12 Holes, 142mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 14 Holes, 166mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 22 Holes, 262mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| One-Third Tubular Plate 4 Holes, 49mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| One-Third Tubular Plate 5 Holes, 61mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO  | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| One-Third Tubular Plate 6 Holes, 73mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| One-Third Tubular Plate 7 Holes, 85mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| One-Third Tubular Plate 8 Holes, 97mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| One-Third Tubular Plate 9 Holes, 109mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| One-Third Tubular Plate 10 Holes, 121mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 6 Holes, 124mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 7 Holes, 142mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 8 Holes, 160mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 9 Holes, 178mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 10 Holes, 196mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 11 Holes, 214mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 12 Holes, 232mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 13 Holes, 250mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 14 Holes, 268mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm Reconstruction Plate 4 Holes, 25.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm Reconstruction Plate 5 Holes, 32mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm Reconstruction Plate 6 Holes, 38.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate 4 Holes, 53mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate 5 Holes, 66mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate 6 Holes, 79mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate 7 Holes, 92mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate 8 Holes, 105mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO            | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.5mm Reconstruction Plate 9 Holes, 118mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate 10 Holes, 131mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate 11 Holes, 144mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate 12 Holes, 157mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate 22 Holes, 287mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 4 Holes, 53mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 5 Holes, 66mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 6 Holes, 79mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 7 Holes, 92mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 8 Holes, 105mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 9 Holes, 118mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 10 Holes, 131mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 11 Holes, 144mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 12 Holes, 157mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 13 Holes, 170mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 14 Holes, 183mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Reconstruction Plate, straight 16 Holes, 209mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction Plate 5 Holes, 58mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction Plate 6 Holes, 70mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction Plate 7 Holes, 82mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction Plate 8 Holes, 94mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction Plate 9 Holes, 106mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Reconstruction Plate 10 Holes, 118mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction Plate 12 Holes, 142mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction Plate 14 Holes, 166mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction Plate 22 Holes, 262mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm Tubular Plate 2 Holes, 11mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm Tubular Plate 3 Holes, 17mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm Tubular Plate 4 Holes, 23mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm Tubular Plate 5 Holes, 29mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm Tubular Plate 6 Holes, 35mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm Tubular Plate 7 Holes, 41mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| (1/3) One-Third Tubular Plate 4 Holes, 49mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| (1/3) One-Third Tubular Plate 5 Holes, 61mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| (1/3) One-Third Tubular Plate 6 Holes, 73mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| (1/3) One-Third Tubular Plate 7 Holes, 85mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| (1/3) One-Third Tubular Plate 8 Holes, 97mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| (1/3) One-Third Tubular Plate 9 Holes, 109mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| (1/3) One-Third Tubular Plate 10 Holes, 121mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| (1/3) One-Third Tubular Plate 11 Holes, 133mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| (1/3) One-Third Tubular Plate 12 Holes, 145mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 50mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 55mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 60mm  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO         | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DHS / DCS Screw, with compression screw 65mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 70mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 75mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 80mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 85mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 90mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 95mm      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 100mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 105mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DHS / DCS Screw, with compression screw 110mm     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag Screw                                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| DCS Plate 95° , with LC-undercuts 4 Holes, 117mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DCS Plate 95° , with LC-undercuts 6 Holes, 149mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DCS Plate 95° , with LC-undercuts 8 Holes, 181mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DCS Plate 95° , with LC-undercuts 10 Holes, 213mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DCS Plate 95° , with LC-undercuts 12 Holes, 245mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 135° , with LC-undercuts 2 Holes, 52mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 135° , with LC-undercuts 3 Holes, 68mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 135° , with LC-undercuts 4 Holes, 84mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 135° , with LC-undercuts 5 Holes, 100mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 135° , with LC-undercuts 6 Holes, 116mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 135° , with LC-undercuts 8 Holes, 148mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO         | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DHS Plate 135°, with LC-undercuts 10 Holes, 180mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 135°, with LC-undercuts 12 Holes, 212mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 135°, with LC-undercuts 14 Holes, 244mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 135°, with LC-undercuts 16 Holes, 276mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Trochanter Stabilizing Plate 138mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Trochanter Stabilizing Plate 147mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm T-Plate (head 3 holes) 4 Holes, 29.5mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm T-Plate (head 3 holes) 5 Holes, 29.5mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm T-Plate (head 3 holes) 6 Holes, 42mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm T-Plate (head 3 holes) 7 Holes, 42mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm T-Plate (head 3 holes) 8 Holes, 54.5mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.5mm T-Plate 2 Holes, 19mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.5mm T-Plate 3 Holes, 28mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.5mm T-Plate 4 Holes, 36mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.5mm T-Plate 5 Holes, 43mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm T-Plate 2 Holes, 19mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm T-Plate 3 Holes, 28mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm T-Plate 4 Holes, 36mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm T-Plate 5 Holes, 43mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm L-Plate 4 Holes, 19mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm L-Plate 5 Holes, 25mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm L-Plate 4 Holes, 19mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2.0mm L-Plate 5 Holes, 25mm                              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm L-Plate, Oblique-angled 4 Holes, 19mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm L-Plate, Oblique-angled 5 Holes, 25mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm L-Plate, Oblique-angled 4 Holes, 19mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm L-Plate, Oblique-angled 5 Holes, 25mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Sternoclavicular Hook Plate 3 Holes left, 117×21mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Sternoclavicular Hook Plate 4 Holes left, 137×21mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Sternoclavicular Hook Plate 3 Holes, Right, 117×21mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Sternoclavicular Hook Plate 4 Holes, Right, 137×21mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Sternoclavicular Hook Plate 3 Holes left, 120×24mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Sternoclavicular Hook Plate 4 Holes left, 140×24mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Sternoclavicular Hook Plate 3 Holes, Right, 120×24mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Sternoclavicular Hook Plate 4 Holes, Right, 140×24mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Sternoclavicular Hook Plate Spacer, Left/Right           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Sternoclavicular Hook Plate Set Screw, Left/Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- I 6 Holes, Left 66.8mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- I 7 Holes, Left 81mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- I 8 Holes, Left 92.8mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- I 12 Holes, Left 137.3mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- I 6 Holes, Right 66.8mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- I 8 Holes, Right 92.8mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- I 12 Holes, Right 137.3mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distal Lateral Femoral Plate 5(+8)<br>Holes, Left 132mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Plate 7(+8)<br>Holes, Left 164mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Plate 9(+8)<br>Holes, Left 196mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Plate 11(+8)<br>Holes, Left 228mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Plate 13(+8)<br>Holes, Left 260mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Plate 5(+8)<br>Holes, Right 132mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Plate 7(+8)<br>Holes, Right 164mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Plate 9(+8)<br>Holes, Right 196mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Plate 11(+8)<br>Holes, Right 228mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Plate 13(+8)<br>Holes, Right 260mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Medial Tibial Head Buttress Plate 5(+4)<br>Holes, Left 132mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Medial Tibial Head Buttress Plate 7(+4)<br>Holes, Left 168mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Medial Tibial Head Buttress Plate 9(+4)<br>Holes, Left 204mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Medial Tibial Head Buttress Plate 11(+4)<br>Holes, Left 240mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Medial Tibial Head Buttress Plate 13(+4)<br>Holes, Left 276mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Medial Tibial Head Buttress Plate 5(+4)<br>Holes, Right 132mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Medial Tibial Head Buttress Plate 7(+4)<br>Holes, Right 168mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Medial Tibial Head Buttress Plate 9(+4)<br>Holes, Right 204mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Medial Tibial Head Buttress Plate 11(+4)<br>Holes, Right 240mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Medial Tibial Head Buttress Plate 13(+4)<br>Holes, Right 276mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate<br>4(+3) Holes, Left 75mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate<br>5(+3) Holes, Left 88mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 6(+3) Holes, Left 101mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 7(+3) Holes, Left 114mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 8(+3) Holes, Left 127mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 9(+3) Holes, Left 140mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 10(+3) Holes, Left 153mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 4(+3) Holes, Right 75mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 5(+3) Holes, Right 88mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 6(+3) Holes, Right 101mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 7(+3) Holes, Right 114mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 8(+3) Holes, Right 127mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 9(+3) Holes, Right 140mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 10(+3) Holes, Right 153mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 4(+3) Holes, Left 81mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 6(+3) Holes, Left 113mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 8(+3) Holes, Left 145mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 10(+3) Holes, Left 177mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 4(+3) Holes, Right 81mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 6(+3) Holes, Right 113mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 8(+3) Holes, Right 145mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 10(+3) Holes, Right 177mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 3(+7) Holes, Left 80mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 4(+7) Holes, Left 92mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                 | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 5(+7) Holes, Left 104mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 6(+7) Holes, Left 116mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 7(+7) Holes, Left 128mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 8(+7) Holes, Left 140mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 9(+7) Holes, Left 152mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 10(+7) Holes, Left 164mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 11(+7) Holes, Left 176mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 12(+7) Holes, Left 188mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 3(+7) Holes, Right 80mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 4(+7) Holes, Right 92mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 5(+7) Holes, Right 104mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 6(+7) Holes, Right 116mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 7(+7) Holes, Right 128mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 8(+7) Holes, Right 140mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 9(+7) Holes, Right 152mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 10(+7) Holes, Right 164mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 11(+7) Holes, Right 176mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 12(+7) Holes, Right 188mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 4(+7) Holes, Left 87mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 5(+7) Holes, Left 99mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 6(+7) Holes, Left 111mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 7(+7) Holes, Left 123mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                   | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 8(+7) Holes, Left 135mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 10(+7) Holes, Left 159mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 4(+7) Holes, Right 87mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 5(+7) Holes, Right 99mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 6(+7) Holes, Right 111mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 7(+7) Holes, Right 123mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 8(+7) Holes, Right 135mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 10(+7) Holes, Right 159mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Y Reconstruction Plate 3(+6) Holes, Left 88.5mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Y Reconstruction Plate 4(+6) Holes, Left 104.5mm                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Y Reconstruction Plate 5(+6) Holes, Left 120.5mm                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Y Reconstruction Plate 3(+6) Holes, Right 88.5mm                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Y Reconstruction Plate 4(+6) Holes, Right 104.5mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Y Reconstruction Plate 5(+6) Holes, Right 120.5mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Plate 10 Holes                                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Plate 11 Holes                                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Plate 12 Holes                                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Plate 13 Holes                                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Plate 14 Holes                                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Plate 15 Holes                                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Plate 16 Holes                                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Plate 17 Holes                                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                        | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distal Medial Humeral Plate 18 Holes                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Plate 19 Holes                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Plate 20 Holes                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Cloverleaf Plate 3(+7) Holes, 93mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Cloverleaf Plate 4(+7) Holes, 109mm                              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Cloverleaf Plate 5(+7) Holes, 125mm                              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Cloverleaf Plate 6(+7) Holes, 141mm                              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, oblique-angled 3(+3) Holes, 52mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, oblique-angled 4(+3) Holes, 63mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, oblique-angled 5(+3) Holes, 74mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 3 holes ) 3(+3) Holes, 46.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 3 holes ) 4(+3) Holes, 57.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 3 holes ) 5(+3) Holes, 68.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 3 holes ) 6(+3) Holes, 79.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 4 holes ) 3(+3) Holes, 47mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 4 holes ) 4(+3) Holes, 58mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 4 holes ) 5(+3) Holes, 69mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 4 holes ) 6(+3) Holes, 80mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Ulnar Olecranon Plate 3(+3) Holes, 74mm                          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Ulnar Olecranon Plate 4(+3) Holes, 86mm                          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Ulnar Olecranon Plate 5(+3) Holes, 98mm                          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Ulnar Olecranon Plate 6(+3) Holes, 110mm                         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ulnar Olecranon Plate 7(+3) Holes, 122mm                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Ulnar Olecranon Plate 8(+3) Holes, 134mm                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 3(+4) Holes, Left 49mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 4(+4) Holes, Left 61mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 6(+4) Holes, Left 85mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 8(+4) Holes, Left 109mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 10(+4) Holes, Left 133mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 12(+4) Holes, Left 157mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 3(+4) Holes, Right 49mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 4(+4) Holes, Right 61mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 6(+4) Holes, Right 85mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 8(+4) Holes, Right 109mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 10(+4) Holes, Right 133mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 12(+4) Holes, Right 157mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate- I 4(+4) Holes, 76mm                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate- I 5(+4) Holes, 88mm                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate- I 6(+4) Holes, 100mm                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate- I 8(+4) Holes, 124mm                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 4 Holes, Left 102mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 6 Holes, Left 128mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 8 Holes, Left 154mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 10 Holes, Left 180mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO              | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 4 Holes, Right 102mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 6 Holes, Right 128mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 8 Holes, Right 154mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 10 Holes, Right 180mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-III 4 Holes, Right 81.5mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-III 5 Holes, Right 93.5mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-III 6 Holes, Right 105.5mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-III 4 Holes, Left 81.5mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-III 5 Holes, Left 93.5mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-III 6 Holes, Left 105.5mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, curved 6 Holes, 71mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, curved 8 Holes, 93.5mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, curved 10 Holes, 115mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, curved 12 Holes, 135mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, curved 14 Holes, 154mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, curved 16 Holes, 171mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, curved 18 Holes, 186mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Plate, curved 20 Holes, 199mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate- I 14 Holes, 60mm                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate- I 14 Holes, 70mm                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 4 Holes, Left, 41.1×14mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 5 Holes, Left, 52.9×14mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                 | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Clavicle Hook Plate-I 6 Holes, Left, 64.2×14mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 7 Holes, Left, 74.4×14mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 4 Holes, Right, 41.1×14mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 5 Holes, Right, 52.9×14mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 6 Holes, Right, 64.2×14mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 7 Holes, Right, 74.4×14mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 4 Holes, Left, 41.1×17mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 5 Holes, Left, 52.9×17mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 6 Holes, Left, 64.2×17mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 7 Holes, Left, 74.4×17mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 4 Holes, Right, 41.1×17mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 5 Holes, Right, 52.9×17mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 6 Holes, Right, 64.2×17mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate-I 7 Holes, Right, 74.4×17mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- II 6 Holes, Left 64.5mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- II 8 Holes, Left 90.5mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- II 10 Holes, Left 111mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- II 12 Holes, Left 131.5mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- II 6 Holes, Right 64.5mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- II 8 Holes, Right 90.5mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- II 10 Holes, Right 111mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Plate- II 12 Holes, Right 131.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distal Fibular Plate-II 2 Holes, Left 52.4mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 4 Holes, Left 73.4mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 6 Holes, Left 94.4mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 8 Holes, Left 115.4mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 10 Holes, Left 134.4mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 12 Holes, Left 157.4mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 2 Holes, Right 52.4mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 4 Holes, Right 73.4mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 6 Holes, Right 94.4mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 8 Holes, Right 115.4mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 10 Holes, Right 134.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Fibular Plate-II 12 Holes, Right 157.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibia Head Plate 5 Holes, Left 130mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibia Head Plate 7 Holes, Left 162mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibia Head Plate 9 Holes, Left 194mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibia Head Plate 11 Holes, Left 226mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibia Head Plate 13 Holes, Left 258mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibia Head Plate 5 Holes,Right 130mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibia Head Plate 7 Holes, Right 162mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibia Head Plate 9 Holes, Right 194mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibia Head Plate 11 Holes, Right 226mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibia Head Plate 13 Holes, Right 258mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                  | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lateral Tibial Head Plate 5(+4) Holes, Left 130mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibial Head Plate 7(+4) Holes, Left 162mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibial Head Plate 9(+4) Holes, Left 194mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibial Head Plate 11(+4) Holes, Left 226mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibial Head Plate 13(+4) Holes, Left 258mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibial Head Plate 5(+4) Holes, Right 130mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibial Head Plate 7(+4) Holes, Right 162mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibial Head Plate 9(+4) Holes, Right 194mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibial Head Plate 11(+4) Holes, Right 226mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Lateral Tibial Head Plate 13(+4) Holes, Right 258mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate-V 8 Holes, 46mm                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate-V 10 Holes, 48mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate-V 12 Holes, 58mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate-V 14 Holes, 65mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate-V 16 Holes, 78mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate-V 18 Holes, 86mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate-IV 48                                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate-IV 58                                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Plate-IV 65                                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 4 Holes, 56mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 5 Holes, 70mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 6 Holes, 84mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 7 Holes, 98mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 8 Holes, 112mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 9 Holes, 126mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 10 Holes, 140mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 11 Holes, 154mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 12 Holes, 168mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 13 Holes, 182mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 14 Holes, 196mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 16 Holes, 224mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 18 Holes, 252mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 20 Holes, 280mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 22 Holes, 308mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 4 Holes, 59mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 5 Holes, 72mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 6 Holes, 85mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 7 Holes, 98mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 8 Holes, 111mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 9 Holes, 124mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 10 Holes, 150mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 11 Holes, 150mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 12 Holes, 163mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                           | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 4 holes) 3 (+4) Holes, 47mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 4 holes) 4 (+4) Holes, 58mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 4 holes) 5 (+4) Holes, 69mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 4 holes) 6 (+4) Holes, 80mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 3 Holes, Left 52mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 4 Holes, Left 63mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 5 Holes, Left 74mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 3 Holes, Right 52mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 4 Holes, Right 63mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 5 Holes, Right 74mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 5 Holes, Left 80mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 7 Holes, Left 106mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 9 Holes, Left 132mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 11 Holes, Left 158mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 13 Holes, Left 184mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 15 Holes, Left 210mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 17 Holes, Left 236mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 19 Holes, Left 262mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 21 Holes, Left 288mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 5 Holes, Right 80mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 7 Holes, Right 106mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 9 Holes, Right 132mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                 | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 11 Holes, Right 158mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 13 Holes, Right 184mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 15 Holes, Right 210mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 17 Holes, Right 236mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 19 Holes, Right 262mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Tibial Locking Plate 21 Holes, Right 288mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 4 Holes, Left 18mm, 41mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 5 Holes, Left 18mm, 53mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 6 Holes, Left 18mm, 64mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 7 Holes, Left 18mm, 74mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 4 Holes, Left 15mm, 41mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 5 Holes, Left 15mm, 53mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 6 Holes, Left 15mm, 64mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 7 Holes, Left 15mm, 74mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 4 Holes, Right 18mm, 41mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 5 Holes, Right 18mm, 53mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 6 Holes, Right 18mm, 64mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 7 Holes, Right 18mm, 74mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 4 Holes, Right 15mm, 41mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 5 Holes, Right 15mm, 53mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 6 Holes, Right 15mm, 64mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Clavicle Hook Plate 7 Holes, Right 15mm, 74mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                         | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 3 holes) 3(+3) Holes, 46.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 3 holes) 4(+3) Holes, 57.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 3 holes) 5(+3) Holes, 68.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 3 holes) 6(+3) Holes, 79.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 4(+9) Holes, Left 117mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 6(+9) Holes, Left 144mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 8(+9) Holes, Left 171mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 10(+9) Holes, Left 198mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 12(+9) Holes, Left 225mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 14(+9) Holes, Left 252mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 4(+9) Holes, Right 117mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 6(+9) Holes, Right 144mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 8(+9) Holes, Right 171mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 10(+9) Holes, Right 198mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 12(+9) Holes, Right 225mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 14(+9) Holes, Right 252mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate II 3 Holes 110mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate II 4 Holes 128mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate II 5 Holes 146mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate II 6 Holes 164mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate II 7 Holes 182mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate II 8 Holes 200mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO        | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proximal Humeral Locking Plate II 9 Holes 218mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate II 10 Holes 236mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate II 11 Holes 254mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate II 12 Holes 272mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate II 13 Holes 290mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 3 Holes 90mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 4 Holes 102mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 5 Holes 114mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 6 Holes 126mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 7 Holes 138mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 8 Holes 150mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 9 Holes 162mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 10 Holes 174mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 11 Holes 186mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 12 Holes 198mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 13 Holes 210mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Locking Plate I 14 Holes 222mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 2 Holes 99mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes 144mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes 180mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 9 Holes 234mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes 288mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proximal Femoral Locking Plate 2 Holes 99mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes 144mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes 180mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 9 Holes 234mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes 288mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Femoral locking plate 4 Holes Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Femoral locking plate 4 Holes Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Hook Locking Plate 3 Holes 62mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Hook Locking Plate 4 Holes 80mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Hook Locking Plate 5 Holes 98mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Left 64mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Left 69mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Left 76mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Left 81mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Right 64mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Right 69mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Right 76mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Right 81mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Metaphysis Locking Plate 6 Holes 86mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Metaphysis Locking Plate 7 Holes 99mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Metaphysis Locking Plate 8 Holes 112mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Metaphysis Locking Plate 9 Holes 125mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.5mm Metaphysis Locking Plate 10 Holes 138mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Metaphysis Locking Plate 11 Holes 151mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Metaphysis Locking Plate 12 Holes 164mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Metaphysis Locking Plate 14 Holes 190mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Metaphysis Locking Plate 16 Holes 216mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Metaphysis Locking Plate 18 Holes 242mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 5 Holes 98mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 6 Holes 116mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 7 Holes 134mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 8 Holes 152mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 9 Holes 170mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 10 Holes 188mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 11 Holes 206mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 12 Holes 224mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 13 Holes 242mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 14 Holes 260mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 15 Holes 278mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP ) 16 Holes 296mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP ) 17 Holes 314mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 18 Holes 332mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 3 Holes 118mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 4 Holes 136mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 5 Holes 154mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 6 Holes 172mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 7 Holes 190mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 8 Holes 208mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 9 Holes 226mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 11 Holes 262mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 13 Holes 298mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 15 Holes 334mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 5 Holes 98mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 6 Holes 116mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 7 Holes 134mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 8 Holes 152mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 9 Holes 170mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 10 Holes 188mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 11 Holes 206mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 12 Holes 224mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 13 Holes 242mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 14 Holes 260mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 15 Holes 278mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 16 Holes296mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 3 Holes, Leftt 105mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 5 Holes, Leftt 145mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proximal Tibial Locking Plate 7 Holes, Leftt 185mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 9 Holes, Leftt 225mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 11 Holes, Leftt 265mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 13 Holes, Leftt 305mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 3 Holes, Right 105mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 5 Holes, Right 145mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 7 Holes, Right 185mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 9 Holes, Right 225mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 11 Holes, Right 265mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 13 Holes, Right 305mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Medial Tibial Locking Plate 5 Holes                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate 5(+7) Holes, Left 155mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate 7(+7) Holes, Left 195mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate 9(+7) Holes, Left 235mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate 11(+7) Holes, Left 275mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate 13(+7) Holes, Left 315mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate 5(+7) Holes, Right 155mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate 7(+7) Holes, Right 195mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate 9(+7) Holes, Right 235mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate 11(+7) Holes, Right 275mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral Locking Plate 13(+7) Holes, Right 315mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 4 Holes, Left 82mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 5 Holes, Left 100mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 6 Holes, Left 118mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 7 Holes, Left 136mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 8 Holes, Left 154mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 9 Holes, Left 172mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 10 Holes, Left 190mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 12 Holes, Left 226mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 14 Holes, Left 262mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 4 Holes, Right 82mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 5 Holes, Right 100mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 6 Holes, Right 118mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 7 Holes, Right 136mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 8 Holes, Right 154mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 9 Holes, Right 172mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 10 Holes, Right 190mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 12 Holes, Right 226mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 14 Holes, Right 262mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral compression LISS Locking Plate 7 Holes, Left 134mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral compression LISS Locking Plate 10 Holes, Left 188mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral compression LISS Locking Plate 7 Holes, Right 134mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral compression LISS Locking Plate 10 Holes, Right 188mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Variable Angle Straight Locking Plate 2 Holes                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
***Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario***

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO               | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Variable Angle Straight Locking Plate 4 Holes           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind foot Universal Locking Plate 4 Holes, 24mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind foot Universal Locking Plate 4 Holes, 28mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind foot Universal Locking Plate 4 Holes, 33mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Reconstruction Locking Plate 8 Holes, 50mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Reconstruction Locking Plate 8 Holes, 60mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Foot VA Locking Plate 2 Holes                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Foot VA Locking Plate 4 Holes                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 36mm (L 0° 10°)       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 30mm (L 0° 10°)       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 36mm (L 5° 10°)       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 30mm (L 5° 10°)       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 36mm (L 10° 10°)      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 30mm (L 10° 10°)      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 36mm (R 0° 10°)       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 30mm (R 0° 10°)       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 36mm (R 5° 10°)       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 30mm (R 5° 10°)       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 36mm (R1 0° 10°)      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 30mm (R 10° 10°)      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 4 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 5 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 6 Holes  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 7 Holes  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 8 Holes  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 9 Holes  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 10 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 11 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 12 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Anterior Reconstruction Locking 5 Holes         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Anterior Reconstruction Locking 7 Holes         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Anterior Reconstruction Locking 9 Holes         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Anterior Reconstruction Locking 11 Holes        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Pubis Combination Locking Plate 4 Holes                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Pubis Combination Locking Plate 6 Holes                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 1                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 2                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 3                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 4                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 5                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 6                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Wedge Shape Locking Plate 4 Holes,Width 3, 20.5mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Wedge Shape Locking Plate 4 Holes,Width 4, 20.5mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Wedge Shape Locking Plate 4 Holes,Width 5, 20.5mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO             | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wedge Shape Locking Plate 4 Holes,Width 6, 20.5mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Wedge Shape Locking Plate 4 Holes,Width 7, 20.5mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Forefoot Universal Locking Plate 4 Holes,22mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Forefoot Universal Locking Plate 4 Holes,24mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Forefoot Universal Locking Plate 4 Holes,26mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Forefoot Universal Locking Plate 4 Holes,28mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Plate 4 Holes,Width 2mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Plate 4 Holes,Width 4mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Plate 4 Holes,Width 6mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Plate 4 Holes,Width 8mm                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 17mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 21mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 24mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 28mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 33mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Reconstruction Locking Plate 6 Holes, 37mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Reconstruction Locking Plate 8 Holes, 50mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Reconstruction Locking Plate 14 Holes, 66mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 17mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 19mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 21mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneus Locking Plate(Trapezoidal) 4 Holes, 6mm     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO            | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Calcaneus Locking Plate(Trapezoidal) 4 Holes, 8mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneus Locking Plate(Trapezoidal) 4 Holes, 10mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 22mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 30mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 36mm      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 1 Hole                                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| DHS Plate 2 Holes                                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Locking Plate(Narrow) 5 Holes                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Locking Plate(Narrow) 6 Holes                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Locking Plate(Narrow) 7 Holes                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Locking Plate(Narrow) 8 Holes                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Locking Plate(Narrow) 9 Holes                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 6 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 8 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 10 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 12 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 14 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 16 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 6 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 8 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 10 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 12 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 14 Holes Right     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate 16 Holes Right     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Tibial low contact locking plate 6 Holes Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Tibial low contact locking plate 8 Holes Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Tibial low contact locking plate 10 Holes Left    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Tibial low contact locking plate 14 Holes Left    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Tibial low contact locking plate 18 Holes Left    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Tibial low contact locking plate 6 Holes Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Tibial low contact locking plate 8 Holes Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Tibial low contact locking plate 10 Holes Right   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Tibial low contact locking plate 14 Holes Right   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Tibial low contact locking plate 18 Holes Right   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 4 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 5 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 6 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 7 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 8 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 9 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 10 Holes Left | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 12 Holes Left | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 4 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 5 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                 | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 6 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 7 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 8 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 9 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 10 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 12 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Pubis Combination Locking Plate 4 Holes                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Pubis Combination Locking Plate 6 Holes                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Plate 4 Holes,Width 2mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Plate 4 Holes,Width 4mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Plate 4 Holes,Width 6mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Plate 4 Holes,Width 8mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 17             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 21             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 24             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 28             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 33             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Reconstruction Locking Plate 6 Holes, 37        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Reconstruction Locking Plate 8 Holes, 50        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind Foot Reconstruction Locking Plate 14 Holes, 66       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 17mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 19mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 21mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 22mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 30mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 36mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 2 Holes Left                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 5 Holes Left                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 8 Holes Left                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 11 Holes Left                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 14 Holes Left                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 2 Holes Right                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 5 Holes Right                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 8 Holes Right                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 11 Holes Right                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Tibial Locking Plate 14 Holes Right                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 3 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 4 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 5 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 6 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 7 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 3 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 4 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 5 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 6 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 7 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 4 Holes Left                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 6 Holes Left                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 8 Holes Left                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 10 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 12 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 14 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 16 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 4 Holes Right               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 6 Holes Right               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 8 Holes Right               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 10 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 12 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 14 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal interior tibial LISS Plate 16 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal interior tibial LISS locking plate 6 Holes Left          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal interior tibial LISS locking plate 8 Holes Left          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal interior tibial LISS locking plate 10 Holes Left         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal interior tibial LISS locking plate 13 Holes Left         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal interior tibial LISS locking plate 6 Holes Right         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal interior tibial LISS locking plate 8 Holes Right         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distal interior tibial LISS locking plate 10 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal interior tibial LISS locking plate 13 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 4 Holes Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 6 Holes Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 8 Holes Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 10 Holes Left    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 12 Holes Left    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 14 Holes Left    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 16 Holes Left    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 4 Holes Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 6 Holes Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 8 Holes Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 10 Holes Right   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 12 Holes Right   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 14 Holes Right   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral fibula locking plate 16 Holes Right   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 4 Holes                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 5 Holes                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 6 Holes                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 7 Holes                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 8 Holes                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 9 Holes                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO        | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1/3 Tubular Locking Plate 10 Holes               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 12 Holes               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 14 Holes               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 5 Holes                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 6 Holes                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 7 Holes                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 8 Holes                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 9 Holes                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1/3 Tubular Locking Plate 10 Holes               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metacarpal and Phalangeal Locking Plate 6 Holes  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metacarpal and Phalangeal Locking Plate 12 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 4 Holes Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 5 Holes Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 6 Holes Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 7 Holes Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 4 Holes Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 5 Holes Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 6 Holes Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 7 Holes Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 4 Holes Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 5 Holes Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 6 Holes Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO            | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Clavicle Hook Plate 7 Holes Left                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 4 Holes Right                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 5 Holes Right                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 6 Holes Right                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Hook Plate 7 Holes Right                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 6 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 7 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 8 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 9 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 10 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 12 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 6 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 8 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 6 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 7 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 8 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 9 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 10 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 12 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 6 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 8 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 10 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                           | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 12 Holes Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 6 Holes Right                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 8 Holes Right                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 10 Holes Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Clavicle Reconstruction Locking Plate 12 Holes Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 4 Holes Left                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 6 Holes Left                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 8 Holes Left                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 10 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 12 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 14 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 16 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 4 Holes Right               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 6 Holes Right               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 8 Holes Right               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 10 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 12 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 14 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 16 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 3 Holes Left | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 5 Holes Left | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 7 Holes Left | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                             | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 9 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 14 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 3 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 5 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 7 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 9 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 14 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Locking Plate 3 Holes Left                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Locking Plate 5 Holes Left                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Locking Plate 7 Holes Left                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Locking Plate 9 Holes Left                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Locking Plate 14 Holes Left                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Locking Plate 3 Holes Right                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Locking Plate 5 Holes Right                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Locking Plate 7 Holes Right                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Locking Plate 9 Holes Right                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Humeral Locking Plate 14 Holes Right                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial LISS Plate 5 Holes Left                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial LISS Plate 7 Holes Left                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial LISS Plate 9 Holes Left                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial LISS Plate 11 Holes Left                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial LISS Plate 13 Holes Left                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO              | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proximal Lateral Tibial LISS Plate 5 Holes Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial LISS Plate 7 Holes Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial LISS Plate 9 Holes Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial LISS Plate 11 Holes Right      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial LISS Plate 13 Holes Right      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral LISS Plate 5 Holes Left         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral LISS Plate 7 Holes Left         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral LISS Plate 9 Holes Left         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral LISS Plate 11 Holes Left        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral LISS Plate 13 Holes Left        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral LISS Plate 5 Holes Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral LISS Plate 7 Holes Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral LISS Plate 9 Holes Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral LISS Plate 11 Holes Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Femoral LISS Plate 13 Holes Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 3 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 4 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 5 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 6 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 7 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 3 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 4 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                   | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 5 Holes Right                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 6 Holes Right                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 7 Holes Right                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 2 Holes Left                                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 4 Holes Left                                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 6 Holes Left                                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 8 Holes Left                                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 10 Holes Left                                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 12 Holes Left                                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 2 Holes Right                                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 4 Holes Right                                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 6 Holes Right                                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 8 Holes Right                                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 10 Holes Right                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate 12 Holes Right                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 3 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 4 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 5 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 6 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 7 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 8 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 3 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                         | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 4 Holes Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 5 Holes Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 6 Holes Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 7 Holes Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 8 Holes Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 6 Holes 94mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 7 Holes 110mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 8 Holes 120mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 6 Holes 94mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 7 Holes 110mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 8 Holes 120mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Radius Locking Plate 8 Holes 100mm                                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Radius Locking Plate 10 Holes 120mm                                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Radius Locking Plate 12 Holes 140mm                                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 4 Holes 38.2mm                                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 5 Holes 45.5mm                                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 6 Holes 52.7mm                                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 7 Holes 60mm                                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Y-Plate 4 Holes 38.2mm                                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2.0mm LCP Y-Plate 5 Holes 45.5mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Y-Plate 6 Holes 52.7mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Y-Plate 7 Holes 60mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini Locking Plate(T-shape) 4 Holes 35.2mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini Locking Plate(T-shape) 5 Holes 42.5mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini Locking Plate(T-shape) 6 Holes 49.7mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini Locking Plate(T-shape) 7 Holes 57mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP T-Plate 4 Holes 35.2mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP T-Plate 5 Holes 42.5mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP T-Plate 6 Holes 49.7mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP T-Plate 7 Holes 57mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm LCP Condylar Plate 3 Holes 30mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm LCP Condylar Plate 4 Holes 37.5mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm LCP Condylar Plate 5 Holes 44.5mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm LCP Condylar Plate 6 Holes 51.7mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm LCP Condylar Plate 7 Holes 59mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Condylar Plate 3 Holes 30mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Condylar Plate 4 Holes 37.5mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Condylar Plate 5 Holes 44.5mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Condylar Plate 6 Holes 51.7mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Condylar Plate 7 Holes 59mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm LCP Locking Plate 4 Holes 36mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                          | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2.4mm LCP Locking Plate 5 Holes 44mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm LCP Locking Plate 6 Holes 52mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm LCP Locking Plate 7 Holes 60mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm LCP Locking Plate 8 Holes 68mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.4mm LCP Locking Plate 10 Holes 84mm                              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Locking Plate 4 Holes 36mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Locking Plate 5 Holes 36mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Locking Plate 4 Holes 44mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Locking Plate 7 Holes 52mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Locking Plate 8 Holes 60mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 2.0mm LCP Locking Plate 10 Holes 68mm                              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Adaption Locking Plate 12 Holes 88mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Adaption Locking Plate 12 Holes 88mm                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Ulna Hook Locking Plate 7 Holes 46mm                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 2 Holes 32mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 3 Holes 41mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 4 Holes 50mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral middle metaphyseal locking plate 7 Holes 80mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral middle metaphyseal locking plate 9 Holes 106mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral middle metaphyseal locking plate 11 Holes 132mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral middle metaphyseal locking plate 13 Holes       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                          | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 158mm                                                              |                                                     |
| LCP-Distal Humeral middle metaphyseal locking plate 15 Holes 184mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini locking plate 4 Holes Left                                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini locking plate 4 Holes Right                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal posterior tibial locking plate 3 Holes Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal posterior tibial locking plate 5 Holes Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal posterior tibial locking plate 3 Holes Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal posterior tibial locking plate 5 Holes Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral fibular locking plate 3 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral fibular locking plate 4 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral fibular locking plate 5 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral fibular locking plate 6 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral fibular locking plate 7 Holes Left               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral fibular locking plate 3 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral fibular locking plate 4 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral fibular locking plate 5 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral fibular locking plate 6 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral fibular locking plate 7 Holes Right              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini locking plate(L-Shape) 3 Holes Left                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini locking plate(L-Shape) 4 Holes Left                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini locking plate(L-Shape) 3 Holes Right                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini locking plate(L-Shape) 4 Holes Right                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO          | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP Mini locking plate(L-Shape) 3 Holes Left       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini locking plate(L-Shape) 4 Holes Left       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini locking plate(L-Shape) 3 Holes Right      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Mini locking plate(L-Shape) 4 Holes Right      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate I 8 Holes Left             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate I 8 Holes Left             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate I 10 Holes Left            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate I 8 Holes Right            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate I 8 Holes Right            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate I 10 Holes Right           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate III 12 Holes Left          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate III 12 Holes Right         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate III 14 Holes Left          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate III 14 Holes Right         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate III 14 Holes Left          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking plate III 14 Holes Right         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 2 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 4 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 6 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 8 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 2 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 4 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                  | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 6 Holes Right         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 8 Holes Right         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 6 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 7 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 8 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 6 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 7 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 8 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 4 Holes Left      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 6 Holes Left      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 8 Holes Left      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 10 Holes Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 12 Holes Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 14 Holes Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 16 Holes Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 4 Holes Right     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 6 Holes Right     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 8 Holes Right     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 10 Holes Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 12 Holes Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 14 Holes Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 16 Holes Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                         | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 2 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 3 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 4 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 5 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 2 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 3 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 4 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 5 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes Left                                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes Left                                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate 8 Holes Left                                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate 10 Holes Left                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes Left                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes Right                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes Right                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate 8 Holes Right                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate 10 Holes Right                                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes Right                                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                          | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proximal Femoral Locking Plate 2 Holes Left                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes Left                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes Left                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 8 Holes Left                        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 10 Holes Left                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes Left                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 14 Holes Left                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 2 Holes Right                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes Right                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes Right                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 8 Holes Right                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 10 Holes Right                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes Right                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Femoral Locking Plate 14 Holes Right                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 2 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 3 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 4 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 2 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 3 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 4 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 3 Holes Left 65mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 5 Holes Left 91mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                           | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 7 Holes Left 117mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 9 Holes Left 143mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 14 Holes Left 208mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 3 Holes Right 65mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 5 Holes Right 91mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 7 Holes Right 117mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 9 Holes Right 143mm             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 14 Holes Right 208mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 4 Holes Left 109mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 6 Holes Left 135mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 8 Holes Left 161mm           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 10 Holes Left 187mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 12 Holes Left 213mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 14 Holes Left 239mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 4 Holes Right 109mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 6 Holes Right 135mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 8 Holes Right 161mm          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 10 Holes Right 187mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 12 Holes Right 213mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Medial Tibial Locking plate 14 Holes Right 239mm         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 4 Holes Left 122mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 6 Holes Left 158mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                              | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 8 Holes Left 194mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 10 Holes Left 230mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 12 Holes Left 266mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 14 Holes Left 302mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 4 Holes Right 122mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 6 Holes Right 158mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 8 Holes Right 194mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 10 Holes Right 230mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 12 Holes Right 266mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 14 Holes Right 302mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 4 Holes Left 60mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 6 Holes Left 84mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 8 Holes Left 108mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 4 Holes Right 60mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 6 Holes Right 84mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 8 Holes Right 108mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 8 Holes Left 53mm                              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 8 Holes Right 53mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 12 Holes Left 60mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 8 Holes Right 60mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 12 Holes Left 68mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal Locking Plate 8 Holes Right 68mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP Distal Lateral Tibial Plate 5 Holes Left 117mm                              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Tibial Plate 7 Holes Left 153mm                              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Tibial Plate 9 Holes Left 189mm                              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Tibial Plate 11 Holes Left 225mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Tibial Plate 13 Holes Left 261mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Tibial Plate 5 Holes Right 117mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Tibial Plate 7 Holes Right 153mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Tibial Plate 9 Holes Right 189mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Tibial Plate 11 Holes Right 225mm                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Lateral Tibial Plate 13 Holes Right 261mm                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate(Head 2 holes) 3 Holes Left 40mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate(Head 2 holes) 4 Holes Left 49mm        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate(Head 2 holes) 3 Holes Right 40mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate(Head 2 holes) 4 Holes Right 49mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate 3 Holes Left 40mm                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate 4 Holes Left 49mm                      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate 3 Holes Right 40mm                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate 4 Holes Right 49mm                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate(Head 3 holes, Oblique) 3 Holes Left 43mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate(Head 3 holes, Oblique) 4 Holes Left 52mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                           | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate(Head 3 holes, Oblique) 3 Holes Right 43mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate(Head 3 holes, Oblique) 4 Holes Right 52mm    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking T-Plate 3 Holes 40mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking T-Plate 4 Holes 49mm                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate 5 Holes 48mm                                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate 6 Holes 57mm                                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 2 Holes, Left 47mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 3 Holes, Left 55mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 4 Holes, Left 68mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 5 Holes, Left 77mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 7 Holes, Left 95mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 9 Holes, Left 113mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 11 Holes, Left 131mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 2 Holes, Right 47mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 3 Holes, Right 55mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 4 Holes, Right 68mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                            | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 5 Holes, Right 77mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 7 Holes, Right 95mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 9 Holes, Right 113mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 11 Holes, Right 131mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Posterior Tibial Locking Plate 1 Holes 69mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Posterior Tibial Locking Plate 2 Holes 79mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Posterior Tibial Locking Plate 4 Holes 105mm                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Posterior Tibial Locking Plate 6 Holes 131mm                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Posterior Distal Tibial Locking Plate 3 Holes, Left 47mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Posterior Distal Tibial Locking Plate 5 Holes, Left 72mm                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Posterior Distal Tibial Locking Plate 3 Holes, Right 47mm                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Posterior Distal Tibial Locking Plate 5 Holes, Right 72mm                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 2 Holes, Left 66mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 3 Holes, Left 78mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 4 Holes, Left 90mm                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 6 Holes, Left 114mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 8 Holes, Left 138mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 10 Holes, Left 162mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 12 Holes, Left 186mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 14 Holes, Left 210mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                             | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 16 Holes, Left 234mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 2 Holes, Right 66mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 3 Holes, Right 78mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 4 Holes, Right 90mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 6 Holes, Right 114mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 8 Holes, Right 138mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 10 Holes, Right 162mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 12 Holes, Right 186mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 14 Holes, Right 210mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 16 Holes, Right 234mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Radius Volar Locking Plate 3 Holes, Left 51mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Radius Volar Locking Plate 4 Holes, Left 56.6mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Radius Volar Locking Plate 7 Holes, Left 89mm                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Radius Volar Locking Plate 10 Holes, Left 140mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Radius Volar Locking Plate 12 Holes, Left 175mm                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Radius Volar Locking Plate 3 Holes, Right 51mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Radius Volar Locking Plate 4 Holes, Right 56.6mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Radius Volar Locking Plate 7 Holes, Right 89mm                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Radius Volar Locking Plate 10 Holes, Right 140mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Radius Volar Locking Plate 12 Holes, Right 175mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction J-Plate 10 Holes, Left                                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction J-Plate 12 Holes, Left                                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Reconstruction J-Plate 14 Holes, Left         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction J-Plate 16 Holes, Left         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction J-Plate 10 Holes, Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction J-Plate 12 Holes, Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction J-Plate 14 Holes, Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Reconstruction J-Plate 16 Holes, Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate(T-shape) 4 Holes<br>26mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate(T-shape) 5 Holes<br>31mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate(T-shape) 6 Holes<br>36mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate(T-shape) 7 Holes<br>41mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate(T-shape) 8 Holes<br>46mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate(Y-shape) 4 Holes<br>27.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate(Y-shape) 5 Holes<br>32.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate(Y-shape) 6 Holes<br>37.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate(Y-shape) 7 Holes<br>42.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate(Y-shape) 8 Holes<br>47.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Condylar Plate 4 Holes<br>27.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Condylar Plate 5 Holes<br>32.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Condylar Plate 6 Holes<br>37.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Condylar Plate 7 Holes<br>42.4mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate 8 Holes 23mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Mini Locking Plate 8 Holes 23mm               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO             | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP Locking Plate 4 Holes                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Locking Plate 5 Holes                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Locking Plate 6 Holes                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Locking Plate 7 Holes                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Locking Plate 8 Holes                             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Locking Plate 10 Holes                            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 10 Holes 193mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 11 Holes 211mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 12 Holes 229mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 13 Holes 247mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 14 Holes 265mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 15 Holes 282mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 16 Holes 300mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 17 Holes 318mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 18 Holes 336mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 19 Holes 354mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP locking plate, Curved 20 Holes 372mm              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Femoral locking plate 4 Holes, Left     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal Medial Femoral locking plate 4 Holes, Right    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking plate 3 Holes, Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Proximal Lateral Tibial Locking plate 3 Holes, Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 6 Holes, Left | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 9 Holes, Left         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 12 Holes, Left        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 15 Holes, Left        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 6 Holes, Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 9 Holes, Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 12 Holes, Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 15 Holes, Right       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 68mm, Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 68mm, Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 60mm, Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 60mm, Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 53mm, Left                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 53mm, Right                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal locking plate I Left                                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal locking plate I Left                                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal locking plate I Right                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal locking plate I Right                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP mini locking L plate Left                                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP mini locking L plate Right                                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP 1/3 tubular locking plate 2 Holes                         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP 1/3 tubular locking plate 3 Holes                         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 0° 36mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 0° 30mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 5° 36mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 5° 30mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 10° 36mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 10° 30mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 0° 36mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 0° 30mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 5° 36mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 5° 30mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 10° 36mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 10° 30mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 22mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 24mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 26mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 28mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 24mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 28mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 33mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Variable Angle Straight Locking Plate 4 Holes                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Foot variable angle locking plate 4 Holes                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Foot variable angle locking plate 6 Holes                       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 1mm            | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                  | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 2mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 3mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 4mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 5mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 6mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 3mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 4mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 5mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 6mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 7mm       | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metapedes reconstruction variable angle locking plate 50mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metapedes reconstruction variable angle locking plate 60mm | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneus trapezoidal variable locking plate 4 Holes 6mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneus trapezoidal variable locking plate 4 Holes 8mm   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneus trapezoidal variable locking plate 4 Holes 10mm  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal head T locking plate 5 Holes                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal head T locking plate, oblique 5 Holes Left      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal head T locking plate, oblique 5 Holes Right     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal L locking plate 3 Holes Left                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal L locking plate 4 Holes Left                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal L locking plate 3 Holes Right                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal L locking plate 4 Holes Right                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                           | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Metatarsal L locking plate, oblique 3 Holes Left                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal L locking plate, oblique 4 Holes Left                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal L locking plate, oblique 3 Holes Right                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal L locking plate, oblique 4 Holes Right                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal T locking plate 3 Holes                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal T locking plate 4 Holes                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal T locking plate 5 Holes                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal T locking plate 6 Holes                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Metatarsal T locking plate 7 Holes                                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| First metatarsal cuneiform plantar fusion locking plate Small Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| First metatarsal cuneiform plantar fusion locking plate Large Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| First metatarsal cuneiform plantar fusion locking plate Small Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| First metatarsal cuneiform plantar fusion locking plate Large Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Cuboid locking plate Left                                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Cuboid locking plate Right                                          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Talus locking plate 6 Holes                                         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Navicular locking plate 8 Holes left                                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Navicular locking plate 8 Holes Right                               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| metatarsal locking hook palte 4 Holes left                          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| metatarsal locking hook palte 6 Holes left                          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| metatarsal locking hook palte 4 Holes Right                         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| metatarsal locking hook palte 6 Holes Right                         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                 | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Distal anterior tibia locking plate 3 Holes               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal anterior tibia locking plate 6 Holes               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal posterior tibia locking plate 3 Holes              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal posterior tibia locking plate 5 Holes              | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal posterior tibia locking plate 5 Holes Left         | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal posterior tibia locking plate 5 Holes Right        | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal medial tibia LCP hook plate 3 Holes                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal medial tibia LCP hook plate 4 Holes                | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal medial tibia locking plate 3 Holes                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Distal medial tibia locking plate 6 Holes                 | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV6 Holes Left    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 7 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 8 Holes Left   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 10 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 12 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 14 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 6 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 7 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 8 Holes Right  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 10 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 12 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP distal anterior tibia locking plate IV 14 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.5mm Mini Locking Plate (T-Shape) 4 Holes    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Mini Locking Plate (T-Shape) 5 Holes    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Mini Locking Plate (T-Shape) 6 Holes    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Mini Locking Plate (T-Shape) 7 Holes    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Mini Locking Plate (T-Shape) 8 Holes    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 4 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 5 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 6 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 7 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 8 Holes | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Mini Condylar Plate 4 Holes             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Mini Condylar Plate 5 Holes             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Mini Condylar Plate 6 Holes             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Mini Condylar Plate 7 Holes             | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Locking Support Plate 8 Holes Left      | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Locking Support Plate 8 Holes Right     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Phalangeal Metacarpal Plate 6 Holes     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm Phalangeal Metacarpal Plate 12 Holes    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm LCP Locking Plate 4 Holes               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm LCP Locking Plate 5 Holes               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm LCP Locking Plate 6 Holes               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm LCP Locking Plate 7 Holes               | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.5mm LCP Locking Plate 8 Holes           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| 1.5mm LCP Locking Plate 10 Holes          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| End cap I 5mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap I 10mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap I 15mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap I 5mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap I 10mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap I 15mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 5mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 10mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 15mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 5mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 10mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 15mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 5mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 10mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 15mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 5mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 10mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| End cap II 15mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×70mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×75mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×80mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×85mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×90mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×95mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×100mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×105mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×110mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×115mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Lag screw Φ10.4×120mm                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Helical blade Φ10.4×75mm                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Helical blade Φ10.4×80mm                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Helical blade Φ10.4×85mm                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Helical blade Φ10.4×90mm                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Helical blade Φ10.4×95mm                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Helical blade Φ10.4×100mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade Φ10.4×105mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade Φ10.4×110mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade Φ10.4×115mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade Φ10.4×120mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9×170mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9×200mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9×240mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10×170mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10×200mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10×240mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11×170mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11×200mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11×240mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ12×170mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ12×200mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ12×240mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ13×170mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ13×200mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ13×240mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Left 300mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Left 320mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Left 340mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Left 360mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Left 380mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Left 400mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Left 420mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Left 300mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Left 320mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Left 340mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Left 360mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Left 380mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Left 400mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Left 420mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Left 300mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Left 320mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Left 340mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nail Φ11 Left 360mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Left 380mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Left 400mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Left 420mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Right 300mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Right 320mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Right 340mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Right 360mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Right 380mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Right 400mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ9 Right 420mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Right 300mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Right 320mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Right 340mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Right 360mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Right 380mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Right 400mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ10 Right 420mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Right 300mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Right 320mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Right 340mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Right 360mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Right 380mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Right 400mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Φ11 Right 420mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×26mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×28mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×30mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×32mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×34mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×36mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×38mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×40mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×42mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×44mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×46mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×48mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking screw Ø3.9×50mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×52mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×54mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×56mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×58mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×60mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×64mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×68mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×72mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×76mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø3.9×80mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×180mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×200mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×180mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×200mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×180mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×200mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×180mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×200mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×65mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×70mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×75mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×80mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×85mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×90mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×95mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×100mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×105mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×28mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×30mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×32mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×34mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×36mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×38mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×40mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×42mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×44mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking Screw Ø4.9×46mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×48mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×50mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×52mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×54mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×56mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×58mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×60mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End cap I                                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End capII 0mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End capII 5mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End capII 10mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×20mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×24mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×28mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×30mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×32mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×34mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×36mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×38mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×40mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×42mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×44mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×46mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×48mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×50mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×52mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×56mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×60mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×64mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×68mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×70mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×72mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×76mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×80mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×60mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×65mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lag Screw Ø7×70mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×75mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×80mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×85mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×90mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×95mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×100mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×105mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×110mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×115mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×120mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×125mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×130mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×135mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×140mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×145mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw Ø7×150mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 15mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 20mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 25mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 30mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×250mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×265mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×280mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×295mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×310mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×325mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×340mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×355mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×375mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×395mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×415mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×250mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×265mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×280mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×295mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×310mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tibia Nail Ø9×325mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×340mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×355mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×375mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×395mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×415mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×250mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×265mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×280mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×295mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×310mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×325mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×340mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×355mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×375mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×395mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×415mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×300mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×320mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×340mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×360mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×380mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×400mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×300mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×320mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×340mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×360mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×380mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø8×400mm                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×300mm left                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×320mm left                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×340mm left                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×360mm left                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×380mm left                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×400mm left                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×420mm left                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×440mm left                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nail Ø9×460mm left                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×300mm right                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×320mm right                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×340mm right                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×360mm right                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×380mm right                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×400mm right                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×420mm right                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×440mm right                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×460mm right                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×300mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×320mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×340mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×360mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×380mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×400mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×420mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×440mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×460mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×300mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×320mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×340mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×360mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×380mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×400mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×420mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×440mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×460mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×300mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×320mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×340mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×360mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×380mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×400mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×420mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×440mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×460mm left                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nail Ø11×300mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×320mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×340mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×360mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×380mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×400mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×420mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×440mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×460mm right                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End cap 0                                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End cap 5                                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End cap 10                                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 15                                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End cap 20                                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End cap 25                                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×255mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×270mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×285mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×300mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×315mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×330mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×345mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×360mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø8×375mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×255mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×270mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×285mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×300mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×315mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×330mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×345mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×360mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø9×375mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×255mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×270mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×285mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×300mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tibia Nail Ø10×315mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×330mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×345mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×360mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø10×375mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø11×255mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø11×270mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø11×285mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø11×300mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø11×315mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø11×330mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø11×345mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø11×360mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail Ø11×375mm                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×25mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×30mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×35mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×40mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×45mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×50mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×55mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×60mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×65mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×70mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×75mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×80mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×85mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw I Ø5×90mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×300mm Left               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×320mm Left               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×340mm Left               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×360mm Left               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×380mm Left               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×400mm Left               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×420mm Left               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×440mm Left               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×460mm Left               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Femoral Nail Ø12×300mm Right              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×320mm Right              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×340mm Right              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×360mm Right              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×380mm Right              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×400mm Right              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×420mm Right              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×440mm Right              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail Ø12×460mm Right              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap(Long) 5mm                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 5mm                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 10mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 15mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 20mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 60                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 65                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 70                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 75                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 80                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 85                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 90                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 95                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 100                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 105                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 110                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag Screw 115                             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 65                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 70                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 75                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 80                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 85                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 90                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 95                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 100                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 105                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 110                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical Blade 115                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Helical Blade 120                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap I                                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap II 0mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap II 5mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap II 10mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw Ø12×100mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw Ø12×105mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw Ø12×110mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw Ø11×70mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw Ø11×75mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw Ø11×80mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw Ø11×85mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw Ø11×90mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw Ø11×95mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×100mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×105mm                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×65mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×70mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×75mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×80mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×85mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×90mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw Ø7×95mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×28mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×30mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×32mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×34mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×36mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×38mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×40mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×42mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×44mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×46mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×48mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×50mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×52mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×54mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking screw Ø4.9×56mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×58mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9×60mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 180mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 180mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 180mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 180mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 200mm Left                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 200mm Left                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 200mm Left                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 200mm Left                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 200mm Right                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 200mm Right                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 200mm Right                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 200mm Right                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 240mm Left                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 240mm Left                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 240mm Left                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 240mm Left                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 240mm Right                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 240mm Right                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 240mm Right                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 240mm Right                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Femoral Nail 240mm Right                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 70mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 75mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 80mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 85mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 90mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 95mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 100mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 105mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 110mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 115mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Helical blade 120mm                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap II 0mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap II 5mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap II 10mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Compression Screw 60mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 70mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 75mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 80mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 85mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 90mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 95mm                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 100mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 105mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 110mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 115mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Lag screw 120mm                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 65mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 70mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 75mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 80mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 85mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 90mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 95mm                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 100mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 105mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 110mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Compression Screw 115mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 28mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 30mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 32mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 34mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 36mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 38mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 40mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 42mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 44mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 46mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 48mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 50mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 52mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 54mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking screw 56mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 58mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw 60mm                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 300                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 400                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 420                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 440                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 300                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 400                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 420                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 440                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 400                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 420                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 440                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 450                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 400                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 420                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 440                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 450                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 400                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 420                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 440                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 400                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 420                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 440                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 400                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 420                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 440                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 400                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 420                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail 440                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 0mm                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 5mm                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 10mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø8×255mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø8×285mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø8×315mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tibia Nail(Cannulated) Ø8×345mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø8×375mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø9×270mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø9×300mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø9×360mm           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø10×255mm          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø10×285mm          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø10×315mm          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø10×345mm          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø10×375mm          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø11×270mm          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø11×300mm          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø11×330mm          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø11×360mm          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Cannulated) Ø11×375mm          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×24mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×28mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×36mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×44mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×52mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×60mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×25mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×26mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×30mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×32mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×34mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×35mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×38mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×40mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×42mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×45mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×46mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×48mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×50mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×54mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×55mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.9×56mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking Screw Ø4.9×58mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×25mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×30mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×35mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×40mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×45mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×50mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×55mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×60mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×65mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×70mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×75mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×80mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×85mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø5.0×90mm                                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 40  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 45  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 50  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 55  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 60  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 65  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 70  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 75  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 80  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 85  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 90  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 95  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 100 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 105 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 110 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 115 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 120 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 125 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 130 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 40  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 45  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 50  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 55  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 60  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 65  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 70  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 75  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 80  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 85  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 90  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 95  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 100 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 105 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 110 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 115 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 120 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 125 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 130 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 50               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 55               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 60               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 65               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 70               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 75               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 80               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 85               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 90               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 95               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 100              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 105              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 110              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 115              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 120              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 20                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 22                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 24                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 26                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 28                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 30                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 32                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 34                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 36                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 38                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 40                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 42                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 44                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 46                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 48                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 50                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 52                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 54                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 56                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 60                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 64                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 68                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 72                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 40 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 45 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 50 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 55  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 60  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 65  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 70  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 75  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 80  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 85  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 90  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 95  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 100 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 105 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 110 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 115 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 120 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 125 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 130 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 140 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 40  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 45  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 50  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 55  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 60  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 65  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 70  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 75  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 80  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 85  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 90  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 95  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 100 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 105 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 110 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 115 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 120 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 125 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 130 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 140 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Washer Ø4.5                                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Washer Ø6.5                                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Washer Ø3.0                                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Washer Ø6.5/7.3                                                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Washer Ø4.5                                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Washer Ø4.0                                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 10                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 11                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 12                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 13                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 14                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 15                                    | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 16               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 17               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 18               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 19               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 20               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 21               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 22               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 23               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 24               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 25               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 26               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 27               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 28               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 29               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 30               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 32               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 34               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 36               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 38               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 3.0mm 40               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 14               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 16               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 18               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 20               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 22               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 24               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 26               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 28               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 30               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 32               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 34               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 36               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 38               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 40               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 42               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 44               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 46               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 48               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 50               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 52               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 54               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 56               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 58               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 60               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 62               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 64               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 66               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Cannulated Screw Ø 4.0mm 68               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 8        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 9        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 10       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 11       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 12       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 13       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 14       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 16       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 18       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 20       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 22       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 24       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 26       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 28       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø2.5, 30       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 10       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 11       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 12       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 13       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 14       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 16       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 18       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 20       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 22       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 24       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 26       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Headless Compression Screw Ø3.0, 28       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 30       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 32       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 34       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 36       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 38       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.0, 40       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 16       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 18       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 20       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 22       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 24       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 26       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 28       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 30       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 32       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 34       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 36       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 38       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 40       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 42       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 44       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 46       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 48       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø3.5, 50       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 16       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 18       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 20       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 22       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 24       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 26       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 28       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 30       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 32       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 34       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 36       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 38       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Headless Compression Screw Ø4.0, 42       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 44       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 46       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 48       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 55       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.0, 60       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 20       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 22       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 24       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 26       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 28       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 30       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 32       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 34       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 36       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 38       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 35       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 40       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 42       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 44       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 45       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 46       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 48       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 50       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 55       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø4.5, 60       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø5.0, 20       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø5.0, 25       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø5.0, 30       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø5.0, 35       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø5.0, 40       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø5.0, 45       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø5.0, 50       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø5.0, 55       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø5.0, 60       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 40       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 45       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Headless Compression Screw Ø6.5, 50       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 55       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 60       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 65       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 70       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 75       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 80       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 85       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 90       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 95       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 100      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 105      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 110      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 115      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Headless Compression Screw Ø6.5, 120      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Full Thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Full Thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Full Thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Full Thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Sinus Tarsal Screw, Full Thread Ø6.5×20   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×12         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×14         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×16         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×18         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×20         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×22         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×24         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×26         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×28         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×30         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×16         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×18         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×20         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×22         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×24         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×26         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×28         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×30         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×32         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×34         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×36         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×38         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×40         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×42         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×44         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×46         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø1.0, 1.0×150                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø1.25, 1.25×150                | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø1.6, 1.6×150                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø2.0, 2.0×200                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø2.5, 2.5×200                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø1.6, 70                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø1.6, 90                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø1.6, 110                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø2.0, 70                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø2.0, 90                       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Pin CanBPS Ø2.0, 110                      | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Micro-motion Fixator, straight clamp      | ACERO INOXIDABLE                      |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO              | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Straight clamp fixator(extended)                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Double jointed fixator(straight clamp) II              | ACERO INOXIDABLE        |
| Mini Fixator I                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Mini Fixator V                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrist joint fixator                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Elbow joint fixator                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Ankle joint fixator I                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Mini I fixator                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge Ø2.5- Ø4                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender, left                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender, right                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| LC-DCP Drill Guide, Ø2.5/Ø3.5mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Double Drill Sleeve I, Ø2.5/Ø3.5mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, large Length 159mm Width 15.5mm     | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, small Length 170mm Width 10.5mm     | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, large                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, small                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with serrated jaws Length 158mm     | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator,small Length 190mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with points Length 182mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.5mm                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.5mm                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver Shaft, SW2.5                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw ø3.5mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cancellous Bone Screw Ø4.0mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide II, Ø3.5 / 2.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve Length 42mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver With Holding Sleeve, SW2.5       | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Extractor Length 80mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                           | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                            | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Screw Tray                                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Extended Drill Bit, Ø2.8mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Extended Threaded Drill Sleeve For Ø2.8mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver, Length 248mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, ø3.2mm Length 147mm Thread Length 40mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, ø4.5mm Length 145mm Thread Length 48mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cancellous Bone Screw ø6.5mm Length 195mm Thread Length 26mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw ø4.5mm Length 130mm Thread Length 70mm          | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for ø4.5/ø6.5mm screws                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender Length 285mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, large Length 212mm Width 12mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, small Length 121mm Width 12mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Double Drill Guide ø3.2mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide ø4.5 / 3.2mm                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide, ø4.5 / 3.2mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide, ø6.5 / 3.2mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator,large Length 191mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, large Length 267mm Width 43.5mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, small Length 267mm Width 16mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length 266mm         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink Length 180mm                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with serrated jaws Length 220mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with point Length 207mm                           | ACERO INOXIDABLE        |
| ø3.2 Drill Sleeve Length 80mm                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Easyout Length 120mm                                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                                         | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                           | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Screwdriver shaft with quick coupling, hexagonal Length 100mm SW3.5 | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve, ø8mm Length 120mm                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4.5N                                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Dril Bit,Ø4.3mm                                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Threaded Drill Sleeve                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Shaft                                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Hole stopper                                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Sleeve                                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Kirschner Wire Insertion Sleeve                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench Shaft                                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Pull Reduction Instrument                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Kirschner Wire Insertion Sleeve II                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Fixation Bolt                                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Stabilization Bolt                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| K-Wire Aiming Attachment                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Cleaning Instrument for Screw Head                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| X-Ray Calibrator                                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| K-Wire with Threaded Tip                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| K-Wire measuring instrument                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Guide for Distal Lateral Femur, Right                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Guide for Distal Lateral Femur, Left                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Guide for Proximal Tibia, Right                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Guide for Proximal Tibia, Left                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Driver                                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4.5Nm                                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruement Set                                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 1.5N                                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver, T15                                               | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                   | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| φ2.0K-Wire Length 150mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.8mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Easyout                                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide for K-Wire                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| φ2.8Threaded Drill Sleeve for φ3.5mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver Shaft,T15                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Bender for K-Wire                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for φ2.5mm-φ4. 0mm Length 60mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, φ3.5mm Length 112mm Thread Length 60mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Self-Centering Bone Holding Forceps(compression)            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Implants tray                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruement Set                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, φ2.5mm Length 112mm Thread Length 30mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cancellous Bone Screw φ4.0mm Thread Length 20mm     | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw φ3.5mm Length 112mm Thread Length 30mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver, with holding sleeve Length           | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator, small Length 190mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, large Length 159mm Width 15.5mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, small Length 92mm Width 10mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Double Drill Sleeve I, 2.5-3.5                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide II, φ3.5 / 2.5mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender, left Length 190mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender, right Length 190mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, large Length 159mm Width 15.5mm          | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, small Length 170mm Width 10.5mm          | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink Length 100mm                                    | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                            | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Reduction Forceps, with points Length 182mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with serrated jaws Length 158mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length               | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Box                                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4.5N Length 264mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Driver Length 248mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver, with holding sleeve Length 248mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive screwdriver shaft Length 145mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Easyout Length 80mm                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| φ2.0K-Wire Length 230mm                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide for K-Wire Length 50mm                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| φ4.3mmThreaded Drill Sleeve                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| φ4.3mmThreaded Drill Sleeve(long)                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| φ4.3mmDrill Bit Length 220mm Thread Length 84mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Direct Measuring Device                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, φ3.2mm Length 147mm Thread Length 40mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, φ4.5mm Length 145mm Thread 48mm                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cancellous Bone Screw φ6.5mm Length 195mm Thread Length 26mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw φ4.5mm Length 130mm Thread Length 70mm          | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for φ4.5 mm-φ6.5mm Length 110mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender Length 285mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, large Length 212mm Width 12mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, small Length 121mm Width 12mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide, φ4.5 / 3.2mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding SleeveØ6.3                                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| φ4.3mmThreaded Drill Sleeve(long)                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Box                                                            | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                    | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Small Fragment Plate A Tray                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Small Fragment Plate C Tray                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Large Fragment Plate Tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| φ2.5 K-wire                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| φ5.8 Cannulated drill bit                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| φ5.8 Cannulated drill sleeve                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Direct Measuring Device                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide for K-Wire φ2.5mm                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| LCP Instrument Set                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide, φ6.5 / 3.2mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator, large Length 191mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator, small Length 190mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, large Length 267mm Width 43.5mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, small Length 267mm Width 16mm             | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink Length 180mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with point Length 207mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with serrated jaws Length 220mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length 266mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Box                                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4.5Nm                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4.5Nm                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Ø5.8mm Cannulated drill sleeve                               | ACERO INOXIDABLE        |
| φ5.8 Drill Bit                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| 4.9mm Screw Tray                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Handle                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Aiming Arm                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Buttress Nut for Proximal Aiming Arm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for distal locking                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator For Distal Locking                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar For Distal Locking                                    | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO          | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Compression Nut                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for blade                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for lag screw                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Blade                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Lag Screw                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for lag screw                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Nut                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Aiming Arm for distal locking                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Chunk with T-Handle                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Radiographic Ruler                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Drill Sleeve, Ø5.2mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Temporary End Cap for the lag screw                | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø5.2mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Drill with T-Handle                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Reamer                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Tissue Protector                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl                                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Connection T-Handle                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Ratchet Wrench For Nut, Hexagonal                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Variable Screwdriver for holding end cap, SW 4.0   | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire φ3.2 ×400                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Guide Wireφ3.2                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit For Cortex Bone, Ø10.6/Ø3.2mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit with limitφ10.6/φ3.2          | ACERO INOXIDABLE        |
| Fixation Sleeve SW4.5/φ3.2                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for PFN Blade                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor Connection shaft for blade               | ACERO INOXIDABLE        |
| Counter-torque Wrench for Blade                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.3mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| φ4.5 Drill Stop φ4.3/SW3                           | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO        | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Pin Wrench SW3/SW5                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Locking screw                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver,hexagonal SW3.5                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench with T-Handle                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Nail M8                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire with Hook φ2.8                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Screwdriver for end cap φ2.8/SW4/SW11 | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Wrench for end cap SW11               | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Screwdriver for end cap φ2.8/SW4/SW11 | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Blade SW4.5/φ3.2                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Cleaning Wire                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Lag Screw Holding Shaft                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench shaft for Lag Screw                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Aiming Connecting Shaft                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Targeting Device for Long Nail            | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting Device Nut for Long Nail               | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting Device Nut for Long Nail               | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger Nut for long nail               | ACERO INOXIDABLE        |
| U-shaped Stabilizing Spacer                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Shaft                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle Connecting Nut                            | ACERO INOXIDABLE        |
| SW4.0Hexagonal Screwdriver                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| (CanPFN) Implant Tray                            | ACERO INOXIDABLE        |
| (CanPFN) Implant Tray                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Radiographic Ruler                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Ø5.3/8.2 Protection Drill Sleeve                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Temporary End Cap for the lag screw              | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Ø5.2Drill Bit                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Drill with T-Handle                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                         | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Quick Connection T-Handle                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Ratchet Wrench for Nut, hexagonal              | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire Ø3.2×400                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Guide Wire Ø3.2                | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit for cortex boneØ10.6/Ø3.2 | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Fixation Sleeve SW4.5/φ3.2                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for PFN Blade                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Counter-torque Wrench for blade                | ACERO INOXIDABLE        |
| φ4.3 Drill Bitφ4.3/300mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Pin Wrench SW3/SW5                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Locking screw                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver,hexagonal SW3.5                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Nail M8                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Blade SW4.5/φ3.2                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Cleaning Wire                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Lag Screw Holding shaft                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Buttress Nut for Proximal Aiming Arm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for distal locking           | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Distal Locking                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar for Distal Locking                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Blade                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Lag Screw                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for lag screw                | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Nut                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting Device Nut for Long Nail             | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger Nut for Long Nail             | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle Connecting Nut                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Handle                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Aiming Arm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Compression Nut                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for blade                    | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| U-shaped Stabilizing Spacer                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Shaft                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Flexible Proximal Reamer                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for Connecting Nut                 | ACERO INOXIDABLE        |
| SW6 Screwdriver for End Cap with Inner Shaft   | ACERO INOXIDABLE        |
| SW6 Variable Angle Screwdriver for End Cap     | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench shaft for Lag Screw                     | ACERO INOXIDABLE        |
| (CanPFM) Instrument Tray                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Chunk with T-Handle                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Radiographic Ruler                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Ø5.3/8.2 Protection Drill Sleeve               | ACERO INOXIDABLE        |
| Temporary End Cap for the lag screw            | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Ø5.2Drill Bit                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Drill with T-Handle                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Connection T-Handle                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Ratchet Wrench for Nut, hexagonal              | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire Ø3.2×400                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Guide Wire Ø3.2                | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit for cortex boneØ10.6/Ø3.2 | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Fixation Sleeve SW4.5/φ3.2                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for PFN Blade                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Counter-torque Wrench for blade                | ACERO INOXIDABLE        |
| φ4.3 Drill Bitφ4.3/300mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Pin Wrench SW3/SW5                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Locking screw                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver,hexagonal SW3.5                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Nail M8                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Blade SW4.5/φ3.2                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Cleaning Wire                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Lag Screw Holding shaft                        | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO    | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Protection Sleeve                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Buttress Nut for Proximal Aiming Arm         | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for distal locking         | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Distal Locking                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar for Distal Locking                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Blade                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Lag Screw                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for lag screw              | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting Device Nut for Long Nail           | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Nut                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger Nut for Long Nail           | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle Connecting Nut                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Handle                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Aiming Arm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Compression Nut                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for blade                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for lag screw              | ACERO INOXIDABLE        |
| Aiming Arm for Distal Locking                | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Aiming Connecting Shaft               | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Targeting Device for Long Nail        | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger                             | ACERO INOXIDABLE        |
| U-shaped Stabilizing Spacer                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Shaft                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Flexible Proximal Reamer                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for Connecting Nut               | ACERO INOXIDABLE        |
| SW6 Screwdriver for End Cap with Inner Shaft | ACERO INOXIDABLE        |
| SW6 Variable Angle Screwdriver for End Cap   | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench shaft for Lag Screw                   | ACERO INOXIDABLE        |
| (CanPFN) Instrument Tray                     | ACERO INOXIDABLE        |
| CanPFN Instrument Tray                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for lag screw              | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Aiming Arm for Distal Locking             | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Aiming Connecting Shaft            | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Targeting Device for Long Nail     | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger                          | ACERO INOXIDABLE        |
| plant Tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| CanEFN Implant Tray                       | ACERO INOXIDABLE        |
| CanTN Implant Tray                        | ACERO INOXIDABLE        |
| CanETN Implants Tray                      | ACERO INOXIDABLE        |
| LCP Plate Bender                          | ACERO INOXIDABLE        |
| LCP Drill Sleeve, Ø1.5mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve 2.0mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø1.5mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive screwdriver T6 (short), Ø2.0mm  | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive screwdriver T6 (long), Ø2.0mm   | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Pliers                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Cutting Pliers                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 0.4Nm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit (φ2.4)                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 0.6Nm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Retractor (small)                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Retractor (large)                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator(small)                | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator(large)                | ACERO INOXIDABLE        |
| Phillips Screwdriver Shaft                | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps with point              | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with serrated jaws     | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver(SW1.5 )             | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver(SW2.0 )             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø1.8mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit (φ2.0)                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Straight Handle with Quick Coupling       | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver T8 (short), Ø2.4mm  | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver T8 (long), Ø2.4mm   | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| LCP Drill Sleeve, Ø1.8mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Coupling Straight Handle            | ACERO INOXIDABLE        |
| Sharp Hook                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Special Instruments Tray                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Implants Tray                             | ACERO INOXIDABLE        |
| (CanMLP)Instruments Tray                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Special Instruments Tray                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Implants Tray                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve, Ø1.1/1.5mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø1.1mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve, Ø1.1mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Phillips Screwdriver (long)               | ACERO INOXIDABLE        |
| Phillips Screwdriver (short)              | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Special Instruments Tray                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter, 0.3 N·m                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle with Quick Length                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Drill                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit, Ø2.7mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Phillips Solid Screwdriver, T15           | ACERO INOXIDABLE        |
| Phillips Cannulated Screwdriver, T15      | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø1.1mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire With Thread, Ø1.1mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Probe                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| CanNUS 4.0 Screw Tray                     | ACERO INOXIDABLE        |
| CanNus 4.0 Instrument Tray                | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Cleaning Wire Ø1.6mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Kirschner Wire Ø1.6mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink Drill Bit                     | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Parallel Locatorφ1.6mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver SW3.5                    | ACERO INOXIDABLE        |
| φ6.5 Holding Sleeve                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Locator Ø9.5/Ø7.0mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bushing Ø7.0/Ø3.2mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bushing Ø3.2/Ø1.6mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar Ø1.6mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit, Ø3.2mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Tap For Cancellous Bone screwφ4.5mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide Ø4.5 / 3.2mm             | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver Shaft With Quick Coupling, SW3.5   | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                   | ACERO INOXIDABLE        |
| (CanNUS-4.5) Screw Tray                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Cleaning Wire Ø2.5mm                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Kirschner wire Ø2.5mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit Ø5.0mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Parallel Locator                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Hexagonal Screwdriver SW4.0         | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve, Ø8.0mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Trochar Ø2.5mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bushing Ø8.5/Ø2.5mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Protective Sleeve Ø12/Ø8.5mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Solid Hexagonal Screwdriver SW4.0              | ACERO INOXIDABLE        |
| Tubular Countersink Drill, Ø8mm                | ACERO INOXIDABLE        |
| Adjustable Parallel Drill Guide, Ø2.5mm        | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap For Cancellous Bone Tubular Screw          | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire, Ø2.5mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray HB6.5                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray HB7.3                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                 | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Kirschner Ø1.1mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| K-Wire With Threaded Tip Ø1.1mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve Ø1.1/Ø2.0mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated T-handle With Quick Coupling   | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit Ø2.0mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Phillips Solid Screwdriver                | ACERO INOXIDABLE        |
| Cleaning Wire                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Holder                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Phillips Cannulated Screwdriver           | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit (φ2.0)                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Screw Instrument Set           | ACERO INOXIDABLE        |
| Ball Head Guider, Ø2.5×680mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Reset Rod with T-Handle                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Ball Head Guider                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for guide Wire                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø8.5mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø9.0mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø 9.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø10mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø10.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø11mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø11.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø12mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø12.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø13mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø13.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                            | ACERO INOXIDABLE        |
| φ1.8-φ2.4 Drill Sleeve                    | ACERO INOXIDABLE        |
| φ1.8 Drill Bit                            | ACERO INOXIDABLE        |
| φ2.0 Drill Bit                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Straight Handle with Quick Coupling       | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Stardrive Screwdriver(short)                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver(long)                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| φ1.8 LCP Drill Sleeve                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide                         | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limited Head                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| φ2.0 LCP Drill Sleeve                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,Ø2.0mm                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve,Ø1.8-Ø2.4mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,Ø1.8mm                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,Ø2.0mm                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Straight Handle with Quick Coupling           | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver T8(Long)                | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver T8(Short)               | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| LCP Drill Sleeve,Ø1.8mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Coupling Handle                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limited Head                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire,Ø1.1mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| LCP Drill Sleeve,Ø2.0mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| VA Distal Radius Locking Plates Implant Tray  | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                              | ACERO INOXIDABLE        |
| 2.4/Ø2.7 Locking Screw Instrument Set         | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guider Height 20mm Inner diameter 4.0mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Cable Guider Height 36mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Guidance Screwdriver                          | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                   | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Upper Gasket Wrench T-Type Length 150mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench T -Type Length 124mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender Length 170mm                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Ø2.5 Drill Bit Length 112mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Template with screw head, right                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drilling deep limiter                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Radial reverse wrench Length 145mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Template with screw head ,left                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Crosslink Nut Driver Length 150mm                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.2mm Length 145mm Thread Length 48mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Sternum depth Gauge Length 30mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Ø2.5-Ø4.0mm Length 60mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw Ø3.5mm Length 115mm Thread Length 50mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver with holding sleeve, Length 200mm     | ACERO INOXIDABLE        |
| T-Handle with Quick Coupling Length 90mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Extractor,Ø3.5mm                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Extractor,Ø4.5mm                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Extractor,Ø6.5mm                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Reamer Tube,Ø3.5mm                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Reamer Tube,Ø4.5mm                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Reamer Tube,Ø6.5mm                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| HSS Drill Bit,Ø4.0mm                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| HSS Drill Bit,Ø6.0mm                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl                                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Sharp Hook                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotome                                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Broken Screw Extractor                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Easyout, SW2.5 fine thread                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver shaft,T25                             | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Stardrive Screwdriver shaft,T15           | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver shaft,SW2.5         | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver shaft,SW3.5         | ACERO INOXIDABLE        |
| Easyout,SW2.5                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Easyout,SW3.5                             | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling              | ACERO INOXIDABLE        |
| Straight handle with T-handle             | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Chunk with T-handle             | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver shaft,SW4.0         | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Box                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray(CanSES)                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Clamp                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Awl                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Cannulated Drill bit             | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Nut                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench for Connecting Nut                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor for Nail                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Extract shaft for Nail                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal location shaft                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal location shaft                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal location block                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Location shaft                            | ACERO INOXIDABLE        |
| U-shaped Stabilizing Spacer               | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Aiming Arm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Compression Nut                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire Sleeve                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire Ø2.5mm, with threaded tip      | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Guide Wire                | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated drill bit                      | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO        | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Drill stop                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Wrench with T-Handle                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Shaft For End Cap, SW4.0                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø4.2mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Solid Screwdriver                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Buttress Nut for Proximal Aiming Arm             | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for distal locking             | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Distal Locking                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar for Distal Locking                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Chunk with T-Handle                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Radiographic Ruler                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Drill Sleeve, Ø5.2mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø5.2mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Drill with T-Handle                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Tissue Protector                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Connection T-Handle                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Ratchet Wrench For Nut, Hexagonal                | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire Ø3.2×400                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.3/300mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Stop, Ø4.3/SW3                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Pin Wrench, SW3/SW5                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Locking screw                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver,Hexagonal, SW3.5                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire With Hook, Ø2.8mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Screwdriver For End Cap, Ø2.8/SW4/SW1 | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting Device Nut For Long Nail               | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger Nut for Long Nail               | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle Connecting Nut                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle Connecting Nut                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Solid Screwdriver                      | ACERO INOXIDABLE        |
| (CanEFN) Implant Tray                            | ACERO INOXIDABLE        |
| (CanEFN)Instrument Tray(CanEFN)                  | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO               | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Instrument Set                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Tibia Nail Targeting Device                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Handle                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Shaft                                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Aiming Arm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Aiming Arm                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Location shaft                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Locking Bolt                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Pin                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Inserter / Extractor for Tibia Nail                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.2mm                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill stop                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve, Ø7/Ø5mm                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Drill with T-Handle                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Reamer, Ø7mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Reamer, Ø8mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Reamer, Ø9mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Reamer, Ø10mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Reamer, Ø11mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Three-Fluted Awl                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø5mm                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver, Hexagonal Sw3.5                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Tibia Nail Targeting Device                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument set                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| DCS Impactor                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| T-Handle with Quick Coupling, for taps and drill guides | ACERO INOXIDABLE        |
| Centering Sleeve                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| CanDHSTM Angled Guide, 135°                             | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Double Drill Guide Ø6.5 / 4.5                 | ACERO INOXIDABLE        |
| CanDCSTM Angled Guide, 95°                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| CanDHS Reamer                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| CanDCS Reamer                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| T-Lag Screw Wrench, for insertion             | ACERO INOXIDABLE        |
| T-Lag Screw Wrench, for insertion and removal | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for CanDHS / DCS Screws                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø8.0mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Screw with Guide Shaft             | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver Shaft With Quick Coupling, SW3.5  | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire Ø2.5mm, with threaded tip          | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.2mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve, ø8mm Length 120mm             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.5mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm         | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw Ø 4.5mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for screws Ø4.5/Ø6.5mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Double Drill Guide Ø3.2mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide Ø4.5 / 3.2mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Chunk with T-Handle                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø5.2mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Drill with T-Handle                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Ratchet Wrench for Nut, hexagonal             | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire Ø3.2×400                           | ACERO INOXIDABLE        |
| ø4.5 Drill Stop ø4.3/SW3                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Pin Wrench SW3/SW5                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting Device Nut for Long Nail            | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger Nut for Long Nail            | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Wrench for Connecting Nut                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Wrench with T-Handle            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill stop                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Radiographic Ruler                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Awl                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Hole Punch                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Tissue Protector                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Handle                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Nut                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Driving Cap with Handle Adaptor           | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Nail                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Pin Wrench                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Hammer Guide                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Shaft                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Shaft                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Stabilization Spacer                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger Nut                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Drill Sleeve, Ø4.3mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Drill Sleeve, Ø3.2mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| T-Handle Screwdriver For Locking Screw    | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Aming Arm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Aming Arm for Cancellous Bone    | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.2×250mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Compression Bolt                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Plug for End Cap                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.3×250mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.3×300mm                     | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Drill Bit, Ø3.2×300mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve, Ø5.2mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Implant Tray                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                            | ACERO INOXIDABLE        |
| quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| forcep                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| screw holder                              | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver, SW1.5                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø1.9mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Coutersink, Ø2.5mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| depth gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø0.9mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire With Thread, Ø0.9mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Solid Screwdriver SW1.5                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø0.9mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guide                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Solid Screwdriver T8                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.3mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø3.0mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle With Quick Coupling                | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Screwdriver T8                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ1.1mm, guide wire                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ1.1mm, guide wire with thread            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.2mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø4.0m                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø1.1m                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ3.5mm, implant tray                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.7mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø3.5m                        | ACERO INOXIDABLE        |
| 2.5 Headless Compression Screw            | ACERO INOXIDABLE        |
| 4.0 Headless Compression Screw            | ACERO INOXIDABLE        |
| Headless Compression Screw Tray,          | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ1.1Guide wire                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ1.1Guide wire with thread                | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO              | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Headless Compression Screw Tray                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Headless Cannulated Screw Instrument Set (2.5/3.0/4.0) | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø5.0mm                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver,cannulated,T27                             | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver,T27                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø6.5mm                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire With Thread, Ø2.5mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø2.5mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø5.0mm                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø2.5mm                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| screw holder                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| quick coupling handle                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| drill guide                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver,cannulated,T15                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.0mm                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø5.0mm                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø1.6mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire With Thread, Ø1.6mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.3mm                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver,T15                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ1.6mm,sleeve                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ5.0mm,implant tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Coupling Handle                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| 5.0/6.5 Headless Compression Screw Instrument Tray     | ACERO INOXIDABLE        |
| instrument tray                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ6.5mm,implant tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| instrument tray                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray, Ø4.5mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ3.3mm,drill bit                                       | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                   | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Φ4.5 Headless Compression Screw Tray                        | ACERO INOXIDABLE        |
| instrument tray                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø4.5mm                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Headless Cannulated Screw Instrument Set (5.0/6.5)          | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for φ2.5mm-φ4. 0mm Length 60mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender, left Length 190mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender, right Length 190mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| LC-DCP Drill Guide, Ø2.5/Ø3.5mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Double Drill Sleeve I, Ø2.5/Ø3.5mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, large Length 118mm Width 10mm             | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, small Length 92mm Width 10mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink Length 100mm                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.5mm Length 112mm Thread Length 60mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.5mm Length 112mm Thread Length 30mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver Shaft                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw φ3.5mm Length 112mm Thread Length 30mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cancellous Bone Screw φ4.0mm Thread Length 20mm     | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide II, Ø3.5/2.5mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver with Holding Sleeve, Length 200mm     | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 1.5N Length 220mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| φ2.8Threaded Drill Sleeve for φ3.5mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver Shaft, Length 120mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.8mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Easyout                                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver, T15                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Bender for K-Wire                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                              | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| T-handle with Quick Coupling                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver, SW3.5                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, φ3.2mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, φ4.5mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cancellous Bone Screw                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap For Ø4.5mm Cortex Screw                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge For Ø4.5/Ø6.5mm Screws              | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, large                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, small                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Double Drill Guide φ3.2mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide, Ø4.5/3.2mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide, Ø6.5/3.2mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Shaft With Quick Coupling, SW3.5      | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve, φ8mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Threaded Drill Sleeve, Ø4.3mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.3mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Easyout                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Direct Measuring Device                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver, T25                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver Shaft, T25                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve, Ø6.3mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4.5N                             | ACERO INOXIDABLE        |
| K-Wire, Ø2.5mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit, Ø5.8mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Sleeve, Ø5.8mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide For K-Wire, Ø2.5mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Extended Threaded Drill Sleeve, Ø4.3mm          | ACERO INOXIDABLE        |
| Screws Tray                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, large                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, small                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                   | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Reduction Forceps, with serrated jaws                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator,small                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with points                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator,large                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, large                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, small                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock             | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, With Serrated Jaws                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with point                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Self-Centering Bone Holding Forceps(compression)            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Set                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for φ2.5mm-φ4. 0mm Length 60mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender, left Length 190mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender, right Length 190mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.5mm Length 112mm Thread Length 30mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw φ3.5mm Length 112mm Thread Length 30mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide II, Ø3.5/2.5mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver with Holding Sleeve, Length 200mm     | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling Length 90mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 1.5N Length 220mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| φ2.8Threaded Drill Sleeve for φ3.5mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver Shaft, Length 120mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.8mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling Length 90mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver, Length 248mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, φ3.2mm Length 147mm Thread Length 40mm           | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw φ4.5mm Length 130mm Thread Length 70mm | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Depth Gauge for screws $\phi 4.5/\phi 6.5$ mm<br>Length 110mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender Length 285mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide, $\phi 4.5/3.2$ mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi 4.3$ mm Threaded Drill Sleeve                           | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi 4.3$ mm Drill Bit Length 220mm Thread<br>Length 84mm    | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive screwdriver shaft Length<br>145mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve $\phi 6.3$                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4.5N                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi 4.3$ Threaded Drill Sleeve (long)                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Screws Tray                                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap For $\phi 3.5$ mm Cortex Screw                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver, T10, Long                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick adapter                                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Straight quick connect handle                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver, T10, Short                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit, $\phi 2.5$ mm                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide drill, $\phi 2.5$ mm                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw holder, $\phi 3.5$ mm                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Round Bone Chisel, Reverse Edge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Round Bone Chisel, Frount Edge                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy, 10mm                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy, 14mm                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy, 18mm                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy, 22mm                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Bone hammer                                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Round bone chisel, 5mm                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Bone needle scissors                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Distractor, narrow                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Distractor, wide                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| 3mm Bone rongeur, narrow                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| 6mm Bone rongeur, narrow                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Bone needle distractor                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Bone needle pressure clamp                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Curette, 4mm                                                  | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO   | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Curette, 6mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Stripper, Large                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy,26mm                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Curette, 8mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Stripper, Small                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy,6mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Convex, 14mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Convex, 16mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Convex, 18mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Convex, 20mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Convex, 22mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Convex, 24mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Concave, 14mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Concave, 16mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Concave, 18mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Concave, 20mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Concave, 22mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Phalange Reamer, Concave, 24mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limit Adapter, 1.5Nm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Pliers                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver Shaft With Quick Coupling,SW3.5 | ACERO INOXIDABLE        |
| Ratchet Wrench for Nut, hexagonal           | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver Shaft,T25             | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Sleeve,Ø5.8mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| K-Wire with Threaded Tip,φ2mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle For Femoral                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Aiming Arm For Femoral                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Guide                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Guide                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection sleeve                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle For Tibia                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Aiming Arm For Tibia                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Nut For Plate                    | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Connecting Nut For Aiming Arm             | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Guide                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guide,Ø4.3mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guide,φ3.7mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guide,φ3.2mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guide,φ2.0mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guide                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar,φ8.1mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| K wire Measuring Instrument               | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,φ4.3mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,φ3.2mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,φ3.7mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque limiter,3.8~4.5Nm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Coupling Handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap,HA4.5                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,φ5.8mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Kirschner wire, Ø2.0mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Kirschner wire, Ø2.5mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy chisel, width 10mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy chisel, width 15mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy chisel, width 20mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy chisel, width 25mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Bone spreader                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Alignment Rod                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Bone spreader,soft lock                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Stand,large, for alignment rod            | ACERO INOXIDABLE        |
| Stand,small, for alignment rod            | ACERO INOXIDABLE        |
| Stand,straight, for alignment rod         | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy gap measuring device            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver,SW1.5                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit, Φ1.9mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Coutersink ,Ø2.5mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø0.9mm                        | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Guide Wire With Thread, Ø0.9mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Solid Screwdriver SW1.5                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guide, Ø2.5mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| 2.5 Headless Compression Screw Tray       | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver T8                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.3mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø3.0mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Screwdriver T8                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø1.1mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Implant Tray, Ø3.0mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire with thread                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide                               | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver,T8                            | ACERO INOXIDABLE        |
| quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Screwdriver T8                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.7mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø3.5mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø1.1mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Implant Tray, Ø3.5mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire with thread                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Solid Screwdriver T8                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Screwdriver T8                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.2mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø4.0mm                       | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Sleeve, Ø1.1mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ4.0mm, implant tray                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire with thread                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver, cannulated, T15              | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø1.6mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire With Thread, Ø1.6mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.3mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Solid Screwdriver T15                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø4.5mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø1.6mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle With Quick Coupling                | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Implant Tray, Ø4.5mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver, cannulated, T15              | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.0mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø5.0mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø1.6mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire With Thread, Ø1.6mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Solid Screwdriver T15                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø1.6mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Headless Compression Screw Tray, Ø5.0mm   | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø5.0mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver, cannulated, T27              | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver, T27                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø6.5mm                       | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO      | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Guide Wire With Thread, Ø2.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø2.5mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø5.0mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø2.5mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth gauge                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Headless Compression Screw Tray, Ø6.5mm        | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Chunk with T-Handle                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Radiographic Ruler                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Drill Sleeve, Ø5.3/8.2mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Temporary End Cap for the lag screw            | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø5.2mm                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Drill with T-Handle                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Connection T-Handle                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Ratchet Wrench for Nut, hexagonal              | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire Ø3.2×400                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge For Guide Wire, Ø3.2mm             | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit for cortex boneØ10.6/Ø3.2 | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit With Limit, 10.6/Ø3.2mm   | ACERO INOXIDABLE        |
| Fixation Sleeve SW4.5/φ3.2                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for PFN Blade                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Counter-torque Wrench for blade                | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.3/300mm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Pin Wrench SW3/SW5                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Locking screw                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver,hexagonal SW3.5                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Nail M8                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Blade SW4.5/φ3.2                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Cleaning Wire                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Lag Screw Holding shaft                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                              | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO    | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| SW6 Screwdriver for End Cap with Inner Shaft | ACERO INOXIDABLE        |
| SW6 Variable Angle Screwdriver for End Cap   | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench shaft for Lag Screw                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Buttress Nut for Proximal Aiming Arm         | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for distal locking         | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Distal Locking                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar for Distal Locking                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Blade                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Lag Screw                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for lag screw              | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Nut                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting Device Nut for Long Nail           | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger Nut for Long Nail           | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle Connecting Nut                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Handle                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Aiming Arm                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Compression Nut                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for blade                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for lag screw              | ACERO INOXIDABLE        |
| Aiming Arm for Distal Locking                | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Aiming Connecting Shaft               | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Targeting Device for Long Nail        | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Outrigger                             | ACERO INOXIDABLE        |
| U-shaped Stabilizing Spacer                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Shaft                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Flexible Proximal Reamer                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for Connecting Nut               | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Buttress Nut for Proximal Aiming             | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for distal locking         | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator for Distal Locking                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar for Distal Locking                    | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO  | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Obturator for Blade                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Nut                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Chunk with T-Handle              | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire Ø3.2×400                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Guide Wire Ø3.2            | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit for cortex            | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Drill Bit                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Fixation Sleeve SW4.5/φ3.2                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for PFN Blade                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Counter-torque Wrench for blade            | ACERO INOXIDABLE        |
| φ4.3 Drill Bitφ4.3/300mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Locking screw              | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver,hexagonal SW3.5                | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Nail M8                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Blade SW4.5/φ3.2             | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Handle                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Aiming Arm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Compression Nut                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for blade                | ACERO INOXIDABLE        |
| Flexible Proximal Reamer                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for Connecting Nut             | ACERO INOXIDABLE        |
| SW6 Screwdriver for End Cap with Inner     | ACERO INOXIDABLE        |
| SW6 Variable Angle Screwdriver for End Cap | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Radiographic Ruler                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire with thread                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Chunk with T-Handle              | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Drill Sleeve                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Awl, Curved                     | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Proximal Cannulatd Drill Bit                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Nut                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Hex Wrench                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor for Nail                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Nail                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Aiming Arm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Butterss Nut                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Depth Gauge                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Cannulated Drill Bit for Cortical Bone | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Cannulated Drill Bit                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Fixation Sleeve                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Helical Blade Impactor                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Extension Bar                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Buttress Nut for Proximal Aiming Arm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Cannulated Drill Bit,φ7.6mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Cannulated Drill Bit,φ6.8mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Anti-Rotation Bar                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Set Screwdriver                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Lag Screwdriver                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Compressing Dial                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Medium Hexdriver                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,φ4.3mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,φ4.3mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Depth Gauge                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Holding Driver,Hexagonal                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver,Soft                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Extraction for Helical Blade                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Connection T-Handle                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Bolt Wrench                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Loaction Drill Sleeve                           | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Extractor Connection Shaft for Nail       | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Guide Drill                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Trocar                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Alignment Tower                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Alignment Arm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.5mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.2mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.5mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Holder                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Holder                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| extractor                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Cutter                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Measurement Ruler                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve for Awl                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Inner Drill Sleeve                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit Ø12.5 Length 230                | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal handle                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Bolt connector SW11 Length 120            | ACERO INOXIDABLE        |
| Nail Impactor                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Adjustable Connector                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting bolt                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting shaft                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting shaft, distal                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Location shaft,distal,radiolucent         | ACERO INOXIDABLE        |
| Outer sleeve, distal location shaft       | ACERO INOXIDABLE        |
| Inner Drill sleeve, for 3.8 drill bit     | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                    | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Outer sleeve, for 3.8, 4.3 drill bits     | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit 3.8                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Location shaft                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit 5.2                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling screw driver T30 (screw    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill sleeve, for 4.3 drill bit           | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit 4.3                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Compression pin                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Flexible scrwe driver T30 (screw          | ACERO INOXIDABLE        |
| Nail Extractor                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Nail Extractor Extender                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Cleaning wire                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling handle Suprapatella        | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve Suprapatella                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Inner Drill Sleeve Suprapatella           | ACERO INOXIDABLE        |
| Outer Sleeve Suprapatella, PEEK           | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar Suprapatella, PEEK                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal handle Suprapatella              | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit D12.5 Suprapatella              | ACERO INOXIDABLE        |
| Bolt connector SW11 Suprapatella          | ACERO INOXIDABLE        |
| Compression pin Suprapatella              | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench Hexagon                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill sleeve, for 5.2 drill bit           | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit 5.2                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver T30                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire, threaded                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide wire                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor hammer                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl                                       | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trial Implant                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Angled Guide                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Correction Guide                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Reamer 12.5                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion handle                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Insert for Insertion handle               | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit, 4.3                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Limiter                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Multifunction driver                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling screwdriver T25            | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4Nm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire 3.2                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire 3.2                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit, 10.2                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Implant Tray                              | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia

Ministerio de Salud y Protección Social

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024

Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO              | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wrench, for Insert                                     | ACERO INOXIDABLE                                    |
| Calcaneal anatomical locking plate 68mm Left           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 68mm Right          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 60mm Left           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 60mm Right          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 53mm Left           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal anatomical locking plate 53mm Right          | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal locking plate I 58mm Left                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal locking plate I 58mm Left                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal locking plate I 58mm Right                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Calcaneal locking plate I 58mm Right                   | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP mini locking L plate 40mm Left                     | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP mini locking L plate 40mm Right                    | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP 1/3 tubular locking plate 2 Holes                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP 1/3 tubular locking plate 3 Holes                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 4 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 6 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 8 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 10 Holes Left | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 4 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 6 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 8 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                | COMPOSICIÓN CUALITATIVA                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 10 Holes Right                  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 3 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 4 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 5 Holes Left  | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 3 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 4 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 5 Holes Right | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Plate for femoral Neck 2 Holes                                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Plate for femoral Neck 3 Holes                                           | ACERO INOXIDABLE, TITANIO PURO, ALEACION DE TITANIO |
| Locking screw Ø4.9mm 62                                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Locking screw Ø4.9mm 64                                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Locking screw Ø4.9mm 66                                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Locking screw Ø4.9mm 68                                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Locking screw Ø4.9mm 70                                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Locking screw Ø4.9mm 72                                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Locking screw Ø4.9mm 74                                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Locking screw Ø4.9mm 76                                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Locking screw Ø4.9mm 78                                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Locking screw Ø4.9mm 80                                                  | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 20                                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 22                                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 24                                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 26                                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 28                                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 30                                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 32                                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 34                                            | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 36             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 38             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 40             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 42             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 44             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 46             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 48             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 50             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 52             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 54             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 56             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 58             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Multi Locking Screw Ø4.5mm 60             | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 0mm                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 2mm                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 5mm                               | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 10mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| End Cap 15mm                              | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Standard) Ø7×160, left         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Standard) Ø8×160, left         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Standard) Ø9×160, left         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Standard) Ø10×160, left        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Standard) Ø7×160, right        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Standard) Ø8×160, right        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Standard) Ø9×160, right        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Tibia Nail(Standard) Ø10×160, right       | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×26mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×28mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×30mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×32mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×34mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×36mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×38mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×40mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×42mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×44mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×46mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Locking Screw I Ø3.5×48mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×50mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw I Ø3.5×52mm                 | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×18mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×20mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×22mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×24mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×26mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×28mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×30mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×32mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×34mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×36mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×38mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×40mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×42mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×44mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×46mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×48mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×50mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×52mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×54mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×56mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×58mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×60mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×62mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×64mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×66mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×68mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Locking Screw Ø4.0×70mm                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×300 Left                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×320 Left                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×340 Left                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×360 Left                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×380 Left                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×400 Left                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×420 Left                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nail Ø10×300 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×320 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×340 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×360 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×380 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×400 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×420 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×300 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×320 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×340 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×360 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×380 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×400 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×420 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×300 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×320 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×340 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×360 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×380 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×400 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×420 Left                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×300 Right                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×320 Right                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×340 Right                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×360 Right                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×380 Right                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×400 Right                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø9×420 Right                         | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×300 Right                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×320 Right                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×340 Right                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×360 Right                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×380 Right                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×400 Right                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø10×420 Right                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×300 Right                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×320 Right                        | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO              | COMPOSICIÓN CUALITATIVA               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Nail Ø11×340 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×360 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×380 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×400 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø11×420 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×300 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×320 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×340 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×360 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×380 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×400 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Nail Ø12×420 Right                                     | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| II End Cap 0                                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| II End Cap 5                                           | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| II End Cap 10                                          | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Depth Gauge Ø2.5- Ø4                                   | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE TITANIO |
| Plate Bender, left                                     | ACERO INOXIDABLE                      |
| Plate Bender, right                                    | ACERO INOXIDABLE                      |
| LC-DCP Drill Guide, Ø2.5/Ø3.5mm                        | ACERO INOXIDABLE                      |
| Double Drill Sleeve I, Ø2.5/Ø3.5mm                     | ACERO INOXIDABLE                      |
| Hohmann Retractor, large Length 159mm Width 15.5mm     | ACERO INOXIDABLE                      |
| Hohmann Retractor, small Length 170mm Width 10.5mm     | ACERO INOXIDABLE                      |
| Bending Template, large                                | ACERO INOXIDABLE                      |
| Bending Template, small                                | ACERO INOXIDABLE                      |
| Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length | ACERO INOXIDABLE                      |
| Reduction Forceps, with serrated jaws Length 158mm     | ACERO INOXIDABLE                      |
| Periosteal Elevator,small Length 190mm                 | ACERO INOXIDABLE                      |
| Reduction Forceps, with points Length 182mm            | ACERO INOXIDABLE                      |
| Countersink                                            | ACERO INOXIDABLE                      |
| Drill Bit, Ø3.5mm                                      | ACERO INOXIDABLE                      |
| Drill Bit, Ø2.5mm                                      | ACERO INOXIDABLE                      |
| Hexagonal Screwdriver Shaft, SW2.5                     | ACERO INOXIDABLE                      |
| Tap for Cortex Screw ø3.5mm                            | ACERO INOXIDABLE                      |
| Tap for Cancellous Bone Screw                          | ACERO INOXIDABLE                      |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                            | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ø4.0mm                                                               |                         |
| Universal Drill Guide II, Ø3.5 / 2.5mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve Length 42mm                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver With Holding Sleeve, SW2.5                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Extractor Length 80mm                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Extended Drill Bit, Ø2.8mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Extended Threaded Drill Sleeve For Ø2.8mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Ø2.0 Drill Bit                                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Straight Handle with Quick Coupling                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver(short)                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver(long)                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limited Head                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Ø2.0 LCP Drill Sleeve                                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Box                                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver, Length 248mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, ø3.2mm Length 147mm Thread Length 40mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, ø4.5mm Length 145mm Thread Length 48mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cancellous Bone Screw ø6.5mm Length 195mm Thread Length 26mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw ø4.5mm Length 130mm Thread Length 70mm          | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for ø4.5/ø6.5mm screws                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender Length 285mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, large Length 212mm Width 12mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, small Length 121mm Width 12mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Double Drill Guide ø3.2mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide ø4.5 / 3.2mm                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide, ø4.5 / 3.2mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                                  | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Universal Drill Guide, $\phi$ 6.5 / 3.2mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator,large Length 191mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, large Length 267mm Width 43.5mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, small Length 267mm Width 16mm                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length 266mm               | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink Length 180mm                                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with serrated jaws Length 220mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with point Length 207mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi$ 3.2 Drill Sleeve Length 80mm                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Easyout Length 120mm                                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver shaft with quick coupling, hexagonal Length 100mm SW3.5        | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4.5N Length 264mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Driver Length 248mm                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver, with holding sleeve Length 248mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive screwdriver shaft Length 145mm                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Easyout Length 80mm                                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi$ 2.0K-Wire Length 230mm                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide for K-Wire Length 50mm                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi$ 4.3mmThreaded Drill Sleeve                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi$ 4.3mmDrill Bit Length 220mm Thread Length 84mm                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Direct Measuring Device                                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, $\phi$ 3.2mm Length 147mm Thread Length 40mm                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, $\phi$ 4.5mm Length 145mm Thread 48mm                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cancellous Bone Screw $\phi$ 6.5mm Length 195mm Thread Length 26mm | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                         | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tap for Cortex Screw $\phi$ 4.5mm Length 130mm Thread Length 70mm | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for $\phi$ 4.5 mm- $\phi$ 6.5mm Length 110mm          | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Bender Length 285mm                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, large Length 212mm Width 12mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Bending Template, small Length 121mm Width 12mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide, $\phi$ 4.5 / 3.2mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve $\phi$ 6.3                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi$ 4.3mm Threaded Drill Sleeve(long)                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Box                                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi$ 2.5 K-wire                                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi$ 5.8 Cannulated drill bit                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi$ 5.8 Cannulated drill sleeve                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Direct Measuring Device                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide for K-Wire $\phi$ 2.5mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide, $\phi$ 6.5 / 3.2mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator, large Length 191mm                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal Elevator, small Length 190mm                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, large Length 267mm Width 43.5mm                | ACERO INOXIDABLE        |
| Hohmann Retractor, small Length 267mm Width 16mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink Length 180mm                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with point Length 207mm                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction Forceps, with serrated jaws Length 220mm                | ACERO INOXIDABLE        |
| Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length 266mm      | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Box                                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4.5Nm                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter 4.5Nm                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi$ 5.8mm Cannulated drill sleeve                              | ACERO INOXIDABLE        |
| $\phi$ 5.8 Drill Bit                                              | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 4.9mm Screw Tray                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Ball Head Guider, Ø2.5×680mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Reset Rod with T-Handle                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Ball Head Guider                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for guide Wire                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø8.5mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø9.0mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø 9.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø10mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø10.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø11mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø11.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø12mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø12.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø13mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø13.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Chunk with T-Handle             | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft reamer                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø8.5mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø9.0mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø 9.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø10mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø10.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø11mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø11.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø12mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø12.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø13mm                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Soft Reamer Head, Ø13.5mm                 | ACERO INOXIDABLE        |
| φ1.8-φ2.4 Drill Sleeve                    | ACERO INOXIDABLE        |
| φ1.8 Drill Bit                            | ACERO INOXIDABLE        |
| φ2.0 Drill Bit                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Straight Handle with Quick Coupling       | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO               | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stardrive Screwdriver(short)                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver(long)                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| φ1.8 LCP Drill Sleeve                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limited Head                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| φ2.0 LCP Drill Sleeve                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Plate Tray                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,Ø2.0mm                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve,Ø1.8-Ø2.4mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,Ø1.8mm                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,Ø2.0mm                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Straight Handle with Quick Coupling                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver T8(Long)                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Stardrive Screwdriver T8(Short)                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| LCP Drill Sleeve,Ø1.8mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Coupling Handle                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limited Head                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire,Ø1.1mm                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| LCP Drill Sleeve,Ø2.0mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| VA Distal Radius Locking Plates Implant Tray            | ACERO INOXIDABLE        |
| Implant Tray                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Instruments Tray                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| CanDHS / DCS Impactor                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| T-Handle with Quick Coupling, for taps and drill guides | ACERO INOXIDABLE        |
| Centering Sleeve                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| CanDHSTM Angled Guide, 135°                             | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO     | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Double Drill Guide Ø6.5 / 4.5                 | ACERO INOXIDABLE        |
| CanDCSTM Angled Guide, 95°                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| CanDHS Reamer                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| CanDCS Reamer                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| T-Lag Screw Wrench, for insertion             | ACERO INOXIDABLE        |
| T-Lag Screw Wrench, for insertion and removal | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for CanDHS / DCS Screws                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø8.0mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Screw with Guide Shaft             | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver Shaft With Quick Coupling, SW3.5  | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire Ø2.5mm, with threaded tip          | ACERO INOXIDABLE        |
| Hexagonal Screwdriver                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.2mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Holding Sleeve, ø8mm Length 120mm             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.5mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm         | ACERO INOXIDABLE        |
| Tap for Cortex Screw Ø 4.5mm                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for screws Ø4.5/Ø6.5mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Double Drill Guide Ø3.2mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Drill Guide Ø4.5 / 3.2mm            | ACERO INOXIDABLE        |
| T-handle with Quick Coupling                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                               | ACERO INOXIDABLE        |
| quick coupling handle                         | ACERO INOXIDABLE        |
| forcep                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| screw holder                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver, SW1.5                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø1.9mm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Coutersink, Ø2.5mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| depth gauge                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø0.9mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire With Thread, Ø0.9mm                | ACERO INOXIDABLE        |
| Solid Screwdriver SW1.5                       | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Sleeve, Ø0.9mm                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guide                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Solid Screwdriver T8                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.3mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø3.0mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle With Quick Coupling                | ACERO INOXIDABLE        |
| Cannulated Screwdriver T8                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ1.1mm,guide wire                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ1.1mm,guide wire with thread             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.2mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø4.0m                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø1.1m                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ3.5mm,implant tray                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.7mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø3.5m                        | ACERO INOXIDABLE        |
| 2.5 Headless Compression Screw            | ACERO INOXIDABLE        |
| 4.0 Headless Compression Screw            | ACERO INOXIDABLE        |
| Headless Compression Screw Tray,          | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ1.1Guide wire                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ1.1Guide wire with thread                | ACERO INOXIDABLE        |
| Headless Compression Screw Tray,          | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø5.0mm                         | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver,cannulated,T27                | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver,T27                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø6.5mm                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire With Thread, Ø2.5m             | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO          | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Guide Wire, Ø2.5mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø5.0mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Sleeve, Ø2.5mm                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| screw holder                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| quick coupling handle                              | ACERO INOXIDABLE        |
| drill guide                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver,cannulated,T15                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.0mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø5.0mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire, Ø1.6mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire With Thread, Ø1.6mm                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.3mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| screwdriver,T15                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ1.6mm,sleeve                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ5.0mm,implant tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Coupling Handle                              | ACERO INOXIDABLE        |
| 5.0/6.5 Headless Compression Screw Instrument Tray | ACERO INOXIDABLE        |
| instrument tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ6.5mm,implant tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ6.5mm,implant tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| instrument tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw Tray, Ø4.5mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ3.3mm,drill bit                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ4.5 Headless Compression Screw Tray               | ACERO INOXIDABLE        |
| instrument tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| instrument tray                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Φ5.0mm, implant tray                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Countersink, Ø4.5mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Radiographic Ruler                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire with thread                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Universal Chunk with T-Handle                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Drill Sleeve                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Location Sleeve                                    | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Cannulated Awl, Curved                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Cannulatd Drill Bit                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Connecting Nut                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Hex Wrench                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Handle                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor for Nail                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor for Nail                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Aiming Arm                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Butterss Nut                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Depth Gauge                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Cannulated Drill Bit for Cortical Bone | ACERO INOXIDABLE        |
| Proximal Cannulated Drill Bit                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Fixation Sleeve                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Helical Blade Impactor                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Extension Bar                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Buttress Nut for Proximal Aiming Arm            | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Cannulated Drill Bit,φ7.6mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Cannulated Drill Bit,φ6.8mm              | ACERO INOXIDABLE        |
| Anti-Rotation Bar                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Set Screwdriver                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Lag Screw Screwdriver                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Compressing Dial                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Medium Hexdriver                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,φ4.3mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,φ4.3mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Depth Gauge                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver of Locking Screw,Hexagonal          | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver of End Cap,Soft                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Extraction for Helical Blade                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Connection T-Handle                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Bolt Wrench                               | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO       | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Loaction Drill Sleeve                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor Connection Shaft for Nail             | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Guide Drill                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Trocar                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Alignment Tower                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Alignment Arm                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Inner Holding Shaft of Lag Screw Screwdriver    | ACERO INOXIDABLE        |
| Inner Holding Shaft of Locking Screw, Hexagonal | ACERO INOXIDABLE        |
| Inner Holding Shaft of Helical Blade Impactor   | ACERO INOXIDABLE        |
| Inner Holding Shaft of End cap                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit,φ4.3mm                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Guide Drill                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Distal Trocar                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Invivo Location                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Invitro Location                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Spacer                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Director                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Aiming Shaft                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Lateral Aiming Shaft with Angle                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Compression Nut                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø2.5mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø3.2mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, Ø4.5mm                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Slotted Hammer                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Holder                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl                                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Holder                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| extractor                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Cutter                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver                                     | ACERO INOXIDABLE        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO        | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Instrument tray                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire Ø2.5, With Threaded Tip               | ACERO INOXIDABLE        |
| Wrench Hexagon                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick Coupling Handle                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Extension Bar                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Impactor hammer                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Guide Wire φ2.5                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl, φ10.0                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Awl, φ11.5                                       | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guide                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Insertion Handle                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Fast Bolt                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting Arm(main)                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Targeting Arm (lateral)                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Connection Nut(main)                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Connection Nut(lateral)                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve, φ13.0                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator, φ10.0                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar, φ3.8                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit, φ3.8                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque Limiter , 1.5N*m                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge for Multi Locking Screw              | ACERO INOXIDABLE        |
| Counter Sink                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver with holding for Multi Locking Screw | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Sleeve for Multi Locking Screw             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Guide for Multi Locking Screw              | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for 4.0mm locking screw, SW3.5       | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge with Hook                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Protection Sleeve φ12.0                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Obturator φ8.0                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Trocar φ3.2                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit φ3.2                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Extractor                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Ruler                                            | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
***Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario***

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Retractor                                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver Shaft for 3.5mm locking screw, T15           | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver for Multi Locking Screw                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Screwdriver Shaft for 4.0mm locking screw, SW3.5         | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Stop $\varnothing$ 2.8                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Stop $\varnothing$ 3.2                             | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill Bit $\varnothing$ 2.8                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument Tray                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Bone lever                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Curette,dual, small                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Curette,dual, large                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotome,9mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotome,12mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Circular bone chisel,outer side edge                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Curette,single                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotome,4mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotome,6mm                                            | ACERO INOXIDABLE        |
| osteotome,with angle                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal detacher,dual                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Pliers                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Knocker                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Curette                                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotome,10mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotome,14mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotome,18mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Circular bone chisel,inner side edge                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Hammer                                                   | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide,1.8mm, for normal screw                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide,1.8mm, for locking screw                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit,1.8mm                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill bit,2.5mm                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide,1.8mm, for variable angle locking screw      | ACERO INOXIDABLE        |
| Dual drill guide,1.8mm, for variable angle locking screw | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide,2.5mm, for variable angle locking screw      | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO                | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Dual drill guide,2.5mm, for variable angle locking screw | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver, T10,short                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver, T10,long                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque limiter,0.8N                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Torque limiter,1.5N                                      | ACERO INOXIDABLE        |
| Quick coupling handle with silicone handle               | ACERO INOXIDABLE        |
| Dual drill guide,2.5mm, for normal screw                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Drill guide,2.5mm, for locking screw                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Depth Gauge                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver, T15,short                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver, T15,long                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw tray                                               | ACERO INOXIDABLE        |
| Variable angle screw tray                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Instrument tray                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction forceps,large                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction forceps,middle                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Reduction forceps,small                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Cutter for K-wire                                        | ACERO INOXIDABLE        |
| Distractor,8mm                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Distractor,15mm                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Distractor,large                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Pressure Clamp,large                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Bone Rongeur,with angle                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Bone Rongeur,straight                                    | ACERO INOXIDABLE        |
| Retractor                                                | ACERO INOXIDABLE        |
| Skin retractor                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal detacher,7mm                                  | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal detacher,15mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Periosteal detacher,20mm                                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Flat Pliers                                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Distractor with measurement                              | ACERO INOXIDABLE        |
| Gripping tongs                                           | ACERO INOXIDABLE        |
| Distractor,small                                         | ACERO INOXIDABLE        |
| Pressure Clamp,small                                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy, 22mm                                          | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotomy, 26mm                                          | ACERO INOXIDABLE        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO | COMPOSICIÓN CUALITATIVA |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Quick coupling handle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Bone lever with angle                     | ACERO INOXIDABLE        |
| Osteotome, with angle,12mm                | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver, T8,short                | ACERO INOXIDABLE        |
| Star Screwdriver, T8,long                 | ACERO INOXIDABLE        |
| Screw holder                              | ACERO INOXIDABLE        |

USOS: SU USO ESTÁ INDICADO PARA LA REPARACIÓN DE FRACTURAS DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: UNIDAD Y SETS: SMALL FRAGMENT PLATING SYSTEM INSTRUMENT SET CANSFP, LARGE LOCKING FRAGMENT PLATING SYSTEM CANLLP, CANNULATED SCREW SYSTEM CANNUS, VARIABLE ANGLE LOCKING COMPRESSION PLATE(DISTAL RADIUS) CANVLP, LOCKING SCREW INSTRUMENT SET, STERNOCLAVICULAR HOOK SYSTEM CANSHS, SCREW EXTRACT INSTRUMENT SET CANSES, DYNAMIC HIP AND CONDYLA CANDHS/CANDCS, HEADLESS CANNULATED SCREW INSTRUMENT SET (2.5/3.0/4.0), HEADLESS CANNULATED SCREW INSTRUMENT SET (4.5/5.0/6.5), SMALL FRAGMENT PLATING SYSTEM CANSFP/SLP, LARGE FRAGMENT PLATING SYSTEM CANLFP/LLP, SMALL FRAGMENT PLATING BASIC INSTRUMENT SET CANSFP/SLP, LARGE FRAGMENT PLATING BASIC INSTRUMENT SET CANLFP/LLP, FOOT&ANKLE RECONSTRUCTION LOCKING PLATE SYSTEM CANFAR, VARIABLE ANGLE MINIMALLY INVASIVE INSTRUMENT SET CANVKP, 2.5 HEADLESS CANNULATED SCREW INSTRUMENT SET, HEADLESS CANNULATED SCREW INSTRUMENT SET, 3.5 HEADLESS CANNULATED SCREW INSTRUMENT SET, 4.0 HEADLESS CANNULATED SCREW INSTRUMENT SET, 5.0 HEADLESS CANNULATED SCREW INSTRUMENT SET, 6.5 HEADLESS CANNULATED SCREW INSTRUMENT SETSCREW INSTRUMENT SET, CANFNS FEMORAL NECK SYSTEM, PROXIMAL FEMORAL NAIL SYSTEM CANPFN, DYNAMIC REAMING SYSTEM, PROXIMAL FEMORAL NAIL SYSTEM CANEFN, TIBIA NAIL SYSTEM CANTN, TIBIAL NAIL SYSTEM CANETN, PROXIMAL FEMORAL NAIL SYSTEM CANPFN II, CANTRI-MAX INSTRUMET SET, ELASTIC NAIL INSTRUMENTS SET, CANETN-II INSTRUMENT SET

OBSERVACIONES: EL REGISTRO SANITARIO AMPARA LA SIGUIENTE REFERENCIA:

| Familia           | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                           |
|-------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
|                   | REFERENCIA                  | MODELO  |                                       |
| Metal Bone Screws | 133202014                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×14mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                           |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                       |
|         | 133202016                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×16mm |
|         | 133202018                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×18mm |
|         | 133202020                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×20mm |
|         | 133202022                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×22mm |
|         | 133202024                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×24mm |
|         | 133202026                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×26mm |
|         | 133202028                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×28mm |
|         | 133202030                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×30mm |
|         | 133202032                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×32mm |
|         | 133202034                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×34mm |
|         | 133202036                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×36mm |
|         | 133202038                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×38mm |
|         | 133202040                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×40mm |
|         | 133202042                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×42mm |
|         | 133202044                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×44mm |
|         | 133202045                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×45mm |
|         | 133202046                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×46mm |
|         | 133202048                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×48mm |
|         | 133202050                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×50mm |
|         | 133202055                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×55mm |
|         | 133202060                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×60mm |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                            |
|---------|-----------------------------|---------|----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                        |
|         | 133202065                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×65mm  |
|         | 133202070                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×70mm  |
|         | 133202075                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×75mm  |
|         | 133202080                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×80mm  |
|         | 133202085                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×85mm  |
|         | 133202090                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×90mm  |
|         | 133202095                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×95mm  |
|         | 133202100                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø5.0×100mm |
|         | 133218050                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×50mm  |
|         | 133218055                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×55mm  |
|         | 133218060                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×60mm  |
|         | 133218065                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×65mm  |
|         | 133218070                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×70mm  |
|         | 133218075                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×75mm  |
|         | 133218080                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×80mm  |
|         | 133218085                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×85mm  |
|         | 133218090                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×90mm  |
|         | 133218095                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×95mm  |
|         | 133218100                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×100mm |
|         | 133218105                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×105mm |
|         | 133218110                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×110mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                            |
|---------|-----------------------------|---------|----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                        |
|         | 133218115                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×115mm |
|         | 133218120                   | HAS04 I | Locking screw, self-tapping Ø6.5×120mm |
|         | 132311008                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×8mm              |
|         | 132311010                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×10mm             |
|         | 132311012                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×12mm             |
|         | 132311014                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×14mm             |
|         | 132311016                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×16mm             |
|         | 132311018                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×18mm             |
|         | 132311020                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×20mm             |
|         | 132311022                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×22mm             |
|         | 132311024                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×24mm             |
|         | 132311026                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×26mm             |
|         | 132311028                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×28mm             |
|         | 132311030                   | HAS04 I | VA Locking Screw Ø2.4×30mm             |
|         | 132202008                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×8mm  |
|         | 132202010                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×10mm |
|         | 132202012                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×12mm |
|         | 132202014                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×14mm |
|         | 132202016                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×16mm |
|         | 132202018                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×18mm |
|         | 132202020                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×20mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                            |
|---------|-----------------------------|---------|----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                        |
|         | 132202022                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×22mm |
|         | 132202024                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×24mm |
|         | 132202026                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×26mm |
|         | 132202028                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×28mm |
|         | 132202030                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×30mm |
|         | 132202035                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×35mm |
|         | 132202040                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×40mm |
|         | 132202045                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×45mm |
|         | 132202050                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×50mm |
|         | 132202055                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×55mm |
|         | 132202060                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Ø2.7×60mm |
|         | 132311308                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*8mm              |
|         | 132311310                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*10mm             |
|         | 132311312                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*12mm             |
|         | 132311314                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*14mm             |
|         | 132311316                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*16mm             |
|         | 132311318                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*18mm             |
|         | 132311320                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*20mm             |
|         | 132311322                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*22mm             |
|         | 132311324                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*24mm             |
|         | 132311326                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*26mm             |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                           |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                       |
|         | 132311328                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*28mm            |
|         | 132311330                   | HAV04 I | VA Locking Screw Φ2.7*30mm            |
|         | 172302008                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*8mm  |
|         | 172302010                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*10mm |
|         | 172302012                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*12mm |
|         | 172302014                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*14mm |
|         | 172302016                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*16mm |
|         | 172302018                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*18mm |
|         | 172302020                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*20mm |
|         | 172302022                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*22mm |
|         | 172302024                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*24mm |
|         | 172302026                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*26mm |
|         | 172302028                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*28mm |
|         | 172302030                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*30mm |
|         | 172302035                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*35mm |
|         | 172302040                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*40mm |
|         | 172302045                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*45mm |
|         | 172302050                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*50mm |
|         | 172302055                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*55mm |
|         | 172302060                   | HAV04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.7*60mm |
|         | 133203208                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø5.0×8mm  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                           |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                       |
|         | 133203210                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø5.0×10mm |
|         | 133203212                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø5.0×12mm |
|         | 133203214                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø5.0×14mm |
|         | 133203218                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø5.0×18mm |
|         | 132201006                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×6mm  |
|         | 132201008                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×8mm  |
|         | 132201010                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×10mm |
|         | 132201011                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×11mm |
|         | 132201012                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×12mm |
|         | 132201013                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×13mm |
|         | 132201014                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×14mm |
|         | 132201016                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×16mm |
|         | 132201018                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×18mm |
|         | 132201020                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×20mm |
|         | 132201022                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×22mm |
|         | 132201024                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×24mm |
|         | 132201026                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×26mm |
|         | 132201028                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×28mm |
|         | 132201030                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Ø2.4×30mm |
|         | 132220020                   | HAS04 I | Locking Screw Ø3.5*20mm               |
|         | 132220022                   | HAS04 I | Locking Screw Ø3.5*22mm               |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                             |
|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                         |
|         | 132220024                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*24mm                 |
|         | 132220026                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*26mm                 |
|         | 132220028                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*28mm                 |
|         | 132220030                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*30mm                 |
|         | 132220032                   | HAS04 I | Locking ScrewΦ3.5*32mm                  |
|         | 132220034                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*34mm                 |
|         | 132220036                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*36mm                 |
|         | 132220038                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*38mm                 |
|         | 132220040                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*40mm                 |
|         | 132220042                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*42mm                 |
|         | 132220044                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*44mm                 |
|         | 132220046                   | HAS04 I | Locking Screw Φ3.5*46mm                 |
|         | 133206028                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×28 mm |
|         | 133206030                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×30 mm |
|         | 133206032                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×32 mm |
|         | 133206034                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×34mm  |
|         | 133206036                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×36mm  |
|         | 133206038                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×38mm  |
|         | 133206040                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×40mm  |
|         | 133206042                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×42mm  |
|         | 133206044                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×44mm  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                            |
|---------|-----------------------------|---------|----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                        |
|         | 133206046                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×46mm |
|         | 133206048                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×48mm |
|         | 133206050                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×50mm |
|         | 133206052                   | HAS03 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×52mm |
|         | 133206054                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×54mm |
|         | 133206056                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×56mm |
|         | 133206058                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×58mm |
|         | 133206060                   | HAS04 I | Locking Screw, self- tapping Φ5.0×60mm |
|         | 133205014                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×14mm             |
|         | 133205016                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×16mm             |
|         | 133205018                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×18mm             |
|         | 133205020                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×20mm             |
|         | 133205022                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×22mm             |
|         | 133205024                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×24mm             |
|         | 133205026                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×26mm             |
|         | 133205028                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×28mm             |
|         | 133205030                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×30mm             |
|         | 133205032                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×32mm             |
|         | 133205034                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×34mm             |
|         | 133205036                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×36mm             |
|         | 133205038                   | HCS03 I | VA Locking Screw Φ5.0×38mm             |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |            | Descripción                     |
|---------|-----------------------------|------------|---------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO     |                                 |
|         | 133205040                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×40mm      |
|         | 133205042                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×42mm      |
|         | 133205045                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×45mm      |
|         | 133205050                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×50mm      |
|         | 133205055                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×55mm      |
|         | 133205060                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×60mm      |
|         | 133205065                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×65mm      |
|         | 133205070                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×70mm      |
|         | 133205075                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×75mm      |
|         | 133205080                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×80mm      |
|         | 133205085                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×85mm      |
|         | 133205090                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×90mm      |
|         | 133205095                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×95mm      |
|         | 133205100                   | HCS03 I    | VA Locking Screw Φ5.0×100mm     |
|         | 133206028S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×28mm |
|         | 133206030S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×30mm |
|         | 133206032S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×32mm |
|         | 133206034S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×34mm |
|         | 133206036S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×36mm |
|         | 133206038S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×38mm |
|         | 133206040S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×40mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |            | Descripción                                  |
|---------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO     |                                              |
|         | 133206042S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×42mm              |
|         | 133206044S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×44mm              |
|         | 133206046S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×46mm              |
|         | 133206048S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×48mm              |
|         | 133206050S                  | HAS03 I -S | Dynamic Locking Screw Φ5.0×50mm              |
|         | 132212010                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×10mm |
|         | 132212012                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×12mm |
|         | 132212014                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×14mm |
|         | 132212016                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×16mm |
|         | 132212018                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×18mm |
|         | 132212020                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×20mm |
|         | 132212022                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×22mm |
|         | 132212024                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×24mm |
|         | 132212026                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×26mm |
|         | 132212028                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×28mm |
|         | 132212030                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×30mm |
|         | 132212032                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×32mm |
|         | 132212034                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×34mm |
|         | 132212035                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×35mm |
|         | 132212036                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×36mm |
|         | 132212038                   | HAS03 I    | SB3.5 Locking Screw, Self-tapp ing Φ3.5×38mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                                       |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                                   |
|         | 132212040                   | HAS03 I | SB3.5 Locking Screw, Self-tapping $\Phi$ 3.5×40mm |
|         | 132212042                   | HAS03 I | SB3.5 Locking Screw, Self-tapping $\Phi$ 3.5×42mm |
|         | 132212044                   | HAS03 I | SB3.5 Locking Screw, Self-tapping $\Phi$ 3.5×44mm |
|         | 132212045                   | HAS03 I | SB3.5 Locking Screw, Self-tapping $\Phi$ 3.5×45mm |
|         | 132212046                   | HAS03 I | SB3.5 Locking Screw, Self-tapping $\Phi$ 3.5×46mm |
|         | 132212050                   | HAS03 I | SB3.5 Locking Screw, Self-tapping $\Phi$ 3.5×50mm |
|         | 132212055                   | HAS03 I | SB3.5 Locking Screw, Self-tapping $\Phi$ 3.5×55mm |
|         | 132212060                   | HAS03 I | SB3.5 Locking Screw, Self-tapping $\Phi$ 3.5×60mm |
|         | 132212065                   | HAS03 I | SB3.5 Locking Screw, Self-tapping $\Phi$ 3.5×65mm |
|         | 132214010                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×10mm       |
|         | 132214012                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×12mm       |
|         | 132214014                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×14mm       |
|         | 132214016                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×16mm       |
|         | 132214018                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×18mm       |
|         | 132214020                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×20mm       |
|         | 132214022                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×22mm       |
|         | 132214024                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×24mm       |
|         | 132214026                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×26mm       |
|         | 132214028                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×28mm       |
|         | 132214030                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×30mm       |
|         | 132214032                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping $\Phi$ 3.5×32mm       |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                           |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                       |
|         | 132214034                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×34mm |
|         | 132214035                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×35mm |
|         | 132214036                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×36mm |
|         | 132214038                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×38mm |
|         | 132214040                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×40mm |
|         | 132214042                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×42mm |
|         | 132214044                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×44mm |
|         | 132214045                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×45mm |
|         | 132214046                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×46mm |
|         | 132214048                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×48mm |
|         | 132214050                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×50mm |
|         | 132214055                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×55mm |
|         | 132214060                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×60mm |
|         | 132214065                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×65mm |
|         | 132214070                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×70mm |
|         | 132214075                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×75mm |
|         | 132214080                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×80   |
|         | 132214085                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×85mm |
|         | 132214090                   | HAS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ3.5×90mm |
|         | 131212006                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×6mm  |
|         | 131212007                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×7mm  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                           |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                       |
|         | 131212008                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×8mm  |
|         | 131212009                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×9mm  |
|         | 131212010                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×10mm |
|         | 131212011                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×11mm |
|         | 131212012                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×12mm |
|         | 131212013                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×13mm |
|         | 131212014                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×14mm |
|         | 131212016                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×16mm |
|         | 131212018                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×18mm |
|         | 131212020                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×20mm |
|         | 131212022                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×22mm |
|         | 131212024                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×24mm |
|         | 131212026                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×26mm |
|         | 131212028                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×28mm |
|         | 131212030                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ2.0×30mm |
|         | 131216006                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×6mm  |
|         | 131216007                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×7mm  |
|         | 131216008                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×8mm  |
|         | 131216009                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×9mm  |
|         | 131216010                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×10mm |
|         | 131216011                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×11mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                           |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                       |
|         | 131216012                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×12mm |
|         | 131216013                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×13mm |
|         | 131216014                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×14mm |
|         | 131216015                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×15mm |
|         | 131216016                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×16mm |
|         | 131216017                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×17mm |
|         | 131216018                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×18mm |
|         | 131216019                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×19mm |
|         | 131216020                   | HCS02 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×20mm |
|         | 133219014                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×14mm |
|         | 133219016                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×16mm |
|         | 133219018                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×18mm |
|         | 133219020                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×20mm |
|         | 133219022                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×22mm |
|         | 133219024                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×24mm |
|         | 133219026                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×26mm |
|         | 133219028                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×28mm |
|         | 133219030                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×30mm |
|         | 133219032                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×32mm |
|         | 133219034                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×34mm |
|         | 133219036                   | HAS03 I | Locking screw, self-tapping Φ5.0×36mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                            |
|---------|-----------------------------|----------|----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                        |
|         | 133219038                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×38mm  |
|         | 133219040                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×40mm  |
|         | 133219042                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×42mm  |
|         | 133219044                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×44mm  |
|         | 133219045                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×45mm  |
|         | 133219046                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×46mm  |
|         | 133219048                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×48mm  |
|         | 133219050                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×50mm  |
|         | 133219055                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×55mm  |
|         | 133219060                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×60mm  |
|         | 133219065                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×65mm  |
|         | 133219070                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×70mm  |
|         | 133219075                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×75mm  |
|         | 133219080                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×80mm  |
|         | 133219085                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×85mm  |
|         | 133219090                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×90mm  |
|         | 133219100                   | HAS03 I  | Locking screw, self-tapping Ø5.0×100mm |
|         | 132211002                   | HFS03    | Spacer Ø3.5mm                          |
|         | 133219002                   | HFS03    | Spacer Ø5.0mm                          |
|         | 133203018                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×18mm |
|         | 133203020                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×20mm |

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                            |
|---------|-----------------------------|----------|----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                        |
|         | 133203022                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×22mm |
|         | 133203024                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×24mm |
|         | 133203026                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×26mm |
|         | 133203028                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×28mm |
|         | 133203030                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×30mm |
|         | 133203032                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×32mm |
|         | 133203034                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×34mm |
|         | 133203036                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×36mm |
|         | 133203038                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×38mm |
|         | 133203040                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×40mm |
|         | 133203042                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×42mm |
|         | 133203044                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×44mm |
|         | 133203045                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×45mm |
|         | 133203046                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×46mm |
|         | 133203048                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×48mm |
|         | 133203050                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×50mm |
|         | 133203055                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×55mm |
|         | 133203060                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×60mm |
|         | 133203065                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×65mm |
|         | 133203070                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×70mm |
|         | 133203075                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×75mm |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                             |
|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                         |
|         | 133203080                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×80mm  |
|         | 133203085                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×85mm  |
|         | 133203090                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×90mm  |
|         | 133203095                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×95mm  |
|         | 133203100                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0×100mm |
|         | 133201014                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x14mm  |
|         | 133201018                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x18mm  |
|         | 133201022                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x22mm  |
|         | 133201026                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x26mm  |
|         | 133201030                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x30mm  |
|         | 133201035                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x35mm  |
|         | 133201040                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x40mm  |
|         | 133201045                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x45mm  |
|         | 133201050                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x50mm  |
|         | 133201055                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x55mm  |
|         | 133201060                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x60mm  |
|         | 133201065                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x65mm  |
|         | 133201070                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x70mm  |
|         | 133201075                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x75mm  |
|         | 133201080                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x80mm  |
|         | 133201085                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Ø5.0x85mm  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                             |
|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                         |
|         | 133201090                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Φ5.0x90mm  |
|         | 133201100                   | HAS04 II | Locking Screw, self-drilling Φ5.0x100mm |
|         | 132202108                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x8mm     |
|         | 132202110                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x10mm    |
|         | 132202112                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x12mm    |
|         | 132202114                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x14mm    |
|         | 132202116                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x16mm    |
|         | 132202118                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x18mm    |
|         | 132202120                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x20mm    |
|         | 132202122                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x22mm    |
|         | 132202124                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x24mm    |
|         | 132202126                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x26mm    |
|         | 132202128                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x28mm    |
|         | 132202130                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x30mm    |
|         | 132202135                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x35mm    |
|         | 132202140                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ2.7x40mm    |
|         | 132214110                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×10mm    |
|         | 132214112                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×12mm    |
|         | 132214114                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×14mm    |
|         | 132214116                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×16mm    |
|         | 132214118                   | HCS04 I  | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×18mm    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                                 |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                             |
|         | 132214120                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×20mm        |
|         | 132214122                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×22mm        |
|         | 132214124                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×24mm        |
|         | 132214126                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×26mm        |
|         | 132214128                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×28mm        |
|         | 132214130                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×30mm        |
|         | 132214132                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×32mm        |
|         | 132214134                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×34mm        |
|         | 132214136                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×36mm        |
|         | 132214138                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×38mm        |
|         | 132214140                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×40mm        |
|         | 132214142                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×42mm        |
|         | 132214144                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×44mm        |
|         | 132214146                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×46mm        |
|         | 132214148                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×48mm        |
|         | 132214150                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×50mm        |
|         | 132214155                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×55mm        |
|         | 132214160                   | HCS04 I | Locking Screw,self-tapping Φ3.5×60mm        |
|         | 132202510                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×10mm |
|         | 132202512                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×12mm |
|         | 132202514                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×14mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                                 |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                             |
|         | 132202516                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×16mm |
|         | 132202518                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×18mm |
|         | 132202520                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×20mm |
|         | 132202522                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×22mm |
|         | 132202524                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×24mm |
|         | 132202526                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×26mm |
|         | 132202528                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×28mm |
|         | 132202530                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×30mm |
|         | 132202532                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×32mm |
|         | 132202534                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×34mm |
|         | 132202536                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×36mm |
|         | 132202538                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×38mm |
|         | 132202540                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×40mm |
|         | 132202542                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×42mm |
|         | 132202544                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×44mm |
|         | 132202546                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×46mm |
|         | 132202548                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×48mm |
|         | 132202550                   | HCS04 I | φ2.7 Variable angle locking screw φ2.7×50mm |
|         | 132202610                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping φ2.7×10mm       |
|         | 132202612                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping φ2.7×12mm       |
|         | 132202614                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping φ2.7×14mm       |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                                                                         |
|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                                                                     |
|         | 132202616                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 16\text{mm}$                    |
|         | 132202618                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 18\text{mm}$                    |
|         | 132202620                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 20\text{mm}$                    |
|         | 132202622                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 22\text{mm}$                    |
|         | 132202624                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 24\text{mm}$                    |
|         | 132202626                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 26\text{mm}$                    |
|         | 132202628                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 28\text{mm}$                    |
|         | 132202630                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 30\text{mm}$                    |
|         | 132202635                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 35\text{mm}$                    |
|         | 132202640                   | HCS04 I | Locking screw, self-tapping $\varnothing 2.7 \times 40\text{mm}$                    |
|         | 132214612                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 12\text{mm}$ |
|         | 132214614                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 14\text{mm}$ |
|         | 132214616                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 16\text{mm}$ |
|         | 132214618                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 18\text{mm}$ |
|         | 132214620                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 20\text{mm}$ |
|         | 132214622                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 22\text{mm}$ |
|         | 132214624                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 24\text{mm}$ |
|         | 132214626                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 26\text{mm}$ |
|         | 132214628                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 28\text{mm}$ |
|         | 132214630                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 30\text{mm}$ |
|         | 132214632                   | HCS04 I | $\varnothing 3.5$ Variable angle locking screw $\varnothing 3.5 \times 32\text{mm}$ |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                                 |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                             |
|         | 132214634                   | HCS04 I | φ3.5 Variable angle locking screw φ3.5×34mm |
|         | 132214636                   | HCS04 I | φ3.5 Variable angle locking screw φ3.5×36mm |
|         | 132214638                   | HCS04 I | φ3.5 Variable angle locking screw φ3.5×38mm |
|         | 132214640                   | HCS04 I | φ3.5 Variable angle locking screw φ3.5×40mm |
|         | 132214642                   | HCS04 I | φ3.5 Variable angle locking screw φ3.5×42mm |
|         | 132214644                   | HCS04 I | φ3.5 Variable angle locking screw φ3.5×44mm |
|         | 132214646                   | HCS04 I | φ3.5 Variable angle locking screw φ3.5×46mm |
|         | 132214648                   | HCS04 I | φ3.5 Variable angle locking screw φ3.5×48mm |
|         | 132214650                   | HCS04 I | φ3.5 Variable angle locking screw φ3.5×50mm |
|         | 131216106                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×6mm        |
|         | 131216107                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×7mm        |
|         | 131216108                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tappingΦ1.5×8mm         |
|         | 131216109                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×9mm        |
|         | 131216110                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×10mm       |
|         | 131216111                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×11mm       |
|         | 131216112                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×12mm       |
|         | 131216113                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×13mm       |
|         | 131216114                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×14mm       |
|         | 131216115                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×15mm       |
|         | 131216116                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×16mm       |
|         | 131216117                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×17mm       |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                           |
|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                       |
|         | 131216118                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×18mm |
|         | 131216119                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×19mm |
|         | 131216120                   | HCS04 I | Locking Screw, self-tapping Φ1.5×20mm |
|         | 132103008                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×8mm                 |
|         | 132103010                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×10mm                |
|         | 132103011                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×11mm                |
|         | 132103012                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×12mm                |
|         | 132103013                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×13mm                |
|         | 132103014                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×14mm                |
|         | 132103016                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×16mm                |
|         | 132103018                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×18mm                |
|         | 132103020                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×20mm                |
|         | 132103022                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×22mm                |
|         | 132103024                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×24mm                |
|         | 132103026                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.4×26mm                |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                  |
|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                              |
|         | 132103028                   | HAQ02 I | Cortex Screw $\Phi$ 2.4×28mm |
|         | 132103030                   | HAQ02 I | Cortex Screw $\Phi$ 2.4×30mm |
|         | 132103032                   | HAQ02 I | Cortex Screw $\Phi$ 2.4×32mm |
|         | 132103034                   | HAQ02 I | Cortex Screw $\Phi$ 2.4×34mm |
|         | 132103036                   | HAQ02 I | Cortex Screw $\Phi$ 2.4×36mm |
|         | 132103038                   | HAQ02 I | Cortex Screw $\Phi$ 2.4×38mm |
|         | 132103040                   | HAQ02 I | Cortex Screw $\Phi$ 2.4×40mm |
|         | 132111012                   | HAQ03   | Cortex Screw $\Phi$ 3.5×12mm |
|         | 132111014                   | HAQ03   | Cortex Screw $\Phi$ 3.5×14mm |
|         | 132111016                   | HAQ03   | Cortex Screw $\Phi$ 3.5×16mm |
|         | 132111018                   | HAQ03   | Cortex Screw $\Phi$ 3.5×18mm |
|         | 132111020                   | HAQ03   | Cortex Screw $\Phi$ 3.5×20mm |
|         | 132111022                   | HAQ03   | Cortex Screw $\Phi$ 3.5×22mm |
|         | 132111024                   | HAQ03   | Cortex Screw $\Phi$ 3.5×24mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción            |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                        |
|         | 132111026                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×26mm |
|         | 132111028                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×18mm |
|         | 132111030                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×30mm |
|         | 132111032                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×32mm |
|         | 132111034                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×34mm |
|         | 132111036                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×36mm |
|         | 132111038                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×38mm |
|         | 132111040                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×40mm |
|         | 132111042                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×42mm |
|         | 132111044                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×44mm |
|         | 132111046                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×46mm |
|         | 132111048                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×48mm |
|         | 132111050                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×50mm |
|         | 132111055                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø3.5×55mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                          |
|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                      |
|         | 132111060                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø3.5×60mm               |
|         | 132111065                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø3.5×65mm               |
|         | 132111070                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø3.5×70mm               |
|         | 132111075                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø3.5×75mm               |
|         | 132111080                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø3.5×80mm               |
|         | 132111085                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø3.5×85mm               |
|         | 132111090                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø3.5×90mm               |
|         | 212000252                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×55mm |
|         | 212000253                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×60mm |
|         | 212000254                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×65mm |
|         | 212000255                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×70mm |
|         | 212000256                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×75mm |
|         | 212000257                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×80mm |
|         | 212000258                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×85mm |
|         | 212000259                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø3.5×90mm |
|         | 133111016                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×16mm               |
|         | 133111018                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×18mm               |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción            |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                        |
|         | 133111020                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×20mm |
|         | 133111022                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×22mm |
|         | 133111024                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×24mm |
|         | 133111026                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×26mm |
|         | 133111028                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×28mm |
|         | 133111030                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×30mm |
|         | 133111032                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×32mm |
|         | 133111034                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×34mm |
|         | 133111036                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×36mm |
|         | 133111038                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×38mm |
|         | 133111040                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×40mm |
|         | 133111042                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×42mm |
|         | 133111044                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×44mm |
|         | 133111046                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø4.5×46mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                          |
|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                      |
|         | 133111048                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×48mm               |
|         | 133111050                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×50mm               |
|         | 133111052                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×52mm               |
|         | 133111054                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×54mm               |
|         | 133111056                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×56mm               |
|         | 133111058                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×58mm               |
|         | 133111060                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×60mm               |
|         | 133111065                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×65mm               |
|         | 133111070                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×70mm               |
|         | 133111075                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×75mm               |
|         | 133111080                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×80mm               |
|         | 133111085                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×85mm               |
|         | 133111090                   | HAQ03   | Cortex Screw Ø4.5×90mm               |
|         | 212000344                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×65mm |
|         | 212000345                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×70mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                                         |
|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                                     |
|         | 212000346                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×75mm                |
|         | 212000347                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×80mm                |
|         | 212000348                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×85mm                |
|         | 212000349                   | HAQ03 I | Cortex Screw, Self-tapping Ø4.5×90mm                |
|         | 132115012                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x12mm |
|         | 132115014                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x14mm |
|         | 132115016                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x16mm |
|         | 132115018                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x18mm |
|         | 132115020                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0x20mm |
|         | 132115022                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×22mm |
|         | 132115024                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×24mm |
|         | 132115026                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×26mm |
|         | 132115028                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×28mm |
|         | 132115030                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×30mm |
|         | 132115032                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×32mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                         |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                     |
|         | 132115034                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×34mm |
|         | 132115036                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×36mm |
|         | 132115038                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×38mm |
|         | 132115040                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×40mm |
|         | 132115042                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×42mm |
|         | 132115044                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×44mm |
|         | 132115046                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×46mm |
|         | 132115048                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×48mm |
|         | 132115050                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×50mm |
|         | 132115052                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×52mm |
|         | 132115054                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×54mm |
|         | 132115056                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×56mm |
|         | 132115058                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×58mm |
|         | 132115060                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø4.0×60mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción            |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                        |
|         | 131112007                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×7mm  |
|         | 131112008                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×8mm  |
|         | 131112009                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×9mm  |
|         | 131112010                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×10mm |
|         | 131112011                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×11mm |
|         | 131112012                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×12mm |
|         | 131112013                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×13mm |
|         | 131112014                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×14mm |
|         | 131112016                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×16mm |
|         | 131112018                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×18mm |
|         | 131112020                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×20mm |
|         | 131112022                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×22mm |
|         | 131112024                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×24mm |
|         | 131112026                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×26mm |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción            |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                        |
|         | 131112028                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×28mm |
|         | 131112030                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.0×30mm |
|         | 132104010                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×10mm |
|         | 132104012                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×12mm |
|         | 132104014                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×14mm |
|         | 132104016                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×16mm |
|         | 132104018                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×18mm |
|         | 132104020                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×20mm |
|         | 132104022                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×22mm |
|         | 132104024                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×24mm |
|         | 132104026                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×26mm |
|         | 132104028                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×28mm |
|         | 132104030                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×30mm |
|         | 132104032                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×32mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción            |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                        |
|         | 132104034                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×34mm |
|         | 132104036                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×36mm |
|         | 132104038                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×38mm |
|         | 132104040                   | HAQ03  | Cortex Screw Ø2.5×40mm |
|         | 132105008                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×8mm  |
|         | 132105010                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×10mm |
|         | 132105011                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×11mm |
|         | 132105012                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×12mm |
|         | 132105013                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×13mm |
|         | 132105014                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×14mm |
|         | 132105016                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×16mm |
|         | 132105018                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×18mm |
|         | 132105020                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×20mm |
|         | 132105022                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×22mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción            |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                        |
|         | 132105024                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×24mm |
|         | 132105026                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×26mm |
|         | 132105028                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×28mm |
|         | 132105030                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×30mm |
|         | 132105032                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×32mm |
|         | 132105034                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×34mm |
|         | 132105036                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×36mm |
|         | 132105038                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×38mm |
|         | 132105040                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×40mm |
|         | 132105060                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.4×60mm |
|         | 131115006                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×6mm  |
|         | 131115007                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×7mm  |
|         | 131115008                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×8mm  |
|         | 131115009                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×9mm  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción            |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                        |
|         | 131115010                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×10mm |
|         | 131115011                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×11mm |
|         | 131115012                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×12mm |
|         | 131115013                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×13mm |
|         | 131115014                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×14mm |
|         | 131115016                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×16mm |
|         | 131115018                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×18mm |
|         | 131115020                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×20mm |
|         | 131115022                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×22mm |
|         | 131115024                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×24mm |
|         | 131115026                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×26mm |
|         | 131115028                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×28mm |
|         | 131115030                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×30mm |
|         | 131115032                   | HAQ06I | Cortex Screw Φ2.0×32mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción            |
|---------|-----------------------------|---------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                        |
|         | 131115034                   | HAQ06I  | Cortex Screw Φ2.0×34mm |
|         | 131115036                   | HAQ06I  | Cortex Screw Φ2.0×36mm |
|         | 131115038                   | HAQ06I  | Cortex Screw Φ2.0×38mm |
|         | 131114006                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×6mm  |
|         | 131114007                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×7mm  |
|         | 131114008                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×8mm  |
|         | 131114009                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×9mm  |
|         | 131114010                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×10mm |
|         | 131114011                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×11mm |
|         | 131114012                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×12mm |
|         | 131114013                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×13mm |
|         | 131114014                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×14mm |
|         | 131114016                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×16mm |
|         | 131114018                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×18mm |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                                            |
|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                                        |
|         | 131114020                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×20mm                                 |
|         | 131114022                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×22mm                                 |
|         | 131114024                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×24mm                                 |
|         | 131114026                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×26mm                                 |
|         | 131114028                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×28mm                                 |
|         | 131114030                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×30mm                                 |
|         | 131114032                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×32mm                                 |
|         | 131114034                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×34mm                                 |
|         | 131114036                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×36mm                                 |
|         | 131114038                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ2.0×38mm                                 |
|         | 133117020                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×20mm |
|         | 133117025                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×25mm |
|         | 133117030                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×30mm |
|         | 133117035                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×35mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                             |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                         |
|         | 133117040                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×40mm  |
|         | 133117045                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×45mm  |
|         | 133117050                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×50mm  |
|         | 133117055                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×55mm  |
|         | 133117060                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×60mm  |
|         | 133117065                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×65mm  |
|         | 133117070                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×70mm  |
|         | 133117075                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×75mm  |
|         | 133117080                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×80mm  |
|         | 133117085                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×85mm  |
|         | 133117090                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×90mm  |
|         | 133117095                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×95mm  |
|         | 133117100                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×100mm |
|         | 133117105                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×105mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                             |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                         |
|         | 133117110                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×110mm |
|         | 133117115                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×115mm |
|         | 133117120                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw Ø6.5mm, fully threaded Ø6.5×120mm |
|         | 133115050                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×50mm     |
|         | 133115055                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×55mm     |
|         | 133115060                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×60mm     |
|         | 133115065                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×65mm     |
|         | 133115070                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×70mm     |
|         | 133115075                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×75mm     |
|         | 133115080                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×80mm     |
|         | 133115085                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×85mm     |
|         | 133115090                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×90mm     |
|         | 133115095                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×95mm     |
|         | 133115100                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×100mm    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                          |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                      |
|         | 133115105                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×105mm |
|         | 133115110                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×110mm |
|         | 133115115                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×115mm |
|         | 133115120                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, partially threaded Ø6.5×120mm |
|         | 132117212                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×12mm      |
|         | 132117214                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×14mm      |
|         | 132117216                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×16mm      |
|         | 132117218                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×18mm      |
|         | 132117220                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×20mm      |
|         | 132117222                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×22mm      |
|         | 132117224                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×24mm      |
|         | 132117226                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×26mm      |
|         | 132117228                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×28mm      |
|         | 132117230                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×30mm      |
|         | 132117232                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×32mm      |
|         | 132117234                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×34mm      |
|         | 132117236                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×36mm      |
|         | 132117238                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×38mm      |
|         | 132117240                   | HBQ03  | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×40mm      |

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                                     |
|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                                 |
|         | 132117242                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×42mm |
|         | 132117244                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×44mm |
|         | 132117246                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×46mm |
|         | 132117248                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×48mm |
|         | 132117250                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×50mm |
|         | 132117252                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×52mm |
|         | 132117254                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×54mm |
|         | 132117256                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×56mm |
|         | 132117258                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×58mm |
|         | 132117260                   | HBQ03   | Cancellous Bone Screw, fully threaded Ø4.0×60mm |
|         | 132112012                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×12mm            |
|         | 132112014                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×14mm            |
|         | 132112016                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×16mm            |
|         | 132112018                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×18mm            |
|         | 132112020                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×20mm            |
|         | 132112022                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×22mm            |
|         | 132112024                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×24mm            |
|         | 132112026                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×26mm            |
|         | 132112028                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×28mm            |
|         | 132112030                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×30mm            |
|         | 132112032                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø3.5×32mm            |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                          |
|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                      |
|         | 132112034                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×34mm |
|         | 132112036                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×36mm |
|         | 132112038                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×38mm |
|         | 132112040                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×40mm |
|         | 132112042                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×42mm |
|         | 132112044                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×44mm |
|         | 132112046                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×46mm |
|         | 132112048                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×48mm |
|         | 132112050                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Φ3.5×50mm |
|         | 133112016                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×16mm |
|         | 133112018                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×18mm |
|         | 133112020                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×20mm |
|         | 133112022                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×22mm |
|         | 133112024                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×24mm |
|         | 133112026                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×26mm |
|         | 133112028                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×28mm |
|         | 133112030                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×30mm |
|         | 133112032                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×32mm |
|         | 133112034                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×34mm |
|         | 133112036                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×36mm |
|         | 133112038                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×38mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                          |
|---------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                      |
|         | 133112040                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×40mm |
|         | 133112042                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×42mm |
|         | 133112044                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×44mm |
|         | 133112046                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×46mm |
|         | 133112048                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×48mm |
|         | 133112050                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×50mm |
|         | 133112052                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×52mm |
|         | 133112054                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×54mm |
|         | 133112056                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×56mm |
|         | 133112058                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×58mm |
|         | 133112060                   | HAQ03 I | Cortex Screw, self-tapping Ø4.5×60mm |
|         | 131116006                   | HAQ02 I | Cortex Screw Ø1.5×6mm                |
|         | 131116007                   | HAQ02 I | Cortex Screw Ø1.5×7mm                |
|         | 131116008                   | HAQ02 I | Cortex Screw Ø1.5×8mm                |
|         | 131116009                   | HAQ02 I | Cortex Screw Ø1.5×9mm                |
|         | 131116010                   | HAQ02 I | Cortex Screw Ø1.5×10mm               |
|         | 131116011                   | HAQ02 I | Cortex Screw Ø1.5×11mm               |
|         | 131116012                   | HAQ02 I | Cortex Screw Ø1.5×12mm               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción            |
|---------|-----------------------------|---------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                        |
|         | 131116013                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ1.5×13mm |
|         | 131116014                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ1.5×14mm |
|         | 131116015                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ1.5×15mm |
|         | 131116016                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ1.5×16mm |
|         | 131116017                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ1.5×17mm |
|         | 131116018                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ1.5×18mm |
|         | 131116019                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ1.5×19mm |
|         | 131116020                   | HAQ02 I | Cortex Screw Φ1.5×20mm |
|         | 132102010                   | HAQ06   | Cortex Screw Φ2.7×10mm |
|         | 132102012                   | HAQ06   | Cortex Screw Φ2.7×12mm |
|         | 132102014                   | HAQ06   | Cortex Screw Φ2.7×14mm |
|         | 132102016                   | HAQ06   | Cortex Screw Φ2.7×16mm |
|         | 132102018                   | HAQ06   | Cortex Screw Φ2.7×18mm |
|         | 132102020                   | HAQ06   | Cortex Screw Φ2.7×20mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                           |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                       |
|         | 132102022                   | HAQ06  | Cortex Screw Φ2.7×22mm                |
|         | 132102024                   | HAQ06  | Cortex Screw Φ2.7×24mm                |
|         | 132102026                   | HAQ06  | Cortex Screw Φ2.7×26mm                |
|         | 132102028                   | HAQ06  | Cortex Screw Φ2.7×28mm                |
|         | 132102030                   | HAQ06  | Cortex Screw Φ2.7×30mm                |
|         | 132106008                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×8mm  |
|         | 132106010                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×10mm |
|         | 132106012                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×12mm |
|         | 132106014                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×14mm |
|         | 132106016                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×16mm |
|         | 132106018                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×18mm |
|         | 132106020                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×20mm |
|         | 132106022                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×22mm |
|         | 132106024                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×24mm |
|         | 132106026                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×26mm |
|         | 132106028                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×28mm |
|         | 132106030                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×30mm |
|         | 132106035                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×35mm |
|         | 132106040                   | HAZ06I | 2.7mm Cortical Screw CanFAR Φ2.7×40mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                   |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                               |
|         | 132111110                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×10mm |
|         | 132111112                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×12mm |
|         | 132111114                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×14mm |
|         | 132111116                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×16mm |
|         | 132111118                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×18mm |
|         | 132111120                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×20mm |
|         | 132111122                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×22mm |
|         | 132111124                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×24mm |
|         | 132111126                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×26mm |
|         | 132111128                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×28mm |
|         | 132111130                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×30mm |
|         | 132111132                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×32mm |
|         | 132111134                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×34mm |
|         | 132111136                   | HAZ06I | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×36mm |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                                   |
|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                                               |
|         | 132111138                   | HAZ06I  | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×38mm |
|         | 132111140                   | HAZ06I  | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×40mm |
|         | 132111142                   | HAZ06I  | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×42mm |
|         | 132111144                   | HAZ06I  | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×44mm |
|         | 132111146                   | HAZ06I  | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×46mm |
|         | 132111148                   | HAZ06I  | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×48mm |
|         | 132111150                   | HAZ06I  | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×50mm |
|         | 132111155                   | HAZ06I  | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×55mm |
|         | 132111160                   | HAZ06I  | Cortex Screw 3.5mm Cortical Screw CanFAR×60mm |
|         | 132106110                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×10mm                   |
|         | 132106112                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×12mm                   |
|         | 132106114                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×14mm                   |
|         | 132106116                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×16mm                   |
|         | 132106118                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×18mm                   |
|         | 132106120                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×20mm                   |
|         | 132106122                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×22mm                   |
|         | 132106124                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×24mm                   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                 |
|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                             |
|         | 132106126                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×26mm |
|         | 132106128                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×28mm |
|         | 132106130                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×30mm |
|         | 132106132                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×32mm |
|         | 132106134                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×34mm |
|         | 132106136                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×36mm |
|         | 132106138                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×38mm |
|         | 132106140                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×40mm |
|         | 132106142                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×42mm |
|         | 132106144                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×44mm |
|         | 132106146                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×46mm |
|         | 132106148                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×48mm |
|         | 132106150                   | HAQ06 I | φ2.7 Cortex screw φ2.7×50mm |
|         | 132111312                   | HAQ06 I | Cortex screw φ3.5×12mm      |
|         | 132111314                   | HAQ06 I | Cortex screw φ3.5×14mm      |
|         | 132111316                   | HAQ06 I | Cortex screw φ3.5×16mm      |
|         | 132111318                   | HAQ06 I | Cortex screw φ3.5×18mm      |
|         | 132111320                   | HAQ06 I | Cortex screw φ3.5×20mm      |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                  |
|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                              |
|         | 132111322                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×22mm |
|         | 132111324                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×24mm |
|         | 132111326                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×26mm |
|         | 132111328                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×28mm |
|         | 132111330                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×30mm |
|         | 132111332                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×32mm |
|         | 132111334                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×34mm |
|         | 132111336                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×36mm |
|         | 132111338                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×38mm |
|         | 132111340                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×40mm |
|         | 132111342                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×42mm |
|         | 132111344                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×44mm |
|         | 132111346                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×46mm |
|         | 132111348                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×48mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                  |
|---------|-----------------------------|---------|------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                              |
|         | 132111350                   | HAQ06 I | Cortex screw $\phi$ 3.5×50mm |
|         | 132106210                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×10mm |
|         | 132106212                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×12mm |
|         | 132106214                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×14mm |
|         | 132106216                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×16mm |
|         | 132106218                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×18mm |
|         | 132106220                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×20mm |
|         | 132106222                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×22mm |
|         | 132106224                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×24mm |
|         | 132106226                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×26mm |
|         | 132106228                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×28mm |
|         | 132106230                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×30mm |
|         | 132106235                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×35mm |
|         | 132106240                   | HAZ06 I | Cortex screw $\phi$ 2.7×40mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción            |
|---------|-----------------------------|---------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO  |                        |
|         | 131116106                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×6mm  |
|         | 131116107                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×7mm  |
|         | 131116108                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×8mm  |
|         | 131116109                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×9mm  |
|         | 131116110                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×10mm |
|         | 131116111                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×11mm |
|         | 131116112                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×12mm |
|         | 131116113                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×13mm |
|         | 131116114                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×14mm |
|         | 131116115                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×15mm |
|         | 131116116                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×16mm |
|         | 131116117                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×17mm |
|         | 131116118                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×18mm |
|         | 131116119                   | HAQ06 I | Cortex screw Φ1.5×19mm |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia           | Código, Modelo o Referencia |         | Descripción                                        |
|-------------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------|
|                   | REFERENCIA                  | MODELO  |                                                    |
| Metal Bone Plates | 131116120                   | HAQ06 I | Cortex screw $\Phi$ 1.5×20mm                       |
|                   | 122121004                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 4 Holes, 51mm           |
|                   | 122121005                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 5 Holes, 64mm           |
|                   | 122121006                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 6 Holes, 77mm           |
|                   | 122121007                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 7 Holes, 90mm           |
|                   | 122121008                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 8 Holes, 103mm          |
|                   | 122121009                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 9 Holes, 116mm          |
|                   | 122121010                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 10 Holes, 129mm         |
|                   | 122121011                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 11 Holes, 142mm         |
|                   | 122121012                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 12 Holes, 155mm         |
|                   | 122122004                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 4 Holes, 116mm           |
|                   | 122122005                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 5 Holes, 119mm           |
|                   | 122122006                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 6 Holes, 129mm           |
|                   | 122122007                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 7 Holes, 134mm           |
|                   | 122122008                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 8 Holes, 142mm           |
|                   | 122122009                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 9 Holes, 149mm           |
|                   | 122122010                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 10 Holes, 155mm          |
|                   | 122122011                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 11 Holes, 164mm          |
|                   | 122122012                   | ZSQ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 12 Holes, 179mm          |
|                   | 122123005                   | ZSQ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, straight 5 Holes, 58mm |
|                   | 122123006                   | ZSQ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, straight 6 Holes, 70mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                          |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                      |
|         | 122123007                   | ZSQ13  | 3.5mm Reconstruction Plate, straight 7 Holes, 82mm   |
|         | 122123008                   | ZSQ13  | 3.5mm Reconstruction Plate, straight 8 Holes, 94mm   |
|         | 122123009                   | ZSQ13  | 3.5mm Reconstruction Plate, straight 9 Holes, 106mm  |
|         | 122123010                   | ZSQ13  | 3.5mm Reconstruction Plate, straight 10 Holes, 118mm |
|         | 122123012                   | ZSQ13  | 3.5mm Reconstruction Plate, straight 12 Holes, 142mm |
|         | 122123014                   | ZSQ13  | 3.5mm Reconstruction Plate, straight 14 Holes, 166mm |
|         | 122123022                   | ZSQ13  | 3.5mm Reconstruction Plate, straight 22 Holes, 262mm |
|         | 123121006                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, broad 6 Holes, 124mm             |
|         | 123121007                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, broad 7 Holes, 142mm             |
|         | 123121008                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, broad 8 Holes, 160mm             |
|         | 123121009                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, broad 9 Holes, 178mm             |
|         | 123121010                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, broad 10 Holes, 196mm            |
|         | 123121011                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, broad 11 Holes, 214mm            |
|         | 123121012                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, broad 12 Holes, 232mm            |
|         | 123121013                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, broad 13 Holes, 250mm            |
|         | 123121014                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, broad 14 Holes, 268mm            |
|         | 123121018                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, broad 18 Holes, 340mm            |
|         | 123122006                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 6 Holes, 124mm            |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                            |
|         | 123122007                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 7 Holes, 142mm  |
|         | 123122008                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 8 Holes, 160mm  |
|         | 123122009                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 9 Holes, 178mm  |
|         | 123122010                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 10 Holes, 196mm |
|         | 123122011                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 11 Holes, 214mm |
|         | 123122012                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 12 Holes, 232mm |
|         | 123122013                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 13 Holes, 250mm |
|         | 123122014                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 14 Holes, 268mm |
|         | 123122016                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 16 Holes, 304mm |
|         | 123122018                   | ZSQ06  | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 18 Holes, 340mm |
|         | 123140006                   | BZ06   | LC-DCP Plate 6 Holes, 124mm                |
|         | 123140007                   | BZ06   | LC-DCP Plate 7 Holes, 142mm                |
|         | 123140008                   | BZ06   | LC-DCP Plate 8 Holes, 160mm                |
|         | 123140009                   | BZ06   | LC-DCP Plate 9 Holes, 178mm                |
|         | 123140010                   | BZ06   | LC-DCP Plate 10 Holes, 196mm               |
|         | 123140011                   | BZ06   | LC-DCP Plate 11 Holes, 214mm               |
|         | 123140012                   | BZ06   | LC-DCP Plate 12 Holes, 232mm               |
|         | 123140013                   | BZ06   | LC-DCP Plate 13 Holes, 250mm               |
|         | 123140014                   | BZ06   | LC-DCP Plate 14 Holes, 268mm               |
|         | 123140016                   | BZ06   | LC-DCP Plate 16 Holes, 304mm               |
|         | 123140018                   | BZ06   | LC-DCP Plate 18 Holes, 340mm               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                            |
|         | 122165004                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 4 Holes, 51mm   |
|         | 122165005                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 5 Holes, 64mm   |
|         | 122165006                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 6 Holes, 77mm   |
|         | 122165007                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 7 Holes, 90mm   |
|         | 122165008                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 8 Holes, 103mm  |
|         | 122165009                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 9 Holes, 116mm  |
|         | 122165010                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 10 Holes, 129mm |
|         | 122165011                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 11 Holes, 142mm |
|         | 122165012                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 12 Holes, 155mm |
|         | 122164004                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 4 Holes, 116mm   |
|         | 122164005                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 5 Holes, 119mm   |
|         | 122164006                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 6 Holes, 129mm   |
|         | 122164007                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 7 Holes, 134mm   |
|         | 122164008                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 8 Holes, 142mm   |
|         | 122164009                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 9 Holes, 149mm   |
|         | 122164010                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 10 Holes, 155mm  |
|         | 122164011                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 11 Holes, 164mm  |
|         | 122164012                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, broad 12 Holes, 179mm  |
|         | 123140006                   | BZ06   | LC-DCP Plate 6 Holes, 124mm                |
|         | 123140007                   | BZ06   | LC-DCP Plate 7 Holes, 142mm                |
|         | 123140008                   | BZ06   | LC-DCP Plate 8 Holes, 160mm                |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                        |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                    |
|         | 123140009                   | BZ06   | LC-DCP Plate 9 Holes, 178mm                        |
|         | 123140010                   | BZ06   | LC-DCP Plate 10 Holes, 196mm                       |
|         | 123140011                   | BZ06   | LC-DCP Plate 11 Holes, 214mm                       |
|         | 123140012                   | BZ06   | LC-DCP Plate 12 Holes, 232mm                       |
|         | 123140013                   | BZ06   | LC-DCP Plate 13 Holes, 250mm                       |
|         | 123140014                   | BZ06   | LC-DCP Plate 14 Holes, 268mm                       |
|         | 123140016                   | BZ06   | LC-DCP Plate 16 Holes, 304mm                       |
|         | 123140018                   | BZ06   | LC-DCP Plate 18 Holes, 340mm                       |
|         | 122165004                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 4 Holes, 51mm           |
|         | 122165005                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 5 Holes, 64mm           |
|         | 122165006                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 6 Holes, 77mm           |
|         | 122165007                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 7 Holes, 90mm           |
|         | 122165008                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 8 Holes, 103mm          |
|         | 122165009                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 9 Holes, 116mm          |
|         | 122165010                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 10 Holes, 129mm         |
|         | 122165011                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 11 Holes, 142mm         |
|         | 122165012                   | BZ06   | 3.5mm LC-DCP Plate, narrow 12 Holes, 155mm         |
|         | 122163005                   | BZ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 5 Holes, 58mm |
|         | 122163006                   | BZ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 6 Holes, 70mm |
|         | 122163007                   | BZ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 7 Holes, 82mm |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                          |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                      |
|         | 122163008                   | BZ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 8 Holes, 94mm   |
|         | 122163009                   | BZ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 9 Holes, 106mm  |
|         | 122163010                   | BZ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 10 Holes, 118mm |
|         | 122163012                   | BZ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 12 Holes, 142mm |
|         | 122163014                   | BZ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 14 Holes, 166mm |
|         | 122163022                   | BZ13   | 3.5mm Reconstruction Plate, Straight 22 Holes, 262mm |
|         | 122162004                   | BZ01   | One-Third Tubular Plate 4 Holes, 49mm                |
|         | 122162005                   | BZ01   | One-Third Tubular Plate 5 Holes, 61mm                |
|         | 122162006                   | BZ01   | One-Third Tubular Plate 6 Holes, 73mm                |
|         | 122162007                   | BZ01   | One-Third Tubular Plate 7 Holes, 85mm                |
|         | 122162008                   | BZ01   | One-Third Tubular Plate 8 Holes, 97mm                |
|         | 122162009                   | BZ01   | One-Third Tubular Plate 9 Holes, 109mm               |
|         | 122162010                   | BZ01   | One-Third Tubular Plate 10 Holes, 121mm              |
|         | 123142006                   | BZ06   | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 6 Holes, 124mm            |
|         | 123142007                   | BZ06   | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 7 Holes, 142mm            |
|         | 123142008                   | BZ06   | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 8 Holes, 160mm            |
|         | 123142009                   | BZ06   | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 9 Holes, 178mm            |
|         | 123142010                   | BZ06   | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 10 Holes, 196mm           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                        |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                    |
|         | 123142011                   | BZ06   | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 11 Holes, 214mm         |
|         | 123142012                   | BZ06   | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 12 Holes, 232mm         |
|         | 123142013                   | BZ06   | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 13 Holes, 250mm         |
|         | 123142014                   | BZ06   | 4.5mm LC-DCP Plate, narrow 14 Holes, 268mm         |
|         | 121120004                   | ZSQ12  | 2.4mm Reconstruction Plate 4 Holes, 25.5mm         |
|         | 121120005                   | ZSQ12  | 2.4mm Reconstruction Plate 5 Holes, 32mm           |
|         | 121120006                   | ZSQ12  | 2.4mm Reconstruction Plate 6 Holes, 38.5mm         |
|         | 122123204                   | ZSQ12  | 3.5mm Reconstruction Plate 4 Holes, 53mm           |
|         | 122123205                   | ZSQ12  | 3.5mm Reconstruction Plate 5 Holes, 66mm           |
|         | 122123206                   | ZSQ12  | 3.5mm Reconstruction Plate 6 Holes, 79mm           |
|         | 122123207                   | ZSQ12  | 3.5mm Reconstruction Plate 7 Holes, 92mm           |
|         | 122123208                   | ZSQ12  | 3.5mm Reconstruction Plate 8 Holes, 105mm          |
|         | 122123209                   | ZSQ12  | 3.5mm Reconstruction Plate 9 Holes, 118mm          |
|         | 122123210                   | ZSQ12  | 3.5mm Reconstruction Plate 10 Holes, 131mm         |
|         | 122123211                   | ZSQ12  | 3.5mm Reconstruction Plate 11 Holes, 144mm         |
|         | 122123212                   | ZSQ12  | 3.5mm Reconstruction Plate 12 Holes, 157mm         |
|         | 122123222                   | ZSQ12  | 3.5mm Reconstruction Plate 22 Holes, 287mm         |
|         | 123123004                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 4 Holes, 53mm |
|         | 123123005                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 5 Holes, 66mm |
|         | 123123006                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 6 Holes, 79mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                          |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                      |
|         | 123123007                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 7 Holes, 92mm   |
|         | 123123008                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 8 Holes, 105mm  |
|         | 123123009                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 9 Holes, 118mm  |
|         | 123123010                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 10 Holes, 131mm |
|         | 123123011                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 11 Holes, 144mm |
|         | 123123012                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 12 Holes, 157mm |
|         | 123123013                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 13 Holes, 170mm |
|         | 123123014                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 14 Holes, 183mm |
|         | 123123016                   | ZSQ13  | 4.5mm Reconstruction Plate, straight 16 Holes, 209mm |
|         | 122123105                   | BZ13   | Reconstruction Plate 5 Holes, 58mm                   |
|         | 122123106                   | BZ13   | Reconstruction Plate 6 Holes, 70mm                   |
|         | 122123107                   | BZ13   | Reconstruction Plate 7 Holes, 82mm                   |
|         | 122123108                   | BZ13   | Reconstruction Plate 8 Holes, 94mm                   |
|         | 122123109                   | BZ13   | Reconstruction Plate 9 Holes, 106mm                  |
|         | 122123110                   | BZ13   | Reconstruction Plate 10 Holes, 118mm                 |
|         | 122123112                   | BZ13   | Reconstruction Plate 12 Holes, 142mm                 |
|         | 122123114                   | BZ13   | Reconstruction Plate 14 Holes, 166mm                 |

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                           | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|                                   | REFERENCIA                  | MODELO |                                               |
|                                   | 122123122                   | BZ13   | Reconstruction Plate 22 Holes, 262mm          |
|                                   | 121121002                   | ZSQ01  | 2.0mm Tubular Plate 2 Holes, 11mm             |
|                                   | 121121003                   | ZSQ01  | 2.0mm Tubular Plate 3 Holes, 17mm             |
|                                   | 121121004                   | ZSQ01  | 2.0mm Tubular Plate 4 Holes, 23mm             |
|                                   | 121121005                   | ZSQ01  | 2.0mm Tubular Plate 5 Holes, 29mm             |
|                                   | 121121006                   | ZSQ01  | 2.0mm Tubular Plate 6 Holes, 35mm             |
|                                   | 121121007                   | ZSQ01  | 2.0mm Tubular Plate 7 Holes, 41mm             |
|                                   | 122125004                   | ZSQ01  | (1/3) One-Third Tubular Plate 4 Holes, 49mm   |
|                                   | 122125005                   | ZSQ01  | (1/3) One-Third Tubular Plate 5 Holes, 61mm   |
|                                   | 122125006                   | ZSQ01  | (1/3) One-Third Tubular Plate 6 Holes, 73mm   |
|                                   | 122125007                   | ZSQ01  | (1/3) One-Third Tubular Plate 7 Holes, 85mm   |
|                                   | 122125008                   | ZSQ01  | (1/3) One-Third Tubular Plate 8 Holes, 97mm   |
|                                   | 122125009                   | ZSQ01  | (1/3) One-Third Tubular Plate 9 Holes, 109mm  |
|                                   | 122125010                   | ZSQ01  | (1/3) One-Third Tubular Plate 10 Holes, 121mm |
|                                   | 122125011                   | ZSQ01  | (1/3) One-Third Tubular Plate 11 Holes, 133mm |
|                                   | 122125012                   | ZSQ01  | (1/3) One-Third Tubular Plate 12 Holes, 145mm |
| DHS Plate 135°, with LC-undercuts | 134115050                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 50mm  |
|                                   | 134115055                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 55mm  |
|                                   | 134115060                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 60mm  |
|                                   | 134115065                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 65mm  |
|                                   | 134115070                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 70mm  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                       |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                   |
|         | 134115075                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 75mm      |
|         | 134115080                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 80mm      |
|         | 134115085                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 85mm      |
|         | 134115090                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 90mm      |
|         | 134115095                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 95mm      |
|         | 134115100                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 100mm     |
|         | 134115105                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 105mm     |
|         | 134115110                   | BJ01   | DHS / DCS Screw, with compression screw 110mm     |
|         | 124116000                   | BJ01   | Lag Screw                                         |
|         | 124113104                   | BJ02   | DCS Plate 95° , with LC-undercuts 4 Holes, 117mm  |
|         | 124113106                   | BJ02   | DCS Plate 95° , with LC-undercuts 6 Holes, 149mm  |
|         | 124113108                   | BJ02   | DCS Plate 95° , with LC-undercuts 8 Holes, 181mm  |
|         | 124113110                   | BJ02   | DCS Plate 95° , with LC-undercuts 10 Holes, 213mm |
|         | 124113112                   | BJ02   | DCS Plate 95° , with LC-undercuts 12 Holes, 245mm |
|         | 124111102                   | BJ02   | DHS Plate 135°, with LC-undercuts 2 Holes, 52mm   |
|         | 124111103                   | BJ02   | DHS Plate 135°, with LC-undercuts 3 Holes, 68mm   |
|         | 124111104                   | BJ02   | DHS Plate 135°, with LC-undercuts 4 Holes, 84mm   |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia           | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                       |
|-------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|                   | REFERENCIA                  | MODELO |                                                   |
|                   | 124111105                   | BJ02   | DHS Plate 135º, with LC-undercuts 5 Holes, 100mm  |
|                   | 124111106                   | BJ02   | DHS Plate 135º, with LC-undercuts 6 Holes, 116mm  |
|                   | 124111108                   | BJ02   | DHS Plate 135º, with LC-undercuts 8 Holes, 148mm  |
|                   | 124111110                   | BJ02   | DHS Plate 135º, with LC-undercuts 10 Holes, 180mm |
|                   | 124111112                   | BJ02   | DHS Plate 135º, with LC-undercuts 12 Holes, 212mm |
|                   | 124111114                   | BJ02   | DHS Plate 135º, with LC-undercuts 14 Holes, 244mm |
|                   | 124111116                   | BJ02   | DHS Plate 135º, with LC-undercuts 16 Holes, 276mm |
|                   | 124114438                   | BJ03   | DHS Trochanter Stabilizing Plate 138mm            |
|                   | 124114447                   | BJ03   | DHS Trochanter Stabilizing Plate 147mm            |
| Metal Bone Plates | 121133004                   | BC58   | 2.0mm T-Plate (head 3 holes) 4 Holes, 29.5mm      |
|                   | 121133005                   | BC58   | 2.0mm T-Plate (head 3 holes) 5 Holes, 29.5mm      |
|                   | 121133006                   | BC58   | 2.0mm T-Plate (head 3 holes) 6 Holes, 42mm        |
|                   | 121133007                   | BC58   | 2.0mm T-Plate (head 3 holes) 7 Holes, 42mm        |
|                   | 121133008                   | BC58   | 2.0mm T-Plate (head 3 holes) 8 Holes, 54.5mm      |
|                   | 121130002                   | BC54   | 2.5mm T-Plate 2 Holes, 19mm                       |
|                   | 121130003                   | BC54   | 2.5mm T-Plate 3 Holes, 28mm                       |
|                   | 121130004                   | BC54   | 2.5mm T-Plate 4 Holes, 36mm                       |
|                   | 121130005                   | BC54   | 2.5mm T-Plate 5 Holes, 43mm                       |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                          |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                      |
|         | 121130102                   | BC54   | 2.0mm T-Plate 2 Holes, 19mm                          |
|         | 121130103                   | BC54   | 2.0mm T-Plate 3 Holes, 28mm                          |
|         | 121130104                   | BC54   | 2.0mm T-Plate 4 Holes, 36mm                          |
|         | 121130105                   | BC54   | 2.0mm T-Plate 5 Holes, 43mm                          |
|         | 121131004                   | BC55   | 2.0mm L-Plate 4 Holes, 19mm                          |
|         | 121131005                   | BC55   | 2.0mm L-Plate 5 Holes, 25mm                          |
|         | 121131104                   | BC55   | 2.0mm L-Plate 4 Holes, 19mm                          |
|         | 121131105                   | BC55   | 2.0mm L-Plate 5 Holes, 25mm                          |
|         | 121132004                   | BC56   | 2.0mm L-Plate, Oblique-angled 4 Holes, 19mm          |
|         | 121132005                   | BC56   | 2.0mm L-Plate, Oblique-angled 5 Holes, 25mm          |
|         | 121132104                   | BC56   | 2.0mm L-Plate, Oblique-angled 4 Holes, 19mm          |
|         | 121132105                   | BC56   | 2.0mm L-Plate, Oblique-angled 5 Holes, 25mm          |
|         | 122129103                   | BC41   | Sternoclavicular Hook Plate 3 Holes left, 117×21mm   |
|         | 122129104                   | BC41   | Sternoclavicular Hook Plate 4 Holes left, 137×21mm   |
|         | 122129203                   | BC41   | Sternoclavicular Hook Plate 3 Holes, Right, 117×21mm |
|         | 122129204                   | BC41   | Sternoclavicular Hook Plate 4 Holes, Right, 137×21mm |
|         | 122129303                   | BC41   | Sternoclavicular Hook Plate 3 Holes left, 120×24mm   |
|         | 122129304                   | BC41   | Sternoclavicular Hook Plate 4 Holes left, 140×24mm   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                              |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                          |
|         | 122129403                   | BC41   | Sternoclavicular Hook Plate 3 Holes, Right, 120×24mm     |
|         | 122129404                   | BC41   | Sternoclavicular Hook Plate 4 Holes, Right, 140×24mm     |
|         | 122129000                   | BC41   | Sternoclavicular Hook Plate Spacer, Left/Right           |
|         | 122129001                   | BC41   | Sternoclavicular Hook Plate Set Screw, Left/Right        |
|         | 122127106                   | BC43   | Clavicle Reconstruction Plate- I 6 Holes, Left 66.8mm    |
|         | 122127107                   | BC43   | Clavicle Reconstruction Plate- I 7 Holes, Left 81mm      |
|         | 122127108                   | BC43   | Clavicle Reconstruction Plate- I 8 Holes, Left 92.8mm    |
|         | 122127112                   | BC43   | Clavicle Reconstruction Plate- I 12 Holes, Left 137.3mm  |
|         | 122127206                   | BC43   | Clavicle Reconstruction Plate- I 6 Holes, Right 66.8mm   |
|         | 122127208                   | BC43   | Clavicle Reconstruction Plate- I 8 Holes, Right 92.8mm   |
|         | 122127212                   | BC43   | Clavicle Reconstruction Plate- I 12 Holes, Right 137.3mm |
|         | 123128105                   | BC29   | Distal Lateral Femoral Plate 5(+8) Holes, Left 132mm     |
|         | 123128107                   | BC29   | Distal Lateral Femoral Plate 7(+8) Holes, Left 164mm     |
|         | 123128109                   | BC29   | Distal Lateral Femoral Plate 9(+8) Holes, Left 196mm     |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                            |
|         | 123128111                   | BC29   | Distal Lateral Femoral Plate 11(+8) Holes, Left 228mm      |
|         | 123128113                   | BC29   | Distal Lateral Femoral Plate 13(+8) Holes, Left 260mm      |
|         | 123128205                   | BC29   | Distal Lateral Femoral Plate 5(+8) Holes, Right 132mm      |
|         | 123128207                   | BC29   | Distal Lateral Femoral Plate 7(+8) Holes, Right 164mm      |
|         | 123128209                   | BC29   | Distal Lateral Femoral Plate 9(+8) Holes, Right 196mm      |
|         | 123128211                   | BC29   | Distal Lateral Femoral Plate 11(+8) Holes, Right 228mm     |
|         | 123128213                   | BC29   | Distal Lateral Femoral Plate 13(+8) Holes, Right 260mm     |
|         | 123133105                   | BC22   | Medial Tibial Head Buttress Plate 5(+4) Holes, Left 132mm  |
|         | 123133107                   | BC22   | Medial Tibial Head Buttress Plate 7(+4) Holes, Left 168mm  |
|         | 123133109                   | BC22   | Medial Tibial Head Buttress Plate 9(+4) Holes, Left 204mm  |
|         | 123133111                   | BC22   | Medial Tibial Head Buttress Plate 11(+4) Holes, Left 240mm |
|         | 123133113                   | BC22   | Medial Tibial Head Buttress Plate 13(+4) Holes, Left 276mm |
|         | 123133205                   | BC22   | Medial Tibial Head Buttress Plate 5(+4) Holes, Right 132mm |
|         | 123133207                   | BC22   | Medial Tibial Head Buttress Plate 7(+4) Holes, Right 168mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                |
|         | 123133209                   | BC22   | Medial Tibial Head Buttress Plate 9(+4) Holes, Right 204mm     |
|         | 123133211                   | BC22   | Medial Tibial Head Buttress Plate 11(+4) Holes, Right 240mm    |
|         | 123133213                   | BC22   | Medial Tibial Head Buttress Plate 13(+4) Holes, Right 276mm    |
|         | 123134104                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 4(+3) Holes, Left 75mm   |
|         | 123134105                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 5(+3) Holes, Left 88mm   |
|         | 123134106                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 6(+3) Holes, Left 101mm  |
|         | 123134107                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 7(+3) Holes, Left 114mm  |
|         | 123134108                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 8(+3) Holes, Left 127mm  |
|         | 123134109                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 9(+3) Holes, Left 140mm  |
|         | 123134110                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 10(+3) Holes, Left 153mm |
|         | 123134204                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 4(+3) Holes, Right 75mm  |
|         | 123134205                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 5(+3) Holes, Right 88mm  |
|         | 123134206                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 6(+3) Holes, Right 101mm |
|         | 123134207                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 7(+3) Holes, Right 114mm |



RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                      |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                  |
|         | 123134208                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 8(+3) Holes, Right 127mm   |
|         | 123134209                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 9(+3) Holes, Right 140mm   |
|         | 123134210                   | BC10   | 4.5mm Proximal Lateral Tibial L-Plate 10(+3) Holes, Right 153mm  |
|         | 123135104                   | BC06   | 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 4(+3) Holes, Left 81mm      |
|         | 123135106                   | BC06   | 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 6(+3) Holes, Left 113mm     |
|         | 123135108                   | BC06   | 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 8(+3) Holes, Left 145mm     |
|         | 123135110                   | BC06   | 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 10(+3) Holes, Left 177mm    |
|         | 123135204                   | BC06   | 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 4(+3) Holes, Right 81mm     |
|         | 123135206                   | BC06   | 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 6(+3) Holes, Right 113mm    |
|         | 123135208                   | BC06   | 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 8(+3) Holes, Right 145mm    |
|         | 123135210                   | BC06   | 4.5mm Proximal Medial Tibial T-Plate 10(+3) Holes, Right 177mm   |
|         | 122130103                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 3(+7) Holes, Left 80mm  |
|         | 122130104                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 4(+7) Holes, Left 92mm  |
|         | 122130105                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 5(+7) Holes, Left 104mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                       |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                   |
|         | 122130106                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 6(+7) Holes, Left 116mm  |
|         | 122130107                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 7(+7) Holes, Left 128mm  |
|         | 122130108                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 8(+7) Holes, Left 140mm  |
|         | 122130109                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 9(+7) Holes, Left 152mm  |
|         | 122130110                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 10(+7) Holes, Left 164mm |
|         | 122130111                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 11(+7) Holes, Left 176mm |
|         | 122130112                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 12(+7) Holes, Left 188mm |
|         | 122130203                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 3(+7) Holes, Right 80mm  |
|         | 122130204                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 4(+7) Holes, Right 92mm  |
|         | 122130205                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 5(+7) Holes, Right 104mm |
|         | 122130206                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 6(+7) Holes, Right 116mm |
|         | 122130207                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 7(+7) Holes, Right 128mm |
|         | 122130208                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 8(+7) Holes, Right 140mm |
|         | 122130209                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 9(+7) Holes, Right 152mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                                |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                            |
|         | 122130210                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 10(+7) Holes, Right 164mm         |
|         | 122130211                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 11(+7) Holes, Right 176mm         |
|         | 122130212                   | BC37   | Distal Posterior / Lateral Humeral Plate 12(+7) Holes, Right 188mm         |
|         | 122131104                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 4(+7) Holes, Left 87mm   |
|         | 122121105                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 5(+7) Holes, Left 99mm   |
|         | 122131106                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 6(+7) Holes, Left 111mm  |
|         | 122121107                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 7(+7) Holes, Left 123mm  |
|         | 122131108                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 8(+7) Holes, Left 135mm  |
|         | 122131110                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 10(+7) Holes, Left 159mm |
|         | 122131204                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 4(+7) Holes, Right 87mm  |
|         | 122121205                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 5(+7) Holes, Right 99mm  |
|         | 122131206                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 6(+7) Holes, Right 111mm |
|         | 122121207                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 7(+7) Holes, Right 123mm |
|         | 122131208                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 8(+7) Holes, Right 135mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                                 |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                             |
|         | 122131210                   | BC33   | Proximal Lateral Humeral Plate, with LC-undercuts 10(+7) Holes, Right 159mm |
|         | 122132103                   | BC27   | Y Reconstruction Plate 3(+6) Holes, Left 88.5mm                             |
|         | 122132104                   | BC27   | Y Reconstruction Plate 4(+6) Holes, Left 104.5mm                            |
|         | 122132105                   | BC27   | Y Reconstruction Plate 5(+6) Holes, Left 120.5mm                            |
|         | 122132203                   | BC27   | Y Reconstruction Plate 3(+6) Holes, Right 88.5mm                            |
|         | 122132204                   | BC27   | Y Reconstruction Plate 4(+6) Holes, Right 104.5mm                           |
|         | 122132205                   | BC27   | Y Reconstruction Plate 5(+6) Holes, Right 120.5mm                           |
|         | 122133010                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 10 Holes                                        |
|         | 122133011                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 11 Holes                                        |
|         | 122133012                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 12 Holes                                        |
|         | 122133013                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 13 Holes                                        |
|         | 122133014                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 14 Holes                                        |
|         | 122133015                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 15 Holes                                        |
|         | 122133016                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 16 Holes                                        |
|         | 122133017                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 17 Holes                                        |
|         | 122133018                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 18 Holes                                        |
|         | 122133019                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 19 Holes                                        |
|         | 122133020                   | BC38   | Distal Medial Humeral Plate 20 Holes                                        |
|         | 122136003                   | BC13   | Cloverleaf Plate 3(+7) Holes, 93mm                                          |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                      |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                  |
|         | 122136004                   | BC13   | Cloverleaf Plate 4(+7) Holes, 109mm                              |
|         | 122136005                   | BC13   | Cloverleaf Plate 5(+7) Holes, 125mm                              |
|         | 122136006                   | BC13   | Cloverleaf Plate 6(+7) Holes, 141mm                              |
|         | 122137003                   | BC03   | 3.5mm T-Plate, oblique-angled 3(+3) Holes, 52mm                  |
|         | 122137004                   | BC03   | 3.5mm T-Plate, oblique-angled 4(+3) Holes, 63mm                  |
|         | 122137005                   | BC03   | 3.5mm T-Plate, oblique-angled 5(+3) Holes, 74mm                  |
|         | 122138003                   | BC01   | 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 3 holes ) 3(+3) Holes, 46.5mm |
|         | 122138004                   | BC01   | 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 3 holes ) 4(+3) Holes, 57.5mm |
|         | 122138005                   | BC01   | 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 3 holes ) 5(+3) Holes, 68.5mm |
|         | 122138006                   | BC01   | 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 3 holes ) 6(+3) Holes, 79.5mm |
|         | 122139003                   | BC02   | 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 4 holes ) 3(+3) Holes, 47mm   |
|         | 122139004                   | BC02   | 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 4 holes ) 4(+3) Holes, 58mm   |
|         | 122139005                   | BC02   | 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 4 holes ) 5(+3) Holes, 69mm   |
|         | 122139006                   | BC02   | 3.5mm T-Plate, right-angled ( head 4 holes ) 6(+3) Holes, 80mm   |
|         | 122140003                   | BC52   | Ulnar Olecranon Plate 3(+3) Holes, 74mm                          |
|         | 122140004                   | BC52   | Ulnar Olecranon Plate 4(+3) Holes, 86mm                          |
|         | 122140005                   | BC52   | Ulnar Olecranon Plate 5(+3) Holes, 98mm                          |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                   |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                               |
|         | 122140006                   | BC52   | Ulnar Olecranon Plate 6(+3) Holes, 110mm                      |
|         | 122140007                   | BC52   | Ulnar Olecranon Plate 7(+3) Holes, 122mm                      |
|         | 122140008                   | BC52   | Ulnar Olecranon Plate 8(+3) Holes, 134mm                      |
|         | 122147103                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 3(+4) Holes, Left 49mm    |
|         | 122147104                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 4(+4) Holes, Left 61mm    |
|         | 122147106                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 6(+4) Holes, Left 85mm    |
|         | 122147108                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 8(+4) Holes, Left 109mm   |
|         | 122147110                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 10(+4) Holes, Left 133mm  |
|         | 122147112                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 12(+4) Holes, Left 157mm  |
|         | 122147203                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 3(+4) Holes, Right 49mm   |
|         | 122147204                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 4(+4) Holes, Right 61mm   |
|         | 122147206                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 6(+4) Holes, Right 85mm   |
|         | 122147208                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 8(+4) Holes, Right 109mm  |
|         | 122147210                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 10(+4) Holes, Right 133mm |
|         | 122147212                   | BC11   | 3.5mm Distal Lateral Tibial L-Plate 12(+4) Holes, Right 157mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                            |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                        |
|         | 122148004                   | BC35   | Distal Fibular Plate- I 4(+4) Holes, 76mm              |
|         | 122148005                   | BC35   | Distal Fibular Plate- I 5(+4) Holes, 88mm              |
|         | 122148006                   | BC35   | Distal Fibular Plate- I 6(+4) Holes, 100mm             |
|         | 122148008                   | BC35   | Distal Fibular Plate- I 8(+4) Holes, 124mm             |
|         | 122158104                   | BC31   | 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 4 Holes, Left 102mm   |
|         | 122158106                   | BC31   | 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 6 Holes, Left 128mm   |
|         | 122158108                   | BC31   | 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 8 Holes, Left 154mm   |
|         | 122158110                   | BC31   | 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 10 Holes, Left 180mm  |
|         | 122158204                   | BC31   | 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 4 Holes, Right 102mm  |
|         | 122158206                   | BC31   | 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 6 Holes, Right 128mm  |
|         | 122158208                   | BC31   | 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 8 Holes, Right 154mm  |
|         | 122158210                   | BC31   | 4.5mm Distal Medial Tibial Plate 10 Holes, Right 180mm |
|         | 122150104                   | BC25   | Distal Fibular Plate-III 4 Holes, Right 81.5mm         |
|         | 122150105                   | BC25   | Distal Fibular Plate-III 5 Holes, Right 93.5mm         |
|         | 122150106                   | BC25   | Distal Fibular Plate-III 6 Holes, Right 105.5mm        |
|         | 122150204                   | BC25   | Distal Fibular Plate-III 4 Holes, Left 81.5mm          |
|         | 122150205                   | BC25   | Distal Fibular Plate-III 5 Holes, Left 93.5mm          |
|         | 122150206                   | BC25   | Distal Fibular Plate-III 6 Holes, Left 105.5mm         |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                        |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                    |
|         | 122151006                   | BC45   | 3.5mm Reconstruction Plate, curved 6 Holes, 71mm   |
|         | 122151008                   | BC45   | 3.5mm Reconstruction Plate, curved 8 Holes, 93.5mm |
|         | 122151010                   | BC45   | 3.5mm Reconstruction Plate, curved 10 Holes, 115mm |
|         | 122151012                   | BC45   | 3.5mm Reconstruction Plate, curved 12 Holes, 135mm |
|         | 122151014                   | BC45   | 3.5mm Reconstruction Plate, curved 14 Holes, 154mm |
|         | 122151016                   | BC45   | 3.5mm Reconstruction Plate, curved 16 Holes, 171mm |
|         | 122151018                   | BC45   | 3.5mm Reconstruction Plate, curved 18 Holes, 186mm |
|         | 122151020                   | BC45   | 3.5mm Reconstruction Plate, curved 20 Holes, 199mm |
|         | 122152060                   | BC47   | Calcaneal Plate- I 14 Holes, 60mm                  |
|         | 122152070                   | BC47   | Calcaneal Plate- I 14 Holes, 70mm                  |
|         | 122126104                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 4 Holes, Left, 41.1×14mm     |
|         | 122126105                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 5 Holes, Left, 52.9×14mm     |
|         | 122126106                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 6 Holes, Left, 64.2×14mm     |
|         | 122126107                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 7 Holes, Left, 74.4×14mm     |
|         | 122126204                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 4 Holes, Right, 41.1×14mm    |
|         | 122126205                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 5 Holes, Right, 52.9×14mm    |
|         | 122126206                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 6 Holes, Right, 64.2×14mm    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                               |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                           |
|         | 122126207                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 7 Holes, Right, 74.4×14mm           |
|         | 122159104                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 4 Holes, Left, 41.1×17mm            |
|         | 122159105                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 5 Holes, Left, 52.9×17mm            |
|         | 122159106                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 6 Holes, Left, 64.2×17mm            |
|         | 122159107                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 7 Holes, Left, 74.4×17mm            |
|         | 122159204                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 4 Holes, Right, 41.1×17mm           |
|         | 122159205                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 5 Holes, Right, 52.9×17mm           |
|         | 122159206                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 6 Holes, Right, 64.2×17mm           |
|         | 122159207                   | BC40   | Clavicle Hook Plate-I 7 Holes, Right, 74.4×17mm           |
|         | 122128106                   | BC44   | Clavicle Reconstruction Plate- II 6 Holes, Left 64.5mm    |
|         | 122128108                   | BC44   | Clavicle Reconstruction Plate- II 8 Holes, Left 90.5mm    |
|         | 122128110                   | BC44   | Clavicle Reconstruction Plate- II 10 Holes, Left 111mm    |
|         | 122128112                   | BC44   | Clavicle Reconstruction Plate- II 12 Holes, Left 131.5mm  |
|         | 122128206                   | BC44   | Clavicle Reconstruction Plate- II 6 Holes, Right 64.5mm   |
|         | 122128208                   | BC44   | Clavicle Reconstruction Plate- II 8 Holes, Right 90.5mm   |
|         | 122128210                   | BC44   | Clavicle Reconstruction Plate- II 10 Holes, Right 111mm   |
|         | 122128212                   | BC44   | Clavicle Reconstruction Plate- II 12 Holes, Right 131.5mm |

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                     |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                 |
|         | 122149102                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 2 Holes, Left 52.4mm    |
|         | 122149104                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 4 Holes, Left 73.4mm    |
|         | 122149106                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 6 Holes, Left 94.4mm    |
|         | 122149108                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 8 Holes, Left 115.4mm   |
|         | 122149110                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 10 Holes, Left 134.4mm  |
|         | 122149112                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 12 Holes, Left 157.4mm  |
|         | 122149202                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 2 Holes, Right 52.4mm   |
|         | 122149204                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 4 Holes, Right 73.4mm   |
|         | 122149206                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 6 Holes, Right 94.4mm   |
|         | 122149208                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 8 Holes, Right 115.4mm  |
|         | 122149210                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 10 Holes, Right 134.4mm |
|         | 122149212                   | BC32   | Distal Fibular Plate-II 12 Holes, Right 157.4mm |
|         | 123130805                   | BC23   | Lateral Tibia Head Plate 5 Holes, Left 130mm    |
|         | 123130807                   | BC23   | Lateral Tibia Head Plate 7 Holes, Left 162mm    |
|         | 123130809                   | BC23   | Lateral Tibia Head Plate 9 Holes, Left 194mm    |
|         | 123130811                   | BC23   | Lateral Tibia Head Plate 11 Holes, Left 226mm   |
|         | 123130813                   | BC23   | Lateral Tibia Head Plate 13 Holes, Left 258mm   |
|         | 123130905                   | BC23   | Lateral Tibia Head Plate 5 Holes,Right 130mm    |
|         | 123130907                   | BC23   | Lateral Tibia Head Plate 7 Holes, Right 162mm   |
|         | 123130909                   | BC23   | Lateral Tibia Head Plate 9 Holes, Right 194mm   |
|         | 123130911                   | BC23   | Lateral Tibia Head Plate 11 Holes, Right 226mm  |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                         |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                     |
|         | 123130913                   | BC23   | Lateral Tibia Head Plate 13 Holes, Right 258mm      |
|         | 123130105                   | BC23   | Lateral Tibial Head Plate 5(+4) Holes, Left 130mm   |
|         | 123130107                   | BC23   | Lateral Tibial Head Plate 7(+4) Holes, Left 162mm   |
|         | 123130109                   | BC23   | Lateral Tibial Head Plate 9(+4) Holes, Left 194mm   |
|         | 123130111                   | BC23   | Lateral Tibial Head Plate 11(+4) Holes, Left 226mm  |
|         | 123130113                   | BC23   | Lateral Tibial Head Plate 13(+4) Holes, Left 258mm  |
|         | 123130205                   | BC23   | Lateral Tibial Head Plate 5(+4) Holes, Right 130mm  |
|         | 123130207                   | BC23   | Lateral Tibial Head Plate 7(+4) Holes, Right 162mm  |
|         | 123130209                   | BC23   | Lateral Tibial Head Plate 9(+4) Holes, Right 194mm  |
|         | 123130211                   | BC23   | Lateral Tibial Head Plate 11(+4) Holes, Right 226mm |
|         | 123130213                   | BC23   | Lateral Tibial Head Plate 13(+4) Holes, Right 258mm |
|         | 122157046                   | BC49   | Calcaneal Plate-V 8 Holes, 46mm                     |
|         | 122157048                   | BC49   | Calcaneal Plate-V 10 Holes, 48mm                    |
|         | 122157058                   | BC49   | Calcaneal Plate-V 12 Holes, 58mm                    |
|         | 122157065                   | BC49   | Calcaneal Plate-V 14 Holes, 65mm                    |
|         | 122157078                   | BC49   | Calcaneal Plate-V 16 Holes, 78mm                    |
|         | 122157086                   | BC49   | Calcaneal Plate-V 18 Holes, 86mm                    |
|         | 122156008                   | BC48   | Calcaneal Plate-IV 48                               |
|         | 122156012                   | BC48   | Calcaneal Plate-IV 58                               |
|         | 122156112                   | BC48   | Calcaneal Plate-IV 65                               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                  |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                              |
|         | 122224004                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 4 Holes, 56mm   |
|         | 122224005                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 5 Holes, 70mm   |
|         | 122224006                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 6 Holes, 84mm   |
|         | 122224007                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 7 Holes, 98mm   |
|         | 122224008                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 8 Holes, 112mm  |
|         | 122224009                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 9 Holes, 126mm  |
|         | 122224010                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 10 Holes, 140mm |
|         | 122224011                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 11 Holes, 154mm |
|         | 122224012                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 12 Holes, 168mm |
|         | 122224013                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 13 Holes, 182mm |
|         | 122224014                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 14 Holes, 196mm |
|         | 122224016                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 16 Holes, 224mm |
|         | 122224018                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 18 Holes, 252mm |
|         | 122224020                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 20 Holes, 280mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                      |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                  |
|         | 122224022                   | ZSQ26  | 3.5mm Reconstruction Locking Plate, straight 22 Holes, 308mm     |
|         | 122226004                   | ZSQ24  | 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 4 Holes, 59mm    |
|         | 122226005                   | ZSQ24  | 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 5 Holes, 72mm    |
|         | 122226006                   | ZSQ24  | 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 6 Holes, 85mm    |
|         | 122226007                   | ZSQ24  | 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 7 Holes, 98mm    |
|         | 122226008                   | ZSQ24  | 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 8 Holes, 111mm   |
|         | 122226009                   | ZSQ24  | 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 9 Holes, 124mm   |
|         | 122226010                   | ZSQ24  | 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 10 Holes, 150mm  |
|         | 122226011                   | ZSQ24  | 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 11 Holes, 150mm  |
|         | 122226012                   | ZSQ24  | 3.5mm Locking Compression Plate(narrow, LC-LCP) 12 Holes, 163mm  |
|         | 122220003                   | BCS08  | 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 4 holes) 3 (+4) Holes, 47mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                         |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                     |
|         | 122220004                   | BCS08  | 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 4 holes) 4 (+4) Holes, 58mm    |
|         | 122220005                   | BCS08  | 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 4 holes) 5 (+4) Holes, 69mm    |
|         | 122220006                   | BCS08  | 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 4 holes) 6 (+4) Holes, 80mm    |
|         | 122221103                   | BCS06  | 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 3 Holes, Left 52mm  |
|         | 122221104                   | BCS06  | 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 4 Holes, Left 63mm  |
|         | 122221105                   | BCS06  | 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 5 Holes, Left 74mm  |
|         | 122221203                   | BCS06  | 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 3 Holes, Right 52mm |
|         | 122221204                   | BCS06  | 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 4 Holes, Right 63mm |
|         | 122221205                   | BCS06  | 3.5mm LCP T-Plate Oblique-angled (head 3 holes) 5 Holes, Right 74mm |
|         | 122235105                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 5 Holes, Left 80mm              |
|         | 122235107                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 7 Holes, Left 106mm             |
|         | 122235109                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 9 Holes, Left 132mm             |
|         | 122235111                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 11 Holes, Left 158mm            |
|         | 122235113                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 13 Holes, Left 184mm            |
|         | 122235115                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 15 Holes, Left 210mm            |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                               |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                           |
|         | 122235117                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 17 Holes, Left 236mm  |
|         | 122235119                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 19 Holes, Left 262mm  |
|         | 122235121                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 21 Holes, Left 288mm  |
|         | 122235205                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 5 Holes, Right 80mm   |
|         | 122235207                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 7 Holes, Right 106mm  |
|         | 122235209                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 9 Holes, Right 132mm  |
|         | 122235211                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 11 Holes, Right 158mm |
|         | 122235213                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 13 Holes, Right 184mm |
|         | 122235215                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 15 Holes, Right 210mm |
|         | 122235217                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 17 Holes, Right 236mm |
|         | 122235219                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 19 Holes, Right 262mm |
|         | 122235221                   | BCS12  | Distal Lateral Tibial Locking Plate 21 Holes, Right 288mm |
|         | 122236104                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 4 Holes, Left 18mm, 41mm          |
|         | 122236105                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 5 Holes, Left 18mm, 53mm          |
|         | 122236106                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 6 Holes, Left 18mm, 64mm          |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                       |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                   |
|         | 122236107                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 7 Holes, Left 18mm, 74mm                  |
|         | 122236204                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 4 Holes, Left 15mm, 41mm                  |
|         | 122236205                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 5 Holes, Left 15mm, 53mm                  |
|         | 122236206                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 6 Holes, Left 15mm, 64mm                  |
|         | 122236207                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 7 Holes, Left 15mm, 74mm                  |
|         | 122236304                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 4 Holes, Right 18mm, 41mm                 |
|         | 122236305                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 5 Holes, Right 18mm, 53mm                 |
|         | 122236306                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 6 Holes, Right 18mm, 64mm                 |
|         | 122236307                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 7 Holes, Right 18mm, 74mm                 |
|         | 122236404                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 4 Holes, Right 15mm, 41mm                 |
|         | 122236405                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 5 Holes, Right 15mm, 53mm                 |
|         | 122236406                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 6 Holes, Right 15mm, 64mm                 |
|         | 122236407                   | BCS44  | LCP Clavicle Hook Plate 7 Holes, Right 15mm, 74mm                 |
|         | 122222003                   | BCS07  | 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 3 holes) 3(+3) Holes, 46.5mm |
|         | 122222004                   | BCS07  | 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 3 holes) 4(+3) Holes, 57.5mm |
|         | 122222005                   | BCS07  | 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 3 holes) 5(+3) Holes, 68.5mm |
|         | 122222006                   | BCS07  | 3.5mm LCP T-Plate Right-angled (head 3 holes) 6(+3) Holes, 79.5mm |
|         | 122237104                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 4(+9) Holes, Left 117mm      |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                |
|         | 122237106                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 6(+9) Holes, Left 144mm   |
|         | 122237108                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 8(+9) Holes, Left 171mm   |
|         | 122237110                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 10(+9) Holes, Left 198mm  |
|         | 122237112                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 12(+9) Holes, Left 225mm  |
|         | 122237114                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 14(+9) Holes, Left 252mm  |
|         | 122237204                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 4(+9) Holes, Right 117mm  |
|         | 122237206                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 6(+9) Holes, Right 144mm  |
|         | 122237208                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 8(+9) Holes, Right 171mm  |
|         | 122237210                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 10(+9) Holes, Right 198mm |
|         | 122237212                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 12(+9) Holes, Right 225mm |
|         | 122237214                   | BCS22  | 3.5mm LCP Distal Medial Tibial Plate 14(+9) Holes, Right 252mm |
|         | 122238003                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 3 Holes 110mm                |
|         | 122238004                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 4 Holes 128mm                |
|         | 122238005                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 5 Holes 146mm                |
|         | 122238006                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 6 Holes 164mm                |
|         | 122238007                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 7 Holes 182mm                |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                      |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                  |
|         | 122238008                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 8 Holes 200mm  |
|         | 122238009                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 9 Holes 218mm  |
|         | 122238010                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 10 Holes 236mm |
|         | 122238011                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 11 Holes 254mm |
|         | 122238012                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 12 Holes 272mm |
|         | 122238013                   | BCS14  | Proximal Humeral Locking Plate II 13 Holes 290mm |
|         | 122238103                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 3 Holes 90mm    |
|         | 122238104                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 4 Holes 102mm   |
|         | 122238105                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 5 Holes 114mm   |
|         | 122238106                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 6 Holes 126mm   |
|         | 122238107                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 7 Holes 138mm   |
|         | 122238108                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 8 Holes 150mm   |
|         | 122238109                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 9 Holes 162mm   |
|         | 122238110                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 10 Holes 174mm  |
|         | 122238111                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 11 Holes 186mm  |
|         | 122238112                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 12 Holes 198mm  |
|         | 122238113                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 13 Holes 210mm  |
|         | 122238114                   | BCS13  | Proximal Humeral Locking Plate I 14 Holes 222mm  |
|         | 123228502                   | BCS142 | Proximal Femoral Locking Plate 2 Holes 99mm      |
|         | 123228504                   | BCS142 | Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes 144mm     |
|         | 123228506                   | BCS142 | Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes 180mm     |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                   |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                               |
|         | 123228509                   | BCS142 | Proximal Femoral Locking Plate 9 Holes 234mm  |
|         | 123228512                   | BCS142 | Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes 288mm |
|         | 123228602                   | BCS142 | Proximal Femoral Locking Plate 2 Holes 99mm   |
|         | 123228604                   | BCS142 | Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes 144mm  |
|         | 123228606                   | BCS142 | Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes 180mm  |
|         | 123228609                   | BCS142 | Proximal Femoral Locking Plate 9 Holes 234mm  |
|         | 123228612                   | BCS142 | Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes 288mm |
|         | 122531104                   | BCS102 | Distal Femoral locking plate 4 Holes Left     |
|         | 122531204                   | BCS102 | Distal Femoral locking plate 4 Holes Right    |
|         | 122239003                   | BCS25  | LCP Hook Locking Plate 3 Holes 62mm           |
|         | 122239004                   | BCS25  | LCP Hook Locking Plate 4 Holes 80mm           |
|         | 122239005                   | BCS25  | LCP Hook Locking Plate 5 Holes 98mm           |
|         | 122234164                   | BCS29  | Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Left 64mm   |
|         | 122234169                   | BCS29  | Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Left 69mm   |
|         | 122234176                   | BCS29  | Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Left 76mm   |
|         | 122234181                   | BCS29  | Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Left 81mm   |
|         | 122234264                   | BCS29  | Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Right 64mm  |
|         | 122234269                   | BCS29  | Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Right 69mm  |
|         | 122234276                   | BCS29  | Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Right 76mm  |
|         | 122234281                   | BCS29  | Calcaneal Locking Plate 15 Holes, Right 81mm  |
|         | 122246006                   | ZSQ28  | 3.5mm Metaphysis Locking Plate 6 Holes 86mm   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                  |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                              |
|         | 122246007                   | ZSQ28  | 3.5mm Metaphysis Locking Plate 7 Holes 99mm                  |
|         | 122246008                   | ZSQ28  | 3.5mm Metaphysis Locking Plate 8 Holes 112mm                 |
|         | 122246009                   | ZSQ28  | 3.5mm Metaphysis Locking Plate 9 Holes 125mm                 |
|         | 122246010                   | ZSQ28  | 3.5mm Metaphysis Locking Plate 10 Holes 138mm                |
|         | 122246011                   | ZSQ28  | 3.5mm Metaphysis Locking Plate 11 Holes 151mm                |
|         | 122246012                   | ZSQ28  | 3.5mm Metaphysis Locking Plate 12 Holes 164mm                |
|         | 122246014                   | ZSQ28  | 3.5mm Metaphysis Locking Plate 14 Holes 190mm                |
|         | 122246016                   | ZSQ28  | 3.5mm Metaphysis Locking Plate 16 Holes 216mm                |
|         | 122246018                   | ZSQ28  | 3.5mm Metaphysis Locking Plate 18 Holes 242mm                |
|         | 123221005                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 5 Holes 98mm  |
|         | 123221006                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 6 Holes 116mm |
|         | 123221007                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 7 Holes 134mm |
|         | 123221008                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 8 Holes 152mm |
|         | 123221009                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 9 Holes 170mm |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                |
|         | 123221010                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 10 Holes 188mm  |
|         | 123221011                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 11 Holes 206mm  |
|         | 123221012                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 12 Holes 224mm  |
|         | 123221013                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 13 Holes 242mm  |
|         | 123221014                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 14 Holes 260mm  |
|         | 123221015                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 15 Holes 278mm  |
|         | 123221016                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP ) 16 Holes 296mm |
|         | 123221017                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP ) 17 Holes 314mm |
|         | 123221018                   | ZSQ21  | 4.5mm Locking Compression Plate(broad, LC-LCP) 18 Holes 332mm  |
|         | 123220003                   | ZSQ29  | 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 3 Holes 118mm               |
|         | 123220004                   | ZSQ29  | 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 4 Holes 136mm               |
|         | 123220005                   | ZSQ29  | 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 5 Holes 154mm               |
|         | 123220006                   | ZSQ29  | 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 6 Holes 172mm               |
|         | 123220007                   | ZSQ29  | 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 7 Holes 190mm               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                   |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                               |
|         | 123220008                   | ZSQ29  | 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 8 Holes 208mm              |
|         | 123220009                   | ZSQ29  | 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 9 Holes 226mm              |
|         | 123220011                   | ZSQ29  | 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 11 Holes 262mm             |
|         | 123220013                   | ZSQ29  | 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 13 Holes 298mm             |
|         | 123220015                   | ZSQ29  | 3.5/4.5mm Metaphysis Locking Plate 15 Holes 334mm             |
|         | 123222005                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 5 Holes 98mm   |
|         | 123222006                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 6 Holes 116mm  |
|         | 123222007                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 7 Holes 134mm  |
|         | 123222008                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 8 Holes 152mm  |
|         | 123222009                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 9 Holes 170mm  |
|         | 123222010                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 10 Holes 188mm |
|         | 123222011                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 11 Holes 206mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                   |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                               |
|         | 123222012                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 12 Holes 224mm |
|         | 123222013                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 13 Holes 242mm |
|         | 123222014                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 14 Holes 260mm |
|         | 123222015                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 15 Holes 278mm |
|         | 123222016                   | ZSQ22  | 4.5mm Locking Compression Plate(narrow,LC-LCP) 16 Holes296mm  |
|         | 123233103                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 3 Holes, Leftt 105mm            |
|         | 123233105                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 5 Holes, Leftt 145mm            |
|         | 123233107                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 7 Holes, Leftt 185mm            |
|         | 123233109                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 9 Holes, Leftt 225mm            |
|         | 123233111                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 11 Holes, Leftt 265mm           |
|         | 123233113                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 13 Holes, Leftt 305mm           |
|         | 123233203                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 3 Holes, Right 105mm            |
|         | 123233205                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 5 Holes, Right 145mm            |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                |
|         | 123233207                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 7 Holes, Right 185mm             |
|         | 123233209                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 9 Holes, Right 225mm             |
|         | 123233211                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 11 Holes, Right 265mm            |
|         | 123233213                   | BCS101 | Proximal Tibial Locking Plate 13 Holes, Right 305mm            |
|         | 122529005                   | BCS100 | Proximal Medial Tibial Locking Plate 5 Holes                   |
|         | 123230105                   | BCS21  | Distal Lateral Femoral Locking Plate 5(+7) Holes, Left 155mm   |
|         | 123230107                   | BCS21  | Distal Lateral Femoral Locking Plate 7(+7) Holes, Left 195mm   |
|         | 123230109                   | BCS21  | Distal Lateral Femoral Locking Plate 9(+7) Holes, Left 235mm   |
|         | 123230111                   | BCS21  | Distal Lateral Femoral Locking Plate 11(+7) Holes, Left 275mm  |
|         | 123230113                   | BCS21  | Distal Lateral Femoral Locking Plate 13(+7) Holes, Left 315mm  |
|         | 123230205                   | BCS21  | Distal Lateral Femoral Locking Plate 5(+7) Holes, Right 155mm  |
|         | 123230207                   | BCS21  | Distal Lateral Femoral Locking Plate 7(+7) Holes, Right 195mm  |
|         | 123230209                   | BCS21  | Distal Lateral Femoral Locking Plate 9(+7) Holes, Right 235mm  |
|         | 123230211                   | BCS21  | Distal Lateral Femoral Locking Plate 11(+7) Holes, Right 275mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                |
|         | 123230213                   | BCS21  | Distal Lateral Femoral Locking Plate 13(+7) Holes, Right 315mm |
|         | 123232104                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 4 Holes, Left 82mm    |
|         | 123232105                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 5 Holes, Left 100mm   |
|         | 123232106                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 6 Holes, Left 118mm   |
|         | 123232107                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 7 Holes, Left 136mm   |
|         | 123232108                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 8 Holes, Left 154mm   |
|         | 123232109                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 9 Holes, Left 172mm   |
|         | 123232110                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 10 Holes, Left 190mm  |
|         | 123232112                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 12 Holes, Left 226mm  |
|         | 123232114                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 14 Holes, Left 262mm  |
|         | 123232204                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 4 Holes, Right 82mm   |
|         | 123232205                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 5 Holes, Right 100mm  |
|         | 123232206                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 6 Holes, Right 118mm  |
|         | 123232207                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 7 Holes, Right 136mm  |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                |
|         | 123232208                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 8 Holes, Right 154mm  |
|         | 123232209                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 9 Holes, Right 172mm  |
|         | 123232210                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 10 Holes, Right 190mm |
|         | 123232212                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 12 Holes, Right 226mm |
|         | 123232214                   | BCS16  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate II 14 Holes, Right 262mm |
|         | 123252107                   | ZSQ25  | Femoral compression LISS Locking Plate 7 Holes, Left 134mm     |
|         | 123252110                   | ZSQ25  | Femoral compression LISS Locking Plate 10 Holes, Left 188mm    |
|         | 123252207                   | ZSQ25  | Femoral compression LISS Locking Plate 7 Holes, Right 134mm    |
|         | 123252210                   | ZSQ25  | Femoral compression LISS Locking Plate 10 Holes, Right 188mm   |
|         | 122335002                   | ZSQ61  | Variable Angle Straight Locking Plate 2 Holes                  |
|         | 122335004                   | ZSQ61  | Variable Angle Straight Locking Plate 4 Holes                  |
|         | 122525124                   | BCS212 | Hind foot Universal Locking Plate 4 Holes, 24mm                |
|         | 122525128                   | BCS212 | Hind foot Universal Locking Plate 4 Holes, 28mm                |
|         | 122525133                   | BCS212 | Hind foot Universal Locking Plate 4 Holes, 33mm                |
|         | 122526150                   | BCS213 | Hind Foot Reconstruction Locking Plate 8 Holes, 50mm           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                          |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                      |
|         | 122526160                   | BCS213 | Hind Foot Reconstruction Locking Plate 8 Holes, 60mm |
|         | 122548002                   | BCS159 | Foot VA Locking Plate 2 Holes                        |
|         | 122548004                   | BCS159 | Foot VA Locking Plate 4 Holes                        |
|         | 122522101                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 36mm (L 0° 10°)    |
|         | 122522102                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 30mm (L 0° 10°)    |
|         | 122522103                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 36mm (L 5° 10°)    |
|         | 122522104                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 30mm (L 5° 10°)    |
|         | 122522105                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 36mm (L 10° 10°)   |
|         | 122522106                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 30mm (L 10° 10°)   |
|         | 122522201                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 36mm (R 0° 10°)    |
|         | 122522202                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 30mm (R 0° 10°)    |
|         | 122522203                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 36mm (R 5° 10°)    |
|         | 122522204                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 30mm (R 5° 10°)    |
|         | 122522205                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 36mm (R1 0° 10°)   |
|         | 122522206                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 30mm (R 10° 10°)   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                              |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                          |
|         | 122225004                   | ZSQ23  | 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 4 Holes  |
|         | 122225005                   | ZSQ23  | 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 5 Holes  |
|         | 122225006                   | ZSQ23  | 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 6 Holes  |
|         | 122225007                   | ZSQ23  | 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 7 Holes  |
|         | 122225008                   | ZSQ23  | 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 8 Holes  |
|         | 122225009                   | ZSQ23  | 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 9 Holes  |
|         | 122225010                   | ZSQ23  | 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 10 Holes |
|         | 122225011                   | ZSQ23  | 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 11 Holes |
|         | 122225012                   | ZSQ23  | 3.5mm Locking Compression Plate (Broad, LC-LCP) 12 Holes |
|         | 123236005                   | ZSQ31  | Clavicle Anterior Reconstruction Locking 5 Holes         |
|         | 123236007                   | ZSQ31  | Clavicle Anterior Reconstruction Locking 7 Holes         |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                       |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                   |
|         | 123236009                   | ZSQ31  | Clavicle Anterior Reconstruction Locking 9 Holes  |
|         | 123236011                   | ZSQ31  | Clavicle Anterior Reconstruction Locking 11 Holes |
|         | 122297004                   | BCS118 | Pubis Combination Locking Plate 4 Holes           |
|         | 122297006                   | BCS118 | Pubis Combination Locking Plate 6 Holes           |
|         | 122523001                   | BCS210 | Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 1         |
|         | 122523002                   | BCS210 | Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 2         |
|         | 122523003                   | BCS210 | Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 3         |
|         | 122523004                   | BCS210 | Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 4         |
|         | 122523005                   | BCS210 | Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 5         |
|         | 122523006                   | BCS210 | Trapezoidal Shape Locking Plate 4 Holes 6         |
|         | 122520003                   | BCS207 | Wedge Shape Locking Plate 4 Holes,Width 3, 20.5mm |
|         | 122520004                   | BCS207 | Wedge Shape Locking Plate 4 Holes,Width 4, 20.5mm |
|         | 122520005                   | BCS207 | Wedge Shape Locking Plate 4 Holes,Width 5, 20.5mm |
|         | 122520006                   | BCS207 | Wedge Shape Locking Plate 4 Holes,Width 6, 20.5mm |
|         | 122520007                   | BCS207 | Wedge Shape Locking Plate 4 Holes,Width 7, 20.5mm |
|         | 122521022                   | BCS208 | Forefoot Universal Locking Plate 4 Holes,22mm     |
|         | 122521024                   | BCS208 | Forefoot Universal Locking Plate 4 Holes,24mm     |
|         | 122521026                   | BCS208 | Forefoot Universal Locking Plate 4 Holes,26mm     |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                           |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                       |
|         | 122521028                   | BCS208 | Forefoot Universal Locking Plate 4 Holes,28mm         |
|         | 122524002                   | BCS211 | Locking Plate 4 Holes,Width 2mm                       |
|         | 122524004                   | BCS211 | Locking Plate 4 Holes,Width 4mm                       |
|         | 122524006                   | BCS211 | Locking Plate 4 Holes,Width 6mm                       |
|         | 122524008                   | BCS211 | Locking Plate 4 Holes,Width 8mm                       |
|         | 122525017                   | BCS212 | Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 17mm       |
|         | 122525021                   | BCS212 | Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 21mm       |
|         | 122525024                   | BCS212 | Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 24mm       |
|         | 122525028                   | BCS212 | Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 28mm       |
|         | 122525033                   | BCS212 | Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 33mm       |
|         | 122526006                   | BCS213 | Hind Foot Reconstruction Locking Plate 6 Holes, 37mm  |
|         | 122526008                   | BCS213 | Hind Foot Reconstruction Locking Plate 8 Holes, 50mm  |
|         | 122526014                   | BCS213 | Hind Foot Reconstruction Locking Plate 14 Holes, 66mm |
|         | 122527017                   | BCS214 | Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 17mm       |
|         | 122527019                   | BCS214 | Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 19mm       |
|         | 122527021                   | BCS214 | Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 21mm       |
|         | 122528006                   | BCS215 | Calcaneus Locking Plate(Trapezoidal) 4 Holes, 6mm     |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                         |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                     |
|         | 122528008                   | BCS215 | Calcaneus Locking Plate(Trapezoidal) 4 Holes, 8mm   |
|         | 122528012                   | BCS215 | Calcaneus Locking Plate(Trapezoidal) 4 Holes, 10mm  |
|         | 122522022                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 22mm     |
|         | 122522030                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 30mm     |
|         | 122522036                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 36mm     |
|         | 1235530                     | BCS209 | DHS Plate 1 Hole                                    |
|         | 1235530                     | BCS209 | DHS Plate 2 Holes                                   |
|         | 122236005                   | ZSQ31  | LCP Locking Plate(Narrow) 5 Holes                   |
|         | 122236006                   | ZSQ31  | LCP Locking Plate(Narrow) 6 Holes                   |
|         | 122236007                   | ZSQ31  | LCP Locking Plate(Narrow) 7 Holes                   |
|         | 122236008                   | ZSQ31  | LCP Locking Plate(Narrow) 8 Holes                   |
|         | 122236009                   | ZSQ31  | LCP Locking Plate(Narrow) 9 Holes                   |
|         | 122541106                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 6 Holes Left  |
|         | 122541108                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 8 Holes Left  |
|         | 122541110                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 10 Holes Left |
|         | 122541112                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 12 Holes Left |
|         | 122541114                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 14 Holes Left |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                            |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                        |
|         | 122541116                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 16 Holes Left    |
|         | 122541206                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 6 Holes Right    |
|         | 122541208                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 8 Holes Right    |
|         | 122541210                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 10 Holes Right   |
|         | 122541212                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 12 Holes Right   |
|         | 122541214                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 14 Holes Right   |
|         | 122541216                   | BCS128 | Proximal Lateral Tibial Locking Plate 16 Holes Right   |
|         | 122543106                   | BCS115 | Distal Tibial low contact locking plate 6 Holes Left   |
|         | 122543108                   | BCS115 | Distal Tibial low contact locking plate 8 Holes Left   |
|         | 122543110                   | BCS115 | Distal Tibial low contact locking plate 10 Holes Left  |
|         | 122543114                   | BCS115 | Distal Tibial low contact locking plate 14 Holes Left  |
|         | 122543118                   | BCS115 | Distal Tibial low contact locking plate 18 Holes Left  |
|         | 122543206                   | BCS115 | Distal Tibial low contact locking plate 6 Holes Right  |
|         | 122543208                   | BCS115 | Distal Tibial low contact locking plate 8 Holes Right  |
|         | 122543210                   | BCS115 | Distal Tibial low contact locking plate 10 Holes Right |
|         | 122543214                   | BCS115 | Distal Tibial low contact locking plate 14 Holes Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                              |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                          |
|         | 122543218                   | BCS115 | Distal Tibial low contact locking plate 18 Holes Right   |
|         | 122250104                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 4 Holes Left  |
|         | 122250105                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 5 Holes Left  |
|         | 122250106                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 6 Holes Left  |
|         | 122250107                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 7 Holes Left  |
|         | 122250108                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 8 Holes Left  |
|         | 122250109                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 9 Holes Left  |
|         | 122250110                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 10 Holes Left |
|         | 122250112                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 12 Holes Left |
|         | 122250204                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 4 Holes Right |
|         | 122250205                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 5 Holes Right |
|         | 122250206                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 6 Holes Right |
|         | 122250207                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 7 Holes Right |
|         | 122250208                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 8 Holes Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                               |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                           |
|         | 122250209                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 9 Holes Right  |
|         | 122250210                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 10 Holes Right |
|         | 122250212                   | ZSQ42  | LCP Distal Tibial Metaphysis Locking Plate 12 Holes Right |
|         | 122297104                   | BCS118 | Pubis Combination Locking Plate 4 Holes                   |
|         | 122297106                   | BCS118 | Pubis Combination Locking Plate 6 Holes                   |
|         | 122524002                   | BCS211 | Locking Plate 4 Holes,Width 2mm                           |
|         | 122524004                   | BCS211 | Locking Plate 4 Holes,Width 4mm                           |
|         | 122524006                   | BCS211 | Locking Plate 4 Holes,Width 6mm                           |
|         | 122524008                   | BCS211 | Locking Plate 4 Holes,Width 8mm                           |
|         | 122525017                   | BCS212 | Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 17             |
|         | 122525021                   | BCS212 | Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 21             |
|         | 122525024                   | BCS212 | Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 24             |
|         | 122525028                   | BCS212 | Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 28             |
|         | 122525033                   | BCS212 | Hind Foot Universal Locking Plate 4 Holes, 33             |
|         | 122526006                   | BCS213 | Hind Foot Reconstruction Locking Plate 6 Holes, 37        |
|         | 122526008                   | BCS213 | Hind Foot Reconstruction Locking Plate 8 Holes, 50        |
|         | 122526014                   | BCS213 | Hind Foot Reconstruction Locking Plate 14 Holes, 66       |
|         | 122527017                   | BCS214 | Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 17mm           |
|         | 122527019                   | BCS214 | Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 19mm           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                |
|         | 122527021                   | BCS214 | Hind foot flat locking bone plate 4 Holes, 21mm                |
|         | 122522022                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 22mm                |
|         | 122522030                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 30mm                |
|         | 122522036                   | BCS209 | Metatarsophalangeal locking plate 4 Holes, 36mm                |
|         | 123333102                   | BCS126 | Proximal Tibial Locking Plate 2 Holes Left                     |
|         | 123333105                   | BCS126 | Proximal Tibial Locking Plate 5 Holes Left                     |
|         | 123333108                   | BCS126 | Proximal Tibial Locking Plate 8 Holes Left                     |
|         | 123333111                   | BCS126 | Proximal Tibial Locking Plate 11 Holes Left                    |
|         | 123333114                   | BCS126 | Proximal Tibial Locking Plate 14 Holes Left                    |
|         | 123333202                   | BCS126 | Proximal Tibial Locking Plate 2 Holes Right                    |
|         | 123333205                   | BCS126 | Proximal Tibial Locking Plate 5 Holes Right                    |
|         | 123333208                   | BCS126 | Proximal Tibial Locking Plate 8 Holes Right                    |
|         | 123333211                   | BCS126 | Proximal Tibial Locking Plate 11 Holes Right                   |
|         | 123333214                   | BCS126 | Proximal Tibial Locking Plate 14 Holes Right                   |
|         | 122241103                   | BCS32  | LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 3 Holes Left |
|         | 122241104                   | BCS32  | LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 4 Holes Left |
|         | 122241105                   | BCS32  | LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 5 Holes Left |
|         | 122241106                   | BCS32  | LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 6 Holes Left |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                     |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                 |
|         | 122241107                   | BCS32  | LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 7 Holes Left  |
|         | 122241203                   | BCS32  | LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 3 Holes Right |
|         | 122241204                   | BCS32  | LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 4 Holes Right |
|         | 122241205                   | BCS32  | LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 5 Holes Right |
|         | 122241206                   | BCS32  | LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 6 Holes Right |
|         | 122241207                   | BCS32  | LCP Distal Posterior Lateral Fibula Locking Plate 7 Holes Right |
|         | 122542104                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 4 Holes Left                |
|         | 122542106                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 6 Holes Left                |
|         | 122542108                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 8 Holes Left                |
|         | 122542110                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 10 Holes Left               |
|         | 122542112                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 12 Holes Left               |
|         | 122542114                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 14 Holes Left               |
|         | 122542116                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 16 Holes Left               |
|         | 122542204                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 4 Holes Right               |
|         | 122542206                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 6 Holes Right               |
|         | 122542208                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 8 Holes Right               |
|         | 122542210                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 10 Holes Right              |
|         | 122542212                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 12 Holes Right              |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                              |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                          |
|         | 122542214                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 14 Holes Right       |
|         | 122542216                   | BCS146 | Proximal interior tibial LISS Plate 16 Holes Right       |
|         | 122544106                   | BCS157 | Distal interior tibial LISS locking plate 6 Holes Left   |
|         | 122544108                   | BCS157 | Distal interior tibial LISS locking plate 8 Holes Left   |
|         | 122544110                   | BCS157 | Distal interior tibial LISS locking plate 10 Holes Left  |
|         | 122544113                   | BCS157 | Distal interior tibial LISS locking plate 13 Holes Left  |
|         | 122544206                   | BCS157 | Distal interior tibial LISS locking plate 6 Holes Right  |
|         | 122544208                   | BCS157 | Distal interior tibial LISS locking plate 8 Holes Right  |
|         | 122544210                   | BCS157 | Distal interior tibial LISS locking plate 10 Holes Right |
|         | 122544213                   | BCS157 | Distal interior tibial LISS locking plate 13 Holes Right |
|         | 122545104                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 4 Holes Left     |
|         | 122545106                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 6 Holes Left     |
|         | 122545108                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 8 Holes Left     |
|         | 122545110                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 10 Holes Left    |
|         | 122545112                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 12 Holes Left    |
|         | 122545114                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 14 Holes Left    |
|         | 122545116                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 16 Holes Left    |
|         | 122545204                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 4 Holes Right    |
|         | 122545206                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 6 Holes Right    |
|         | 122545208                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 8 Holes Right    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                            |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                        |
|         | 122545210                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 10 Holes Right |
|         | 122545212                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 12 Holes Right |
|         | 122545214                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 14 Holes Right |
|         | 122545216                   | BCS138 | LCP Distal Lateral fibula locking plate 16 Holes Right |
|         | 122247004                   | ZSQ33  | 1/3 Tubular Locking Plate 4 Holes                      |
|         | 122247005                   | ZSQ33  | 1/3 Tubular Locking Plate 5 Holes                      |
|         | 122247006                   | ZSQ33  | 1/3 Tubular Locking Plate 6 Holes                      |
|         | 122247007                   | ZSQ33  | 1/3 Tubular Locking Plate 7 Holes                      |
|         | 122247008                   | ZSQ33  | 1/3 Tubular Locking Plate 8 Holes                      |
|         | 122247009                   | ZSQ33  | 1/3 Tubular Locking Plate 9 Holes                      |
|         | 122247010                   | ZSQ33  | 1/3 Tubular Locking Plate 10 Holes                     |
|         | 122247012                   | ZSQ33  | 1/3 Tubular Locking Plate 12 Holes                     |
|         | 122247014                   | ZSQ33  | 1/3 Tubular Locking Plate 14 Holes                     |
|         | 122540005                   | ZSQ59  | 1/3 Tubular Locking Plate 5 Holes                      |
|         | 122540006                   | ZSQ59  | 1/3 Tubular Locking Plate 6 Holes                      |
|         | 122540007                   | ZSQ59  | 1/3 Tubular Locking Plate 7 Holes                      |
|         | 122540008                   | ZSQ59  | 1/3 Tubular Locking Plate 8 Holes                      |
|         | 122540009                   | ZSQ59  | 1/3 Tubular Locking Plate 9 Holes                      |
|         | 122540010                   | ZSQ59  | 1/3 Tubular Locking Plate 10 Holes                     |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                        |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                    |
|         | 121221006                   | ZSQ38  | Metacarpal and Phalangeal Locking Plate 6 Holes    |
|         | 121221012                   | ZSQ38  | Metacarpal and Phalangeal Locking Plate 12 Holes   |
|         | 122236504                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 4 Holes Left                   |
|         | 122236505                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 5 Holes Left                   |
|         | 122236506                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 6 Holes Left                   |
|         | 122236507                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 7 Holes Left                   |
|         | 122236604                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 4 Holes Right                  |
|         | 122236605                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 5 Holes Right                  |
|         | 122236606                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 6 Holes Right                  |
|         | 122236607                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 7 Holes Right                  |
|         | 122236704                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 4 Holes Left                   |
|         | 122236705                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 5 Holes Left                   |
|         | 122236706                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 6 Holes Left                   |
|         | 122236707                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 7 Holes Left                   |
|         | 122236804                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 4 Holes Right                  |
|         | 122236805                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 5 Holes Right                  |
|         | 122236806                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 6 Holes Right                  |
|         | 122236807                   | BCS44  | Clavicle Hook Plate 7 Holes Right                  |
|         | 122232106                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 6 Holes Left |
|         | 122232107                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 7 Holes Left |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                          |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                      |
|         | 122232108                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 8 Holes Left   |
|         | 122232109                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 9 Holes Left   |
|         | 122232110                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 10 Holes Left  |
|         | 122232112                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 12 Holes Left  |
|         | 122232406                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 6 Holes Right  |
|         | 122232408                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 8 Holes Right  |
|         | 122232206                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 6 Holes Right  |
|         | 122232207                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 7 Holes Right  |
|         | 122232208                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 8 Holes Right  |
|         | 122232209                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 9 Holes Right  |
|         | 122232210                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 10 Holes Right |
|         | 122232212                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 12 Holes Right |
|         | 122232106                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 6 Holes Left   |
|         | 122232108                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 8 Holes Left   |
|         | 122232110                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 10 Holes Left  |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                           |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                       |
|         | 122232112                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 12 Holes Left   |
|         | 122232206                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 6 Holes Right   |
|         | 122232208                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 8 Holes Right   |
|         | 122232210                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 10 Holes Right  |
|         | 122232212                   | BCS04  | Clavicle Reconstruction Locking Plate 12 Holes Right  |
|         | 122253104                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 4 Holes Left  |
|         | 122253106                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 6 Holes Left  |
|         | 122253108                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 8 Holes Left  |
|         | 122253110                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 10 Holes Left |
|         | 122253112                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 12 Holes Left |
|         | 122253114                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 14 Holes Left |
|         | 122253116                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 16 Holes Left |
|         | 122253204                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 4 Holes Right |
|         | 122253206                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 6 Holes Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                          |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                      |
|         | 122253208                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 8 Holes Right                |
|         | 122253210                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 10 Holes Right               |
|         | 122253212                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 12 Holes Right               |
|         | 122253214                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 14 Holes Right               |
|         | 122253216                   | BCS15  | Proximal Lateral Tibial Locking Plate I 16 Holes Right               |
|         | 122243103                   | BCS18  | Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 3 Holes Left  |
|         | 122243105                   | BCS18  | Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 5 Holes Left  |
|         | 122243107                   | BCS18  | Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 7 Holes Left  |
|         | 122243109                   | BCS18  | Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 9 Holes Left  |
|         | 122243114                   | BCS18  | Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 14 Holes Left |
|         | 122243203                   | BCS18  | Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 3 Holes Right |
|         | 122243205                   | BCS18  | Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 5 Holes Right |
|         | 122243207                   | BCS18  | Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 7 Holes Right |
|         | 122243209                   | BCS18  | Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 9 Holes Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                           |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                       |
|         | 122243214                   | BCS18  | Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate (Buttress) 14 Holes Right |
|         | 122245103                   | BCS20  | Distal Medial Humeral Locking Plate 3 Holes Left                      |
|         | 122245105                   | BCS20  | Distal Medial Humeral Locking Plate 5 Holes Left                      |
|         | 122245107                   | BCS20  | Distal Medial Humeral Locking Plate 7 Holes Left                      |
|         | 122245109                   | BCS20  | Distal Medial Humeral Locking Plate 9 Holes Left                      |
|         | 122245114                   | BCS20  | Distal Medial Humeral Locking Plate 14 Holes Left                     |
|         | 122245203                   | BCS20  | Distal Medial Humeral Locking Plate3 Holes Right                      |
|         | 122245205                   | BCS20  | Distal Medial Humeral Locking Plate 5 Holes Right                     |
|         | 122245207                   | BCS20  | Distal Medial Humeral Locking Plate 7 Holes Right                     |
|         | 122245209                   | BCS20  | Distal Medial Humeral Locking Plate 9 Holes Right                     |
|         | 122245214                   | BCS20  | Distal Medial Humeral Locking Plate 14 Holes Right                    |
|         | 123420105                   | BCS23  | Proximal Lateral Tibial LISS Plate 5 Holes Left                       |
|         | 123420107                   | BCS23  | Proximal Lateral Tibial LISS Plate 7 Holes Left                       |
|         | 123420109                   | BCS23  | Proximal Lateral Tibial LISS Plate 9 Holes Left                       |
|         | 123420111                   | BCS23  | Proximal Lateral Tibial LISS Plate 11 Holes Left                      |
|         | 123420113                   | BCS23  | Proximal Lateral Tibial LISS Plate 13 Holes Left                      |
|         | 123420205                   | BCS23  | Proximal Lateral Tibial LISS Plate 5 Holes Right                      |
|         | 123420207                   | BCS23  | Proximal Lateral Tibial LISS Plate 7 Holes Right                      |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                            |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                        |
|         | 123420209                   | BCS23  | Proximal Lateral Tibial LISS Plate 9 Holes Right       |
|         | 123420211                   | BCS23  | Proximal Lateral Tibial LISS Plate 11 Holes Right      |
|         | 123420213                   | BCS23  | Proximal Lateral Tibial LISS Plate 13 Holes Right      |
|         | 123421105                   | BCS24  | Distal Lateral Femoral LISS Plate 5 Holes Left         |
|         | 123421107                   | BCS24  | Distal Lateral Femoral LISS Plate 7 Holes Left         |
|         | 123421109                   | BCS24  | Distal Lateral Femoral LISS Plate 9 Holes Left         |
|         | 123421111                   | BCS24  | Distal Lateral Femoral LISS Plate 11 Holes Left        |
|         | 123421113                   | BCS24  | Distal Lateral Femoral LISS Plate 13 Holes Left        |
|         | 123421205                   | BCS24  | Distal Lateral Femoral LISS Plate 5 Holes Right        |
|         | 123421207                   | BCS24  | Distal Lateral Femoral LISS Plate 7 Holes Right        |
|         | 123421209                   | BCS24  | Distal Lateral Femoral LISS Plate 9 Holes Right        |
|         | 123421211                   | BCS24  | Distal Lateral Femoral LISS Plate 11 Holes Right       |
|         | 123421213                   | BCS24  | Distal Lateral Femoral LISS Plate 13 Holes Right       |
|         | 122242103                   | BCS33  | LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 3 Holes Left  |
|         | 122242104                   | BCS33  | LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 4 Holes Left  |
|         | 122242105                   | BCS33  | LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 5 Holes Left  |
|         | 122242106                   | BCS33  | LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 6 Holes Left  |
|         | 122242107                   | BCS33  | LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 7 Holes Left  |
|         | 122242203                   | BCS33  | LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 3 Holes Right |
|         | 122242204                   | BCS33  | LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 4 Holes Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                                |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                            |
|         | 122242205                   | BCS33  | LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 5 Holes Right                     |
|         | 122242206                   | BCS33  | LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 6 Holes Right                     |
|         | 122242207                   | BCS33  | LCP Distal Lateral Fibular Locking Plate 7 Holes Right                     |
|         | 122240102                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 2 Holes Left                                   |
|         | 122240104                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 4 Holes Left                                   |
|         | 122240106                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 6 Holes Left                                   |
|         | 122240108                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 8 Holes Left                                   |
|         | 122240110                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 10 Holes Left                                  |
|         | 122240112                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 12 Holes Left                                  |
|         | 122240202                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 2 Holes Right                                  |
|         | 122240204                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 4 Holes Right                                  |
|         | 122240206                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 6 Holes Right                                  |
|         | 122240208                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 8 Holes Right                                  |
|         | 122240210                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 10 Holes Right                                 |
|         | 122240212                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate 12 Holes Right                                 |
|         | 122264103                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 3 Holes Left |
|         | 122264104                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 4 Holes Left |



**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                                      |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                                  |
|         | 122264105                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 5 Holes Left       |
|         | 122264106                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 6 Holes Left       |
|         | 122264107                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 7 Holes Left       |
|         | 122264108                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 8 Holes Left       |
|         | 122264203                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 3 Holes Right      |
|         | 122264204                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 4 Holes Right      |
|         | 122264205                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 5 Holes Right      |
|         | 122264206                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 6 Holes Right      |
|         | 122264207                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 7 Holes Right      |
|         | 122264208                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking 8 Holes Right      |
|         | 122265306                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 6 Holes 94mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                                       |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                                   |
|         | 122265307                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 7 Holes 110mm |
|         | 122265308                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 8 Holes 120mm |
|         | 122265406                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 6 Holes 94mm  |
|         | 122265407                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 7 Holes 110mm |
|         | 122265408                   | BCS42  | LCP Superior Anterior Clavicle with Lateral Extension Locking Plate 8 Holes 120mm |
|         | 122261008                   | BCS36  | LCP Distal Radius Locking Plate 8 Holes 100mm                                     |
|         | 122261010                   | BCS36  | LCP Distal Radius Locking Plate 10 Holes 120mm                                    |
|         | 122261012                   | BCS36  | LCP Distal Radius Locking Plate 12 Holes 140mm                                    |
|         | 121233004                   | BCS96  | LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 4 Holes 38.2mm                                    |
|         | 121233005                   | BCS96  | LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 5 Holes 45.5mm                                    |
|         | 121233006                   | BCS96  | LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 6 Holes 52.7mm                                    |
|         | 121233007                   | BCS96  | LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 7 Holes 60mm                                      |
|         | 121233104                   | BCS96  | 2.0mm LCP Y-Plate 4 Holes 38.2mm                                                  |
|         | 121233105                   | BCS96  | 2.0mm LCP Y-Plate 5 Holes 45.5mm                                                  |
|         | 121233106                   | BCS96  | 2.0mm LCP Y-Plate 6 Holes 52.7mm                                                  |
|         | 121233107                   | BCS96  | 2.0mm LCP Y-Plate 7 Holes 60mm                                                    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                    |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                |
|         | 121234004                   | BCS99  | LCP Mini Locking Plate(T-shape) 4 Holes 35.2mm |
|         | 121234005                   | BCS99  | LCP Mini Locking Plate(T-shape) 5 Holes 42.5mm |
|         | 121234006                   | BCS99  | LCP Mini Locking Plate(T-shape) 6 Holes 49.7mm |
|         | 121234007                   | BCS99  | LCP Mini Locking Plate(T-shape) 7 Holes 57mm   |
|         | 121234104                   | BCS99  | 2.0mm LCP T-Plate 4 Holes 35.2mm               |
|         | 121234105                   | BCS99  | 2.0mm LCP T-Plate 5 Holes 42.5mm               |
|         | 121234106                   | BCS99  | 2.0mm LCP T-Plate 6 Holes 49.7mm               |
|         | 121234107                   | BCS99  | 2.0mm LCP T-Plate 7 Holes 57mm                 |
|         | 121224003                   | BCS57  | 2.4mm LCP Condylar Plate 3 Holes 30mm          |
|         | 121224004                   | BCS57  | 2.4mm LCP Condylar Plate 4 Holes 37.5mm        |
|         | 121224005                   | BCS57  | 2.4mm LCP Condylar Plate 5 Holes 44.5mm        |
|         | 121224006                   | BCS57  | 2.4mm LCP Condylar Plate 6 Holes 51.7mm        |
|         | 121224007                   | BCS57  | 2.4mm LCP Condylar Plate 7 Holes 59mm          |
|         | 121224103                   | BCS57  | 2.0mm LCP Condylar Plate 3 Holes 30mm          |
|         | 121224104                   | BCS57  | 2.0mm LCP Condylar Plate 4 Holes 37.5mm        |
|         | 121224105                   | BCS57  | 2.0mm LCP Condylar Plate 5 Holes 44.5mm        |
|         | 121224106                   | BCS57  | 2.0mm LCP Condylar Plate 6 Holes 51.7mm        |
|         | 121224107                   | BCS57  | 2.0mm LCP Condylar Plate 7 Holes 59mm          |
|         | 121222004                   | ZSQ39  | 2.4mm LCP Locking Plate 4 Holes 36mm           |
|         | 121222005                   | ZSQ39  | 2.4mm LCP Locking Plate 5 Holes 44mm           |
|         | 121222006                   | ZSQ39  | 2.4mm LCP Locking Plate 6 Holes 52mm           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                       |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                   |
|         | 121222007                   | ZSQ39  | 2.4mm LCP Locking Plate 7 Holes 60mm                              |
|         | 121222008                   | ZSQ39  | 2.4mm LCP Locking Plate 8 Holes 68mm                              |
|         | 121222010                   | ZSQ39  | 2.4mm LCP Locking Plate 10 Holes 84mm                             |
|         | 121222104                   | ZSQ39  | 2.0mm LCP Locking Plate 4 Holes 36mm                              |
|         | 121222105                   | ZSQ39  | 2.0mm LCP Locking Plate 5 Holes 36mm                              |
|         | 121222106                   | ZSQ39  | 2.0mm LCP Locking Plate 4 Holes 44mm                              |
|         | 121222107                   | ZSQ39  | 2.0mm LCP Locking Plate 7 Holes 52mm                              |
|         | 121222108                   | ZSQ39  | 2.0mm LCP Locking Plate 8 Holes 60mm                              |
|         | 121222110                   | ZSQ39  | 2.0mm LCP Locking Plate 10 Holes 68mm                             |
|         | 121223012                   | ZSQ40  | LCP Adaption Locking Plate 12 Holes 88mm                          |
|         | 121223112                   | ZSQ40  | LCP Adaption Locking Plate 12 Holes 88mm                          |
|         | 121235007                   | BCS81  | LCP Distal Ulna Hook Locking Plate 7 Holes 46mm                   |
|         | 121236002                   | BCS41  | LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 2 Holes 32mm |
|         | 121236003                   | BCS41  | LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 3 Holes 41mm |
|         | 121236004                   | BCS41  | LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 4 Holes 50mm |
|         | 122263007                   | BCS38  | LCP-Distal Humeral middle metaphyseal locking plate 7 Holes 80mm  |
|         | 122263009                   | BCS38  | LCP-Distal Humeral middle metaphyseal locking plate 9 Holes 106mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                        |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                    |
|         | 122263011                   | BCS38  | LCP-Distal Humeral middle metaphyseal locking plate 11 Holes 132mm |
|         | 122263013                   | BCS38  | LCP-Distal Humeral middle metaphyseal locking plate 13 Holes 158mm |
|         | 122263015                   | BCS38  | LCP-Distal Humeral middle metaphyseal locking plate 15 Holes 184mm |
|         | 122225104                   | BCS58  | LCP Mini locking plate 4 Holes Left                                |
|         | 122225204                   | BCS58  | LCP Mini locking plate 4 Holes Right                               |
|         | 122293303                   | BCS156 | Distal posterior tibial locking plate 3 Holes Left                 |
|         | 122293305                   | BCS156 | Distal posterior tibial locking plate 5 Holes Left                 |
|         | 122293403                   | BCS156 | Distal posterior tibial locking plate 3 Holes Right                |
|         | 122293405                   | BCS156 | Distal posterior tibial locking plate 5 Holes Right                |
|         | 122299103                   | BCS205 | VA Distal Lateral fibular locking plate 3 Holes Left               |
|         | 122299104                   | BCS205 | VA Distal Lateral fibular locking plate 4 Holes Left               |
|         | 122299105                   | BCS205 | VA Distal Lateral fibular locking plate 5 Holes Left               |
|         | 122299106                   | BCS205 | VA Distal Lateral fibular locking plate 6 Holes Left               |
|         | 122299107                   | BCS205 | VA Distal Lateral fibular locking plate 7 Holes Left               |
|         | 122299203                   | BCS205 | VA Distal Lateral fibular locking plate 3 Holes Right              |
|         | 122299204                   | BCS205 | VA Distal Lateral fibular locking plate 4 Holes Right              |
|         | 122299205                   | BCS205 | VA Distal Lateral fibular locking plate 5 Holes Right              |
|         | 122299206                   | BCS205 | VA Distal Lateral fibular locking plate 6 Holes Right              |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                           |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                       |
|         | 122299207                   | BCS205 | VA Distal Lateral fibular locking plate 7 Holes Right |
|         | 122226103                   | BCS59  | LCP Mini locking plate(L-Shape) 3 Holes Left          |
|         | 122226104                   | BCS59  | LCP Mini locking plate(L-Shape) 4 Holes Left          |
|         | 122226203                   | BCS59  | LCP Mini locking plate(L-Shape) 3 Holes Right         |
|         | 122226204                   | BCS59  | LCP Mini locking plate(L-Shape) 4 Holes Right         |
|         | 122227103                   | BCS60  | LCP Mini locking plate(L-Shape) 3 Holes Left          |
|         | 122227104                   | BCS60  | LCP Mini locking plate(L-Shape) 4 Holes Left          |
|         | 122227203                   | BCS60  | LCP Mini locking plate(L-Shape) 3 Holes Right         |
|         | 122227204                   | BCS60  | LCP Mini locking plate(L-Shape) 4 Holes Right         |
|         | 122547107                   | BCS132 | Calcaneal Locking plate I 8 Holes Left                |
|         | 122547108                   | BCS132 | Calcaneal Locking plate I 8 Holes Left                |
|         | 122547110                   | BCS132 | Calcaneal Locking plate I 10 Holes Left               |
|         | 122547207                   | BCS132 | Calcaneal Locking plate I 8 Holes Right               |
|         | 122547208                   | BCS132 | Calcaneal Locking plate I 8 Holes Right               |
|         | 122547210                   | BCS132 | Calcaneal Locking plate I 10 Holes Right              |
|         | 122552101                   | BCS134 | Calcaneal Locking plate III 12 Holes Left             |
|         | 122552201                   | BCS134 | Calcaneal Locking plate III 12 Holes Right            |
|         | 122552102                   | BCS134 | Calcaneal Locking plate III 14 Holes Left             |
|         | 122552202                   | BCS134 | Calcaneal Locking plate III 14 Holes Right            |
|         | 122552103                   | BCS134 | Calcaneal Locking plate III 14 Holes Left             |
|         | 122552203                   | BCS134 | Calcaneal Locking plate III 14 Holes Right            |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                            |
|         | 122240302                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 2 Holes Left          |
|         | 122240304                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 4 Holes Left          |
|         | 122240306                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 6 Holes Left          |
|         | 122240308                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 8 Holes Left          |
|         | 122240402                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 2 Holes Right         |
|         | 122240404                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 4 Holes Right         |
|         | 122240406                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 6 Holes Right         |
|         | 122240408                   | BCS39  | LCP Olecranon Locking Plate(T-Shape) 8 Holes Right         |
|         | 122265106                   | BCS43  | LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 6 Holes Left  |
|         | 122265107                   | BCS43  | LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 7 Holes Left  |
|         | 122265108                   | BCS43  | LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 8 Holes Left  |
|         | 122265206                   | BCS43  | LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 6 Holes Right |
|         | 122265207                   | BCS43  | LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 7 Holes Right |
|         | 122265208                   | BCS43  | LCP Superior Anterior Clavicle Locking Plate 8 Holes Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                             |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                         |
|         | 123247104                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 4 Holes Left   |
|         | 123247106                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 6 Holes Left   |
|         | 123247108                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 8 Holes Left   |
|         | 123247110                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 10 Holes Left  |
|         | 123247112                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 12 Holes Left  |
|         | 123247114                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 14 Holes Left  |
|         | 123247116                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 16 Holes Left  |
|         | 123247204                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 4 Holes Right  |
|         | 123247206                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 6 Holes Right  |
|         | 123247208                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 8 Holes Right  |
|         | 123247210                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 10 Holes Right |
|         | 123247212                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 12 Holes Right |
|         | 123247214                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 14 Holes Right |
|         | 123247216                   | BCS55  | LCP Proximal Middle Tibial Locking Plate 16 Holes Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                                       |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                                   |
|         | 122323102                   | BCS68  | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 2 Holes Left  |
|         | 122323103                   | BCS68  | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 3 Holes Left  |
|         | 122323104                   | BCS68  | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 4 Holes Left  |
|         | 122323105                   | BCS68  | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 5 Holes Left  |
|         | 122323202                   | BCS68  | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 2 Holes Right |
|         | 122323203                   | BCS68  | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 3 Holes Right |
|         | 122323204                   | BCS68  | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 4 Holes Right |
|         | 122323205                   | BCS68  | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate (head 6 holes) 5 Holes Right |
|         | 123228304                   | BCS51  | LCP Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes Left                                   |
|         | 123228306                   | BCS51  | LCP Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes Left                                   |
|         | 123228308                   | BCS51  | LCP Proximal Femoral Locking Plate 8 Holes Left                                   |
|         | 123228310                   | BCS51  | LCP Proximal Femoral Locking Plate 10 Holes Left                                  |
|         | 123228312                   | BCS51  | LCP Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes Left                                  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                       |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                   |
|         | 123228404                   | BCS51  | LCP Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes Right  |
|         | 123228406                   | BCS51  | LCP Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes Right  |
|         | 123228408                   | BCS51  | LCP Proximal Femoral Locking Plate 8 Holes Right  |
|         | 123228410                   | BCS51  | LCP Proximal Femoral Locking Plate 10 Holes Right |
|         | 123228412                   | BCS51  | LCP Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes Right |
|         | 123228102                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 2 Holes Left       |
|         | 123228104                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes Left       |
|         | 123228106                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes Left       |
|         | 123228108                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 8 Holes Left       |
|         | 123228110                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 10 Holes Left      |
|         | 123228112                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes Left      |
|         | 123228114                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 14 Holes Left      |
|         | 123228202                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 2 Holes Right      |
|         | 123228204                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 4 Holes Right      |
|         | 123228206                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 6 Holes Right      |
|         | 123228208                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 8 Holes Right      |
|         | 123228210                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 10 Holes Right     |
|         | 123228212                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 12 Holes Right     |
|         | 123228214                   | BCS51  | Proximal Femoral Locking Plate 14 Holes Right     |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                        |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                    |
|         | 121237002                   | BCS40  | LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 2 Holes Left  |
|         | 121237003                   | BCS40  | LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 3 Holes Left  |
|         | 121237004                   | BCS40  | LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 4 Holes Left  |
|         | 121237102                   | BCS40  | LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 2 Holes Right |
|         | 121237103                   | BCS40  | LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 3 Holes Right |
|         | 121237104                   | BCS40  | LCP Proximal Radius Arch(collum radii) Locking Plate 4 Holes Right |
|         | 122244103                   | BCS19  | Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 3 Holes Left 65mm              |
|         | 122244105                   | BCS19  | Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 5 Holes Left 91mm              |
|         | 122244107                   | BCS19  | Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 7 Holes Left 117mm             |
|         | 122244109                   | BCS19  | Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 9 Holes Left 143mm             |
|         | 122244114                   | BCS19  | Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 14 Holes Left 208mm            |
|         | 122244203                   | BCS19  | Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 3 Holes Right 65mm             |
|         | 122244205                   | BCS19  | Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 5 Holes Right 91mm             |
|         | 122244207                   | BCS19  | Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 7 Holes Right 117mm            |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                 |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                             |
|         | 122244209                   | BCS19  | Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 9 Holes Right 143mm     |
|         | 122244214                   | BCS19  | Distal Lateral Dorsal Humeral Plate 14 Holes Right 208mm    |
|         | 122267104                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 4 Holes Left 109mm   |
|         | 122267106                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 6 Holes Left 135mm   |
|         | 122267108                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 8 Holes Left 161mm   |
|         | 122267110                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 10 Holes Left 187mm  |
|         | 122267112                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 12 Holes Left 213mm  |
|         | 122267114                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 14 Holes Left 239mm  |
|         | 122267204                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 4 Holes Right 109mm  |
|         | 122267206                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 6 Holes Right 135mm  |
|         | 122267208                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 8 Holes Right 161mm  |
|         | 122267210                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 10 Holes Right 187mm |
|         | 122267212                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 12 Holes Right 213mm |
|         | 122267214                   | BCS64  | LCP Distal Medial Tibial Locking plate 14 Holes Right 239mm |

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                           |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                       |
|         | 122262104                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 4 Holes Left 122mm   |
|         | 122262106                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 6 Holes Left 158mm   |
|         | 122262108                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 8 Holes Left 194mm   |
|         | 122262110                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 10 Holes Left 230mm  |
|         | 122262112                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 12 Holes Left 266mm  |
|         | 122262114                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 14 Holes Left 302mm  |
|         | 122262204                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 4 Holes Right 122mm  |
|         | 122262206                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 6 Holes Right 158mm  |
|         | 122262208                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 8 Holes Right 194mm  |
|         | 122262210                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 10 Holes Right 230mm |
|         | 122262212                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 12 Holes Right 266mm |
|         | 122262214                   | BCS37  | LCP-Distal Humeral extra-articular locking plate 14 Holes Right 302mm |
|         | 122266104                   | BCS54  | LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 4 Holes Left 60mm  |
|         | 122266106                   | BCS54  | LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 6 Holes Left 84mm  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                            |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                        |
|         | 122266108                   | BCS54  | LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 8 Holes Left 108mm  |
|         | 122266204                   | BCS54  | LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 4 Holes Right 60mm  |
|         | 122266206                   | BCS54  | LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 6 Holes Right 84mm  |
|         | 122266208                   | BCS54  | LCP Posterior Medial Proximal Tibial Locking Plate 8 Holes Right 108mm |
|         | 122291103                   | BCS135 | Calcaneal Locking Plate 8 Holes Left 53mm                              |
|         | 122291203                   | BCS135 | Calcaneal Locking Plate 8 Holes Right 53mm                             |
|         | 122291101                   | BCS135 | Calcaneal Locking Plate 12 Holes Left 60mm                             |
|         | 122291201                   | BCS135 | Calcaneal Locking Plate 8 Holes Right 60mm                             |
|         | 122291102                   | BCS135 | Calcaneal Locking Plate 12 Holes Left 68mm                             |
|         | 122291202                   | BCS135 | Calcaneal Locking Plate 8 Holes Right 68mm                             |
|         | 123250105                   | BCS47  | LCP Distal Lateral Tibial Plate 5 Holes Left 117mm                     |
|         | 123250107                   | BCS47  | LCP Distal Lateral Tibial Plate 7 Holes Left 153mm                     |
|         | 123250109                   | BCS47  | LCP Distal Lateral Tibial Plate 9 Holes Left 189mm                     |
|         | 123250111                   | BCS47  | LCP Distal Lateral Tibial Plate 11 Holes Left 225mm                    |
|         | 123250113                   | BCS47  | LCP Distal Lateral Tibial Plate 13 Holes Left 261mm                    |
|         | 123250205                   | BCS47  | LCP Distal Lateral Tibial Plate 5 Holes Right 117mm                    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                                     |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                                 |
|         | 123250207                   | BCS47  | LCP Distal Lateral Tibial Plate 7 Holes Right 153mm                             |
|         | 123250209                   | BCS47  | LCP Distal Lateral Tibial Plate 9 Holes Right 189mm                             |
|         | 123250211                   | BCS47  | LCP Distal Lateral Tibial Plate 11 Holes Right 225mm                            |
|         | 123250213                   | BCS47  | LCP Distal Lateral Tibial Plate 13 Holes Right 261mm                            |
|         | 122277103                   | BCS77  | LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate(Head 2 holes) 3 Holes Left 40mm        |
|         | 122277104                   | BCS77  | LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate(Head 2 holes) 4 Holes Left 49mm        |
|         | 122277203                   | BCS77  | LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate(Head 2 holes) 3 Holes Right 40mm       |
|         | 122277204                   | BCS77  | LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate(Head 2 holes) 4 Holes Right 49mm       |
|         | 122275103                   | BCS78  | LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate 3 Holes Left 40mm                      |
|         | 122275104                   | BCS78  | LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate 4 Holes Left 49mm                      |
|         | 122275203                   | BCS78  | LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate 3 Holes Right 40mm                     |
|         | 122275204                   | BCS78  | LCP Distal Dorsal Radius Locking L-Plate 4 Holes Right 49mm                     |
|         | 122276103                   | BCS79  | LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate(Head 3 holes, Oblique) 3 Holes Left 43mm |



RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                                       |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                                   |
|         | 122276104                   | BCS79  | LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate(Head 3 holes, Oblique) 4 Holes Left 52mm   |
|         | 122276203                   | BCS79  | LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate(Head 3 holes, Oblique) 3 Holes Right 43mm  |
|         | 122276204                   | BCS79  | LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate(Head 3 holes, Oblique) 4 Holes Right 52mm  |
|         | 122278003                   | BCS80  | LCP Distal Dorsal Radius Locking T-Plate 3 Holes 40mm                             |
|         | 122278004                   | BCS80  | LCP Distal Dorsal Radius Locking T-Plate 4 Holes 49mm                             |
|         | 122292005                   | BCS95  | LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate 5 Holes 48mm                               |
|         | 122292006                   | BCS95  | LCP Distal Dorsal Radius Locking Plate 6 Holes 57mm                               |
|         | 122325102                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 2 Holes, Left 47mm |
|         | 122325103                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 3 Holes, Left 55mm |
|         | 122325104                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 4 Holes, Left 68mm |
|         | 122325105                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 5 Holes, Left 77mm |
|         | 122325107                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 7 Holes, Left 95mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                                          |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                                      |
|         | 122325109                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 9 Holes, Left 113mm   |
|         | 122325111                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 11 Holes, Left 131mm  |
|         | 122325202                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 2 Holes, Right 47mm   |
|         | 122325203                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 3 Holes, Right 55mm   |
|         | 122325204                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 4 Holes, Right 68mm   |
|         | 122325205                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 5 Holes, Right 77mm   |
|         | 122325207                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 7 Holes, Right 95mm   |
|         | 122325209                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 9 Holes, Right 113mm  |
|         | 122325211                   | BCS150 | VA LCP Distal Palmar Radius two-column Locking Plate ( head 7) 11 Holes, Right 131mm |
|         | 122255001                   | BCS26  | LCP Proximal Posterior Tibial Locking Plate 1 Holes 69mm                             |
|         | 122255002                   | BCS26  | LCP Proximal Posterior Tibial Locking Plate 2 Holes 79mm                             |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                          |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                      |
|         | 122255004                   | BCS26  | LCP Proximal Posterior Tibial Locking Plate 4 Holes 105mm            |
|         | 122255006                   | BCS26  | LCP Proximal Posterior Tibial Locking Plate 6 Holes 131mm            |
|         | 122293103                   | BCS156 | Posterior Distal Tibial Locking Plate 3 Holes, Left 47mm             |
|         | 122293105                   | BCS156 | Posterior Distal Tibial Locking Plate 5 Holes, Left 72mm             |
|         | 122293203                   | BCS156 | Posterior Distal Tibial Locking Plate 3 Holes, Right 47mm            |
|         | 122293205                   | BCS156 | Posterior Distal Tibial Locking Plate 5 Holes, Right 72mm            |
|         | 122533102                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 2 Holes, Left 66mm   |
|         | 122533103                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 3 Holes, Left 78mm   |
|         | 122533104                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 4 Holes, Left 90mm   |
|         | 122533106                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 6 Holes, Left 114mm  |
|         | 122533108                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 8 Holes, Left 138mm  |
|         | 122533110                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 10 Holes, Left 162mm |
|         | 122533112                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 12 Holes, Left 186mm |
|         | 122533114                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 14 Holes, Left 210mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                           |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                       |
|         | 122533116                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 16 Holes, Left 234mm  |
|         | 122533202                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 2 Holes, Right 66mm   |
|         | 122533203                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 3 Holes, Right 78mm   |
|         | 122533204                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 4 Holes, Right 90mm   |
|         | 122533206                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 6 Holes, Right 114mm  |
|         | 122533208                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 8 Holes, Right 138mm  |
|         | 122533210                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 10 Holes, Right 162mm |
|         | 122533212                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 12 Holes, Right 186mm |
|         | 122533214                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 14 Holes, Right 210mm |
|         | 122533216                   | BCS104 | Proximal Humeral Greater Tubercle Locking Plate 16 Holes, Right 234mm |
|         | 121238103                   | BCS153 | Distal Radius Volar Locking Plate 3 Holes, Left 51mm                  |
|         | 121238104                   | BCS153 | Distal Radius Volar Locking Plate 4 Holes, Left 56.6mm                |
|         | 121238107                   | BCS153 | Distal Radius Volar Locking Plate 7 Holes, Left 89mm                  |
|         | 121238110                   | BCS153 | Distal Radius Volar Locking Plate 10 Holes, Left 140mm                |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                             |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                         |
|         | 121238112                   | BCS153 | Distal Radius Volar Locking Plate 12 Holes, Left 175mm  |
|         | 121238203                   | BCS153 | Distal Radius Volar Locking Plate 3 Holes, Right 51mm   |
|         | 121238204                   | BCS153 | Distal Radius Volar Locking Plate 4 Holes, Right 56.6mm |
|         | 121238207                   | BCS153 | Distal Radius Volar Locking Plate 7 Holes, Right 89mm   |
|         | 121238210                   | BCS153 | Distal Radius Volar Locking Plate 10 Holes, Right 140mm |
|         | 121238212                   | BCS153 | Distal Radius Volar Locking Plate 12 Holes, Right 175mm |
|         | 122296110                   | BCS120 | Reconstruction J-Plate 10 Holes, Left                   |
|         | 122296112                   | BCS120 | Reconstruction J-Plate 12 Holes, Left                   |
|         | 122296114                   | BCS120 | Reconstruction J-Plate 14 Holes, Left                   |
|         | 122296116                   | BCS120 | Reconstruction J-Plate 16 Holes, Left                   |
|         | 122296210                   | BCS120 | Reconstruction J-Plate 10 Holes, Right                  |
|         | 122296212                   | BCS120 | Reconstruction J-Plate 12 Holes, Right                  |
|         | 122296214                   | BCS120 | Reconstruction J-Plate 14 Holes, Right                  |
|         | 122296216                   | BCS120 | Reconstruction J-Plate 16 Holes, Right                  |
|         | 121231004                   | BCS86  | Mini Locking Plate(T-shape) 4 Holes 26mm                |
|         | 121231005                   | BCS86  | Mini Locking Plate(T-shape) 5 Holes 31mm                |
|         | 121231006                   | BCS86  | Mini Locking Plate(T-shape) 6 Holes 36mm                |
|         | 121231007                   | BCS86  | Mini Locking Plate(T-shape) 7 Holes 41mm                |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                            |
|         | 121231008                   | BCS86  | Mini Locking Plate(T-shape) 8 Holes 46mm   |
|         | 121240004                   | BCS88  | Mini Locking Plate(Y-shape) 4 Holes 27.4mm |
|         | 121240005                   | BCS88  | Mini Locking Plate(Y-shape) 5 Holes 32.4mm |
|         | 121240006                   | BCS88  | Mini Locking Plate(Y-shape) 6 Holes 37.4mm |
|         | 121240007                   | BCS88  | Mini Locking Plate(Y-shape) 7 Holes 42.4mm |
|         | 121240008                   | BCS88  | Mini Locking Plate(Y-shape) 8 Holes 47.4mm |
|         | 121241004                   | BCS89  | Mini Locking Condylar Plate 4 Holes 27.4mm |
|         | 121241005                   | BCS89  | Mini Locking Condylar Plate 5 Holes 32.4mm |
|         | 121241006                   | BCS89  | Mini Locking Condylar Plate 6 Holes 37.4mm |
|         | 121241007                   | BCS89  | Mini Locking Condylar Plate 7 Holes 42.4mm |
|         | 121239108                   | BCS87  | Mini Locking Plate 8 Holes 23mm            |
|         | 121239208                   | BCS87  | Mini Locking Plate 8 Holes 23mm            |
|         | 121222204                   | ZSQ39  | LCP Locking Plate 4 Holes                  |
|         | 121222205                   | ZSQ39  | LCP Locking Plate 5 Holes                  |
|         | 121222206                   | ZSQ39  | LCP Locking Plate 6 Holes                  |
|         | 121222207                   | ZSQ39  | LCP Locking Plate 7 Holes                  |
|         | 121222208                   | ZSQ39  | LCP Locking Plate 8 Holes                  |
|         | 121222210                   | ZSQ39  | LCP Locking Plate 10 Holes                 |
|         | 123246010                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 10 Holes 193mm   |
|         | 123246011                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 11 Holes 211mm   |
|         | 123246012                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 12 Holes 229mm   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                            |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                        |
|         | 123246013                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 13 Holes 247mm               |
|         | 123246014                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 14 Holes 265mm               |
|         | 123246015                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 15 Holes 282mm               |
|         | 123246016                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 16 Holes 300mm               |
|         | 123246017                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 17 Holes 318mm               |
|         | 123246018                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 18 Holes 336mm               |
|         | 123246019                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 19 Holes 354mm               |
|         | 123246020                   | BCS53  | LCP locking plate, Curved 20 Holes 372mm               |
|         | 122532104                   | BCS103 | Distal Medial Femoral locking plate 4 Holes, Left      |
|         | 122532204                   | BCS103 | Distal Medial Femoral locking plate 4 Holes, Right     |
|         | 122530103                   | BCS101 | Proximal Lateral Tibial Locking plate 3 Holes, Left    |
|         | 122530203                   | BCS101 | Proximal Lateral Tibial Locking plate 3 Holes, Right   |
|         | 123334106                   | BCS125 | VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 6 Holes, Left  |
|         | 123334109                   | BCS125 | VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 9 Holes, Left  |
|         | 123334112                   | BCS125 | VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 12 Holes, Left |
|         | 123334115                   | BCS125 | VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 15 Holes, Left |
|         | 123334206                   | BCS125 | VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 6 Holes, Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                   |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                               |
|         | 123334209                   | BCS125 | VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 9 Holes, Right        |
|         | 123334212                   | BCS125 | VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 12 Holes, Right       |
|         | 123334215                   | BCS125 | VA Distal Lateral Femoral Locking Plate 15 Holes, Right       |
|         | 122291106C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 68mm, Left                 |
|         | 122291206C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 68mm, Right                |
|         | 122291105C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 60mm, Left                 |
|         | 122291205C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 60mm, Right                |
|         | 122291104C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 53mm, Left                 |
|         | 122291204C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 53mm, Right                |
|         | 122547301C                  | BCS132 | Calcaneal locking plate I Left                                |
|         | 122547302C                  | BCS132 | Calcaneal locking plate I Left                                |
|         | 122547401C                  | BCS132 | Calcaneal locking plate I Right                               |
|         | 122547402C                  | BCS132 | Calcaneal locking plate I Right                               |
|         | 122227501C                  | BCS60  | LCP mini locking L plate Left                                 |
|         | 122227601C                  | BCS60  | LCP mini locking L plate Right                                |
|         | 122540032C                  | ZSQ59  | LCP 1/3 tubular locking plate 2 Holes                         |
|         | 122540033C                  | ZSQ59  | LCP 1/3 tubular locking plate 3 Holes                         |
|         | 122522301C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 0° 36mm |
|         | 122522302C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 0° 30mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                     |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                 |
|         | 122522303C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 5° 36mm   |
|         | 122522304C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 5° 30mm   |
|         | 122522305C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 10° 36mm  |
|         | 122522306C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Left 10° 30mm  |
|         | 122522401C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 0° 36mm  |
|         | 122522402C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 0° 30mm  |
|         | 122522403C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 5° 36mm  |
|         | 122522404C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 5° 30mm  |
|         | 122522405C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 10° 36mm |
|         | 122522406C                  | BCS209 | Metatarsophalangeal variable angle locking plate Right 10° 30mm |
|         | 122521101C                  | BCS208 | Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 22mm   |
|         | 122521102C                  | BCS208 | Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 24mm   |
|         | 122521103C                  | BCS208 | Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 26mm   |
|         | 122521104C                  | BCS208 | Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 28mm   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                   |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                               |
|         | 122525224C                  | BCS212 | Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 24mm |
|         | 122525228C                  | BCS212 | Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 28mm |
|         | 122525233C                  | BCS212 | Propodium universal variable angle locking plate 4 Holes 33mm |
|         | 122335101C                  | ZSQ61  | Variable Angle Straight Locking Plate 4 Holes                 |
|         | 122548104C                  | BCS159 | Foot variable angle locking plate 4 Holes                     |
|         | 122548106C                  | BCS159 | Foot variable angle locking plate 6 Holes                     |
|         | 122523101C                  | BCS210 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 1mm          |
|         | 122523102C                  | BCS210 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 2mm          |
|         | 122523103C                  | BCS210 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 3mm          |
|         | 122523104C                  | BCS210 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 4mm          |
|         | 122523105C                  | BCS210 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 5mm          |
|         | 122523106C                  | BCS210 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 6mm          |
|         | 122520101C                  | BCS207 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 3mm          |
|         | 122520102C                  | BCS207 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 4mm          |
|         | 122520103C                  | BCS207 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 5mm          |
|         | 122520104C                  | BCS207 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 6mm          |
|         | 122520105C                  | BCS207 | Trapezoidal variable angle locking plate 4 Holes 7mm          |
|         | 122526250C                  | BCS213 | Metapedes reconstruction variable angle locking plate 50mm    |
|         | 122526260C                  | BCS213 | Metapedes reconstruction variable angle locking plate 60mm    |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                               |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                           |
|         | 122528106C                  | BCS215 | Calcaneus trapezoidal variable locking plate 4 Holes 6mm  |
|         | 122528108C                  | BCS215 | Calcaneus trapezoidal variable locking plate 4 Holes 8mm  |
|         | 122528110C                  | BCS215 | Calcaneus trapezoidal variable locking plate 4 Holes 10mm |
|         | 121231305C                  | BCS86  | Metatarsal head T locking plate 5 Holes                   |
|         | 121231105C                  | BCS86  | Metatarsal head T locking plate, oblique 5 Holes Left     |
|         | 121231205C                  | BCS86  | Metatarsal head T locking plate, oblique 5 Holes Right    |
|         | 122227303C                  | BCS60  | Metatarsal L locking plate 3 Holes Left                   |
|         | 122227304C                  | BCS60  | Metatarsal L locking plate 4 Holes Left                   |
|         | 122227403C                  | BCS60  | Metatarsal L locking plate 3 Holes Right                  |
|         | 122227404C                  | BCS60  | Metatarsal L locking plate 4 Holes Right                  |
|         | 122226303C                  | BCS59  | Metatarsal L locking plate, oblique 3 Holes Left          |
|         | 122226304C                  | BCS59  | Metatarsal L locking plate, oblique 4 Holes Left          |
|         | 122226403C                  | BCS59  | Metatarsal L locking plate, oblique 3 Holes Right         |
|         | 122226404C                  | BCS59  | Metatarsal L locking plate, oblique 4 Holes Right         |
|         | 122225303C                  | BCS58  | Metatarsal T locking plate 3 Holes                        |
|         | 122225304C                  | BCS58  | Metatarsal T locking plate 4 Holes                        |
|         | 122225305C                  | BCS58  | Metatarsal T locking plate 5 Holes                        |
|         | 122225306C                  | BCS58  | Metatarsal T locking plate 6 Holes                        |
|         | 122225307C                  | BCS58  | Metatarsal T locking plate 7 Holes                        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                         |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                     |
|         | 122557301C                  | BCS160 | First metatarsal cuneiform plantar fusion locking plate Small Left  |
|         | 122557302C                  | BCS160 | First metatarsal cuneiform plantar fusion locking plate Large Left  |
|         | 122557401C                  | BCS160 | First metatarsal cuneiform plantar fusion locking plate Small Right |
|         | 122557402C                  | BCS160 | First metatarsal cuneiform plantar fusion locking plate Large Right |
|         | 122558101C                  | BCS147 | Cuboid locking plate Left                                           |
|         | 122558201C                  | BCS147 | Cuboid locking plate Right                                          |
|         | 122557206C                  | BCS160 | Talus locking plate 6 Holes                                         |
|         | 122557108C                  | BCS160 | Navicular locking plate 8 Holes left                                |
|         | 122557208C                  | BCS160 | Navicular locking plate 8 Holes Right                               |
|         | 122548304C                  | BCS159 | metatarsal locking hook palte 4 Holes left                          |
|         | 122548306C                  | BCS159 | metatarsal locking hook palte 6 Holes left                          |
|         | 122548404C                  | BCS159 | metatarsal locking hook palte 4 Holes Right                         |
|         | 122548406C                  | BCS159 | metatarsal locking hook palte 6 Holes Right                         |
|         | 12255500 C                  | BCS154 | Distal anterior tibia locking plate 3 Holes                         |
|         | 122555006C                  | BCS154 | Distal anterior tibia locking plate 6 Holes                         |
|         | 122293503C                  | BCS156 | Distal posterior tibia locking plate 3 Holes                        |
|         | 122293505C                  | BCS156 | Distal posterior tibia locking plate 5 Holes                        |
|         | 122293705C                  | BCS156 | Distal posterior tibia locking plate 5 Holes Left                   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                               |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                           |
|         | 122293805C                  | BCS156 | Distal posterior tibia locking plate 5 Holes Right        |
|         | 122239103C                  | BCS25  | Distal medial tibia LCP hook plate 3 Holes                |
|         | 122239104C                  | BCS25  | Distal medial tibia LCP hook plate 4 Holes                |
|         | 122554003C                  | BCS155 | Distal medial tibia locking plate 3 Holes                 |
|         | 122554006C                  | BCS155 | Distal medial tibia locking plate 6 Holes                 |
|         | 122556106C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 6 Holes Left   |
|         | 122556107C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 7 Holes Left   |
|         | 122556108C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 8 Holes Left   |
|         | 122556110C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 10 Holes Left  |
|         | 122556112C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 12 Holes Left  |
|         | 122556114C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 14 Holes Left  |
|         | 122556206C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 6 Holes Right  |
|         | 122556207C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 7 Holes Right  |
|         | 122556208C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 8 Holes Right  |
|         | 122556210C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 10 Holes Right |
|         | 122556212C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 12 Holes Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                               |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                           |
|         | 122556214C                  | BCS140 | LCP distal anterior tibia locking plate IV 14 Holes Right |
|         | 121231404                   | BCS86  | 1.5mm Mini Locking Plate (T-Shape) 4 Holes                |
|         | 121231405                   | BCS86  | 1.5mm Mini Locking Plate (T-Shape) 5 Holes                |
|         | 121231406                   | BCS86  | 1.5mm Mini Locking Plate (T-Shape) 6 Holes                |
|         | 121231407                   | BCS86  | 1.5mm Mini Locking Plate (T-Shape) 7 Holes                |
|         | 121231408                   | BCS86  | 1.5mm Mini Locking Plate (T-Shape) 8 Holes                |
|         | 121240104                   | BCS88  | 1.5mm LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 4 Holes             |
|         | 121240105                   | BCS88  | 1.5mm LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 5 Holes             |
|         | 121240106                   | BCS88  | 1.5mm LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 6 Holes             |
|         | 121240107                   | BCS88  | 1.5mm LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 7 Holes             |
|         | 121240108                   | BCS88  | 1.5mm LCP Mini Locking Plate(Y-shape) 8 Holes             |
|         | 121241104                   | BCS89  | 1.5mm Mini Condylar Plate 4 Holes                         |
|         | 121241105                   | BCS89  | 1.5mm Mini Condylar Plate 5 Holes                         |
|         | 121241106                   | BCS89  | 1.5mm Mini Condylar Plate 6 Holes                         |
|         | 121241107                   | BCS89  | 1.5mm Mini Condylar Plate 7 Holes                         |
|         | 121239308                   | BCS87  | 1.5mm Locking Support Plate 8 Holes Left                  |
|         | 121239408                   | BCS87  | 1.5mm Locking Support Plate 8 Holes Right                 |
|         | 121221106                   | ZSQ38  | 1.5mm Phalangeal Metacarpal Plate 6 Holes                 |
|         | 121221112                   | ZSQ38  | 1.5mm Phalangeal Metacarpal Plate 12 Holes                |
|         | 121222404                   | ZSQ39  | 1.5mm LCP Locking Plate 4 Holes                           |
|         | 121222405                   | ZSQ39  | 1.5mm LCP Locking Plate 5 Holes                           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                       | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                      |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
|                               | REFERENCIA                  | MODELO |                                  |
|                               | 121222406                   | ZSQ39  | 1.5mm LCP Locking Plate 6 Holes  |
|                               | 121222407                   | ZSQ39  | 1.5mm LCP Locking Plate 7 Holes  |
|                               | 121222408                   | ZSQ39  | 1.5mm LCP Locking Plate 8 Holes  |
|                               | 121222410                   | ZSQ39  | 1.5mm LCP Locking Plate 10 Holes |
| Intramedullary Nailing System | 135400101                   | SDG04  | End cap I 5mm                    |
|                               | 135400102                   | SDG04  | End cap I 10mm                   |
|                               | 135400103                   | SDG04  | End cap I 15mm                   |
|                               | 135400110                   | SDG04  | End cap I 5mm                    |
|                               | 135400111                   | SDG04  | End cap I 10mm                   |
|                               | 135400112                   | SDG04  | End cap I 15mm                   |
|                               | 135400104                   | SDG04  | End cap II 5mm                   |
|                               | 135400105                   | SDG04  | End cap II 10mm                  |
|                               | 135400106                   | SDG04  | End cap II 15mm                  |
|                               | 135400107                   | SDG04  | End cap II 5mm                   |
|                               | 135400108                   | SDG04  | End cap II 10mm                  |
|                               | 135400109                   | SDG04  | End cap II 15mm                  |
|                               | 135400113                   | SDG04  | End cap II 5mm                   |
|                               | 135400114                   | SDG04  | End cap II 10mm                  |
|                               | 135400115                   | SDG04  | End cap II 15mm                  |
|                               | 135400116                   | SDG04  | End cap II 5mm                   |
|                               | 135400117                   | SDG04  | End cap II 10mm                  |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción              |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                          |
|         | 135400118                   | SDG04  | End cap II 15mm          |
|         | 135400270                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×70mm     |
|         | 135400275                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×75mm     |
|         | 135400280                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×80mm     |
|         | 135400285                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×85mm     |
|         | 135400290                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×90mm     |
|         | 135400295                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×95mm     |
|         | 135400200                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×100mm    |
|         | 135400205                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×105mm    |
|         | 135400210                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×110mm    |
|         | 135400215                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×115mm    |
|         | 135400220                   | SDG04  | Lag screw Φ10.4×120mm    |
|         | 135400375                   | SDG04  | Helical blade Φ10.4×75mm |
|         | 135400380                   | SDG04  | Helical blade Φ10.4×80mm |
|         | 135400385                   | SDG04  | Helical blade Φ10.4×85mm |
|         | 135400390                   | SDG04  | Helical blade Φ10.4×90mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                     | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción               |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|
|                             | REFERENCIA                  | MODELO |                           |
|                             | 135400395                   | SDG04  | Helical blade Φ10.4×95mm  |
|                             | 135400300                   | SDG04  | Helical blade Φ10.4×100mm |
|                             | 135400305                   | SDG04  | Helical blade Φ10.4×105mm |
|                             | 135400310                   | SDG04  | Helical blade Φ10.4×110mm |
|                             | 135400315                   | SDG04  | Helical blade Φ10.4×115mm |
|                             | 135400320                   | SDG04  | Helical blade Φ10.4×120mm |
| Intramedullary Nail Systems | 135406517                   | SDG04  | Nail Φ9×170mm             |
|                             | 135406520                   | SDG04  | Nail Φ9×200mm             |
|                             | 135406524                   | SDG04  | Nail Φ9×240mm             |
|                             | 135406617                   | SDG04  | Nail Φ10×170mm            |
|                             | 135406620                   | SDG04  | Nail Φ10×200mm            |
|                             | 135406624                   | SDG04  | Nail Φ10×240mm            |
|                             | 135406717                   | SDG04  | Nail Φ11×170mm            |
|                             | 135406720                   | SDG04  | Nail Φ11×200mm            |
|                             | 135406724                   | SDG04  | Nail Φ11×240mm            |
|                             | 135406817                   | SDG04  | Nail Φ12×170mm            |
|                             | 135406820                   | SDG04  | Nail Φ12×200mm            |
|                             |                             |        |                           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción         |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                     |
|         | 135406824                   | SDG04  | Nail Φ12×240mm      |
|         | 135406917                   | SDG04  | Nail Φ13×170mm      |
|         | 135406920                   | SDG04  | Nail Φ13×200mm      |
|         | 135406924                   | SDG04  | Nail Φ13×240mm      |
|         | 135403530                   | SDG04  | Nail Φ9 Left 300mm  |
|         | 135403532                   | SDG04  | Nail Φ9 Left 320mm  |
|         | 135403534                   | SDG04  | Nail Φ9 Left 340mm  |
|         | 135403536                   | SDG04  | Nail Φ9 Left 360mm  |
|         | 135403538                   | SDG04  | Nail Φ9 Left 380mm  |
|         | 135403540                   | SDG04  | Nail Φ9 Left 400mm  |
|         | 135403542                   | SDG04  | Nail Φ9 Left 420mm  |
|         | 135403630                   | SDG04  | Nail Φ10 Left 300mm |
|         | 135403632                   | SDG04  | Nail Φ10 Left 320mm |
|         | 135403634                   | SDG04  | Nail Φ10 Left 340mm |
|         | 135403636                   | SDG04  | Nail Φ10 Left 360mm |
|         | 135403638                   | SDG04  | Nail Φ10 Left 380mm |
|         | 135403640                   | SDG04  | Nail Φ10 Left 400mm |
|         | 135403642                   | SDG04  | Nail Φ10 Left 420mm |
|         | 135403730                   | SDG04  | Nail Φ11 Left 300mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción          |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                      |
|         | 135403732                   | SDG04  | Nail Ø11 Left 320mm  |
|         | 135403734                   | SDG04  | Nail Ø11 Left 340mm  |
|         | 135403736                   | SDG04  | Nail Ø11 Left 360mm  |
|         | 135403738                   | SDG04  | Nail Ø11 Left 380mm  |
|         | 135403740                   | SDG04  | Nail Ø11 Left 400mm  |
|         | 135403742                   | SDG04  | Nail Ø11 Left 420mm  |
|         | 135404530                   | SDG04  | Nail Ø9 Right 300mm  |
|         | 135404532                   | SDG04  | Nail Ø9 Right 320mm  |
|         | 135404534                   | SDG04  | Nail Ø9 Right 340mm  |
|         | 135404536                   | SDG04  | Nail Ø9 Right 360mm  |
|         | 135404538                   | SDG04  | Nail Ø9 Right 380mm  |
|         | 135404540                   | SDG04  | Nail Ø9 Right 400mm  |
|         | 135404542                   | SDG04  | Nail Ø9 Right 420mm  |
|         | 135404630                   | SDG04  | Nail Ø10 Right 300mm |
|         | 135404632                   | SDG04  | Nail Ø10 Right 320mm |
|         | 135404634                   | SDG04  | Nail Ø10 Right 340mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción             |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                         |
|         | 135404636                   | SDG04  | Nail Φ10 Right 360mm    |
|         | 135404638                   | SDG04  | Nail Φ10 Right 380mm    |
|         | 135404640                   | SDG04  | Nail Φ10 Right 400mm    |
|         | 135404642                   | SDG04  | Nail Φ10 Right 420mm    |
|         | 135404730                   | SDG04  | Nail Φ11 Right 300mm    |
|         | 135404732                   | SDG04  | Nail Φ11 Right 320mm    |
|         | 135404734                   | SDG04  | Nail Φ11 Right 340mm    |
|         | 135404736                   | SDG04  | Nail Φ11 Right 360mm    |
|         | 135404738                   | SDG04  | Nail Φ11 Right 380mm    |
|         | 135404740                   | SDG04  | Nail Φ11 Right 400mm    |
|         | 135404742                   | SDG04  | Nail Φ11 Right 420mm    |
|         | 135700026                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×26mm |
|         | 135700028                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×28mm |
|         | 135700030                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×30mm |
|         | 135700032                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×32mm |
|         | 135700034                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×34mm |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción             |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                         |
|         | 135700036                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×36mm |
|         | 135700038                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×38mm |
|         | 135700040                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×40mm |
|         | 135700042                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×42mm |
|         | 135700044                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×44mm |
|         | 135700046                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×46mm |
|         | 135700048                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×48mm |
|         | 135700050                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×50mm |
|         | 135700052                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×52mm |
|         | 135700054                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×54mm |
|         | 135700056                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×56mm |
|         | 135700058                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×58mm |
|         | 135700060                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×60mm |
|         | 135700064                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×64mm |
|         | 135700068                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×68mm |
|         | 135700072                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×72mm |
|         | 135700076                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×76mm |
|         | 135700080                   | SDJ02  | Locking screw Ø3.9×80mm |
|         | 135416418                   | SDG11  | Nail Ø9×180mm           |
|         | 135416420                   | SDG11  | Nail Ø9×200mm           |
|         | 135416518                   | SDG11  | Nail Ø10×180mm          |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                            |
|         | 135416520                   | SDG11  | Nail Ø10×200mm             |
|         | 135416618                   | SDG11  | Nail Ø11×180mm             |
|         | 135416620                   | SDG11  | Nail Ø11×200mm             |
|         | 135416718                   | SDG11  | Nail Ø12×180mm             |
|         | 135416720                   | SDG11  | Nail Ø12×200mm             |
|         | 135410470                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×65mm  |
|         | 135410475                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×70mm  |
|         | 135410480                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×75mm  |
|         | 135410485                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×80mm  |
|         | 135410490                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×85mm  |
|         | 135410495                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×90mm  |
|         | 135410500                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×95mm  |
|         | 135410505                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×100mm |
|         | 135410510                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×105mm |
|         | 135411028                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×28mm    |
|         | 135411030                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×30mm    |
|         | 135411032                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×32mm    |
|         | 135411034                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×34mm    |
|         | 135411036                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×36mm    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción             |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                         |
|         | 135411038                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×38mm |
|         | 135411040                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×40mm |
|         | 135411042                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×42mm |
|         | 135411044                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×44mm |
|         | 135411046                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×46mm |
|         | 135411048                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×48mm |
|         | 135411050                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×50mm |
|         | 135411052                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×52mm |
|         | 135411054                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×54mm |
|         | 135411056                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×56mm |
|         | 135411058                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×58mm |
|         | 135411060                   | SDG11  | Locking Screw Ø4.9×60mm |
|         | 135410104                   | SDG11  | End cap I               |
|         | 135410101                   | SDG11  | End capII 0mm           |
|         | 135410102                   | SDG11  | End capII 5mm           |
|         | 135410103                   | SDG11  | End capII 10mm          |
|         | 135400020                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×20mm |
|         | 135400024                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×24mm |
|         | 135400028                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×28mm |
|         | 135400030                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×30mm |
|         | 135400032                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×32mm |
|         | 135400034                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×34mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción             |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                         |
|         | 135400036                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×36mm |
|         | 135400038                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×38mm |
|         | 135400040                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×40mm |
|         | 135400042                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×42mm |
|         | 135400044                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×44mm |
|         | 135400046                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×46mm |
|         | 135400048                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×48mm |
|         | 135400050                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×50mm |
|         | 135400052                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×52mm |
|         | 135400056                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×56mm |
|         | 135400060                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×60mm |
|         | 135400064                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×64mm |
|         | 135400068                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×68mm |
|         | 135400070                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×70mm |
|         | 135400072                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×72mm |
|         | 135400076                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×76mm |
|         | 135400080                   | SDG04  | Locking screw Ø4.9×80mm |
|         | 135500260                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×60mm       |
|         | 135500265                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×65mm       |
|         | 135500270                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×70mm       |
|         | 135500275                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×75mm       |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción         |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                     |
|         | 135500280                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×80mm   |
|         | 135500285                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×85mm   |
|         | 135500290                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×90mm   |
|         | 135500295                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×95mm   |
|         | 135500200                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×100mm  |
|         | 135500205                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×105mm  |
|         | 135500210                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×110mm  |
|         | 135500215                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×115mm  |
|         | 135500220                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×120mm  |
|         | 135500225                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×125mm  |
|         | 135500230                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×130mm  |
|         | 135500235                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×135mm  |
|         | 135500240                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×140mm  |
|         | 135500245                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×145mm  |
|         | 135500250                   | SDG06  | Lag Screw Ø7×150mm  |
|         | 135700115                   | SDJ02  | End Cap 15mm        |
|         | 135700120                   | SDJ02  | End Cap 20mm        |
|         | 135700125                   | SDJ02  | End Cap 25mm        |
|         | 135700130                   | SDJ02  | End Cap 30mm        |
|         | 135705425                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×250mm |
|         | 135705426                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×265mm |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción         |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                     |
|         | 135705428                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×280mm |
|         | 135705429                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×295mm |
|         | 135705431                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×310mm |
|         | 135705432                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×325mm |
|         | 135705434                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×340mm |
|         | 135705435                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×355mm |
|         | 135705437                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×375mm |
|         | 135705439                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×395mm |
|         | 135705441                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø8×415mm |
|         | 135705525                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×250mm |
|         | 135705526                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×265mm |
|         | 135705528                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×280mm |
|         | 135705529                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×295mm |
|         | 135705531                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×310mm |
|         | 135705532                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×325mm |
|         | 135705534                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×340mm |
|         | 135705535                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×355mm |
|         | 135705537                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×375mm |
|         | 135705539                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×395mm |
|         | 135705541                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø9×415mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción          |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                      |
|         | 135705625                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×250mm |
|         | 135705626                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×265mm |
|         | 135705628                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×280mm |
|         | 135705629                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×295mm |
|         | 135705631                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×310mm |
|         | 135705632                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×325mm |
|         | 135705634                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×340mm |
|         | 135705635                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×355mm |
|         | 135705637                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×375mm |
|         | 135705639                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×395mm |
|         | 135705641                   | SDJ02  | Tibia Nail Ø10×415mm |
|         | 135503430                   | SDG06  | Nail Ø8×300mm        |
|         | 135503432                   | SDG06  | Nail Ø8×320mm        |
|         | 135503434                   | SDG06  | Nail Ø8×340mm        |
|         | 135503436                   | SDG06  | Nail Ø8×360mm        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción        |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                    |
|         | 135503438                   | SDG06  | Nail Ø8×380mm      |
|         | 135503440                   | SDG06  | Nail Ø8×400mm      |
|         | 135504430                   | SDG06  | Nail Ø8×300mm      |
|         | 135504432                   | SDG06  | Nail Ø8×320mm      |
|         | 135504434                   | SDG06  | Nail Ø8×340mm      |
|         | 135504436                   | SDG06  | Nail Ø8×360mm      |
|         | 135504438                   | SDG06  | Nail Ø8×380mm      |
|         | 135504440                   | SDG06  | Nail Ø8×400mm      |
|         | 135503530                   | SDG06  | Nail Ø9×300mm left |
|         | 135503532                   | SDG06  | Nail Ø9×320mm left |
|         | 135503534                   | SDG06  | Nail Ø9×340mm left |
|         | 135503536                   | SDG06  | Nail Ø9×360mm left |
|         | 135503538                   | SDG06  | Nail Ø9×380mm left |
|         | 135503540                   | SDG06  | Nail Ø9×400mm left |
|         | 135503542                   | SDG06  | Nail Ø9×420mm left |
|         | 135503544                   | SDG06  | Nail Ø9×440mm left |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción         |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                     |
|         | 135503546                   | SDG06  | Nail Ø9×460mm left  |
|         | 135504530                   | SDG06  | Nail Ø9×300mm right |
|         | 135504532                   | SDG06  | Nail Ø9×320mm right |
|         | 135504534                   | SDG06  | Nail Ø9×340mm right |
|         | 135504536                   | SDG06  | Nail Ø9×360mm right |
|         | 135504538                   | SDG06  | Nail Ø9×380mm right |
|         | 135504540                   | SDG06  | Nail Ø9×400mm right |
|         | 135504542                   | SDG06  | Nail Ø9×420mm right |
|         | 135504544                   | SDG06  | Nail Ø9×440mm right |
|         | 135504546                   | SDG06  | Nail Ø9×460mm right |
|         | 135503630                   | SDG06  | Nail Ø10×300mm left |
|         | 135503632                   | SDG06  | Nail Ø10×320mm left |
|         | 135503634                   | SDG06  | Nail Ø10×340mm left |
|         | 135503636                   | SDG06  | Nail Ø10×360mm left |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción          |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                      |
|         | 135503638                   | SDG06  | Nail Ø10×380mm left  |
|         | 135503640                   | SDG06  | Nail Ø10×400mm left  |
|         | 135503642                   | SDG06  | Nail Ø10×420mm left  |
|         | 135503644                   | SDG06  | Nail Ø10×440mm left  |
|         | 135503646                   | SDG06  | Nail Ø10×460mm left  |
|         | 135504630                   | SDG06  | Nail Ø10×300mm right |
|         | 135504632                   | SDG06  | Nail Ø10×320mm right |
|         | 135504634                   | SDG06  | Nail Ø10×340mm right |
|         | 135504636                   | SDG06  | Nail Ø10×360mm right |
|         | 135504638                   | SDG06  | Nail Ø10×380mm right |
|         | 135504640                   | SDG06  | Nail Ø10×400mm right |
|         | 135504642                   | SDG06  | Nail Ø10×420mm right |
|         | 135504644                   | SDG06  | Nail Ø10×440mm right |
|         | 135504646                   | SDG06  | Nail Ø10×460mm right |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción          |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                      |
|         | 135503730                   | SDG06  | Nail Ø11×300mm left  |
|         | 135503732                   | SDG06  | Nail Ø11×320mm left  |
|         | 135503734                   | SDG06  | Nail Ø11×340mm left  |
|         | 135503736                   | SDG06  | Nail Ø11×360mm left  |
|         | 135503738                   | SDG06  | Nail Ø11×380mm left  |
|         | 135503740                   | SDG06  | Nail Ø11×400mm left  |
|         | 135503742                   | SDG06  | Nail Ø11×420mm left  |
|         | 135503744                   | SDG06  | Nail Ø11×440mm left  |
|         | 135503746                   | SDG06  | Nail Ø11×460mm left  |
|         | 135504730                   | SDG06  | Nail Ø11×300mm right |
|         | 135504732                   | SDG06  | Nail Ø11×320mm right |
|         | 135504734                   | SDG06  | Nail Ø11×340mm right |
|         | 135504736                   | SDG06  | Nail Ø11×360mm right |
|         | 135504738                   | SDG06  | Nail Ø11×380mm right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción          |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                      |
|         | 135504740                   | SDG06  | Nail Ø11×400mm right |
|         | 135504742                   | SDG06  | Nail Ø11×420mm right |
|         | 135504744                   | SDG06  | Nail Ø11×440mm right |
|         | 135504746                   | SDG06  | Nail Ø11×460mm right |
|         | 135500101                   | SDG06  | End cap 0            |
|         | 135500102                   | SDG06  | End cap 5            |
|         | 135500103                   | SDG06  | End cap 10           |
|         | 135500104                   | SDG06  | End Cap 15           |
|         | 135500105                   | SDG06  | End cap 20           |
|         | 135500106                   | SDG06  | End cap 25           |
|         | 135716425                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø8×255mm  |
|         | 135716427                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø8×270mm  |
|         | 135716428                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø8×285mm  |
|         | 135716430                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø8×300mm  |
|         | 135716431                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø8×315mm  |
|         | 135716433                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø8×330mm  |
|         | 135716434                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø8×345mm  |
|         | 135716436                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø8×360mm  |
|         | 135716437                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø8×375mm  |
|         | 135716525                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø9×255mm  |
|         | 135716527                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø9×270mm  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción          |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                      |
|         | 135716528                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø9×285mm  |
|         | 135716530                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø9×300mm  |
|         | 135716531                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø9×315mm  |
|         | 135716533                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø9×330mm  |
|         | 135716534                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø9×345mm  |
|         | 135716536                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø9×360mm  |
|         | 135716537                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø9×375mm  |
|         | 135716625                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø10×255mm |
|         | 135716627                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø10×270mm |
|         | 135716628                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø10×285mm |
|         | 135716630                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø10×300mm |
|         | 135716631                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø10×315mm |
|         | 135716633                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø10×330mm |
|         | 135716634                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø10×345mm |
|         | 135716636                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø10×360mm |
|         | 135716637                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø10×375mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción             |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                         |
|         | 135716725                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø11×255mm    |
|         | 135716727                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø11×270mm    |
|         | 135716728                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø11×285mm    |
|         | 135716730                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø11×300mm    |
|         | 135716731                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø11×315mm    |
|         | 135716733                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø11×330mm    |
|         | 135716734                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø11×345mm    |
|         | 135716736                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø11×360mm    |
|         | 135716737                   | SDJ03  | Tibia Nail Ø11×375mm    |
|         | 135710025                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×25mm |
|         | 135710030                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×30mm |
|         | 135710035                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×35mm |
|         | 135710040                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×40mm |
|         | 135710045                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×45mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                 |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                             |
|         | 135710050                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×50mm     |
|         | 135710055                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×55mm     |
|         | 135710060                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×60mm     |
|         | 135710065                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×65mm     |
|         | 135710070                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×70mm     |
|         | 135710075                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×75mm     |
|         | 135710080                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×80mm     |
|         | 135710085                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×85mm     |
|         | 135710090                   | SDJ03  | Locking screw I Ø5×90mm     |
|         | 135503830                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×300mm Left |
|         | 135503832                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×320mm Left |
|         | 135503834                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×340mm Left |
|         | 135503836                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×360mm Left |
|         | 135503838                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×380mm Left |
|         | 135503840                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×400mm Left |
|         | 135503842                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×420mm Left |
|         | 135503844                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×440mm Left |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                  |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                              |
|         | 135503846                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×460mm Left  |
|         | 135504830                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×300mm Right |
|         | 135504832                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×320mm Right |
|         | 135504834                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×340mm Right |
|         | 135504836                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×360mm Right |
|         | 135504838                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×380mm Right |
|         | 135504840                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×400mm Right |
|         | 135504842                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×420mm Right |
|         | 135504844                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×440mm Right |
|         | 135504846                   | SDG06  | Femoral Nail Ø12×460mm Right |
|         | 135711105                   | SDJ03  | End Cap(Long) 5mm            |
|         | 135711005                   | SDJ03  | End Cap 5mm                  |
|         | 135711010                   | SDJ03  | End Cap 10mm                 |
|         | 135711015                   | SDJ03  | End Cap 15mm                 |
|         | 135711020                   | SDJ03  | End Cap 20mm                 |
|         | 135500475C                  | Sdg0   | Lag Screw 60                 |
|         | 135500480C                  | Sdg0   | Lag Screw 65                 |
|         | 135500485C                  | Sdg0   | Lag Screw 70                 |
|         | 135500490C                  | Sdg0   | Lag Screw 75                 |
|         | 135500495C                  | Sdg0   | Lag Screw 80                 |
|         | 135500400C                  | Sdg0   | Lag Screw 85                 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción       |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                   |
|         | 135500405C                  | Sdg0   | Lag Screw 90      |
|         | 135500410C                  | Sdg0   | Lag Screw 95      |
|         | 135500415C                  | Sdg0   | Lag Screw 100     |
|         | 135500420C                  | Sdg0   | Lag Screw 105     |
|         | 135500425C                  | Sdg0   | Lag Screw 110     |
|         | 135500430C                  | Sdg0   | Lag Screw 115     |
|         | 135410575C                  | SDG0   | Helical Blade 65  |
|         | 135410580C                  | SDG0   | Helical Blade 70  |
|         | 135410585C                  | SDG0   | Helical Blade 75  |
|         | 135410590C                  | SDG0   | Helical Blade 80  |
|         | 135410595C                  | SDG0   | Helical Blade 85  |
|         | 135410500C                  | SDG0   | Helical Blade 90  |
|         | 135410505C                  | SDG0   | Helical Blade 95  |
|         | 135410510C                  | SDG0   | Helical Blade 100 |
|         | 135410515C                  | SDG0   | Helical Blade 105 |
|         | 135410520C                  | SDG0   | Helical Blade 110 |
|         | 135410525C                  | SDG0   | Helical Blade 115 |
|         | 135410530C                  | SDG0   | Helical Blade 120 |
|         | 135410104                   | SDG11  | End Cap I         |
|         | 135410101                   | SDG11  | End Cap II 0mm    |
|         | 135410102                   | SDG11  | End Cap II 5mm    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                            |
|         | 135410103                   | SDG11  | End Cap II 10mm            |
|         | 135410300                   | SDG11  | Lag screw Ø12×100mm        |
|         | 135410305                   | SDG11  | Lag screw Ø12×105mm        |
|         | 135410310                   | SDG11  | Lag screw Ø12×110mm        |
|         | 135410270                   | SDG11  | Lag screw Ø11×70mm         |
|         | 135410275                   | SDG11  | Lag screw Ø11×75mm         |
|         | 135410280                   | SDG11  | Lag screw Ø11×80mm         |
|         | 135410285                   | SDG11  | Lag screw Ø11×85mm         |
|         | 135410290                   | SDG11  | Lag screw Ø11×90mm         |
|         | 135410295                   | SDG11  | Lag screw Ø11×95mm         |
|         | 135410505                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×100mm |
|         | 135410510                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×105mm |
|         | 135410470                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×65mm  |
|         | 135410475                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×70mm  |
|         | 135410480                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×75mm  |
|         | 135410485                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×80mm  |
|         | 135410490                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×85mm  |
|         | 135410495                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×90mm  |
|         | 135410500                   | SDG11  | Compression Screw Ø7×95mm  |
|         | 135411028                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×28mm    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción             |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                         |
|         | 135411030                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×30mm |
|         | 135411032                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×32mm |
|         | 135411034                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×34mm |
|         | 135411036                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×36mm |
|         | 135411038                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×38mm |
|         | 135411040                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×40mm |
|         | 135411042                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×42mm |
|         | 135411044                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×44mm |
|         | 135411046                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×46mm |
|         | 135411048                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×48mm |
|         | 135411050                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×50mm |
|         | 135411052                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×52mm |
|         | 135411054                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×54mm |
|         | 135411056                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×56mm |
|         | 135411058                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×58mm |
|         | 135411060                   | SDG11  | Locking screw Ø4.9×60mm |
|         | 135426518C                  | SDG11  | Femoral Nail 180mm      |
|         | 135426618C                  | SDG11  | Femoral Nail 180mm      |
|         | 135426718C                  | SDG11  | Femoral Nail 180mm      |
|         | 135426818C                  | SDG11  | Femoral Nail 180mm      |
|         | 135423520C                  | SDG11  | Femoral Nail 200mm Left |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción              |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                          |
|         | 135423620C                  | SDG11  | Femoral Nail 200mm Left  |
|         | 135423720C                  | SDG11  | Femoral Nail 200mm Left  |
|         | 135423820C                  | SDG11  | Femoral Nail 200mm Left  |
|         | 135424520C                  | SDG11  | Femoral Nail 200mm Right |
|         | 135424620C                  | SDG11  | Femoral Nail 200mm Right |
|         | 135424720C                  | SDG11  | Femoral Nail 200mm Right |
|         | 135424820C                  | SDG11  | Femoral Nail 200mm Right |
|         | 135423524C                  | SDG11  | Femoral Nail 240mm Left  |
|         | 135423624C                  | SDG11  | Femoral Nail 240mm Left  |
|         | 135423724C                  | SDG11  | Femoral Nail 240mm Left  |
|         | 135423824C                  | SDG11  | Femoral Nail 240mm Left  |
|         | 135424524C                  | SDG11  | Femoral Nail 240mm Right |
|         | 135424624C                  | SDG11  | Femoral Nail 240mm Right |
|         | 135424724C                  | SDG11  | Femoral Nail 240mm Right |
|         | 135424824C                  | SDG11  | Femoral Nail 240mm Right |
|         | 135410370C                  | SDG04  | Helical blade 70mm       |
|         | 135410375C                  | SDG04  | Helical blade 75mm       |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción            |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                        |
|         | 135410380C                  | SDG04  | Helical blade 80mm     |
|         | 135410385C                  | SDG04  | Helical blade 85mm     |
|         | 135410390C                  | SDG04  | Helical blade 90mm     |
|         | 135410395C                  | SDG04  | Helical blade 95mm     |
|         | 135410400C                  | SDG04  | Helical blade 100mm    |
|         | 135410405C                  | SDG04  | Helical blade 105mm    |
|         | 135410410C                  | SDG04  | Helical blade 110mm    |
|         | 135410415C                  | SDG04  | Helical blade 115mm    |
|         | 135410420C                  | SDG04  | Helical blade 120mm    |
|         | 135410201C                  | SDG11  | End Cap II 0mm         |
|         | 135410202C                  | SDG11  | End Cap II 5mm         |
|         | 135410203C                  | SDG11  | End Cap II 10mm        |
|         | 135410860C                  | SDG11  | Compression Screw 60mm |
|         | 135410670C                  | SDG11  | Lag screw 70mm         |
|         | 135410675C                  | SDG11  | Lag screw 75mm         |
|         | 135410680C                  | SDG11  | Lag screw 80mm         |
|         | 135410685C                  | SDG11  | Lag screw 85mm         |
|         | 135410690C                  | SDG11  | Lag screw 90mm         |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción             |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                         |
|         | 135410695C                  | SDG11  | Lag screw 95mm          |
|         | 135410700C                  | SDG11  | Lag screw 100mm         |
|         | 135410705C                  | SDG11  | Lag screw 105mm         |
|         | 135410710C                  | SDG11  | Lag screw 110mm         |
|         | 135410715C                  | SDG11  | Lag screw 115mm         |
|         | 135410720C                  | SDG11  | Lag screw 120mm         |
|         | 135410865C                  | SDG11  | Compression Screw 65mm  |
|         | 135410870C                  | SDG11  | Compression Screw 70mm  |
|         | 135410875C                  | SDG11  | Compression Screw 75mm  |
|         | 135410880C                  | SDG11  | Compression Screw 80mm  |
|         | 135410885C                  | SDG11  | Compression Screw 85mm  |
|         | 135410890C                  | SDG11  | Compression Screw 90mm  |
|         | 135410895C                  | SDG11  | Compression Screw 95mm  |
|         | 135410900C                  | SDG11  | Compression Screw 100mm |
|         | 135410905C                  | SDG11  | Compression Screw 105mm |
|         | 135410910C                  | SDG11  | Compression Screw 110mm |
|         | 135410915C                  | SDG11  | Compression Screw 115mm |
|         | 135412028C                  | SDG11  | Locking screw 28mm      |
|         | 135412030C                  | SDG11  | Locking screw 30mm      |
|         | 135412032C                  | SDG11  | Locking screw 32mm      |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción        |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                    |
|         | 135412034C                  | SDG11  | Locking screw 34mm |
|         | 135412036C                  | SDG11  | Locking screw 36mm |
|         | 135412038C                  | SDG11  | Locking screw 38mm |
|         | 135412040C                  | SDG11  | Locking screw 40mm |
|         | 135412042C                  | SDG11  | Locking screw 42mm |
|         | 135412044C                  | SDG11  | Locking screw 44mm |
|         | 135412046C                  | SDG11  | Locking screw 46mm |
|         | 135412048C                  | SDG11  | Locking screw 48mm |
|         | 135412050C                  | SDG11  | Locking screw 50mm |
|         | 135412052C                  | SDG11  | Locking screw 52mm |
|         | 135412054C                  | SDG11  | Locking screw 54mm |
|         | 135412056C                  | SDG11  | Locking screw 56mm |
|         | 135412058C                  | SDG11  | Locking screw 58mm |
|         | 135412060C                  | SDG11  | Locking screw 60mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                     |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                 |
|         | 135305130                   | SDG01  | Nail 300                        |
|         | 135305140                   | SDG01  | Nail 400                        |
|         | 135305142                   | SDG01  | Nail 420                        |
|         | 135305144                   | SDG01  | Nail 440                        |
|         | 135305830                   | SDG01  | Nail 300                        |
|         | 135305840                   | SDG01  | Nail 400                        |
|         | 135305842                   | SDG01  | Nail 420                        |
|         | 135305844                   | SDG01  | Nail 440                        |
|         | 135305240                   | SDG01  | Nail 400                        |
|         | 135305242                   | SDG01  | Nail 420                        |
|         | 135305244                   | SDG01  | Nail 440                        |
|         | 135305245                   | SDG01  | Nail 450                        |
|         | 135305340                   | SDG01  | Nail 400                        |
|         | 135305342                   | SDG01  | Nail 420                        |
|         | 135305344                   | SDG01  | Nail 440                        |
|         | 135305345                   | SDG01  | Nail 450                        |
|         | 135305440                   | SDG01  | Nail 400                        |
|         | 135305442                   | SDG01  | Nail 420                        |
|         | 135305444                   | SDG01  | Nail 440                        |
|         | 135305540                   | SDG01  | Nail 400                        |
|         | 135305542                   | SDG01  | Nail 420                        |
|         | 135305544                   | SDG01  | Nail 440                        |
|         | 135305640                   | SDG01  | Nail 400                        |
|         | 135305642                   | SDG01  | Nail 420                        |
|         | 135305644                   | SDG01  | Nail 440                        |
|         | 135305740                   | SDG01  | Nail 400                        |
|         | 135305742                   | SDG01  | Nail 420                        |
|         | 135305744                   | SDG01  | Nail 440                        |
|         | 135720001C                  | SDJ03  | End Cap 0mm                     |
|         | 135720002C                  | SDJ03  | End Cap 5mm                     |
|         | 135720003C                  | SDJ03  | End Cap 10mm                    |
|         | 135726401C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø8×255mm |

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                      |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                  |
|         | 135726403C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø8×285mm  |
|         | 135726405C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø8×315mm  |
|         | 135726407C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø8×345mm  |
|         | 135726409C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø8×375mm  |
|         | 135726412C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø9×270mm  |
|         | 135726514C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø9×300mm  |
|         | 135726518C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø9×360mm  |
|         | 135726501C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø10×255mm |
|         | 135726503C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø10×285mm |
|         | 135726505C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø10×315mm |
|         | 135726507C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø10×345mm |
|         | 135726509C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø10×375mm |
|         | 135726512C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø11×270mm |
|         | 135726714C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø11×300mm |
|         | 135726716C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø11×330mm |
|         | 135726718C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø11×360mm |
|         | 135726719C                  | SDJ03  | Tibia Nail(Cannulated) Ø11×375mm |
|         | 135711024C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×24mm          |
|         | 135720225C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×28mm          |
|         | 135711026C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×36mm          |
|         | 135711028C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×44mm          |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción             |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                         |
|         | 135720230C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×52mm |
|         | 135711032C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×60mm |
|         | 135711034C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×25mm |
|         | 135720235C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×26mm |
|         | 135711036C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×30mm |
|         | 135711038C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×32mm |
|         | 135720240C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×34mm |
|         | 135711042C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×35mm |
|         | 135711044C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×38mm |
|         | 135720245C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×40mm |
|         | 135711046C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×42mm |
|         | 135711048C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×45mm |
|         | 135720250C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×46mm |
|         | 135711052C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×48mm |
|         | 135711054C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×50mm |
|         | 135720255C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×54mm |
|         | 135711056C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×55mm |
|         | 135711058C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×56mm |
|         | 135720260C                  | SDJ03  | Locking Screw Ø4.9×58mm |
|         | 135720125C                  | SDJ03  | Locking screw Ø5.0×25mm |
|         | 135720130C                  | SDJ03  | Locking screw Ø5.0×30mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                        | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|                                | REFERENCIA                  | MODELO   |                                                               |
|                                | 135720135C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×35mm                                       |
|                                | 135720140C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×40mm                                       |
|                                | 135720145C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×45mm                                       |
|                                | 135720150C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×50mm                                       |
|                                | 135720155C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×55mm                                       |
|                                | 135720160C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×60mm                                       |
|                                | 135720165C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×65mm                                       |
|                                | 135720170C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×70mm                                       |
|                                | 135720175C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×75mm                                       |
|                                | 135720180C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×80mm                                       |
|                                | 135720185C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×85mm                                       |
|                                | 135720190C                  | SDJ03    | Locking screw Ø5.0×90mm                                       |
| Cannulated Screw System CanNUS | 134312040                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 40 |
|                                | 134312045                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 45 |
|                                | 134312050                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 50 |
|                                | 134312055                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 55 |
|                                | 134312060                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 60 |
|                                | 134312065                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 65 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                                                |
|         | 134312070                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 70  |
|         | 134312075                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 75  |
|         | 134312080                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 80  |
|         | 134312085                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 85  |
|         | 134312090                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 90  |
|         | 134312095                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 95  |
|         | 134312100                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 100 |
|         | 134312105                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 105 |
|         | 134312110                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 110 |
|         | 134312115                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 115 |
|         | 134312120                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 120 |
|         | 134312125                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 125 |
|         | 134312130                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 32mm 130 |
|         | 134311040                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 40  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                                                |
|         | 134311045                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 45  |
|         | 134311050                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 50  |
|         | 134311055                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 55  |
|         | 134311060                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 60  |
|         | 134311065                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 65  |
|         | 134311070                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 70  |
|         | 134311075                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 75  |
|         | 134311080                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 80  |
|         | 134311085                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 85  |
|         | 134311090                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 90  |
|         | 134311095                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 95  |
|         | 134311100                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 100 |
|         | 134311105                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 105 |
|         | 134311110                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 110 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                                                |
|         | 134311115                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 115 |
|         | 134311120                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 120 |
|         | 134311125                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 125 |
|         | 134311130                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø6.5mm, self-drilling, thread length 16mm 130 |
|         | 133220050                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 50               |
|         | 133220055                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 55               |
|         | 133220060                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 60               |
|         | 133220065                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 65               |
|         | 133220070                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 70               |
|         | 133220075                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 75               |
|         | 133220080                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 80               |
|         | 133220085                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 85               |
|         | 133220090                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 90               |
|         | 133220095                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 95               |
|         | 133220100                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 100              |
|         | 133220105                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 105              |
|         | 133220110                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 110              |
|         | 133220115                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 115              |
|         | 133220120                   | GJYD II  | Cannulated Locking screw Ø6.5mm, self-tapping 120              |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                               |
|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                           |
|         | 134211020                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 20 |
|         | 134211022                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 22 |
|         | 134211024                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 24 |
|         | 134211026                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 26 |
|         | 134211028                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 28 |
|         | 134211030                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 30 |
|         | 134211032                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 32 |
|         | 134211034                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 34 |
|         | 134211036                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 36 |
|         | 134211038                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 38 |
|         | 134211040                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 40 |
|         | 134211042                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 42 |
|         | 134211044                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 44 |
|         | 134211046                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 46 |
|         | 134211048                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 48 |
|         | 134211050                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 50 |
|         | 134211052                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 52 |
|         | 134211054                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 54 |
|         | 134211056                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 56 |
|         | 134211060                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 60 |
|         | 134211064                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 64 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                                                |
|         | 134211068                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 68                      |
|         | 134211072                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø4.5mm, self-drilling 72                      |
|         | 134412040                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 40  |
|         | 134412045                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 45  |
|         | 134412050                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 50  |
|         | 134412055                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 55  |
|         | 134412060                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 60  |
|         | 134412065                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 65  |
|         | 134412070                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 70  |
|         | 134412075                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 75  |
|         | 134412080                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 80  |
|         | 134412085                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 85  |
|         | 134412090                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 90  |
|         | 134412095                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 95  |
|         | 134412100                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 100 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                                                |
|         | 134412105                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 105 |
|         | 134412110                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 110 |
|         | 134412115                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 115 |
|         | 134412120                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 120 |
|         | 134412125                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 125 |
|         | 134412130                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 130 |
|         | 134412140                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 32mm 140 |
|         | 134411040                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 40  |
|         | 134411045                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 45  |
|         | 134411050                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 50  |
|         | 134411055                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 55  |
|         | 134411060                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 60  |
|         | 134411065                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 65  |
|         | 134411070                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 70  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                                                    |
|---------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                                                |
|         | 134411075                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 75  |
|         | 134411080                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 80  |
|         | 134411085                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 85  |
|         | 134411090                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 90  |
|         | 134411095                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 95  |
|         | 134411100                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 100 |
|         | 134411105                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 105 |
|         | 134411110                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 110 |
|         | 134411115                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 115 |
|         | 134411120                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 120 |
|         | 134411125                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 125 |
|         | 134411130                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 130 |
|         | 134411140                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø7.3mm, self-drilling, thread length 16mm 140 |
|         | 134210000                   | GJYD VII | Washer Ø4.5                                                    |
|         | 134410000                   | GJYD VII | Washer Ø6.5                                                    |

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                 |
|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                             |
|         | 134630000                   | GJYD VII | Washer Ø3.0                 |
|         | 134411000                   | GJYD VII | Washer Ø6.5/7.3             |
|         | 134211000                   | GJYD VII | Washer Ø4.5                 |
|         | 134911000                   | GJYD VII | Washer Ø4.0                 |
|         | 134631010                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 10 |
|         | 134631011                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 11 |
|         | 134631012                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 12 |
|         | 134631013                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 13 |
|         | 134631014                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 14 |
|         | 134631015                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 15 |
|         | 134631016                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 16 |
|         | 134631017                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 17 |
|         | 134631018                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 18 |
|         | 134631019                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 19 |
|         | 134631020                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 20 |
|         | 134631021                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 21 |
|         | 134631022                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 22 |
|         | 134631023                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 23 |
|         | 134631024                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 24 |
|         | 134631025                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 25 |
|         | 134631026                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 26 |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                 |
|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                             |
|         | 134631027                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 27 |
|         | 134631028                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 28 |
|         | 134631029                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 29 |
|         | 134631030                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 30 |
|         | 134631032                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 32 |
|         | 134631034                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 34 |
|         | 134631036                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 36 |
|         | 134631038                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 38 |
|         | 134631040                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 3.0mm 40 |
|         | 134911014                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 14 |
|         | 134911016                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 16 |
|         | 134911018                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 18 |
|         | 134911020                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 20 |
|         | 134911022                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 22 |
|         | 134911024                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 24 |
|         | 134911026                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 26 |
|         | 134911028                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 28 |
|         | 134911030                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 30 |
|         | 134911032                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 32 |
|         | 134911034                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 34 |
|         | 134911036                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 36 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                         |
|---------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                     |
|         | 134911038                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 38         |
|         | 134911040                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 40         |
|         | 134911042                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 42         |
|         | 134911044                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 44         |
|         | 134911046                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 46         |
|         | 134911048                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 48         |
|         | 134911050                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 50         |
|         | 134911052                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 52         |
|         | 134911054                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 54         |
|         | 134911056                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 56         |
|         | 134911058                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 58         |
|         | 134911060                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 60         |
|         | 134911062                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 62         |
|         | 134911064                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 64         |
|         | 134911066                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 66         |
|         | 134911068                   | GJYD VII | Cannulated Screw Ø 4.0mm 68         |
|         | 134713008                   | GJYDX    | Headless Compression Screw Ø2.5, 8  |
|         | 134713009                   | GJYDX    | Headless Compression Screw Ø2.5, 9  |
|         | 134713010                   | GJYDX    | Headless Compression Screw Ø2.5, 10 |
|         | 134713011                   | GJYDX    | Headless Compression Screw Ø2.5, 11 |
|         | 134713012                   | GJYDX    | Headless Compression Screw Ø2.5, 12 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|         | 134713013                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø2.5, 13 |
|         | 134713014                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø2.5, 14 |
|         | 134713016                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø2.5, 16 |
|         | 134713018                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø2.5, 18 |
|         | 134713020                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø2.5, 20 |
|         | 134713022                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø2.5, 22 |
|         | 134713024                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø2.5, 24 |
|         | 134713026                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø2.5, 26 |
|         | 134713028                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø2.5, 28 |
|         | 134713030                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø2.5, 30 |
|         | 134623010                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 10 |
|         | 134623011                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 11 |
|         | 134623012                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 12 |
|         | 134623013                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 13 |
|         | 134623014                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 14 |
|         | 134623016                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 16 |
|         | 134623018                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 18 |
|         | 134623020                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 20 |
|         | 134623022                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 22 |
|         | 134623024                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 24 |
|         | 134623026                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 26 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|         | 134623028                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 28 |
|         | 134623030                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 30 |
|         | 134623032                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 32 |
|         | 134623034                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 34 |
|         | 134623036                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 36 |
|         | 134623038                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 38 |
|         | 134623040                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.0, 40 |
|         | 134823016                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 16 |
|         | 134823018                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 18 |
|         | 134823020                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 20 |
|         | 134823022                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 22 |
|         | 134823024                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 24 |
|         | 134823026                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 26 |
|         | 134823028                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 28 |
|         | 134823030                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 30 |
|         | 134823032                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 32 |
|         | 134823034                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 34 |
|         | 134823036                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 36 |
|         | 134823038                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 38 |
|         | 134823040                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 40 |
|         | 134823042                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 42 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|         | 134823044                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 44 |
|         | 134823046                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 46 |
|         | 134823048                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 48 |
|         | 134823050                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø3.5, 50 |
|         | 134923016                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 16 |
|         | 134923018                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 18 |
|         | 134923020                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 20 |
|         | 134923022                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 22 |
|         | 134923024                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 24 |
|         | 134923026                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 26 |
|         | 134923028                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 28 |
|         | 134923030                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 30 |
|         | 134923032                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 32 |
|         | 134923034                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 34 |
|         | 134923036                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 36 |
|         | 134923038                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 38 |
|         | 134923042                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 42 |
|         | 134923044                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 44 |
|         | 134923046                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 46 |
|         | 134923048                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 48 |
|         | 134923055                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 55 |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|         | 134923060                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.0, 60 |
|         | 134223020                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 20 |
|         | 134223022                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 22 |
|         | 134223024                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 24 |
|         | 134223026                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 26 |
|         | 134223028                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 28 |
|         | 134223030                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 30 |
|         | 134223032                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 32 |
|         | 134223034                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 34 |
|         | 134223036                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 36 |
|         | 134223038                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 38 |
|         | 134223035                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 35 |
|         | 134223040                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 40 |
|         | 134223042                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 42 |
|         | 134223044                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 44 |
|         | 134223045                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 45 |
|         | 134223046                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 46 |
|         | 134223048                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 48 |
|         | 134223050                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 50 |
|         | 134223055                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 55 |
|         | 134223060                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø4.5, 60 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|         | 134023020                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø5.0, 20 |
|         | 134023025                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø5.0, 25 |
|         | 134023030                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø5.0, 30 |
|         | 134023035                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø5.0, 35 |
|         | 134023040                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø5.0, 40 |
|         | 134023045                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø5.0, 45 |
|         | 134023050                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø5.0, 50 |
|         | 134023055                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø5.0, 55 |
|         | 134023060                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø5.0, 60 |
|         | 134323340                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 40 |
|         | 134323345                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 45 |
|         | 134323350                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 50 |
|         | 134323355                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 55 |
|         | 134323360                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 60 |
|         | 134323365                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 65 |
|         | 134323370                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 70 |
|         | 134323375                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 75 |
|         | 134323380                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 80 |
|         | 134323385                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 85 |
|         | 134323390                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 90 |
|         | 134323395                   | GJYDX  | Headless Compression Screw Ø6.5, 95 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                             |
|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                         |
|         | 134323400                   | GJYDX    | Headless Compression Screw Ø6.5, 100    |
|         | 134323405                   | GJYDX    | Headless Compression Screw Ø6.5, 105    |
|         | 134323410                   | GJYDX    | Headless Compression Screw Ø6.5, 110    |
|         | 134323415                   | GJYDX    | Headless Compression Screw Ø6.5, 115    |
|         | 134323420                   | GJYDX    | Headless Compression Screw Ø6.5, 120    |
|         | 134323306C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20 |
|         | 134323307C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20 |
|         | 134323308C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20 |
|         | 134323309C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20 |
|         | 134323310C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20 |
|         | 134323311C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20 |
|         | 134323312C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Half-thread Ø6.5×20 |
|         | 134323318C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Full Thread Ø6.5×20 |
|         | 134323319C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Full Thread Ø6.5×20 |
|         | 134323320C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Full Thread Ø6.5×20 |
|         | 134323321C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Full Thread Ø6.5×20 |
|         | 134323322C                  | GJYDX    | Sinus Tarsal Screw, Full Thread Ø6.5×20 |
|         | 134714012C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×12       |
|         | 134714014C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×14       |
|         | 134714016C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×16       |
|         | 134714018C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×18       |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |          | Descripción                       |
|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO   |                                   |
|         | 134714020C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×20 |
|         | 134714022C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×22 |
|         | 134714024C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×24 |
|         | 134714026C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×26 |
|         | 134714028C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×28 |
|         | 134714030C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø2.4×30 |
|         | 134814016C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×16 |
|         | 134814018C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×18 |
|         | 134814020C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×20 |
|         | 134814022C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×22 |
|         | 134814024C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×24 |
|         | 134814026C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×26 |
|         | 134814028C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×28 |
|         | 134814030C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×30 |
|         | 134814032C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×32 |
|         | 134814034C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×34 |
|         | 134814036C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×36 |
|         | 134814038C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×38 |
|         | 134814040C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×40 |
|         | 134814042C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×42 |
|         | 134814044C                  | GJYDVIII | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×44 |

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                       | Código, Modelo o Referencia |           | Descripción                               |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|                               | REFERENCIA                  | MODELO    |                                           |
|                               | 134814046C                  | GJYDVIII  | Bevelled Cannulated Screw Ø3.5×46         |
| Pin CanBPS                    | 137211125                   | GZZ04Y02  | Pin CanBPS Ø1.0, 1.0×150                  |
|                               | 137211225                   | GZZ04Y02  | Pin CanBPS Ø1.25, 1.25×150                |
|                               | 137211325                   | GZZ04Y02  | Pin CanBPS Ø1.6, 1.6×150                  |
|                               | 137211430                   | GZZ04Y02  | Pin CanBPS Ø2.0, 2.0×200                  |
|                               | 137211530                   | GZZ04Y02  | Pin CanBPS Ø2.5, 2.5×200                  |
|                               | 147251307                   | GZSZ04Y02 | Pin CanBPS Ø1.6, 70                       |
|                               | 147251309                   | GZSZ04Y02 | Pin CanBPS Ø1.6, 90                       |
|                               | 147251311                   | GZSZ04Y02 | Pin CanBPS Ø1.6, 110                      |
|                               | 147251407                   | GZSZ04Y02 | Pin CanBPS Ø2.0, 70                       |
|                               | 147251409                   | GZSZ04Y02 | Pin CanBPS Ø2.0, 90                       |
|                               | 147251411                   | GZSZ04Y02 | Pin CanBPS Ø2.0, 110                      |
| External Fixator              | 116112201                   |           | Micro-motion Fixator, straight clamp      |
|                               | 116112301                   |           | Straight clamp fixator(extended)          |
|                               | 116122401                   |           | Double jointed fixator(straight clamp) II |
|                               | 116112503                   |           | Mini Fixator I                            |
|                               | 116112603                   |           | Mini Fixator V                            |
|                               | 116112702                   |           | Wrist joint fixator                       |
|                               | 116112802                   |           | Elbow joint fixator                       |
|                               | 116112901                   |           | Ankle joint fixator I                     |
|                               | 116112100                   |           | Mini I fixator                            |
| Small Fragment Plating System | 112100001                   |           | Depth Gauge Ø2.5- Ø4                      |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                  | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                            |
|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|                          | REFERENCIA                  | MODELO |                                                        |
| Instrument Set<br>CanSFP |                             |        |                                                        |
|                          | 112100002                   |        | Plate Bender, left                                     |
|                          | 112100003                   |        | Plate Bender, right                                    |
|                          | 112100004                   |        | LC-DCP Drill Guide, Ø2.5/Ø3.5mm                        |
|                          | 112100005                   |        | Double Drill Sleeve I, Ø2.5/Ø3.5mm                     |
|                          | 112100006                   |        | Hohmann Retractor, large Length 159mm Width 15.5mm     |
|                          | 112100007                   |        | Hohmann Retractor, small Length 170mm Width 10.5mm     |
|                          | 112100008                   |        | Bending Template, large                                |
|                          | 112100009                   |        | Bending Template, small                                |
|                          | 112100010                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length |
|                          | 112100011                   |        | Reduction Forceps, with serrated jaws Length 158mm     |
|                          | 112100012                   |        | Periosteal Elevator,small Length 190mm                 |
|                          | 112100013                   |        | Reduction Forceps, with points Length 182mm            |
|                          | 112100014                   |        | Countersink                                            |
|                          | 112100015                   |        | Drill Bit, Ø3.5mm                                      |
|                          | 112100016                   |        | Drill Bit, Ø2.5mm                                      |
|                          | 112100017                   |        | Hexagonal Screwdriver Shaft, SW2.5                     |
|                          | 112100018                   |        | Tap for Cortex Screw φ3.5mm                            |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                              | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|                                      | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                      |
|                                      | 112100019                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw Ø4.0mm                                 |
|                                      | 112100020                   |        | Universal Drill Guide II, Ø3.5 / 2.5mm                               |
|                                      | 112100021                   |        | Drill Sleeve Length 42mm                                             |
|                                      | 112100022                   |        | Hexagonal Screwdriver With Holding Sleeve, SW2.5                     |
|                                      | 112100023                   |        | Screw Extractor Length 80mm                                          |
|                                      | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                                         |
|                                      | 112204000                   |        | Screw Tray                                                           |
|                                      | 112200013                   |        | Extended Drill Bit, Ø2.8mm                                           |
|                                      | 112200014                   |        | Extended Threaded Drill Sleeve For Ø2.8mm                            |
|                                      | 112104000                   |        | Instruments Tray                                                     |
|                                      | 112109000                   |        | Instrument Set                                                       |
| Large Fragment Implant System CanLFP | 113100001                   |        | Hexagonal Screwdriver, Length 248mm                                  |
|                                      | 113100002                   |        | Drill Bit, φ3.2mm Length 147mm Thread Length 40mm                    |
|                                      | 113100003                   |        | Drill Bit, φ4.5mm Length 145mm Thread Length 48mm                    |
|                                      | 113100005                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw φ6.5mm Length 195mm Thread Length 26mm |
|                                      | 113100006                   |        | Tap for Cortex Screw φ4.5mm Length 130mm Thread Length 70mm          |
|                                      | 113100007                   |        | Depth Gauge for φ4.5/φ6.5mm screws                                   |
|                                      | 113100008                   |        | Plate Bender Length 285mm                                            |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                         |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                     |
|         | 113100010                   |        | Bending Template, large Length 212mm Width 12mm                     |
|         | 113100011                   |        | Bending Template, small Length 121mm Width 12mm                     |
|         | 113100012                   |        | Double Drill Guide $\phi$ 3.2mm                                     |
|         | 113100013                   |        | Universal Drill Guide $\phi$ 4.5 / 3.2mm                            |
|         | 113100014                   |        | Universal Drill Guide, $\phi$ 4.5 / 3.2mm                           |
|         | 113100015                   |        | Universal Drill Guide, $\phi$ 6.5 / 3.2mm                           |
|         | 113100016                   |        | Periosteal Elevator,large Length 191mm                              |
|         | 113100017                   |        | Hohmann Retractor, large Length 267mm Width 43.5mm                  |
|         | 113100018                   |        | Hohmann Retractor, small Length 267mm Width 16mm                    |
|         | 113100019                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length 266mm        |
|         | 113100020                   |        | Countersink Length 180mm                                            |
|         | 113100021                   |        | Reduction Forceps, with serrated jaws Length 220mm                  |
|         | 113100022                   |        | Reduction Forceps, with point Length 207mm                          |
|         | 113100023                   |        | $\phi$ 3.2 Drill Sleeve Length 80mm                                 |
|         | 113100024                   |        | Easyout Length 120mm                                                |
|         | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                                        |
|         | 114110015                   |        | Screwdriver shaft with quick coupling, hexagonal Length 100mm SW3.5 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                    | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|
|                                            | REFERENCIA                  | MODELO |                                    |
|                                            | 114400007                   |        | Holding Sleeve, ø8mm Length 120mm  |
|                                            | 113204000                   |        | Screw Tray                         |
|                                            | 113103000                   |        | Instruments Tray                   |
|                                            | 113109000                   |        | Instrument Set                     |
| Less Invasive Stabilization System CanLISS | 113200001                   |        | Torque Limiter 4.5N                |
|                                            | 113400001                   |        | Dril Bit,Ø4.3mm                    |
|                                            | 113400002                   |        | Threaded Drill Sleeve              |
|                                            | 113400003                   |        | Drill Shaft                        |
|                                            | 113400004                   |        | Hole stopper                       |
|                                            | 113400005                   |        | Insertion Sleeve                   |
|                                            | 113400006                   |        | Kirschner Wire Insertion Sleeve    |
|                                            | 113400007                   |        | Trocar                             |
|                                            | 113400008                   |        | Wrench Shaft                       |
|                                            | 113400009                   |        | Pull Reduction Instrument          |
|                                            | 113400010                   |        | Kirschner Wire Insertion Sleeve II |
|                                            | 113400011                   |        | Fixation Bolt                      |
|                                            | 113400012                   |        | Stabilization Bolt                 |
|                                            | 113400013                   |        | K-Wire Aiming Attachment           |
|                                            | 113400014                   |        | Cleaning Instrument for Screw Head |
|                                            | 113400015                   |        | X-Ray Calibrator                   |
|                                            | 113400016                   |        | K-Wire with Threaded Tip           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|                                              | REFERENCIA                  | MODELO |                                                 |
|                                              | 113400017                   |        | K-Wire measuring instrument                     |
|                                              | 113400018                   |        | Insertion Guide for Distal Lateral Femur, Right |
|                                              | 113400019                   |        | Insertion Guide for Distal Lateral Femur, Left  |
|                                              | 113400020                   |        | Depth Gauge                                     |
|                                              | 113400022                   |        | Insertion Guide for Proximal Tibia, Right       |
|                                              | 113400023                   |        | Insertion Guide for Proximal Tibia, Left        |
|                                              | 113200009                   |        | Screw Driver                                    |
|                                              | 113200038                   |        | Torque Limiter 4.5Nm                            |
|                                              | 113403000                   |        | Instrument Tray                                 |
|                                              | 113404000                   |        | Screw Tray                                      |
|                                              | 113409000                   |        | Instruement Set                                 |
| Small Locking Fragment Plating System CanSLP | 112200001                   |        | Torque Limiter 1.5N                             |
|                                              | 112200009                   |        | Star Screwdriver, T15                           |
|                                              | 112200007                   |        | φ2.0K-Wire Length 150mm                         |
|                                              | 112200004                   |        | Drill Bit, Ø2.8mm                               |
|                                              | 112200005                   |        | Easyout                                         |
|                                              | 112200006                   |        | Depth Gauge                                     |
|                                              | 112200008                   |        | Guide for K-Wire                                |
|                                              | 112200002                   |        | φ2.8Threaded Drill Sleeve for φ3.5mm            |
|                                              | 112200003                   |        | Star Screwdriver Shaft,T15                      |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                              |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                          |
|         | 112200010                   |        | Bender for K-Wire                                                        |
|         | 112100001                   |        | Depth Gauge for $\varnothing$ 2.5mm- $\varnothing$ 4. 0mm Length 60mm    |
|         | 112100015                   |        | Drill Bit, $\varnothing$ 3.5mm Length 112mm Thread Length 60mm           |
|         | 112200012                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps(compression)                         |
|         | 112203000                   |        | Instrument Tray                                                          |
|         | 112204000                   |        | Implants tray                                                            |
|         | 112209000                   |        | Instruement Set                                                          |
|         | 112100016                   |        | Drill Bit, $\varnothing$ 2.5mm Length 112mm Thread Length 30mm           |
|         | 112100019                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw $\varnothing$ 4.0mm Thread Length 20mm     |
|         | 112100018                   |        | Tap for Cortex Screw $\varnothing$ 3.5mm Length 112mm Thread Length 30mm |
|         | 112100022                   |        | Hexagonal Screwdriver, with holding sleeve Length                        |
|         | 112100012                   |        | Periosteal Elevator, small Length 190mm                                  |
|         | 112100008                   |        | Bending Template, large Length 159mm Width 15.5mm                        |
|         | 112100009                   |        | Bending Template, small Length 92mm Width 10mm                           |
|         | 112100005                   |        | Double Drill Sleeve I, 2.5-3.5                                           |
|         | 112100020                   |        | Universal Drill Guide II, $\varnothing$ 3.5 / 2.5mm                      |
|         | 112100002                   |        | Plate Bender, left Length 190mm                                          |
|         | 112100003                   |        | Plate Bender, right Length 190mm                                         |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                            | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
|                                                    | REFERENCIA                  | MODELO |                                                         |
|                                                    | 112100006                   |        | Hohmann Retractor, large Length 159mm Width 15.5mm      |
|                                                    | 112100007                   |        | Hohmann Retractor, small Length 170mm Width 10.5mm      |
|                                                    | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                            |
|                                                    | 112100014                   |        | Countersink Length 100mm                                |
|                                                    | 112100013                   |        | Reduction Forceps, with points Length 182mm             |
|                                                    | 112100011                   |        | Reduction Forceps, with serrated jaws Length 158mm      |
|                                                    | 112100010                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length  |
|                                                    | 212000060                   |        | Screw Box                                               |
|                                                    | 112202000                   |        | Instruments Tray                                        |
| Large Locking<br>Fragment Plating<br>System CanLLP | 113200001                   |        | Torque Limiter 4.5N Length 264mm                        |
|                                                    | 113200009                   |        | Screw Driver Length 248mm                               |
|                                                    | 113100001                   |        | Hexagonal Screwdriver, with holding sleeve Length 248mm |
|                                                    | 113200010                   |        | Stardrive screwdriver shaft Length 145mm                |
|                                                    | 113200004                   |        | Easyout Length 80mm                                     |
|                                                    | 113200006                   |        | φ2.0K-Wire Length 230mm                                 |
|                                                    | 113200008                   |        | Guide for K-Wire Length 50mm                            |
|                                                    | 113200002                   |        | φ4.3mmThreaded Drill Sleeve                             |
|                                                    | KQC8037                     |        | φ4.3mmThreaded Drill Sleeve(long)                       |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                          |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                      |
|         | 113200003                   |        | φ4.3mmDrill Bit Length 220mm Thread Length 84mm                      |
|         | 113200005                   |        | Direct Measuring Device                                              |
|         | 113100002                   |        | Drill Bit, φ3.2mm Length 147mm Thread Length 40mm                    |
|         | 113100003                   |        | Drill Bit, φ4.5mm Length 145mm Thread 48mm                           |
|         | 113100005                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw φ6.5mm Length 195mm Thread Length 26mm |
|         | 113100006                   |        | Tap for Cortex Screw φ4.5mm Length 130mm Thread Length 70mm          |
|         | 113100007                   |        | Depth Gauge for φ4.5 mm-φ6.5mm Length 110mm                          |
|         | 113100008                   |        | Plate Bender Length 285mm                                            |
|         | 113100010                   |        | Bending Template, large Length 212mm Width 12mm                      |
|         | 113100011                   |        | Bending Template, small Length 121mm Width 12mm                      |
|         | 113100014                   |        | Universal Drill Guide, φ4.5 / 3.2mm                                  |
|         | 113200011                   |        | Holding SleeveØ6.3                                                   |
|         | 113200036                   |        | φ4.3mmThreaded Drill Sleeve(long)                                    |
|         | 212000061                   |        | Screw Box                                                            |
|         | KQC8043-00                  |        | Small Fragment Plate A Tray                                          |
|         | KQC8045-00                  |        | Small Fragment Plate C Tray                                          |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                  |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                              |
|         | KQC8046-00                  |        | Large Fragment Plate Tray                                    |
|         | 113210001                   |        | φ2.5 K-wire                                                  |
|         | 113210002                   |        | φ5.8 Cannulated drill bit                                    |
|         | 113210004                   |        | φ5.8 Cannulated drill sleeve                                 |
|         | 113200005                   |        | Direct Measuring Device                                      |
|         | 113210005                   |        | Guide for K-Wire φ2.5mm                                      |
|         | 113219000                   |        | LCP Instrument Set                                           |
|         | 113100015                   |        | Universal Drill Guide, φ6.5 / 3.2mm                          |
|         | 113100016                   |        | Periosteal Elevator, large Length 191mm                      |
|         | 112100012                   |        | Periosteal Elevator, small Length 190mm                      |
|         | 113100017                   |        | Hohmann Retractor, large Length 267mm Width 43.5mm           |
|         | 113100018                   |        | Hohmann Retractor, small Length 267mm Width 16mm             |
|         | 113100020                   |        | Countersink Length 180mm                                     |
|         | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                                 |
|         | 113100022                   |        | Reduction Forceps, with point Length 207mm                   |
|         | 113100021                   |        | Reduction Forceps, with serrated jaws Length 220mm           |
|         | 113100019                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length 266mm |
|         | 113204000                   |        | Screw Box                                                    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                             | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                          |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|
|                                     | REFERENCIA                  | MODELO |                                      |
|                                     | 113205000                   |        | Instrument Tray                      |
|                                     | 113200038                   |        | Torque Limiter 4.5Nm                 |
|                                     | 113200039                   |        | Torque Limiter 4.5Nm                 |
|                                     | 113210004                   |        | Ø5.8mm Cannulated drill sleeve       |
|                                     | 113210006                   |        | φ5.8 Drill Bit                       |
|                                     | 212000260                   |        | 4.9mm Screw Tray                     |
|                                     | 113209000                   |        | Instrument Set                       |
| Proximal Femoral Nail System CanPFN | 115400001                   |        | Insertion Handle                     |
|                                     | 115400002                   |        | Proximal Aiming Arm                  |
|                                     | 115400003                   |        | Buttress Nut for Proximal Aiming Arm |
|                                     | 115400004                   |        | Protection Sleeve for distal locking |
|                                     | 115400005                   |        | Obturator For Distal Locking         |
|                                     | 115400006                   |        | Trocar For Distal Locking            |
|                                     | 115400007                   |        | Compression Nut                      |
|                                     | 115400008                   |        | Protection Sleeve for blade          |
|                                     | 115400009                   |        | Protection Sleeve for lag screw      |
|                                     | 115400010                   |        | Obturator for Blade                  |
|                                     | 115400011                   |        | Obturator for Lag Screw              |
|                                     | 115400012                   |        | Protection Sleeve for lag screw      |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                      |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                  |
|         | 115400013                   |        | Trocar                                           |
|         | 115400014                   |        | Connecting Nut                                   |
|         | 115400015                   |        | Aiming Arm for distal locking                    |
|         | 115400016                   |        | Universal Chunk with T-Handle                    |
|         | 115400017                   |        | Radiographic Ruler                               |
|         | 115400018                   |        | Protection Sleeve                                |
|         | 115400019                   |        | Drill Sleeve                                     |
|         | 115400020                   |        | Protection Drill Sleeve, Ø5.2mm                  |
|         | 115400021                   |        | Temporary End Cap for the lag screw              |
|         | 115400022                   |        | Obturator                                        |
|         | 115400023                   |        | Drill Bit, Ø5.2mm                                |
|         | 115400024                   |        | Flat Drill with T-Handle                         |
|         | 115400025                   |        | Proximal Reamer                                  |
|         | 115400026                   |        | Tissue Protector                                 |
|         | 115400027                   |        | Awl                                              |
|         | 115400029                   |        | Impactor                                         |
|         | 115400030                   |        | Quick Connection T-Handle                        |
|         | 115400031                   |        | Ratchet Wrench For Nut, Hexagonal                |
|         | 115400032                   |        | Slotted Hammer                                   |
|         | 212000250                   |        | Variable Screwdriver for holding end cap, SW 4.0 |
|         | 115400033                   |        | Guide Wire φ3.2 ×400                             |
|         | 115400034                   |        | Depth Gauge for Guide Wireφ3.2                   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                        |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                    |
|         | 115400035                   |        | Cannulated Drill Bit For Cortex Bone, Ø10.6/Ø3.2mm |
|         | 115400036                   |        | Cannulated Drill Bit with limitØ10.6/Ø3.2          |
|         | 115400037                   |        | Fixation Sleeve SW4.5/Ø3.2                         |
|         | 115400038                   |        | Screwdriver for PFN Blade                          |
|         | 115400039                   |        | Extractor Connection shaft for blade               |
|         | 115400040                   |        | Counter-torque Wrench for Blade                    |
|         | 115400041                   |        | Drill Bit, Ø4.3mm                                  |
|         | 115400042                   |        | Ø4.5 Drill Stop Ø4.3/SW3                           |
|         | 115400043                   |        | Pin Wrench SW3/SW5                                 |
|         | 115400044                   |        | Depth Gauge for Locking screw                      |
|         | 115400045                   |        | Screwdriver,hexagonal SW3.5                        |
|         | 115400046                   |        | Wrench with T-Handle                               |
|         | 115400047                   |        | Extractor for Nail M8                              |
|         | 115400048                   |        | Guide Wire with Hook Ø2.8                          |
|         | 115400049                   |        | Cannulated Screwdriver for end cap Ø2.8/SW4/SW11   |
|         | 115400050                   |        | Cannulated Wrench for end cap SW11                 |
|         | 115400049                   |        | Cannulated Screwdriver for end cap Ø2.8/SW4/SW11   |
|         | 115400051                   |        | Extractor for Blade SW4.5/Ø3.2                     |
|         | 115400052                   |        | Cleaning Wire                                      |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                           |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                       |
|         | 115400053                   |        | Lag Screw Holding Shaft               |
|         | 115400054                   |        | Wrench shaft for Lag Screw            |
|         | 115400055                   |        | Distal Aiming Connecting Shaft        |
|         | 115400056                   |        | Distal Targeting Device for Long Nail |
|         | 115400057                   |        | Targeting Device Nut for Long Nail    |
|         | 115710036                   |        | Targeting Device Nut for Long Nail    |
|         | 115400058                   |        | Distal Outrigger                      |
|         | 115400059                   |        | Distal Outrigger Nut for long nail    |
|         | 115400060                   |        | U-shaped Stabilizing Spacer           |
|         | 115400061                   |        | Location Shaft                        |
|         | 115400062                   |        | Location Sleeve                       |
|         | 115400063                   |        | Handle Connecting Nut                 |
|         | 114400011                   |        | SW4.0Hexagonal Screwdriver            |
|         | 115403000                   |        | Instrument Tray                       |
|         | 212000042                   |        | (CanPFN) Implant Tray                 |
|         | 212000068                   |        | (CanPFN) Implant Tray                 |
|         | 115409000                   |        | Instrument Set                        |
|         | 115400017                   |        | Radiographic Ruler                    |
|         | 115400020                   |        | Ø5.3/8.2 Protection Drill Sleeve      |
|         | 115400021                   |        | Temporary End Cap for the lag screw   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                    |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                |
|         | 115400022                   |        | Obturator                                      |
|         | 115400023                   |        | Ø5.2Drill Bit                                  |
|         | 115400024                   |        | Flat Drill with T-Handle                       |
|         | 115400027                   |        | Awl                                            |
|         | 115400029                   |        | Impactor                                       |
|         | 115400030                   |        | Quick Connection T-Handle                      |
|         | 115400031                   |        | Ratchet Wrench for Nut, hexagonal              |
|         | 115400033                   |        | Guide Wire Ø3.2×400                            |
|         | 115400034                   |        | Depth Gauge for Guide Wire Ø3.2                |
|         | 115400035                   |        | Cannulated Drill Bit for cortex boneØ10.6/Ø3.2 |
|         | 115400036                   |        | Cannulated Drill Bit                           |
|         | 115400037                   |        | Fixation Sleeve SW4.5/φ3.2                     |
|         | 115400038                   |        | Screwdriver for PFN Blade                      |
|         | 115400040                   |        | Counter-torque Wrench for blade                |
|         | 115400041                   |        | φ4.3 Drill Bitφ4.3/300mm                       |
|         | 115400043                   |        | Pin Wrench SW3/SW5                             |
|         | 115400044                   |        | Depth Gauge for Locking screw                  |
|         | 115400045                   |        | Screwdriver,hexagonal SW3.5                    |
|         | 115400047                   |        | Extractor for Nail M8                          |
|         | 115400051                   |        | Extractor for Blade SW4.5/φ3.2                 |
|         | 115400052                   |        | Cleaning Wire                                  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                          |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                      |
|         | 115400053                   |        | Lag Screw Holding shaft              |
|         | 115500002                   |        | Protection Sleeve                    |
|         | 115500003                   |        | Location Sleeve                      |
|         | 115400003                   |        | Buttress Nut for Proximal Aiming Arm |
|         | 115400004                   |        | Protection Sleeve for distal locking |
|         | 115400005                   |        | Obturator for Distal Locking         |
|         | 115400006                   |        | Trocar for Distal Locking            |
|         | 115400010                   |        | Obturator for Blade                  |
|         | 115400011                   |        | Obturator for Lag Screw              |
|         | 115400012                   |        | Protection Sleeve for lag screw      |
|         | 115400013                   |        | Trocar                               |
|         | 115400014                   |        | Connecting Nut                       |
|         | 115400057                   |        | Targeting Device Nut for Long Nail   |
|         | 115400059                   |        | Distal Outrigger Nut for Long Nail   |
|         | 115400062                   |        | Location Sleeve                      |
|         | 115400063                   |        | Handle Connecting Nut                |
|         | 115420001                   |        | Insertion Handle                     |
|         | 115420002                   |        | Proximal Aiming Arm                  |
|         | 115420007                   |        | Compression Nut                      |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                  |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                              |
|         | 115410008                   |        | Protection Sleeve for blade                  |
|         | 115410060                   |        | U-shaped Stabilizing Spacer                  |
|         | 115410061                   |        | Location Shaft                               |
|         | 115410070                   |        | Flexible Proximal Reamer                     |
|         | 115410046                   |        | Screwdriver for Connecting Nut               |
|         | 115410075                   |        | SW6 Screwdriver for End Cap with Inner Shaft |
|         | 115410076                   |        | SW6 Variable Angle Screwdriver for End Cap   |
|         | 115410032                   |        | Slotted Hammer                               |
|         | 115410054                   |        | Wrench shaft for Lag Screw                   |
|         | 115413000                   |        | (CanPFM) Instrument Tray                     |
|         | 115400016                   |        | Universal Chunk with T-Handle                |
|         | 115400017                   |        | Radiographic Ruler                           |
|         | 115400020                   |        | Ø5.3/8.2 Protection Drill Sleeve             |
|         | 115400021                   |        | Temporary End Cap for the lag screw          |
|         | 115400022                   |        | Obturator                                    |
|         | 115400023                   |        | Ø5.2Drill Bit                                |
|         | 115400024                   |        | Flat Drill with T-Handle                     |
|         | 115400027                   |        | Awl                                          |
|         | 115400029                   |        | Impactor                                     |
|         | 115400030                   |        | Quick Connection T-Handle                    |
|         | 115400031                   |        | Ratchet Wrench for Nut, hexagonal            |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                    |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                |
|         | 115400033                   |        | Guide Wire Ø3.2×400                            |
|         | 115400034                   |        | Depth Gauge for Guide Wire Ø3.2                |
|         | 115400035                   |        | Cannulated Drill Bit for cortex boneØ10.6/Ø3.2 |
|         | 115400036                   |        | Cannulated Drill Bit                           |
|         | 115400037                   |        | Fixation Sleeve SW4.5/φ3.2                     |
|         | 115400038                   |        | Screwdriver for PFN Blade                      |
|         | 115400040                   |        | Counter-torque Wrench for blade                |
|         | 115400041                   |        | φ4.3 Drill Bitφ4.3/300mm                       |
|         | 115400043                   |        | Pin Wrench SW3/SW5                             |
|         | 115400044                   |        | Depth Gauge for Locking screw                  |
|         | 115400045                   |        | Screwdriver,hexagonal SW3.5                    |
|         | 115400047                   |        | Extractor for Nail M8                          |
|         | 115400051                   |        | Extractor for Blade SW4.5/φ3.2                 |
|         | 115400052                   |        | Cleaning Wire                                  |
|         | 115400053                   |        | Lag Screw Holding shaft                        |
|         | 115500002                   |        | Protection Sleeve                              |
|         | 115500003                   |        | Location Sleeve                                |
|         | 115400003                   |        | Buttress Nut for Proximal Aiming Arm           |
|         | 115400004                   |        | Protection Sleeve for distal locking           |
|         | 115400005                   |        | Obturator for Distal Locking                   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                           |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                       |
|         | 115400006                   |        | Trocar for Distal Locking             |
|         | 115400010                   |        | Obturator for Blade                   |
|         | 115400011                   |        | Obturator for Lag Screw               |
|         | 115400012                   |        | Protection Sleeve for lag screw       |
|         | 115400013                   |        | Trocar                                |
|         | 115400057                   |        | Targeting Device Nut for Long Nail    |
|         | 115400014                   |        | Connecting Nut                        |
|         | 115400059                   |        | Distal Outrigger Nut for Long Nail    |
|         | 115400062                   |        | Location Sleeve                       |
|         | 115400063                   |        | Handle Connecting Nut                 |
|         | 115420001                   |        | Insertion Handle                      |
|         | 115420002                   |        | Proximal Aiming Arm                   |
|         | 115420007                   |        | Compression Nut                       |
|         | 115410008                   |        | Protection Sleeve for blade           |
|         | 115410009                   |        | Protection Sleeve for lag screw       |
|         | 115410072                   |        | Aiming Arm for Distal Locking         |
|         | 115410055                   |        | Distal Aiming Connecting Shaft        |
|         | 115410056                   |        | Distal Targeting Device for Long Nail |
|         | 115410058                   |        | Distal Outrigger                      |
|         | 115410060                   |        | U-shaped Stabilizing Spacer           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                  |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                              |
|         | 115410061                   |        | Location Shaft                               |
|         | 115410070                   |        | Flexible Proximal Reamer                     |
|         | 115410046                   |        | Screwdriver for Connecting Nut               |
|         | 115410075                   |        | SW6 Screwdriver for End Cap with Inner Shaft |
|         | 115410076                   |        | SW6 Variable Angle Screwdriver for End Cap   |
|         | 115410032                   |        | Slotted Hammer                               |
|         | 115410054                   |        | Wrench shaft for Lag Screw                   |
|         | 115412000                   |        | (CanPFN) Instrument Tray                     |
|         | 115413000                   |        | CanPFN Instrument Tray                       |
|         | 115433000                   |        | Instrument Tray                              |
|         | 115410009                   |        | Protection Sleeve for lag screw              |
|         | 115410072                   |        | Aiming Arm for Distal Locking                |
|         | 115410055                   |        | Distal Aiming Connecting Shaft               |
|         | 115410056                   |        | Distal Targeting Device for Long Nail        |
|         | 115410058                   |        | Distal Outrigger                             |
|         | KQC8040-00                  |        | plant Tray                                   |
|         | KQC8041-00                  |        | CanEFN Implant Tray                          |
|         | KQC8042-00                  |        | CanTN Implant Tray                           |
|         | 212000046                   |        | CanETN Implants Tray                         |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                              |
|------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------------|
|                              | REFERENCIA                  | MODELO |                                          |
| Mini Fragment Plating System | 111210031                   |        | LCP Plate Bender                         |
|                              | 111210002                   |        | LCP Drill Sleeve, Ø1.5mm                 |
|                              | 111210003                   |        | Drill Sleeve 2.0mm                       |
|                              | 111210004                   |        | Drill Bit, Ø1.5mm                        |
|                              | 111210006                   |        | Countersink                              |
|                              | 111210007                   |        | Stardrive screwdriver T6 (short), Ø2.0mm |
|                              | 111210008                   |        | Stardrive screwdriver T6 (long), Ø2.0mm  |
|                              | 111210012                   |        | Flat Pliers                              |
|                              | 111210013                   |        | Cutting Pliers                           |
|                              | 111210014                   |        | Torque Limiter 0.4Nm                     |
|                              | 111210019                   |        | Drill Bit (φ2.4)                         |
|                              | 111210022                   |        | Torque Limiter 0.6Nm                     |
|                              | 111210023                   |        | Retractor (small)                        |
|                              | 111210024                   |        | Retractor (large)                        |
|                              | 111210026                   |        | Periosteal Elevator(small)               |
|                              | 111210027                   |        | Periosteal Elevator(large)               |
|                              | 111110007                   |        | Phillips Screwdriver Shaft               |
|                              | 111110008                   |        | Reduction Forceps with point             |
|                              | 111110009                   |        | Reduction Forceps, with serrated jaws    |



RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                              |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                          |
|         | 111110014                   |        | Hexagonal Screwdriver(SW1.5 )            |
|         | 111110016                   |        | Hexagonal Screwdriver(SW2.0 )            |
|         | 112300002                   |        | Drill Bit, Ø1.8mm                        |
|         | 112300003                   |        | Drill Bit (φ2.0)                         |
|         | 112300004                   |        | Straight Handle with Quick Coupling      |
|         | 112300005                   |        | Stardrive Screwdriver T8 (short), Ø2.4mm |
|         | 112300006                   |        | Stardrive Screwdriver T8 (long), Ø2.4mm  |
|         | 112300008                   |        | Depth Gauge                              |
|         | 112300009                   |        | LCP Drill Sleeve, Ø1.8mm                 |
|         | 112300010                   |        | Universal Drill Guide                    |
|         | 112300011                   |        | Quick Coupling Straight Handle           |
|         | 113200021                   |        | Sharp Hook                               |
|         | 111219300                   |        | Special Instruments Tray                 |
|         | 111219200                   |        | Implants Tray                            |
|         | 111219100                   |        | (CanMLP)Instruments Tray                 |
|         | 111219400                   |        | Special Instruments Tray                 |
|         | 111219500                   |        | Implants Tray                            |
|         | 111219600                   |        | Instruments Tray                         |
|         | 111210035                   |        | Drill Sleeve, Ø1.1/1.5mm                 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                        | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                          |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|
|                                | REFERENCIA                  | MODELO |                                      |
|                                | 111210036                   |        | Drill Bit, Ø1.1mm                    |
|                                | 111210037                   |        | Drill Sleeve, Ø1.1mm                 |
|                                | 111210038                   |        | Phillips Screwdriver (long)          |
|                                | 111210039                   |        | Phillips Screwdriver (short)         |
|                                | 111210040                   |        | Tap                                  |
|                                | 111219800                   |        | Special Instruments Tray             |
|                                | 111210041                   |        | Depth Gauge                          |
|                                | 111210042                   |        | Torque Limiter, 0.3 N·m              |
|                                | 111219900                   |        | Instrument Set                       |
| Cannulated Screw System CanNUS | 114600025                   |        | Handle with Quick Length             |
|                                | 114700001                   |        | Guide Drill                          |
|                                | 114700002                   |        | Holding Sleeve                       |
|                                | 114700003                   |        | Depth Gauge                          |
|                                | 114700004                   |        | Cannulated Drill Bit, Ø2.7mm         |
|                                | 114700005                   |        | Phillips Solid Screwdriver, T15      |
|                                | 114700006                   |        | Phillips Cannulated Screwdriver, T15 |
|                                | 114700007                   |        | Countersink                          |
|                                | 114700008                   |        | Guide Wire, Ø1.1mm                   |
|                                | 114700009                   |        | Guide Wire With Thread, Ø1.1mm       |
|                                | 114700010                   |        | Probe                                |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                    |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                |
|         | 114702000                   |        | CanNUS 4.0 Screw Tray                          |
|         | 114711000                   |        | CanNus 4.0 Instrument Tray                     |
|         | 114200001                   |        | Depth Gauge                                    |
|         | 114200002                   |        | Cleaning Wire Ø1.6mm                           |
|         | 114200003                   |        | Kirschner Wire Ø1.6mm                          |
|         | 114200004                   |        | Countersink Drill Bit                          |
|         | 114200005                   |        | Parallel Locatorø1.6mm                         |
|         | 114200006                   |        | Hexagonal Screwdriver SW3.5                    |
|         | 114200007                   |        | φ6.5 Holding Sleeve                            |
|         | 114200008                   |        | Locator Ø9.5/Ø7.0mm                            |
|         | 114200009                   |        | Drill Bushing Ø7.0/Ø3.2mm                      |
|         | 114200010                   |        | Drill bushing Ø3.2/Ø1.6mm                      |
|         | 114200011                   |        | Trocar Ø1.6mm                                  |
|         | 114200012                   |        | Cannulated Drill Bit, Ø3.2mm                   |
|         | 114200014                   |        | Cannulated Tap For Cancellous Bone screwφ4.5mm |
|         | 113100013                   |        | Universal Drill Guide Ø4.5 / 3.2mm             |
|         | 114110015                   |        | Screwdriver Shaft With Quick Coupling, SW3.5   |
|         | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                             |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                         |
|         | 114202000                   |        | (CanNUS-4.5) Screw Tray                 |
|         | 114204000                   |        | Instrument Tray                         |
|         | 114209000                   |        | Instrument Set                          |
|         | 114400001                   |        | Depth Gauge                             |
|         | 114400002                   |        | Cleaning Wire Ø2.5mm                    |
|         | 114400003                   |        | Kirschner wire Ø2.5mm                   |
|         | 114400004                   |        | Drill Bit Ø5.0mm                        |
|         | 114400005                   |        | Parallel Locator                        |
|         | 114400006                   |        | Cannulated Hexagonal Screwdriver SW4.0  |
|         | 114400007                   |        | Holding Sleeve, Ø8.0mm                  |
|         | 114400008                   |        | Trochar Ø2.5mm                          |
|         | 114400009                   |        | Drill Bushing Ø8.5/Ø2.5mm               |
|         | 114400010                   |        | Protective Sleeve Ø12/Ø8.5mm            |
|         | 114400011                   |        | Solid Hexagonal Screwdriver SW4.0       |
|         | 114400012                   |        | Tubular Countersink Drill, Ø8mm         |
|         | 114400014                   |        | Adjustable Parallel Drill Guide, Ø2.5mm |
|         | 114400015                   |        | Tap For Cancellous Bone Tubular Screw   |
|         | 114400016                   |        | Guide wire, Ø2.5mm                      |
|         | 114402000                   |        | Screw Tray HB6.5                        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                             |
|------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|
|                        | REFERENCIA                  | MODELO |                                         |
|                        | 114403000                   |        | Screw Tray HB7.3                        |
|                        | 114404000                   |        | Instrument Tray                         |
|                        | 114409000                   |        | Instrument Set                          |
|                        | 114500001                   |        | Kirschner Ø1.1mm                        |
|                        | 114500002                   |        | K-Wire With Threaded Tip Ø1.1mm         |
|                        | 114500003                   |        | Drill Sleeve Ø1.1/Ø2.0mm                |
|                        | 114500004                   |        | Cannulated T-handle With Quick Coupling |
|                        | 114500005                   |        | Depth Gauge                             |
|                        | 114500006                   |        | Cannulated Drill Bit Ø2.0mm             |
|                        | 114500007                   |        | Countersink                             |
|                        | 114500009                   |        | Phillips Solid Screwdriver              |
|                        | 114500010                   |        | Cleaning Wire                           |
|                        | 114500011                   |        | Screw Holder                            |
|                        | 114500008                   |        | Phillips Cannulated Screwdriver         |
|                        | 114502000                   |        | Instruments Tray                        |
|                        | 112300003                   |        | Drill Bit (φ2.0)                        |
|                        | 114509000                   |        | Cannulated Screw Instrument Set         |
| Dynamic reaming System | 115410007                   |        | Ball Head Guider, Ø2.5×680mm            |
|                        | 115410001                   |        | Reset Rod with T-Handle                 |
|                        | 115410002                   |        | Ball Head Guider                        |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                        | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|                                                                | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|                                                                | 115410003                   |        | Extractor for guide Wire            |
|                                                                | 115410004                   |        | Soft Reamer                         |
|                                                                | 115410005                   |        | Soft Reamer Head, Ø8.5mm            |
|                                                                | 115410010                   |        | Soft Reamer Head, Ø9.0mm            |
|                                                                | 115410011                   |        | Soft Reamer Head, Ø 9.5mm           |
|                                                                | 115410012                   |        | Soft Reamer Head, Ø10mm             |
|                                                                | 115410013                   |        | Soft Reamer Head, Ø10.5mm           |
|                                                                | 115410014                   |        | Soft Reamer Head, Ø11mm             |
|                                                                | 115410015                   |        | Soft Reamer Head, Ø11.5mm           |
|                                                                | 115410016                   |        | Soft Reamer Head, Ø12mm             |
|                                                                | 115410017                   |        | Soft Reamer Head, Ø12.5mm           |
|                                                                | 115410018                   |        | Soft Reamer Head, Ø13mm             |
|                                                                | 115410019                   |        | Soft Reamer Head, Ø13.5mm           |
|                                                                | 115410082                   |        | Instrument Tray                     |
|                                                                | 115419000                   |        | Instrument Set                      |
| Variable Angle Locking Compression Plate(Distal Radius) CanVLP | 112300001                   |        | φ1.8-φ2.4 Drill Sleeve              |
|                                                                | 112300002                   |        | φ1.8 Drill Bit                      |
|                                                                | 112300003                   |        | φ2.0 Drill Bit                      |
|                                                                | 112300004                   |        | Straight Handle with Quick Coupling |
|                                                                | 112300005                   |        | Stardrive Screwdriver(short)        |
|                                                                | 112300006                   |        | Stardrive Screwdriver(long)         |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|                              | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|                              | 112300007                   |        | Holding Sleeve                      |
|                              | 112300008                   |        | Depth Gauge                         |
|                              | 112300009                   |        | φ1.8 LCP Drill Sleeve               |
|                              | 112300010                   |        | Universal Drill Guide               |
|                              | 112300011                   |        | T-handle with Quick Coupling        |
|                              | 112300012                   |        | Torque Limited Head                 |
|                              | 112300013                   |        | Guide Wire                          |
|                              | 112300014                   |        | φ2.0 LCP Drill Sleeve               |
|                              | 112305000                   |        | Screw Tray                          |
|                              | 112303000                   |        | Plate Tray                          |
|                              | 112304000                   |        | Instrument Tray                     |
|                              | 112309000                   |        | Instrument Set                      |
| Locking Screw Instrument Set | 112300015                   |        | Drill Bit,Ø2.0mm                    |
|                              | 112300001                   |        | Drill Sleeve,Ø1.8-Ø2.4mm            |
|                              | 112300002                   |        | Drill Bit,Ø1.8mm                    |
|                              | 112300003                   |        | Drill Bit,Ø2.0mm                    |
|                              | 112300004                   |        | Straight Handle with Quick Coupling |
|                              | 112300006                   |        | Stardrive Screwdriver T8(Long)      |
|                              | 112300005                   |        | Stardrive Screwdriver T8(Short)     |
|                              | 112300007                   |        | Holding Sleeve                      |
|                              | 112300008                   |        | Depth Gauge                         |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                             | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|                                     | REFERENCIA                  | MODELO |                                               |
|                                     | 112300009                   |        | LCP Drill Sleeve,Ø1.8mm                       |
|                                     | 112300010                   |        | Universal Drill Guide                         |
|                                     | 112300011                   |        | Quick Coupling Handle                         |
|                                     | 112300012                   |        | Torque Limited Head                           |
|                                     | 112300013                   |        | Guide Wire,Ø1.1mm                             |
|                                     | 112300014                   |        | LCP Drill Sleeve,Ø2.0mm                       |
|                                     | 212000230                   |        | VA Distal Radius Locking Plates Implant Tray  |
|                                     | 112308000                   |        | Instruments Tray                              |
|                                     | 112309001                   |        | 2.4/Ø2.7 Locking Screw Instrument Set         |
| Sternoclavicular Hook System CanSHS | 112120001                   |        | Periosteal Elevator                           |
|                                     | 112120002                   |        | Drill Guider Height 20mm Inner diameter 4.0mm |
|                                     | 112120003                   |        | Cable Guider Height 36mm                      |
|                                     | 112120004                   |        | Guidance Screwdriver                          |
|                                     | 112120005                   |        | Upper Gasket Wrench T-Type Length 150mm       |
|                                     | 112120006                   |        | Wrench T -Type Length 124mm                   |
|                                     | 112120007                   |        | Plate Bender Length 170mm                     |
|                                     | 112120008                   |        | Ø2.5 Drill Bit Length 112mm                   |
|                                     | 112120009                   |        | Template with screw head, right               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                             | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|                                     | REFERENCIA                  | MODELO |                                                             |
|                                     | 112120010                   |        | Drilling deep limiter                                       |
|                                     | 112120011                   |        | Radial reverse wrench Length 145mm                          |
|                                     | 112120012                   |        | Template with screw head ,left                              |
|                                     | 112120013                   |        | Crosslink Nut Driver Length 150mm                           |
|                                     | 112120014                   |        | Drill Bit, Ø4.2mm Length 145mm Thread Length 48mm           |
|                                     | 112120015                   |        | Sternum depth Gauge Length 30mm                             |
|                                     | 112120016                   |        | Guide wire                                                  |
|                                     | 112100001                   |        | Depth Gauge for Ø2.5-Ø4.0mm Length 60mm                     |
|                                     | 112100018                   |        | Tap for Cortex Screw Ø3.5mm Length 115mm Thread Length 50mm |
|                                     | 112100022                   |        | Hexagonal Screwdriver with holding sleeve, Length 200mm     |
|                                     | 211010015                   |        | T-Handle with Quick Coupling Length 90mm                    |
|                                     | 112123000                   |        | Instrument Tray                                             |
|                                     | 112204000                   |        | Screw Tray                                                  |
|                                     | 112129000                   |        | Instrument Set                                              |
| Screw extract Instrument set CanSES | 113200012                   |        | Screw Extractor,Ø3.5mm                                      |
|                                     | 113200013                   |        | Screw Extractor,Ø4.5mm                                      |
|                                     | 113200014                   |        | Screw Extractor,Ø6.5mm                                      |
|                                     | 113200015                   |        | Reamer Tube,Ø3.5mm                                          |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                       |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                   |
|         | 113200016                   |        | Reamer Tube,Ø4.5mm                |
|         | 113200017                   |        | Reamer Tube,Ø6.5mm                |
|         | 113200018                   |        | HSS Drill Bit,Ø4.0mm              |
|         | 113200019                   |        | HSS Drill Bit,Ø6.0mm              |
|         | 113200020                   |        | Awl                               |
|         | 113200021                   |        | Sharp Hook                        |
|         | 113200022                   |        | Osteotome                         |
|         | 113200023                   |        | Broken Screw Extractor            |
|         | 113200024                   |        | Easyout, SW2.5 fine thread        |
|         | 113200025                   |        | Stardrive Screwdriver shaft,T25   |
|         | 113200026                   |        | Stardrive Screwdriver shaft,T15   |
|         | 113200027                   |        | Hexagonal Screwdriver shaft,SW2.5 |
|         | 113200028                   |        | Hexagonal Screwdriver shaft,SW3.5 |
|         | 113200029                   |        | Easyout,SW2.5                     |
|         | 113200030                   |        | Easyout,SW3.5                     |
|         | 113200031                   |        | T-handle with Quick Coupling      |
|         | 113200032                   |        | Straight handle with T-handle     |
|         | 113200033                   |        | Universal Chunk with T-handle     |
|         | 113200034                   |        | Hexagonal Screwdriver shaft,SW4.0 |
|         | 113200035                   |        | Instrument Box                    |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                             | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
|                                     | REFERENCIA                  | MODELO |                               |
|                                     | 113206000                   |        | Instrument Tray(CanSES)       |
|                                     | 212040008                   |        | Screw Clamp                   |
|                                     | 113209001                   |        | Instrument Set                |
| Proximal Femoral Nail System CanEFN | 115500001                   |        | Cannulated Awl                |
|                                     | 115500002                   |        | Protection Sleeve             |
|                                     | 115500003                   |        | Location Sleeve               |
|                                     | 115500004                   |        | Proximal Cannulated Drill bit |
|                                     | 115500005                   |        | Handle                        |
|                                     | 115500006                   |        | Connecting Nut                |
|                                     | 115500007                   |        | Wrench for Connecting Nut     |
|                                     | 115500008                   |        | Impactor for Nail             |
|                                     | 115500009                   |        | Extract shaft for Nail        |
|                                     | 115500010                   |        | Proximal location shaft       |
|                                     | 115500012                   |        | Distal location shaft         |
|                                     | 115500014                   |        | Distal Outrigger              |
|                                     | 115500015                   |        | Distal location block         |
|                                     | 115500017                   |        | Location shaft                |
|                                     | 115500018                   |        | U-shaped Stabilizing Spacer   |
|                                     | 115500019                   |        | Drill Bit                     |
|                                     | 115500022                   |        | Aiming Arm                    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                          |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                      |
|         | 115500024                   |        | Compression Nut                      |
|         | 115500025                   |        | Guide wire Sleeve                    |
|         | 115500026                   |        | Trocar                               |
|         | 115500027                   |        | Guide Wire                           |
|         | 115500028                   |        | Guide Wire Ø2.5mm, with threaded tip |
|         | 115500029                   |        | Depth Gauge for Guide Wire           |
|         | 115500030                   |        | Cannulated drill bit                 |
|         | 115500031                   |        | Drill stop                           |
|         | 115500032                   |        | Universal Wrench with T-Handle       |
|         | 115500033                   |        | Screw Shaft For End Cap, SW4.0       |
|         | 115500034                   |        | Guide Wire, Ø4.2mm                   |
|         | 115500035                   |        | Hexagonal Solid Screwdriver          |
|         | 115503000                   |        | Instrument Tray                      |
|         | 115400003                   |        | Buttress Nut for Proximal Aiming Arm |
|         | 115400004                   |        | Protection Sleeve for distal locking |
|         | 115400005                   |        | Obturator for Distal Locking         |
|         | 115400006                   |        | Trocar for Distal Locking            |
|         | 115400016                   |        | Universal Chunk with T-Handle        |
|         | 115400017                   |        | Radiographic Ruler                   |
|         | 115400020                   |        | Protection Drill Sleeve, Ø5.2mm      |
|         | 115400022                   |        | Obturator                            |
|         | 115400023                   |        | Drill Bit, Ø5.2mm                    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                      |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                  |
|         | 115400024                   |        | Flat Drill with T-Handle                         |
|         | 115400026                   |        | Tissue Protector                                 |
|         | 115400030                   |        | Quick Connection T-Handle                        |
|         | 115400031                   |        | Ratchet Wrench For Nut, Hexagonal                |
|         | 115400032                   |        | Slotted Hammer                                   |
|         | 115400033                   |        | Guide Wire Ø3.2×400                              |
|         | 115400041                   |        | Drill Bit, Ø4.3/300mm                            |
|         | 115400042                   |        | Drill Stop, Ø4.3/SW3                             |
|         | 115400043                   |        | Pin Wrench, SW3/SW5                              |
|         | 115400044                   |        | Depth Gauge for Locking screw                    |
|         | 115400045                   |        | Screwdriver,Hexagonal, SW3.5                     |
|         | 115400048                   |        | Guide Wire With Hook, Ø2.8mm                     |
|         | 115400049                   |        | Cannulated Screwdriver For End Cap, Ø2.8/SW4/SW1 |
|         | 115400057                   |        | Targeting Device Nut For Long Nail               |
|         | 115400059                   |        | Distal Outrigger Nut for Long Nail               |
|         | 115400062                   |        | Location Sleeve                                  |
|         | 115500063                   |        | Handle Connecting Nut                            |
|         | 115400063                   |        | Handle Connecting Nut                            |
|         | 114400011                   |        | Hexagonal Solid Screwdriver                      |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                 | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|-------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|                         | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|                         | 212000043                   |        | (CanEFN) Implant Tray               |
|                         | 115503000                   |        | (CanEFN)Instrument Tray(CanEFN)     |
|                         | 115509000                   |        | Instrument Set                      |
| Tibia Nail System CanTN | 115700001                   |        | Tibia Nail Targeting Device         |
|                         | 115700001-1                 |        | Insertion Handle                    |
|                         | 115700001-2                 |        | Shaft                               |
|                         | 115700001-3                 |        | Proximal Aiming Arm                 |
|                         | 115700001-4                 |        | Distal Aiming Arm                   |
|                         | 115700001-5                 |        | Location shaft                      |
|                         | 115700021                   |        | Locking Bolt                        |
|                         | 115700002                   |        | Protection Sleeve                   |
|                         | 115700003                   |        | Drill Sleeve                        |
|                         | 115700004                   |        | Obturator                           |
|                         | 115700005                   |        | Location Pin                        |
|                         | 115700007                   |        | Inserter / Extractor for Tibia Nail |
|                         | 115700008                   |        | Wrench                              |
|                         | 115700009                   |        | Depth Gauge                         |
|                         | 115700010                   |        | Drill Bit, Ø3.2mm                   |
|                         | 115700011                   |        | Drill stop                          |
|                         | 115700012                   |        | Drill Sleeve, Ø7/Ø5mm               |
|                         | 115700013                   |        | Flat Drill with T-Handle            |
|                         | 115700014                   |        | Reamer, Ø7mm                        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                       | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
|                                               | REFERENCIA                  | MODELO |                                                         |
|                                               | 115700015                   |        | Reamer, Ø8mm                                            |
|                                               | 115700016                   |        | Reamer, Ø9mm                                            |
|                                               | 115700017                   |        | Reamer, Ø10mm                                           |
|                                               | 115700018                   |        | Reamer, Ø11mm                                           |
|                                               | 115700019                   |        | Three-Fluted Awl                                        |
|                                               | 115700020                   |        | Drill Bit, Ø5mm                                         |
|                                               | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                            |
|                                               | 115400032                   |        | Slotted Hammer                                          |
|                                               | 115400045                   |        | Screwdriver, Hexagonal Sw3.5                            |
|                                               | 115710001                   |        | Tibia Nail Targeting Device                             |
|                                               | 115703000                   |        | Instrument Tray                                         |
|                                               | 115709000                   |        | Instrument set                                          |
| Dynamic Hip and Condylar System CanDHS/CanDCS | 114110001                   |        | DCS Impactor                                            |
|                                               | 114110002                   |        | T-Handle with Quick Coupling, for taps and drill guides |
|                                               | 114110003                   |        | Centering Sleeve                                        |
|                                               | 114110004                   |        | CanDHSTM Angled Guide, 135°                             |
|                                               | 114110005                   |        | Double Drill Guide Ø6.5 / 4.5                           |
|                                               | 114110006                   |        | CanDCSTM Angled Guide, 95°                              |
|                                               | 114110007                   |        | Depth Gauge                                             |
|                                               | 114110008                   |        | CanDHS Reamer                                           |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                   | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                   |
|---------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|                           | REFERENCIA                  | MODELO |                                               |
|                           | 114110009                   |        | CanDCS Reamer                                 |
|                           | 114110010                   |        | T-Lag Screw Wrench, for insertion             |
|                           | 114110011                   |        | T-Lag Screw Wrench, for insertion and removal |
|                           | 114110012                   |        | Tap for CanDHS / DCS Screws                   |
|                           | 114110013                   |        | Drill Bit, Ø8.0mm                             |
|                           | 114110014                   |        | Connecting Screw with Guide Shaft             |
|                           | 114110015                   |        | Screwdriver Shaft With Quick Coupling,SW3.5   |
|                           | 114110016                   |        | Guide Wire Ø2.5mm, with threaded tip          |
|                           | 113100001                   |        | Hexagonal Screwdriver                         |
|                           | 113100002                   |        | Drill Bit, Ø3.2mm                             |
|                           | 114400007                   |        | Holding Sleeve, ø8mm Length 120mm             |
|                           | 113100003                   |        | Drill Bit,Ø4.5mm                              |
|                           | 113100005                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm         |
|                           | 113100006                   |        | Tap for Cortex Screw Ø 4.5mm                  |
|                           | 113100007                   |        | Depth Gauge for screws Ø4.5/Ø6.5mm            |
|                           | 113100012                   |        | Double Drill Guide Ø3.2mm                     |
|                           | 113100013                   |        | Universal Drill Guide Ø4.5 / 3.2mm            |
|                           | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                  |
|                           | 113204000                   |        | Screw Tray                                    |
|                           | 114113000                   |        | Instrument Tray                               |
|                           | 114119000                   |        | Instrument Set                                |
| Tibial Nail System CanETN | 115400016                   |        | Universal Chunk with T-Handle                 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                        |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                    |
|         | 115400023                   |        | Drill Bit, Ø5.2mm                  |
|         | 115400024                   |        | Flat Drill with T-Handle           |
|         | 115400031                   |        | Ratchet Wrench for Nut, hexagonal  |
|         | 115400032                   |        | Slotted Hammer                     |
|         | 115400033                   |        | Guide Wire Ø3.2×400                |
|         | 115400042                   |        | φ4.5 Drill Stop φ4.3/SW3           |
|         | 115400043                   |        | Pin Wrench SW3/SW5                 |
|         | 115400057                   |        | Targeting Device Nut for Long Nail |
|         | 115400059                   |        | Distal Outrigger Nut for Long Nail |
|         | 115500007                   |        | Wrench for Connecting Nut          |
|         | 115500032                   |        | Universal Wrench with T-Handle     |
|         | 115700011                   |        | Drill stop                         |
|         | 115710001                   |        | Radiographic Ruler                 |
|         | 115710002                   |        | Cannulated Awl                     |
|         | 115710003                   |        | Protection Sleeve                  |
|         | 115710004                   |        | Cannulated Drill Bit               |
|         | 115710005                   |        | Cannulated Hole Punch              |
|         | 115710006                   |        | Tissue Protector                   |
|         | 115710007                   |        | Insertion Handle                   |
|         | 115710008                   |        | Connecting Nut                     |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                            |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                        |
|         | 115710009                   |        | Driving Cap with Handle Adaptor        |
|         | 115710034                   |        | Extractor for Nail                     |
|         | 115710010                   |        | Pin Wrench                             |
|         | 115710011                   |        | Hammer Guide                           |
|         | 115710012                   |        | Shaft                                  |
|         | 115710013                   |        | Location Shaft                         |
|         | 115710014                   |        | Stabilization Spacer                   |
|         | 115710015                   |        | Distal Outrigger                       |
|         | 115710016                   |        | Distal Outrigger Nut                   |
|         | 115710017                   |        | Protection Sleeve                      |
|         | 115710018                   |        | Obturator                              |
|         | 115710019                   |        | Protection Drill Sleeve, Ø4.3mm        |
|         | 115710020                   |        | Protection Drill Sleeve, Ø3.2mm        |
|         | 115710021                   |        | Depth Gauge                            |
|         | 115710022                   |        | T-Handle Screwdriver For Locking Screw |
|         | 115710023                   |        | Proximal Aming Arm                     |
|         | 115710024                   |        | Proximal Aming Arm for Cancellous Bone |
|         | 115710025                   |        | Protection Sleeve                      |
|         | 115710026                   |        | Drill Sleeve                           |
|         | 115710027                   |        | Trocar                                 |
|         | 115710028                   |        | Drill Bit, Ø3.2×250mm                  |
|         | 115710029                   |        | Compression Bolt                       |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|
|                                                        | REFERENCIA                  | MODELO |                                |
|                                                        | 115710030                   |        | Plug for End Cap               |
|                                                        | 115710031                   |        | Drill Bit, Ø4.3×250mm          |
|                                                        | 115710032                   |        | Drill Bit, Ø4.3×300mm          |
|                                                        | 115710033                   |        | Drill Bit, Ø3.2×300mm          |
|                                                        | 115710035                   |        | Drill Sleeve, Ø5.2mm           |
|                                                        | 115712000                   |        | Instruments Tray               |
|                                                        | 212000044                   |        | Implant Tray                   |
|                                                        | 115719000                   |        | Instrument Set                 |
| Headless Cannulated Screw Instrument Set (2.5/3.0/4.0) | 114600003                   |        | quick coupling handle          |
|                                                        | 114600004                   |        | forcep                         |
|                                                        | 114600005                   |        | screw holder                   |
|                                                        | 114600011                   |        | screwdriver,SW1.5              |
|                                                        | 114600012                   |        | Drill Bit,Ø1.9mm               |
|                                                        | 114600013                   |        | Coutersink, Ø2.5mm             |
|                                                        | 114600014                   |        | depth gauge                    |
|                                                        | 114600015                   |        | Guide Wire,Ø0.9mm              |
|                                                        | 114600016                   |        | Guide Wire With Thread, Ø0.9mm |
|                                                        | 114600017                   |        | Solid Screwdriver SW1.5        |
|                                                        | 114600018                   |        | Sleeve, Ø0.9mm                 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                      |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                  |
|         | 114600019                   |        | Drill Guide                      |
|         | 114600020                   |        | Solid Screwdriver T8             |
|         | 114600022                   |        | Drill Bit, Ø2.3mm                |
|         | 114600023                   |        | Countersink, Ø3.0mm              |
|         | 114600025                   |        | Handle With Quick Coupling       |
|         | 114600031                   |        | Cannulated Screwdriver T8        |
|         | 114600035                   |        | Φ1.1mm,guide wire                |
|         | 114600036                   |        | Φ1.1mm,guide wire with thread    |
|         | 114600037                   |        | Drill Bit, Ø3.2mm                |
|         | 114600038                   |        | Countersink, Ø4.0m               |
|         | 114600039                   |        | Sleeve, Ø1.1m                    |
|         | 114602000                   |        | Φ3.5mm,implant tray              |
|         | 114600032                   |        | Drill Bit, Ø2.7mm                |
|         | 114600033                   |        | Countersink, Ø3.5m               |
|         | 114621000                   |        | 2.5 Headless Compression Screw   |
|         | 114623000                   |        | 4.0 Headless Compression Screw   |
|         | 114627000                   |        | Headless Compression Screw Tray, |
|         | 114631000                   |        | Instrument tray                  |
|         | 114700003                   |        | Depth Gauge                      |
|         | 114700008                   |        | Φ1.1Guide wire                   |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|                                                        | REFERENCIA                  | MODELO |                                                        |
|                                                        | 114700009                   |        | Φ1.1Guide wire with thread                             |
|                                                        | 114602000                   |        | Headless Compression Screw Tray                        |
|                                                        | 114611000                   |        | Instrument tray                                        |
|                                                        | 114611002                   |        | Instrument tray                                        |
|                                                        | 114611004                   |        | Instrument tray                                        |
|                                                        | 114611006                   |        | Instrument tray                                        |
|                                                        | 114611008                   |        | Instrument tray                                        |
|                                                        | 114619000                   |        | Headless Cannulated Screw Instrument Set (2.5/3.0/4.0) |
| Headless Cannulated Screw Instrument Set (4.5/5.0/6.5) | 114600071                   |        | Drill Bit, Ø5.0mm                                      |
|                                                        | 114600072                   |        | screwdriver,cannulated,T27                             |
|                                                        | 114600073                   |        | screwdriver,T27                                        |
|                                                        | 114600074                   |        | Countersink, Ø6.5mm                                    |
|                                                        | 114600075                   |        | Guide Wire With Thread, Ø2.5m                          |
|                                                        | 114600076                   |        | Guide Wire, Ø2.5mm                                     |
|                                                        | 114600077                   |        | Sleeve, Ø5.0mm                                         |
|                                                        | 114600078                   |        | Sleeve, Ø2.5mm                                         |
|                                                        | 114600079                   |        | Depth Gauge                                            |
|                                                        | 114600005                   |        | screw holder                                           |
|                                                        | 114600006                   |        | quick coupling handle                                  |

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                        |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                    |
|         | 114600062                   |        | drill guide                                        |
|         | 114600051                   |        | screwdriver,cannulated,T15                         |
|         | 114600052                   |        | Drill Bit, Ø4.0mm                                  |
|         | 114600053                   |        | Countersink, Ø5.0mm                                |
|         | 114600054                   |        | Depth Gauge                                        |
|         | 114600055                   |        | Guide Wire, Ø1.6mm                                 |
|         | 114600056                   |        | Guide Wire With Thread, Ø1.6mm                     |
|         | 114600059                   |        | Drill Bit, Ø3.3mm                                  |
|         | 114600060                   |        | screwdriver,T15                                    |
|         | 114600063                   |        | Φ1.6mm,sleeve                                      |
|         | 114605000                   |        | Φ5.0mm,implant tray                                |
|         | 114600065                   |        | Quick Coupling Handle                              |
|         | 114632000                   |        | 5.0/6.5 Headless Compression Screw Instrument Tray |
|         | 114621006                   |        | instrument tray                                    |
|         | 114606000                   |        | Φ6.5mm,implant tray                                |
|         | 114612000                   |        | instrument tray                                    |
|         | 114604000                   |        | Screw Tray, Ø4.5mm                                 |
|         | 114600059                   |        | Φ3.3mm,drill bit                                   |
|         | 114624000                   |        | Φ4.5 Headless Compression Screw Tray               |
|         | 114621002                   |        | instrument tray                                    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                        | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
|                                                | REFERENCIA                  | MODELO |                                                             |
|                                                | 114600061                   |        | Countersink, Ø4.5mm                                         |
|                                                | 114618000                   |        | Headless Cannulated Screw Instrument Set (5.0/6.5)          |
| Small Fragment<br>Plating System<br>CanSFP/SLP | 112100001                   |        | Depth Gauge for ø2.5mm-ø4. 0mm Length 60mm                  |
|                                                | 112100002                   |        | Plate Bender, left Length 190mm                             |
|                                                | 112100003                   |        | Plate Bender, right Length 190mm                            |
|                                                | 112100004                   |        | LC-DCP Drill Guide, Ø2.5/Ø3.5mm                             |
|                                                | 112100005                   |        | Double Drill Sleeve I, Ø2.5/Ø3.5mm                          |
|                                                | 112100008                   |        | Bending Template, large Length 118mm Width 10mm             |
|                                                | 112100009                   |        | Bending Template, small Length 92mm Width 10mm              |
|                                                | 112100014                   |        | Countersink Length 100mm                                    |
|                                                | 112100015                   |        | Drill Bit, Ø3.5mm Length 112mm Thread Length 60mm           |
|                                                | 112100016                   |        | Drill Bit, Ø2.5mm Length 112mm Thread Length 30mm           |
|                                                | 112100017                   |        | Hexagonal Screwdriver Shaft                                 |
|                                                | 112100018                   |        | Tap for Cortex Screw ø3.5mm Length 112mm Thread Length 30mm |
|                                                | 112100019                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw ø4.0mm Thread Length 20mm     |
|                                                | 112100020                   |        | Universal Drill Guide II, Ø3.5/2.5mm                        |
|                                                | 112100022                   |        | Hexagonal Screwdriver with Holding Sleeve, Length 200mm     |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                        | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------|
|                                                | REFERENCIA                  | MODELO |                                           |
|                                                | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling              |
|                                                | 112200001                   |        | Torque Limiter 1.5N Length 220mm          |
|                                                | 112200002                   |        | φ2.8Threaded Drill Sleeve for φ3.5mm      |
|                                                | 112200003                   |        | Stardrive Screwdriver Shaft, Length 120mm |
|                                                | 112200004                   |        | Drill Bit, Ø2.8mm                         |
|                                                | 112200005                   |        | Easyout                                   |
|                                                | 112200009                   |        | Star Screwdriver, T15                     |
|                                                | 112200010                   |        | Bender for K-Wire                         |
|                                                | 112127000                   |        | Screw Tray                                |
|                                                | 112128000                   |        | Instruments Tray                          |
|                                                | 112109900                   |        | Instrument Set                            |
| Large Fragment<br>Plating System<br>CanLFP/LLP | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling              |
|                                                | 113100001                   |        | Hexagonal Screwdriver, SW3.5              |
|                                                | 113100002                   |        | Drill Bit, φ3.2mm                         |
|                                                | 113100003                   |        | Drill Bit, φ4.5mm                         |
|                                                | 113100005                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw             |
|                                                | 113100006                   |        | Tap For Ø4.5mm Cortex Screw               |
|                                                | 113100007                   |        | Depth Gauge For Ø4.5/Ø6.5mm Screws        |
|                                                | 113100008                   |        | Plate Bender                              |
|                                                | 113100010                   |        | Bending Template, large                   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                    |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                |
|         | 113100011                   |        | Bending Template, small                        |
|         | 113100012                   |        | Double Drill Guide $\varnothing$ 3.2mm         |
|         | 113100014                   |        | Universal Drill Guide, $\varnothing$ 4.5/3.2mm |
|         | 113100015                   |        | Universal Drill Guide, $\varnothing$ 6.5/3.2mm |
|         | 113100020                   |        | Countersink                                    |
|         | 114110015                   |        | Hexagonal Shaft With Quick Coupling, SW3.5     |
|         | 114400007                   |        | Holding Sleeve, $\varnothing$ 8mm              |
|         | 113200002                   |        | Threaded Drill Sleeve, $\varnothing$ 4.3mm     |
|         | 113200003                   |        | Drill Bit, $\varnothing$ 4.3mm                 |
|         | 113200004                   |        | Easyout                                        |
|         | 113200005                   |        | Direct Measuring Device                        |
|         | 113200009                   |        | Star Screwdriver, T25                          |
|         | 113200010                   |        | Star Screwdriver Shaft, T25                    |
|         | 113200011                   |        | Holding Sleeve, $\varnothing$ 6.3mm            |
|         | 113200038                   |        | Torque Limiter 4.5N                            |
|         | 113210001                   |        | K-Wire, $\varnothing$ 2.5mm                    |
|         | 113210002                   |        | Cannulated Drill Bit, $\varnothing$ 5.8mm      |
|         | 113210004                   |        | Cannulated Drill Sleeve, $\varnothing$ 5.8mm   |
|         | 113210005                   |        | Guide For K-Wire, $\varnothing$ 2.5mm          |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                         | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                      |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|                                 | REFERENCIA                  | MODELO |                                                  |
|                                 | 113200036                   |        | Extended Threaded Drill Sleeve, Ø4.3mm           |
|                                 | 113106000                   |        | Screws Tray                                      |
|                                 | 113127000                   |        | Instruments Tray                                 |
|                                 | 113119000                   |        | Instrument Set                                   |
| Universal Trauma Instrument Set | 112100006                   |        | Hohmann Retractor, large                         |
|                                 | 112100007                   |        | Hohmann Retractor, small                         |
|                                 | 112100010                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock  |
|                                 | 112100011                   |        | Reduction Forceps, with serrated jaws            |
|                                 | 112100012                   |        | Periosteal Elevator,small                        |
|                                 | 112100013                   |        | Reduction Forceps, with points                   |
|                                 | 113100016                   |        | Periosteal Elevator,large                        |
|                                 | 113100017                   |        | Hohmann Retractor, large                         |
|                                 | 113100018                   |        | Hohmann Retractor, small                         |
|                                 | 113100019                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock  |
|                                 | 113100021                   |        | Reduction Forceps, With Serrated Jaws            |
|                                 | 113100022                   |        | Reduction Forceps, with point                    |
|                                 | 112200012                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps(compression) |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                          |
|                                                        | 113122000                   |        | Instruments Tray                                                         |
|                                                        | 113129000                   |        | Instrument Set                                                           |
| Small Fragment Plating Basic Instrument Set CanSFP/SLP | 112100001                   |        | Depth Gauge for $\varnothing$ 2.5mm- $\varnothing$ 4. 0mm Length 60mm    |
|                                                        | 112100002                   |        | Plate Bender, left Length 190mm                                          |
|                                                        | 112100003                   |        | Plate Bender, right Length 190mm                                         |
|                                                        | 112100016                   |        | Drill Bit, $\varnothing$ 2.5mm Length 112mm Thread Length 30mm           |
|                                                        | 112100018                   |        | Tap for Cortex Screw $\varnothing$ 3.5mm Length 112mm Thread Length 30mm |
|                                                        | 112100020                   |        | Universal Drill Guide II, $\varnothing$ 3.5/2.5mm                        |
|                                                        | 112100022                   |        | Hexagonal Screwdriver with Holding Sleeve, Length 200mm                  |
|                                                        | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling Length 90mm                                 |
|                                                        | 112200001                   |        | Torque Limiter 1.5N Length 220mm                                         |
|                                                        | 112200002                   |        | $\varnothing$ 2.8Threaded Drill Sleeve for $\varnothing$ 3.5mm           |
|                                                        | 112200003                   |        | Stardrive Screwdriver Shaft, Length 120mm                                |
|                                                        | 112200004                   |        | Drill Bit, $\varnothing$ 2.8mm                                           |
|                                                        | 112107000                   |        | Screw Tray                                                               |
|                                                        | 113207000                   |        | Instrument Tray                                                          |
| Large Fragment Plating Basic Instrument Set CanLFP/LLP | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling Length 90mm                                 |
|                                                        | 113100001                   |        | Hexagonal Screwdriver, Length 248mm                                      |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                             | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                   |
|                                                                     | 113100002                   |        | Drill Bit, $\phi$ 3.2mm Length 147mm Thread Length 40mm           |
|                                                                     | 113100006                   |        | Tap for Cortex Screw $\phi$ 4.5mm Length 130mm Thread Length 70mm |
|                                                                     | 113100007                   |        | Depth Gauge for screws $\phi$ 4.5/ $\phi$ 6.5mm Length 110mm      |
|                                                                     | 113100008                   |        | Plate Bender Length 285mm                                         |
|                                                                     | 113100014                   |        | Universal Drill Guide, $\phi$ 4.5/3.2mm                           |
|                                                                     | 113200002                   |        | $\phi$ 4.3mm Threaded Drill Sleeve                                |
|                                                                     | 113200003                   |        | $\phi$ 4.3mm Drill Bit Length 220mm Thread Length 84mm            |
|                                                                     | 113200010                   |        | Stardrive screwdriver shaft Length 145mm                          |
|                                                                     | 113200011                   |        | Holding Sleeve $\phi$ 6.3                                         |
|                                                                     | 113200038                   |        | Torque Limiter 4.5N                                               |
|                                                                     | 113200036                   |        | $\phi$ 4.3 Threaded Drill Sleeve (long)                           |
|                                                                     | 113105000                   |        | Screws Tray                                                       |
|                                                                     | 112207000                   |        | Instrument Tray                                                   |
| Foot&Ankle Recontraction Locking Plate System CanFAR Instrument Set | 112100018                   |        | Tap For $\phi$ 3.5mm Cortex Screw                                 |
|                                                                     | 112230003                   |        | Screwdriver, T10, Long                                            |
|                                                                     | 112230004                   |        | Quick adapter                                                     |
|                                                                     | 112230005                   |        | Straight quick connect handle                                     |
|                                                                     | 112230006                   |        | Screwdriver, T10, Short                                           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                     |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                 |
|         | 112230007                   |        | Drill bit,φ2.5mm                |
|         | 112230008                   |        | Guide drill,φ2.5mm              |
|         | 112230009                   |        | Screw holder,φ3.5mm             |
|         | 111220019                   |        | Round Bone Chisel, Reverse Edge |
|         | 111220020                   |        | Round Bone Chisel, Frount Edge  |
|         | 111220021                   |        | Osteotomy, 10mm                 |
|         | 111220022                   |        | Osteotomy,14mm                  |
|         | 111220023                   |        | Osteotomy,18mm                  |
|         | 111220024                   |        | Osteotomy,22mm                  |
|         | 111220025                   |        | Bone hammer                     |
|         | 111220026                   |        | Round bone chisel,5mm           |
|         | 111220027                   |        | Bone needle scissors            |
|         | 111220028                   |        | Distractor,narrow               |
|         | 111220029                   |        | Distractor,wide                 |
|         | 111220030                   |        | 3mm Bone rongeur,narrow         |
|         | 111220031                   |        | 6mm Bone rongeur,narrow         |
|         | 111220032                   |        | Bone needle distractor          |
|         | 111220033                   |        | Bone needle pressure clamp      |
|         | 111220034                   |        | Curette, 4mm                    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                    |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                |
|         | 111220036                   |        | Curette, 6mm                   |
|         | 111220042                   |        | Periosteal Stripper, Large     |
|         | 111220043                   |        | Osteotomy,26mm                 |
|         | 111220044                   |        | Curette, 8mm                   |
|         | 111220045                   |        | Periosteal Stripper, Small     |
|         | 111226001                   |        | Instrument Tray                |
|         | 111225001                   |        | Screw Tray                     |
|         | 111220002                   |        | Osteotomy,6mm                  |
|         | 111220004                   |        | Phalange Reamer, Convex, 14mm  |
|         | 111220005                   |        | Phalange Reamer, Convex, 16mm  |
|         | 111220006                   |        | Phalange Reamer, Convex, 18mm  |
|         | 111220007                   |        | Phalange Reamer, Convex, 20mm  |
|         | 111220008                   |        | Phalange Reamer, Convex, 22mm  |
|         | 111220009                   |        | Phalange Reamer, Convex, 24mm  |
|         | 111220010                   |        | Phalange Reamer, Concave, 14mm |
|         | 111220011                   |        | Phalange Reamer, Concave, 16mm |
|         | 111220012                   |        | Phalange Reamer, Concave, 18mm |
|         | 111220013                   |        | Phalange Reamer, Concave, 20mm |
|         | 111220014                   |        | Phalange Reamer, Concave, 22mm |
|         | 111220015                   |        | Phalange Reamer, Concave, 24mm |
|         | 112110057                   |        | Torque Limit Adapter, 1.5Nm    |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                 | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------|
|                                                         | REFERENCIA                  | MODELO |                                             |
| Variable Angle Minimally Invasive Instrument Set CanVKP | 111210012                   |        | Flat Pliers                                 |
|                                                         | 114110015                   |        | Screwdriver Shaft With Quick Coupling,SW3.5 |
|                                                         | 115400031                   |        | Ratchet Wrench for Nut, hexagonal           |
|                                                         | 113200010                   |        | Stardrive Screwdriver Shaft,T25             |
|                                                         | 113210004                   |        | Cannulated Drill Sleeve,Ø5.8mm              |
|                                                         | 113400016                   |        | K-Wire with Threaded Tip,φ2mm               |
|                                                         | 113420003                   |        | Handle For Femoral                          |
|                                                         | 113420004                   |        | Aiming Arm For Femoral                      |
|                                                         | 113420005                   |        | Sleeve                                      |
|                                                         | 113420008                   |        | Insertion Guide                             |
|                                                         | 113420009                   |        | Insertion Guide                             |
|                                                         | 113420005                   |        | Protection sleeve                           |
|                                                         | 113420006                   |        | Handle For Tibia                            |
|                                                         | 113420007                   |        | Aiming Arm For Tibia                        |
|                                                         | 113420008                   |        | Connecting Nut For Plate                    |
|                                                         | 113420009                   |        | Connecting Nut For Aiming Arm               |
|                                                         | 113420010                   |        | Insertion Guide                             |
|                                                         | 113420011                   |        | Drill Guide,Ø4.3mm                          |
|                                                         | 113420012                   |        | Drill Guide,φ3.7mm                          |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                     | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------|
|                                             | REFERENCIA                  | MODELO |                              |
|                                             | 113420013                   |        | Drill Guide,φ3.2mm           |
|                                             | 113420014                   |        | Drill Guide,φ2.0mm           |
|                                             | 113420015                   |        | Drill Guide                  |
|                                             | 113420016                   |        | Trocar,φ8.1mm                |
|                                             | 113420017                   |        | K wire Measuring Instrument  |
|                                             | 113420018                   |        | Drill Bit,φ4.3mm             |
|                                             | 113420019                   |        | Drill Bit,φ3.2mm             |
|                                             | 113420020                   |        | Drill Bit,φ3.7mm             |
|                                             | 113420021                   |        | Torque limiter,3.8~4.5Nm     |
|                                             | 113420022                   |        | Quick Coupling Handle        |
|                                             | 113420023                   |        | Tap,HA4.5                    |
|                                             | 113420024                   |        | Drill Bit,φ5.8mm             |
|                                             | 113427000                   |        | Screw Tray                   |
|                                             | 113428000                   |        | Instrument Tray              |
| High Tibial Osteotomy Instrument Set CanHTO | 113230001                   |        | Kirschner wire, Ø2.0mm       |
|                                             | 113230002                   |        | Kirschner wire, Ø2.5mm       |
|                                             | 113230003                   |        | Osteotomy chisel, width 10mm |
|                                             | 113230004                   |        | Osteotomy chisel, width 15mm |
|                                             | 113230005                   |        | Osteotomy chisel, width 20mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
|                                              | REFERENCIA                  | MODELO |                                   |
|                                              | 113230006                   |        | Osteotomy chisel, width 25mm      |
|                                              | 113230007                   |        | Bone spreader                     |
|                                              | 113230008                   |        | Alignment Rod                     |
|                                              | 113230009                   |        | Bone spreader,soft lock           |
|                                              | 113230010                   |        | Stand,large, for alignment rod    |
|                                              | 113230011                   |        | Stand,small, for alignment rod    |
|                                              | 113230012                   |        | Stand,straight, for alignment rod |
|                                              | 113230013                   |        | Osteotomy gap measuring device    |
|                                              | 113238000                   |        | Instrument tray                   |
| 2.5 Headless Cannulated Screw Instrument Set | 114611002                   |        | Instrument tray                   |
|                                              | 114600011                   |        | screwdriver,SW1.5                 |
|                                              | 114600012                   |        | Drill bit, Φ1.9mm                 |
|                                              | 114600013                   |        | Coutersink ,Ø2.5mm                |
|                                              | 114600015                   |        | Guide Wire, Ø0.9mm                |
|                                              | 114600016                   |        | Guide Wire With Thread, Ø0.9mm    |
|                                              | 114600017                   |        | Solid Screwdriver SW1.5           |
|                                              | 114600018                   |        | Protection Sleeve                 |
|                                              | 114600019                   |        | Drill Guide, Ø2.5mm               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|                                              | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|                                              | 114600025                   |        | Quick coupling handle               |
|                                              | 114621000                   |        | 2.5 Headless Compression Screw Tray |
|                                              | 114700003                   |        | Depth gauge                         |
| 3.0 Headless Cannulated Screw Instrument Set | 114600019                   |        | Drill guide                         |
|                                              | 114600020                   |        | Screwdriver T8                      |
|                                              | 114600022                   |        | Drill Bit, Ø2.3mm                   |
|                                              | 114600023                   |        | Countersink, Ø3.0mm                 |
|                                              | 114600025                   |        | Quick coupling handle               |
|                                              | 114611004                   |        | Instrument tray                     |
|                                              | 114600031                   |        | Cannulated Screwdriver T8           |
|                                              | 114600039                   |        | Sleeve, Ø1.1mm                      |
|                                              | 114627000                   |        | Implant Tray, Ø3.0mm                |
|                                              | 114700003                   |        | Depth gauge                         |
|                                              | 114700008                   |        | Guide wire                          |
|                                              | 114700009                   |        | Guide wire with thread              |
| 3.5 Headless Cannulated Screw Instrument Set | 114600019                   |        | Drill guide                         |
|                                              | 114600020                   |        | screwdriver,T8                      |
|                                              | 114600025                   |        | quick coupling handle               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción               |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|
|                                              | REFERENCIA                  | MODELO |                           |
|                                              | 114600031                   |        | Cannulated Screwdriver T8 |
|                                              | 114600032                   |        | Drill Bit, Ø2.7mm         |
|                                              | 114600033                   |        | Countersink, Ø3.5mm       |
|                                              | 114600039                   |        | Sleeve, Ø1.1mm            |
|                                              | 114611006                   |        | Instrument tray           |
|                                              | 114622000                   |        | Implant Tray, Ø3.5mm      |
|                                              | 114700003                   |        | Depth gauge               |
|                                              | 114700008                   |        | Guide wire                |
|                                              | 114700009                   |        | Guide wire with thread    |
| 4.0 Headless Cannulated Screw Instrument Set | 114600019                   |        | Drill guide               |
|                                              | 114600020                   |        | Solid Screwdriver T8      |
|                                              | 114600025                   |        | Quick coupling handle     |
|                                              | 114600031                   |        | Cannulated Screwdriver T8 |
|                                              | 114600037                   |        | Drill Bit, Ø3.2mm         |
|                                              | 114600038                   |        | Countersink, Ø4.0mm       |
|                                              | 114600039                   |        | Sleeve, Ø1.1mm            |
|                                              | 114611008                   |        | Instrument tray           |
|                                              | 114623000                   |        | Φ4.0mm,implant tray       |
|                                              | 114700003                   |        | Depth gauge               |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|
|                                              | REFERENCIA                  | MODELO |                                |
|                                              | 114700008                   |        | Guide wire                     |
|                                              | 114700009                   |        | Guide wire with thread         |
| 4.5 Headless Cannulated Screw Instrument Set | 114600051                   |        | Screwdriver,cannulated,T15     |
|                                              | 114600054                   |        | Depth gauge                    |
|                                              | 114600055                   |        | Guide Wire, Ø1.6mm             |
|                                              | 114600056                   |        | Guide Wire With Thread, Ø1.6mm |
|                                              | 114600059                   |        | Drill Bit, Ø3.3mm              |
|                                              | 114600060                   |        | Solid Screwdriver T15          |
|                                              | 114600061                   |        | Countersink, Ø4.5mm            |
|                                              | 114600062                   |        | Drill guide                    |
|                                              | 114600063                   |        | Sleeve, Ø1.6mm                 |
|                                              | 114600065                   |        | Handle With Quick Coupling     |
|                                              | 114621002                   |        | Instrument tray                |
|                                              | 114624000                   |        | Implant Tray, Ø4.5mm           |
| 5.0 Headless Cannulated Screw Instrument Set | 114600051                   |        | Screwdriver,cannulated,T15     |
|                                              | 114600052                   |        | Drill Bit, Ø4.0mm              |
|                                              | 114600053                   |        | Countersink, Ø5.0mm            |
|                                              | 114600054                   |        | Depth gauge                    |
|                                              | 114600055                   |        | Guide Wire, Ø1.6mm             |
|                                              | 114600056                   |        | Guide Wire With Thread, Ø1.6mm |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                          | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|
|                                                                  | REFERENCIA                  | MODELO |                                         |
|                                                                  | 114600060                   |        | Solid Screwdriver T15                   |
|                                                                  | 114600062                   |        | Drill guide                             |
|                                                                  | 114600063                   |        | Sleeve, Ø1.6mm                          |
|                                                                  | 114600065                   |        | Quick coupling handle                   |
|                                                                  | 114625000                   |        | Headless Compression Screw Tray, Ø5.0mm |
|                                                                  | 114621004                   |        | Instrument tray                         |
| 6.5 Headless Cannulated Screw Instrument SetScrew Instrument Set | 114600062                   |        | Drill guide                             |
|                                                                  | 114600065                   |        | Quick coupling handle                   |
|                                                                  | 114600071                   |        | Drill Bit, Ø5.0mm                       |
|                                                                  | 114600072                   |        | Screwdriver,cannulated,T27              |
|                                                                  | 114600073                   |        | Screwdriver,T27                         |
|                                                                  | 114600074                   |        | Countersink, Ø6.5mm                     |
|                                                                  | 114600075                   |        | Guide Wire With Thread, Ø2.5mm          |
|                                                                  | 114600076                   |        | Guide Wire, Ø2.5mm                      |
|                                                                  | 114600077                   |        | Sleeve, Ø5.0mm                          |
|                                                                  | 114600078                   |        | Sleeve, Ø2.5mm                          |
|                                                                  | 114600079                   |        | Depth gauge                             |
|                                                                  | 114626000                   |        | Headless Compression Screw Tray, Ø6.5mm |
|                                                                  | 114621006                   |        | Instrument tray                         |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|
|                                        | REFERENCIA                  | MODELO |                                                |
| Proximal Femoral Nail System CanPFN II | 115400016                   |        | Universal Chunk with T-Handle                  |
|                                        | 115400017                   |        | Radiographic Ruler                             |
|                                        | 115400020                   |        | Protection Drill Sleeve, Ø5.3/8.2mm            |
|                                        | 115400021                   |        | Temporary End Cap for the lag screw            |
|                                        | 115400022                   |        | Obturator                                      |
|                                        | 115400023                   |        | Drill Bit, Ø5.2mm                              |
|                                        | 115400024                   |        | Flat Drill with T-Handle                       |
|                                        | 115400027                   |        | Awl                                            |
|                                        | 115400029                   |        | Impactor                                       |
|                                        | 115400030                   |        | Quick Connection T-Handle                      |
|                                        | 115400031                   |        | Ratchet Wrench for Nut, hexagonal              |
|                                        | 115400033                   |        | Guide Wire Ø3.2×400                            |
|                                        | 115400034                   |        | Depth Gauge For Guide Wire, Ø3.2mm             |
|                                        | 115400035                   |        | Cannulated Drill Bit for cortex boneØ10.6/Ø3.2 |
|                                        | 115400036                   |        | Cannulated Drill Bit With Limit, 10.6/Ø3.2mm   |
|                                        | 115400037                   |        | Fixation Sleeve SW4.5/φ3.2                     |
|                                        | 115400038                   |        | Screwdriver for PFN Blade                      |
|                                        | 115400040                   |        | Counter-torque Wrench for blade                |
|                                        | 115400041                   |        | Drill Bit, Ø4.3/300mm                          |
|                                        | 115400043                   |        | Pin Wrench SW3/SW5                             |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|
|                                        | REFERENCIA                  | MODELO |                                              |
|                                        | 115400044                   |        | Depth Gauge for Locking screw                |
|                                        | 115400045                   |        | Screwdriver,hexagonal SW3.5                  |
|                                        | 115400047                   |        | Extractor for Nail M8                        |
|                                        | 115400051                   |        | Extractor for Blade SW4.5/φ3.2               |
|                                        | 115400052                   |        | Cleaning Wire                                |
|                                        | 115400053                   |        | Lag Screw Holding shaft                      |
|                                        | 115500002                   |        | Protection Sleeve                            |
|                                        | 115410075                   |        | SW6 Screwdriver for End Cap with Inner Shaft |
|                                        | 115410076                   |        | SW6 Variable Angle Screwdriver for End Cap   |
|                                        | 115410032                   |        | Slotted Hammer                               |
|                                        | 115410054                   |        | Wrench shaft for Lag Screw                   |
| Proximal Femoral Nail System CanPFN II | 115500003                   |        | Location Sleeve                              |
|                                        | 115400003                   |        | Buttress Nut for Proximal Aiming Arm         |
|                                        | 115400004                   |        | Protection Sleeve for distal locking         |
|                                        | 115400005                   |        | Obturator for Distal Locking                 |
|                                        | 115400006                   |        | Trocar for Distal Locking                    |
|                                        | 115400010                   |        | Obturator for Blade                          |
|                                        | 115400011                   |        | Obturator for Lag Screw                      |
|                                        | 115400012                   |        | Protection Sleeve for lag screw              |
|                                        | 115400013                   |        | Trocar                                       |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia               | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|
|                       | REFERENCIA                  | MODELO |                                       |
|                       | 115400014                   |        | Connecting Nut                        |
|                       | 115400057                   |        | Targeting Device Nut for Long Nail    |
|                       | 115400059                   |        | Distal Outrigger Nut for Long Nail    |
|                       | 115400062                   |        | Location Sleeve                       |
|                       | 115400063                   |        | Handle Connecting Nut                 |
|                       | 115420001                   |        | Insertion Handle                      |
|                       | 115420002                   |        | Proximal Aiming Arm                   |
|                       | 115420007                   |        | Compression Nut                       |
|                       | 115410008                   |        | Protection Sleeve for blade           |
|                       | 115410009                   |        | Protection Sleeve for lag screw       |
|                       | 115410072                   |        | Aiming Arm for Distal Locking         |
|                       | 115410055                   |        | Distal Aiming Connecting Shaft        |
|                       | 115410056                   |        | Distal Targeting Device for Long Nail |
|                       | 115410058                   |        | Distal Outrigger                      |
|                       | 115410060                   |        | U-shaped Stabilizing Spacer           |
|                       | 115410061                   |        | Location Shaft                        |
|                       | 115410070                   |        | Flexible Proximal Reamer              |
|                       | 115410046                   |        | Screwdriver for Connecting Nut        |
|                       | 115413000                   |        | Instrument tray                       |
| Proximal Femoral Nail | 115400003                   |        | Buttress Nut for Proximal Aiming      |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia       | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                          |
|---------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|
|               | REFERENCIA                  | MODELO |                                      |
| System CanPFN |                             |        |                                      |
|               | 115400004                   |        | Protection Sleeve for distal locking |
|               | 115400005                   |        | Obturator for Distal Locking         |
|               | 115400006                   |        | Trocar for Distal Locking            |
|               | 115400010                   |        | Obturator for Blade                  |
|               | 115400013                   |        | Trocar                               |
|               | 115400014                   |        | Connecting Nut                       |
|               | 115400016                   |        | Universal Chunk with T-Handle        |
|               | 115400029                   |        | Impactor                             |
|               | 115400033                   |        | Guide Wire Ø3.2×400                  |
|               | 115400034                   |        | Depth Gauge for Guide Wire Ø3.2      |
|               | 115400035                   |        | Cannulated Drill Bit for cortex      |
|               | 115400036                   |        | Cannulated Drill Bit                 |
|               | 115400037                   |        | Fixation Sleeve SW4.5/φ3.2           |
|               | 115400038                   |        | Screwdriver for PFN Blade            |
|               | 115400040                   |        | Counter-torque Wrench for blade      |
|               | 115400041                   |        | φ4.3 Drill Bitφ4.3/300mm             |
|               | 115400044                   |        | Depth Gauge for Locking screw        |
|               | 115400045                   |        | Screwdriver,hexagonal SW3.5          |
|               | 115400047                   |        | Extractor for Nail M8                |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                     | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------|
|                             | REFERENCIA                  | MODELO |                                            |
|                             | 115400051                   |        | Extractor for Blade SW4.5/φ3.2             |
|                             | 115500002                   |        | Protection Sleeve                          |
|                             | 115500003                   |        | Location Sleeve                            |
|                             | 115420001                   |        | Insertion Handle                           |
|                             | 115420002                   |        | Proximal Aiming Arm                        |
|                             | 115420007                   |        | Compression Nut                            |
|                             | 115410008                   |        | Protection Sleeve for blade                |
|                             | 115410070                   |        | Flexible Proximal Reamer                   |
|                             | 115410046                   |        | Screwdriver for Connecting Nut             |
|                             | 115410075                   |        | SW6 Screwdriver for End Cap with Inner     |
|                             | 115410076                   |        | SW6 Variable Angle Screwdriver for End Cap |
|                             | 115410032                   |        | Slotted Hammer                             |
|                             | 115433000                   |        | Instrument Tray                            |
| CanTri-Max<br>Instrumet Set | 115450001                   |        | Radiographic Ruler                         |
|                             | 115450002                   |        | Guide Wire with thread                     |
|                             | 115450003                   |        | Guide Wire                                 |
|                             | 115450004                   |        | Universal Chunk with T-Handle              |
|                             | 115450005                   |        | Protection Drill Sleeve                    |
|                             | 115450006                   |        | Location Sleeve                            |
|                             | 115450007                   |        | Cannulated Awl, Curved                     |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                     |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                 |
|         | 115450008                   |        | Proximal Cannulatd Drill Bit                    |
|         | 115450009                   |        | Connecting Nut                                  |
|         | 115450011                   |        | Hex Wrench                                      |
|         | 115450012                   |        | Handle                                          |
|         | 115450013                   |        | Impactor for Nail                               |
|         | 115450014                   |        | Extractor for Nail                              |
|         | 115450015                   |        | Proximal Aiming Arm                             |
|         | 115450018                   |        | Trocar                                          |
|         | 115450019                   |        | Butterss Nut                                    |
|         | 115450020                   |        | Proximal Depth Gauge                            |
|         | 115450021                   |        | Proximal Cannulated Drill Bit for Cortical Bone |
|         | 115450022                   |        | Proximal Cannulated Drill Bit                   |
|         | 115450023                   |        | Fixation Sleeve                                 |
|         | 115450024                   |        | Helical Blade Impactor                          |
|         | 115450025                   |        | Extension Bar                                   |
|         | 115450035                   |        | Buttress Nut for Proximal Aiming Arm            |
|         | 115450027                   |        | Protection Sleeve                               |
|         | 115450028                   |        | Drill Sleeve                                    |
|         | 115450029                   |        | Distal Cannulated Drill Bit,φ7.6mm              |
|         | 115450030                   |        | Distal Cannulated Drill Bit,φ6.8mm              |
|         | 115450031                   |        | Anti-Rotation Bar                               |
|         | 115450010                   |        | Set Screwdriver                                 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|                              | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|                              | 115450032                   |        | Lag Screwdriver                     |
|                              | 115450033                   |        | Compressing Dial                    |
|                              | 115450034                   |        | Medium Hexdriver                    |
|                              | 115450055                   |        | Impactor                            |
|                              | 115450036                   |        | Drill Bit,φ4.3mm                    |
|                              | 115450037                   |        | Slotted Hammer                      |
|                              | 115450038                   |        | Drill Bit,φ4.3mm                    |
|                              | 115450039                   |        | Distal Depth Gauge                  |
|                              | 115450040                   |        | Screw Holding Driver,Hexagonal      |
|                              | 115450041                   |        | Screwdriver,Soft                    |
|                              | 115450042                   |        | Extraction for Helical Blade        |
|                              | 115450043                   |        | Quick Connection T-Handle           |
|                              | 115450044                   |        | Guide Bolt Wrench                   |
|                              | 115450045                   |        | Loacation Drill Sleeve              |
|                              | 115450046                   |        | Extractor Connection Shaft for Nail |
|                              | 115450048                   |        | Distal Guide Drill                  |
|                              | 115450049                   |        | Distal Trocar                       |
|                              | 115451001                   |        | Instrument Tray                     |
|                              | 115450047                   |        | Alignment Tower                     |
|                              | 115440039                   |        | Alignment Arm                       |
| Elastic Nail Instruments set | 112100016                   |        | Drill Bit, Ø2.5mm                   |
|                              | 113100002                   |        | Drill Bit, Ø3.2mm                   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                  | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                    |
|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|
|                          | REFERENCIA                  | MODELO |                                |
|                          | 113100003                   |        | Drill Bit, Ø4.5mm              |
|                          | 115410032                   |        | Slotted Hammer                 |
|                          | 115820001                   |        | Holder                         |
|                          | 115820002                   |        | Awl                            |
|                          | 115820003                   |        | Holder                         |
|                          | 115820004                   |        | extractor                      |
|                          | 115820005                   |        | Cutter                         |
|                          | 115820006                   |        | Wrench                         |
|                          | 115820007                   |        | Impactor                       |
|                          | 115820008                   |        | Impactor                       |
|                          | 115820009                   |        | Screwdriver                    |
|                          | 115823000                   |        | Instrument tray                |
|                          | 113400008                   |        | Wrench                         |
| CanETN-II Instrument Set | 115720001                   |        | Measurement Ruler              |
|                          | 115720002                   |        | Protection Sleeve for Awl      |
|                          | 115720003                   |        | Inner Drill Sleeve             |
|                          | 115720004                   |        | Drill bit Ø12.5 Length 230     |
|                          | 115720005                   |        | Awl                            |
|                          | 115720006                   |        | Proximal handle                |
|                          | 115720007                   |        | Bolt connector SW11 Length 120 |
|                          | 115720008                   |        | Nail Impactor                  |
|                          | 115720009                   |        | Adjustable Connector           |
|                          | 115720010                   |        | Connecting bolt                |
|                          | 115720011                   |        | Targeting shaft                |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                            |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                        |
|         | 115720012                   |        | Targeting shaft, distal                |
|         | 115720013                   |        | Location shaft,distal,radiolucent      |
|         | 115720014                   |        | Outer sleeve, distal location shaft    |
|         | 115720015                   |        | Inner Drill sleeve, for 3.8 drill bit  |
|         | 115720016                   |        | Trocar                                 |
|         | 115720017                   |        | Outer sleeve, for 3.8, 4.3 drill bits  |
|         | 115720018                   |        | Drill bit 3.8                          |
|         | 115720019                   |        | Location shaft                         |
|         | 115720020                   |        | Drill bit 5.2                          |
|         | 115720021                   |        | Quick coupling screw driver T30 (screw |
|         | 115720022                   |        | Drill sleeve, for 4.3 drill bit        |
|         | 115720023                   |        | Trocar                                 |
|         | 115720024                   |        | Drill bit 4.3                          |
|         | 115720025                   |        | Compression pin                        |
|         | 115720026                   |        | Flexible scrwe driver T30 (screw       |
|         | 115720027                   |        | Nail Extractor                         |
|         | 115720028                   |        | Nail Extractor Extender                |
|         | 115720029                   |        | Cleaning wire                          |
|         | 115720030                   |        | Quick coupling handle Suprapatella     |
|         | 115720031                   |        | Sleeve Suprapatella                    |
|         | 115720032                   |        | Inner Drill Sleeve Suprapatella        |
|         | 115720033                   |        | Outer Sleeve Suprapatella, PEEK        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia               | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
|                       | REFERENCIA                  | MODELO |                                  |
|                       | 115720034                   |        | Trocar Suprapatella, PEEK        |
|                       | 115720035                   |        | Proximal handle Suprapatella     |
|                       | 115720036                   |        | Drill bit D12.5 Suprapatella     |
|                       | 115720037                   |        | Bolt connector SW11 Suprapatella |
|                       | 115720038                   |        | Compression pin Suprapatella     |
|                       | 115720039                   |        | Wrench Hexagon                   |
|                       | 115720040                   |        | Quick coupling handle            |
|                       | 115720041                   |        | Drill sleeve, for 5.2 drill bit  |
|                       | 115720042                   |        | Trocar                           |
|                       | 115720043                   |        | Drill bit 5.2                    |
|                       | 115721001                   |        | Instrument tray                  |
|                       | 115720045                   |        | Screwdriver T30                  |
|                       | 114120016                   |        | Guide wire, threaded             |
|                       | 114120017                   |        | Guide wire                       |
|                       | 115450037                   |        | Impactor hammer                  |
|                       | 115450039                   |        | Depth gauge                      |
| CanTCS Instrument Set | 114600117                   |        | Guide Wire                       |
|                       | 114600119                   |        | Screwdriver                      |
|                       | 114600120                   |        | Screwdriver                      |
|                       | 114600121                   |        | Awl                              |
|                       | 114600122                   |        | Quick coupling handle            |
|                       | 114600123                   |        | Trial Implant                    |
|                       | 114600124                   |        | Trial Implant                    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                    | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                 |
|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
|                            | REFERENCIA                  | MODELO |                             |
|                            | 114600125                   |        | Trial Implant               |
|                            | 114600126                   |        | Trial Implant               |
|                            | 114600127                   |        | Trial Implant               |
|                            | 114600108                   |        | Screwdriver                 |
|                            | 114600109                   |        | Quick coupling handle       |
|                            | 114600110                   |        | Trial Implant               |
|                            | 114600111                   |        | Trial Implant               |
|                            | 114600112                   |        | Trial Implant               |
|                            | 114600113                   |        | Trial Implant               |
|                            | 114600114                   |        | Trial Implant               |
|                            | 114600115                   |        | Trial Implant               |
|                            | 114600116                   |        | Trial Implant               |
|                            | 114600117                   |        | Guide Wire                  |
|                            | 114600132                   |        | Instrument Tray             |
| CanFNS Femoral Neck System | 114120001                   |        | Angled Guide                |
|                            | 114120002                   |        | Correction Guide            |
|                            | 114120003                   |        | Depth Gauge                 |
|                            | 114120004                   |        | Reamer 12.5                 |
|                            | 114120005                   |        | Insertion handle            |
|                            | 114120006                   |        | Insert for Insertion handle |
|                            | 114120007                   |        | Impactor                    |
|                            | 114120008                   |        | Drill bit, 4.3              |
|                            | 114120009                   |        | Drill Limiter               |
|                            | 114120010                   |        | Multifunction driver        |
|                            | 114120011                   |        | Protection Sleeve           |
|                            | 114120012                   |        | Depth Gauge                 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia           | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                   |
|-------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|                   | REFERENCIA                  | MODELO |                                               |
|                   | 114120013                   |        | Quick coupling screwdriver T25                |
|                   | 114120014                   |        | Torque Limiter 4Nm                            |
|                   | 114120015                   |        | Quick coupling handle                         |
|                   | 114120016                   |        | Guide Wire 3.2                                |
|                   | 114120017                   |        | Guide Wire 3.2                                |
|                   | 114120020                   |        | Drill bit, 10.2                               |
|                   | 114120019                   |        | Instrument Tray                               |
|                   | 114122000                   |        | Implant Tray                                  |
|                   | 115450025                   |        | Wrench, for Insert                            |
| Metal Bone Plates | 122291106C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 68mm Left  |
|                   | 122291206C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 68mm Right |
|                   | 122291105C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 60mm Left  |
|                   | 122291205C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 60mm Right |
|                   | 122291104C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 53mm Left  |
|                   | 122291204C                  | BCS135 | Calcaneal anatomical locking plate 53mm Right |
|                   | 122547301C                  | BCS132 | Calcaneal locking plate I 58mm Left           |
|                   | 122547302C                  | BCS132 | Calcaneal locking plate I 58mm Left           |
|                   | 122547401C                  | BCS132 | Calcaneal locking plate I 58mm Right          |
|                   | 122547402C                  | BCS132 | Calcaneal locking plate I 58mm Right          |
|                   | 122227501C                  | BCS60  | LCP mini locking L plate 40mm Left            |
|                   | 122227601C                  | BCS60  | LCP mini locking L plate 40mm Right           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                              |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                          |
|         | 122540032C                  | ZSQ59  | LCP 1/3 tubular locking plate 2 Holes                                    |
|         | 122540033C                  | ZSQ59  | LCP 1/3 tubular locking plate 3 Holes                                    |
|         | 122266304                   | BCS55  | LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 4 Holes Left                    |
|         | 122266306                   | BCS55  | LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 6 Holes Left                    |
|         | 122266308                   | BCS55  | LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 8 Holes Left                    |
|         | 122266310                   | BCS55  | LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 10 Holes Left                   |
|         | 122266404                   | BCS55  | LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 4 Holes Right                   |
|         | 122266406                   | BCS55  | LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 6 Holes Right                   |
|         | 122266408                   | BCS55  | LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 8 Holes Right                   |
|         | 122266410                   | BCS55  | LCP Proximal Medial Tibial Locking Plate 10 Holes Right                  |
|         | 122320103                   | BCS65  | VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 3 Holes Left  |
|         | 122320104                   | BCS65  | VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 4 Holes Left  |
|         | 122320105                   | BCS65  | VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 5 Holes Left  |
|         | 122320203                   | BCS65  | VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 3 Holes Right |
|         | 122320204                   | BCS65  | VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 4 Holes Right |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                     | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|                             | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                          |
|                             | 122320205                   | BCS65  | VA LCP Volar Rim Distal Radius Locking Plate(head 4 holes) 5 Holes Right |
|                             | 123553001C                  | BCS48  | Plate for femoral Neck 2 Holes                                           |
|                             | 123553002C                  | BCS48  | Plate for femoral Neck 3 Holes                                           |
| Intramedullary Nail Systems | 135412062C                  | SDG11  | Locking screw Ø4.9mm 62                                                  |
|                             | 135412064C                  | SDG11  | Locking screw Ø4.9mm 64                                                  |
|                             | 135412066C                  | SDG11  | Locking screw Ø4.9mm 66                                                  |
|                             | 135412068C                  | SDG11  | Locking screw Ø4.9mm 68                                                  |
|                             | 135412070C                  | SDG11  | Locking screw Ø4.9mm 70                                                  |
|                             | 135412072C                  | SDG11  | Locking screw Ø4.9mm 72                                                  |
|                             | 135412074C                  | SDG11  | Locking screw Ø4.9mm 74                                                  |
|                             | 135412076C                  | SDG11  | Locking screw Ø4.9mm 76                                                  |
|                             | 135412078C                  | SDG11  | Locking screw Ø4.9mm 78                                                  |
|                             | 135412080C                  | SDG11  | Locking screw Ø4.9mm 80                                                  |
|                             | 135100020C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 20                                            |
|                             | 135110022C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 22                                            |
|                             | 135110024C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 24                                            |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                   |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                               |
|         | 135110026C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 26 |
|         | 135110028C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 28 |
|         | 135110030C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 30 |
|         | 135110032C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 32 |
|         | 135110034C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 34 |
|         | 135110036C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 36 |
|         | 135110038C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 38 |
|         | 135110040C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 40 |
|         | 135110042C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 42 |
|         | 135110044C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 44 |
|         | 135110046C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 46 |
|         | 135110048C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 48 |
|         | 135110050C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 50 |
|         | 135110052C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 52 |
|         | 135110054C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 54 |
|         | 135110056C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 56 |
|         | 135110058C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 58 |
|         | 135110060C                  | SDS03  | Multi Locking Screw Ø4.5mm 60 |
|         | 135100201C                  | SDS03  | End Cap 0mm                   |
|         | 135100202C                  | SDS03  | End Cap 2mm                   |
|         | 135100203C                  | SDS03  | End Cap 5mm                   |

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|         | 135100204C                  | SDS03  | End Cap 10mm                        |
|         | 135100205C                  | SDS03  | End Cap 15mm                        |
|         | 135103216C                  | SDS03  | Tibia Nail(Standard) Ø7×160, left   |
|         | 135103316C                  | SDS03  | Tibia Nail(Standard) Ø8×160, left   |
|         | 135103516C                  | SDS03  | Tibia Nail(Standard) Ø9×160, left   |
|         | 135103416C                  | SDS03  | Tibia Nail(Standard) Ø10×160, left  |
|         | 135104316C                  | SDS03  | Tibia Nail(Standard) Ø7×160, right  |
|         | 135104416C                  | SDS03  | Tibia Nail(Standard) Ø8×160, right  |
|         | 135104516C                  | SDS03  | Tibia Nail(Standard) Ø9×160, right  |
|         | 135104616C                  | SDS03  | Tibia Nail(Standard) Ø10×160, right |
|         | 135100226C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×26mm           |
|         | 135100228C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×28mm           |
|         | 135100230C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×30mm           |
|         | 135100232C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×32mm           |
|         | 135100234C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×34mm           |
|         | 135100236C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×36mm           |
|         | 135100238C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×38mm           |
|         | 135100240C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×40mm           |
|         | 135100242C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×42mm           |
|         | 135100244C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×44mm           |
|         | 135100246C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×46mm           |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción               |
|---------|-----------------------------|--------|---------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                           |
|         | 135100248C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×48mm |
|         | 135100250C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×50mm |
|         | 135100252C                  | SDS03  | Locking Screw I Ø3.5×52mm |
|         | 135110318C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×18mm   |
|         | 135110320C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×20mm   |
|         | 135110322C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×22mm   |
|         | 135110324C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×24mm   |
|         | 135110326C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×26mm   |
|         | 135110328C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×28mm   |
|         | 135110330C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×30mm   |
|         | 135110332C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×32mm   |
|         | 135110334C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×34mm   |
|         | 135110336C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×36mm   |
|         | 135110338C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×38mm   |
|         | 135110340C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×40mm   |
|         | 135110342C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×42mm   |
|         | 135110344C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×44mm   |
|         | 135110346C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×46mm   |
|         | 135110348C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×48mm   |
|         | 135110350C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×50mm   |
|         | 135110352C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×52mm   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción             |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                         |
|         | 135110354C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×54mm |
|         | 135110356C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×56mm |
|         | 135110358C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×58mm |
|         | 135110360C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×60mm |
|         | 135110362C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×62mm |
|         | 135110364C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×64mm |
|         | 135110366C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×66mm |
|         | 135110368C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×68mm |
|         | 135110370C                  | SDS03  | Locking Screw Ø4.0×70mm |
|         | 135433430                   | SDG11  | Nail Ø9×300 Left        |
|         | 135433432                   | SDG11  | Nail Ø9×320 Left        |
|         | 135433434                   | SDG11  | Nail Ø9×340 Left        |
|         | 135433436                   | SDG11  | Nail Ø9×360 Left        |
|         | 135433438                   | SDG11  | Nail Ø9×380 Left        |
|         | 135433440                   | SDG11  | Nail Ø9×400 Left        |
|         | 135433442                   | SDG11  | Nail Ø9×420 Left        |
|         | 135433530                   | SDG11  | Nail Ø10×300 Left       |
|         | 135433532                   | SDG11  | Nail Ø10×320 Left       |
|         | 135433534                   | SDG11  | Nail Ø10×340 Left       |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción       |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                   |
|         | 135433536                   | SDG11  | Nail Ø10×360 Left |
|         | 135433538                   | SDG11  | Nail Ø10×380 Left |
|         | 135433540                   | SDG11  | Nail Ø10×400 Left |
|         | 135433542                   | SDG11  | Nail Ø10×420 Left |
|         | 135433630                   | SDG11  | Nail Ø11×300 Left |
|         | 135433632                   | SDG11  | Nail Ø11×320 Left |
|         | 135433634                   | SDG11  | Nail Ø11×340 Left |
|         | 135433636                   | SDG11  | Nail Ø11×360 Left |
|         | 135433638                   | SDG11  | Nail Ø11×380 Left |
|         | 135433640                   | SDG11  | Nail Ø11×400 Left |
|         | 135433642                   | SDG11  | Nail Ø11×420 Left |
|         | 135433730                   | SDG11  | Nail Ø12×300 Left |
|         | 135433732                   | SDG11  | Nail Ø12×320 Left |
|         | 135433734                   | SDG11  | Nail Ø12×340 Left |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción        |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                    |
|         | 135433736                   | SDG11  | Nail Ø12×360 Left  |
|         | 135433738                   | SDG11  | Nail Ø12×380 Left  |
|         | 135433740                   | SDG11  | Nail Ø12×400 Left  |
|         | 135433742                   | SDG11  | Nail Ø12×420 Left  |
|         | 135434430                   | SDG11  | Nail Ø9×300 Right  |
|         | 135434432                   | SDG11  | Nail Ø9×320 Right  |
|         | 135434434                   | SDG11  | Nail Ø9×340 Right  |
|         | 135434436                   | SDG11  | Nail Ø9×360 Right  |
|         | 135434438                   | SDG11  | Nail Ø9×380 Right  |
|         | 135434440                   | SDG11  | Nail Ø9×400 Right  |
|         | 135434442                   | SDG11  | Nail Ø9×420 Right  |
|         | 135434530                   | SDG11  | Nail Ø10×300 Right |
|         | 135434532                   | SDG11  | Nail Ø10×320 Right |
|         | 135434534                   | SDG11  | Nail Ø10×340 Right |
|         | 135434536                   | SDG11  | Nail Ø10×360 Right |
|         | 135434538                   | SDG11  | Nail Ø10×380 Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción        |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                    |
|         | 135434540                   | SDG11  | Nail Ø10×400 Right |
|         | 135434542                   | SDG11  | Nail Ø10×420 Right |
|         | 135434630                   | SDG11  | Nail Ø11×300 Right |
|         | 135434632                   | SDG11  | Nail Ø11×320 Right |
|         | 135434634                   | SDG11  | Nail Ø11×340 Right |
|         | 135434636                   | SDG11  | Nail Ø11×360 Right |
|         | 135434638                   | SDG11  | Nail Ø11×380 Right |
|         | 135434640                   | SDG11  | Nail Ø11×400 Right |
|         | 135434642                   | SDG11  | Nail Ø11×420 Right |
|         | 135434730                   | SDG11  | Nail Ø12×300 Right |
|         | 135434732                   | SDG11  | Nail Ø12×320 Right |
|         | 135434734                   | SDG11  | Nail Ø12×340 Right |
|         | 135434736                   | SDG11  | Nail Ø12×360 Right |
|         | 135434738                   | SDG11  | Nail Ø12×380 Right |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
|                                                              | REFERENCIA                  | MODELO |                                                        |
|                                                              | 135434740                   | SDG11  | Nail Ø12×400 Right                                     |
|                                                              | 135434742                   | SDG11  | Nail Ø12×420 Right                                     |
|                                                              | 135410207C                  | SDG11  | II End Cap 0                                           |
|                                                              | 135410208C                  | SDG11  | II End Cap 5                                           |
|                                                              | 135410209C                  | SDG11  | II End Cap 10                                          |
| Small Fragment<br>Plating System<br>Instrument Set<br>CanSFP | 112100001                   |        | Depth Gauge Ø2.5- Ø4                                   |
|                                                              | 112100002                   |        | Plate Bender, left                                     |
|                                                              | 112100003                   |        | Plate Bender, right                                    |
|                                                              | 112100004                   |        | LC-DCP Drill Guide, Ø2.5/Ø3.5mm                        |
|                                                              | 112100005                   |        | Double Drill Sleeve I, Ø2.5/Ø3.5mm                     |
|                                                              | 112100006                   |        | Hohmann Retractor, large Length 159mm Width 15.5mm     |
|                                                              | 112100007                   |        | Hohmann Retractor, small Length 170mm Width 10.5mm     |
|                                                              | 112100008                   |        | Bending Template, large                                |
|                                                              | 112100009                   |        | Bending Template, small                                |
|                                                              | 112100010                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length |
|                                                              | 112100011                   |        | Reduction Forceps, with serrated jaws Length 158mm     |
|                                                              | 112100012                   |        | Periosteal Elevator,small Length 190mm                 |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                      |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                  |
|         | 112100013                   |        | Reduction Forceps, with points Length 182mm      |
|         | 112100014                   |        | Countersink                                      |
|         | 112100015                   |        | Drill Bit, Ø3.5mm                                |
|         | 112100016                   |        | Drill Bit, Ø2.5mm                                |
|         | 112100017                   |        | Hexagonal Screwdriver Shaft, SW2.5               |
|         | 112100018                   |        | Tap for Cortex Screw ø3.5mm                      |
|         | 112100019                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw Ø4.0mm             |
|         | 112100020                   |        | Universal Drill Guide II, Ø3.5 / 2.5mm           |
|         | 112100021                   |        | Drill Sleeve Length 42mm                         |
|         | 112100022                   |        | Hexagonal Screwdriver With Holding Sleeve, SW2.5 |
|         | 112100023                   |        | Screw Extractor Length 80mm                      |
|         | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                     |
|         | 112204000                   |        | Screw Tray                                       |
|         | 112200013                   |        | Extended Drill Bit, Ø2.8mm                       |
|         | 112200014                   |        | Extended Threaded Drill Sleeve For Ø2.8mm        |
|         | 112300003                   |        | Ø2.0 Drill Bit                                   |
|         | 112300004                   |        | Straight Handle with Quick Coupling              |
|         | 112300005                   |        | Stardrive Screwdriver(short)                     |
|         | 112300006                   |        | Stardrive Screwdriver(long)                      |
|         | 112300008                   |        | Depth Gauge                                      |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                              | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|                                      | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                      |
|                                      | 112300011                   |        | T-handle with Quick Coupling                                         |
|                                      | 112300012                   |        | Torque Limited Head                                                  |
|                                      | 112300014                   |        | Ø2.0 LCP Drill Sleeve                                                |
|                                      | 212000556                   |        | Screw Box                                                            |
|                                      | 112104000                   |        | Instruments Tray                                                     |
| Large Fragment Implant System CanLFP | 113100001                   |        | Hexagonal Screwdriver, Length 248mm                                  |
|                                      | 113100002                   |        | Drill Bit, φ3.2mm Length 147mm Thread Length 40mm                    |
|                                      | 113100003                   |        | Drill Bit, φ4.5mm Length 145mm Thread Length 48mm                    |
|                                      | 113100005                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw φ6.5mm Length 195mm Thread Length 26mm |
|                                      | 113100006                   |        | Tap for Cortex Screw φ4.5mm Length 130mm Thread Length 70mm          |
|                                      | 113100007                   |        | Depth Gauge for φ4.5/φ6.5mm screws                                   |
|                                      | 113100008                   |        | Plate Bender Length 285mm                                            |
|                                      | 113100010                   |        | Bending Template, large Length 212mm Width 12mm                      |
|                                      | 113100011                   |        | Bending Template, small Length 121mm Width 12mm                      |
|                                      | 113100012                   |        | Double Drill Guide φ3.2mm                                            |
|                                      | 113100013                   |        | Universal Drill Guide φ4.5 / 3.2mm                                   |
|                                      | 113100014                   |        | Universal Drill Guide, φ4.5 / 3.2mm                                  |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                            | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                    | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                     |
|                                                    | 113100015                   |        | Universal Drill Guide, $\phi$ 6.5 / 3.2mm                           |
|                                                    | 113100016                   |        | Periosteal Elevator,large Length 191mm                              |
|                                                    | 113100017                   |        | Hohmann Retractor, large Length 267mm Width 43.5mm                  |
|                                                    | 113100018                   |        | Hohmann Retractor, small Length 267mm Width 16mm                    |
|                                                    | 113100019                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length 266mm        |
|                                                    | 113100020                   |        | Countersink Length 180mm                                            |
|                                                    | 113100021                   |        | Reduction Forceps, with serrated jaws Length 220mm                  |
|                                                    | 113100022                   |        | Reduction Forceps, with point Length 207mm                          |
|                                                    | 113100023                   |        | $\phi$ 3.2 Drill Sleeve Length 80mm                                 |
|                                                    | 113100024                   |        | Easyout Length 120mm                                                |
|                                                    | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                                        |
|                                                    | 114110015                   |        | Screwdriver shaft with quick coupling, hexagonal Length 100mm SW3.5 |
|                                                    | 113204000                   |        | Screw Tray                                                          |
|                                                    | 212000810                   |        | Screw Tray                                                          |
|                                                    | 113103000                   |        | Instruments Tray                                                    |
| Large Locking<br>Fragment Plating<br>System CanLLP | 113200001                   |        | Torque Limiter 4.5N Length 264mm                                    |
|                                                    | 113200009                   |        | Screw Driver Length 248mm                                           |
|                                                    | 113100001                   |        | Hexagonal Screwdriver, with holding sleeve Length 248mm             |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                          |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                                      |
|         | 113200010                   |        | Stardrive screwdriver shaft Length 145mm                             |
|         | 113200004                   |        | Easyout Length 80mm                                                  |
|         | 113200006                   |        | φ2.0K-Wire Length 230mm                                              |
|         | 113200008                   |        | Guide for K-Wire Length 50mm                                         |
|         | 113200002                   |        | φ4.3mmThreaded Drill Sleeve                                          |
|         | 113200003                   |        | φ4.3mmDrill Bit Length 220mm Thread Length 84mm                      |
|         | 113200005                   |        | Direct Measuring Device                                              |
|         | 113100002                   |        | Drill Bit, φ3.2mm Length 147mm Thread Length 40mm                    |
|         | 113100003                   |        | Drill Bit, φ4.5mm Length 145mm Thread 48mm                           |
|         | 113100005                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw φ6.5mm Length 195mm Thread Length 26mm |
|         | 113100006                   |        | Tap for Cortex Screw φ4.5mm Length 130mm Thread Length 70mm          |
|         | 113100007                   |        | Depth Gauge for φ4.5 mm-φ6.5mm Length 110mm                          |
|         | 113100008                   |        | Plate Bender Length 285mm                                            |
|         | 113100010                   |        | Bending Template, large Length 212mm Width 12mm                      |
|         | 113100011                   |        | Bending Template, small Length 121mm Width 12mm                      |
|         | 113100014                   |        | Universal Drill Guide, φ4.5 / 3.2mm                                  |
|         | 113200011                   |        | Holding SleeveØ6.3                                                   |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                                  |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                              |
|         | 113200036                   |        | φ4.3mm Threaded Drill Sleeve(long)                           |
|         | 212000061                   |        | Screw Box                                                    |
|         | 113210001                   |        | φ2.5 K-wire                                                  |
|         | 113210002                   |        | φ5.8 Cannulated drill bit                                    |
|         | 113210004                   |        | φ5.8 Cannulated drill sleeve                                 |
|         | 113200005                   |        | Direct Measuring Device                                      |
|         | 113210005                   |        | Guide for K-Wire φ2.5mm                                      |
|         | 113100015                   |        | Universal Drill Guide, φ6.5 / 3.2mm                          |
|         | 113100016                   |        | Periosteal Elevator, large Length 191mm                      |
|         | 112100012                   |        | Periosteal Elevator, small Length 190mm                      |
|         | 113100017                   |        | Hohmann Retractor, large Length 267mm Width 43.5mm           |
|         | 113100018                   |        | Hohmann Retractor, small Length 267mm Width 16mm             |
|         | 113100020                   |        | Countersink Length 180mm                                     |
|         | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                                 |
|         | 113100022                   |        | Reduction Forceps, with point Length 207mm                   |
|         | 113100021                   |        | Reduction Forceps, with serrated jaws Length 220mm           |
|         | 113100019                   |        | Self-Centering Bone Holding Forceps, speed lock Length 266mm |
|         | 113204000                   |        | Screw Box                                                    |
|         | 113205000                   |        | Instrument Tray                                              |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                    |
|------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|
|                        | REFERENCIA                  | MODELO |                                |
|                        | 113200038                   |        | Torque Limiter 4.5Nm           |
|                        | 113200039                   |        | Torque Limiter 4.5Nm           |
|                        | 113210004                   |        | Ø5.8mm Cannulated drill sleeve |
|                        | 113210006                   |        | φ5.8 Drill Bit                 |
|                        | 212000260                   |        | 4.9mm Screw Tray               |
| Dynamic reaming System | 115410007                   |        | Ball Head Guider, Ø2.5×680mm   |
|                        | 115410001                   |        | Reset Rod with T-Handle        |
|                        | 115410002                   |        | Ball Head Guider               |
|                        | 115410003                   |        | Extractor for guide Wire       |
|                        | 115410004                   |        | Soft Reamer                    |
|                        | 115410005                   |        | Soft Reamer Head, Ø8.5mm       |
|                        | 115410010                   |        | Soft Reamer Head, Ø9.0mm       |
|                        | 115410011                   |        | Soft Reamer Head, Ø 9.5mm      |
|                        | 115410012                   |        | Soft Reamer Head, Ø10mm        |
|                        | 115410013                   |        | Soft Reamer Head, Ø10.5mm      |
|                        | 115410014                   |        | Soft Reamer Head, Ø11mm        |
|                        | 115410015                   |        | Soft Reamer Head, Ø11.5mm      |
|                        | 115410016                   |        | Soft Reamer Head, Ø12mm        |
|                        | 115410017                   |        | Soft Reamer Head, Ø12.5mm      |
|                        | 115410018                   |        | Soft Reamer Head, Ø13mm        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                        | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|                                                                | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|                                                                | 115410019                   |        | Soft Reamer Head, Ø13.5mm           |
|                                                                | 115410082                   |        | Instrument Tray                     |
|                                                                | 212000553                   |        | Instrument Tray                     |
|                                                                | 212000559                   |        | Instrument Tray                     |
|                                                                | 115450004                   |        | Universal Chunk with T-Handle       |
|                                                                | 212000541                   |        | Soft reamer                         |
|                                                                | 212000542                   |        | Soft Reamer Head, Ø8.5mm            |
|                                                                | 212000543                   |        | Soft Reamer Head, Ø9.0mm            |
|                                                                | 212000544                   |        | Soft Reamer Head, Ø 9.5mm           |
|                                                                | 212000545                   |        | Soft Reamer Head, Ø10mm             |
|                                                                | 212000546                   |        | Soft Reamer Head, Ø10.5mm           |
|                                                                | 212000547                   |        | Soft Reamer Head, Ø11mm             |
|                                                                | 212000548                   |        | Soft Reamer Head, Ø11.5mm           |
|                                                                | 212000549                   |        | Soft Reamer Head, Ø12mm             |
|                                                                | 212000550                   |        | Soft Reamer Head, Ø12.5mm           |
|                                                                | 212000551                   |        | Soft Reamer Head, Ø13mm             |
|                                                                | 212000552                   |        | Soft Reamer Head, Ø13.5mm           |
| Variable Angle Locking Compression Plate(Distal Radius) CanVLP | 112300001                   |        | φ1.8-φ2.4 Drill Sleeve              |
|                                                                | 112300002                   |        | φ1.8 Drill Bit                      |
|                                                                | 112300003                   |        | φ2.0 Drill Bit                      |
|                                                                | 112300004                   |        | Straight Handle with Quick Coupling |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                         |
|------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
|                              | REFERENCIA                  | MODELO |                                     |
|                              | 112300005                   |        | Stardrive Screwdriver(short)        |
|                              | 112300006                   |        | Stardrive Screwdriver(long)         |
|                              | 112300007                   |        | Holding Sleeve                      |
|                              | 112300008                   |        | Depth Gauge                         |
|                              | 112300009                   |        | φ1.8 LCP Drill Sleeve               |
|                              | 112300010                   |        | Universal Drill Guide               |
|                              | 112300011                   |        | T-handle with Quick Coupling        |
|                              | 112300012                   |        | Torque Limited Head                 |
|                              | 112300013                   |        | Guide Wire                          |
|                              | 112300014                   |        | φ2.0 LCP Drill Sleeve               |
|                              | 112305000                   |        | Screw Tray                          |
|                              | 112305000                   |        | Screw Tray                          |
|                              | 112303000                   |        | Plate Tray                          |
|                              | 112304000                   |        | Instrument Tray                     |
| Locking Screw Instrument Set | 112300015                   |        | Drill Bit,Ø2.0mm                    |
|                              | 112300001                   |        | Drill Sleeve,Ø1.8-Ø2.4mm            |
|                              | 112300002                   |        | Drill Bit,Ø1.8mm                    |
|                              | 112300003                   |        | Drill Bit,Ø2.0mm                    |
|                              | 112300004                   |        | Straight Handle with Quick Coupling |
|                              | 112300006                   |        | Stardrive Screwdriver T8(Long)      |
|                              | 112300005                   |        | Stardrive Screwdriver T8(Short)     |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                          | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------|
|                                                  | REFERENCIA                  | MODELO |                                                         |
|                                                  | 112300007                   |        | Holding Sleeve                                          |
|                                                  | 112300008                   |        | Depth Gauge                                             |
|                                                  | 112300009                   |        | LCP Drill Sleeve,Ø1.8mm                                 |
|                                                  | 112300010                   |        | Universal Drill Guide                                   |
|                                                  | 112300011                   |        | Quick Coupling Handle                                   |
|                                                  | 112300012                   |        | Torque Limited Head                                     |
|                                                  | 112300013                   |        | Guide Wire,Ø1.1mm                                       |
|                                                  | 112300014                   |        | LCP Drill Sleeve,Ø2.0mm                                 |
|                                                  | 212000230                   |        | VA Distal Radius Locking Plates Implant Tray            |
|                                                  | 212000558                   |        | Implant Tray                                            |
|                                                  | 112308000                   |        | Instruments Tray                                        |
| Dynamic Hip and Condylar System<br>CanDHS/CanDCS | 114110001                   |        | CanDHS / DCS Impactor                                   |
|                                                  | 114110002                   |        | T-Handle with Quick Coupling, for taps and drill guides |
|                                                  | 114110003                   |        | Centering Sleeve                                        |
|                                                  | 114110004                   |        | CanDHSTM Angled Guide, 135°                             |
|                                                  | 114110005                   |        | Double Drill Guide Ø6.5 / 4.5                           |
|                                                  | 114110006                   |        | CanDCSTM Angled Guide, 95°                              |
|                                                  | 114110007                   |        | Depth Gauge                                             |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                   |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                               |
|         | 114110008                   |        | CanDHS Reamer                                 |
|         | 114110009                   |        | CanDCS Reamer                                 |
|         | 114110010                   |        | T-Lag Screw Wrench, for insertion             |
|         | 114110011                   |        | T-Lag Screw Wrench, for insertion and removal |
|         | 114110012                   |        | Tap for CanDHS / DCS Screws                   |
|         | 114110013                   |        | Drill Bit, Ø8.0mm                             |
|         | 114110014                   |        | Connecting Screw with Guide Shaft             |
|         | 114110015                   |        | Screwdriver Shaft With Quick Coupling,SW3.5   |
|         | 114110016                   |        | Guide Wire Ø2.5mm, with threaded tip          |
|         | 113100001                   |        | Hexagonal Screwdriver                         |
|         | 113100002                   |        | Drill Bit, Ø3.2mm                             |
|         | 114400007                   |        | Holding Sleeve, ø8mm Length 120mm             |
|         | 113100003                   |        | Drill Bit,Ø4.5mm                              |
|         | 113100005                   |        | Tap for Cancellous Bone Screw Ø 6.5mm         |
|         | 113100006                   |        | Tap for Cortex Screw Ø 4.5mm                  |
|         | 113100007                   |        | Depth Gauge for screws Ø4.5/Ø6.5mm            |
|         | 113100012                   |        | Double Drill Guide Ø3.2mm                     |
|         | 113100013                   |        | Universal Drill Guide Ø4.5 / 3.2mm            |
|         | 112100024                   |        | T-handle with Quick Coupling                  |
|         | 212000560                   |        | Screw Tray                                    |
|         | 113204000                   |        | Screw Tray                                    |
|         | 114113000                   |        | Instrument Tray                               |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|
|                                                        | REFERENCIA                  | MODELO |                                |
| Headless Cannulated Screw Instrument Set (2.5/3.0/4.0) | 114600003                   |        | quick coupling handle          |
|                                                        | 114600004                   |        | forcep                         |
|                                                        | 114600005                   |        | screw holder                   |
|                                                        | 114600011                   |        | screwdriver,SW1.5              |
|                                                        | 114600012                   |        | Drill Bit,Ø1.9mm               |
|                                                        | 114600013                   |        | Coutersink, Ø2.5mm             |
|                                                        | 114600014                   |        | depth gauge                    |
|                                                        | 114600015                   |        | Guide Wire,Ø0.9mm              |
|                                                        | 114600016                   |        | Guide Wire With Thread, Ø0.9mm |
|                                                        | 114600017                   |        | Solid Screwdriver SW1.5        |
|                                                        | 114600018                   |        | Sleeve, Ø0.9mm                 |
|                                                        | 114600019                   |        | Drill Guide                    |
|                                                        | 114600020                   |        | Solid Screwdriver T8           |
|                                                        | 114600022                   |        | Drill Bit, Ø2.3mm              |
|                                                        | 114600023                   |        | Countersink, Ø3.0mm            |
|                                                        | 114600025                   |        | Handle With Quick Coupling     |
|                                                        | 114600031                   |        | Cannulated Screwdriver T8      |
|                                                        | 114600035                   |        | Φ1.1mm,guide wire              |
|                                                        | 114600036                   |        | Φ1.1mm,guide wire with thread  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                      |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                  |
|         | 114600037                   |        | Drill Bit, Ø3.2mm                |
|         | 114600038                   |        | Countersink, Ø4.0m               |
|         | 114600039                   |        | Sleeve, Ø1.1m                    |
|         | 114602000                   |        | Φ3.5mm,implant tray              |
|         | 114600032                   |        | Drill Bit, Ø2.7mm                |
|         | 114600033                   |        | Countersink, Ø3.5m               |
|         | 114621000                   |        | 2.5 Headless Compression Screw   |
|         | 114623000                   |        | 4.0 Headless Compression Screw   |
|         | 114627000                   |        | Headless Compression Screw Tray, |
|         | 114631000                   |        | Instrument tray                  |
|         | 114700003                   |        | Depth Gauge                      |
|         | 114700008                   |        | Φ1.1Guide wire                   |
|         | 114700009                   |        | Φ1.1Guide wire with thread       |
|         | 114602000                   |        | Headless Compression Screw Tray, |
|         | 114611000                   |        | Instrument tray                  |
|         | 114621000                   |        | Screw Tray                       |
|         | 114622000                   |        | Screw Tray                       |
|         | 114623000                   |        | Screw Tray                       |
|         | 212000335                   |        | Instrument tray                  |
|         | 114611002                   |        | Instrument tray                  |
|         | 114611004                   |        | Instrument tray                  |
|         | 114611006                   |        | Instrument tray                  |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                                | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------|
|                                                        | REFERENCIA                  | MODELO |                                |
|                                                        | 114611008                   |        | Instrument tray                |
| Headless Cannulated Screw Instrument Set (4.5/5.0/6.5) | 114600071                   |        | Drill Bit, Ø5.0mm              |
|                                                        | 114600072                   |        | screwdriver,cannulated,T27     |
|                                                        | 114600073                   |        | screwdriver,T27                |
|                                                        | 114600074                   |        | Countersink, Ø6.5mm            |
|                                                        | 114600075                   |        | Guide Wire With Thread, Ø2.5m  |
|                                                        | 114600076                   |        | Guide Wire, Ø2.5mm             |
|                                                        | 114600077                   |        | Sleeve, Ø5.0mm                 |
|                                                        | 114600078                   |        | Sleeve, Ø2.5mm                 |
|                                                        | 114600079                   |        | Depth Gauge                    |
|                                                        | 114600005                   |        | screw holder                   |
|                                                        | 114600006                   |        | quick coupling handle          |
|                                                        | 114600062                   |        | drill guide                    |
|                                                        | 114600051                   |        | screwdriver,cannulated,T15     |
|                                                        | 114600052                   |        | Drill Bit, Ø4.0mm              |
|                                                        | 114600053                   |        | Countersink, Ø5.0mm            |
|                                                        | 114600054                   |        | Depth Gauge                    |
|                                                        | 114600055                   |        | Guide Wire, Ø1.6mm             |
|                                                        | 114600056                   |        | Guide Wire With Thread, Ø1.6mm |
|                                                        | 114600059                   |        | Drill Bit, Ø3.3mm              |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                  | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                        |
|--------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|                          | REFERENCIA                  | MODELO |                                                    |
|                          | 114600060                   |        | screwdriver,T15                                    |
|                          | 114600063                   |        | Φ1.6mm,sleeve                                      |
|                          | 114605000                   |        | Φ5.0mm,implant tray                                |
|                          | 114600065                   |        | Quick Coupling Handle                              |
|                          | 114632000                   |        | 5.0/6.5 Headless Compression Screw Instrument Tray |
|                          | 114621006                   |        | instrument tray                                    |
|                          | 114606000                   |        | Φ6.5mm,implant tray                                |
|                          | 114626000                   |        | Φ6.5mm,implant tray                                |
|                          | 114612000                   |        | instrument tray                                    |
|                          | 114604000                   |        | Screw Tray, Ø4.5mm                                 |
|                          | 114600059                   |        | Φ3.3mm,drill bit                                   |
|                          | 114624000                   |        | Φ4.5 Headless Compression Screw Tray               |
|                          | 114621002                   |        | instrument tray                                    |
|                          | 212000336                   |        | instrument tray                                    |
|                          | 114625000                   |        | Φ5.0mm, implant tray                               |
|                          | 114600061                   |        | Countersink, Ø4.5mm                                |
| CanTri-Max Instrumet Set | 115450001                   |        | Radiographic Ruler                                 |
|                          | 115450002                   |        | Guide Wire with thread                             |
|                          | 115450003                   |        | Guide Wire                                         |
|                          | 115450004                   |        | Universal Chunk with T-Handle                      |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                     |
|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                 |
|         | 115450005                   |        | Protection Drill Sleeve                         |
|         | 115450006                   |        | Location Sleeve                                 |
|         | 115450007                   |        | Cannulated Awl, Curved                          |
|         | 115450008                   |        | Proximal Cannulatd Drill Bit                    |
|         | 115450009                   |        | Connecting Nut                                  |
|         | 115450011                   |        | Hex Wrench                                      |
|         | 115450012                   |        | Handle                                          |
|         | 115450013                   |        | Impactor for Nail                               |
|         | 115450014                   |        | Extractor for Nail                              |
|         | 115450015                   |        | Proximal Aiming Arm                             |
|         | 115450018                   |        | Trocar                                          |
|         | 115450019                   |        | Butterss Nut                                    |
|         | 115450020                   |        | Proximal Depth Gauge                            |
|         | 115450021                   |        | Proximal Cannulated Drill Bit for Cortical Bone |
|         | 115450022                   |        | Proximal Cannulated Drill Bit                   |
|         | 115450023                   |        | Fixation Sleeve                                 |
|         | 115450024                   |        | Helical Blade Impactor                          |
|         | 115450025                   |        | Extension Bar                                   |
|         | 115450035                   |        | Buttress Nut for Proximal Aiming Arm            |
|         | 115450027                   |        | Protection Sleeve                               |
|         | 115450028                   |        | Drill Sleeve                                    |
|         | 115450029                   |        | Distal Cannulated Drill Bit,φ7.6mm              |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                            |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                        |
|         | 115450030                   |        | Distal Cannulated Drill Bit,φ6.8mm     |
|         | 115450031                   |        | Anti-Rotation Bar                      |
|         | 115450010                   |        | Set Screwdriver                        |
|         | 115450032                   |        | Lag Screw Screwdriver                  |
|         | 115450033                   |        | Compressing Dial                       |
|         | 115450034                   |        | Medium Hexdriver                       |
|         | 115450055                   |        | Impactor                               |
|         | 115450036                   |        | Drill Bit,φ4.3mm                       |
|         | 115450037                   |        | Slotted Hammer                         |
|         | 115450038                   |        | Drill Bit,φ4.3mm                       |
|         | 115450039                   |        | Distal Depth Gauge                     |
|         | 115450040                   |        | Screwdriver of Locking Screw,Hexagonal |
|         | 115450041                   |        | Screwdriver of End Cap,Soft            |
|         | 115450042                   |        | Extraction for Helical Blade           |
|         | 115450043                   |        | Quick Connection T-Handle              |
|         | 115450044                   |        | Guide Bolt Wrench                      |
|         | 115450045                   |        | Loacation Drill Sleeve                 |
|         | 115450046                   |        | Extractor Connection Shaft for Nail    |
|         | 115450048                   |        | Distal Guide Drill                     |
|         | 115450049                   |        | Distal Trocar                          |
|         | 115451001                   |        | Instrument Tray                        |
|         | 115450047                   |        | Alignment Tower                        |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                      | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                     |
|------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------|
|                              | REFERENCIA                  | MODELO |                                                 |
|                              | 115440039                   |        | Alignment Arm                                   |
|                              | 115450075                   |        | Inner Holding Shaft of Lag Screw Screwdriver    |
|                              | 115450076                   |        | Inner Holding Shaft of Locking Screw, Hexagonal |
|                              | 115450077                   |        | Inner Holding Shaft of Helical Blade Impactor   |
|                              | 115450078                   |        | Inner Holding Shaft of End cap                  |
|                              | 115450036                   |        | Drill Bit,φ4.3mm                                |
|                              | 115450048                   |        | Distal Guide Drill                              |
|                              | 115450049                   |        | Distal Trocar                                   |
|                              | 115450053                   |        | Invivo Location                                 |
|                              | 115450054                   |        | Invitro Location                                |
|                              | 115450065                   |        | Spacer                                          |
|                              | 115450066                   |        | Director                                        |
|                              | 115450067                   |        | Aiming Shaft                                    |
|                              | 115450068                   |        | Lateral Aiming Shaft with Angle                 |
|                              | 115450069                   |        | Compression Nut                                 |
|                              | 115450070                   |        | Instrument Tray                                 |
| Elastic Nail Instruments set | 112100016                   |        | Drill Bit, Ø2.5mm                               |
|                              | 113100002                   |        | Drill Bit, Ø3.2mm                               |
|                              | 113100003                   |        | Drill Bit, Ø4.5mm                               |
|                              | 115410032                   |        | Slotted Hammer                                  |
|                              | 115820001                   |        | Holder                                          |
|                              | 115820002                   |        | Awl                                             |
|                              | 115820003                   |        | Holder                                          |
|                              | 115820004                   |        | extractor                                       |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia                                     | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------|
|                                             | REFERENCIA                  | MODELO |                                    |
|                                             | 115820005                   |        | Cutter                             |
|                                             | 115820006                   |        | Wrench                             |
|                                             | 115820007                   |        | Impactor                           |
|                                             | 115820008                   |        | Impactor                           |
|                                             | 115820009                   |        | Screwdriver                        |
|                                             | 115823000                   |        | Instrument tray                    |
|                                             | 212000698                   |        | Instrument tray                    |
|                                             | 113400008                   |        | Wrench                             |
| CanPHN Proximal Humerus Nail Instrument Set | 114110016                   |        | Guide Wire Ø2.5, With Threaded Tip |
|                                             | 115720039                   |        | Wrench Hexagon                     |
|                                             | 114120015                   |        | Quick Coupling Handle              |
|                                             | 115450025                   |        | Extension Bar                      |
|                                             | 115450037                   |        | Impactor hammer                    |
|                                             | 115100001                   |        | Guide Wire φ2.5                    |
|                                             | 115100002                   |        | Awl, φ10.0                         |
|                                             | 115100003                   |        | Awl, φ11.5                         |
|                                             | 115100004                   |        | Drill Guide                        |
|                                             | 115100006                   |        | Insertion Handle                   |
|                                             | 115100007                   |        | Fast Bolt                          |
|                                             | 115100008                   |        | Targeting Arm(main)                |
|                                             | 115100009                   |        | Targeting Arm (lateral)            |
|                                             | 115100010                   |        | Connection Nut(main)               |
|                                             | 115100011                   |        | Connection Nut(lateral)            |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                      |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                  |
|         | 115100012                   |        | Protection Sleeve, φ13.0                         |
|         | 115100013                   |        | Obturator, φ10.0                                 |
|         | 115100014                   |        | Trocar, φ3.8                                     |
|         | 115100015                   |        | Drill Bit, φ3.8                                  |
|         | 115100038                   |        | Torque Limiter , 1.5N*m                          |
|         | 115100016                   |        | Depth Gauge for Multi Locking Screw              |
|         | 115100017                   |        | Counter Sink                                     |
|         | 115100018                   |        | Screwdriver with holding for Multi Locking Screw |
|         | 115100019                   |        | Drill Sleeve for Multi Locking Screw             |
|         | 115100020                   |        | Drill Guide for Multi Locking Screw              |
|         | 115100021                   |        | Screwdriver for 4.0mm locking screw, SW3.5       |
|         | 115100022                   |        | Depth Gauge with Hook                            |
|         | 115100023                   |        | Protection Sleeve φ12.0                          |
|         | 115100024                   |        | Obturator φ8.0                                   |
|         | 115100025                   |        | Trocar φ3.2                                      |
|         | 115100026                   |        | Drill Bit φ3.2                                   |
|         | 115100028                   |        | Extractor                                        |
|         | 115100042                   |        | Ruler                                            |
|         | 115100053                   |        | Retractor                                        |
|         | 115100039                   |        | Screwdriver Shaft for 3.5mm locking screw, T15   |
|         | 115100033                   |        | Screwdriver for Multi Locking Screw              |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia               | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                      |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|                       | REFERENCIA                  | MODELO |                                                  |
|                       | 115100040                   |        | Screwdriver Shaft for 4.0mm locking screw, SW3.5 |
|                       | 115100036                   |        | Drill Stop $\varnothing$ 2.8                     |
|                       | 115100037                   |        | Drill Stop $\varnothing$ 3.2                     |
|                       | 115100043                   |        | Drill Bit $\varnothing$ 2.8                      |
|                       | 115107000                   |        | Instrument Tray                                  |
| CanFAR Instrument Set | 112223007                   |        | Bone lever                                       |
|                       | 112223008                   |        | Curette,dual, small                              |
|                       | 112223010                   |        | Curette,dual, large                              |
|                       | 112223003                   |        | Osteotome,9mm                                    |
|                       | 112223004                   |        | Osteotome,12mm                                   |
|                       | 112223017                   |        | Circular bone chisel,outer side edge             |
|                       | 112223015                   |        | Curette,single                                   |
|                       | 112223011                   |        | Osteotome,4mm                                    |
|                       | 112223012                   |        | Osteotome,6mm                                    |
|                       | 112223005                   |        | osteotome,with angle                             |
|                       | 112223013                   |        | Periosteal detacher,dual                         |
|                       | 112223019                   |        | Flat Pliers                                      |
|                       | 112223021                   |        | Knocker                                          |
|                       | 112223022                   |        | Curette                                          |
|                       | 111220101                   |        | Osteotome,10mm                                   |
|                       | 111220102                   |        | Osteotome,14mm                                   |
|                       | 111220103                   |        | Osteotome,18mm                                   |



República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                                              |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                                                          |
|         | 111220104                   |        | Circular bone chisel,inner side edge                     |
|         | 111220105                   |        | Hammer                                                   |
|         | 111220106                   |        | Drill guide,1.8mm, for normal screw                      |
|         | 111220107                   |        | Drill guide,1.8mm, for locking screw                     |
|         | 111220108                   |        | Drill bit,1.8mm                                          |
|         | 111220109                   |        | Drill bit,2.5mm                                          |
|         | 111220110                   |        | Drill guide,1.8mm, for variable angle locking screw      |
|         | 111220111                   |        | Dual drill guide,1.8mm, for variable angle locking screw |
|         | 111220112                   |        | Drill guide,2.5mm, for variable angle locking screw      |
|         | 111220113                   |        | Dual drill guide,2.5mm, for variable angle locking screw |
|         | 111220114                   |        | Star Screwdriver, T10,short                              |
|         | 111220115                   |        | Star Screwdriver, T10,long                               |
|         | 111220116                   |        | Torque limiter,0.8N                                      |
|         | 111220117                   |        | Torque limiter,1.5N                                      |
|         | 111220118                   |        | Quick coupling handle with silicone handle               |
|         | 111220119                   |        | Dual drill guide,2.5mm, for normal screw                 |
|         | 111220120                   |        | Drill guide,2.5mm, for locking screw                     |
|         | 111220121                   |        | Depth Gauge                                              |
|         | 111220122                   |        | Star Screwdriver, T15,short                              |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                |
|---------|-----------------------------|--------|----------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                            |
|         | 111220123                   |        | Star Screwdriver, T15,long |
|         | 111220124                   |        | Screw tray                 |
|         | 111220125                   |        | Variable angle screw tray  |
|         | 111220126                   |        | Instrument tray            |
|         | 111220127                   |        | Reduction forceps,large    |
|         | 111220128                   |        | Reduction forceps,middle   |
|         | 111220129                   |        | Reduction forceps,small    |
|         | 111220130                   |        | Cutter for K-wire          |
|         | 111220131                   |        | Distractor,8mm             |
|         | 111220132                   |        | Distractor,15mm            |
|         | 111220133                   |        | Distractor,large           |
|         | 111220134                   |        | Pressure Clamp,large       |
|         | 111220135                   |        | Bone Rongeur,with angle    |
|         | 111220136                   |        | Bone Rongeur,straight      |
|         | 111220137                   |        | Retractor                  |
|         | 111220138                   |        | Skin retractor             |
|         | 111220139                   |        | Periosteal detacher,7mm    |

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024  
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

| Familia | Código, Modelo o Referencia |        | Descripción                 |
|---------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
|         | REFERENCIA                  | MODELO |                             |
|         | 111220140                   |        | Periosteal detacher,15mm    |
|         | 111220141                   |        | Periosteal detacher,20mm    |
|         | 111220142                   |        | Flat Pliers                 |
|         | 111220143                   |        | Distractor with measurement |
|         | 111220144                   |        | Gripping tongs              |
|         | 111220145                   |        | Distractor,small            |
|         | 111220146                   |        | Pressure Clamp,small        |
|         | 111220147                   |        | Osteotomy, 22mm             |
|         | 111220148                   |        | Osteotomy, 26mm             |
|         | 111220149                   |        | Quick coupling handle       |
|         | 111220150                   |        | Bone lever with angle       |
|         | 111220151                   |        | Osteotome, with angle,12mm  |
|         | 111220152                   |        | Star Screwdriver, T8,short  |
|         | 111220153                   |        | Star Screwdriver, T8,long   |
|         | 111220154                   |        | Screw holder                |

EXPEDIENTE No.: 20063443  
RADICACIÓN: 20231177078  
FECHA: 6/07/2023

ARTICULO SEGUNDO: SE APRUEBAN las etiquetas de fábrica allegadas bajo radicado 20231177078 6 de julio de 2023 y sticker de importador allegadas bajo radicado 20241070587 de fecha 21 de marzo de 2024.

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

**RESOLUCIÓN No. 2024020153 de 7 de Mayo de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

Director Técnico de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

**ARTICULO TERCERO: SE AUTORIZA** el agotamiento de existencias del producto MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INSTRUMENTAL ASOCIADO-CANWELLetiquetado con el Registro Sanitario No. INVIMA 2013DM-0010435.

**ARTICULO CUARTO.** - Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante LA DIRECTORA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTICULO QUINTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C. a los 7 de Mayo de 2024  
**Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.**



**DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA**  
**DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS**  
Proyectó: Legal: salbam, Técnico: gmonroyb Revisó: cordina\_varios

Signature Not  
Verified



Firmado digitalmente por  
DORIS YOLIMA GOMEZ  
PARADA  
Fecha: 2024/05/08  
10:26:13 COT  
Razón: Invima  
Locación: BOGOTÁ D.C.,  
Colombia