

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

#### ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 2013036311 de 04 de diciembre de 2013 el INVIMA concedió Registro Sanitario No. INVIMA 2013AM-0010744 para el producto IMPLANTE PARA HUESO Y SU INSTRUMENTAL ASOCIADO - BICCO, a favor de TIT MECANIZADOS LTDA. con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA, en la modalidad de IMPORTAR Y VENDER.

Que mediante radicado No. 20231287091 de fecha 10 de noviembre de 2023 el doctor DIEGO LEON PEÑA OSORIO actuando en calidad de Representante Legal de la empresa: TIT MECANIZADOS LTDA Solicito Registro Sanitario para el producto: IMPLANTE PARA HUESO Y SU INSTRUMENTAL ASOCIADO - IMPLANTE PARA HUESO en la modalidad FABRICAR Y VENDER.

Que mediante auto No. 2024006862 de 29 Abril de 2024 el INVIMA informa al interesado que una vez revisado el expediente y para continuar con el trámite solicitado debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. *Revisando el formulario de solicitud en el nombre del producto y nombre genérico, se describe la palabra "INSTRUMENTAL ASOCIADO" razón por la cual deberá aclarar qué tipo de instrumental desea incluir baja esta frase y aportar la Ficha técnica en donde indique cual "Instrumental" y de qué tipo se incluirán en el presente registro sanitario ejemplo; en el caso que tenga " Instrumenta para implante de Placas, Tornillos y Clavos" para incluirlos deberá aportar formulario corregido en el cual los relaciones en el ítem "componentes con su respectiva composición" e incluirlos en el ítem referencias del formulario, a su vez aportar una Declaración de conformidad emitida por el fabricante en donde se evidencie este "Instrumental". Si por el contrario el presente registro no ampara instrumental deberá excluir esta palabra del nombre del producto.*
2. *Por lo solicitado en el punto 1 del presente auto, se aportará una Declaración emitida por el fabricante en la que se aclare el nombre del producto y su nombre genérico "siendo este descriptivo al mismo", y realizar corrección del formulario acorde a lo establecido en el artículo 18 literal i) del Decreto 4725 de 2005.*
3. *Se solicita aportar Declaración de fabricante en donde se evidencie las Familias, Referencias y Descripción del producto a declarar en este registro sanitario, toda vez que no se evidencia esta documentación en los folios aportados, toda vez que se diligencio en el formulario las descripciones, pero no se evidencia el código alfanumérico al cual corresponde esta, como se encuentra en la etiqueta de fábrica folio (358) Referencia: 998001. Por lo anterior se deberá aportar las referencias, de manera específica una a una con su respectiva descripción y no por rangos como se describieron en el formulario. Así mismo se deberá aportar las fichas técnicas de: (Tornillos, Placas, Clavos Pines, Arandelas).*
4. *Aportar formulario corregido en el sentido ajustar e incluir los componentes y la composición cualitativa acorde a sus componentes o partes y el material específico de fabricación o composición, se solicita describir de manera específica para cada compontes ejemplo: Componente: Tornillos: (Corticales, Autobloqueantes, Esponjosos, Canulados, Maleonar, Deslizante, compresion) etc.; Composicion: Aleación de Titanio (Ti-6Al-4V) y - ASTM F136 Componente: Ganchos, Conectores, Barras, Composicion: Titanio y (Ti-6Al-4V) - ASTM F136, Componente: Placas, Composicion: Titanio y (Ti-6Al-4V) - ASTM F136 etc. Cabe señalar, que si se relacionan componentes (materiales) diferentes a los relacionados en el formulario se deben aportar las pruebas de biocompatibilidad para dichos materiales. lo anterior acorde al artículo 18 literal c) del decreto 4725 de 2005.*
5. *Teniendo en cuenta el punto 3 del presente auto, deberá ajustar el formulario en las columnas dispuestas para ello, describiéndolas de manera específica (una a una), ejemplo: Familias juntos con sus Referencias y respectivas Descripciones la siguiente manera ejemplo: Familia: Tomillos, Referencias: Modelos: (Corticales, Autobloqueantes, Esponjosos, Canulados, Maleonar, Deslizante) Modelo: Cortical, Referencia:998001; Descripción: Tornillo Cortical de 1.5mm x de 4mm;*

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

*Referencia:998002; Descripción: Tornillo Cortical de 1.5mm x 5mm etc. Familia: Placas de 1/3 de Caña; Referencia:1008001 Descripción: Placas de 1/3 de Caña de 2H, Referencia:1008002 Descripción: Placas de 1/3 de Caña de 4H etc., Familia: Placas especiales Referencia:1108001 Descripción: Placas en T de 45MM; etc... Familia: Clavos intramedulares Referencia:120XXX Descripción: Clavo dinámico de femur ... Familia: Clavos SHANZ Referencia:140XXX Descripción: Clavos de Schanz de Ø Familia: Grapas, Referencia: 330xxx etc...*

6. *Verificado las presentaciones comerciales, descritas en el formulario se solicita realizar corrección de estas, teniendo en cuenta, que se debe registrar número de unidades/contenido, por empaque/ envase como el fabricante y/o importador como se va a vender o comercializar, el producto al mercado. Lo anterior ya que lo descrito como: "En bolsa plastica de una a diez unidades" lo cual no corresponde a una presentación comercial, por lo anterior se solicita corregir el formulario de la siguiente manera: UNIDAD y UNIDAD x10.*
7. *Adjuntar nuevas etiquetas del fabricante un ejemplo por cada familia declaradas en el formaurio: PLACAS, TORNILLOS, CLAVOS INTRAMEDULARES CLAVOS DE SCHANZ, PINES, ARANDELAS en la que se evidencie como mínimo: NOMBRE DEL PRODUCTO, NOMBRE GENÉRICO, Número de lote o serie, fecha de expiración, razón social Nombre y Domicilio del Fabricante y Símbolos reconocidos internacionalmente, Registro Sanitario, por cuanto la etiqueta aportada en el folio (358), no cumple, con lo establecido en el artículo 18 literal g) y artículos 54, 55 y 57 del Decreto 4725 de 2005. Lo anterior teniendo en cuenta lo solicitado en el punto 1 del auto.*
8. *Complementar y anexar los riesgos detectados durante el diseño y manufactura, causas, severidad, ocurrencia, detectabilidad, soluciones planteadas para la mitigación de cada uno de ellos. (tabla de evaluación y control del riesgo). acorde al literal j del artículo 18 del Decreto 4725 de 2005. Tenga en cuenta que para el caso en que esta información se encuentre en un idioma diferente, Lo anterior se solicita, por cuanto en el análisis de riesgos aportado no se identifican los riesgos puntuales y las medidas de mitigación encontrados por el fabricante.*

Que mediante escrito número No. 20241191499 de fecha 30 de julio de 2024 el doctor DIEGO LEON PEÑA OSORIO actuando en calidad de Representante Legal de la empresa: TIT MECANIZADOS LTDA de aporta respuesta al requerimiento No. 2024006862 de 29 Abril de 2024.

Que mediante escrito número No. 20241238408 de fecha 16 de septiembre de 2024 el doctor DIEGO LEON PEÑA OSORIO actuando en calidad de Representante Legal de la empresa: TIT MECANIZADOS LTDA de aporta Alcance a Radicado 20241191499 en donde modifica el nombre del producto y su nombre genérico, así como incluye la leyenda PRODUCTO NO ESTERIL, y cambia la redacción de los componentes y composicion.

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, que emitíó concepto favorable para la concesión de éste, en razón a que el interesado allegó la respectiva documentación para acceder a la petición y como respuesta al requerimiento No. 2024006862 de 29 abril de 2024

Para dar cumplimiento al punto (1) Aporta corrección del formulario en donde se excluye "Instrumental Asociado". Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (2) Adjunta declaración del fabricante en donde aclare el nombre del producto y su nombre genérico. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (3). Anexa adjunta declaración de fabricante especificando familias, referencias y descripciones. Se ajusta formulario corregido en el item de referencias. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Para dar cumplimiento al punto (4) asocia adjunto formulario con la corrección, describiendo para cada familia de producto el material utilizado para su fabricación. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (5) Ajusta formulario la información de familias, referencias y descripciones. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (6). Asocia las presentaciones comerciales en el formulario. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto.

Para dar cumplimiento al punto (7). Aporta las etiquetas del fabricante, acorde a las referencias indicadas en el Certificado de Venta Libre. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto

Para dar cumplimiento al punto (8). Complementan y Anexa análisis de riesgos con los ajustes solicitados. Considerándose SATISFACTORIA la respuesta a este punto

Es de aclarar que se aprobará el método de esterilización del producto a declarar en este registro acorde a la información aportada, el cual se expresará como: ESTE DISPOSITIVO SE ESTERILIZA CON: OXIDO DE ETILENO.

Por otra parte, es preciso señalar que, en adelante las etiquetas de importador deben contener la nomenclatura correspondiente a la Renovación así: Registro Sanitario No. **INVIMA 2024DM-0010744-R1** so pena de quedar sujeto a las medidas sanitarias pertinentes, en el evento de una visita de Inspección, Vigilancia y Control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 del Decreto 4725 de 2005 que cita:

*“Artículo 65. Competencia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, en coordinación con las Direcciones Departamentales o Distritales de Salud, de acuerdo con sus competencias, ejercerá las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario y aplicará las medidas de prevención y correctivas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente decreto, de igual forma, tomarán las medidas sanitarias de seguridad y adelantarán los procedimientos y aplicarán las sanciones que se deriven de su incumplimiento.(...)”.*

Por tanto, se encuentran acreditados los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 para acceder a la petición, la Directora de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA;

### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO.** - Renovar REGISTRO SANITARIO por el término de 10 años al  
**PRODUCTO:** IMPLANTE PARA HUESO BICCO - IMPLANTE PARA HUESO BICCO, PARA MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR  
**MARCA:** BICCO  
**REGISTRO SANITARIO No.:** INVIMA 2024DM-0010744-R1  
**TIPO DE REGISTRO:** FABRICAR Y VENDER  
**TITULAR:** TIT MECANIZADOS LTDA con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA  
**FABRICANTE(S):** TIT MECANIZADOS LTDA con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA  
**TIPO DE DISPOSITIVO** INVASIVO QUIRURGICO  
**RIESGO:** IIb  
**COMPOSICIÓN:**

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
ALAMBRE	Acero inoxidable ASTM F-138 - Titanio ASTM F-136
ARANDELA	Acero inoxidable ASTM F-138 - Titanio ASTM F-136
CLAVO BLOQUEADO, SCHANZ, FLEXIBLE, GRAPA	Acero inoxidable ASTM F-138 - Titanio ASTM F-136
PIN CON OJAL, KIRSCHNER, STEINMANN, DOBLE PUNTA,	Acero inoxidable ASTM F-138 - Titanio ASTM F-136
PLACA COMBINADA, PLACA DCP, PLACA DCS, PLACA DE 1/3 DE CAÑA, PLACA DE 4.5 Y 6.5, PLACA DE PERONEY RADIO, PLACA DE RECONSTRUCCION, PLACA TIBIA, PLACA DHS, PLACA DE CALCANEIO, PLACA DE CLAVICULA, PLACA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS,	Acero inoxidable ASTM F-138 - Titanio ASTM F-136
TORNILLOS BLOQUEADO, CANULADO, CORTICAL, CIEERE, HERBERT, INTERFERENCIA, SEGURIDAD, DESLIZANTE, ESPONJOSO MALEOLAR	Acero inoxidable ASTM F-138 - Titanio ASTM F-136

**USOS:**

LOS DIFERENTES SISTEMAS DE OSTEOSÍNTESIS BICCO, SE UTILIZAN EN HUESOS PEQUEÑOS, MEDIOS Y GRANDES, DE MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- FIJACIÓN ÓSEA INTERNA PRIMARIA O RECONSTRUCTIVA, QUE REQUIEREN ESTABILIDAD POSTURAL Y FUNCIONAL.
- FIJACIÓN DE OSTEOTOMÍAS CORRECTIVAS POSTRAUMÁTICAS O CONGÉNITAS.
- ANCLAJE DE ESTRUCTURAS CAPSULARES O LIGAMENTARIAS AL HUESO A TRAVÉS DE ARPONES ÓSEOS.
- FIJACIÓN DE LIGAMENTOS CRUZADOS POR MEDIO DE TORNILLOS DE INTERFERENCIA.
- FRACTURAS PATOLÓGICAS.
- FALTA DE UNIÓN O MALA UNIÓN ÓSEA. FRACTURAS CON PERDIDA ÓSEA.
- TUMORES-

**PRESENTACIÓN COMERCIAL:**

Unidad, Bolsa x 2 Unidades, Bolsa x 3 Unidades, Bolsa x 4 Unidades, Bolsa x 5 Unidades, Bolsa x 6 Unidades, Bolsa x 7 Unidades, Bolsa x 8 Unidades, Bolsa x 9 Unidades, Bolsa x 10 Unidades.

**OBSERVACIONES:**

BAJO ESTE REGISTRO SE AMPARAN LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
PLACA DE 1/3 DE CAÑA ACERO	200904	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 4H ACERO
	200905	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 5H ACERO
	200906	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 6H ACERO
	200907	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 7H ACERO
	200908	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 8H ACERO
	200909	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 9H ACERO
	200910	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 10H ACERO
	200911	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 11H ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	200912	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 12H ACERO
	200913	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 13H ACERO
	200914	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 14H ACERO
	200915	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 15H ACERO
	200916	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 16H ACERO
	200917	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 17H ACERO
	200918	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 18H ACERO
	200919	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 19H ACERO
	200920	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 20H ACERO
	210904	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 4H BLOQUEADA ACERO
	210905	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 5H BLOQUEADA ACERO
	210906	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 6H BLOQUEADA ACERO
	210907	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 7H BLOQUEADA ACERO
	210908	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 8H BLOQUEADA ACERO
	210909	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 9H BLOQUEADA ACERO
	210910	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 10H BLOQUEADA ACERO
	210911	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 11H BLOQUEADA ACERO
	210912	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 12H BLOQUEADA ACERO
	210913	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 13H BLOQUEADA ACERO
	210914	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 14H BLOQUEADA ACERO
210915	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 15H BLOQUEADA ACERO	
210916	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 16H BLOQUEADA ACERO	
210917	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 17H BLOQUEADA ACERO	
210918	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 18H BLOQUEADA ACERO	
210919	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 19H BLOQUEADA ACERO	
210920	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 20H BLOQUEADA ACERO	
PLACA DCP DE 3.5 X 4H ACERO	203504	PLACA DCP DE 3.5 X 4H ACERO
	203505	PLACA DCP DE 3.5 X 5H ACERO
	203506	PLACA DCP DE 3.5 X 6H ACERO
	203507	PLACA DCP DE 3.5 X 7H ACERO
	203508	PLACA DCP DE 3.5 X 8H ACERO
	203509	PLACA DCP DE 3.5 X 9H ACERO
	203510	PLACA DCP DE 3.5 X 10H ACERO
	203511	PLACA DCP DE 3.5 X 11H ACERO
	203512	PLACA DCP DE 3.5 X 12H ACERO
	203513	PLACA DCP DE 3.5 X 13H ACERO
	203514	PLACA DCP DE 3.5 X 14H ACERO
	203515	PLACA DCP DE 3.5 X 15H ACERO
	203516	PLACA DCP DE 3.5 X 16H ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	203517	PLACA DCP DE 3.5 X 17H ACERO
	203518	PLACA DCP DE 3.5 X 18H ACERO
	203519	PLACA DCP DE 3.5 X 19H ACERO
	203520	PLACA DCP DE 3.5 X 20H ACERO
	273504	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 4H ACERO
	273505	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 5H ACERO
	273506	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 6H ACERO
	273507	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 7H ACERO
	273508	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 8H ACERO
	273509	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 9H ACERO
	273510	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 10H ACERO
	273511	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 11H ACERO
	273512	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 12H ACERO
	273513	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 13H ACERO
	273514	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 14H ACERO
	273515	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 15H ACERO
	273516	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 16H ACERO
	273517	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 17H ACERO
	273518	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 18H ACERO
	273519	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 19H ACERO
	273520	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 20H ACERO
	233504	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 4H ACERO
	233505	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 5H ACERO
	233506	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 6H ACERO
	233507	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 7H ACERO
	233508	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 8H ACERO
	233509	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 9H ACERO
	233510	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 10H ACERO
	233511	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 11H ACERO
	233512	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 12H ACERO
	233513	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 13H ACERO
	233514	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 14H ACERO
	233515	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 15H ACERO
	233516	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 16H ACERO
	233517	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 17H ACERO
	233518	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 18H ACERO
	233519	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 19H ACERO
	233520	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 20H ACERO
PLACA DE	213503	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 3H ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
RECONSTRUCCION DE 3.5 ACERO	213504	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 4H ACERO
	213505	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 5H ACERO
	213506	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 6H ACERO
	213507	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 7H ACERO
	213508	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 8H ACERO
	213509	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 9H ACERO
	213510	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 10H ACERO
	213511	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 11H ACERO
	213512	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 12H ACERO
	213513	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 13H ACERO
	213514	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 14H ACERO
	213515	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 15H ACERO
	213516	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 16H ACERO
	213517	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 17H ACERO
	213518	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 18H ACERO
	213519	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 19H ACERO
	213520	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 20H ACERO
	223503	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 3H ACERO
	223504	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 4H ACERO
	223505	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 5H ACERO
	223506	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 6H ACERO
	223507	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 7H ACERO
	223508	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 8H ACERO
	223509	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 9H ACERO
	223510	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 10H ACERO
	223511	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 11H ACERO
	223512	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 12H ACERO
	223513	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 13H ACERO
	223514	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 14H ACERO
	223516	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 16H ACERO
	223517	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 17H ACERO
	223518	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 18H ACERO
	223519	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 19H ACERO
223520	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 20H ACERO	
263503	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 3H ACERO	
263504	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 4H ACERO	
263505	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 5H ACERO	
263506	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 6H ACERO	
263507	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 7H ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	263508	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 8H ACERO
	263509	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 9H ACERO
	263510	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 10H ACERO
	263511	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 11H ACERO
	263512	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 12H ACERO
	263513	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 13H ACERO
	263514	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 14H ACERO
	263516	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 16H ACERO
PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 ACERO	204504	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 4H ACERO
	204505	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 5H ACERO
	204506	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 6H ACERO
	204507	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 7H ACERO
	204508	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 8H ACERO
	204509	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 9H ACERO
	204510	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 10H ACERO
	204511	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 11H ACERO
	204512	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 12H ACERO
	204513	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 13H ACERO
	204514	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 14H ACERO
	204516	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 16H ACERO
	204518	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 18H ACERO
	204520	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 20H ACERO
	204522	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 22H ACERO
	204524	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 24H ACERO
	204526	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 26H ACERO
	204528	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 28H ACERO
	204530	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 30H ACERO
	234504	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 4H ACERO
	234505	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 5H ACERO
	234506	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 6H ACERO
	234507	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 7H ACERO
	234508	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 8H ACERO
	234509	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 9H ACERO
	234510	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 10H ACERO
	234511	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 11H ACERO
	234512	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 12H ACERO
	234513	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 13H ACERO
	234514	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 14H ACERO
	234516	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 16H ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	234518	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 18H ACERO
	234520	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 20H ACERO
	234522	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 22H ACERO
	234524	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 24H ACERO
	234526	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 26H ACERO
	234528	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 28H ACERO
	234530	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 30H ACERO
	254504	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 4H ACERO
	254505	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 5H ACERO
	254506	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 6H ACERO
	254507	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 7H ACERO
	254508	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 8H ACERO
	254509	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 9H ACERO
	254510	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 10H ACERO
	254511	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 11H ACERO
	254512	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 12H ACERO
	254513	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 13H ACERO
	254514	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 14H ACERO
	254516	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 16H ACERO
	254518	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 18H ACERO
	254520	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 20H ACERO
	254522	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 22H ACERO
	254524	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 24H ACERO
	254526	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 26H ACERO
	254528	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 28H ACERO
	254530	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 30H ACERO
PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 ACERO	274503	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 3H ACERO
	274504	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 4H ACERO
	274505	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 5H ACERO
	274506	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 6H ACERO
	274507	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 7H ACERO
	274508	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 8H ACERO
	274509	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 9H ACERO
	274510	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 10H ACERO
	274511	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 11H ACERO
	274512	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 12H ACERO
	274513	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 13H ACERO
	274514	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 14H ACERO
	274515	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 15H ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	274516	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 16H ACERO
	274517	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 17H ACERO
	274518	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 18H ACERO
	274519	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 19H ACERO
	274520	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 20H ACERO
	274522	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 22H ACERO
	274524	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 24H ACERO
	274526	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 26H ACERO
	274528	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 28H ACERO
	274530	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 30H ACERO
	284503	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 3H BLOQUEADA ACERO
	284504	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 4H BLOQUEADA ACERO
	284505	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 5H BLOQUEADA ACERO
	284506	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 6H BLOQUEADA ACERO
	284507	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 7H BLOQUEADA ACERO
	284508	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 8H BLOQUEADA ACERO
	284509	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 9H BLOQUEADA ACERO
	284510	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 10H BLOQUEADA ACERO
	284511	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 11H BLOQUEADA ACERO
	284512	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 12H BLOQUEADA ACERO
	284513	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 13H BLOQUEADA ACERO
	284514	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 14H BLOQUEADA ACERO
	284515	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 15H BLOQUEADA ACERO
	284516	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 16H BLOQUEADA ACERO
	284517	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 17H BLOQUEADA ACERO
	284518	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 18H BLOQUEADA ACERO
	284519	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 19H BLOQUEADA ACERO
	284520	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 20H BLOQUEADA ACERO
	284522	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 22H BLOQUEADA ACERO
	284524	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 24H BLOQUEADA ACERO
	284526	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 26H BLOQUEADA ACERO
	284528	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 28H BLOQUEADA ACERO
	284530	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 30H BLOQUEADA ACERO
PLACA DCP ANCHA DE 4.5 ACERO	214504	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 4H ACERO
	214505	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 5H ACERO
	214506	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 6H ACERO
	214507	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 7H ACERO
	214508	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 8H ACERO
	214509	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 9H ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	214510	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 10H ACERO
	214511	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 11H ACERO
	214512	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 12H ACERO
	214513	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 13H ACERO
	214514	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 14H ACERO
	214516	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 16H ACERO
	214518	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 18H ACERO
	214520	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 20H ACERO
	214522	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 22H ACERO
	214524	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 24H ACERO
	214526	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 26H ACERO
	214528	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 28H ACERO
	214530	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 30H ACERO
	244506	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 6H ACERO
	244507	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 7H ACERO
	244508	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 8H ACERO
	244509	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 9H ACERO
	244510	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 10H ACERO
	244511	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 11H ACERO
	244512	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 12H ACERO
	244514	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 14H ACERO
	244516	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 16H ACERO
	244518	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 18H ACERO
	244520	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 20H ACERO
	244522	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 22H ACERO
	244524	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 24H ACERO
	244526	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 26H ACERO
	244528	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 28H ACERO
	244530	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 30H ACERO
	264505	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 5H ACERO
	264506	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 6H ACERO
	264507	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 7H ACERO
	264508	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 8H ACERO
	264509	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 9H ACERO
	264510	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 10H ACERO
	264511	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 11H ACERO
	264512	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 12H ACERO
	264513	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 13H ACERO
	264514	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 14H ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción	
	264515	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 16H ACERO	
	264516	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 18H ACERO	
	264517	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 20H ACERO	
	264518	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 22H ACERO	
	264519	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 24H ACERO	
	264520	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 26H ACERO	
	264521	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 28H ACERO	
	264522	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 30H ACERO	
PLACA DHS ACERO	313502	PLACA DHS X 2H ACERO	
	313503	PLACA DHS X 3H ACERO	
	313504	PLACA DHS X 4H ACERO	
	313505	PLACA DHS X 5H ACERO	
	313506	PLACA DHS X 6H ACERO	
	313507	PLACA DHS X 7H ACERO	
	313508	PLACA DHS X 8H ACERO	
	313509	PLACA DHS X 9H ACERO	
	313510	PLACA DHS X 10H ACERO	
	313512	PLACA DHS X 12H ACERO	
	313514	PLACA DHS X 14H ACERO	
	313516	PLACA DHS X 16H ACERO	
	323502	PLACA DHS X 2H TAMBOR CORTO ACERO	
	323503	PLACA DHS X 3H TAMBOR CORTO ACERO	
	323504	PLACA DHS X 4H TAMBOR CORTO ACERO	
	323505	PLACA DHS X 5H TAMBOR CORTO ACERO	
	323506	PLACA DHS X 6H TAMBOR CORTO ACERO	
	323507	PLACA DHS X 7H TAMBOR CORTO ACERO	
	323508	PLACA DHS X 8H TAMBOR CORTO ACERO	
	323509	PLACA DHS X 9H TAMBOR CORTO ACERO	
	323510	PLACA DHS X 10H TAMBOR CORTO ACERO	
	323512	PLACA DHS X 12H TAMBOR CORTO ACERO	
	323514	PLACA DHS X 14H TAMBOR CORTO ACERO	
	323516	PLACA DHS X 16H TAMBOR CORTO ACERO	
	PLACA DCS ACERO	309503	PLACA DCS X 3H ACERO
		309504	PLACA DCS X 4H ACERO
		309505	PLACA DCS X 5H ACERO
		309506	PLACA DCS X 6H ACERO
309507		PLACA DCS X 7H ACERO	
309508		PLACA DCS X 8H ACERO	
309509		PLACA DCS X 9H ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	309510	PLACA DCS X 10H ACERO
	309512	PLACA DCS X 12H ACERO
	309514	PLACA DCS X 14H ACERO
	309516	PLACA DCS X 16H ACERO
	309518	PLACA DCS X 18H ACERO
TORNILLO CORTICAL ACERO	121504	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 4mm ACERO
	121505	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 5mm ACERO
	121506	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 6mm ACERO
	121507	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 7mm ACERO
	121508	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 8mm ACERO
	121509	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 9mm ACERO
	121510	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 10mm ACERO
	121511	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 11mm ACERO
	121512	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 12mm ACERO
	121513	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 13mm ACERO
	121514	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 14mm ACERO
	121516	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 16mm ACERO
	121518	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 18mm ACERO
	121520	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 20mm ACERO
	121522	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 22mm ACERO
	121524	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 24mm ACERO
	121526	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 26mm ACERO
	121528	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 28mm ACERO
	121530	TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 30mm ACERO
	122004	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 4mm ACERO
	122005	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 5mm ACERO
	122006	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 6mm ACERO
	122008	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 8mm ACERO
	122010	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 10mm ACERO
	122012	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 12mm ACERO
	122014	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 14mm ACERO
	122016	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 16mm ACERO
	122018	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 18mm ACERO
	122020	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 20mm ACERO
	122022	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 22mm ACERO
	122024	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 24mm ACERO
	122026	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 26mm ACERO
	122028	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 28mm ACERO
122030	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 30mm ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	122032	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 32mm ACERO
	122034	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 34mm ACERO
	122036	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 36mm ACERO
	122038	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 38mm ACERO
	122040	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 40mm ACERO
	122404	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 4mm ACERO
	122405	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 5mm ACERO
	122406	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 6mm ACERO
	122408	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 8mm ACERO
	122410	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 10mm ACERO
	122412	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 12mm ACERO
	122414	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 14mm ACERO
	122416	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 16mm ACERO
	122418	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 18mm ACERO
	122420	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 20mm ACERO
	122422	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 22mm ACERO
	122424	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 24mm ACERO
	122426	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 26mm ACERO
	122428	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 28mm ACERO
	122430	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 30mm ACERO
	122432	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 32mm ACERO
	122434	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 34mm ACERO
	122436	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 36mm ACERO
	122438	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 38mm ACERO
	122440	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 40mm ACERO
	122706	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 6mm ACERO
	122707	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 7mm ACERO
	122708	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 8mm ACERO
	122709	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 9mm ACERO
	122710	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 10mm ACERO
	122712	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 12mm ACERO
	122714	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 14mm ACERO
	122716	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 16mm ACERO
	122718	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 18mm ACERO
	122720	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 20mm ACERO
	122722	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 22mm ACERO
	122724	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 24mm ACERO
	122726	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 26mm ACERO
	122728	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 28mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	122730	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 30mm ACERO
	122732	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 32mm ACERO
	122734	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 34mm ACERO
	122736	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 36mm ACERO
	122738	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 38mm ACERO
	122740	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 40mm ACERO
	122742	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 42mm ACERO
	122744	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 44mm ACERO
	122746	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 46mm ACERO
	122748	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 48mm ACERO
	122750	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 50mm ACERO
	123510	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 10mm R. ORD ACERO
	123512	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 12mm R. ORD ACERO
	123514	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 14mm R. ORD ACERO
	123516	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 16mm R. ORD ACERO
	123518	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 18mm R. ORD ACERO
	123520	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 20mm R. ORD ACERO
	123522	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 22mm R. ORD ACERO
	123524	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 24mm R. ORD ACERO
	123526	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 26mm R. ORD ACERO
	123528	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 28mm R. ORD ACERO
	123530	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 30mm R. ORD ACERO
	123532	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 32mm R. ORD ACERO
	123534	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 34mm R. ORD ACERO
	123536	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 36mm R. ORD ACERO
	123538	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 38mm R. ORD ACERO
	123540	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 40mm R. ORD ACERO
	123545	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 45mm R. ORD ACERO
	123550	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 50mm R. ORD ACERO
	133510	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 10mm R. FINA ACERO
	133512	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 12mm R. FINA ACERO
	133514	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 14mm R. FINA ACERO
	133516	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 16mm R. FINA ACERO
	133518	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 18mm R. FINA ACERO
	133520	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 20mm R. FINA ACERO
	133522	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 22mm R. FINA ACERO
	133524	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 24mm R. FINA ACERO
	133526	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 26mm R. FINA ACERO
	133528	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 28mm R. FINA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	133530	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 30mm R. FINA ACERO
	133532	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 32mm R. FINA ACERO
	133534	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 34mm R. FINA ACERO
	133536	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 36mm R. FINA ACERO
	133538	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 38mm R. FINA ACERO
	133540	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 40mm R. FINA ACERO
	133542	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 42mm R. FINA ACERO
	133544	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 44mm R. FINA ACERO
	133545	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 45mm R. FINA ACERO
	133546	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 46mm R. FINA ACERO
	133548	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 48mm R. FINA ACERO
	133550	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 50mm R. FINA ACERO
	133552	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 52mm R. FINA ACERO
	133554	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 54mm R. FINA ACERO
	133555	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 55mm R. FINA ACERO
	133556	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 56mm R. FINA ACERO
	133558	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 58mm R. FINA ACERO
	133560	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 60mm R. FINA ACERO
	133565	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 65mm R. FINA ACERO
	133570	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 70mm R. FINA ACERO
	133575	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 75mm R. FINA ACERO
	133580	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 80mm R. FINA ACERO
	133585	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 85mm R. FINA ACERO
	133590	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 90mm R. FINA ACERO
	133595	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 95mm R. FINA ACERO
	133600	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 100mm R. FINA ACERO
	133605	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 105mm R. FINA ACERO
	133610	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 110mm R. FINA ACERO
	163510	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 10mm ACERO
	163511	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 12mm ACERO
	163512	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 14mm ACERO
	163513	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 16mm ACERO
	163514	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 18mm ACERO
	163515	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 20mm ACERO
	163516	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 22mm ACERO
	163517	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 24mm ACERO
	163518	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 26mm ACERO
	163519	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 28mm ACERO
	163520	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 30mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	163521	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 32mm ACERO
	163522	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 34mm ACERO
	163523	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 36mm ACERO
	163524	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 38mm ACERO
	163525	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 40mm ACERO
	163526	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 42mm ACERO
	163527	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 44mm ACERO
	163528	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 45mm ACERO
	163529	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 46mm ACERO
	163530	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 48mm ACERO
	163531	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 50mm ACERO
	163532	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 52mm ACERO
	163533	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 54mm ACERO
	163534	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 55mm ACERO
	163535	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 56mm ACERO
	163536	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 58mm ACERO
	163537	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 60mm ACERO
	124510	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 10mm ACERO
	124512	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 12mm ACERO
	124514	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 14mm ACERO
	124516	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 16mm ACERO
	124518	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 18mm ACERO
	124520	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 20mm ACERO
	124522	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 22mm ACERO
	124524	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 24mm ACERO
	124526	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 26mm ACERO
	124528	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 28mm ACERO
	124530	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 30mm ACERO
	124532	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 32mm ACERO
	124534	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 34mm ACERO
	124536	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 36mm ACERO
	124538	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 38mm ACERO
	124540	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 40mm ACERO
	124542	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 42mm ACERO
	124544	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 44mm ACERO
	124546	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 46mm ACERO
	124548	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 48mm ACERO
	124550	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 50mm ACERO
	124552	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 52mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	124554	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 54mm ACERO
	124555	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 55mm ACERO
	124556	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 56mm ACERO
	124558	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 58mm ACERO
	124560	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 60mm ACERO
	124562	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 62mm ACERO
	124564	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 64mm ACERO
	124565	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 65mm ACERO
	124566	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 66mm ACERO
	124568	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 68mm ACERO
	124570	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 70mm ACERO
	124572	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 72mm ACERO
	124574	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 74mm ACERO
	124575	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 75mm ACERO
	124576	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 76mm ACERO
	124578	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 78mm ACERO
	124580	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 80mm ACERO
	124585	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 85mm ACERO
	124590	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 90mm ACERO
	124595	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 95mm ACERO
	124600	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 100mm ACERO
	124605	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 105mm ACERO
	124610	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 110mm ACERO
	124615	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 115mm ACERO
	124620	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 120mm ACERO
	134510	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 10mm ACERO
	134512	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 12mm ACERO
	134514	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 14mm ACERO
	134516	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 16mm ACERO
	134518	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 18mm ACERO
	134520	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 20mm ACERO
	134522	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 22mm ACERO
	134524	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 24mm ACERO
	134526	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 26mm ACERO
	134528	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 28mm ACERO
	134530	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 30mm ACERO
	134532	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 32mm ACERO
	134534	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 34mm ACERO
	134536	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 36mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	134538	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 38mm ACERO
	134540	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 40mm ACERO
	134542	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 42mm ACERO
	134544	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 44mm ACERO
	134546	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 46mm ACERO
	134548	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 48mm ACERO
	134550	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 50mm ACERO
	134552	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 52mm ACERO
	134554	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 54mm ACERO
	134555	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 55mm ACERO
	134556	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 56mm ACERO
	134558	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 58mm ACERO
	134560	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 60mm ACERO
	134562	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 62mm ACERO
	134564	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 64mm ACERO
	134565	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 65mm ACERO
	134566	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 66mm ACERO
	134568	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 68mm ACERO
	134570	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 70mm ACERO
	134572	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 72mm ACERO
	134574	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 74mm ACERO
	134575	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 75mm ACERO
	134576	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 76mm ACERO
	134578	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 78mm ACERO
	134580	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 80mm ACERO
	134585	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 85mm ACERO
	134590	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 90mm ACERO
	134595	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 95mm ACERO
	134600	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 100mm ACERO
	134605	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 105mm ACERO
	134610	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 110mm ACERO
TORNILLO BLOQUEADO ACERO	141504	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 4mm ACERO
	141505	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 5mm ACERO
	141506	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 6mm ACERO
	141507	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 7mm ACERO
	141508	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 8mm ACERO
	141509	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 9mm ACERO
	141510	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 10mm ACERO
	141511	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 11mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	141512	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 12mm ACERO
	141513	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 13mm ACERO
	141514	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 14mm ACERO
	141516	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 16mm ACERO
	141518	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 18mm ACERO
	141520	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 20mm ACERO
	141522	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 22mm ACERO
	141524	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 24mm ACERO
	141526	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 26mm ACERO
	141528	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 28mm ACERO
	141530	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 30mm ACERO
	142004	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 4mm ACERO
	142005	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 5mm ACERO
	142006	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 6mm ACERO
	142008	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 8mm ACERO
	142010	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 10mm ACERO
	142012	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 12mm ACERO
	142014	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 14mm ACERO
	142016	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 16mm ACERO
	142018	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 18mm ACERO
	142020	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 20mm ACERO
	142022	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 22mm ACERO
	142024	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 24mm ACERO
	142026	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 26mm ACERO
	142028	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 28mm ACERO
	142030	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 30mm ACERO
	142032	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 32mm ACERO
	142034	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 34mm ACERO
	142036	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 36mm ACERO
	142038	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 38mm ACERO
	142040	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 40mm ACERO
	142404	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 4mm ACERO
	142405	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 5mm ACERO
	142406	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 6mm ACERO
	142408	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 8mm ACERO
	142410	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 10mm ACERO
	142412	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 12mm ACERO
	142414	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 14mm ACERO
	142416	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 16mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	142418	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 18mm ACERO
	142420	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 20mm ACERO
	142422	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 22mm ACERO
	142424	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 24mm ACERO
	142426	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 26mm ACERO
	142428	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 28mm ACERO
	142430	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 30mm ACERO
	142432	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 32mm ACERO
	142434	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 34mm ACERO
	142436	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 36mm ACERO
	142438	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 38mm ACERO
	142440	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 40mm ACERO
	142706	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 6mm ACERO
	142707	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 7mm ACERO
	142708	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 8mm ACERO
	142709	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 9mm ACERO
	142710	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 10mm ACERO
	142712	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 12mm ACERO
	142714	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 14mm ACERO
	142716	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 16mm ACERO
	142718	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 18mm ACERO
	142720	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 20mm ACERO
	142722	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 22mm ACERO
	142724	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 24mm ACERO
	142726	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 26mm ACERO
	142728	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 28mm ACERO
	142730	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 30mm ACERO
	142732	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 32mm ACERO
	142734	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 34mm ACERO
	142736	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 36mm ACERO
	142738	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 38mm ACERO
	142740	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 40mm ACERO
	142742	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 42mm ACERO
	142744	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 44mm ACERO
	142746	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 46mm ACERO
	142748	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 48mm ACERO
	142750	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 50mm ACERO
	153510	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 10mm ACERO
	153512	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 12mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	153514	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 14mm ACERO
	153516	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 16mm ACERO
	153518	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 18mm ACERO
	153520	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 20mm ACERO
	153522	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 22mm ACERO
	153524	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 24mm ACERO
	153526	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 26mm ACERO
	153528	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 28mm ACERO
	153530	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 30mm ACERO
	153532	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 32mm ACERO
	153534	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 34mm ACERO
	153536	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 36mm ACERO
	153538	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 38mm ACERO
	153540	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 40mm ACERO
	153542	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 42mm ACERO
	153544	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 44mm ACERO
	153545	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 45mm ACERO
	153546	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 46mm ACERO
	153548	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 48mm ACERO
	153550	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 50mm ACERO
	153552	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 52mm ACERO
	153554	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 54mm ACERO
	153555	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 55mm ACERO
	153556	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 56mm ACERO
	153558	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 58mm ACERO
	153560	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 60mm ACERO
	154510	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 10mm ACERO
	154512	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 12mm ACERO
	154514	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 14mm ACERO
	154516	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 16mm ACERO
	154518	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 18mm ACERO
	154520	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 20mm ACERO
	154522	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 22mm ACERO
	154524	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 24mm ACERO
	154526	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 26mm ACERO
	154528	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 28mm ACERO
	154530	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 30mm ACERO
	154532	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 32mm ACERO
	154534	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 34mm ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	154536	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 36mm ACERO
	154538	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 38mm ACERO
	154540	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 40mm ACERO
	154542	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 42mm ACERO
	154544	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 44mm ACERO
	154546	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 46mm ACERO
	154548	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 48mm ACERO
	154550	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 50mm ACERO
	154552	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 52mm ACERO
	154554	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 54mm ACERO
	154555	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 55mm ACERO
	154556	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 56mm ACERO
	154558	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 58mm ACERO
	154560	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 60mm ACERO
	154562	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 62mm ACERO
	154564	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 64mm ACERO
	154565	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 65mm ACERO
	154566	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 66mm ACERO
	154568	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 68mm ACERO
	154570	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 70mm ACERO
	154572	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 72mm ACERO
	154574	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 74mm ACERO
	154575	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 75mm ACERO
	154576	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 76mm ACERO
	154578	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 78mm ACERO
	154580	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 80mm ACERO
	154585	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 85mm ACERO
	154590	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 90mm ACERO
	154595	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 95mm ACERO
	154600	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 100mm ACERO
	154605	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 105mm ACERO
	154610	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 110mm ACERO
	155010	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 10mm ACERO
	155012	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 12mm ACERO
	155014	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 14mm ACERO
	155016	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 16mm ACERO
	155018	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 18mm ACERO
	155020	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 20mm ACERO
	155022	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 22mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	155024	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 24mm ACERO
	155026	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 26mm ACERO
	155028	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 28mm ACERO
	155030	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 30mm ACERO
	155032	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 32mm ACERO
	155034	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 34mm ACERO
	155036	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 36mm ACERO
	155038	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 38mm ACERO
	155040	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 40mm ACERO
	155042	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 42mm ACERO
	155044	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 44mm ACERO
	155046	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 46mm ACERO
	155048	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 48mm ACERO
	155050	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 50mm ACERO
	155052	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 52mm ACERO
	155054	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 54mm ACERO
	155055	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 55mm ACERO
	155056	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 56mm ACERO
	155058	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 58mm ACERO
	155060	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 60mm ACERO
	155062	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 62mm ACERO
	155064	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 64mm ACERO
	155065	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 65mm ACERO
	155066	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 66mm ACERO
	155068	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 68mm ACERO
	155070	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 70mm ACERO
	155072	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 72mm ACERO
	155074	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 74mm ACERO
	155075	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 75mm ACERO
	155076	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 76mm ACERO
	155078	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 78mm ACERO
	155080	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 80mm ACERO
	155085	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 85mm ACERO
	155090	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 90mm ACERO
	155095	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 95mm ACERO
	155100	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 100mm ACERO
	155105	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 105mm ACERO
	155110	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 110mm ACERO
TORNILLO ESPONJOSO	143510	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 10mm ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
ACERO	143512	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 12mm ACERO
	143514	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 14mm ACERO
	143516	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 16mm ACERO
	143518	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 18mm ACERO
	143520	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 20mm ACERO
	143522	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 22mm ACERO
	143524	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 24mm ACERO
	143526	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 26mm ACERO
	143528	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 28mm ACERO
	143530	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 30mm ACERO
	143532	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 32mm ACERO
	143534	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 34mm ACERO
	143536	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 36mm ACERO
	143538	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 38mm ACERO
	143540	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 40mm ACERO
	143542	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 42mm ACERO
	143544	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 44mm ACERO
	143545	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 45mm ACERO
	143546	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 46mm ACERO
	143548	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 48mm ACERO
	143550	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 50mm ACERO
	143552	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 52mm ACERO
	143554	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 54mm ACERO
	143555	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 55mm ACERO
	143556	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 56mm ACERO
	143558	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 58mm ACERO
	143560	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 60mm ACERO
	124010	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 10mm ACERO
	124012	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 12mm ACERO
	124014	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 14mm ACERO
	124016	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 16mm ACERO
	124018	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 18mm ACERO
	124020	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 20mm ACERO
	124022	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 22mm ACERO
	124024	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 24mm ACERO
	124026	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 26mm ACERO
124028	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 28mm ACERO	
124030	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 30mm ACERO	
124032	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 32mm ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	124034	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 34mm ACERO
	124035	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 35mm ACERO
	124036	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 36mm ACERO
	124038	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 38mm ACERO
	124040	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 40mm ACERO
	124045	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 45mm ACERO
	124050	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 50mm ACERO
	124055	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 55mm ACERO
	124060	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 60mm ACERO
	124110	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 10mm R16 ACERO
	124112	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 12mm R16 ACERO
	124114	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 14mm R16 ACERO
	124116	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 16mm R16 ACERO
	124118	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 18mm R16 ACERO
	124120	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 20mm R16 ACERO
	124122	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 22mm R16 ACERO
	124124	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 24mm R16 ACERO
	124126	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 26mm R16 ACERO
	124128	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 28mm R16 ACERO
	124130	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 30mm R16 ACERO
	124132	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 32mm R16 ACERO
	124134	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 34mm R16 ACERO
	124135	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 35mm R16 ACERO
	124140	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 40mm R16 ACERO
	124145	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 45mm R16 ACERO
	124150	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 50mm R16 ACERO
	124155	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 55mm R16 ACERO
	124160	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 60mm R16 ACERO
	124210	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 10mm R32 ACERO
	124212	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 12mm R32 ACERO
	124214	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 14mm R32 ACERO
	124216	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 16mm R32 ACERO
	124218	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 18mm R32 ACERO
	124220	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 20mm R32 ACERO
	124222	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 22mm R32 ACERO
	124224	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 24mm R32 ACERO
	124226	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 26mm R32 ACERO
	124228	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 28mm R32 ACERO
	124230	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 30mm R32 ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	124232	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 32mm R32 ACERO
	124234	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 34mm R32 ACERO
	124235	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 35mm R32 ACERO
	124236	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 36mm R32 ACERO
	124238	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 38mm R32 ACERO
	124240	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 40mm R32 ACERO
	124245	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 45mm R32 ACERO
	124250	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 50mm R32 ACERO
	124255	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 55mm R32 ACERO
	124260	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 60mm R32 ACERO
	134010	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 10 ROSCA TOTAL ACERO
	134012	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 12 ROSCA TOTAL ACERO
	134014	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 14 ROSCA TOTAL ACERO
	134016	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 16 ROSCA TOTAL ACERO
	134018	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 18 ROSCA TOTAL ACERO
	134020	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 20 ROSCA TOTAL ACERO
	134022	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 22 ROSCA TOTAL ACERO
	134024	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 24 ROSCA TOTAL ACERO
	134026	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 26 ROSCA TOTAL ACERO
	134028	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 28 ROSCA TOTAL ACERO
	134030	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 30 ROSCA TOTAL ACERO
	134032	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 32 ROSCA TOTAL ACERO
	134034	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 34 ROSCA TOTAL ACERO
	134035	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 35 ROSCA TOTAL ACERO
	134036	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 36 ROSCA TOTAL ACERO
	134038	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 38 ROSCA TOTAL ACERO
	134040	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 40 ROSCA TOTAL ACERO
	134045	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 45 ROSCA TOTAL ACERO
	134050	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 50 ROSCA TOTAL ACERO
	134055	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 55 ROSCA TOTAL ACERO
	134060	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 60 ROSCA TOTAL ACERO
	134065	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 65 ROSCA TOTAL ACERO
	134070	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 70 ROSCA TOTAL ACERO
	134075	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 75 ROSCA TOTAL ACERO
	134080	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 80 ROSCA TOTAL ACERO
	134085	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 85 ROSCA TOTAL ACERO
	134090	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 90 ROSCA TOTAL ACERO
	134095	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 95 ROSCA TOTAL ACERO
	134100	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 100 ROSCA TOTAL ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	146525	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 25mm R16 ACERO
	146530	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 30mm R16 ACERO
	146535	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 35mm R16 ACERO
	146540	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 40mm R16 ACERO
	146545	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 45mm R16 ACERO
	146550	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 50mm R16 ACERO
	146555	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 55mm R16 ACERO
	146560	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 60mm R16 ACERO
	146565	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 65mm R16 ACERO
	146570	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 70mm R16 ACERO
	146575	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 75mm R16 ACERO
	146580	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 80mm R16 ACERO
	146585	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 85mm R16 ACERO
	146590	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 90mm R16 ACERO
	146595	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 95mm R16 ACERO
	146600	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 100mm R16 ACERO
	146605	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 105mm R16 ACERO
	146610	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 110mm R16 ACERO
	126520	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 20mm R32 ACERO
	126525	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 25mm R32 ACERO
	126530	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 30mm R32 ACERO
	126535	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 35mm R32 ACERO
	126540	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 40mm R32 ACERO
	126545	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 45mm R32 ACERO
	126550	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 50mm R32 ACERO
	126555	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 55mm R32 ACERO
	126560	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 60mm R32 ACERO
	126565	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 65mm R32 ACERO
	126570	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 70mm R32 ACERO
	126575	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 75mm R32 ACERO
	126580	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 80mm R32 ACERO
	126585	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 85mm R32 ACERO
	126590	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 90mm R32 ACERO
	126595	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 95mm R32 ACERO
	126600	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 100mm R32 ACERO
	126605	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 105mm R32 ACERO
	126610	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 110mm R32 ACERO
	136525	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 25mm R. TOTAL ACERO
	136530	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 30mm R. TOTAL ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	136535	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 35mm R. TOTAL ACERO
	136540	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 40mm R. TOTAL ACERO
	136545	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 45mm R. TOTAL ACERO
	136550	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 50mm R. TOTAL ACERO
	136555	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 55mm R. TOTAL ACERO
	136560	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 60mm R. TOTAL ACERO
	136565	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 65mm R. TOTAL ACERO
	136570	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 70mm R. TOTAL ACERO
	136575	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 75mm R. TOTAL ACERO
	136580	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 80mm R. TOTAL ACERO
	136585	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 85mm R. TOTAL ACERO
	136590	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 90mm R. TOTAL ACERO
	136595	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 95mm R. TOTAL ACERO
	136600	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 100mm R. TOTAL ACERO
	136605	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 105mm R. TOTAL ACERO
	136610	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 110mm R. TOTAL ACERO
	176525	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 25mm R. TOTAL ACERO
	176530	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 30mm R. TOTAL ACERO
	176535	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 35mm R. TOTAL ACERO
	176540	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 40mm R. TOTAL ACERO
	176545	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 45mm R. TOTAL ACERO
	176550	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 50mm R. TOTAL ACERO
	176555	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 55mm R. TOTAL ACERO
	176560	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 60mm R. TOTAL ACERO
	176565	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 65mm R. TOTAL ACERO
	176570	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 70mm R. TOTAL ACERO
	176575	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 75mm R. TOTAL ACERO
	176580	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 80mm R. TOTAL ACERO
	176585	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 85mm R. TOTAL ACERO
	176590	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 90mm R. TOTAL ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	176595	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 95mm R. TOTAL ACERO
	176600	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 100mm R. TOTAL ACERO
	176605	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 105mm R. TOTAL ACERO
	176610	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 110mm R. TOTAL ACERO
TORNILLO CANULADO ACERO	156530	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 30mm R16 ACERO
	156535	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 35mm R16 ACERO
	156540	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 40mm R16 ACERO
	156545	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 45mm R16 ACERO
	156550	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 50mm R16 ACERO
	156555	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 55mm R16 ACERO
	156560	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 60mm R16 ACERO
	156565	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 65mm R16 ACERO
	156570	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 70mm R16 ACERO
	156575	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 75mm R16 ACERO
	156580	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 80mm R16 ACERO
	156585	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 85mm R16 ACERO
	156590	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 90mm R16 ACERO
	156595	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 95mm R16 ACERO
	156600	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 100mm R16 ACERO
	156605	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 105mm R16 ACERO
	156610	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 110mm R16 ACERO
	166540	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 40mm R32 ACERO
	166545	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 45mm R32 ACERO
	166550	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 50mm R32 ACERO
	166555	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 55mm R32 ACERO
	166560	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 60mm R32 ACERO
	166565	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 65mm R32 ACERO
	166570	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 70mm R32 ACERO
	166575	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 75mm R32 ACERO
	166580	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 80mm R32 ACERO
	166585	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 85mm R32 ACERO
	166590	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 90mm R32 ACERO
	166595	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 95mm R32 ACERO
	166600	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 100mm R32 ACERO
166605	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 105mm R32 ACERO	
166610	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 110mm R32 ACERO	
147030	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 30mm R16 ACERO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	147035	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 35mm R16 ACERO
	147040	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 40mm R16 ACERO
	147045	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 45mm R16 ACERO
	147050	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 50mm R16 ACERO
	147055	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 55mm R16 ACERO
	147060	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 60mm R16 ACERO
	147065	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 65mm R16 ACERO
	147070	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 70mm R16 ACERO
	147075	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 75mm R16 ACERO
	147080	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 80mm R16 ACERO
	147085	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 85mm R16 ACERO
	147090	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 90mm R16 ACERO
	147095	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 95mm R16 ACERO
	147100	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 100mm R16 ACERO
	147105	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 105mm R16 ACERO
	147110	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 110mm R16 ACERO
	127040	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 40mm R32 ACERO
	127045	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 45mm R32 ACERO
	127050	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 50mm R32 ACERO
	127055	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 55mm R32 ACERO
	127060	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 60mm R32 ACERO
	127065	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 65mm R32 ACERO
	127070	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 70mm R32 ACERO
	127075	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 75mm R32 ACERO
	127080	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 80mm R32 ACERO
	127085	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 85mm R32 ACERO
	127090	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 90mm R32 ACERO
	127095	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 95mm R32 ACERO
	127100	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 100mm R32 ACERO
	127105	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 105mm R32 ACERO
	127110	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 110mm R32 ACERO
	144010	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 10mm ACERO
	144012	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 12mm ACERO
	144014	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 14mm ACERO
	144016	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 16mm ACERO
	144018	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 18mm ACERO
	144020	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 20mm ACERO
	144022	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 22mm ACERO
	144024	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 24mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	144026	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 26mm ACERO
	144028	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 28mm ACERO
	144030	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 30mm ACERO
	144035	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 35mm ACERO
	144040	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 40mm ACERO
	144045	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 45mm ACERO
	144050	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 50mm ACERO
	144055	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 55mm ACERO
	144060	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 60mm ACERO
	144520	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 20mm ACERO
	144522	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 22mm ACERO
	144524	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 24mm ACERO
	144525	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 25mm ACERO
	144526	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 26mm ACERO
	144528	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 28mm ACERO
	144530	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 30mm ACERO
	144532	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 32mm ACERO
	144534	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 34mm ACERO
	144535	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 35mm ACERO
	144536	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 36mm ACERO
	144538	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 38mm ACERO
	144540	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 40mm ACERO
	144542	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 42mm ACERO
	144544	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 44mm ACERO
	144545	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 45mm ACERO
	144546	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 46mm ACERO
	144548	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 48mm ACERO
	144550	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 50mm ACERO
	144552	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 52mm ACERO
	144554	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 54mm ACERO
	144555	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 55mm ACERO
	144556	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 56mm ACERO
	144558	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 58mm ACERO
	144560	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 60mm ACERO
	144565	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 65mm ACERO
	144570	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 70mm ACERO
	156530	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 30mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156535	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 35mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156540	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 40mm R16 BLOQUEADO ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	156545	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 45mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156550	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 50mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156555	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 55mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156560	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 60mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156565	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 65mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156570	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 70mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156575	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 75mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156580	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 80mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156585	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 85mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156590	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 90mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156595	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 95mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156600	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 100mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156605	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 105mm R16 BLOQUEADO ACERO
	156610	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 110mm R16 BLOQUEADO ACERO
	166565	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 40mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166545	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 45mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166550	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 50mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166555	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 55mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166560	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 60mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166565	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 65mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166570	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 70mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166575	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 75mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166580	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 80mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166585	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 85mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166590	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 90mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166595	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 95mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166600	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 100mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166605	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 105mm R32 BLOQUEADO ACERO
	166610	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 110mm R32 BLOQUEADO ACERO
	147030	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 30mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147035	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 35mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147040	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 40mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147045	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 45mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147050	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 50mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147055	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 55mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147060	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 60mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147065	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 65mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147070	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 70mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147075	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 75mm R16 BLOQUEADO ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	147080	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 80mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147085	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 85mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147090	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 90mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147095	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 95mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147100	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 100mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147105	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 105mm R16 BLOQUEADO ACERO
	147110	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 110mm R16 BLOQUEADO ACERO
	127040	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 40mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127045	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 45mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127050	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 50mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127055	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 55mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127060	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 60mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127065	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 65mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127070	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 70mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127075	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 75mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127080	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 80mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127085	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 85mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127090	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 90mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127095	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 95mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127100	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 100mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127105	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 105mm R32 BLOQUEADO ACERO
	127110	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 110mm R32 BLOQUEADO ACERO
	144010	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 10mm BLOQUEADO ACERO
	144012	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 12mm BLOQUEADO ACERO
	144014	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 14mm BLOQUEADO ACERO
	144016	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 16mm BLOQUEADO ACERO
	144018	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 18mm BLOQUEADO ACERO
	144020	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 20mm BLOQUEADO ACERO
	144022	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 22mm BLOQUEADO ACERO
	144024	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 24mm BLOQUEADO ACERO
	144026	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 26mm BLOQUEADO ACERO
	144028	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 28mm BLOQUEADO ACERO
	144030	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 30mm BLOQUEADO ACERO
	144035	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 35mm BLOQUEADO ACERO
	144040	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 40mm BLOQUEADO ACERO
	144045	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 45mm BLOQUEADO ACERO
	144050	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 50mm BLOQUEADO ACERO
	144055	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 55mm BLOQUEADO ACERO
	144060	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 60mm BLOQUEADO ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	144520	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 20mm BLOQUEADO ACERO
	144522	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 22mm BLOQUEADO ACERO
	144524	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 24mm BLOQUEADO ACERO
	144525	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 25mm BLOQUEADO ACERO
	144526	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 26mm BLOQUEADO ACERO
	144528	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 28mm BLOQUEADO ACERO
	144530	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 30mm BLOQUEADO ACERO
	144532	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 32mm BLOQUEADO ACERO
	144534	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 34mm BLOQUEADO ACERO
	144535	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 35mm BLOQUEADO ACERO
	144536	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 36mm BLOQUEADO ACERO
	144538	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 38mm BLOQUEADO ACERO
	144540	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 40mm BLOQUEADO ACERO
	144542	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 42mm BLOQUEADO ACERO
	144544	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 44mm BLOQUEADO ACERO
	144545	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 45mm BLOQUEADO ACERO
	144546	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 46mm BLOQUEADO ACERO
	144548	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 48mm BLOQUEADO ACERO
	144550	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 50mm BLOQUEADO ACERO
	144552	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 52mm BLOQUEADO ACERO
	144554	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 54mm BLOQUEADO ACERO
	144555	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 55mm BLOQUEADO ACERO
	144556	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 56mm BLOQUEADO ACERO
	144558	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 58mm BLOQUEADO ACERO
	144560	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 60mm BLOQUEADO ACERO
	144565	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 65mm BLOQUEADO ACERO
	144570	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 70mm BLOQUEADO ACERO
TORNILLO DESLIZANTE ACERO	112750	TORNILLO DESLIZANTE X 50mm ACERO
	112755	TORNILLO DESLIZANTE X 55mm ACERO
	112760	TORNILLO DESLIZANTE X 60mm ACERO
	112765	TORNILLO DESLIZANTE X 65mm ACERO
	112770	TORNILLO DESLIZANTE X 70mm ACERO
	112775	TORNILLO DESLIZANTE X 75mm ACERO
	112780	TORNILLO DESLIZANTE X 80mm ACERO
	112785	TORNILLO DESLIZANTE X 85mm ACERO
	112790	TORNILLO DESLIZANTE X 90mm ACERO
	112795	TORNILLO DESLIZANTE X 95mm ACERO
	112800	TORNILLO DESLIZANTE X 100mm ACERO
	112805	TORNILLO DESLIZANTE X 105mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	112810	TORNILLO DESLIZANTE X 110mm ACERO
TORNILLO DE SEGURIDAD ACERO	112700	TORNILLO DE SEGURIDAD ACERO
TORNILLO BLOQUEANTE ACERO	125025	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 25mm ACERO
	125030	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 30mm ACERO
	125032	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 32mm ACERO
	125034	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 34mm ACERO
	125035	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 35mm ACERO
	125036	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 36mm ACERO
	125038	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 38mm ACERO
	125040	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 40mm ACERO
	125042	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 42mm ACERO
	125044	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 44mm ACERO
	125046	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 46mm ACERO
	125048	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 48mm ACERO
	125045	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 45mm ACERO
	125050	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 50mm ACERO
	125052	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 52mm ACERO
	125054	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 54mm ACERO
	125056	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 56mm ACERO
	125058	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 58mm ACERO
	125055	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 55mm ACERO
	125060	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 60mm ACERO
	125065	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 65mm ACERO
	125062	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 62mm ACERO
	125064	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 64mm ACERO
	125070	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 70mm ACERO
	125075	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 75mm ACERO
	164520	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 20mm ACERO
	164525	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 25mm ACERO
	164530	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 30mm ACERO
	164535	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 35mm ACERO
	164534	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 34mm ACERO
	164540	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 40mm ACERO
	164542	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 42mm ACERO
164545	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 45mm ACERO	
164550	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 50mm ACERO	
164555	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 55mm ACERO	
164560	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 60mm ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	164565	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 65mm ACERO
	164570	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 70mm ACERO
	125130	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 30mm R16 ACERO
	125135	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 35mm R16 ACERO
	125140	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 40mm R16 ACERO
	125145	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 45mm R16 ACERO
	125150	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 50mm R16 ACERO
	125155	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 55mm R16 ACERO
	125160	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 60mm R16 ACERO
	125165	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 65mm R16 ACERO
	125170	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 70mm R16 ACERO
	125175	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 70mm R16 ACERO
	126440	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 40mm ACERO
	126445	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 45mm ACERO
	126450	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 50mm ACERO
	126455	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 55mm ACERO
	126460	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 60mm ACERO
	126465	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 65mm ACERO
	126470	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 70mm ACERO
	126475	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 75mm ACERO
	126480	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 80mm ACERO
	126485	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 85mm ACERO
	126490	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 90mm ACERO
	126495	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 95mm ACERO
	126500	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 100mm ACERO
	126505	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 105mm ACERO
	126510	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 110mm ACERO
	126515	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 115mm ACERO
	126520	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 120mm ACERO
	161070	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 70mm ACERO
	161075	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 75mm ACERO
	161080	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 80mm ACERO
	161085	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 85mm ACERO
	161090	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 90mm ACERO
	161095	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 95mm ACERO
	161100	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 100mm ACERO
	161105	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 105mm ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	161110	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 110mm ACERO
	161115	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 115mm ACERO
	161120	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 120mm ACERO
	161170	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 70mm ACERO
	161175	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 75mm ACERO
	161180	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 80mm ACERO
	161185	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 85mm ACERO
	161190	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 90mm ACERO
	161195	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 95mm ACERO
	161200	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 100mm ACERO
	161205	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 105mm ACERO
	161210	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 110mm ACERO
	161215	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 115mm ACERO
	161220	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 120mm ACERO
TORNILLO DE CIERRE ACERO	121010	TORNILLO DE CIERRE PLANO ACERO
	121015	TORNILLO DE CIERRE CORTO ACERO
	121020	TORNILLO DE CIERRE LARGO ACERO
TORNILLO MALEOLAR ACERO	134525	TORNILLO MALEOLAR X 25mm ACERO
	134530	TORNILLO MALEOLAR X 30mm ACERO
	134535	TORNILLO MALEOLAR X 35mm ACERO
	134540	TORNILLO MALEOLAR X 40mm ACERO
	134545	TORNILLO MALEOLAR X 45mm ACERO
	134550	TORNILLO MALEOLAR X 50mm ACERO
	134555	TORNILLO MALEOLAR X 55mm ACERO
	134560	TORNILLO MALEOLAR X 60mm ACERO
	134565	TORNILLO MALEOLAR X 65mm ACERO
	134570	TORNILLO MALEOLAR X 70mm ACERO
	134575	TORNILLO MALEOLAR X 75mm ACERO
	134580	TORNILLO MALEOLAR X 80mm ACERO
	134585	TORNILLO MALEOLAR X 85mm ACERO
	134590	TORNILLO MALEOLAR X 90mm ACERO
	134595	TORNILLO MALEOLAR X 95mm ACERO
	134600	TORNILLO MALEOLAR X 100mm ACERO
134605	TORNILLO MALEOLAR X 105mm ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	134610	TORNILLO MALEOLAR X 110mm ACERO
TORNILLO DE INTERFERENCIA ACERO	120720	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø7 X 20mm ACERO
	120725	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø7 X 25mm ACERO
	120730	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø7 X 30mm ACERO
	120735	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø7 X 35mm ACERO
	120820	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø8 X 20mm ACERO
	120825	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø8 X 25mm ACERO
	120830	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø8 X 30mm ACERO
	120835	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø8 X 35mm ACERO
	120920	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø9 X 20mm ACERO
	120925	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø9 X 25mm ACERO
	120930	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø9 X 30mm ACERO
	120935	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø9 X 35mm ACERO
	TORNILLO DE HERBERT ACERO	171716
171718		TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 18mm ACERO
171720		TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 20mm ACERO
171722		TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 22mm ACERO
171724		TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 24mm ACERO
171726		TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 26mm ACERO
171728		TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 28mm ACERO
171730		TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 30mm ACERO
171735		TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 35mm ACERO
171740		TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 40mm ACERO
172316		TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 16mm ACERO
172318		TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 18mm ACERO
172320		TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 20mm ACERO
172322		TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 22mm ACERO
172324		TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 24mm ACERO
172326		TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 26mm ACERO
172328		TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 28mm ACERO
172330		TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 30mm ACERO
172335		TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 35mm ACERO
172340		TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 40mm ACERO
173016		TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 16mm ACERO
173018		TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 18mm ACERO
173020		TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 20mm ACERO
173022		TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 22mm ACERO
173024	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 24mm ACERO	
173026	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 26mm ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	173028	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 28mm ACERO
	173030	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 30mm ACERO
	173035	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 35mm ACERO
	173040	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 40mm ACERO
	174016	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 16mm ACERO
	174018	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 18mm ACERO
	174020	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 20mm ACERO
	174022	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 22mm ACERO
	174024	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 24mm ACERO
	174026	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 26mm ACERO
	174028	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 28mm ACERO
	174030	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 30mm ACERO
	174035	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 35mm ACERO
	174040	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 40mm ACERO
	173516	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 16mm ACERO
	173518	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 18mm ACERO
	173520	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 20mm ACERO
	173522	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 22mm ACERO
	173524	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 24mm ACERO
	173526	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 26mm ACERO
	173528	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 28mm ACERO
	173530	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 30mm ACERO
	173535	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 35mm ACERO
	173540	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 40mm ACERO
PIN DE KIRSCHNER ACERO	100807	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 70mm ACERO
	100808	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 80mm ACERO
	100809	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 90mm ACERO
	100810	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 100mm ACERO
	100811	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 110mm ACERO
	100812	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 120mm ACERO
	100813	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 130mm ACERO
	100814	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 140mm ACERO
	100815	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 150mm ACERO
	100816	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 160mm ACERO
	100817	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 170mm ACERO
	100818	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 180mm ACERO
	100819	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 190mm ACERO
	100820	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 200mm ACERO
	100821	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 210mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	100822	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 220mm ACERO
	100823	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 230mm ACERO
	100824	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 240mm ACERO
	100825	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 250mm ACERO
	100826	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 260mm ACERO
	100827	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 270mm ACERO
	100828	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 280mm ACERO
	100829	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 290mm ACERO
	100830	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 300mm ACERO
	101007	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 70mm ACERO
	101008	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 80mm ACERO
	101009	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 90mm ACERO
	101010	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 100mm ACERO
	101011	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 110mm ACERO
	101012	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 120mm ACERO
	101013	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 130mm ACERO
	101014	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 140mm ACERO
	101015	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 150mm ACERO
	101016	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 160mm ACERO
	101017	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 170mm ACERO
	101018	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 180mm ACERO
	101019	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 190mm ACERO
	101020	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 200mm ACERO
	101021	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 210mm ACERO
	101022	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 220mm ACERO
	101023	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 230mm ACERO
	101024	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 240mm ACERO
	101025	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 250mm ACERO
	101026	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 260mm ACERO
	101027	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 270mm ACERO
	101028	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 280mm ACERO
	101029	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 290mm ACERO
	101030	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 300mm ACERO
	101207	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 70mm ACERO
	101208	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 80mm ACERO
	101209	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 90mm ACERO
	101210	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 100mm ACERO
	101211	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 110mm ACERO
	101212	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 120mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	101213	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 130mm ACERO
	101214	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 140mm ACERO
	101215	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 150mm ACERO
	101216	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 160mm ACERO
	101217	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 170mm ACERO
	101218	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 180mm ACERO
	101219	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 190mm ACERO
	101220	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 200mm ACERO
	101221	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 210mm ACERO
	101222	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 220mm ACERO
	101223	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230mm ACERO
	101224	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 240mm ACERO
	101225	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 250mm ACERO
	101226	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 260mm ACERO
	101227	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 270mm ACERO
	101228	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 280mm ACERO
	101229	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 290mm ACERO
	101230	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 300mm ACERO
	101507	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 70mm ACERO
	101508	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 80mm ACERO
	101509	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 90mm ACERO
	101510	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 100mm ACERO
	101511	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 110mm ACERO
	101512	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 120mm ACERO
	101513	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 130mm ACERO
	101514	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 140mm ACERO
	101515	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 150mm ACERO
	101516	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 160mm ACERO
	101517	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 170mm ACERO
	101518	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 180mm ACERO
	101505	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 185mm ACERO
	101519	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 190mm ACERO
	101520	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 200mm ACERO
	101521	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 210mm ACERO
	101522	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 220mm ACERO
	101523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230mm ACERO
	101524	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 240mm ACERO
	101525	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 250mm ACERO
	101526	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 260mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	101527	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 270mm ACERO
	101528	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 280mm ACERO
	101529	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 290mm ACERO
	101530	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 300mm ACERO
	101607	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 70mm ACERO
	101608	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 80mm ACERO
	101609	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 90mm ACERO
	101610	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 100mm ACERO
	101611	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 110mm ACERO
	101612	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 120mm ACERO
	101613	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 130mm ACERO
	101614	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 140mm ACERO
	101615	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 150mm ACERO
	101616	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 160mm ACERO
	101617	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 170mm ACERO
	101618	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 180mm ACERO
	101619	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 190mm ACERO
	101620	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 200mm ACERO
	101621	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 210mm ACERO
	101622	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 220mm ACERO
	101623	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 230mm ACERO
	101624	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 240mm ACERO
	101625	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 250mm ACERO
	101626	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 260mm ACERO
	101627	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 270mm ACERO
	101628	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 280mm ACERO
	101629	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 290mm ACERO
	101630	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 300mm ACERO
	101807	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 70mm ACERO
	101808	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 80mm ACERO
	101809	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 90mm ACERO
	101810	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 100mm ACERO
	101811	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 110mm ACERO
	101812	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 120mm ACERO
	101813	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 130mm ACERO
	101814	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 140mm ACERO
	101815	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 150mm ACERO
	101816	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 160mm ACERO
	101817	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 170mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	101818	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 180mm ACERO
	101819	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 190mm ACERO
	101820	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 200mm ACERO
	101821	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 210mm ACERO
	101822	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 220mm ACERO
	101823	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 230mm ACERO
	101824	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 240mm ACERO
	101825	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 250mm ACERO
	101826	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 260mm ACERO
	101827	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 270mm ACERO
	101828	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 280mm ACERO
	101829	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 290mm ACERO
	101830	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 300mm ACERO
	102007	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 70mm ACERO
	102008	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 80mm ACERO
	102009	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 90mm ACERO
	102010	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 100mm ACERO
	102011	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 110mm ACERO
	102012	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 120mm ACERO
	102013	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 130mm ACERO
	102014	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 140mm ACERO
	102015	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 150mm ACERO
	102016	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 160mm ACERO
	102017	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 170mm ACERO
	102018	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 180mm ACERO
	102019	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 190mm ACERO
	102020	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 200mm ACERO
	102021	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 210mm ACERO
	102022	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 220mm ACERO
	102023	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 230mm ACERO
	102024	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 240mm ACERO
	102025	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 250mm ACERO
	102026	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 260mm ACERO
	102027	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 270mm ACERO
	102028	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 280mm ACERO
	102029	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 290mm ACERO
	102030	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 300mm ACERO
	102031	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 310mm ACERO
	102032	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 320mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	102033	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 330mm ACERO
	102034	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 340mm ACERO
	102035	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 350mm ACERO
	102036	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 360mm ACERO
	102037	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 370mm ACERO
	102038	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 380mm ACERO
	102039	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 390mm ACERO
	102040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 400mm ACERO
	102040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 450mm ACERO
	102050	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 500mm ACERO
PIN DE STEINMANN ACERO	102507	PIN DE STEINMANN 2.5 X 70mm ACERO
	102508	PIN DE STEINMANN 2.5 X 80mm ACERO
	102509	PIN DE STEINMANN 2.5 X 90mm ACERO
	102510	PIN DE STEINMANN 2.5 X 100mm ACERO
	102511	PIN DE STEINMANN 2.5 X 110mm ACERO
	102512	PIN DE STEINMANN 2.5 X 120mm ACERO
	102513	PIN DE STEINMANN 2.5 X 130mm ACERO
	102514	PIN DE STEINMANN 2.5 X 140mm ACERO
	102515	PIN DE STEINMANN 2.5 X 150mm ACERO
	102516	PIN DE STEINMANN 2.5 X 160mm ACERO
	102517	PIN DE STEINMANN 2.5 X 170mm ACERO
	102518	PIN DE STEINMANN 2.5 X 180mm ACERO
	102519	PIN DE STEINMANN 2.5 X 190mm ACERO
	102520	PIN DE STEINMANN 2.5 X 200mm ACERO
	102521	PIN DE STEINMANN 2.5 X 210mm ACERO
	102522	PIN DE STEINMANN 2.5 X 220mm ACERO
	102523	PIN DE STEINMANN 2.5 X 230mm ACERO
	102524	PIN DE STEINMANN 2.5 X 240mm ACERO
	102525	PIN DE STEINMANN 2.5 X 250mm ACERO
	102526	PIN DE STEINMANN 2.5 X 260mm ACERO
	102527	PIN DE STEINMANN 2.5 X 270mm ACERO
	102528	PIN DE STEINMANN 2.5 X 280mm ACERO
	102529	PIN DE STEINMANN 2.5 X 290mm ACERO
	102530	PIN DE STEINMANN 2.5 X 300mm ACERO
	102531	PIN DE STEINMANN 2.5 X 310mm ACERO
	102532	PIN DE STEINMANN 2.5 X 320mm ACERO
102533	PIN DE STEINMANN 2.5 X 330mm ACERO	
102534	PIN DE STEINMANN 2.5 X 340mm ACERO	
102535	PIN DE STEINMANN 2.5 X 350mm ACERO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	102536	PIN DE STEINMANN 2.5 X 360mm ACERO
	102537	PIN DE STEINMANN 2.5 X 370mm ACERO
	102538	PIN DE STEINMANN 2.5 X 380mm ACERO
	102539	PIN DE STEINMANN 2.5 X 390mm ACERO
	102540	PIN DE STEINMANN 2.5 X 400mm ACERO
	102545	PIN DE STEINMANN 2.5 X 450mm ACERO
	102550	PIN DE STEINMANN 2.5 X 500mm ACERO
	103007	PIN DE STEINMANN 3.0 X 70mm ACERO
	103008	PIN DE STEINMANN 3.0 X 80mm ACERO
	103009	PIN DE STEINMANN 3.0 X 90mm ACERO
	103010	PIN DE STEINMANN 3.0 X 100mm ACERO
	103011	PIN DE STEINMANN 3.0 X 110mm ACERO
	103012	PIN DE STEINMANN 3.0 X 120mm ACERO
	103013	PIN DE STEINMANN 3.0 X 130mm ACERO
	103014	PIN DE STEINMANN 3.0 X 140mm ACERO
	103015	PIN DE STEINMANN 3.0 X 150mm ACERO
	103016	PIN DE STEINMANN 3.0 X 160mm ACERO
	103017	PIN DE STEINMANN 3.0 X 170mm ACERO
	103018	PIN DE STEINMANN 3.0 X 180mm ACERO
	103019	PIN DE STEINMANN 3.0 X 190mm ACERO
	103020	PIN DE STEINMANN 3.0 X 200mm ACERO
	103021	PIN DE STEINMANN 3.0 X 210mm ACERO
	103022	PIN DE STEINMANN 3.0 X 220mm ACERO
	103023	PIN DE STEINMANN 3.0 X 230mm ACERO
	103024	PIN DE STEINMANN 3.0 X 240mm ACERO
	103025	PIN DE STEINMANN 3.0 X 250mm ACERO
	103026	PIN DE STEINMANN 3.0 X 260mm ACERO
	103027	PIN DE STEINMANN 3.0 X 270mm ACERO
	103028	PIN DE STEINMANN 3.0 X 280mm ACERO
	103029	PIN DE STEINMANN 3.0 X 290mm ACERO
	103030	PIN DE STEINMANN 3.0 X 300mm ACERO
	103031	PIN DE STEINMANN 3.0 X 310mm ACERO
	103032	PIN DE STEINMANN 3.0 X 320mm ACERO
	103033	PIN DE STEINMANN 3.0 X 330mm ACERO
	103034	PIN DE STEINMANN 3.0 X 340mm ACERO
	103035	PIN DE STEINMANN 3.0 X 350mm ACERO
	103036	PIN DE STEINMANN 3.0 X 360mm ACERO
	103037	PIN DE STEINMANN 3.0 X 370mm ACERO
	103038	PIN DE STEINMANN 3.0 X 380mm ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	103039	PIN DE STEINMANN 3.0 X 390mm ACERO
	103040	PIN DE STEINMANN 3.0 X 400mm ACERO
	103045	PIN DE STEINMANN 3.0 X 450mm ACERO
	103050	PIN DE STEINMANN 3.0 X 500mm ACERO
	104020	PIN DE STEINMANN 4.0 X 200 mm ACERO
	104023	PIN DE STEINMANN 4.0 X 230 mm ACERO
	104025	PIN DE STEINMANN 4.0 X 250 mm ACERO
	104030	PIN DE STEINMANN 4.0 X 300 mm ACERO
	104520	PIN DE STEINMANN 4.5 X 200 mm ACERO
	104523	PIN DE STEINMANN 4.5 X 230 mm ACERO
	104525	PIN DE STEINMANN 4.5 X 250 mm ACERO
	104530	PIN DE STEINMANN 4.5 X 300 mm ACERO
	105020	PIN DE STEINMANN 5.0 X 200 mm ACERO
	105023	PIN DE STEINMANN 5.0 X 230 mm ACERO
	105025	PIN DE STEINMANN 5.0 X 250 mm ACERO
	105030	PIN DE STEINMANN 5.0 X 300 mm ACERO
PIN DE KIRSCHNER PUNTA ROSCA ACERO	130807	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 70mm PUNTA ROSCA ACERO
	130808	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 80mm PUNTA ROSCA ACERO
	130809	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 90mm PUNTA ROSCA ACERO
	130810	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 100mm PUNTA ROSCA ACERO
	130811	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 110mm PUNTA ROSCA ACERO
	130812	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 120mm PUNTA ROSCA ACERO
	130813	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 130mm PUNTA ROSCA ACERO
	130814	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 140mm PUNTA ROSCA ACERO
	130815	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 150mm PUNTA ROSCA ACERO
	130816	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 160mm PUNTA ROSCA ACERO
	130817	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 170mm PUNTA ROSCA ACERO
	130818	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 180mm PUNTA ROSCA ACERO
	130819	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 190mm PUNTA ROSCA ACERO
	130820	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 200mm PUNTA ROSCA ACERO
	130821	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 210mm PUNTA ROSCA ACERO
	130822	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 220mm PUNTA ROSCA ACERO
	130823	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 230mm PUNTA ROSCA ACERO
	130824	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 240mm PUNTA ROSCA ACERO
	130825	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 250mm PUNTA ROSCA ACERO
	130826	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 260mm PUNTA ROSCA ACERO
130827	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 270mm PUNTA ROSCA ACERO	
130828	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 280mm PUNTA ROSCA ACERO	
130829	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 290mm PUNTA ROSCA ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	130830	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 300mm PUNTA ROSCA ACERO
	131007	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 70mm PUNTA ROSCA ACERO
	131008	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 80mm PUNTA ROSCA ACERO
	131009	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 90mm PUNTA ROSCA ACERO
	131010	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 100mm PUNTA ROSCA ACERO
	131011	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 110mm PUNTA ROSCA ACERO
	131012	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 120mm PUNTA ROSCA ACERO
	131013	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 130mm PUNTA ROSCA ACERO
	131014	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 140mm PUNTA ROSCA ACERO
	131015	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 150mm PUNTA ROSCA ACERO
	131016	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 160mm PUNTA ROSCA ACERO
	131017	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 170mm PUNTA ROSCA ACERO
	131018	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 180mm PUNTA ROSCA ACERO
	131019	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 190mm PUNTA ROSCA ACERO
	131020	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 200mm PUNTA ROSCA ACERO
	131021	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 210mm PUNTA ROSCA ACERO
	131022	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 220mm PUNTA ROSCA ACERO
	131023	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 230mm PUNTA ROSCA ACERO
	131024	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 240mm PUNTA ROSCA ACERO
	131025	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 250mm PUNTA ROSCA ACERO
	131026	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 260mm PUNTA ROSCA ACERO
	131027	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 270mm PUNTA ROSCA ACERO
	131028	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 280mm PUNTA ROSCA ACERO
	131029	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 290mm PUNTA ROSCA ACERO
	131030	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 300mm PUNTA ROSCA ACERO
	131207	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 70mm PUNTA ROSCA ACERO
	131208	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 80mm PUNTA ROSCA ACERO
	131209	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 90mm PUNTA ROSCA ACERO
	131210	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 100mm PUNTA ROSCA ACERO
	131211	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 110mm PUNTA ROSCA ACERO
	131212	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 120mm PUNTA ROSCA ACERO
	131213	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 130mm PUNTA ROSCA ACERO
	131214	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 140mm PUNTA ROSCA ACERO
	131215	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 150mm PUNTA ROSCA ACERO
	131216	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 160mm PUNTA ROSCA ACERO
	131217	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 170mm PUNTA ROSCA ACERO
	131218	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 180mm PUNTA ROSCA ACERO
	131219	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 190mm PUNTA ROSCA ACERO
	131220	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 200mm PUNTA ROSCA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	131221	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 210mm PUNTA ROSCA ACERO
	131222	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 220mm PUNTA ROSCA ACERO
	131223	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230mm PUNTA ROSCA ACERO
	131224	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 240mm PUNTA ROSCA ACERO
	131225	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 250mm PUNTA ROSCA ACERO
	131226	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 260mm PUNTA ROSCA ACERO
	131227	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 270mm PUNTA ROSCA ACERO
	131228	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 280mm PUNTA ROSCA ACERO
	131229	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 290mm PUNTA ROSCA ACERO
	131230	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 300mm PUNTA ROSCA ACERO
	131507	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 70mm PUNTA ROSCA ACERO
	131508	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 80mm PUNTA ROSCA ACERO
	131509	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 90mm PUNTA ROSCA ACERO
	131510	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 100mm PUNTA ROSCA ACERO
	131511	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 110mm PUNTA ROSCA ACERO
	131512	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 120mm PUNTA ROSCA ACERO
	131513	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 130mm PUNTA ROSCA ACERO
	131514	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 140mm PUNTA ROSCA ACERO
	131515	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 150mm PUNTA ROSCA ACERO
	131516	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 160mm PUNTA ROSCA ACERO
	131517	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 170mm PUNTA ROSCA ACERO
	131518	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 180mm PUNTA ROSCA ACERO
	131505	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 185mm PUNTA ROSCA ACERO
	131519	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 190mm PUNTA ROSCA ACERO
	131520	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 200mm PUNTA ROSCA ACERO
	131521	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 210mm PUNTA ROSCA ACERO
	131522	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 220mm PUNTA ROSCA ACERO
	131523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230mm PUNTA ROSCA ACERO
	131524	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 240mm PUNTA ROSCA ACERO
	131525	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 250mm PUNTA ROSCA ACERO
	131526	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 260mm PUNTA ROSCA ACERO
	131527	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 270mm PUNTA ROSCA ACERO
	131528	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 280mm PUNTA ROSCA ACERO
	131529	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 290mm PUNTA ROSCA ACERO
	131530	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 300mm PUNTA ROSCA ACERO
	131607	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 70mm PUNTA ROSCA ACERO
	131608	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 80mm PUNTA ROSCA ACERO
	131609	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 90mm PUNTA ROSCA ACERO
	131610	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 100mm PUNTA ROSCA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	131611	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 110mm PUNTA ROSCA ACERO
	131612	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 120mm PUNTA ROSCA ACERO
	131613	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 130mm PUNTA ROSCA ACERO
	131614	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 140mm PUNTA ROSCA ACERO
	131615	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 150mm PUNTA ROSCA ACERO
	131616	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 160mm PUNTA ROSCA ACERO
	131617	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 170mm PUNTA ROSCA ACERO
	131618	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 180mm PUNTA ROSCA ACERO
	131619	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 190mm PUNTA ROSCA ACERO
	131620	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 200mm PUNTA ROSCA ACERO
	131621	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 210mm PUNTA ROSCA ACERO
	131622	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 220mm PUNTA ROSCA ACERO
	131623	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 230mm PUNTA ROSCA ACERO
	131624	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 240mm PUNTA ROSCA ACERO
	131625	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 250mm PUNTA ROSCA ACERO
	131626	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 260mm PUNTA ROSCA ACERO
	131627	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 270mm PUNTA ROSCA ACERO
	131628	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 280mm PUNTA ROSCA ACERO
	131629	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 290mm PUNTA ROSCA ACERO
	131630	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 300mm PUNTA ROSCA ACERO
	131807	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 70mm PUNTA ROSCA ACERO
	131808	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 80mm PUNTA ROSCA ACERO
	131809	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 90mm PUNTA ROSCA ACERO
	131810	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 100mm PUNTA ROSCA ACERO
	131811	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 110mm PUNTA ROSCA ACERO
	131812	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 120mm PUNTA ROSCA ACERO
	131813	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 130mm PUNTA ROSCA ACERO
	131814	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 140mm PUNTA ROSCA ACERO
	131815	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 150mm PUNTA ROSCA ACERO
	131816	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 160mm PUNTA ROSCA ACERO
	131817	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 170mm PUNTA ROSCA ACERO
	131818	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 180mm PUNTA ROSCA ACERO
	131819	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 190mm PUNTA ROSCA ACERO
	131820	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 200mm PUNTA ROSCA ACERO
	131821	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 210mm PUNTA ROSCA ACERO
	131822	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 220mm PUNTA ROSCA ACERO
	131823	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 230mm PUNTA ROSCA ACERO
	131824	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 240mm PUNTA ROSCA ACERO
	131825	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 250mm PUNTA ROSCA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	131826	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 260mm PUNTA ROSCA ACERO
	131827	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 270mm PUNTA ROSCA ACERO
	131828	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 280mm PUNTA ROSCA ACERO
	131829	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 290mm PUNTA ROSCA ACERO
	131830	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 300mm PUNTA ROSCA ACERO
	132007	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 70mm PUNTA ROSCA ACERO
	132008	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 80mm PUNTA ROSCA ACERO
	132009	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 90mm PUNTA ROSCA ACERO
	132010	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 100mm PUNTA ROSCA ACERO
	132011	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 110mm PUNTA ROSCA ACERO
	132012	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 120mm PUNTA ROSCA ACERO
	132013	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 130mm PUNTA ROSCA ACERO
	132014	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 140mm PUNTA ROSCA ACERO
	132015	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 150mm PUNTA ROSCA ACERO
	132016	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 160mm PUNTA ROSCA ACERO
	132017	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 170mm PUNTA ROSCA ACERO
	132018	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 180mm PUNTA ROSCA ACERO
	132019	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 190mm PUNTA ROSCA ACERO
	132020	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 200mm PUNTA ROSCA ACERO
	132021	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 210mm PUNTA ROSCA ACERO
	132022	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 220mm PUNTA ROSCA ACERO
	132023	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 230mm PUNTA ROSCA ACERO
	132024	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 240mm PUNTA ROSCA ACERO
	132025	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 250mm PUNTA ROSCA ACERO
	132026	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 260mm PUNTA ROSCA ACERO
	132027	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 270mm PUNTA ROSCA ACERO
	132028	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 280mm PUNTA ROSCA ACERO
	132029	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 290mm PUNTA ROSCA ACERO
	132030	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 300mm PUNTA ROSCA ACERO
	132031	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 310mm PUNTA ROSCA ACERO
	132032	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 320mm PUNTA ROSCA ACERO
	132033	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 330mm PUNTA ROSCA ACERO
	132034	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 340mm PUNTA ROSCA ACERO
	132035	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 350mm PUNTA ROSCA ACERO
	132036	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 360mm PUNTA ROSCA ACERO
	132037	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 370mm PUNTA ROSCA ACERO
	132038	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 380mm PUNTA ROSCA ACERO
	132039	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 390mm PUNTA ROSCA ACERO
	132040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 400mm PUNTA ROSCA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	132040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 450mm PUNTA ROSCA ACERO
	132050	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 500mm PUNTA ROSCA ACERO
PIN DE STEINMANN PUNTA ROSCA ACERO	132507	PIN DE STEINMANN 2.5 X 70mm PUNTA ROSCA ACERO
	132508	PIN DE STEINMANN 2.5 X 80mm PUNTA ROSCA ACERO
	132509	PIN DE STEINMANN 2.5 X 90mm PUNTA ROSCA ACERO
	132510	PIN DE STEINMANN 2.5 X 100mm PUNTA ROSCA ACERO
	132511	PIN DE STEINMANN 2.5 X 110mm PUNTA ROSCA ACERO
	132512	PIN DE STEINMANN 2.5 X 120mm PUNTA ROSCA ACERO
	132513	PIN DE STEINMANN 2.5 X 130mm PUNTA ROSCA ACERO
	132514	PIN DE STEINMANN 2.5 X 140mm PUNTA ROSCA ACERO
	132515	PIN DE STEINMANN 2.5 X 150mm PUNTA ROSCA ACERO
	132516	PIN DE STEINMANN 2.5 X 160mm PUNTA ROSCA ACERO
	132517	PIN DE STEINMANN 2.5 X 170mm PUNTA ROSCA ACERO
	132518	PIN DE STEINMANN 2.5 X 180mm PUNTA ROSCA ACERO
	132519	PIN DE STEINMANN 2.5 X 190mm PUNTA ROSCA ACERO
	132520	PIN DE STEINMANN 2.5 X 200mm PUNTA ROSCA ACERO
	132521	PIN DE STEINMANN 2.5 X 210mm PUNTA ROSCA ACERO
	132522	PIN DE STEINMANN 2.5 X 220mm PUNTA ROSCA ACERO
	132523	PIN DE STEINMANN 2.5 X 230mm PUNTA ROSCA ACERO
	132524	PIN DE STEINMANN 2.5 X 240mm PUNTA ROSCA ACERO
	132525	PIN DE STEINMANN 2.5 X 250mm PUNTA ROSCA ACERO
	132526	PIN DE STEINMANN 2.5 X 260mm PUNTA ROSCA ACERO
	132527	PIN DE STEINMANN 2.5 X 270mm PUNTA ROSCA ACERO
	132528	PIN DE STEINMANN 2.5 X 280mm PUNTA ROSCA ACERO
	132529	PIN DE STEINMANN 2.5 X 290mm PUNTA ROSCA ACERO
	132530	PIN DE STEINMANN 2.5 X 300mm PUNTA ROSCA ACERO
	132531	PIN DE STEINMANN 2.5 X 310mm PUNTA ROSCA ACERO
	132532	PIN DE STEINMANN 2.5 X 320mm PUNTA ROSCA ACERO
	132533	PIN DE STEINMANN 2.5 X 330mm PUNTA ROSCA ACERO
	132534	PIN DE STEINMANN 2.5 X 340mm PUNTA ROSCA ACERO
	132535	PIN DE STEINMANN 2.5 X 350mm PUNTA ROSCA ACERO
	132536	PIN DE STEINMANN 2.5 X 360mm PUNTA ROSCA ACERO
	132537	PIN DE STEINMANN 2.5 X 370mm PUNTA ROSCA ACERO
	132538	PIN DE STEINMANN 2.5 X 380mm PUNTA ROSCA ACERO
132539	PIN DE STEINMANN 2.5 X 390mm PUNTA ROSCA ACERO	
132540	PIN DE STEINMANN 2.5 X 400mm PUNTA ROSCA ACERO	
132545	PIN DE STEINMANN 2.5 X 450mm PUNTA ROSCA ACERO	
132550	PIN DE STEINMANN 2.5 X 500mm PUNTA ROSCA ACERO	
	133007	PIN DE STEINMANN 3.0 X 70mm PUNTA ROSCA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	133008	PIN DE STEINMANN 3.0 X 80mm PUNTA ROSCA ACERO
	133009	PIN DE STEINMANN 3.0 X 90mm PUNTA ROSCA ACERO
	133010	PIN DE STEINMANN 3.0 X 100mm PUNTA ROSCA ACERO
	133011	PIN DE STEINMANN 3.0 X 110mm PUNTA ROSCA ACERO
	133012	PIN DE STEINMANN 3.0 X 120mm PUNTA ROSCA ACERO
	133013	PIN DE STEINMANN 3.0 X 130mm PUNTA ROSCA ACERO
	133014	PIN DE STEINMANN 3.0 X 140mm PUNTA ROSCA ACERO
	133015	PIN DE STEINMANN 3.0 X 150mm PUNTA ROSCA ACERO
	133016	PIN DE STEINMANN 3.0 X 160mm PUNTA ROSCA ACERO
	133017	PIN DE STEINMANN 3.0 X 170mm PUNTA ROSCA ACERO
	133018	PIN DE STEINMANN 3.0 X 180mm PUNTA ROSCA ACERO
	133019	PIN DE STEINMANN 3.0 X 190mm PUNTA ROSCA ACERO
	133020	PIN DE STEINMANN 3.0 X 200mm PUNTA ROSCA ACERO
	133021	PIN DE STEINMANN 3.0 X 210mm PUNTA ROSCA ACERO
	133022	PIN DE STEINMANN 3.0 X 220mm PUNTA ROSCA ACERO
	133023	PIN DE STEINMANN 3.0 X 230mm PUNTA ROSCA ACERO
	133024	PIN DE STEINMANN 3.0 X 240mm PUNTA ROSCA ACERO
	133025	PIN DE STEINMANN 3.0 X 250mm PUNTA ROSCA ACERO
	133026	PIN DE STEINMANN 3.0 X 260mm PUNTA ROSCA ACERO
	133027	PIN DE STEINMANN 3.0 X 270mm PUNTA ROSCA ACERO
	133028	PIN DE STEINMANN 3.0 X 280mm PUNTA ROSCA ACERO
	133029	PIN DE STEINMANN 3.0 X 290mm PUNTA ROSCA ACERO
	133030	PIN DE STEINMANN 3.0 X 300mm PUNTA ROSCA ACERO
	133031	PIN DE STEINMANN 3.0 X 310mm PUNTA ROSCA ACERO
	133032	PIN DE STEINMANN 3.0 X 320mm PUNTA ROSCA ACERO
	133033	PIN DE STEINMANN 3.0 X 330mm PUNTA ROSCA ACERO
	133034	PIN DE STEINMANN 3.0 X 340mm PUNTA ROSCA ACERO
	133035	PIN DE STEINMANN 3.0 X 350mm PUNTA ROSCA ACERO
	133036	PIN DE STEINMANN 3.0 X 360mm PUNTA ROSCA ACERO
	133037	PIN DE STEINMANN 3.0 X 370mm PUNTA ROSCA ACERO
	133038	PIN DE STEINMANN 3.0 X 380mm PUNTA ROSCA ACERO
	133039	PIN DE STEINMANN 3.0 X 390mm PUNTA ROSCA ACERO
	133040	PIN DE STEINMANN 3.0 X 400mm PUNTA ROSCA ACERO
	133045	PIN DE STEINMANN 3.0 X 450mm PUNTA ROSCA ACERO
	133050	PIN DE STEINMANN 3.0 X 500mm PUNTA ROSCA ACERO
	134020	PIN DE STEINMANN 4.0 X 200 mm PUNTA ROSCA ACERO
	134023	PIN DE STEINMANN 4.0 X 230 mm PUNTA ROSCA ACERO
	134025	PIN DE STEINMANN 4.0 X 250 mm PUNTA ROSCA ACERO
	134030	PIN DE STEINMANN 4.0 X 300 mm PUNTA ROSCA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	134520	PIN DE STEINMANN 4.5 X 200 mm PUNTA ROSCA ACERO
	134523	PIN DE STEINMANN 4.5 X 230 mm PUNTA ROSCA ACERO
	134525	PIN DE STEINMANN 4.5 X 250 mm PUNTA ROSCA ACERO
	134530	PIN DE STEINMANN 4.5 X 300 mm PUNTA ROSCA ACERO
	135020	PIN DE STEINMANN 5.0 X 200 mm PUNTA ROSCA ACERO
	135023	PIN DE STEINMANN 5.0 X 230 mm PUNTA ROSCA ACERO
	135025	PIN DE STEINMANN 5.0 X 250 mm PUNTA ROSCA ACERO
	135030	PIN DE STEINMANN 5.0 X 300 mm PUNTA ROSCA ACERO
PIN DOBLE PUNTA ACERO	110807	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 70mm DOBLE PUNTA ACERO
	110808	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 80mm DOBLE PUNTA ACERO
	110809	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 90mm DOBLE PUNTA ACERO
	110810	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 100mm DOBLE PUNTA ACERO
	110811	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 110mm DOBLE PUNTA ACERO
	110812	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 120mm DOBLE PUNTA ACERO
	110813	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 130mm DOBLE PUNTA ACERO
	110814	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 140mm DOBLE PUNTA ACERO
	110815	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 150mm DOBLE PUNTA ACERO
	110816	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 160mm DOBLE PUNTA ACERO
	110817	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 170mm DOBLE PUNTA ACERO
	110818	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 180mm DOBLE PUNTA ACERO
	110819	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 190mm DOBLE PUNTA ACERO
	110820	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 200mm DOBLE PUNTA ACERO
	110821	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 210mm DOBLE PUNTA ACERO
	110822	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 220mm DOBLE PUNTA ACERO
	110823	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 230mm DOBLE PUNTA ACERO
	110824	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 240mm DOBLE PUNTA ACERO
	110825	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 250mm DOBLE PUNTA ACERO
	110826	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 260mm DOBLE PUNTA ACERO
	110827	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 270mm DOBLE PUNTA ACERO
	110828	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 280mm DOBLE PUNTA ACERO
	110829	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 290mm DOBLE PUNTA ACERO
	110830	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 300mm DOBLE PUNTA ACERO
	111007	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 70mm DOBLE PUNTA ACERO
	111008	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 80mm DOBLE PUNTA ACERO
	111009	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 90mm DOBLE PUNTA ACERO
	111010	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 100mm DOBLE PUNTA ACERO
	111011	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 110mm DOBLE PUNTA ACERO
	111012	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 120mm DOBLE PUNTA ACERO
111013	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 130mm DOBLE PUNTA ACERO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	111014	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 140mm DOBLE PUNTA ACERO
	111015	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 150mm DOBLE PUNTA ACERO
	111016	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 160mm DOBLE PUNTA ACERO
	111017	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 170mm DOBLE PUNTA ACERO
	111018	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 180mm DOBLE PUNTA ACERO
	111019	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 190mm DOBLE PUNTA ACERO
	111020	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 200mm DOBLE PUNTA ACERO
	111021	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 210mm DOBLE PUNTA ACERO
	111022	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 220mm DOBLE PUNTA ACERO
	111023	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 230mm DOBLE PUNTA ACERO
	111024	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 240mm DOBLE PUNTA ACERO
	111025	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 250mm DOBLE PUNTA ACERO
	111026	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 260mm DOBLE PUNTA ACERO
	111027	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 270mm DOBLE PUNTA ACERO
	111028	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 280mm DOBLE PUNTA ACERO
	111029	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 290mm DOBLE PUNTA ACERO
	111030	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 300mm DOBLE PUNTA ACERO
	111207	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 70mm DOBLE PUNTA ACERO
	111208	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 80mm DOBLE PUNTA ACERO
	111209	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 90mm DOBLE PUNTA ACERO
	111210	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 100mm DOBLE PUNTA ACERO
	111211	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 110mm DOBLE PUNTA ACERO
	111212	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 120mm DOBLE PUNTA ACERO
	111213	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 130mm DOBLE PUNTA ACERO
	111214	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 140mm DOBLE PUNTA ACERO
	111215	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 150mm DOBLE PUNTA ACERO
	111216	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 160mm DOBLE PUNTA ACERO
	111217	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 170mm DOBLE PUNTA ACERO
	111218	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 180mm DOBLE PUNTA ACERO
	111219	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 190mm DOBLE PUNTA ACERO
	111220	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 200mm DOBLE PUNTA ACERO
	111221	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 210mm DOBLE PUNTA ACERO
	111222	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 220mm DOBLE PUNTA ACERO
	111223	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230mm DOBLE PUNTA ACERO
	111224	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 240mm DOBLE PUNTA ACERO
	111225	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 250mm DOBLE PUNTA ACERO
	111226	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 260mm DOBLE PUNTA ACERO
	111227	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 270mm DOBLE PUNTA ACERO
	111228	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 280mm DOBLE PUNTA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	111229	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 290mm DOBLE PUNTA ACERO
	111230	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 300mm DOBLE PUNTA ACERO
	111507	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 70mm DOBLE PUNTA ACERO
	111508	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 80mm DOBLE PUNTA ACERO
	111509	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 90mm DOBLE PUNTA ACERO
	111510	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 100mm DOBLE PUNTA ACERO
	111511	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 110mm DOBLE PUNTA ACERO
	111512	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 120mm DOBLE PUNTA ACERO
	111513	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 130mm DOBLE PUNTA ACERO
	111514	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 140mm DOBLE PUNTA ACERO
	111515	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 150mm DOBLE PUNTA ACERO
	111516	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 160mm DOBLE PUNTA ACERO
	111517	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 170mm DOBLE PUNTA ACERO
	111518	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 180mm DOBLE PUNTA ACERO
	111505	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 185mm DOBLE PUNTA ACERO
	111519	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 190mm DOBLE PUNTA ACERO
	111520	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 200mm DOBLE PUNTA ACERO
	111521	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 210mm DOBLE PUNTA ACERO
	111522	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 220mm DOBLE PUNTA ACERO
	111523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230mm DOBLE PUNTA ACERO
	111524	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 240mm DOBLE PUNTA ACERO
	111525	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 250mm DOBLE PUNTA ACERO
	111526	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 260mm DOBLE PUNTA ACERO
	111527	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 270mm DOBLE PUNTA ACERO
	111528	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 280mm DOBLE PUNTA ACERO
	111529	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 290mm DOBLE PUNTA ACERO
	111530	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 300mm DOBLE PUNTA ACERO
	111607	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 70mm DOBLE PUNTA ACERO
	111608	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 80mm DOBLE PUNTA ACERO
	111609	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 90mm DOBLE PUNTA ACERO
	111610	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 100mm DOBLE PUNTA ACERO
	111611	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 110mm DOBLE PUNTA ACERO
	111612	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 120mm DOBLE PUNTA ACERO
	111613	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 130mm DOBLE PUNTA ACERO
	111614	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 140mm DOBLE PUNTA ACERO
	111615	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 150mm DOBLE PUNTA ACERO
	111616	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 160mm DOBLE PUNTA ACERO
	111617	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 170mm DOBLE PUNTA ACERO
	111618	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 180mm DOBLE PUNTA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	111619	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 190mm DOBLE PUNTA ACERO
	111620	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 200mm DOBLE PUNTA ACERO
	111621	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 210mm DOBLE PUNTA ACERO
	111622	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 220mm DOBLE PUNTA ACERO
	111623	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 230mm DOBLE PUNTA ACERO
	111624	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 240mm DOBLE PUNTA ACERO
	111625	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 250mm DOBLE PUNTA ACERO
	111626	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 260mm DOBLE PUNTA ACERO
	111627	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 270mm DOBLE PUNTA ACERO
	111628	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 280mm DOBLE PUNTA ACERO
	111629	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 290mm DOBLE PUNTA ACERO
	111630	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 300mm DOBLE PUNTA ACERO
	111807	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 70mm DOBLE PUNTA ACERO
	111808	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 80mm DOBLE PUNTA ACERO
	111809	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 90mm DOBLE PUNTA ACERO
	111810	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 100mm DOBLE PUNTA ACERO
	111811	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 110mm DOBLE PUNTA ACERO
	111812	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 120mm DOBLE PUNTA ACERO
	111813	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 130mm DOBLE PUNTA ACERO
	111814	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 140mm DOBLE PUNTA ACERO
	111815	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 150mm DOBLE PUNTA ACERO
	111816	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 160mm DOBLE PUNTA ACERO
	111817	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 170mm DOBLE PUNTA ACERO
	111818	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 180mm DOBLE PUNTA ACERO
	111819	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 190mm DOBLE PUNTA ACERO
	111820	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 200mm DOBLE PUNTA ACERO
	111821	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 210mm DOBLE PUNTA ACERO
	111822	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 220mm DOBLE PUNTA ACERO
	111823	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 230mm DOBLE PUNTA ACERO
	111824	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 240mm DOBLE PUNTA ACERO
	111825	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 250mm DOBLE PUNTA ACERO
	111826	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 260mm DOBLE PUNTA ACERO
	111827	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 270mm DOBLE PUNTA ACERO
	111828	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 280mm DOBLE PUNTA ACERO
	111829	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 290mm DOBLE PUNTA ACERO
	111830	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 300mm DOBLE PUNTA ACERO
	112007	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 70mm DOBLE PUNTA ACERO
	112008	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 80mm DOBLE PUNTA ACERO
	112009	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 90mm DOBLE PUNTA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	112010	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 100mm DOBLE PUNTA ACERO
	112011	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 110mm DOBLE PUNTA ACERO
	112012	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 120mm DOBLE PUNTA ACERO
	112013	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 130mm DOBLE PUNTA ACERO
	112014	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 140mm DOBLE PUNTA ACERO
	112015	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 150mm DOBLE PUNTA ACERO
	112016	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 160mm DOBLE PUNTA ACERO
	112017	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 170mm DOBLE PUNTA ACERO
	112018	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 180mm DOBLE PUNTA ACERO
	112019	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 190mm DOBLE PUNTA ACERO
	112020	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 200mm DOBLE PUNTA ACERO
	112021	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 210mm DOBLE PUNTA ACERO
	112022	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 220mm DOBLE PUNTA ACERO
	112023	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 230mm DOBLE PUNTA ACERO
	112024	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 240mm DOBLE PUNTA ACERO
	112025	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 250mm DOBLE PUNTA ACERO
	112026	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 260mm DOBLE PUNTA ACERO
	112027	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 270mm DOBLE PUNTA ACERO
	112028	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 280mm DOBLE PUNTA ACERO
	112029	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 290mm DOBLE PUNTA ACERO
	112030	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 300mm DOBLE PUNTA ACERO
	112031	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 310mm DOBLE PUNTA ACERO
	112032	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 320mm DOBLE PUNTA ACERO
	112033	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 330mm DOBLE PUNTA ACERO
	112034	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 340mm DOBLE PUNTA ACERO
	112035	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 350mm DOBLE PUNTA ACERO
	112036	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 360mm DOBLE PUNTA ACERO
	112037	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 370mm DOBLE PUNTA ACERO
	112038	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 380mm DOBLE PUNTA ACERO
	112039	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 390mm DOBLE PUNTA ACERO
	112040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 400mm DOBLE PUNTA ACERO
	112040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 450mm DOBLE PUNTA ACERO
	112050	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 500mm DOBLE PUNTA ACERO
	112507	PIN DE STEINMANN 2.5 X 70mm DOBLE PUNTA ACERO
	112508	PIN DE STEINMANN 2.5 X 80mm DOBLE PUNTA ACERO
	112509	PIN DE STEINMANN 2.5 X 90mm DOBLE PUNTA ACERO
	112510	PIN DE STEINMANN 2.5 X 100mm DOBLE PUNTA ACERO
	112511	PIN DE STEINMANN 2.5 X 110mm DOBLE PUNTA ACERO
	112512	PIN DE STEINMANN 2.5 X 120mm DOBLE PUNTA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	112513	PIN DE STEINMANN 2.5 X 130mm DOBLE PUNTA ACERO
	112514	PIN DE STEINMANN 2.5 X 140mm DOBLE PUNTA ACERO
	112515	PIN DE STEINMANN 2.5 X 150mm DOBLE PUNTA ACERO
	112516	PIN DE STEINMANN 2.5 X 160mm DOBLE PUNTA ACERO
	112517	PIN DE STEINMANN 2.5 X 170mm DOBLE PUNTA ACERO
	112518	PIN DE STEINMANN 2.5 X 180mm DOBLE PUNTA ACERO
	112519	PIN DE STEINMANN 2.5 X 190mm DOBLE PUNTA ACERO
	112520	PIN DE STEINMANN 2.5 X 200mm DOBLE PUNTA ACERO
	112521	PIN DE STEINMANN 2.5 X 210mm DOBLE PUNTA ACERO
	112522	PIN DE STEINMANN 2.5 X 220mm DOBLE PUNTA ACERO
	112523	PIN DE STEINMANN 2.5 X 230mm DOBLE PUNTA ACERO
	112524	PIN DE STEINMANN 2.5 X 240mm DOBLE PUNTA ACERO
	112525	PIN DE STEINMANN 2.5 X 250mm DOBLE PUNTA ACERO
	112526	PIN DE STEINMANN 2.5 X 260mm DOBLE PUNTA ACERO
	112527	PIN DE STEINMANN 2.5 X 270mm DOBLE PUNTA ACERO
	112528	PIN DE STEINMANN 2.5 X 280mm DOBLE PUNTA ACERO
	112529	PIN DE STEINMANN 2.5 X 290mm DOBLE PUNTA ACERO
	112530	PIN DE STEINMANN 2.5 X 300mm DOBLE PUNTA ACERO
	112531	PIN DE STEINMANN 2.5 X 310mm DOBLE PUNTA ACERO
	112532	PIN DE STEINMANN 2.5 X 320mm DOBLE PUNTA ACERO
	112533	PIN DE STEINMANN 2.5 X 330mm DOBLE PUNTA ACERO
	112534	PIN DE STEINMANN 2.5 X 340mm DOBLE PUNTA ACERO
	112535	PIN DE STEINMANN 2.5 X 350mm DOBLE PUNTA ACERO
	112536	PIN DE STEINMANN 2.5 X 360mm DOBLE PUNTA ACERO
	112537	PIN DE STEINMANN 2.5 X 370mm DOBLE PUNTA ACERO
	112538	PIN DE STEINMANN 2.5 X 380mm DOBLE PUNTA ACERO
	112539	PIN DE STEINMANN 2.5 X 390mm DOBLE PUNTA ACERO
	112540	PIN DE STEINMANN 2.5 X 400mm DOBLE PUNTA ACERO
	112545	PIN DE STEINMANN 2.5 X 450mm DOBLE PUNTA ACERO
	112550	PIN DE STEINMANN 2.5 X 500mm DOBLE PUNTA ACERO
	113007	PIN DE STEINMANN 3.0 X 70mm DOBLE PUNTA ACERO
	113008	PIN DE STEINMANN 3.0 X 80mm DOBLE PUNTA ACERO
	113009	PIN DE STEINMANN 3.0 X 90mm DOBLE PUNTA ACERO
	113010	PIN DE STEINMANN 3.0 X 100mm DOBLE PUNTA ACERO
	113011	PIN DE STEINMANN 3.0 X 110mm DOBLE PUNTA ACERO
	113012	PIN DE STEINMANN 3.0 X 120mm DOBLE PUNTA ACERO
	113013	PIN DE STEINMANN 3.0 X 130mm DOBLE PUNTA ACERO
	113014	PIN DE STEINMANN 3.0 X 140mm DOBLE PUNTA ACERO
	113015	PIN DE STEINMANN 3.0 X 150mm DOBLE PUNTA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	113016	PIN DE STEINMANN 3.0 X 160mm DOBLE PUNTA ACERO
	113017	PIN DE STEINMANN 3.0 X 170mm DOBLE PUNTA ACERO
	113018	PIN DE STEINMANN 3.0 X 180mm DOBLE PUNTA ACERO
	113019	PIN DE STEINMANN 3.0 X 190mm DOBLE PUNTA ACERO
	113020	PIN DE STEINMANN 3.0 X 200mm DOBLE PUNTA ACERO
	113021	PIN DE STEINMANN 3.0 X 210mm DOBLE PUNTA ACERO
	113022	PIN DE STEINMANN 3.0 X 220mm DOBLE PUNTA ACERO
	113023	PIN DE STEINMANN 3.0 X 230mm DOBLE PUNTA ACERO
	113024	PIN DE STEINMANN 3.0 X 240mm DOBLE PUNTA ACERO
	113025	PIN DE STEINMANN 3.0 X 250mm DOBLE PUNTA ACERO
	113026	PIN DE STEINMANN 3.0 X 260mm DOBLE PUNTA ACERO
	113027	PIN DE STEINMANN 3.0 X 270mm DOBLE PUNTA ACERO
	113028	PIN DE STEINMANN 3.0 X 280mm DOBLE PUNTA ACERO
	113029	PIN DE STEINMANN 3.0 X 290mm DOBLE PUNTA ACERO
	113030	PIN DE STEINMANN 3.0 X 300mm DOBLE PUNTA ACERO
	113031	PIN DE STEINMANN 3.0 X 310mm DOBLE PUNTA ACERO
	113032	PIN DE STEINMANN 3.0 X 320mm DOBLE PUNTA ACERO
	113033	PIN DE STEINMANN 3.0 X 330mm DOBLE PUNTA ACERO
	113034	PIN DE STEINMANN 3.0 X 340mm DOBLE PUNTA ACERO
	113035	PIN DE STEINMANN 3.0 X 350mm DOBLE PUNTA ACERO
	113036	PIN DE STEINMANN 3.0 X 360mm DOBLE PUNTA ACERO
	113037	PIN DE STEINMANN 3.0 X 370mm DOBLE PUNTA ACERO
	113038	PIN DE STEINMANN 3.0 X 380mm DOBLE PUNTA ACERO
	113039	PIN DE STEINMANN 3.0 X 390mm DOBLE PUNTA ACERO
	113040	PIN DE STEINMANN 3.0 X 400mm DOBLE PUNTA ACERO
	113045	PIN DE STEINMANN 3.0 X 450mm DOBLE PUNTA ACERO
	113050	PIN DE STEINMANN 3.0 X 500mm DOBLE PUNTA ACERO
	114020	PIN DE STEINMANN 4.0 X 200 mm DOBLE PUNTA ACERO
	114023	PIN DE STEINMANN 4.0 X 230 mm DOBLE PUNTA ACERO
	114025	PIN DE STEINMANN 4.0 X 250 mm DOBLE PUNTA ACERO
	114030	PIN DE STEINMANN 4.0 X 300 mm DOBLE PUNTA ACERO
	114520	PIN DE STEINMANN 4.5 X 200 mm DOBLE PUNTA ACERO
	114523	PIN DE STEINMANN 4.5 X 230 mm DOBLE PUNTA ACERO
	114525	PIN DE STEINMANN 4.5 X 250 mm DOBLE PUNTA ACERO
	114530	PIN DE STEINMANN 4.5 X 300 mm DOBLE PUNTA ACERO
	115020	PIN DE STEINMANN 5.0 X 200 mm DOBLE PUNTA ACERO
	115023	PIN DE STEINMANN 5.0 X 230 mm DOBLE PUNTA ACERO
	115025	PIN DE STEINMANN 5.0 X 250 mm DOBLE PUNTA ACERO
	115030	PIN DE STEINMANN 5.0 X 300 mm DOBLE PUNTA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
PIN DE STEINMANN ROSCADO ACERO	194030	PIN DE STEINMANN ROSCADO 4.0 X 300mm ACERO
	194530	PIN DE STEINMANN ROSCADO 4.5 X 300mm ACERO
	195030	PIN DE STEINMANN ROSCADO 5.0 X 300mm ACERO
	192030	PIN DE STEINMANN ROSCADO 2.0 X 230mm ACERO
	192530	PIN DE STEINMANN ROSCADO 2.5 X 230mm ACERO
PIN CON OJAL ACERO	182020	PIN CON OJAL 2.0 X 200mm ACERO
	182023	PIN CON OJAL 2.0 X 230mm ACERO
	182025	PIN CON OJAL 2.0 X 250mm ACERO
	182030	PIN CON OJAL 2.0 X 300mm ACERO
	182035	PIN CON OJAL 2.0 X 350mm ACERO
	182040	PIN CON OJAL 2.0 X 400mm ACERO
	182045	PIN CON OJAL 2.0 X 450mm ACERO
	182520	PIN CON OJAL 2.5 X 200mm ACERO
	182523	PIN CON OJAL 2.5 X 230mm ACERO
	182525	PIN CON OJAL 2.5 X 250mm ACERO
	182530	PIN CON OJAL 2.5 X 300mm ACERO
	182535	PIN CON OJAL 2.5 X 350mm ACERO
	182540	PIN CON OJAL 2.5 X 400mm ACERO
	182545	PIN CON OJAL 2.5 X 450mm ACERO
	183020	PIN CON OJAL 3.0 X 200mm ACERO
	183023	PIN CON OJAL 3.0 X 230mm ACERO
	183025	PIN CON OJAL 3.0 X 250mm ACERO
	183030	PIN CON OJAL 3.0 X 300mm ACERO
	183035	PIN CON OJAL 3.0 X 350mm ACERO
	183040	PIN CON OJAL 3.0 X 400mm ACERO
183045	PIN CON OJAL 3.0 X 450mm ACERO	
ARANDELA ACERO	111000	ARANDELAS ACERO
	111035	ARANDELA PARA TORNILLO DE 3.5 ACERO
	111040	ARANDELA PARA TORNILLO DE 4.0 ACERO
	111065	ARANDELA PARA TORNILLO DE 6.5 ACERO
	111135	ARANDELA DENTADA PARA TORNILLO DE 3.5 ACERO
	111140	ARANDELA DENTADA PARA TORNILLO DE 4.0 ACERO
	111165	ARANDELA DENTADA PARA TORNILLO DE 6.5 ACERO
PLACA DE 4.5 Y 6.5 ACERO	245603	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 3H ACERO
	245604	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 4H ACERO
	245605	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 5H ACERO
	245606	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 6H ACERO
	245607	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 7H ACERO
	245608	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 8H ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	245609	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 9H ACERO
	245610	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 10H ACERO
	245612	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 12H ACERO
	245614	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 14H ACERO
	245203	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 3H ACERO
	245204	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 4H ACERO
	245205	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 5H ACERO
	245206	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 6H ACERO
	245207	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 7H ACERO
	245208	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 8H ACERO
	245209	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 9H ACERO
	245210	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 10H ACERO
	245303	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 3H ACERO
	245304	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 4H ACERO
	245305	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 5H ACERO
	245306	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 6H ACERO
	245307	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 7H ACERO
	245308	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 8H ACERO
	245309	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 9H ACERO
	245310	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 10H ACERO
CLAVO BLOQUEADO ACERO	150832	CBD FÉMUR Ø 8 X 320 ACERO
	150834	CBD FÉMUR Ø 8 X 340 ACERO
	150836	CBD FÉMUR Ø 8 X 360 ACERO
	150838	CBD FÉMUR Ø 8 X 380 ACERO
	150926	CBD FÉMUR Ø 9 X 260 ACERO
	150928	CBD FÉMUR Ø 9 X 280 ACERO
	150930	CBD FÉMUR Ø 9 X 300 ACERO
	150932	CBD FÉMUR Ø 9 X 320 ACERO
	150934	CBD FÉMUR Ø 9 X 340 ACERO
	150936	CBD FÉMUR Ø 9 X 360 ACERO
	150938	CBD FÉMUR Ø 9 X 380 ACERO
	150940	CBD FÉMUR Ø 9 X 400 ACERO
	151030	CBD FEMUR Ø10 X 300mm ACERO
	151032	CBD FEMUR Ø10 X 320mm ACERO
	151034	CBD FEMUR Ø10 X 340mm ACERO
	151036	CBD FEMUR Ø10 X 360mm ACERO
	151038	CBD FEMUR Ø10 X 380mm ACERO
	151040	CBD FEMUR Ø10 X 400mm ACERO
151042	CBD FEMUR Ø10 X 420mm ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	151132	CBD FEMUR Ø11 X 320mm ACERO
	151134	CBD FEMUR Ø11 X 340mm ACERO
	151136	CBD FEMUR Ø11 X 360mm ACERO
	151138	CBD FEMUR Ø11 X 380mm ACERO
	151140	CBD FEMUR Ø11 X 400mm ACERO
	151142	CBD FEMUR Ø11 X 420mm ACERO
	151144	CBD FEMUR Ø11 X 440mm ACERO
	151232	CBD FEMUR Ø12 X 320mm ACERO
	151234	CBD FEMUR Ø12 X 340mm ACERO
	151236	CBD FEMUR Ø12 X 360mm ACERO
	151238	CBD FEMUR Ø12 X 380mm ACERO
	151240	CBD FEMUR Ø12 X 400mm ACERO
	151242	CBD FEMUR Ø12 X 420mm ACERO
	151243	CBD FEMUR Ø12 X 430mm ACERO
	151244	CBD FEMUR Ø12 X 440mm ACERO
	151250	CBD FEMUR Ø12 X 500mm ACERO
	151255	CBD FEMUR Ø12 X 550mm ACERO
	151260	CBD FEMUR Ø12 X 600mm ACERO
	151325	CBD FEMUR Ø13 X 250mm ACERO
	151334	CBD FEMUR Ø13 X 340mm ACERO
	151336	CBD FEMUR Ø13 X 360mm ACERO
	151338	CBD FEMUR Ø13 X 380mm ACERO
	151340	CBD FEMUR Ø13 X 400mm ACERO
	151342	CBD FEMUR Ø13 X 420mm ACERO
	151344	CBD FEMUR Ø13 X 440mm ACERO
	151434	CBD FEMUR Ø14 X 340mm ACERO
	151436	CBD FEMUR Ø14 X 360mm ACERO
	151438	CBD FEMUR Ø14 X 380mm ACERO
	151440	CBD FEMUR Ø14 X 400mm ACERO
	151442	CBD FEMUR Ø14 X 420mm ACERO
	151444	CBD FEMUR Ø14 X 440mm ACERO
	171117	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 170mm ACERO
	171120	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 200mm ACERO
	171124	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 240mm ACERO
	171126	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 260mm ACERO
	171128	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 280mm ACERO
	171132	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 320mm ACERO
	171136	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 360mm ACERO
	171217	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 170mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	171220	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 200mm ACERO
	171224	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 240mm ACERO
	171226	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 260mm ACERO
	171228	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 280mm ACERO
	171232	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 320mm ACERO
	171236	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 360mm ACERO
	181030	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 300mm ACERO
	181032	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 320mm ACERO
	181034	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 340mm ACERO
	181036	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 360mm ACERO
	181038	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 380mm ACERO
	181040	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 400mm ACERO
	181042	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 420mm ACERO
	181132	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 320mm ACERO
	181134	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 340mm ACERO
	181136	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 360mm ACERO
	181138	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 380mm ACERO
	181140	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 400mm ACERO
	181142	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 420mm ACERO
	181144	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 440mm ACERO
	181232	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 320mm ACERO
	181234	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 340mm ACERO
	181236	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 360mm ACERO
	181238	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 380mm ACERO
	181240	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 400mm ACERO
	181242	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 420mm ACERO
	181243	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 430mm ACERO
	181244	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 440mm ACERO
	181250	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 500mm ACERO
	181255	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 550mm ACERO
	181260	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 600mm ACERO
	181325	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 250mm ACERO
	181334	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 340mm ACERO
	181336	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 360mm ACERO
	181338	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 380mm ACERO
	181340	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 400mm ACERO
	181342	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 420mm ACERO
	181344	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 440mm ACERO
	181434	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 340mm ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	181436	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 360mm ACERO
	181438	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 380mm ACERO
	181440	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 400mm ACERO
	181442	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 420mm ACERO
	181444	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 440mm ACERO
	151154	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 540mm DERECHA ACERO
	151158	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 580mm DERECHA ACERO
	151162	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 620mm DERECHA ACERO
	151166	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 660mm DERECHA ACERO
	151170	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 700mm DERECHA ACERO
	151174	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 740mm DERECHA ACERO
	151178	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 780mm DERECHA ACERO
	151182	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 820mm DERECHA ACERO
	151254	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 540mm DERECHA ACERO
	151258	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 580mm DERECHA ACERO
	151262	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 620mm DERECHA ACERO
	151266	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 660mm DERECHA ACERO
	151270	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 700mm DERECHA ACERO
	151274	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 740mm DERECHA ACERO
	151278	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 780mm DERECHA ACERO
	151282	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 820mm DERECHA ACERO
	151354	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 540mm DERECHA ACERO
	151358	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 580mm DERECHA ACERO
	151362	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 620mm DERECHA ACERO
	151366	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 660mm DERECHA ACERO
	151370	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 700mm DERECHA ACERO
	151374	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 740mm DERECHA ACERO
	151378	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 780mm DERECHA ACERO
	151382	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 820mm DERECHA ACERO
	161154	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 540mm IZQUIERDA ACERO
	161158	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 580mm IZQUIERDA ACERO
	161162	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 620mm IZQUIERDA ACERO
	161166	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 660mm IZQUIERDA ACERO
	161170	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 700mm IZQUIERDA ACERO
	161174	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 740mm IZQUIERDA ACERO
	161178	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 780mm IZQUIERDA ACERO
	161182	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 820mm IZQUIERDA ACERO
	161254	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 540mm IZQUIERDA ACERO
	161258	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 580mm IZQUIERDA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	161262	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 620mm IZQUIERDA ACERO
	161266	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 660mm IZQUIERDA ACERO
	161270	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 700mm IZQUIERDA ACERO
	161274	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 740mm IZQUIERDA ACERO
	161278	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 780mm IZQUIERDA ACERO
	161282	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 820mm IZQUIERDA ACERO
	161354	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 540mm IZQUIERDA ACERO
	161358	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 580mm IZQUIERDA ACERO
	161362	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 620mm IZQUIERDA ACERO
	161366	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 660mm IZQUIERDA ACERO
	161370	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 700mm IZQUIERDA ACERO
	161374	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 740mm IZQUIERDA ACERO
	161378	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 780mm IZQUIERDA ACERO
	161382	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 820mm IZQUIERDA ACERO
	151018	CLAVO FEMUR Ø10 X 180mm TIPO PFN ACERO
	151020	CLAVO FEMUR Ø10 X 200mm TIPO PFN ACERO
	151022	CLAVO FEMUR Ø10 X 220mm TIPO PFN ACERO
	151024	CLAVO FEMUR Ø10 X 240mm TIPO PFN ACERO
	151118	CLAVO FEMUR Ø11 X 180mm TIPO PFN ACERO
	151120	CLAVO FEMUR Ø11 X 200mm TIPO PFN ACERO
	151122	CLAVO FEMUR Ø11 X 220mm TIPO PFN ACERO
	151124	CLAVO FEMUR Ø11 X 240mm TIPO PFN ACERO
	151218	CLAVO FEMUR Ø12 X 180mm TIPO PFN ACERO
	151220	CLAVO FEMUR Ø12 X 200mm TIPO PFN ACERO
	151222	CLAVO FEMUR Ø12 X 220mm TIPO PFN ACERO
	151224	CLAVO FEMUR Ø12 X 240mm TIPO PFN ACERO
	160826	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 260mm ACERO
	160828	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 280mm ACERO
	160830	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 300mm ACERO
	160832	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 320mm ACERO
	160834	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 340mm ACERO
	160836	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 360mm ACERO
	160926	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 260mm ACERO
	160928	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 280mm ACERO
	160930	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 300mm ACERO
	160931	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 315mm ACERO
	160932	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 320mm ACERO
	160933	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 330mm ACERO
	160934	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 340mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	160936	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 360mm ACERO
	161026	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 260mm ACERO
	161028	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 280mm ACERO
	161030	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 300mm ACERO
	161031	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 305mm ACERO
	161032	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 320mm ACERO
	161033	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 325mm ACERO
	161034	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 340mm ACERO
	161035	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 345mm ACERO
	161036	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 360mm ACERO
	161038	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 380mm ACERO
	161126	CDB TIBIA FRESADO Ø11 X 260 mm ACERO
	161128	CDB TIBIA FRESADO Ø11 X 280 mm ACERO
	161130	CBD TIBIA FRESADO Ø11 X 300 mm ACERO
	161132	CBD TIBIA FRESADO Ø11 X 320 mm ACERO
	161134	CBD TIBIA FRESADO Ø11 X 340 mm ACERO
	161136	CBD TIBIA FRESADO Ø11 X 360 mm ACERO
	161138	CBD TIBIA FRESADO Ø11 X 380 mm ACERO
	161226	CDB TIBIA FRESADO Ø12 X 260 mm ACERO
	161228	CDB TIBIA FRESADO Ø12 X 280 mm ACERO
	161230	CBD TIBIA FRESADO Ø12 X 300 mm ACERO
	161232	CBD TIBIA FRESADO Ø12 X 320 mm ACERO
	161234	CBD TIBIA FRESADO Ø12 X 340 mm ACERO
	161236	CBD TIBIA FRESADO Ø12 X 360 mm ACERO
	161238	CBD TIBIA FRESADO Ø12 X 380 mm ACERO
	170820	CBD HUMERO Ø8 X 200mm ACERO
	170821	CBD HUMERO Ø8 X 210mm ACERO
	170822	CBD HUMERO Ø8 X 220mm ACERO
	170823	CBD HUMERO Ø8 X 230mm ACERO
	170824	CBD HUMERO Ø8 X 240mm ACERO
	170825	CBD HUMERO Ø8 X 250mm ACERO
	170826	CBD HUMERO Ø8 X 260mm ACERO
	170827	CBD HUMERO Ø8 X 270mm ACERO
	170920	CBD HUMERO Ø9 X 200mm ACERO
	170921	CBD HUMERO Ø9 X 210mm ACERO
	170922	CBD HUMERO Ø9 X 220mm ACERO
	170923	CBD HUMERO Ø9 X 230mm ACERO
	170924	CBD HUMERO Ø9 X 240mm ACERO
	170925	CBD HUMERO Ø9 X 250mm ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	170926	CBD HUMERO Ø9 X 260mm ACERO
	170927	CBD HUMERO Ø9 X 270mm ACERO
CLAVO FLEXIBLE ACERO	162016	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 160 ACERO
	162018	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 180 ACERO
	162020	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 200 ACERO
	162022	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 220 ACERO
	162024	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 240 ACERO
	162026	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 260 ACERO
	162028	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 280 ACERO
	162030	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 300 ACERO
	162032	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 320 ACERO
	162034	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 340 ACERO
	162035	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 350 ACERO
	162036	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 360 ACERO
	162038	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 380 ACERO
	162040	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 400 ACERO
	162042	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 420 ACERO
	162044	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 440 ACERO
	162045	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 450 ACERO
	162046	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 460 ACERO
	162048	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 480 ACERO
	162050	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 500 ACERO
	162052	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 520 ACERO
	162054	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 540 ACERO
	162055	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 550 ACERO
	162056	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 560 ACERO
	162058	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 580 ACERO
	162060	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 600 ACERO
	162516	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 160 ACERO
	162518	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 180 ACERO
	162520	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 200 ACERO
	162522	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 220 ACERO
	162524	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 240 ACERO
	162526	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 260 ACERO
162528	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 280 ACERO	
162530	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 300 ACERO	
162532	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 320 ACERO	
162534	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 340 ACERO	
162535	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 350 ACERO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	162536	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 360 ACERO
	162538	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 380 ACERO
	162540	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 400 ACERO
	162542	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 420 ACERO
	162544	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 440 ACERO
	162545	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 450 ACERO
	162546	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 460 ACERO
	162548	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 480 ACERO
	162550	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 500 ACERO
	162552	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 520 ACERO
	162554	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 540 ACERO
	162555	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 550 ACERO
	162556	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 560 ACERO
	162558	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 580 ACERO
	162560	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 600 ACERO
	163016	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 160 ACERO
	163018	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 180 ACERO
	163020	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 200 ACERO
	163022	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 220 ACERO
	163024	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 240 ACERO
	163026	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 260 ACERO
	163028	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 280 ACERO
	163030	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 300 ACERO
	163032	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 320 ACERO
	163034	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 340 ACERO
	163035	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 350 ACERO
	163036	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 360 ACERO
	163038	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 380 ACERO
	163040	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 400 ACERO
	163042	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 420 ACERO
	163044	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 440 ACERO
	163045	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 450 ACERO
	163046	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 460 ACERO
	163048	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 480 ACERO
	163050	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 500 ACERO
	163052	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 520 ACERO
	163054	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 540 ACERO
	163055	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 550 ACERO
	163056	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 560 ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	163058	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 580 ACERO
	163060	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 600 ACERO
	164016	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 160 ACERO
	164018	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 180 ACERO
	164020	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 200 ACERO
	164022	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 220 ACERO
	164024	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 240 ACERO
	164026	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 260 ACERO
	164028	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 280 ACERO
	164030	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 300 ACERO
	164032	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 320 ACERO
	164034	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 340 ACERO
	164035	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 350 ACERO
	164036	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 360 ACERO
	164038	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 380 ACERO
	164040	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 400 ACERO
	164042	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 420 ACERO
	164044	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 440 ACERO
	164045	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 450 ACERO
	164046	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 460 ACERO
	164048	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 480 ACERO
	164050	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 500 ACERO
	164052	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 520 ACERO
	164054	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 540 ACERO
	164055	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 550 ACERO
	164056	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 560 ACERO
	164058	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 580 ACERO
	164060	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 600 ACERO
	174516	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 160 ACERO
	174518	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 180 ACERO
	174520	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 200 ACERO
	174522	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 220 ACERO
	174524	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 240 ACERO
	174526	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 260 ACERO
	174528	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 280 ACERO
	174530	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 300 ACERO
	174532	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 320 ACERO
	174534	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 340 ACERO
	174535	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 350 ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	174536	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 360 ACERO
	174538	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 380 ACERO
	174540	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 400 ACERO
	174542	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 420 ACERO
	174544	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 440 ACERO
	174545	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 450 ACERO
	174546	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 460 ACERO
	174548	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 480 ACERO
	174550	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 500 ACERO
	174552	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 520 ACERO
	174554	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 540 ACERO
	174555	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 550 ACERO
	174556	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 560 ACERO
	174558	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 580 ACERO
	174560	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 600 ACERO
GRAPA DE BLOUNT ACERO	131612	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 12mm ACERO
	131616	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 16mm ACERO
	131620	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 20mm ACERO
	131622	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 22mm ACERO
	131624	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 24mm ACERO
	131626	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 26mm ACERO
	132216	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 16mm ACERO
	132218	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 18mm ACERO
	132220	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 20mm ACERO
	132222	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 22mm ACERO
	132224	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 24mm ACERO
	132226	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 26mm ACERO
	116125	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 12 X 5mm ACERO
	116165	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 16 X 5mm ACERO
	116205	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 20 X 5mm ACERO
	116225	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 22 X 5mm ACERO
	116245	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 24 X 5mm ACERO
	116265	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 26 X 5mm ACERO
	116120	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 12 X 10mm ACERO
	116160	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 16 X 10mm ACERO
	116200	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 20 X 10mm ACERO
	116220	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 22 X 10mm ACERO
	116240	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 24 X 10mm ACERO
	116260	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 26 X 10mm ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	161215	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 12 X 15mm ACERO
	161615	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 16 X 15mm ACERO
	162015	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 20 X 15mm ACERO
	162216	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 22 X 15mm ACERO
	162416	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 24 X 15mm ACERO
	162615	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 26 X 15mm ACERO
	131612	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 12mm DENTADA ACERO
	131616	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 16mm DENTADA ACERO
	131620	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 20mm DENTADA ACERO
	131622	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 22mm DENTADA ACERO
	131624	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 24mm DENTADA ACERO
	131626	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 26mm DENTADA ACERO
	132216	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 16mm DENTADA ACERO
	132220	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 20mm DENTADA ACERO
	132222	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 22mm DENTADA ACERO
	132224	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 24mm DENTADA ACERO
	132226	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 26mm DENTADA ACERO
ALAMBRE PARA CERCLAJE ACERO	004001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.4mm X 1mt ACERO
	005001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.5mm X 1mt ACERO
	006001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.6mm X 1mt ACERO
	007001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.7mm X 1mt ACERO
	008001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.8mm X 1mt ACERO
	009001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.9mm X 1mt ACERO
	010001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø1.0mm X 1mt ACERO
	011001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø1.2mm X 1mt ACERO
	012001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø1.5mm X 1mt ACERO
	013001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø1.6mm X 1mt ACERO
	014001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø1.8mm X 1mt ACERO
	015001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø2.0mm X 1mt ACERO
CLAVO DE SCHANZ ACERO	150000	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 ROSCADO ACERO
	157005	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 70mm R5 ACERO
	157008	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 70mm R8 ACERO
	157010	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 70mm R10 ACERO
	157015	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 70mm R15 ACERO
	157020	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 70mm R20 ACERO
	158005	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 80mm R5 ACERO
	158010	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 80mm R8 ACERO
	158010	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 80mm R10 ACERO
	158015	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 80mm R15 ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	158020	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 80mm R20 ACERO
	159005	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R5 ACERO
	159008	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R8 ACERO
	159010	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R10 ACERO
	159015	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R15 ACERO
	159020	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R20 ACERO
	159025	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R25 ACERO
	151005	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R5 ACERO
	151008	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R8 ACERO
	151010	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R10 ACERO
	151015	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R15 ACERO
	151020	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R20 ACERO
	151025	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R25 ACERO
	151030	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R30 ACERO
	151105	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R5 ACERO
	151108	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R8 ACERO
	151110	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R10 ACERO
	151115	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R15 ACERO
	151120	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R20 ACERO
	151125	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R25 ACERO
	151130	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R30 ACERO
	151205	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R5 ACERO
	151208	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R8 ACERO
	151210	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R10 ACERO
	151215	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R15 ACERO
	151220	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R20 ACERO
	151225	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R25 ACERO
	151230	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R30 ACERO
	200000	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 ROSCADO ACERO
	207005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 70mm R5 ACERO
	207008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 70mm R8 ACERO
	207010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 70mm R10 ACERO
	207015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 70mm R15 ACERO
	207020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 70mm R20 ACERO
	208005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 80mm R5 ACERO
	208008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 80mm R8 ACERO
	208010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 80mm R10 ACERO
	208015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 80mm R15 ACERO
	208020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 80mm R20 ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	209005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R5 ACERO
	209008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R8 ACERO
	209010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R10 ACERO
	209015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R15 ACERO
	209020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R20 ACERO
	209025	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R25 ACERO
	201005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R5 ACERO
	201008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R8 ACERO
	201010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R10 ACERO
	201015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R15 ACERO
	201020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R20 ACERO
	201025	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R25 ACERO
	201030	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R30 ACERO
	201105	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R5 ACERO
	201108	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R8 ACERO
	201110	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R10 ACERO
	201115	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R15 ACERO
	201120	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R20 ACERO
	201125	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R25 ACERO
	201130	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R30 ACERO
	201205	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R5 ACERO
	201208	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R8 ACERO
	201210	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R10 ACERO
	201215	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R15 ACERO
	201220	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R20 ACERO
	201225	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R25 ACERO
	201230	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R30 ACERO
	250000	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 ROSCADO ACERO
	255505	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 55mm R5 ACERO
	255510	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 55mm R10 ACERO
	255515	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 55mm R15 ACERO
	256005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 60mm R5 ACERO
	256010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 60mm R10 ACERO
	256015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 60mm R15 ACERO
	257005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 70mm R5 ACERO
	257008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 70mm R8 ACERO
	257010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 70mm R10 ACERO
	257015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 70mm R15 ACERO
	257020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 70mm R20 ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	258005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 80mm R5 ACERO
	258008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 80mm R8 ACERO
	258010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 80mm R10 ACERO
	258015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 80mm R15 ACERO
	258020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 80mm R20 ACERO
	258505	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 85mm R5 ACERO
	258508	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 85mm R8 ACERO
	258510	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 85mm R10 ACERO
	258515	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 85mm R15 ACERO
	259005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R5 ACERO
	259008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R8 ACERO
	259010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R10 ACERO
	259015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R15 ACERO
	259020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R20 ACERO
	259025	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R25 ACERO
	251005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R5 ACERO
	251008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R8 ACERO
	251010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R10 ACERO
	251015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R15 ACERO
	251020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R20 ACERO
	251025	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R25 ACERO
	251030	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R30 ACERO
	251105	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R5 ACERO
	251108	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R8 ACERO
	251110	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R10 ACERO
	251115	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R15 ACERO
	251125	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R20 ACERO
	251125	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R25 ACERO
	251130	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R30 ACERO
	251255	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R5 ACERO
	251258	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R8 ACERO
	251210	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R10 ACERO
	251215	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R15 ACERO
	251220	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R20 ACERO
	251225	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R25 ACERO
	251230	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R30 ACERO
	251555	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R5 ACERO
	251558	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R8 ACERO
	251510	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R10 ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	251515	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R15 ACERO
	251520	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R20 ACERO
	251525	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R25 ACERO
	251530	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R30 ACERO
	300000	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 ROSCADO ACERO
	307005	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R5 ACERO
	307008	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R8 ACERO
	307010	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R10 ACERO
	307015	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R15 ACERO
	307016	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R16 ACERO
	307020	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R20 ACERO
	308005	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R5 ACERO
	308008	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R8 ACERO
	308010	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R10 ACERO
	308015	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R15 ACERO
	308016	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R16 ACERO
	308020	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R20 ACERO
	309005	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R5 ACERO
	309008	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R8 ACERO
	309010	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R10 ACERO
	309015	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R15 ACERO
	309016	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R16 ACERO
	309020	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R20 ACERO
	309025	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R25 ACERO
	301005	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R5 ACERO
	301008	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R8 ACERO
	301010	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R10 ACERO
	301015	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R15 ACERO
	301016	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R16 ACERO
	301020	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R20 ACERO
	301025	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R25 ACERO
	301030	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R30 ACERO
	301105	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R5 ACERO
	301108	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R8 ACERO
	301110	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R10 ACERO
	301115	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R15 ACERO
	301116	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R16 ACERO
	301130	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R20 ACERO
	301130	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R25 ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	301130	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R30 ACERO
	301305	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R5 ACERO
	301308	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R8 ACERO
	301210	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R10 ACERO
	301215	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R15 ACERO
	301216	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R16 ACERO
	301220	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R20 ACERO
	301225	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R25 ACERO
	301230	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R30 ACERO
	301555	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R5 ACERO
	301558	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R8 ACERO
	301510	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R10 ACERO
	301515	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R15 ACERO
	301516	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R16 ACERO
	301520	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R20 ACERO
	301525	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R25 ACERO
	301530	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R30 ACERO
	400000	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 ROSCADO ACERO
	401010	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R10 ACERO
	401016	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R16 ACERO
	401020	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R20 ACERO
	401025	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R25 ACERO
	401030	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R30 ACERO
	401032	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R32 ACERO
	401036	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R36 ACERO
	401040	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R40 ACERO
	401050	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R50 ACERO
	401210	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R10 ACERO
	401216	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R16 ACERO
	401220	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R20 ACERO
	401230	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R30 ACERO
	401232	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R32 ACERO
	401236	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R36 ACERO
	401240	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R40 ACERO
	401250	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R50 ACERO
	401210	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R10 ACERO
	401216	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R16 ACERO
	401220	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R20 ACERO
	401230	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R30 ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	401232	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R32 ACERO
	401236	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R36 ACERO
	401240	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R40 ACERO
	401250	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R50 ACERO
	401810	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R10 ACERO
	401816	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R16 ACERO
	401820	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R20 ACERO
	401830	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R30 ACERO
	401832	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R32 ACERO
	401836	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R36 ACERO
	401840	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R40 ACERO
	401850	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R50 ACERO
	401810	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R10 ACERO
	401816	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R16 ACERO
	401820	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R20 ACERO
	401830	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R30 ACERO
	401832	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R32 ACERO
	401836	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R36 ACERO
	401840	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R40 ACERO
	401850	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R50 ACERO
	450000	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 ROSCADO ACERO
	451016	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R16 ACERO
	451020	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R20 ACERO
	451030	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R30 ACERO
	451032	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R32 ACERO
	451036	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R36 ACERO
	451040	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R40 ACERO
	451050	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R50 ACERO
	451016	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R16 ACERO
	451020	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R20 ACERO
	451030	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R30 ACERO
	451032	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R32 ACERO
	451036	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R36 ACERO
	451040	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R40 ACERO
	451050	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R50 ACERO
	451316	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R16 ACERO
	451320	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R20 ACERO
	451330	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R30 ACERO
	451332	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R32 ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	451336	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R36 ACERO
	451340	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R40 ACERO
	451350	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R50 ACERO
	451516	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R16 ACERO
	451520	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R20 ACERO
	451530	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R30 ACERO
	451532	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R32 ACERO
	451536	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R36 ACERO
	451540	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R40 ACERO
	451550	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R50 ACERO
	451716	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R16 ACERO
	451720	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R20 ACERO
	451730	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R30 ACERO
	451732	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R32 ACERO
	451736	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R36 ACERO
	451740	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R40 ACERO
	451750	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R50 ACERO
	451816	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R16 ACERO
	451820	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R20 ACERO
	451830	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R30 ACERO
	451832	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R32 ACERO
	451836	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R36 ACERO
	451840	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R40 ACERO
	451850	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R50 ACERO
	452016	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R16 ACERO
	452020	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R20 ACERO
	452030	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R30 ACERO
	452032	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R32 ACERO
	452036	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R36 ACERO
	452040	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R40 ACERO
	452050	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R50 ACERO
	500000	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 ROSCADO ACERO
	501016	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R16 ACERO
	501020	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R20 ACERO
	501030	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R30 ACERO
	501032	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R32 ACERO
	501036	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R36 ACERO
	501040	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R40 ACERO
	501050	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R50 ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	501060	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R60 ACERO
	501064	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R64 ACERO
	501070	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R70 ACERO
	501080	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R80 ACERO
	501216	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R16 ACERO
	501220	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R20 ACERO
	501230	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R30 ACERO
	501232	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R32 ACERO
	501236	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R36 ACERO
	501240	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R40 ACERO
	501250	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R50 ACERO
	501260	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R60 ACERO
	501264	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R64 ACERO
	501270	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R70 ACERO
	501280	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R80 ACERO
	501316	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R16 ACERO
	501320	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R20 ACERO
	501330	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R30 ACERO
	501332	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R32 ACERO
	501336	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R36 ACERO
	501340	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R40 ACERO
	501350	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R50 ACERO
	501360	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R60 ACERO
	501364	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R64 ACERO
	501370	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R70 ACERO
	501380	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R80 ACERO
	501516	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R16 ACERO
	501520	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R20 ACERO
	501530	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R30 ACERO
	501532	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R32 ACERO
	501536	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R36 ACERO
	501540	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R40 ACERO
	501550	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R50 ACERO
	501560	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R60 ACERO
	501564	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R64 ACERO
	501570	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R70 ACERO
	501580	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R80 ACERO
	501616	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R16 ACERO
	501620	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R20 ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	501630	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R30 ACERO
	501632	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R32 ACERO
	501636	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R36 ACERO
	501640	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R40 ACERO
	501650	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R50 ACERO
	501660	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R60 ACERO
	501664	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R64 ACERO
	501670	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R70 ACERO
	501680	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R80 ACERO
	501716	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R16 ACERO
	501720	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R20 ACERO
	501730	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R30 ACERO
	501732	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R32 ACERO
	501736	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R36 ACERO
	501740	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R40 ACERO
	501750	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R50 ACERO
	501760	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R60 ACERO
	501764	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R64 ACERO
	501770	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R70 ACERO
	501780	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R80 ACERO
	501816	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R16 ACERO
	501820	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R20 ACERO
	501830	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R30 ACERO
	501832	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R32 ACERO
	501836	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R36 ACERO
	501840	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R40 ACERO
	501850	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R50 ACERO
	501860	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R60 ACERO
	501864	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R64 ACERO
	501870	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R70 ACERO
	501880	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R80 ACERO
	502016	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R16 ACERO
	502020	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R20 ACERO
	502030	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R30 ACERO
	502032	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R32 ACERO
	502036	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R36 ACERO
	502040	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R40 ACERO
	502050	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R50 ACERO
	502060	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R60 ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	502064	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R64 ACERO
	502070	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R70 ACERO
	502080	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R80 ACERO
	502216	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R16 ACERO
	502220	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R20 ACERO
	502230	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R30 ACERO
	502232	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R32 ACERO
	502236	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R36 ACERO
	502240	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R40 ACERO
	502250	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R50 ACERO
	502260	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R60 ACERO
	502264	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R64 ACERO
	502270	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R70 ACERO
	502280	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R80 ACERO
	502616	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R16 ACERO
	502620	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R20 ACERO
	502630	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R30 ACERO
	502632	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R32 ACERO
	502636	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R36 ACERO
	502640	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R40 ACERO
	502650	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R50 ACERO
	502660	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R60 ACERO
	502664	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R64 ACERO
	502670	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R70 ACERO
	502680	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R80 ACERO
	600000	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 ROSCADO ACERO
	601020	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 100mm R20 ACERO
	601030	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 100mm R30 ACERO
	601032	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 100mm R32 ACERO
	601036	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 100mm R36 ACERO
	601040	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 100mm R40 ACERO
	601050	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 110mm R20 ACERO
	601060	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 110mm R30 ACERO
	601064	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 110mm R32 ACERO
	601070	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 110mm R36 ACERO
	601080	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 110mm R40 ACERO
	601220	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R20 ACERO
	601230	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R30 ACERO
	601232	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R32 ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	601236	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R33 ACERO
	601240	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R40 ACERO
	601250	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R50 ACERO
	601320	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R20 ACERO
	601330	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R30 ACERO
	601332	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R32 ACERO
	601336	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R36 ACERO
	601340	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R40 ACERO
	601350	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R50 ACERO
	601360	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R60 ACERO
	601520	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R20 ACERO
	601530	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R30 ACERO
	601532	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R32 ACERO
	601536	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R36 ACERO
	601540	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R40 ACERO
	601550	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R50 ACERO
	601560	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R60 ACERO
	601564	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R64 ACERO
	601570	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R70 ACERO
	601620	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R20 ACERO
	601630	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R30 ACERO
	601632	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R32 ACERO
	601636	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R36 ACERO
	601640	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R40 ACERO
	601650	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R50 ACERO
	601660	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R60 ACERO
	601664	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R64 ACERO
	601670	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R70 ACERO
	601680	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R80 ACERO
	601720	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R20 ACERO
	601730	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R30 ACERO
	601732	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R32 ACERO
	601736	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R36 ACERO
	601740	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R40 ACERO
	601750	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R50 ACERO
	601760	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R60 ACERO
	601764	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R64 ACERO
	601770	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R70 ACERO
	601780	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R80 ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	601820	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R20 ACERO
	601830	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R30 ACERO
	601832	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R32 ACERO
	601836	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R36 ACERO
	601840	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R40 ACERO
	601850	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R50 ACERO
	601860	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R60 ACERO
	601864	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R64 ACERO
	601870	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R70 ACERO
	601880	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R80 ACERO
	602020	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R20 ACERO
	602030	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R30 ACERO
	602032	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R32 ACERO
	602036	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R36 ACERO
	602040	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R40 ACERO
	602050	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R50 ACERO
	602060	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R60 ACERO
	602064	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R64 ACERO
	602070	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R70 ACERO
	602080	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R80 ACERO
	602220	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R20 ACERO
	602230	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R30 ACERO
	602232	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R32 ACERO
	602236	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R36 ACERO
	602240	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R40 ACERO
	602250	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R50 ACERO
	602260	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R60 ACERO
	602264	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R64 ACERO
	602270	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R70 ACERO
	602280	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R80 ACERO
	602620	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R20 ACERO
	602630	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R30 ACERO
	602632	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R32 ACERO
	602636	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R36 ACERO
	602640	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R40 ACERO
	602650	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R50 ACERO
	602660	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R60 ACERO
	602664	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R64 ACERO
	602670	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R70 ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	602680	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R80 ACERO
	200000	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE ROSCADO ACERO
	250000	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 2.5 ROSCADO ACERO
	300000	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 3.0 ROSCADO ACERO
	400000	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.0 ROSCADO ACERO
	400200	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.0 X 200mm ACERO
	400250	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.0 X 250mm ACERO
	400300	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.0 X 300mm ACERO
	400350	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.0 X 350mm ACERO
	450200	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.5 X 200mm ACERO
	450250	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.5 X 250mm ACERO
	450300	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.5 X 300mm ACERO
	450350	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.5 X 350mm ACERO
	500200	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 5.0 X 200mm ACERO
	500250	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 5.0 X 250mm ACERO
	500300	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 5.0 X 300mm ACERO
	500350	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 5.0 X 350mm ACERO
	600200	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 6.0 X 200mm ACERO
	600250	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 6.0 X 250mm ACERO
	600300	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 6.0 X 300mm ACERO
	600350	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 6.0 X 350mm ACERO
	700200	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 7.0 X 200mm ACERO
	700250	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 7.0 X 250mm ACERO
	700300	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 7.0 X 300mm ACERO
700350	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 7.0 X 350mm ACERO	
700400	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 7.0 X 400mm ACERO	
PLACA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS ACERO	235633	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H ACERO
	235634	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H ACERO
	235635	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H ACERO
	235636	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H ACERO
	235638	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 8H ACERO
	235640	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 10H ACERO
	235642	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 12H ACERO
	235644	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 4H ACERO
	235645	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 5H ACERO
	235646	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 6H ACERO
	235647	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 7H ACERO
	235648	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 6H ACERO
	235650	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 10H ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	235652	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 12H ACERO
	235733	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H OBLICUA DERECHA ACERO
	235734	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H OBLICUA DERECHA ACERO
	235735	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H OBLICUA DERECHA ACERO
	235736	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H OBLICUA DERECHA ACERO
	235833	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H OBLICUA IZQUIERDA ACERO
	235834	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H OBLICUA IZQUIERDA ACERO
	235835	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H OBLICUA IZQUIERDA ACERO
	235836	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H OBLICUA IZQUIERDA ACERO
	265623	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 3H DERECHA ACERO
	265624	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 4H DERECHA ACERO
	265625	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 5H DERECHA ACERO
	265626	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 6H DERECHA ACERO
	265628	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 8H DERECHA ACERO
	265620	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 10H DERECHA ACERO
	265723	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 3H IZQUIERDA ACERO
	265724	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 4H IZQUIERDA ACERO
	265725	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 5H IZQUIERDA ACERO
	265726	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 6H IZQUIERDA ACERO
	265728	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 8H IZQUIERDA ACERO
	265720	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 10H IZQUIERDA ACERO
	242703	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 3H ACERO
	242704	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 4H ACERO
	242705	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 5H ACERO
	242706	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 6H ACERO
	242708	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 8H ACERO
	222703	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 3H DERECHA ACERO
	222704	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 4H DERECHA ACERO
	222705	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 5H DERECHA ACERO
	222706	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 6H DERECHA ACERO
	222708	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 8H DERECHA ACERO
	232703	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 3H IZQUIERDA ACERO
	232704	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 4H IZQUIERDA ACERO
	232705	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 5H IZQUIERDA ACERO
	232706	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 6H IZQUIERDA ACERO
	232708	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 8H IZQUIERDA ACERO
	242703	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 3H DERECHA ACERO
	242704	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 4H DERECHA ACERO
	242705	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 5H DERECHA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	242706	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 6H DERECHA ACERO
	242707	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 8H DERECHA ACERO
	252703	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 3H IZQUIERDA ACERO
	252704	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 4H IZQUIERDA ACERO
	252705	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 5H IZQUIERDA ACERO
	252706	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 6H IZQUIERDA ACERO
	252707	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 8H IZQUIERDA ACERO
	202704	PLACA RECTA DE 2.7 X 4H ACERO
	202705	PLACA RECTA DE 2.7 X 5H ACERO
	202706	PLACA RECTA DE 2.7 X 6H ACERO
	202707	PLACA RECTA DE 2.7 X 7H ACERO
	202708	PLACA RECTA DE 2.7 X 8H ACERO
	202709	PLACA RECTA DE 2.7 X 9H ACERO
	202710	PLACA RECTA DE 2.7 X 10H ACERO
	242403	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 3H ACERO
	242404	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 4H ACERO
	242405	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 5H ACERO
	242406	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 6H ACERO
	242408	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 8H ACERO
	222403	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 3H DERECHA ACERO
	222404	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 4H DERECHA ACERO
	222405	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 5H DERECHA ACERO
	222406	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 6H DERECHA ACERO
	222408	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 8H DERECHA ACERO
	232403	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 3H IZQUIERDA ACERO
	232404	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 4H IZQUIERDA ACERO
	232405	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 5H IZQUIERDA ACERO
	232406	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 6H IZQUIERDA ACERO
	232408	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 8H IZQUIERDA ACERO
	242403	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 3H DERECHA ACERO
	242404	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 4H DERECHA ACERO
	242405	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 5H DERECHA ACERO
	242406	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 6H DERECHA ACERO
	242407	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 8H DERECHA ACERO
	252403	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 3H IZQUIERDA ACERO
	252404	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 4H IZQUIERDA ACERO
	252405	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 5H IZQUIERDA ACERO
	252406	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 6H IZQUIERDA ACERO
	252407	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 8H IZQUIERDA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	202404	PLACA RECTA DE 2.4 X 4H ACERO
	202405	PLACA RECTA DE 2.4 X 5H ACERO
	202406	PLACA RECTA DE 2.4 X 6H ACERO
	202407	PLACA RECTA DE 2.4 X 7H ACERO
	202408	PLACA RECTA DE 2.4 X 8H ACERO
	202409	PLACA RECTA DE 2.4 X 9H ACERO
	202410	PLACA RECTA DE 2.4 X 10H ACERO
	212003	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 3H ACERO
	212004	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 4H ACERO
	212005	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 5H ACERO
	212006	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 6H ACERO
	212008	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 8H ACERO
	222003	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 3H DERECHA ACERO
	222004	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 4H DERECHA ACERO
	222005	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 5H DERECHA ACERO
	222006	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 6H DERECHA ACERO
	222008	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 8H DERECHA ACERO
	232003	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 3H IZQUIERDA ACERO
	232004	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 4H IZQUIERDA ACERO
	232005	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 5H IZQUIERDA ACERO
	232006	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 6H IZQUIERDA ACERO
	232008	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 8H IZQUIERDA ACERO
	202003	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 3H DERECHA ACERO
	202004	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 4H DERECHA ACERO
	202005	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 5H DERECHA ACERO
	202006	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 6H DERECHA ACERO
	202007	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 8H DERECHA ACERO
	252003	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 3H IZQUIERDA ACERO
	252004	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 4H IZQUIERDA ACERO
	252005	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 5H IZQUIERDA ACERO
	252006	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 6H IZQUIERDA ACERO
	252007	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 8H IZQUIERDA ACERO
	202004	PLACA RECTA DE 2.0 X 4H ACERO
	202005	PLACA RECTA DE 2.0 X 5H ACERO
	202006	PLACA RECTA DE 2.0 X 6H ACERO
	202007	PLACA RECTA DE 2.0 X 7H ACERO
	202008	PLACA RECTA DE 2.0 X 8H ACERO
	202009	PLACA RECTA DE 2.0 X 9H ACERO
	202010	PLACA RECTA DE 2.0 X 10H ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	201503	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 3H ACERO
	201504	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 4H ACERO
	201505	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 5H ACERO
	201506	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 6H ACERO
	201508	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 8H ACERO
	221503	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 3H DERECHA ACERO
	221504	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 4H DERECHA ACERO
	221505	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 5H DERECHA ACERO
	221506	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 6H DERECHA ACERO
	221508	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 8H DERECHA ACERO
	231503	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 3H IZQUIERDA ACERO
	231504	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 4H IZQUIERDA ACERO
	231505	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 5H IZQUIERDA ACERO
	231506	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 6H IZQUIERDA ACERO
	231508	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 8H IZQUIERDA ACERO
	251503	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 3H DERECHA ACERO
	251504	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 4H DERECHA ACERO
	251505	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 5H DERECHA ACERO
	251506	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 6H DERECHA ACERO
	251507	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 8H DERECHA ACERO
	251503	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 3H IZQUIERDA ACERO
	251504	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 4H IZQUIERDA ACERO
	251505	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 5H IZQUIERDA ACERO
	251506	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 6H IZQUIERDA ACERO
	251507	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 8H IZQUIERDA ACERO
	251504	PLACA RECTA DE 1.5 X 4H ACERO
	251505	PLACA RECTA DE 1.5 X 5H ACERO
	251506	PLACA RECTA DE 1.5 X 6H ACERO
	251507	PLACA RECTA DE 1.5 X 7H ACERO
	251508	PLACA RECTA DE 1.5 X 8H ACERO
	251509	PLACA RECTA DE 1.5 X 9H ACERO
	251510	PLACA RECTA DE 1.5 X 10H ACERO
PLACA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS BLOQUEADA ACERO	361504	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 4H BLOQUEADA
	361505	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 5H BLOQUEADA
	361506	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 6H BLOQUEADA
	361507	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 7H BLOQUEADA
	361508	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 8H BLOQUEADA
	361509	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 9H BLOQUEADA
	361510	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 10H BLOQUEADA

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	371504	PLACA EN Y 1.5 X 4H BLOQUEADA
	371505	PLACA EN Y 1.5 X 5H BLOQUEADA
	371506	PLACA EN Y 1.5 X 6H BLOQUEADA
	371507	PLACA EN Y 1.5 X 7H BLOQUEADA
	371508	PLACA EN Y 1.5 X 8H BLOQUEADA
	371509	PLACA EN Y 1.5 X 9H BLOQUEADA
	371510	PLACA EN Y 1.5 X 10H BLOQUEADA
	381504	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 4H BLOQUEADA
	381505	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 5H BLOQUEADA
	381506	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 6H BLOQUEADA
	381507	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 7H BLOQUEADA
	381508	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 8H BLOQUEADA
	381509	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 9H BLOQUEADA
	381510	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 10H BLOQUEADA
	342004	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 4H BLOQUEADA
	342005	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 5H BLOQUEADA
	342006	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 6H BLOQUEADA
	342007	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 7H BLOQUEADA
	342008	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 8H BLOQUEADA
	342009	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 9H BLOQUEADA
	342010	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 10H BLOQUEADA
	362004	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 4H BLOQUEADA
	362005	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 5H BLOQUEADA
	362006	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 6H BLOQUEADA
	362007	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 7H BLOQUEADA
	362008	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 8H BLOQUEADA
	362009	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 9H BLOQUEADA
	362010	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 10H BLOQUEADA
	362404	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 4H BLOQUEADA
	362405	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 5H BLOQUEADA
	362406	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 6H BLOQUEADA
	362407	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 7H BLOQUEADA
	362408	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 8H BLOQUEADA
	362409	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 9H BLOQUEADA
	362410	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 10H BLOQUEADA
	372404	PLACA EN Y DE 2,4 X 4H BLOQUEADA
	372405	PLACA EN Y DE 2,4 X 5H BLOQUEADA
	372406	PLACA EN Y DE 2,4 X 6H BLOQUEADA
	372407	PLACA EN Y DE 2,4 X 7H BLOQUEADA

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	372408	PLACA EN Y DE 2,4 X 8H BLOQUEADA
	372409	PLACA EN Y DE 2,4 X 9H BLOQUEADA
	372410	PLACA EN Y DE 2,4 X 10H BLOQUEADA
	362704	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X4H BLOQUEADA
	362705	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X5HBLOQUEADA
	362706	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X6H BLOQUEADA
	362707	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X7H BLOQUEADA
	362708	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X8H BLOQUEADA
	362709	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X9H BLOQUEADA
	362710	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X10H BLOQUEADA
	372704	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 4H BLOQUEADA
	372705	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 5H BLOQUEADA
	372706	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 6H BLOQUEADA
	372707	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 7H BLOQUEADA
	372708	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 8H BLOQUEADA
	372709	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 9H BLOQUEADA
	372710	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 10H BLOQUEADA
	335633	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H BLOQUEADA ACERO
	335634	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H BLOQUEADA ACERO
	335635	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H BLOQUEADA ACERO
	335636	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H BLOQUEADA ACERO
	335638	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 8H BLOQUEADA ACERO
	335640	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 10H BLOQUEADA ACERO
	335642	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 12H BLOQUEADA ACERO
	335644	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 4H BLOQUEADA ACERO
	335645	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 5H BLOQUEADA ACERO
	335646	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 6H BLOQUEADA ACERO
	335647	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 7H BLOQUEADA ACERO
	335648	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 6H BLOQUEADA ACERO
	335650	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 10H BLOQUEADA ACERO
	335652	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 12H BLOQUEADA ACERO
	335733	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H OBLICUA DERECHA BLOQUEADA ACERO
	335734	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H OBLICUA DERECHA BLOQUEADA ACERO
	335735	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H OBLICUA DERECHA BLOQUEADA ACERO
	335736	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H OBLICUA DERECHA BLOQUEADA ACERO
	335833	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	335834	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	335835	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	335836	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	365623	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	365624	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	365625	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	365626	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	365628	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	365620	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 10H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	365723	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	365724	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	365725	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	365726	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	365728	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	365720	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 10H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	342703	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 3H BLOQUEADA ACERO
	342704	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 4H BLOQUEADA ACERO
	342705	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 5H BLOQUEADA ACERO
	342706	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 6H BLOQUEADA ACERO
	342708	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 8H BLOQUEADA ACERO
	322703	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322704	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322705	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322706	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322708	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	332703	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332704	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332705	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332706	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332708	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	342704	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	342705	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	342706	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	342707	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	352703	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	352704	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	352705	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	352706	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	352707	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	302704	PLACA RECTA DE 2.7 X 4H BLOQUEADA ACERO
	302705	PLACA RECTA DE 2.7 X 5H BLOQUEADA ACERO
	302706	PLACA RECTA DE 2.7 X 6H BLOQUEADA ACERO
	302707	PLACA RECTA DE 2.7 X 7H BLOQUEADA ACERO
	302708	PLACA RECTA DE 2.7 X 8H BLOQUEADA ACERO
	302709	PLACA RECTA DE 2.7 X 9H BLOQUEADA ACERO
	302710	PLACA RECTA DE 2.7 X 10H BLOQUEADA ACERO
	342403	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 3H BLOQUEADA ACERO
	342404	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 4H BLOQUEADA ACERO
	342405	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 5H BLOQUEADA ACERO
	342406	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 6H BLOQUEADA ACERO
	342408	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 8H BLOQUEADA ACERO
	322403	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322404	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322405	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322406	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322408	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	332403	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332404	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332405	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332406	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332408	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	342403	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	342404	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	342405	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	342406	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	342407	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	352403	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	352404	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	352405	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	352406	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	352407	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	302404	PLACA RECTA DE 2.4 X 4H BLOQUEADA ACERO
	302405	PLACA RECTA DE 2.4 X 5H BLOQUEADA ACERO
	302406	PLACA RECTA DE 2.4 X 6H BLOQUEADA ACERO
	302407	PLACA RECTA DE 2.4 X 7H BLOQUEADA ACERO
	302408	PLACA RECTA DE 2.4 X 8H BLOQUEADA ACERO
	302409	PLACA RECTA DE 2.4 X 9H BLOQUEADA ACERO
	302410	PLACA RECTA DE 2.4 X 10H BLOQUEADA ACERO
	312003	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 3H BLOQUEADA ACERO
	312004	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 4H BLOQUEADA ACERO
	312005	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 5H BLOQUEADA ACERO
	312006	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 6H BLOQUEADA ACERO
	312008	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 8H BLOQUEADA ACERO
	322003	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322004	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322005	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322006	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	322008	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	332003	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332004	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332005	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332006	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	332008	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	302003	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	302004	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	302005	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	302006	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	302007	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	352003	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	352004	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	352005	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	352006	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	352007	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	302004	PLACA RECTA DE 2.0 X 4H BLOQUEADA ACERO
	302005	PLACA RECTA DE 2.0 X 5H BLOQUEADA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	302006	PLACA RECTA DE 2.0 X 6H BLOQUEADA ACERO
	302007	PLACA RECTA DE 2.0 X 7H BLOQUEADA ACERO
	302008	PLACA RECTA DE 2.0 X 8H BLOQUEADA ACERO
	302009	PLACA RECTA DE 2.0 X 9H BLOQUEADA ACERO
	302010	PLACA RECTA DE 2.0 X 10H BLOQUEADA ACERO
	301503	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 3H BLOQUEADA ACERO
	301504	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 4H BLOQUEADA ACERO
	301505	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 5H BLOQUEADA ACERO
	301506	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 6H BLOQUEADA ACERO
	301508	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 8H BLOQUEADA ACERO
	321503	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	321504	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	321505	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	321506	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	321508	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	331503	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	331504	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	331505	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	331506	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	331508	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	351503	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	351504	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	351505	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	351506	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	351507	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	351503	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	351504	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	351505	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	351506	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	351507	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	351504	PLACA RECTA DE 1.5 X 4H BLOQUEADA ACERO
	351505	PLACA RECTA DE 1.5 X 5H BLOQUEADA ACERO
	351506	PLACA RECTA DE 1.5 X 6H BLOQUEADA ACERO
	351507	PLACA RECTA DE 1.5 X 7H BLOQUEADA ACERO
	351508	PLACA RECTA DE 1.5 X 8H BLOQUEADA ACERO
	351509	PLACA RECTA DE 1.5 X 9H BLOQUEADA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción	
	351510	PLACA RECTA DE 1.5 X 10H BLOQUEADA ACERO	
PLACA DE 4.5 Y 6.5 BLOQUEADA ACERO	345603	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 3H BLOQUEADA ACERO	
	345604	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 4H BLOQUEADA ACERO	
	345605	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 5H BLOQUEADA ACERO	
	345606	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 6H BLOQUEADA ACERO	
	345607	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 7H BLOQUEADA ACERO	
	345608	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 8H BLOQUEADA ACERO	
	345609	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 9H BLOQUEADA ACERO	
	345610	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 10H BLOQUEADA ACERO	
	345612	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 12H BLOQUEADA ACERO	
	345614	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 14H BLOQUEADA ACERO	
	345203	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 3H BLOQUEADA ACERO	
	345204	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 4H BLOQUEADA ACERO	
	345205	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 5H BLOQUEADA ACERO	
	345206	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 6H BLOQUEADA ACERO	
	345207	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 7H BLOQUEADA ACERO	
	345208	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 8H BLOQUEADA ACERO	
	345209	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 9H BLOQUEADA ACERO	
	345210	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 10H BLOQUEADA ACERO	
	345303	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 3H BLOQUEADA ACERO	
	345304	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 4H BLOQUEADA ACERO	
	345305	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 5H BLOQUEADA ACERO	
	345306	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 6H BLOQUEADA ACERO	
	345307	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 7H BLOQUEADA ACERO	
	345308	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 8H BLOQUEADA ACERO	
	345309	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 9H BLOQUEADA ACERO	
	345310	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 10H BLOQUEADA ACERO	
	PLACA PARA CLAVICULA ACERO	272704	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 4H DERECHA ACERO
		272705	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 5H DERECHA ACERO
272706		PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 6H DERECHA ACERO	
272707		PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 7H DERECHA ACERO	
272708		PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 8H DERECHA ACERO	
272710		PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 10H DERECHA ACERO	
272804		PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 4H IZQUIERDA ACERO	
272805		PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 5H IZQUIERDA ACERO	
272806		PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 6H IZQUIERDA ACERO	
272807		PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 7H IZQUIERDA ACERO	
272808		PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 8H IZQUIERDA ACERO	
272810		PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 10H IZQUIERDA ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	272723	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 3H DERECHA ACERO
	272724	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 4H DERECHA ACERO
	272725	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 5H DERECHA ACERO
	272726	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 6H DERECHA ACERO
	272727	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 7H DERECHA ACERO
	272728	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 8H DERECHA ACERO
	272730	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 10H DERECHA ACERO
	272733	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 3H IZQUIERDA ACERO
	272734	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 4H IZQUIERDA ACERO
	272735	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 5H IZQUIERDA ACERO
	272736	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 6H IZQUIERDA ACERO
	272737	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 7H IZQUIERDA ACERO
	272738	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 8H IZQUIERDA ACERO
	272740	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 10H IZQUIERDA ACERO
	272744	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 4H DERECHA ACERO
	272745	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 5H DERECHA ACERO
	272746	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 6H DERECHA ACERO
	272747	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 7H DERECHA ACERO
	272748	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 8H DERECHA ACERO
	272750	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 10H DERECHA ACERO
	272754	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 4H IZQUIERDA ACERO
	272755	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 5H IZQUIERDA ACERO
	272756	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 6H IZQUIERDA ACERO
	272757	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 7H IZQUIERDA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	272758	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 8H IZQUIERDA ACERO
	272760	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 10H IZQUIERDA ACERO
	263502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 2H ACERO
	263503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 3H ACERO
	263504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 4H ACERO
	263505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 5H ACERO
	263506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 6H ACERO
	263508	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 8H ACERO
	243502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 2H ACERO
	243503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 3H ACERO
	243504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 4H ACERO
	243505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 5H ACERO
	243506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 6H ACERO
	245208	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 8H ACERO
	253502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 2H ACERO
	253503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 3H ACERO
	253504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 4H ACERO
	253505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 5H ACERO
	253506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 6H ACERO
	253508	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 8H ACERO
	273502	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 2H ACERO
	273503	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 3H ACERO
	273504	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 4H ACERO
	273505	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 5H ACERO
	273506	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 6H ACERO
	273508	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 8H ACERO
	243602	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 2H ACERO
	243603	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 3H ACERO
	243604	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 4H ACERO
	243605	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 5H ACERO
	243606	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 6H ACERO
	243608	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 8H ACERO
	253602	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 2H ACERO
	253603	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 3H ACERO
	253604	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 4H ACERO
	253605	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 4H ACERO
	253606	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 6H ACERO
	253608	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 6H ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	363502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 2H BLOQUEADA ACERO
	363503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 3H BLOQUEADA ACERO
	363504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 4H BLOQUEADA ACERO
	363505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 5H BLOQUEADA ACERO
	363506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 6H BLOQUEADA ACERO
	363508	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 8H BLOQUEADA ACERO
	343502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 2H BLOQUEADA ACERO
	343503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 3H BLOQUEADA ACERO
	343504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 4H BLOQUEADA ACERO
	343505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 5H BLOQUEADA ACERO
	343506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 6H BLOQUEADA ACERO
	345208	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 8H BLOQUEADA ACERO
	353502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 2H BLOQUEADA ACERO
	353503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 3H BLOQUEADA ACERO
	353504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 4H BLOQUEADA ACERO
	353505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 5H BLOQUEADA ACERO
	353506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 6H BLOQUEADA ACERO
	353508	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 8H BLOQUEADA ACERO
	373502	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 2H BLOQUEADA ACERO
	373503	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 3H BLOQUEADA ACERO
	373504	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 4H BLOQUEADA ACERO
	373505	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 5H BLOQUEADA ACERO
	373506	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 6H BLOQUEADA ACERO
	373508	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 8H BLOQUEADA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción	
	343602	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 2H BLOQUEADA ACERO	
	343603	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 3H BLOQUEADA ACERO	
	343604	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 4H BLOQUEADA ACERO	
	343605	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 5H BLOQUEADA ACERO	
	343606	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 6H BLOQUEADA ACERO	
	343608	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 8H BLOQUEADA ACERO	
	353602	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 2H BLOQUEADA ACERO	
	353603	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 3H BLOQUEADA ACERO	
	353604	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 4H BLOQUEADA ACERO	
	353605	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 4H BLOQUEADA ACERO	
	353606	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 6H BLOQUEADA ACERO	
	353608	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 6H BLOQUEADA ACERO	
	PLACA PARA HUMERO ACERO	403503	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 3H ACERO
		403504	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 4H ACERO
403505		PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 5H ACERO	
403506		PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 6H ACERO	
403507		PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 7H ACERO	
403508		PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 8H ACERO	
403509		PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 9H ACERO	
403510		PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 10H ACERO	
403512		PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 12H ACERO	
403513		PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 3H ACERO	
403514		PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 4H ACERO	
403515		PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 5H ACERO	
403516		PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 6H ACERO	
403517		PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 7H ACERO	
403518		PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 8H ACERO	
403519		PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 9H ACERO	
403520		PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 10H ACERO	
403522		PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 12H ACERO	
403523	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 3H ACERO		
403524	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 4H ACERO		

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	403525	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H ACERO
	403526	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 6H ACERO
	403527	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 7H ACERO
	403528	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 8H ACERO
	403529	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 9H ACERO
	403530	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 10H ACERO
	403532	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 12H ACERO
	413503	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 3H BLOQUEADA ACERO
	413504	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 4H BLOQUEADA ACERO
	413505	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 5H BLOQUEADA ACERO
	413506	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 6H BLOQUEADA ACERO
	413507	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 7H BLOQUEADA ACERO
	413508	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 8H BLOQUEADA ACERO
	413509	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 9H BLOQUEADA ACERO
	413510	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 10H BLOQUEADA ACERO
	413512	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 12H BLOQUEADA ACERO
	413513	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 3H BLOQUEADA ACERO
	413514	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 4H BLOQUEADA ACERO
	413515	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 5H BLOQUEADA ACERO
	413516	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 6H BLOQUEADA ACERO
	413517	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 7H BLOQUEADA ACERO
	413518	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 8H BLOQUEADA ACERO
	413519	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 9H BLOQUEADA ACERO
	413520	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 10H BLOQUEADA ACERO
	413522	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 12H BLOQUEADA ACERO
	413523	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 3H BLOQUEADA ACERO
	413524	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 4H BLOQUEADA ACERO
	413525	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H BLOQUEADA ACERO
	413526	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 6H BLOQUEADA ACERO
	413527	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 7H BLOQUEADA ACERO
	413528	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 8H BLOQUEADA ACERO
	413529	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 9H BLOQUEADA ACERO
	413530	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 10H BLOQUEADA ACERO
	413532	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 12H BLOQUEADA ACERO
PLACA DE RADIO DISTAL ACERO	402703	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H LARGE ACERO
	402704	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H LARGE ACERO
	402705	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H LARGE ACERO
	402706	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H LARGE ACERO
	402707	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H LARGE ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	402708	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H LARGE ACERO
	402710	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H LARGE ACERO
	402712	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H LARGE ACERO
	402713	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H SMALL ACERO
	402714	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H SMALL ACERO
	402715	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H SMALL ACERO
	402716	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H SMALL ACERO
	402717	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H SMALL ACERO
	402718	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H SMALL ACERO
	402720	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H SMALL ACERO
	402722	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H SMALL ACERO
	402723	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H MEDIUM ACERO
	402724	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H MEDIUM ACERO
	402725	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H MEDIUM ACERO
	402726	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H MEDIUM ACERO
	402727	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H MEDIUM ACERO
	402728	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H MEDIUM ACERO
	402730	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H MEDIUM ACERO
	402732	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H MEDIUM ACERO
	412703	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H LARGE ANGULO VARIABLE ACERO
	412704	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H LARGE ANGULO VARIABLE ACERO
	412705	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H LARGE ANGULO VARIABLE ACERO
	412706	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H LARGE ANGULO VARIABLE ACERO
	412707	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H LARGE ANGULO VARIABLE ACERO
	412708	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H LARGE ANGULO VARIABLE ACERO
	412710	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H LARGE ANGULO VARIABLE ACERO
	412712	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H LARGE ANGULO VARIABLE ACERO
	412713	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H SMALL ANGULO VARIABLE ACERO
	412714	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H SMALL ANGULO VARIABLE ACERO
	412715	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H SMALL ANGULO VARIABLE ACERO
	412716	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H SMALL ANGULO VARIABLE ACERO
	412717	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H SMALL ANGULO VARIABLE ACERO
	412718	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H SMALL ANGULO VARIABLE ACERO
	412720	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H SMALL ANGULO VARIABLE ACERO
	412722	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H SMALL ANGULO VARIABLE ACERO
	412723	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H MEDIUM ANGULO VARIABLE ACERO
	412724	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H MEDIUM ANGULO VARIABLE ACERO
	412725	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H MEDIUM ANGULO VARIABLE ACERO
	412726	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H MEDIUM ANGULO VARIABLE ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	412727	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H MEDIUM ANGULO VARIABLE ACERO
	412728	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H MEDIUM ANGULO VARIABLE ACERO
	412730	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H MEDIUM ANGULO VARIABLE ACERO
	412732	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H MEDIUM ANGULO VARIABLE ACERO
PLACA DE TIBIA PROXIMAL ACERO	404503	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H DERECHA ACERO
	404504	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H DERECHA ACERO
	404505	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H DERECHA ACERO
	404506	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H DERECHA ACERO
	404507	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H DERECHA ACERO
	404508	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H DERECHA ACERO
	404510	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H DERECHA ACERO
	404512	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H DERECHA ACERO
	404513	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H IZQUIERDA ACERO
	404514	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H IZQUIERDA ACERO
	404515	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H IZQUIERDA ACERO
	404516	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H IZQUIERDA ACERO
	404517	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H IZQUIERDA ACERO
	404518	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H IZQUIERDA ACERO
	404520	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H IZQUIERDA ACERO
	404522	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H IZQUIERDA ACERO
	404603	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H DERECHA ACERO
	404604	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H DERECHA ACERO
	404605	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H DERECHA ACERO
	404606	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H DERECHA ACERO
	404607	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H DERECHA ACERO
	404608	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H DERECHA ACERO
	404610	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H DERECHA ACERO
	404612	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H DERECHA ACERO
	404613	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H IZQUIERDA ACERO
	404614	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H IZQUIERDA ACERO
	404615	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H IZQUIERDA ACERO
	404616	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H IZQUIERDA ACERO
	404617	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H IZQUIERDA ACERO
	404618	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H IZQUIERDA ACERO
	404620	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H IZQUIERDA ACERO
	404622	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H IZQUIERDA ACERO
404703	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA ACERO	
404704	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA ACERO	
404705	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA ACERO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	404706	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA ACERO
	404707	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA ACERO
	404708	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA ACERO
	404710	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA ACERO
	404712	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA ACERO
	404723	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA ACERO
	404724	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA ACERO
	404725	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA ACERO
	404726	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA ACERO
	404727	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA ACERO
	404728	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA ACERO
	404730	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA ACERO
	404732	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA ACERO
PLACA DE TIBIA DISTAL ACERO	404003	PLACA DE TIBIA DISTAL X 3H ACERO
	404004	PLACA DE TIBIA DISTAL X 4H ACERO
	404005	PLACA DE TIBIA DISTAL X 5H ACERO
	404006	PLACA DE TIBIA DISTAL X 6H ACERO
	404007	PLACA DE TIBIA DISTAL X 7H ACERO
	404008	PLACA DE TIBIA DISTAL X 8H ACERO
	404010	PLACA DE TIBIA DISTAL X 10H ACERO
	404012	PLACA DE TIBIA DISTAL X 12H ACERO
	404103	PLACA DE TIBIA DISTAL X 3H LATERAL ACERO
	404104	PLACA DE TIBIA DISTAL X 4H LATERAL ACERO
	404105	PLACA DE TIBIA DISTAL X 5H LATERAL ACERO
	404106	PLACA DE TIBIA DISTAL X 6H LATERAL ACERO
	404107	PLACA DE TIBIA DISTAL X 7H LATERAL ACERO
	404108	PLACA DE TIBIA DISTAL X 8H LATERAL ACERO
	404110	PLACA DE TIBIA DISTAL X 10H LATERAL ACERO
404112	PLACA DE TIBIA DISTAL X 12H LATERAL ACERO	
PLACA COMBINADA DE PARA CUBITO Y OLECRANON	404303	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 3H
	404304	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 4H
	404305	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 5H
	404306	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 6H
	404307	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 7H
	404308	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 8H
	404309	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 9H
	404310	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 10H
	404311	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 11H
	404312	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 12H

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
PLACA DE PERONE DISTAL ACERO	404202	PLACA DE PERONE DISTAL X 2H ACERO
	404203	PLACA DE PERONE DISTAL X 3H ACERO
	404204	PLACA DE PERONE DISTAL X 4H ACERO
	404205	PLACA DE PERONE DISTAL X 5H ACERO
	404206	PLACA DE PERONE DISTAL X 6H ACERO
	404207	PLACA DE PERONE DISTAL X 7H ACERO
	404208	PLACA DE PERONE DISTAL X 8H ACERO
	404210	PLACA DE PERONE DISTAL X 10H ACERO
	404212	PLACA DE PERONE DISTAL X 12H ACERO
PLACA PARA CALCANEOS ACERO	404301	PLACA PARA CALCANEOS GRANDE ACERO
	404302	PLACA PARA CALCANEOS MEDIANA ACERO
	404303	PLACA PARA CALCANEOS PEQUEÑA ACERO
PLACA DE TIBIA PROXIMAL BLOQUEADA ACERO	414503	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414504	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414505	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414506	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414507	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414508	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414510	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414512	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414513	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414514	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414515	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414516	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414517	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414518	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414520	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414522	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
414603	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	414604	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414605	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414606	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414607	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414608	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414610	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414612	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414613	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414614	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414615	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414616	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414617	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414618	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414620	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414622	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414703	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414704	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414705	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414706	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414707	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414708	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414710	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414712	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA ACERO
	414723	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	414724	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414725	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414726	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414727	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414728	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414730	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
	414732	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA ACERO
PLACA DE TIBIA DISTAL BLOQUEADA ACERO	414003	PLACA DE TIBIA DISTAL X 3H BLOQUEADA ACERO
	414004	PLACA DE TIBIA DISTAL X 4H BLOQUEADA ACERO
	414005	PLACA DE TIBIA DISTAL X 5H BLOQUEADA ACERO
	414006	PLACA DE TIBIA DISTAL X 6H BLOQUEADA ACERO
	414007	PLACA DE TIBIA DISTAL X 7H BLOQUEADA ACERO
	414008	PLACA DE TIBIA DISTAL X 8H BLOQUEADA ACERO
	414010	PLACA DE TIBIA DISTAL X 10H BLOQUEADA ACERO
	414012	PLACA DE TIBIA DISTAL X 12H BLOQUEADA ACERO
	414103	PLACA DE TIBIA DISTAL X 3H LATERAL BLOQUEADA ACERO
	414104	PLACA DE TIBIA DISTAL X 4H LATERAL BLOQUEADA ACERO
	414105	PLACA DE TIBIA DISTAL X 5H LATERAL BLOQUEADA ACERO
	414106	PLACA DE TIBIA DISTAL X 6H LATERAL BLOQUEADA ACERO
	414107	PLACA DE TIBIA DISTAL X 7H LATERAL BLOQUEADA ACERO
	414108	PLACA DE TIBIA DISTAL X 8H LATERAL BLOQUEADA ACERO
	414110	PLACA DE TIBIA DISTAL X 10H LATERAL BLOQUEADA ACERO
414112	PLACA DE TIBIA DISTAL X 12H LATERAL BLOQUEADA ACERO	
PLACA DE PERONE DISTAL BLOQUEADA ACERO	414202	PLACA DE PERONE DISTAL X 2H BLOQUEADA ACERO
	414203	PLACA DE PERONE DISTAL X 3H BLOQUEADA ACERO
	414204	PLACA DE PERONE DISTAL X 4H BLOQUEADA ACERO
	414205	PLACA DE PERONE DISTAL X 5H BLOQUEADA ACERO
	414206	PLACA DE PERONE DISTAL X 6H BLOQUEADA ACERO
	414207	PLACA DE PERONE DISTAL X 7H BLOQUEADA ACERO
	414208	PLACA DE PERONE DISTAL X 8H BLOQUEADA ACERO
	414210	PLACA DE PERONE DISTAL X 10H BLOQUEADA ACERO
	414212	PLACA DE PERONE DISTAL X 12H BLOQUEADA ACERO
PLACA PARA CALCANEOS BLOQUEADA ACERO	414301	PLACA PARA CALCANEOS GRANDE BLOQUEADA ACERO
	414302	PLACA PARA CALCANEOS MEDIANA BLOQUEADA ACERO
	414303	PLACA PARA CALCANEOS PEQUEÑA BLOQUEADA ACERO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
PLACA DE 1/3 DE CAÑA TITANIO	6200904	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 4H TITANIO
	6200905	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 5H TITANIO
	6200906	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 6H TITANIO
	6200907	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 7H TITANIO
	6200908	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 8H TITANIO
	6200909	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 9H TITANIO
	6200910	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 10H TITANIO
	6200911	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 11H TITANIO
	6200912	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 12H TITANIO
	6200913	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 13H TITANIO
	6200914	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 14H TITANIO
	6200915	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 15H TITANIO
	6200916	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 16H TITANIO
	6200917	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 17H TITANIO
	6200918	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 18H TITANIO
	6200919	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 19H TITANIO
	6200920	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 20H TITANIO
	6210904	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6210905	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6210906	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6210907	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6210908	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6210909	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 9H BLOQUEADA TITANIO
	6210910	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6210911	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 11H BLOQUEADA TITANIO
	6210912	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 12H BLOQUEADA TITANIO
	6210913	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 13H BLOQUEADA TITANIO
	6210914	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 14H BLOQUEADA TITANIO
	6210915	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 15H BLOQUEADA TITANIO
	6210916	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 16H BLOQUEADA TITANIO
	6210917	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 17H BLOQUEADA TITANIO
	6210918	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 18H BLOQUEADA TITANIO
6210919	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 19H BLOQUEADA TITANIO	
6210920	PLACA DE 1/3 DE CAÑA X 20H BLOQUEADA TITANIO	
PLACA DCP DE 3.5 X 4H TITANIO	6203504	PLACA DCP DE 3.5 X 4H TITANIO
	6203505	PLACA DCP DE 3.5 X 5H TITANIO
	6203506	PLACA DCP DE 3.5 X 6H TITANIO
	6203507	PLACA DCP DE 3.5 X 7H TITANIO
	6203508	PLACA DCP DE 3.5 X 8H TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6203509	PLACA DCP DE 3.5 X 9H TITANIO
	6203510	PLACA DCP DE 3.5 X 10H TITANIO
	6203511	PLACA DCP DE 3.5 X 11H TITANIO
	6203512	PLACA DCP DE 3.5 X 12H TITANIO
	6203513	PLACA DCP DE 3.5 X 13H TITANIO
	6203514	PLACA DCP DE 3.5 X 14H TITANIO
	6203515	PLACA DCP DE 3.5 X 15H TITANIO
	6203516	PLACA DCP DE 3.5 X 16H TITANIO
	6203517	PLACA DCP DE 3.5 X 17H TITANIO
	6203518	PLACA DCP DE 3.5 X 18H TITANIO
	6203519	PLACA DCP DE 3.5 X 19H TITANIO
	6203520	PLACA DCP DE 3.5 X 20H TITANIO
	6273504	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 4H TITANIO
	6273505	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 5H TITANIO
	6273506	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 6H TITANIO
	6273507	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 7H TITANIO
	6273508	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 8H TITANIO
	6273509	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 9H TITANIO
	6273510	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 10H TITANIO
	6273511	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 11H TITANIO
	6273512	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 12H TITANIO
	6273513	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 13H TITANIO
	6273514	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 14H TITANIO
	6273515	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 15H TITANIO
	6273516	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 16H TITANIO
	6273517	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 17H TITANIO
	6273518	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 18H TITANIO
	6273519	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 19H TITANIO
	6273520	PLACA BLOQUEADA DCP DE 3.5 X 20H TITANIO
	6233504	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 4H TITANIO
	6233505	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 5H TITANIO
	6233506	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 6H TITANIO
	6233507	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 7H TITANIO
	6233508	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 8H TITANIO
	6233509	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 9H TITANIO
	6233510	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 10H TITANIO
	6233511	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 11H TITANIO
	6233512	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 12H TITANIO
	6233513	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 13H TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6233514	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 14H TITANIO
	6233515	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 15H TITANIO
	6233516	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 16H TITANIO
	6233517	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 17H TITANIO
	6233518	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 18H TITANIO
	6233519	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 19H TITANIO
	6233520	PLACA DCP DE 3.5 BAJO CONTACTO X 20H TITANIO
PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 TITANIO	6213503	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 3H TITANIO
	6213504	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 4H TITANIO
	6213505	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 5H TITANIO
	6213506	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 6H TITANIO
	6213507	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 7H TITANIO
	6213508	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 8H TITANIO
	6213509	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 9H TITANIO
	6213510	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 10H TITANIO
	6213511	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 11H TITANIO
	6213512	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 12H TITANIO
	6213513	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 13H TITANIO
	6213514	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 14H TITANIO
	6213515	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 15H TITANIO
	6213516	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 16H TITANIO
	6213517	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 17H TITANIO
	6213518	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 18H TITANIO
	6213519	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 19H TITANIO
	6213520	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 X 20H TITANIO
	6223503	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 3H TITANIO
	6223504	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 4H TITANIO
	6223505	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 5H TITANIO
	6223506	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 6H TITANIO
	6223507	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 7H TITANIO
	6223508	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 8H TITANIO
	6223509	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 9H TITANIO
	6223510	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 10H TITANIO
	6223511	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 11H TITANIO
	6223512	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 12H TITANIO
	6223513	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 13H TITANIO
	6223514	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 14H TITANIO
	6223516	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 16H TITANIO
	6223517	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 17H TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6223518	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 18H TITANIO
	6223519	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 19H TITANIO
	6223520	PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA DE 3.5 X 20H TITANIO
	6263503	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 3H TITANIO
	6263504	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 4H TITANIO
	6263505	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 5H TITANIO
	6263506	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 6H TITANIO
	6263507	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 7H TITANIO
	6263508	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 8H TITANIO
	6263509	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 9H TITANIO
	6263510	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 10H TITANIO
	6263511	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 11H TITANIO
	6263512	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 12H TITANIO
	6263513	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 13H TITANIO
	6263514	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 14H TITANIO
	6263516	PLACA DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL DE 3.5 X 16H TITANIO
PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 TITANIO	6204504	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 4H TITANIO
	6204505	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 5H TITANIO
	6204506	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 6H TITANIO
	6204507	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 7H TITANIO
	6204508	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 8H TITANIO
	6204509	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 9H TITANIO
	6204510	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 10H TITANIO
	6204511	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 11H TITANIO
	6204512	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 12H TITANIO
	6204513	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 13H TITANIO
	6204514	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 14H TITANIO
	6204516	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 16H TITANIO
	6204518	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 18H TITANIO
	6204520	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 20H TITANIO
	6204522	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 22H TITANIO
	6204524	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 24H TITANIO
	6204526	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 26H TITANIO
	6204528	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 28H TITANIO
	6204530	PLACA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 30H TITANIO
	6234504	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 4H TITANIO
6234505	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 5H TITANIO	
6234506	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 6H TITANIO	
6234507	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 7H TITANIO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6234508	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 8H TITANIO
	6234509	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 9H TITANIO
	6234510	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 10H TITANIO
	6234511	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 11H TITANIO
	6234512	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 12H TITANIO
	6234513	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 13H TITANIO
	6234514	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 14H TITANIO
	6234516	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 16H TITANIO
	6234518	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 18H TITANIO
	6234520	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 20H TITANIO
	6234522	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 22H TITANIO
	6234524	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 24H TITANIO
	6234526	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 26H TITANIO
	6234528	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 28H TITANIO
	6234530	PLACA DCP ANGOSTA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 30H TITANIO
	6254504	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 4H TITANIO
	6254505	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 5H TITANIO
	6254506	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 6H TITANIO
	6254507	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 7H TITANIO
	6254508	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 8H TITANIO
	6254509	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 9H TITANIO
	6254510	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 10H TITANIO
	6254511	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 11H TITANIO
	6254512	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 12H TITANIO
	6254513	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 13H TITANIO
	6254514	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 14H TITANIO
	6254516	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 16H TITANIO
	6254518	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 18H TITANIO
	6254520	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 20H TITANIO
	6254522	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 22H TITANIO
	6254524	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 24H TITANIO
	6254526	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 26H TITANIO
	6254528	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 28H TITANIO
	6254530	PLACA BLOQUEADA DCP ANGOSTA DE 4.5 X 30H TITANIO
PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 TITANIO	6274503	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 3H TITANIO
	6274504	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 4H TITANIO
	6274505	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 5H TITANIO
	6274506	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 6H TITANIO
	6274507	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 7H TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6274508	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 8H TITANIO
	6274509	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 9H TITANIO
	6274510	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 10H TITANIO
	6274511	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 11H TITANIO
	6274512	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 12H TITANIO
	6274513	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 13H TITANIO
	6274514	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 14H TITANIO
	6274515	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 15H TITANIO
	6274516	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 16H TITANIO
	6274517	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 17H TITANIO
	6274518	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 18H TITANIO
	6274519	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 19H TITANIO
	6274520	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 20H TITANIO
	6274522	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 22H TITANIO
	6274524	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 24H TITANIO
	6274526	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 26H TITANIO
	6274528	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 28H TITANIO
	6274530	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 30H TITANIO
	6284503	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6284504	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6284505	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6284506	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6284507	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6284508	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6284509	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 9H BLOQUEADA TITANIO
	6284510	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6284511	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 11H BLOQUEADA TITANIO
	6284512	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 12H BLOQUEADA TITANIO
	6284513	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 13H BLOQUEADA TITANIO
	6284514	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 14H BLOQUEADA TITANIO
	6284515	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 15H BLOQUEADA TITANIO
	6284516	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 16H BLOQUEADA TITANIO
	6284517	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 17H BLOQUEADA TITANIO
	6284518	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 18H BLOQUEADA TITANIO
	6284519	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 19H BLOQUEADA TITANIO
	6284520	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 20H BLOQUEADA TITANIO
	6284522	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 22H BLOQUEADA TITANIO
	6284524	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 24H BLOQUEADA TITANIO
	6284526	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 26H BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6284528	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 28H BLOQUEADA TITANIO
	6284530	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 4.5 X 30H BLOQUEADA TITANIO
PLACA DCP ANCHA DE 4.5 TITANIO	6214504	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 4H TITANIO
	6214505	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 5H TITANIO
	6214506	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 6H TITANIO
	6214507	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 7H TITANIO
	6214508	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 8H TITANIO
	6214509	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 9H TITANIO
	6214510	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 10H TITANIO
	6214511	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 11H TITANIO
	6214512	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 12H TITANIO
	6214513	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 13H TITANIO
	6214514	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 14H TITANIO
	6214516	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 16H TITANIO
	6214518	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 18H TITANIO
	6214520	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 20H TITANIO
	6214522	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 22H TITANIO
	6214524	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 24H TITANIO
	6214526	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 26H TITANIO
	6214528	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 28H TITANIO
	6214530	PLACA DCP ANCHA DE 4.5 X 30H TITANIO
	6244506	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 6H TITANIO
	6244507	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 7H TITANIO
	6244508	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 8H TITANIO
	6244509	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 9H TITANIO
	6244510	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 10H TITANIO
	6244511	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 11H TITANIO
	6244512	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 12H TITANIO
	6244514	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 14H TITANIO
	6244516	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 16H TITANIO
	6244518	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 18H TITANIO
	6244520	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 20H TITANIO
	6244522	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 22H TITANIO
	6244524	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 24H TITANIO
6244526	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 26H TITANIO	
6244528	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 28H TITANIO	
6244530	PLACA DCP ANCHA DE BAJO CONTACTO DE 4.5 X 30H TITANIO	
6264505	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 5H TITANIO	
6264506	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 6H TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6264507	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 7H TITANIO
	6264508	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 8H TITANIO
	6264509	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 9H TITANIO
	6264510	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 10H TITANIO
	6264511	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 11H TITANIO
	6264512	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 12H TITANIO
	6264513	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 13H TITANIO
	6264514	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 14H TITANIO
	6264515	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 16H TITANIO
	6264516	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 18H TITANIO
	6264517	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 20H TITANIO
	6264518	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 22H TITANIO
	6264519	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 24H TITANIO
	6264520	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 26H TITANIO
	6264521	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 28H TITANIO
6264522	PLACA BLOQUEADA DCP ANCHA DE 4.5 X 30H TITANIO	
PLACA DHS TITANIO	6313502	PLACA DHS X 2H TITANIO
	6313503	PLACA DHS X 3H TITANIO
	6313504	PLACA DHS X 4H TITANIO
	6313505	PLACA DHS X 5H TITANIO
	6313506	PLACA DHS X 6H TITANIO
	6313507	PLACA DHS X 7H TITANIO
	6313508	PLACA DHS X 8H TITANIO
	6313509	PLACA DHS X 9H TITANIO
	6313510	PLACA DHS X 10H TITANIO
	6313512	PLACA DHS X 12H TITANIO
	6313514	PLACA DHS X 14H TITANIO
	6313516	PLACA DHS X 16H TITANIO
	6323502	PLACA DHS X 2H TAMBOR CORTO TITANIO
	6323503	PLACA DHS X 3H TAMBOR CORTO TITANIO
	6323504	PLACA DHS X 4H TAMBOR CORTO TITANIO
	6323505	PLACA DHS X 5H TAMBOR CORTO TITANIO
	6323506	PLACA DHS X 6H TAMBOR CORTO TITANIO
	6323507	PLACA DHS X 7H TAMBOR CORTO TITANIO
	6323508	PLACA DHS X 8H TAMBOR CORTO TITANIO
	6323509	PLACA DHS X 9H TAMBOR CORTO TITANIO
	6323510	PLACA DHS X 10H TAMBOR CORTO TITANIO
6323512	PLACA DHS X 12H TAMBOR CORTO TITANIO	
6323514	PLACA DHS X 14H TAMBOR CORTO TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6323516	PLACA DHS X 16H TAMBOR CORTO TITANIO
PLACA DCS TITANIO	6309503	PLACA DCS X 3H TITANIO
	6309504	PLACA DCS X 4H TITANIO
	6309505	PLACA DCS X 5H TITANIO
	6309506	PLACA DCS X 6H TITANIO
	6309507	PLACA DCS X 7H TITANIO
	6309508	PLACA DCS X 8H TITANIO
	6309509	PLACA DCS X 9H TITANIO
	6309510	PLACA DCS X 10H TITANIO
	6309512	PLACA DCS X 12H TITANIO
	6309514	PLACA DCS X 14H TITANIO
	6309516	PLACA DCS X 16H TITANIO
	6309518	PLACA DCS X 18H TITANIO
	TORNILLO CORTICAL TITANIO	6121504
6121505		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 5mm TITANIO
6121506		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 6mm TITANIO
6121507		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 7mm TITANIO
6121508		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 8mm TITANIO
6121509		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 9mm TITANIO
6121510		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 10mm TITANIO
6121511		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 11mm TITANIO
6121512		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 12mm TITANIO
6121513		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 13mm TITANIO
6121514		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 14mm TITANIO
6121516		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 16mm TITANIO
6121518		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 18mm TITANIO
6121520		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 20mm TITANIO
6121522		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 22mm TITANIO
6121524		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 24mm TITANIO
6121526		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 26mm TITANIO
6121528		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 28mm TITANIO
6121530		TORNILLO CORTICAL DE Ø1.5 X 30mm TITANIO
6122004		TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 4mm TITANIO
6122005		TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 5mm TITANIO
6122006		TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 6mm TITANIO
6122008		TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 8mm TITANIO
6122010		TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 10mm TITANIO
6122012		TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 12mm TITANIO
6122014		TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 14mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6122016	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 16mm TITANIO
	6122018	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 18mm TITANIO
	6122020	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 20mm TITANIO
	6122022	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 22mm TITANIO
	6122024	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 24mm TITANIO
	6122026	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 26mm TITANIO
	6122028	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 28mm TITANIO
	6122030	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 30mm TITANIO
	6122032	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 32mm TITANIO
	6122034	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 34mm TITANIO
	6122036	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 36mm TITANIO
	6122038	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 38mm TITANIO
	6122040	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.0 X 40mm TITANIO
	6122404	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 4mm TITANIO
	6122405	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 5mm TITANIO
	6122406	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 6mm TITANIO
	6122408	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 8mm TITANIO
	6122410	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 10mm TITANIO
	6122412	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 12mm TITANIO
	6122414	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 14mm TITANIO
	6122416	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 16mm TITANIO
	6122418	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 18mm TITANIO
	6122420	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 20mm TITANIO
	6122422	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 22mm TITANIO
	6122424	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 24mm TITANIO
	6122426	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 26mm TITANIO
	6122428	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 28mm TITANIO
	6122430	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 30mm TITANIO
	6122432	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 32mm TITANIO
	6122434	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 34mm TITANIO
	6122436	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 36mm TITANIO
	6122438	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 38mm TITANIO
	6122440	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.4 X 40mm TITANIO
	6122706	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 6mm TITANIO
	6122707	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 7mm TITANIO
	6122708	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 8mm TITANIO
	6122709	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 9mm TITANIO
	6122710	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 10mm TITANIO
	6122712	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 12mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6122714	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 14mm TITANIO
	6122716	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 16mm TITANIO
	6122718	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 18mm TITANIO
	6122720	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 20mm TITANIO
	6122722	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 22mm TITANIO
	6122724	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 24mm TITANIO
	6122726	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 26mm TITANIO
	6122728	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 28mm TITANIO
	6122730	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 30mm TITANIO
	6122732	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 32mm TITANIO
	6122734	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 34mm TITANIO
	6122736	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 36mm TITANIO
	6122738	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 38mm TITANIO
	6122740	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 40mm TITANIO
	6122742	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 42mm TITANIO
	6122744	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 44mm TITANIO
	6122746	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 46mm TITANIO
	6122748	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 48mm TITANIO
	6122750	TORNILLO CORTICAL DE Ø2.7 X 50mm TITANIO
	6123510	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 10mm R. ORD TITANIO
	6123512	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 12mm R. ORD TITANIO
	6123514	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 14mm R. ORD TITANIO
	6123516	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 16mm R. ORD TITANIO
	6123518	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 18mm R. ORD TITANIO
	6123520	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 20mm R. ORD TITANIO
	6123522	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 22mm R. ORD TITANIO
	6123524	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 24mm R. ORD TITANIO
	6123526	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 26mm R. ORD TITANIO
	6123528	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 28mm R. ORD TITANIO
	6123530	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 30mm R. ORD TITANIO
	6123532	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 32mm R. ORD TITANIO
	6123534	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 34mm R. ORD TITANIO
	6123536	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 36mm R. ORD TITANIO
	6123538	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 38mm R. ORD TITANIO
	6123540	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 40mm R. ORD TITANIO
	6123545	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 45mm R. ORD TITANIO
	6123550	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 50mm R. ORD TITANIO
	6133510	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 10mm R. FINA TITANIO
	6133512	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 12mm R. FINA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6133514	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 14mm R. FINA TITANIO
	6133516	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 16mm R. FINA TITANIO
	6133518	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 18mm R. FINA TITANIO
	6133520	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 20mm R. FINA TITANIO
	6133522	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 22mm R. FINA TITANIO
	6133524	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 24mm R. FINA TITANIO
	6133526	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 26mm R. FINA TITANIO
	6133528	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 28mm R. FINA TITANIO
	6133530	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 30mm R. FINA TITANIO
	6133532	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 32mm R. FINA TITANIO
	6133534	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 34mm R. FINA TITANIO
	6133536	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 36mm R. FINA TITANIO
	6133538	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 38mm R. FINA TITANIO
	6133540	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 40mm R. FINA TITANIO
	6133542	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 42mm R. FINA TITANIO
	6133544	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 44mm R. FINA TITANIO
	6133545	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 45mm R. FINA TITANIO
	6133546	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 46mm R. FINA TITANIO
	6133548	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 48mm R. FINA TITANIO
	6133550	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 50mm R. FINA TITANIO
	6133552	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 52mm R. FINA TITANIO
	6133554	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 54mm R. FINA TITANIO
	6133555	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 55mm R. FINA TITANIO
	6133556	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 56mm R. FINA TITANIO
	6133558	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 58mm R. FINA TITANIO
	6133560	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 60mm R. FINA TITANIO
	6133565	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 65mm R. FINA TITANIO
	6133570	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 70mm R. FINA TITANIO
	6133575	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 75mm R. FINA TITANIO
	6133580	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 80mm R. FINA TITANIO
	6133585	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 85mm R. FINA TITANIO
	6133590	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 90mm R. FINA TITANIO
	6133595	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 95mm R. FINA TITANIO
	6133600	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 100mm R. FINA TITANIO
	6133605	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 105mm R. FINA TITANIO
	6133610	TORNILLO CORTICAL DE Ø3.5 X 110mm R. FINA TITANIO
	6163510	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 10mm TITANIO
	6163511	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 12mm TITANIO
	6163512	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 14mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6163513	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 16mm TITANIO
	6163514	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 18mm TITANIO
	6163515	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 20mm TITANIO
	6163516	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 22mm TITANIO
	6163517	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 24mm TITANIO
	6163518	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 26mm TITANIO
	6163519	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 28mm TITANIO
	6163520	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 30mm TITANIO
	6163521	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 32mm TITANIO
	6163522	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 34mm TITANIO
	6163523	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 36mm TITANIO
	6163524	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 38mm TITANIO
	6163525	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 40mm TITANIO
	6163526	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 42mm TITANIO
	6163527	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 44mm TITANIO
	6163528	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 45mm TITANIO
	6163529	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 46mm TITANIO
	6163530	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 48mm TITANIO
	6163531	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 50mm TITANIO
	6163532	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 52mm TITANIO
	6163533	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 54mm TITANIO
	6163534	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 55mm TITANIO
	6163535	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 56mm TITANIO
	6163536	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 58mm TITANIO
	6163537	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø3.5 X 60mm TITANIO
	6124510	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 10mm TITANIO
	6124512	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 12mm TITANIO
	6124514	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 14mm TITANIO
	6124516	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 16mm TITANIO
	6124518	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 18mm TITANIO
	6124520	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 20mm TITANIO
	6124522	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 22mm TITANIO
	6124524	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 24mm TITANIO
	6124526	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 26mm TITANIO
	6124528	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 28mm TITANIO
	6124530	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 30mm TITANIO
	6124532	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 32mm TITANIO
	6124534	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 34mm TITANIO
	6124536	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 36mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6124538	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 38mm TITANIO
	6124540	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 40mm TITANIO
	6124542	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 42mm TITANIO
	6124544	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 44mm TITANIO
	6124546	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 46mm TITANIO
	6124548	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 48mm TITANIO
	6124550	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 50mm TITANIO
	6124552	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 52mm TITANIO
	6124554	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 54mm TITANIO
	6124555	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 55mm TITANIO
	6124556	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 56mm TITANIO
	6124558	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 58mm TITANIO
	6124560	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 60mm TITANIO
	6124562	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 62mm TITANIO
	6124564	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 64mm TITANIO
	6124565	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 65mm TITANIO
	6124566	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 66mm TITANIO
	6124568	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 68mm TITANIO
	6124570	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 70mm TITANIO
	6124572	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 72mm TITANIO
	6124574	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 74mm TITANIO
	6124575	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 75mm TITANIO
	6124576	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 76mm TITANIO
	6124578	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 78mm TITANIO
	6124580	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 80mm TITANIO
	6124585	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 85mm TITANIO
	6124590	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 90mm TITANIO
	6124595	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 95mm TITANIO
	6124600	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 100mm TITANIO
	6124605	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 105mm TITANIO
	6124610	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 110mm TITANIO
	6124615	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 115mm TITANIO
	6124620	TORNILLO CORTICAL DE Ø4.5 X 120mm TITANIO
	6134510	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 10mm TITANIO
	6134512	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 12mm TITANIO
	6134514	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 14mm TITANIO
	6134516	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 16mm TITANIO
	6134518	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 18mm TITANIO
	6134520	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 20mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6134522	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 22mm TITANIO
	6134524	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 24mm TITANIO
	6134526	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 26mm TITANIO
	6134528	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 28mm TITANIO
	6134530	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 30mm TITANIO
	6134532	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 32mm TITANIO
	6134534	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 34mm TITANIO
	6134536	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 36mm TITANIO
	6134538	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 38mm TITANIO
	6134540	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 40mm TITANIO
	6134542	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 42mm TITANIO
	6134544	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 44mm TITANIO
	6134546	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 46mm TITANIO
	6134548	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 48mm TITANIO
	6134550	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 50mm TITANIO
	6134552	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 52mm TITANIO
	6134554	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 54mm TITANIO
	6134555	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 55mm TITANIO
	6134556	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 56mm TITANIO
	6134558	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 58mm TITANIO
	6134560	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 60mm TITANIO
	6134562	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 62mm TITANIO
	6134564	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 64mm TITANIO
	6134565	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 65mm TITANIO
	6134566	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 66mm TITANIO
	6134568	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 68mm TITANIO
	6134570	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 70mm TITANIO
	6134572	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 72mm TITANIO
	6134574	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 74mm TITANIO
	6134575	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 75mm TITANIO
	6134576	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 76mm TITANIO
	6134578	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 78mm TITANIO
	6134580	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 80mm TITANIO
	6134585	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 85mm TITANIO
	6134590	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 90mm TITANIO
	6134595	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 95mm TITANIO
	6134600	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 100mm TITANIO
	6134605	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 105mm TITANIO
	6134610	TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE Ø4.5 X 110mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
TORNILLO BLOQUEADO TITANIO	6141504	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 4mm TITANIO
	6141505	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 5mm TITANIO
	6141506	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 6mm TITANIO
	6141507	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 7mm TITANIO
	6141508	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 8mm TITANIO
	6141509	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 9mm TITANIO
	6141510	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 10mm TITANIO
	6141511	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 11mm TITANIO
	6141512	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 12mm TITANIO
	6141513	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 13mm TITANIO
	6141514	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 14mm TITANIO
	6141516	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 16mm TITANIO
	6141518	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 18mm TITANIO
	6141520	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 20mm TITANIO
	6141522	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 22mm TITANIO
	6141524	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 24mm TITANIO
	6141526	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 26mm TITANIO
	6141528	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 28mm TITANIO
	6141530	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø1.5 X 30mm TITANIO
	6142004	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 4mm TITANIO
	6142005	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 5mm TITANIO
	6142006	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 6mm TITANIO
	6142008	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 8mm TITANIO
	6142010	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 10mm TITANIO
	6142012	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 12mm TITANIO
	6142014	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 14mm TITANIO
	6142016	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 16mm TITANIO
	6142018	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 18mm TITANIO
	6142020	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 20mm TITANIO
	6142022	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 22mm TITANIO
	6142024	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 24mm TITANIO
	6142026	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 26mm TITANIO
	6142028	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 28mm TITANIO
	6142030	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 30mm TITANIO
	6142032	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 32mm TITANIO
	6142034	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 34mm TITANIO
	6142036	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 36mm TITANIO
	6142038	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 38mm TITANIO
	6142040	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.0 X 40mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6142404	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 4mm TITANIO
	6142405	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 5mm TITANIO
	6142406	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 6mm TITANIO
	6142408	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 8mm TITANIO
	6142410	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 10mm TITANIO
	6142412	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 12mm TITANIO
	6142414	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 14mm TITANIO
	6142416	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 16mm TITANIO
	6142418	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 18mm TITANIO
	6142420	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 20mm TITANIO
	6142422	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 22mm TITANIO
	6142424	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 24mm TITANIO
	6142426	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 26mm TITANIO
	6142428	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 28mm TITANIO
	6142430	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 30mm TITANIO
	6142432	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 32mm TITANIO
	6142434	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 34mm TITANIO
	6142436	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 36mm TITANIO
	6142438	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 38mm TITANIO
	6142440	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.4 X 40mm TITANIO
	6142706	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 6mm TITANIO
	6142707	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 7mm TITANIO
	6142708	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 8mm TITANIO
	6142709	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 9mm TITANIO
	6142710	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 10mm TITANIO
	6142712	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 12mm TITANIO
	6142714	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 14mm TITANIO
	6142716	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 16mm TITANIO
	6142718	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 18mm TITANIO
	6142720	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 20mm TITANIO
	6142722	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 22mm TITANIO
	6142724	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 24mm TITANIO
	6142726	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 26mm TITANIO
	6142728	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 28mm TITANIO
	6142730	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 30mm TITANIO
	6142732	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 32mm TITANIO
	6142734	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 34mm TITANIO
	6142736	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 36mm TITANIO
	6142738	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 38mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6142740	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 40mm TITANIO
	6142742	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 42mm TITANIO
	6142744	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 44mm TITANIO
	6142746	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 46mm TITANIO
	6142748	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 48mm TITANIO
	6142750	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø2.7 X 50mm TITANIO
	6153510	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 10mm TITANIO
	6153512	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 12mm TITANIO
	6153514	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 14mm TITANIO
	6153516	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 16mm TITANIO
	6153518	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 18mm TITANIO
	6153520	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 20mm TITANIO
	6153522	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 22mm TITANIO
	6153524	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 24mm TITANIO
	6153526	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 26mm TITANIO
	6153528	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 28mm TITANIO
	6153530	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 30mm TITANIO
	6153532	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 32mm TITANIO
	6153534	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 34mm TITANIO
	6153536	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 36mm TITANIO
	6153538	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 38mm TITANIO
	6153540	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 40mm TITANIO
	6153542	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 42mm TITANIO
	6153544	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 44mm TITANIO
	6153545	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 45mm TITANIO
	6153546	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 46mm TITANIO
	6153548	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 48mm TITANIO
	6153550	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 50mm TITANIO
	6153552	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 52mm TITANIO
	6153554	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 54mm TITANIO
	6153555	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 55mm TITANIO
	6153556	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 56mm TITANIO
	6153558	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 58mm TITANIO
	6153560	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø3.5 X 60mm TITANIO
	6154510	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 10mm TITANIO
	6154512	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 12mm TITANIO
	6154514	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 14mm TITANIO
	6154516	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 16mm TITANIO
	6154518	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 18mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6154520	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 20mm TITANIO
	6154522	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 22mm TITANIO
	6154524	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 24mm TITANIO
	6154526	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 26mm TITANIO
	6154528	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 28mm TITANIO
	6154530	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 30mm TITANIO
	6154532	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 32mm TITANIO
	6154534	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 34mm TITANIO
	6154536	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 36mm TITANIO
	6154538	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 38mm TITANIO
	6154540	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 40mm TITANIO
	6154542	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 42mm TITANIO
	6154544	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 44mm TITANIO
	6154546	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 46mm TITANIO
	6154548	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 48mm TITANIO
	6154550	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 50mm TITANIO
	6154552	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 52mm TITANIO
	6154554	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 54mm TITANIO
	6154555	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 55mm TITANIO
	6154556	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 56mm TITANIO
	6154558	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 58mm TITANIO
	6154560	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 60mm TITANIO
	6154562	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 62mm TITANIO
	6154564	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 64mm TITANIO
	6154565	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 65mm TITANIO
	6154566	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 66mm TITANIO
	6154568	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 68mm TITANIO
	6154570	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 70mm TITANIO
	6154572	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 72mm TITANIO
	6154574	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 74mm TITANIO
	6154575	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 75mm TITANIO
	6154576	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 76mm TITANIO
	6154578	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 78mm TITANIO
	6154580	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 80mm TITANIO
	6154585	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 85mm TITANIO
	6154590	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 90mm TITANIO
	6154595	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 95mm TITANIO
	6154600	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 100mm TITANIO
	6154605	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 105mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6154610	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø4.5 X 110mm TITANIO
	6155010	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 10mm TITANIO
	6155012	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 12mm TITANIO
	6155014	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 14mm TITANIO
	6155016	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 16mm TITANIO
	6155018	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 18mm TITANIO
	6155020	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 20mm TITANIO
	6155022	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 22mm TITANIO
	6155024	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 24mm TITANIO
	6155026	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 26mm TITANIO
	6155028	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 28mm TITANIO
	6155030	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 30mm TITANIO
	6155032	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 32mm TITANIO
	6155034	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 34mm TITANIO
	6155036	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 36mm TITANIO
	6155038	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 38mm TITANIO
	6155040	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 40mm TITANIO
	6155042	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 42mm TITANIO
	6155044	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 44mm TITANIO
	6155046	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 46mm TITANIO
	6155048	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 48mm TITANIO
	6155050	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 50mm TITANIO
	6155052	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 52mm TITANIO
	6155054	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 54mm TITANIO
	6155055	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 55mm TITANIO
	6155056	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 56mm TITANIO
	6155058	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 58mm TITANIO
	6155060	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 60mm TITANIO
	6155062	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 62mm TITANIO
	6155064	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 64mm TITANIO
	6155065	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 65mm TITANIO
	6155066	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 66mm TITANIO
	6155068	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 68mm TITANIO
	6155070	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 70mm TITANIO
	6155072	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 72mm TITANIO
	6155074	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 74mm TITANIO
	6155075	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 75mm TITANIO
	6155076	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 76mm TITANIO
	6155078	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 78mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6155080	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 80mm TITANIO
	6155085	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 85mm TITANIO
	6155090	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 90mm TITANIO
	6155095	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 95mm TITANIO
	6155100	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 100mm TITANIO
	6155105	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 105mm TITANIO
	6155110	TORNILLO BLOQUEADO DE Ø5.0 X 110mm TITANIO
TORNILLO ESPONJOSO TITANIO	6143510	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 10mm TITANIO
	6143512	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 12mm TITANIO
	6143514	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 14mm TITANIO
	6143516	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 16mm TITANIO
	6143518	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 18mm TITANIO
	6143520	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 20mm TITANIO
	6143522	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 22mm TITANIO
	6143524	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 24mm TITANIO
	6143526	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 26mm TITANIO
	6143528	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 28mm TITANIO
	6143530	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 30mm TITANIO
	6143532	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 32mm TITANIO
	6143534	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 34mm TITANIO
	6143536	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 36mm TITANIO
	6143538	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 38mm TITANIO
	6143540	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 40mm TITANIO
	6143542	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 42mm TITANIO
	6143544	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 44mm TITANIO
	6143545	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 45mm TITANIO
	6143546	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 46mm TITANIO
	6143548	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 48mm TITANIO
	6143550	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 50mm TITANIO
	6143552	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 52mm TITANIO
	6143554	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 54mm TITANIO
	6143555	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 55mm TITANIO
	6143556	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 56mm TITANIO
	6143558	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 58mm TITANIO
	6143560	TORNILLO ESPONJOSO CANULADO DE Ø3.5 X 60mm TITANIO
	6124010	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 10mm TITANIO
	6124012	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 12mm TITANIO
	6124014	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 14mm TITANIO
	6124016	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 16mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6124018	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 18mm TITANIO
	6124020	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 20mm TITANIO
	6124022	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 22mm TITANIO
	6124024	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 24mm TITANIO
	6124026	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 26mm TITANIO
	6124028	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 28mm TITANIO
	6124030	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 30mm TITANIO
	6124032	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 32mm TITANIO
	6124034	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 34mm TITANIO
	6124035	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 35mm TITANIO
	6124036	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 36mm TITANIO
	6124038	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 38mm TITANIO
	6124040	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 40mm TITANIO
	6124045	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 45mm TITANIO
	6124050	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 50mm TITANIO
	6124055	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 55mm TITANIO
	6124060	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 60mm TITANIO
	6124110	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 10mm R16 TITANIO
	6124112	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 12mm R16 TITANIO
	6124114	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 14mm R16 TITANIO
	6124116	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 16mm R16 TITANIO
	6124118	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 18mm R16 TITANIO
	6124120	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 20mm R16 TITANIO
	6124122	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 22mm R16 TITANIO
	6124124	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 24mm R16 TITANIO
	6124126	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 26mm R16 TITANIO
	6124128	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 28mm R16 TITANIO
	6124130	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 30mm R16 TITANIO
	6124132	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 32mm R16 TITANIO
	6124134	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 34mm R16 TITANIO
	6124135	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 35mm R16 TITANIO
	6124140	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 40mm R16 TITANIO
	6124145	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 45mm R16 TITANIO
	6124150	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 50mm R16 TITANIO
	6124155	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 55mm R16 TITANIO
	6124160	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 60mm R16 TITANIO
	6124210	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 10mm R32 TITANIO
	6124212	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 12mm R32 TITANIO
	6124214	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 14mm R32 TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6124216	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 16mm R32 TITANIO
	6124218	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 18mm R32 TITANIO
	6124220	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 20mm R32 TITANIO
	6124222	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 22mm R32 TITANIO
	6124224	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 24mm R32 TITANIO
	6124226	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 26mm R32 TITANIO
	6124228	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 28mm R32 TITANIO
	6124230	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 30mm R32 TITANIO
	6124232	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 32mm R32 TITANIO
	6124234	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 34mm R32 TITANIO
	6124235	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 35mm R32 TITANIO
	6124236	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 36mm R32 TITANIO
	6124238	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 38mm R32 TITANIO
	6124240	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 40mm R32 TITANIO
	6124245	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 45mm R32 TITANIO
	6124250	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 50mm R32 TITANIO
	6124255	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 55mm R32 TITANIO
	6124260	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 60mm R32 TITANIO
	6134010	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 10 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134012	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 12 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134014	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 14 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134016	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 16 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134018	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 18 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134020	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 20 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134022	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 22 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134024	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 24 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134026	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 26 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134028	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 28 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134030	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 30 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134032	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 32 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134034	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 34 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134035	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 35 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134036	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 36 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134038	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 38 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134040	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 40 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134045	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 45 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134050	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 50 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134055	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 55 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134060	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 60 ROSCA TOTAL TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6134065	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 65 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134070	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 70 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134075	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 75 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134080	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 80 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134085	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 85 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134090	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 90 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134095	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 95 ROSCA TOTAL TITANIO
	6134100	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø4.0 X 100 ROSCA TOTAL TITANIO
	6146525	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 25mm R16 TITANIO
	6146530	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 30mm R16 TITANIO
	6146535	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 35mm R16 TITANIO
	6146540	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 40mm R16 TITANIO
	6146545	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 45mm R16 TITANIO
	6146550	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 50mm R16 TITANIO
	6146555	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 55mm R16 TITANIO
	6146560	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 60mm R16 TITANIO
	6146565	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 65mm R16 TITANIO
	6146570	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 70mm R16 TITANIO
	6146575	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 75mm R16 TITANIO
	6146580	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 80mm R16 TITANIO
	6146585	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 85mm R16 TITANIO
	6146590	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 90mm R16 TITANIO
	6146595	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 95mm R16 TITANIO
	6146600	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 100mm R16 TITANIO
	6146605	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 105mm R16 TITANIO
	6146610	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 110mm R16 TITANIO
	6126520	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 20mm R32 TITANIO
	6126525	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 25mm R32 TITANIO
	6126530	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 30mm R32 TITANIO
	6126535	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 35mm R32 TITANIO
	6126540	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 40mm R32 TITANIO
	6126545	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 45mm R32 TITANIO
	6126550	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 50mm R32 TITANIO
	6126555	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 55mm R32 TITANIO
	6126560	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 60mm R32 TITANIO
	6126565	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 65mm R32 TITANIO
	6126570	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 70mm R32 TITANIO
	6126575	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 75mm R32 TITANIO
	6126580	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 80mm R32 TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6126585	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 85mm R32 TITANIO
	6126590	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 90mm R32 TITANIO
	6126595	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 95mm R32 TITANIO
	6126600	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 100mm R32 TITANIO
	6126605	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 105mm R32 TITANIO
	6126610	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 110mm R32 TITANIO
	6136525	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 25mm R. TOTAL TITANIO
	6136530	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 30mm R. TOTAL TITANIO
	6136535	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 35mm R. TOTAL TITANIO
	6136540	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 40mm R. TOTAL TITANIO
	6136545	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 45mm R. TOTAL TITANIO
	6136550	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 50mm R. TOTAL TITANIO
	6136555	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 55mm R. TOTAL TITANIO
	6136560	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 60mm R. TOTAL TITANIO
	6136565	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 65mm R. TOTAL TITANIO
	6136570	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 70mm R. TOTAL TITANIO
	6136575	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 75mm R. TOTAL TITANIO
	6136580	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 80mm R. TOTAL TITANIO
	6136585	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 85mm R. TOTAL TITANIO
	6136590	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 90mm R. TOTAL TITANIO
	6136595	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 95mm R. TOTAL TITANIO
	6136600	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 100mm R. TOTAL TITANIO
	6136605	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 105mm R. TOTAL TITANIO
	6136610	TORNILLO ESPONJOSO DE Ø6.5 X 110mm R. TOTAL TITANIO
	6176525	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 25mm R. TOTAL TITANIO
	6176530	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 30mm R. TOTAL TITANIO
	6176535	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 35mm R. TOTAL TITANIO
	6176540	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 40mm R. TOTAL TITANIO
	6176545	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 45mm R. TOTAL TITANIO
	6176550	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 50mm R. TOTAL TITANIO
	6176555	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 55mm R. TOTAL TITANIO
	6176560	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 60mm R. TOTAL TITANIO
	6176565	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 65mm R. TOTAL TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6176570	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 70mm R. TOTAL TITANIO
	6176575	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 75mm R. TOTAL TITANIO
	6176580	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 80mm R. TOTAL TITANIO
	6176585	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 85mm R. TOTAL TITANIO
	6176590	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 90mm R. TOTAL TITANIO
	6176595	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 95mm R. TOTAL TITANIO
	6176600	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 100mm R. TOTAL TITANIO
	6176605	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 105mm R. TOTAL TITANIO
	6176610	TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE Ø6.5 X 110mm R. TOTAL TITANIO
TORNILLO CANULADO TITANIO	6156530	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 30mm R16 TITANIO
	6156535	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 35mm R16 TITANIO
	6156540	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 40mm R16 TITANIO
	6156545	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 45mm R16 TITANIO
	6156550	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 50mm R16 TITANIO
	6156555	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 55mm R16 TITANIO
	6156560	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 60mm R16 TITANIO
	6156565	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 65mm R16 TITANIO
	6156570	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 70mm R16 TITANIO
	6156575	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 75mm R16 TITANIO
	6156580	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 80mm R16 TITANIO
	6156585	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 85mm R16 TITANIO
	6156590	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 90mm R16 TITANIO
	6156595	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 95mm R16 TITANIO
	6156600	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 100mm R16 TITANIO
	6156605	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 105mm R16 TITANIO
	6156610	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 110mm R16 TITANIO
	6166540	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 40mm R32 TITANIO
	6166545	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 45mm R32 TITANIO
	6166550	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 50mm R32 TITANIO
	6166555	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 55mm R32 TITANIO
	6166560	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 60mm R32 TITANIO
	6166565	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 65mm R32 TITANIO
	6166570	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 70mm R32 TITANIO
6166575	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 75mm R32 TITANIO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6166580	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 80mm R32 TITANIO
	6166585	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 85mm R32 TITANIO
	6166590	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 90mm R32 TITANIO
	6166595	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 95mm R32 TITANIO
	6166600	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 100mm R32 TITANIO
	6166605	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 105mm R32 TITANIO
	6166610	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 110mm R32 TITANIO
	6147030	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 30mm R16 TITANIO
	6147035	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 35mm R16 TITANIO
	6147040	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 40mm R16 TITANIO
	6147045	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 45mm R16 TITANIO
	6147050	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 50mm R16 TITANIO
	6147055	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 55mm R16 TITANIO
	6147060	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 60mm R16 TITANIO
	6147065	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 65mm R16 TITANIO
	6147070	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 70mm R16 TITANIO
	6147075	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 75mm R16 TITANIO
	6147080	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 80mm R16 TITANIO
	6147085	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 85mm R16 TITANIO
	6147090	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 90mm R16 TITANIO
	6147095	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 95mm R16 TITANIO
	6147100	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 100mm R16 TITANIO
	6147105	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 105mm R16 TITANIO
	6147110	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 110mm R16 TITANIO
	6127040	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 40mm R32 TITANIO
	6127045	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 45mm R32 TITANIO
	6127050	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 50mm R32 TITANIO
	6127055	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 55mm R32 TITANIO
	6127060	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 60mm R32 TITANIO
	6127065	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 65mm R32 TITANIO
	6127070	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 70mm R32 TITANIO
	6127075	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 75mm R32 TITANIO
	6127080	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 80mm R32 TITANIO
	6127085	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 85mm R32 TITANIO
	6127090	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 90mm R32 TITANIO
	6127095	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 95mm R32 TITANIO
	6127100	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 100mm R32 TITANIO
	6127105	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 105mm R32 TITANIO
	6127110	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 110mm R32 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6144010	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 10mm TITANIO
	6144012	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 12mm TITANIO
	6144014	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 14mm TITANIO
	6144016	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 16mm TITANIO
	6144018	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 18mm TITANIO
	6144020	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 20mm TITANIO
	6144022	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 22mm TITANIO
	6144024	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 24mm TITANIO
	6144026	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 26mm TITANIO
	6144028	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 28mm TITANIO
	6144030	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 30mm TITANIO
	6144035	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 35mm TITANIO
	6144040	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 40mm TITANIO
	6144045	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 45mm TITANIO
	6144050	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 50mm TITANIO
	6144055	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 55mm TITANIO
	6144060	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 60mm TITANIO
	6144520	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 20mm TITANIO
	6144522	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 22mm TITANIO
	6144524	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 24mm TITANIO
	6144525	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 25mm TITANIO
	6144526	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 26mm TITANIO
	6144528	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 28mm TITANIO
	6144530	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 30mm TITANIO
	6144532	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 32mm TITANIO
	6144534	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 34mm TITANIO
	6144535	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 35mm TITANIO
	6144536	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 36mm TITANIO
	6144538	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 38mm TITANIO
	6144540	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 40mm TITANIO
	6144542	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 42mm TITANIO
	6144544	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 44mm TITANIO
	6144545	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 45mm TITANIO
	6144546	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 46mm TITANIO
	6144548	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 48mm TITANIO
	6144550	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 50mm TITANIO
	6144552	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 52mm TITANIO
	6144554	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 54mm TITANIO
	6144555	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 55mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6144556	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 56mm TITANIO
	6144558	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 58mm TITANIO
	6144560	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 60mm TITANIO
	6144565	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 65mm TITANIO
	6144570	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 70mm TITANIO
	6156530	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 30mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156535	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 35mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156540	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 40mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156545	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 45mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156550	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 50mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156555	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 55mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156560	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 60mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156565	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 65mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156570	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 70mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156575	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 75mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156580	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 80mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156585	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 85mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156590	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 90mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156595	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 95mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156600	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 100mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156605	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 105mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6156610	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 110mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6166565	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 40mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166545	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 45mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166550	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 50mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166555	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 55mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166560	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 60mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166565	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 65mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166570	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 70mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166575	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 75mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166580	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 80mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166585	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 85mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166590	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 90mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166595	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 95mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166600	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 100mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166605	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 105mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6166610	TORNILLO CANULADO DE Ø6.5 X 110mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6147030	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 30mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147035	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 35mm R16 BLOQUEADO TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6147040	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 40mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147045	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 45mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147050	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 50mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147055	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 55mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147060	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 60mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147065	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 65mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147070	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 70mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147075	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 75mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147080	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 80mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147085	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 85mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147090	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 90mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147095	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 95mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147100	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 100mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147105	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 105mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6147110	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 110mm R16 BLOQUEADO TITANIO
	6127040	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 40mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127045	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 45mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127050	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 50mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127055	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 55mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127060	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 60mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127065	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 65mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127070	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 70mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127075	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 75mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127080	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 80mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127085	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 85mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127090	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 90mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127095	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 95mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127100	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 100mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127105	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 105mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6127110	TORNILLO CANULADO DE Ø7.0 X 110mm R32 BLOQUEADO TITANIO
	6144010	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 10mm BLOQUEADO TITANIO
	6144012	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 12mm BLOQUEADO TITANIO
	6144014	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 14mm BLOQUEADO TITANIO
	6144016	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 16mm BLOQUEADO TITANIO
	6144018	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 18mm BLOQUEADO TITANIO
	6144020	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 20mm BLOQUEADO TITANIO
	6144022	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 22mm BLOQUEADO TITANIO
	6144024	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 24mm BLOQUEADO TITANIO
	6144026	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 26mm BLOQUEADO TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6144028	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 28mm BLOQUEADO TITANIO
	6144030	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 30mm BLOQUEADO TITANIO
	6144035	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 35mm BLOQUEADO TITANIO
	6144040	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 40mm BLOQUEADO TITANIO
	6144045	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 45mm BLOQUEADO TITANIO
	6144050	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 50mm BLOQUEADO TITANIO
	6144055	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 55mm BLOQUEADO TITANIO
	6144060	TORNILLO CANULADO DE Ø4.0 X 60mm BLOQUEADO TITANIO
	6144520	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 20mm BLOQUEADO TITANIO
	6144522	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 22mm BLOQUEADO TITANIO
	6144524	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 24mm BLOQUEADO TITANIO
	6144525	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 25mm BLOQUEADO TITANIO
	6144526	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 26mm BLOQUEADO TITANIO
	6144528	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 28mm BLOQUEADO TITANIO
	6144530	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 30mm BLOQUEADO TITANIO
	6144532	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 32mm BLOQUEADO TITANIO
	6144534	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 34mm BLOQUEADO TITANIO
	6144535	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 35mm BLOQUEADO TITANIO
	6144536	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 36mm BLOQUEADO TITANIO
	6144538	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 38mm BLOQUEADO TITANIO
	6144540	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 40mm BLOQUEADO TITANIO
	6144542	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 42mm BLOQUEADO TITANIO
	6144544	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 44mm BLOQUEADO TITANIO
	6144545	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 45mm BLOQUEADO TITANIO
	6144546	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 46mm BLOQUEADO TITANIO
	6144548	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 48mm BLOQUEADO TITANIO
	6144550	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 50mm BLOQUEADO TITANIO
	6144552	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 52mm BLOQUEADO TITANIO
	6144554	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 54mm BLOQUEADO TITANIO
	6144555	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 55mm BLOQUEADO TITANIO
	6144556	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 56mm BLOQUEADO TITANIO
	6144558	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 58mm BLOQUEADO TITANIO
	6144560	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 60mm BLOQUEADO TITANIO
	6144565	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 65mm BLOQUEADO TITANIO
	6144570	TORNILLO CANULADO DE Ø4.5 X 70mm BLOQUEADO TITANIO
TORNILLO DESLIZANTE TITANIO	6112750	TORNILLO DESLIZANTE X 50mm TITANIO
	6112755	TORNILLO DESLIZANTE X 55mm TITANIO
	6112760	TORNILLO DESLIZANTE X 60mm TITANIO
	6112765	TORNILLO DESLIZANTE X 65mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6112770	TORNILLO DESLIZANTE X 70mm TITANIO
	6112775	TORNILLO DESLIZANTE X 75mm TITANIO
	6112780	TORNILLO DESLIZANTE X 80mm TITANIO
	6112785	TORNILLO DESLIZANTE X 85mm TITANIO
	6112790	TORNILLO DESLIZANTE X 90mm TITANIO
	6112795	TORNILLO DESLIZANTE X 95mm TITANIO
	6112800	TORNILLO DESLIZANTE X 100mm TITANIO
	6112805	TORNILLO DESLIZANTE X 105mm TITANIO
	6112810	TORNILLO DESLIZANTE X 110mm TITANIO
TORNILLO DE SEGURIDAD TITANIO	6112700	TORNILLO DE SEGURIDAD TITANIO
TORNILLO BLOQUEANTE TITANIO	6125025	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 25mm TITANIO
	6125030	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 30mm TITANIO
	6125032	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 32mm TITANIO
	6125034	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 34mm TITANIO
	6125035	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 35mm TITANIO
	6125036	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 36mm TITANIO
	6125038	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 38mm TITANIO
	6125040	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 40mm TITANIO
	6125042	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 42mm TITANIO
	6125044	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 44mm TITANIO
	6125046	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 46mm TITANIO
	6125048	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 48mm TITANIO
	6125045	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 45mm TITANIO
	6125050	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 50mm TITANIO
	6125052	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 52mm TITANIO
	6125054	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 54mm TITANIO
	6125056	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 56mm TITANIO
	6125058	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 58mm TITANIO
	6125055	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 55mm TITANIO
	6125060	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 60mm TITANIO
	6125065	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 65mm TITANIO
	6125062	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 62mm TITANIO
	6125064	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 64mm TITANIO
	6125070	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 70mm TITANIO
6125075	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 75mm TITANIO	
6164520	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 20mm TITANIO	
6164525	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 25mm TITANIO	
6164530	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 30mm TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6164535	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 35mm TITANIO
	6164534	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 34mm TITANIO
	6164540	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 40mm TITANIO
	6164542	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 42mm TITANIO
	6164545	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 45mm TITANIO
	6164550	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 50mm TITANIO
	6164555	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 55mm TITANIO
	6164560	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 60mm TITANIO
	6164565	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 65mm TITANIO
	6164570	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø4.5 X 70mm TITANIO
	6125130	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 30mm R16 TITANIO
	6125135	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 35mm R16 TITANIO
	6125140	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 40mm R16 TITANIO
	6125145	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 45mm R16 TITANIO
	6125150	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 50mm R16 TITANIO
	6125155	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 55mm R16 TITANIO
	6125160	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 60mm R16 TITANIO
	6125165	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 65mm R16 TITANIO
	6125170	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 70mm R16 TITANIO
	6125175	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø5 X 70mm R16 TITANIO
	6126440	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 40mm TITANIO
	6126445	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 45mm TITANIO
	6126450	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 50mm TITANIO
	6126455	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 55mm TITANIO
	6126460	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 60mm TITANIO
	6126465	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4 X 65mm TITANIO
	6126470	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 70mm TITANIO
	6126475	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 75mm TITANIO
	6126480	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 80mm TITANIO
	6126485	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 85mm TITANIO
	6126490	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 90mm TITANIO
	6126495	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 95mm TITANIO
	6126500	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 100mm TITANIO
	6126505	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 105mm TITANIO
	6126510	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 110mm TITANIO
	6126515	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 115mm TITANIO
	6126520	TORNILLO BLOQUEANTE DE Ø6.4X 120mm TITANIO
	6161070	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 70mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6161075	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 75mm TITANIO
	6161080	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 80mm TITANIO
	6161085	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 85mm TITANIO
	6161090	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 90mm TITANIO
	6161095	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 95mm TITANIO
	6161100	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 100mm TITANIO
	6161105	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 105mm TITANIO
	6161110	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 110mm TITANIO
	6161115	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 115mm TITANIO
	6161120	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø10.0 X 120mm TITANIO
	6161170	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 70mm TITANIO
	6161175	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 75mm TITANIO
	6161180	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 80mm TITANIO
	6161185	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 85mm TITANIO
	6161190	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 90mm TITANIO
	6161195	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 95mm TITANIO
	6161200	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 100mm TITANIO
	6161205	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 105mm TITANIO
	6161210	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 110mm TITANIO
	6161215	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 115mm TITANIO
6161220	TORNILLO BLOQUEANTE DE CUELLO FEMORAL Ø11.0 X 120mm TITANIO	
TORNILLO DE CIERRE TITANIO	6121010	TORNILLO DE CIERRE PLANO TITANIO
	6121015	TORNILLO DE CIERRE CORTO TITANIO
	6121020	TORNILLO DE CIERRE LARGO TITANIO
TORNILLO MALEOLAR TITANIO	6134525	TORNILLO MALEOLAR X 25mm TITANIO
	6134530	TORNILLO MALEOLAR X 30mm TITANIO
	6134535	TORNILLO MALEOLAR X 35mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6134540	TORNILLO MALEOLAR X 40mm TITANIO
	6134545	TORNILLO MALEOLAR X 45mm TITANIO
	6134550	TORNILLO MALEOLAR X 50mm TITANIO
	6134555	TORNILLO MALEOLAR X 55mm TITANIO
	6134560	TORNILLO MALEOLAR X 60mm TITANIO
	6134565	TORNILLO MALEOLAR X 65mm TITANIO
	6134570	TORNILLO MALEOLAR X 70mm TITANIO
	6134575	TORNILLO MALEOLAR X 75mm TITANIO
	6134580	TORNILLO MALEOLAR X 80mm TITANIO
	6134585	TORNILLO MALEOLAR X 85mm TITANIO
	6134590	TORNILLO MALEOLAR X 90mm TITANIO
	6134595	TORNILLO MALEOLAR X 95mm TITANIO
	6134600	TORNILLO MALEOLAR X 100mm TITANIO
	6134605	TORNILLO MALEOLAR X 105mm TITANIO
	6134610	TORNILLO MALEOLAR X 110mm TITANIO
TORNILLO DE INTERFERENCIA TITANIO	6120720	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø7 X 20mm TITANIO
	6120725	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø7 X 25mm TITANIO
	6120730	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø7 X 30mm TITANIO
	6120735	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø7 X 35mm TITANIO
	6120820	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø8 X 20mm TITANIO
	6120825	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø8 X 25mm TITANIO
	6120830	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø8 X 30mm TITANIO
	6120835	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø8 X 35mm TITANIO
	6120920	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø9 X 20mm TITANIO
	6120925	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø9 X 25mm TITANIO
	6120930	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø9 X 30mm TITANIO
	6120935	TORNILLO DE INTERFERENCIA DE Ø9 X 35mm TITANIO
TORNILLO DE HERBERT TITANIO	6171716	TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 16mm TITANIO
	6171718	TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 18mm TITANIO
	6171720	TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 20mm TITANIO
	6171722	TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 22mm TITANIO
	6171724	TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 24mm TITANIO
	6171726	TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 26mm TITANIO
	6171728	TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 28mm TITANIO
	6171730	TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 30mm TITANIO
	6171735	TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 35mm TITANIO
	6171740	TORNILLO DE HERBERT 1.7 X 40mm TITANIO
	6172316	TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 16mm TITANIO
	6172318	TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 18mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6172320	TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 20mm TITANIO
	6172322	TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 22mm TITANIO
	6172324	TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 24mm TITANIO
	6172326	TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 26mm TITANIO
	6172328	TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 28mm TITANIO
	6172330	TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 30mm TITANIO
	6172335	TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 35mm TITANIO
	6172340	TORNILLO DE HERBERT 2.3 X 40mm TITANIO
	6173016	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 16mm TITANIO
	6173018	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 18mm TITANIO
	6173020	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 20mm TITANIO
	6173022	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 22mm TITANIO
	6173024	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 24mm TITANIO
	6173026	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 26mm TITANIO
	6173028	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 28mm TITANIO
	6173030	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 30mm TITANIO
	6173035	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 35mm TITANIO
	6173040	TORNILLO DE HERBERT 3.0 X 40mm TITANIO
	6174016	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 16mm TITANIO
	6174018	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 18mm TITANIO
	6174020	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 20mm TITANIO
	6174022	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 22mm TITANIO
	6174024	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 24mm TITANIO
	6174026	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 26mm TITANIO
	6174028	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 28mm TITANIO
	6174030	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 30mm TITANIO
	6174035	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 35mm TITANIO
	6174040	TORNILLO DE HERBERT 4.0 X 40mm TITANIO
	6173516	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 16mm TITANIO
	6173518	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 18mm TITANIO
	6173520	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 20mm TITANIO
	6173522	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 22mm TITANIO
	6173524	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 24mm TITANIO
	6173526	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 26mm TITANIO
	6173528	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 28mm TITANIO
	6173530	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 30mm TITANIO
	6173535	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 35mm TITANIO
	6173540	TORNILLO DE HERBERT 3.5 X 40mm TITANIO
PIN DE KIRSCHNER	6100807	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 70mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
TITANIO	6100808	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 80mm TITANIO
	6100809	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 90mm TITANIO
	6100810	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 100mm TITANIO
	6100811	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 110mm TITANIO
	6100812	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 120mm TITANIO
	6100813	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 130mm TITANIO
	6100814	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 140mm TITANIO
	6100815	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 150mm TITANIO
	6100816	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 160mm TITANIO
	6100817	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 170mm TITANIO
	6100818	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 180mm TITANIO
	6100819	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 190mm TITANIO
	6100820	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 200mm TITANIO
	6100821	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 210mm TITANIO
	6100822	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 220mm TITANIO
	6100823	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 230mm TITANIO
	6100824	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 240mm TITANIO
	6100825	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 250mm TITANIO
	6100826	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 260mm TITANIO
	6100827	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 270mm TITANIO
	6100828	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 280mm TITANIO
	6100829	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 290mm TITANIO
	6100830	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 300mm TITANIO
	6101007	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 70mm TITANIO
	6101008	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 80mm TITANIO
	6101009	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 90mm TITANIO
	6101010	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 100mm TITANIO
	6101011	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 110mm TITANIO
	6101012	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 120mm TITANIO
	6101013	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 130mm TITANIO
6101014	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 140mm TITANIO	
6101015	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 150mm TITANIO	
6101016	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 160mm TITANIO	
6101017	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 170mm TITANIO	
6101018	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 180mm TITANIO	
6101019	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 190mm TITANIO	
6101020	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 200mm TITANIO	
6101021	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 210mm TITANIO	
6101022	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 220mm TITANIO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6101023	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 230mm TITANIO
	6101024	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 240mm TITANIO
	6101025	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 250mm TITANIO
	6101026	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 260mm TITANIO
	6101027	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 270mm TITANIO
	6101028	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 280mm TITANIO
	6101029	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 290mm TITANIO
	6101030	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 300mm TITANIO
	6101207	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 70mm TITANIO
	6101208	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 80mm TITANIO
	6101209	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 90mm TITANIO
	6101210	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 100mm TITANIO
	6101211	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 110mm TITANIO
	6101212	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 120mm TITANIO
	6101213	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 130mm TITANIO
	6101214	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 140mm TITANIO
	6101215	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 150mm TITANIO
	6101216	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 160mm TITANIO
	6101217	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 170mm TITANIO
	6101218	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 180mm TITANIO
	6101219	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 190mm TITANIO
	6101220	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 200mm TITANIO
	6101221	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 210mm TITANIO
	6101222	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 220mm TITANIO
	6101223	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230mm TITANIO
	6101224	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 240mm TITANIO
	6101225	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 250mm TITANIO
	6101226	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 260mm TITANIO
	6101227	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 270mm TITANIO
	6101228	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 280mm TITANIO
	6101229	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 290mm TITANIO
	6101230	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 300mm TITANIO
	6101507	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 70mm TITANIO
	6101508	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 80mm TITANIO
	6101509	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 90mm TITANIO
	6101510	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 100mm TITANIO
	6101511	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 110mm TITANIO
	6101512	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 120mm TITANIO
	6101513	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 130mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6101514	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 140mm TITANIO
	6101515	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 150mm TITANIO
	6101516	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 160mm TITANIO
	6101517	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 170mm TITANIO
	6101518	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 180mm TITANIO
	6101505	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 185mm TITANIO
	6101519	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 190mm TITANIO
	6101520	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 200mm TITANIO
	6101521	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 210mm TITANIO
	6101522	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 220mm TITANIO
	6101523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230mm TITANIO
	6101524	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 240mm TITANIO
	6101525	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 250mm TITANIO
	6101526	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 260mm TITANIO
	6101527	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 270mm TITANIO
	6101528	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 280mm TITANIO
	6101529	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 290mm TITANIO
	6101530	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 300mm TITANIO
	6101607	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 70mm TITANIO
	6101608	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 80mm TITANIO
	6101609	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 90mm TITANIO
	6101610	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 100mm TITANIO
	6101611	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 110mm TITANIO
	6101612	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 120mm TITANIO
	6101613	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 130mm TITANIO
	6101614	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 140mm TITANIO
	6101615	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 150mm TITANIO
	6101616	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 160mm TITANIO
	6101617	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 170mm TITANIO
	6101618	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 180mm TITANIO
	6101619	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 190mm TITANIO
	6101620	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 200mm TITANIO
	6101621	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 210mm TITANIO
	6101622	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 220mm TITANIO
	6101623	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 230mm TITANIO
	6101624	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 240mm TITANIO
	6101625	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 250mm TITANIO
	6101626	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 260mm TITANIO
	6101627	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 270mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6101628	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 280mm TITANIO
	6101629	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 290mm TITANIO
	6101630	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 300mm TITANIO
	6101807	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 70mm TITANIO
	6101808	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 80mm TITANIO
	6101809	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 90mm TITANIO
	6101810	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 100mm TITANIO
	6101811	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 110mm TITANIO
	6101812	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 120mm TITANIO
	6101813	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 130mm TITANIO
	6101814	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 140mm TITANIO
	6101815	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 150mm TITANIO
	6101816	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 160mm TITANIO
	6101817	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 170mm TITANIO
	6101818	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 180mm TITANIO
	6101819	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 190mm TITANIO
	6101820	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 200mm TITANIO
	6101821	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 210mm TITANIO
	6101822	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 220mm TITANIO
	6101823	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 230mm TITANIO
	6101824	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 240mm TITANIO
	6101825	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 250mm TITANIO
	6101826	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 260mm TITANIO
	6101827	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 270mm TITANIO
	6101828	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 280mm TITANIO
	6101829	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 290mm TITANIO
	6101830	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 300mm TITANIO
	6102007	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 70mm TITANIO
	6102008	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 80mm TITANIO
	6102009	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 90mm TITANIO
	6102010	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 100mm TITANIO
	6102011	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 110mm TITANIO
	6102012	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 120mm TITANIO
	6102013	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 130mm TITANIO
	6102014	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 140mm TITANIO
	6102015	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 150mm TITANIO
	6102016	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 160mm TITANIO
	6102017	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 170mm TITANIO
	6102018	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 180mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6102019	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 190mm TITANIO
	6102020	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 200mm TITANIO
	6102021	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 210mm TITANIO
	6102022	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 220mm TITANIO
	6102023	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 230mm TITANIO
	6102024	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 240mm TITANIO
	6102025	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 250mm TITANIO
	6102026	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 260mm TITANIO
	6102027	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 270mm TITANIO
	6102028	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 280mm TITANIO
	6102029	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 290mm TITANIO
	6102030	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 300mm TITANIO
	6102031	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 310mm TITANIO
	6102032	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 320mm TITANIO
	6102033	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 330mm TITANIO
	6102034	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 340mm TITANIO
	6102035	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 350mm TITANIO
	6102036	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 360mm TITANIO
	6102037	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 370mm TITANIO
	6102038	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 380mm TITANIO
PIN DE STEINMANN TITANIO	6102039	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 390mm TITANIO
	6102040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 400mm TITANIO
	6102040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 450mm TITANIO
	6102050	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 500mm TITANIO
	6102507	PIN DE STEINMANN 2.5 X 70mm TITANIO
	6102508	PIN DE STEINMANN 2.5 X 80mm TITANIO
	6102509	PIN DE STEINMANN 2.5 X 90mm TITANIO
	6102510	PIN DE STEINMANN 2.5 X 100mm TITANIO
	6102511	PIN DE STEINMANN 2.5 X 110mm TITANIO
	6102512	PIN DE STEINMANN 2.5 X 120mm TITANIO
	6102513	PIN DE STEINMANN 2.5 X 130mm TITANIO
	6102514	PIN DE STEINMANN 2.5 X 140mm TITANIO
	6102515	PIN DE STEINMANN 2.5 X 150mm TITANIO
	6102516	PIN DE STEINMANN 2.5 X 160mm TITANIO
6102517	PIN DE STEINMANN 2.5 X 170mm TITANIO	
6102518	PIN DE STEINMANN 2.5 X 180mm TITANIO	
6102519	PIN DE STEINMANN 2.5 X 190mm TITANIO	
6102520	PIN DE STEINMANN 2.5 X 200mm TITANIO	
6102521	PIN DE STEINMANN 2.5 X 210mm TITANIO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6102522	PIN DE STEINMANN 2.5 X 220mm TITANIO
	6102523	PIN DE STEINMANN 2.5 X 230mm TITANIO
	6102524	PIN DE STEINMANN 2.5 X 240mm TITANIO
	6102525	PIN DE STEINMANN 2.5 X 250mm TITANIO
	6102526	PIN DE STEINMANN 2.5 X 260mm TITANIO
	6102527	PIN DE STEINMANN 2.5 X 270mm TITANIO
	6102528	PIN DE STEINMANN 2.5 X 280mm TITANIO
	6102529	PIN DE STEINMANN 2.5 X 290mm TITANIO
	6102530	PIN DE STEINMANN 2.5 X 300mm TITANIO
	6102531	PIN DE STEINMANN 2.5 X 310mm TITANIO
	6102532	PIN DE STEINMANN 2.5 X 320mm TITANIO
	6102533	PIN DE STEINMANN 2.5 X 330mm TITANIO
	6102534	PIN DE STEINMANN 2.5 X 340mm TITANIO
	6102535	PIN DE STEINMANN 2.5 X 350mm TITANIO
	6102536	PIN DE STEINMANN 2.5 X 360mm TITANIO
	6102537	PIN DE STEINMANN 2.5 X 370mm TITANIO
	6102538	PIN DE STEINMANN 2.5 X 380mm TITANIO
	6102539	PIN DE STEINMANN 2.5 X 390mm TITANIO
	6102540	PIN DE STEINMANN 2.5 X 400mm TITANIO
	6102545	PIN DE STEINMANN 2.5 X 450mm TITANIO
	6102550	PIN DE STEINMANN 2.5 X 500mm TITANIO
	6103007	PIN DE STEINMANN 3.0 X 70mm TITANIO
	6103008	PIN DE STEINMANN 3.0 X 80mm TITANIO
	6103009	PIN DE STEINMANN 3.0 X 90mm TITANIO
	6103010	PIN DE STEINMANN 3.0 X 100mm TITANIO
	6103011	PIN DE STEINMANN 3.0 X 110mm TITANIO
	6103012	PIN DE STEINMANN 3.0 X 120mm TITANIO
	6103013	PIN DE STEINMANN 3.0 X 130mm TITANIO
	6103014	PIN DE STEINMANN 3.0 X 140mm TITANIO
	6103015	PIN DE STEINMANN 3.0 X 150mm TITANIO
	6103016	PIN DE STEINMANN 3.0 X 160mm TITANIO
	6103017	PIN DE STEINMANN 3.0 X 170mm TITANIO
	6103018	PIN DE STEINMANN 3.0 X 180mm TITANIO
	6103019	PIN DE STEINMANN 3.0 X 190mm TITANIO
	6103020	PIN DE STEINMANN 3.0 X 200mm TITANIO
	6103021	PIN DE STEINMANN 3.0 X 210mm TITANIO
	6103022	PIN DE STEINMANN 3.0 X 220mm TITANIO
	6103023	PIN DE STEINMANN 3.0 X 230mm TITANIO
	6103024	PIN DE STEINMANN 3.0 X 240mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6103025	PIN DE STEINMANN 3.0 X 250mm TITANIO
	6103026	PIN DE STEINMANN 3.0 X 260mm TITANIO
	6103027	PIN DE STEINMANN 3.0 X 270mm TITANIO
	6103028	PIN DE STEINMANN 3.0 X 280mm TITANIO
	6103029	PIN DE STEINMANN 3.0 X 290mm TITANIO
	6103030	PIN DE STEINMANN 3.0 X 300mm TITANIO
	6103031	PIN DE STEINMANN 3.0 X 310mm TITANIO
	6103032	PIN DE STEINMANN 3.0 X 320mm TITANIO
	6103033	PIN DE STEINMANN 3.0 X 330mm TITANIO
	6103034	PIN DE STEINMANN 3.0 X 340mm TITANIO
	6103035	PIN DE STEINMANN 3.0 X 350mm TITANIO
	6103036	PIN DE STEINMANN 3.0 X 360mm TITANIO
	6103037	PIN DE STEINMANN 3.0 X 370mm TITANIO
	6103038	PIN DE STEINMANN 3.0 X 380mm TITANIO
	6103039	PIN DE STEINMANN 3.0 X 390mm TITANIO
	6103040	PIN DE STEINMANN 3.0 X 400mm TITANIO
	6103045	PIN DE STEINMANN 3.0 X 450mm TITANIO
	6103050	PIN DE STEINMANN 3.0 X 500mm TITANIO
	6104020	PIN DE STEINMANN 4.0 X 200 mm TITANIO
	6104023	PIN DE STEINMANN 4.0 X 230 mm TITANIO
	6104025	PIN DE STEINMANN 4.0 X 250 mm TITANIO
	6104030	PIN DE STEINMANN 4.0 X 300 mm TITANIO
	6104520	PIN DE STEINMANN 4.5 X 200 mm TITANIO
	6104523	PIN DE STEINMANN 4.5 X 230 mm TITANIO
	6104525	PIN DE STEINMANN 4.5 X 250 mm TITANIO
	6104530	PIN DE STEINMANN 4.5 X 300 mm TITANIO
	6105020	PIN DE STEINMANN 5.0 X 200 mm TITANIO
	6105023	PIN DE STEINMANN 5.0 X 230 mm TITANIO
	6105025	PIN DE STEINMANN 5.0 X 250 mm TITANIO
	6105030	PIN DE STEINMANN 5.0 X 300 mm TITANIO
PIN DE KIRSCHNER PUNTA ROSCA TITANIO	6130807	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 70mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130808	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 80mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130809	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 90mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130810	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 100mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130811	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 110mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130812	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 120mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130813	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 130mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130814	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 140mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130815	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 150mm PUNTA ROSCA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6130816	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 160mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130817	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 170mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130818	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 180mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130819	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 190mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130820	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 200mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130821	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 210mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130822	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 220mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130823	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 230mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130824	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 240mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130825	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 250mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130826	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 260mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130827	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 270mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130828	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 280mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130829	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 290mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6130830	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 300mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131007	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 70mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131008	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 80mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131009	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 90mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131010	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 100mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131011	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 110mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131012	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 120mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131013	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 130mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131014	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 140mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131015	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 150mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131016	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 160mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131017	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 170mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131018	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 180mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131019	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 190mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131020	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 200mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131021	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 210mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131022	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 220mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131023	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 230mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131024	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 240mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131025	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 250mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131026	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 260mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131027	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 270mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131028	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 280mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131029	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 290mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131030	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 300mm PUNTA ROSCA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6131207	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 70mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131208	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 80mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131209	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 90mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131210	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 100mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131211	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 110mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131212	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 120mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131213	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 130mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131214	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 140mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131215	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 150mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131216	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 160mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131217	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 170mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131218	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 180mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131219	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 190mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131220	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 200mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131221	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 210mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131222	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 220mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131223	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131224	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 240mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131225	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 250mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131226	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 260mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131227	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 270mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131228	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 280mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131229	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 290mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131230	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 300mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131507	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 70mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131508	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 80mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131509	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 90mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131510	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 100mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131511	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 110mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131512	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 120mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131513	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 130mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131514	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 140mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131515	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 150mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131516	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 160mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131517	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 170mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131518	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 180mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131505	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 185mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131519	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 190mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131520	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 200mm PUNTA ROSCA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6131521	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 210mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131522	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 220mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131524	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 240mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131525	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 250mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131526	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 260mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131527	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 270mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131528	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 280mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131529	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 290mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131530	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 300mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131607	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 70mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131608	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 80mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131609	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 90mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131610	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 100mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131611	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 110mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131612	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 120mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131613	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 130mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131614	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 140mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131615	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 150mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131616	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 160mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131617	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 170mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131618	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 180mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131619	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 190mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131620	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 200mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131621	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 210mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131622	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 220mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131623	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 230mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131624	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 240mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131625	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 250mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131626	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 260mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131627	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 270mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131628	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 280mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131629	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 290mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131630	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 300mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131807	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 70mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131808	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 80mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131809	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 90mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131810	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 100mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131811	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 110mm PUNTA ROSCA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6131812	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 120mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131813	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 130mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131814	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 140mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131815	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 150mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131816	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 160mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131817	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 170mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131818	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 180mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131819	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 190mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131820	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 200mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131821	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 210mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131822	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 220mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131823	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 230mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131824	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 240mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131825	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 250mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131826	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 260mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131827	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 270mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131828	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 280mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131829	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 290mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6131830	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 300mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132007	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 70mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132008	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 80mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132009	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 90mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132010	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 100mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132011	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 110mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132012	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 120mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132013	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 130mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132014	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 140mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132015	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 150mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132016	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 160mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132017	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 170mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132018	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 180mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132019	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 190mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132020	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 200mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132021	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 210mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132022	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 220mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132023	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 230mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132024	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 240mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132025	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 250mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132026	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 260mm PUNTA ROSCA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6132027	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 270mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132028	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 280mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132029	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 290mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132030	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 300mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132031	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 310mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132032	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 320mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132033	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 330mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132034	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 340mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132035	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 350mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132036	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 360mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132037	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 370mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132038	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 380mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132039	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 390mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 400mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 450mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132050	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 500mm PUNTA ROSCA TITANIO
PIN DE STEINMANN PUNTA ROSCA TITANIO	6132507	PIN DE STEINMANN 2.5 X 70mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132508	PIN DE STEINMANN 2.5 X 80mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132509	PIN DE STEINMANN 2.5 X 90mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132510	PIN DE STEINMANN 2.5 X 100mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132511	PIN DE STEINMANN 2.5 X 110mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132512	PIN DE STEINMANN 2.5 X 120mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132513	PIN DE STEINMANN 2.5 X 130mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132514	PIN DE STEINMANN 2.5 X 140mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132515	PIN DE STEINMANN 2.5 X 150mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132516	PIN DE STEINMANN 2.5 X 160mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132517	PIN DE STEINMANN 2.5 X 170mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132518	PIN DE STEINMANN 2.5 X 180mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132519	PIN DE STEINMANN 2.5 X 190mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132520	PIN DE STEINMANN 2.5 X 200mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132521	PIN DE STEINMANN 2.5 X 210mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132522	PIN DE STEINMANN 2.5 X 220mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132523	PIN DE STEINMANN 2.5 X 230mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132524	PIN DE STEINMANN 2.5 X 240mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132525	PIN DE STEINMANN 2.5 X 250mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132526	PIN DE STEINMANN 2.5 X 260mm PUNTA ROSCA TITANIO
6132527	PIN DE STEINMANN 2.5 X 270mm PUNTA ROSCA TITANIO	
6132528	PIN DE STEINMANN 2.5 X 280mm PUNTA ROSCA TITANIO	
6132529	PIN DE STEINMANN 2.5 X 290mm PUNTA ROSCA TITANIO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6132530	PIN DE STEINMANN 2.5 X 300mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132531	PIN DE STEINMANN 2.5 X 310mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132532	PIN DE STEINMANN 2.5 X 320mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132533	PIN DE STEINMANN 2.5 X 330mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132534	PIN DE STEINMANN 2.5 X 340mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132535	PIN DE STEINMANN 2.5 X 350mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132536	PIN DE STEINMANN 2.5 X 360mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132537	PIN DE STEINMANN 2.5 X 370mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132538	PIN DE STEINMANN 2.5 X 380mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132539	PIN DE STEINMANN 2.5 X 390mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132540	PIN DE STEINMANN 2.5 X 400mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132545	PIN DE STEINMANN 2.5 X 450mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6132550	PIN DE STEINMANN 2.5 X 500mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133007	PIN DE STEINMANN 3.0 X 70mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133008	PIN DE STEINMANN 3.0 X 80mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133009	PIN DE STEINMANN 3.0 X 90mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133010	PIN DE STEINMANN 3.0 X 100mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133011	PIN DE STEINMANN 3.0 X 110mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133012	PIN DE STEINMANN 3.0 X 120mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133013	PIN DE STEINMANN 3.0 X 130mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133014	PIN DE STEINMANN 3.0 X 140mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133015	PIN DE STEINMANN 3.0 X 150mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133016	PIN DE STEINMANN 3.0 X 160mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133017	PIN DE STEINMANN 3.0 X 170mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133018	PIN DE STEINMANN 3.0 X 180mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133019	PIN DE STEINMANN 3.0 X 190mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133020	PIN DE STEINMANN 3.0 X 200mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133021	PIN DE STEINMANN 3.0 X 210mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133022	PIN DE STEINMANN 3.0 X 220mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133023	PIN DE STEINMANN 3.0 X 230mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133024	PIN DE STEINMANN 3.0 X 240mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133025	PIN DE STEINMANN 3.0 X 250mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133026	PIN DE STEINMANN 3.0 X 260mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133027	PIN DE STEINMANN 3.0 X 270mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133028	PIN DE STEINMANN 3.0 X 280mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133029	PIN DE STEINMANN 3.0 X 290mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133030	PIN DE STEINMANN 3.0 X 300mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133031	PIN DE STEINMANN 3.0 X 310mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133032	PIN DE STEINMANN 3.0 X 320mm PUNTA ROSCA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6133033	PIN DE STEINMANN 3.0 X 330mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133034	PIN DE STEINMANN 3.0 X 340mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133035	PIN DE STEINMANN 3.0 X 350mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133036	PIN DE STEINMANN 3.0 X 360mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133037	PIN DE STEINMANN 3.0 X 370mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133038	PIN DE STEINMANN 3.0 X 380mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133039	PIN DE STEINMANN 3.0 X 390mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133040	PIN DE STEINMANN 3.0 X 400mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133045	PIN DE STEINMANN 3.0 X 450mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6133050	PIN DE STEINMANN 3.0 X 500mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6134020	PIN DE STEINMANN 4.0 X 200 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6134023	PIN DE STEINMANN 4.0 X 230 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6134025	PIN DE STEINMANN 4.0 X 250 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6134030	PIN DE STEINMANN 4.0 X 300 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6134520	PIN DE STEINMANN 4.5 X 200 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6134523	PIN DE STEINMANN 4.5 X 230 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6134525	PIN DE STEINMANN 4.5 X 250 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6134530	PIN DE STEINMANN 4.5 X 300 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6135020	PIN DE STEINMANN 5.0 X 200 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6135023	PIN DE STEINMANN 5.0 X 230 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6135025	PIN DE STEINMANN 5.0 X 250 mm PUNTA ROSCA TITANIO
	6135030	PIN DE STEINMANN 5.0 X 300 mm PUNTA ROSCA TITANIO
PIN DOBLE PUNTA TITANIO	6110807	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 70mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110808	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 80mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110809	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 90mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110810	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 100mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110811	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 110mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110812	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 120mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110813	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 130mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110814	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 140mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110815	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 150mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110816	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 160mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110817	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 170mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110818	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 180mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110819	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 190mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110820	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 200mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110821	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 210mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110822	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 220mm DOBLE PUNTA TITANIO
6110823	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 230mm DOBLE PUNTA TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6110824	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 240mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110825	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 250mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110826	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 260mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110827	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 270mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110828	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 280mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110829	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 290mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6110830	PIN DE KIRSCHNER 0.8 X 300mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111007	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 70mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111008	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 80mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111009	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 90mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111010	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 100mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111011	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 110mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111012	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 120mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111013	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 130mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111014	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 140mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111015	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 150mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111016	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 160mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111017	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 170mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111018	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 180mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111019	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 190mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111020	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 200mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111021	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 210mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111022	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 220mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111023	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 230mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111024	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 240mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111025	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 250mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111026	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 260mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111027	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 270mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111028	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 280mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111029	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 290mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111030	PIN DE KIRSCHNER 1.0 X 300mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111207	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 70mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111208	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 80mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111209	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 90mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111210	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 100mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111211	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 110mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111212	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 120mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111213	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 130mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111214	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 140mm DOBLE PUNTA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6111215	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 150mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111216	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 160mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111217	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 170mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111218	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 180mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111219	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 190mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111220	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 200mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111221	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 210mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111222	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 220mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111223	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 230mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111224	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 240mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111225	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 250mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111226	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 260mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111227	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 270mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111228	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 280mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111229	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 290mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111230	PIN DE KIRSCHNER 1.2 X 300mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111507	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 70mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111508	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 80mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111509	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 90mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111510	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 100mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111511	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 110mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111512	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 120mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111513	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 130mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111514	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 140mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111515	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 150mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111516	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 160mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111517	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 170mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111518	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 180mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111505	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 185mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111519	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 190mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111520	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 200mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111521	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 210mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111522	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 220mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111523	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 230mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111524	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 240mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111525	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 250mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111526	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 260mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111527	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 270mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111528	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 280mm DOBLE PUNTA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6111529	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 290mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111530	PIN DE KIRSCHNER 1.5 X 300mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111607	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 70mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111608	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 80mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111609	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 90mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111610	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 100mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111611	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 110mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111612	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 120mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111613	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 130mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111614	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 140mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111615	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 150mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111616	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 160mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111617	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 170mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111618	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 180mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111619	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 190mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111620	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 200mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111621	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 210mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111622	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 220mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111623	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 230mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111624	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 240mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111625	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 250mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111626	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 260mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111627	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 270mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111628	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 280mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111629	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 290mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111630	PIN DE KIRSCHNER 1.6 X 300mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111807	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 70mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111808	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 80mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111809	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 90mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111810	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 100mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111811	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 110mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111812	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 120mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111813	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 130mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111814	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 140mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111815	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 150mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111816	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 160mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111817	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 170mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111818	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 180mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111819	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 190mm DOBLE PUNTA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6111820	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 200mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111821	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 210mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111822	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 220mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111823	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 230mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111824	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 240mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111825	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 250mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111826	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 260mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111827	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 270mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111828	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 280mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111829	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 290mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6111830	PIN DE KIRSCHNER 1.8 X 300mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112007	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 70mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112008	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 80mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112009	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 90mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112010	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 100mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112011	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 110mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112012	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 120mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112013	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 130mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112014	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 140mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112015	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 150mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112016	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 160mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112017	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 170mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112018	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 180mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112019	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 190mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112020	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 200mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112021	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 210mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112022	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 220mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112023	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 230mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112024	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 240mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112025	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 250mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112026	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 260mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112027	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 270mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112028	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 280mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112029	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 290mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112030	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 300mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112031	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 310mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112032	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 320mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112033	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 330mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112034	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 340mm DOBLE PUNTA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6112035	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 350mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112036	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 360mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112037	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 370mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112038	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 380mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112039	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 390mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 400mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112040	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 450mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112050	PIN DE KIRSCHNER 2.0 X 500mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112507	PIN DE STEINMANN 2.5 X 70mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112508	PIN DE STEINMANN 2.5 X 80mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112509	PIN DE STEINMANN 2.5 X 90mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112510	PIN DE STEINMANN 2.5 X 100mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112511	PIN DE STEINMANN 2.5 X 110mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112512	PIN DE STEINMANN 2.5 X 120mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112513	PIN DE STEINMANN 2.5 X 130mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112514	PIN DE STEINMANN 2.5 X 140mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112515	PIN DE STEINMANN 2.5 X 150mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112516	PIN DE STEINMANN 2.5 X 160mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112517	PIN DE STEINMANN 2.5 X 170mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112518	PIN DE STEINMANN 2.5 X 180mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112519	PIN DE STEINMANN 2.5 X 190mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112520	PIN DE STEINMANN 2.5 X 200mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112521	PIN DE STEINMANN 2.5 X 210mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112522	PIN DE STEINMANN 2.5 X 220mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112523	PIN DE STEINMANN 2.5 X 230mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112524	PIN DE STEINMANN 2.5 X 240mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112525	PIN DE STEINMANN 2.5 X 250mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112526	PIN DE STEINMANN 2.5 X 260mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112527	PIN DE STEINMANN 2.5 X 270mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112528	PIN DE STEINMANN 2.5 X 280mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112529	PIN DE STEINMANN 2.5 X 290mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112530	PIN DE STEINMANN 2.5 X 300mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112531	PIN DE STEINMANN 2.5 X 310mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112532	PIN DE STEINMANN 2.5 X 320mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112533	PIN DE STEINMANN 2.5 X 330mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112534	PIN DE STEINMANN 2.5 X 340mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112535	PIN DE STEINMANN 2.5 X 350mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112536	PIN DE STEINMANN 2.5 X 360mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112537	PIN DE STEINMANN 2.5 X 370mm DOBLE PUNTA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6112538	PIN DE STEINMANN 2.5 X 380mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112539	PIN DE STEINMANN 2.5 X 390mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112540	PIN DE STEINMANN 2.5 X 400mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112545	PIN DE STEINMANN 2.5 X 450mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6112550	PIN DE STEINMANN 2.5 X 500mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113007	PIN DE STEINMANN 3.0 X 70mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113008	PIN DE STEINMANN 3.0 X 80mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113009	PIN DE STEINMANN 3.0 X 90mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113010	PIN DE STEINMANN 3.0 X 100mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113011	PIN DE STEINMANN 3.0 X 110mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113012	PIN DE STEINMANN 3.0 X 120mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113013	PIN DE STEINMANN 3.0 X 130mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113014	PIN DE STEINMANN 3.0 X 140mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113015	PIN DE STEINMANN 3.0 X 150mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113016	PIN DE STEINMANN 3.0 X 160mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113017	PIN DE STEINMANN 3.0 X 170mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113018	PIN DE STEINMANN 3.0 X 180mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113019	PIN DE STEINMANN 3.0 X 190mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113020	PIN DE STEINMANN 3.0 X 200mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113021	PIN DE STEINMANN 3.0 X 210mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113022	PIN DE STEINMANN 3.0 X 220mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113023	PIN DE STEINMANN 3.0 X 230mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113024	PIN DE STEINMANN 3.0 X 240mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113025	PIN DE STEINMANN 3.0 X 250mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113026	PIN DE STEINMANN 3.0 X 260mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113027	PIN DE STEINMANN 3.0 X 270mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113028	PIN DE STEINMANN 3.0 X 280mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113029	PIN DE STEINMANN 3.0 X 290mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113030	PIN DE STEINMANN 3.0 X 300mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113031	PIN DE STEINMANN 3.0 X 310mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113032	PIN DE STEINMANN 3.0 X 320mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113033	PIN DE STEINMANN 3.0 X 330mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113034	PIN DE STEINMANN 3.0 X 340mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113035	PIN DE STEINMANN 3.0 X 350mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113036	PIN DE STEINMANN 3.0 X 360mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113037	PIN DE STEINMANN 3.0 X 370mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113038	PIN DE STEINMANN 3.0 X 380mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113039	PIN DE STEINMANN 3.0 X 390mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113040	PIN DE STEINMANN 3.0 X 400mm DOBLE PUNTA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6113045	PIN DE STEINMANN 3.0 X 450mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6113050	PIN DE STEINMANN 3.0 X 500mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6114020	PIN DE STEINMANN 4.0 X 200 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6114023	PIN DE STEINMANN 4.0 X 230 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6114025	PIN DE STEINMANN 4.0 X 250 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6114030	PIN DE STEINMANN 4.0 X 300 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6114520	PIN DE STEINMANN 4.5 X 200 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6114523	PIN DE STEINMANN 4.5 X 230 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6114525	PIN DE STEINMANN 4.5 X 250 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6114530	PIN DE STEINMANN 4.5 X 300 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6115020	PIN DE STEINMANN 5.0 X 200 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6115023	PIN DE STEINMANN 5.0 X 230 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6115025	PIN DE STEINMANN 5.0 X 250 mm DOBLE PUNTA TITANIO
	6115030	PIN DE STEINMANN 5.0 X 300 mm DOBLE PUNTA TITANIO
PIN DE STEINMANN ROSCADO TITANIO	6194030	PIN DE STEINMANN ROSCADO 4.0 X 300mm TITANIO
	6194530	PIN DE STEINMANN ROSCADO 4.5 X 300mm TITANIO
	6195030	PIN DE STEINMANN ROSCADO 5.0 X 300mm TITANIO
	6192030	PIN DE STEINMANN ROSCADO 2.0 X 230mm TITANIO
	6192530	PIN DE STEINMANN ROSCADO 2.5 X 230mm TITANIO
PIN CON OJAL TITANIO	6182020	PIN CON OJAL 2.0 X 200mm TITANIO
	6182023	PIN CON OJAL 2.0 X 230mm TITANIO
	6182025	PIN CON OJAL 2.0 X 250mm TITANIO
	6182030	PIN CON OJAL 2.0 X 300mm TITANIO
	6182035	PIN CON OJAL 2.0 X 350mm TITANIO
	6182040	PIN CON OJAL 2.0 X 400mm TITANIO
	6182045	PIN CON OJAL 2.0 X 450mm TITANIO
	6182520	PIN CON OJAL 2.5 X 200mm TITANIO
	6182523	PIN CON OJAL 2.5 X 230mm TITANIO
	6182525	PIN CON OJAL 2.5 X 250mm TITANIO
	6182530	PIN CON OJAL 2.5 X 300mm TITANIO
	6182535	PIN CON OJAL 2.5 X 350mm TITANIO
	6182540	PIN CON OJAL 2.5 X 400mm TITANIO
	6182545	PIN CON OJAL 2.5 X 450mm TITANIO
	6183020	PIN CON OJAL 3.0 X 200mm TITANIO
	6183023	PIN CON OJAL 3.0 X 230mm TITANIO
	6183025	PIN CON OJAL 3.0 X 250mm TITANIO
	6183030	PIN CON OJAL 3.0 X 300mm TITANIO
	6183035	PIN CON OJAL 3.0 X 350mm TITANIO
6183040	PIN CON OJAL 3.0 X 400mm TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6183045	PIN CON OJAL 3.0 X 450mm TITANIO
ARANDELA TITANIO	6111000	ARANDELAS TITANIO
	6111035	ARANDELA PARA TORNILLO DE 3.5 TITANIO
	6111040	ARANDELA PARA TORNILLO DE 4.0 TITANIO
	6111065	ARANDELA PARA TORNILLO DE 6.5 TITANIO
	6111135	ARANDELA DENTADA PARA TORNILLO DE 3.5 TITANIO
	6111140	ARANDELA DENTADA PARA TORNILLO DE 4.0 TITANIO
	6111165	ARANDELA DENTADA PARA TORNILLO DE 6.5 TITANIO
PLACA DE 4.5 Y 6.5 TITANIO	6245603	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 3H TITANIO
	6245604	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 4H TITANIO
	6245605	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 5H TITANIO
	6245606	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 6H TITANIO
	6245607	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 7H TITANIO
	6245608	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 8H TITANIO
	6245609	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 9H TITANIO
	6245610	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 10H TITANIO
	6245612	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 12H TITANIO
	6245614	PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 14H TITANIO
	6245203	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 3H TITANIO
	6245204	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 4H TITANIO
	6245205	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 5H TITANIO
	6245206	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 6H TITANIO
	6245207	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 7H TITANIO
	6245208	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 8H TITANIO
	6245209	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 9H TITANIO
	6245210	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 10H TITANIO
	6245303	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 3H TITANIO
	6245304	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 4H TITANIO
	6245305	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 5H TITANIO
	6245306	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 6H TITANIO
	6245307	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 7H TITANIO
	6245308	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 8H TITANIO
	6245309	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 9H TITANIO
	6245310	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 10H TITANIO
	CLAVO BLOQUEADO TITANIO	6150832
6150834		CBD FÉMUR Ø 8 X 340 TITANIO
6150836		CBD FÉMUR Ø 8 X 360 TITANIO
6150838		CBD FÉMUR Ø 8 X 380 TITANIO
6150926		CBD FÉMUR Ø 9 X 260 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6150928	CBD FÉMUR Ø 9 X 280 TITANIO
	6150930	CBD FÉMUR Ø 9 X 300 TITANIO
	6150932	CBD FÉMUR Ø 9 X 320 TITANIO
	6150934	CBD FÉMUR Ø 9 X 340 TITANIO
	6150936	CBD FÉMUR Ø 9 X 360 TITANIO
	6150938	CBD FÉMUR Ø 9 X 380 TITANIO
	6150940	CBD FÉMUR Ø 9 X 400 TITANIO
	6151030	CBD FEMUR Ø10 X 300mm TITANIO
	6151032	CBD FEMUR Ø10 X 320mm TITANIO
	6151034	CBD FEMUR Ø10 X 340mm TITANIO
	6151036	CBD FEMUR Ø10 X 360mm TITANIO
	6151038	CBD FEMUR Ø10 X 380mm TITANIO
	6151040	CBD FEMUR Ø10 X 400mm TITANIO
	6151042	CBD FEMUR Ø10 X 420mm TITANIO
	6151132	CBD FEMUR Ø11 X 320mm TITANIO
	6151134	CBD FEMUR Ø11 X 340mm TITANIO
	6151136	CBD FEMUR Ø11 X 360mm TITANIO
	6151138	CBD FEMUR Ø11 X 380mm TITANIO
	6151140	CBD FEMUR Ø11 X 400mm TITANIO
	6151142	CBD FEMUR Ø11 X 420mm TITANIO
	6151144	CBD FEMUR Ø11 X 440mm TITANIO
	6151232	CBD FEMUR Ø12 X 320mm TITANIO
	6151234	CBD FEMUR Ø12 X 340mm TITANIO
	6151236	CBD FEMUR Ø12 X 360mm TITANIO
	6151238	CBD FEMUR Ø12 X 380mm TITANIO
	6151240	CBD FEMUR Ø12 X 400mm TITANIO
	6151242	CBD FEMUR Ø12 X 420mm TITANIO
	6151243	CBD FEMUR Ø12 X 430mm TITANIO
	6151244	CBD FEMUR Ø12 X 440mm TITANIO
	6151250	CBD FEMUR Ø12 X 500mm TITANIO
	6151255	CBD FEMUR Ø12 X 550mm TITANIO
	6151260	CBD FEMUR Ø12 X 600mm TITANIO
	6151325	CBD FEMUR Ø13 X 250mm TITANIO
	6151334	CBD FEMUR Ø13 X 340mm TITANIO
	6151336	CBD FEMUR Ø13 X 360mm TITANIO
	6151338	CBD FEMUR Ø13 X 380mm TITANIO
	6151340	CBD FEMUR Ø13 X 400mm TITANIO
	6151342	CBD FEMUR Ø13 X 420mm TITANIO
	6151344	CBD FEMUR Ø13 X 440mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6151434	CBD FEMUR Ø14 X 340mm TITANIO
	6151436	CBD FEMUR Ø14 X 360mm TITANIO
	6151438	CBD FEMUR Ø14 X 380mm TITANIO
	6151440	CBD FEMUR Ø14 X 400mm TITANIO
	6151442	CBD FEMUR Ø14 X 420mm TITANIO
	6151444	CBD FEMUR Ø14 X 440mm TITANIO
	6171117	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 170mm TITANIO
	6171120	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 200mm TITANIO
	6171124	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 240mm TITANIO
	6171126	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 260mm TITANIO
	6171128	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 280mm TITANIO
	6171132	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 320mm TITANIO
	6171136	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø11 X 360mm TITANIO
	6171217	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 170mm TITANIO
	6171220	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 200mm TITANIO
	6171224	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 240mm TITANIO
	6171226	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 260mm TITANIO
	6171228	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 280mm TITANIO
	6171232	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 320mm TITANIO
	6171236	CBD RETROGRADO DE FÉMUR Ø12 X 360mm TITANIO
	6181030	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 300mm TITANIO
	6181032	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 320mm TITANIO
	6181034	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 340mm TITANIO
	6181036	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 360mm TITANIO
	6181038	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 380mm TITANIO
	6181040	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 400mm TITANIO
	6181042	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø10 X 420mm TITANIO
	6181132	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 320mm TITANIO
	6181134	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 340mm TITANIO
	6181136	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 360mm TITANIO
	6181138	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 380mm TITANIO
	6181140	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 400mm TITANIO
	6181142	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 420mm TITANIO
	6181144	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø11 X 440mm TITANIO
	6181232	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 320mm TITANIO
	6181234	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 340mm TITANIO
	6181236	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 360mm TITANIO
	6181238	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 380mm TITANIO
	6181240	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 400mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6181242	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 420mm TITANIO
	6181243	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 430mm TITANIO
	6181244	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 440mm TITANIO
	6181250	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 500mm TITANIO
	6181255	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 550mm TITANIO
	6181260	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø12 X 600mm TITANIO
	6181325	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 250mm TITANIO
	6181334	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 340mm TITANIO
	6181336	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 360mm TITANIO
	6181338	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 380mm TITANIO
	6181340	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 400mm TITANIO
	6181342	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 420mm TITANIO
	6181344	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø13 X 440mm TITANIO
	6181434	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 340mm TITANIO
	6181436	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 360mm TITANIO
	6181438	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 380mm TITANIO
	6181440	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 400mm TITANIO
	6181442	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 420mm TITANIO
	6181444	CBD RECONSTRUCCION DE FEMUR Ø14 X 440mm TITANIO
	6151154	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 540mm DERECHA TITANIO
	6151158	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 580mm DERECHA TITANIO
	6151162	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 620mm DERECHA TITANIO
	6151166	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 660mm DERECHA TITANIO
	6151170	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 700mm DERECHA TITANIO
	6151174	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 740mm DERECHA TITANIO
	6151178	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 780mm DERECHA TITANIO
	6151182	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 820mm DERECHA TITANIO
	6151254	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 540mm DERECHA TITANIO
	6151258	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 580mm DERECHA TITANIO
	6151262	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 620mm DERECHA TITANIO
	6151266	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 660mm DERECHA TITANIO
	6151270	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 700mm DERECHA TITANIO
	6151274	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 740mm DERECHA TITANIO
	6151278	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 780mm DERECHA TITANIO
	6151282	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 820mm DERECHA TITANIO
	6151354	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 540mm DERECHA TITANIO
	6151358	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 580mm DERECHA TITANIO
	6151362	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 620mm DERECHA TITANIO
	6151366	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 660mm DERECHA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6151370	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 700mm DERECHA TITANIO
	6151374	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 740mm DERECHA TITANIO
	6151378	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 780mm DERECHA TITANIO
	6151382	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 820mm DERECHA TITANIO
	6161154	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 540mm IZQUIERDA TITANIO
	6161158	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 580mm IZQUIERDA TITANIO
	6161162	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 620mm IZQUIERDA TITANIO
	6161166	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 660mm IZQUIERDA TITANIO
	6161170	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 700mm IZQUIERDA TITANIO
	6161174	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 740mm IZQUIERDA TITANIO
	6161178	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 780mm IZQUIERDA TITANIO
	6161182	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø11 X 820mm IZQUIERDA TITANIO
	6161254	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 540mm IZQUIERDA TITANIO
	6161258	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 580mm IZQUIERDA TITANIO
	6161262	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 620mm IZQUIERDA TITANIO
	6161266	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 660mm IZQUIERDA TITANIO
	6161270	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 700mm IZQUIERDA TITANIO
	6161274	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 740mm IZQUIERDA TITANIO
	6161278	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 780mm IZQUIERDA TITANIO
	6161282	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø12 X 820mm IZQUIERDA TITANIO
	6161354	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 540mm IZQUIERDA TITANIO
	6161358	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 580mm IZQUIERDA TITANIO
	6161362	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 620mm IZQUIERDA TITANIO
	6161366	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 660mm IZQUIERDA TITANIO
	6161370	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 700mm IZQUIERDA TITANIO
	6161374	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 740mm IZQUIERDA TITANIO
	6161378	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 780mm IZQUIERDA TITANIO
	6161382	CBD ARTRODESIS DE RODILLA Ø13 X 820mm IZQUIERDA TITANIO
	6151018	CLAVO FEMUR Ø10 X 180mm TIPO PFN TITANIO
	6151020	CLAVO FEMUR Ø10 X 200mm TIPO PFN TITANIO
	6151022	CLAVO FEMUR Ø10 X 220mm TIPO PFN TITANIO
	6151024	CLAVO FEMUR Ø10 X 240mm TIPO PFN TITANIO
	6151118	CLAVO FEMUR Ø11 X 180mm TIPO PFN TITANIO
	6151120	CLAVO FEMUR Ø11 X 200mm TIPO PFN TITANIO
	6151122	CLAVO FEMUR Ø11 X 220mm TIPO PFN TITANIO
	6151124	CLAVO FEMUR Ø11 X 240mm TIPO PFN TITANIO
	6151218	CLAVO FEMUR Ø12 X 180mm TIPO PFN TITANIO
	6151220	CLAVO FEMUR Ø12 X 200mm TIPO PFN TITANIO
	6151222	CLAVO FEMUR Ø12 X 220mm TIPO PFN TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6151224	CLAVO FEMUR Ø12 X 240mm TIPO PFN TITANIO
	6160826	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 260mm TITANIO
	6160828	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 280mm TITANIO
	6160830	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 300mm TITANIO
	6160832	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 320mm TITANIO
	6160834	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 340mm TITANIO
	6160836	CBD TIBIA NO FRESADO Ø8 X 360mm TITANIO
	6160926	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 260mm TITANIO
	6160928	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 280mm TITANIO
	6160930	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 300mm TITANIO
	6160931	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 315mm TITANIO
	6160932	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 320mm TITANIO
	6160933	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 330mm TITANIO
	6160934	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 340mm TITANIO
	6160936	CBD TIBIA FRESADO Ø9 X 360mm TITANIO
	6161026	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 260mm TITANIO
	6161028	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 280mm TITANIO
	6161030	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 300mm TITANIO
	6161031	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 305mm TITANIO
	6161032	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 320mm TITANIO
	6161033	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 325mm TITANIO
	6161034	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 340mm TITANIO
	6161035	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 345mm TITANIO
	6161036	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 360mm TITANIO
	6161038	CBD TIBIA FRESADO Ø10 X 380mm TITANIO
	6161126	CDB TIBIA FRESADO Ø11 X 260 mm TITANIO
	6161128	CDB TIBIA FRESADO Ø11 X 280 mm TITANIO
	6161130	CBD TIBIA FRESADO Ø11 X 300 mm TITANIO
	6161132	CBD TIBIA FRESADO Ø11 X 320 mm TITANIO
	6161134	CBD TIBIA FRESADO Ø11 X 340 mm TITANIO
	6161136	CBD TIBIA FRESADO Ø11 X 360 mm TITANIO
	6161138	CBD TIBIA FRESADO Ø11 X 380 mm TITANIO
	6161226	CDB TIBIA FRESADO Ø12 X 260 mm TITANIO
	6161228	CDB TIBIA FRESADO Ø12 X 280 mm TITANIO
	6161230	CBD TIBIA FRESADO Ø12 X 300 mm TITANIO
	6161232	CBD TIBIA FRESADO Ø12 X 320 mm TITANIO
	6161234	CBD TIBIA FRESADO Ø12 X 340 mm TITANIO
	6161236	CBD TIBIA FRESADO Ø12 X 360 mm TITANIO
	6161238	CBD TIBIA FRESADO Ø12 X 380 mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6170820	CBD HUMERO Ø8 X 200mm TITANIO
	6170821	CBD HUMERO Ø8 X 210mm TITANIO
	6170822	CBD HUMERO Ø8 X 220mm TITANIO
	6170823	CBD HUMERO Ø8 X 230mm TITANIO
	6170824	CBD HUMERO Ø8 X 240mm TITANIO
	6170825	CBD HUMERO Ø8 X 250mm TITANIO
	6170826	CBD HUMERO Ø8 X 260mm TITANIO
	6170827	CBD HUMERO Ø8 X 270mm TITANIO
	6170920	CBD HUMERO Ø9 X 200mm TITANIO
	6170921	CBD HUMERO Ø9 X 210mm TITANIO
	6170922	CBD HUMERO Ø9 X 220mm TITANIO
	6170923	CBD HUMERO Ø9 X 230mm TITANIO
	6170924	CBD HUMERO Ø9 X 240mm TITANIO
	6170925	CBD HUMERO Ø9 X 250mm TITANIO
	6170926	CBD HUMERO Ø9 X 260mm TITANIO
	6170927	CBD HUMERO Ø9 X 270mm TITANIO
	CLAVO FLEXIBLE TITANIO	6162016
6162018		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 180 TITANIO
6162020		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 200 TITANIO
6162022		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 220 TITANIO
6162024		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 240 TITANIO
6162026		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 260 TITANIO
6162028		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 280 TITANIO
6162030		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 300 TITANIO
6162032		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 320 TITANIO
6162034		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 340 TITANIO
6162035		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 350 TITANIO
6162036		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 360 TITANIO
6162038		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 380 TITANIO
6162040		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 400 TITANIO
6162042		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 420 TITANIO
6162044		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 440 TITANIO
6162045		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 450 TITANIO
6162046		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 460 TITANIO
6162048		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 480 TITANIO
6162050		CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 500 TITANIO
6162052	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 520 TITANIO	
6162054	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 540 TITANIO	
6162055	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 550 TITANIO	

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6162056	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 560 TITANIO
	6162058	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 580 TITANIO
	6162060	CLAVO FLEXIBLE Ø2.0 X 600 TITANIO
	6162516	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 160 TITANIO
	6162518	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 180 TITANIO
	6162520	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 200 TITANIO
	6162522	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 220 TITANIO
	6162524	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 240 TITANIO
	6162526	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 260 TITANIO
	6162528	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 280 TITANIO
	6162530	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 300 TITANIO
	6162532	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 320 TITANIO
	6162534	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 340 TITANIO
	6162535	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 350 TITANIO
	6162536	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 360 TITANIO
	6162538	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 380 TITANIO
	6162540	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 400 TITANIO
	6162542	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 420 TITANIO
	6162544	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 440 TITANIO
	6162545	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 450 TITANIO
	6162546	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 460 TITANIO
	6162548	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 480 TITANIO
	6162550	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 500 TITANIO
	6162552	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 520 TITANIO
	6162554	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 540 TITANIO
	6162555	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 550 TITANIO
	6162556	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 560 TITANIO
	6162558	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 580 TITANIO
	6162560	CLAVO FLEXIBLE Ø2.5 X 600 TITANIO
	6163016	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 160 TITANIO
	6163018	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 180 TITANIO
	6163020	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 200 TITANIO
	6163022	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 220 TITANIO
	6163024	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 240 TITANIO
	6163026	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 260 TITANIO
	6163028	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 280 TITANIO
	6163030	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 300 TITANIO
	6163032	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 320 TITANIO
	6163034	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 340 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6163035	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 350 TITANIO
	6163036	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 360 TITANIO
	6163038	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 380 TITANIO
	6163040	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 400 TITANIO
	6163042	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 420 TITANIO
	6163044	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 440 TITANIO
	6163045	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 450 TITANIO
	6163046	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 460 TITANIO
	6163048	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 480 TITANIO
	6163050	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 500 TITANIO
	6163052	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 520 TITANIO
	6163054	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 540 TITANIO
	6163055	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 550 TITANIO
	6163056	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 560 TITANIO
	6163058	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 580 TITANIO
	6163060	CLAVO FLEXIBLE Ø3.0 X 600 TITANIO
	6164016	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 160 TITANIO
	6164018	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 180 TITANIO
	6164020	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 200 TITANIO
	6164022	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 220 TITANIO
	6164024	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 240 TITANIO
	6164026	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 260 TITANIO
	6164028	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 280 TITANIO
	6164030	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 300 TITANIO
	6164032	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 320 TITANIO
	6164034	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 340 TITANIO
	6164035	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 350 TITANIO
	6164036	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 360 TITANIO
	6164038	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 380 TITANIO
	6164040	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 400 TITANIO
	6164042	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 420 TITANIO
	6164044	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 440 TITANIO
	6164045	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 450 TITANIO
	6164046	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 460 TITANIO
	6164048	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 480 TITANIO
	6164050	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 500 TITANIO
	6164052	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 520 TITANIO
	6164054	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 540 TITANIO
	6164055	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 550 TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6164056	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 560 TITANIO
	6164058	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 580 TITANIO
	6164060	CLAVO FLEXIBLE Ø4.0 X 600 TITANIO
	6174516	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 160 TITANIO
	6174518	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 180 TITANIO
	6174520	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 200 TITANIO
	6174522	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 220 TITANIO
	6174524	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 240 TITANIO
	6174526	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 260 TITANIO
	6174528	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 280 TITANIO
	6174530	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 300 TITANIO
	6174532	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 320 TITANIO
	6174534	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 340 TITANIO
	6174535	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 350 TITANIO
	6174536	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 360 TITANIO
	6174538	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 380 TITANIO
	6174540	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 400 TITANIO
	6174542	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 420 TITANIO
	6174544	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 440 TITANIO
	6174545	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 450 TITANIO
	6174546	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 460 TITANIO
	6174548	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 480 TITANIO
	6174550	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 500 TITANIO
	6174552	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 520 TITANIO
6174554	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 540 TITANIO	
6174555	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 550 TITANIO	
6174556	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 560 TITANIO	
6174558	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 580 TITANIO	
6174560	CLAVO FLEXIBLE Ø4.5 X 600 TITANIO	
GRAPA DE BLOUNT TITANIO	6131612	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 12mm TITANIO
	6131616	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 16mm TITANIO
	6131620	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 20mm TITANIO
	6131622	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 22mm TITANIO
	6131624	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 24mm TITANIO
	6131626	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 26mm TITANIO
	6132216	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 16mm TITANIO
	6132218	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 18mm TITANIO
	6132220	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 20mm TITANIO
	6132222	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 22mm TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6132224	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 24mm TITANIO
	6132226	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 26mm TITANIO
	6116125	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 12 X 5mm TITANIO
	6116165	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 16 X 5mm TITANIO
	6116205	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 20 X 5mm TITANIO
	6116225	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 22 X 5mm TITANIO
	6116245	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 24 X 5mm TITANIO
	6116265	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 26 X 5mm TITANIO
	6116120	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 12 X 10mm TITANIO
	6116160	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 16 X 10mm TITANIO
	6116200	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 20 X 10mm TITANIO
	6116220	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 22 X 10mm TITANIO
	6116240	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 24 X 10mm TITANIO
	6116260	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 26 X 10mm TITANIO
	6161215	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 12 X 15mm TITANIO
	6161615	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 16 X 15mm TITANIO
	6162015	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 20 X 15mm TITANIO
	6162216	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 22 X 15mm TITANIO
	6162416	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 24 X 15mm TITANIO
	6162615	GRAPA DE BLOUNT CON ESCALON Ø2.5 16 X 26 X 15mm TITANIO
	6131612	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 12mm DENTADA TITANIO
	6131616	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 16mm DENTADA TITANIO
	6131620	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 20mm DENTADA TITANIO
	6131622	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 22mm DENTADA TITANIO
	6131624	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 24mm DENTADA TITANIO
	6131626	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 16 X 26mm DENTADA TITANIO
	6132216	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 16mm DENTADA TITANIO
	6132220	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 20mm DENTADA TITANIO
	6132222	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 22mm DENTADA TITANIO
	6132224	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 24mm DENTADA TITANIO
	6132226	GRAPA DE BLOUNT Ø2.5 22 X 26mm DENTADA TITANIO
ALAMBRE PARA CERCLAJE TITANIO	6004001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.4mm X 1mt TITANIO
	6005001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.5mm X 1mt TITANIO
	6006001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.6mm X 1mt TITANIO
	6007001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.7mm X 1mt TITANIO
	6008001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.8mm X 1mt TITANIO
	6009001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø0.9mm X 1mt TITANIO
	6010001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø1.0mm X 1mt TITANIO
	6011001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø1.2mm X 1mt TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6012001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø1.5mm X 1mt TITANIO
	6013001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø1.6mm X 1mt TITANIO
	6014001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø1.8mm X 1mt TITANIO
	6015001	ALAMBRE PARA CERCLAJE Ø2.0mm X 1mt TITANIO
CLAVO DE SCHANZ TITANIO	6150000	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 ROSCADO TITANIO
	6157005	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 70mm R5 TITANIO
	6157008	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 70mm R8 TITANIO
	6157010	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 70mm R10 TITANIO
	6157015	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 70mm R15 TITANIO
	6157020	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 70mm R20 TITANIO
	6158005	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 80mm R5 TITANIO
	6158010	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 80mm R8 TITANIO
	6158010	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 80mm R10 TITANIO
	6158015	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 80mm R15 TITANIO
	6158020	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 80mm R20 TITANIO
	6159005	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R5 TITANIO
	6159008	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R8 TITANIO
	6159010	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R10 TITANIO
	6159015	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R15 TITANIO
	6159020	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R20 TITANIO
	6159025	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 90mm R25 TITANIO
	6151005	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R5 TITANIO
	6151008	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R8 TITANIO
	6151010	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R10 TITANIO
	6151015	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R15 TITANIO
	6151020	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R20 TITANIO
	6151025	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R25 TITANIO
	6151030	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 100mm R30 TITANIO
	6151105	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R5 TITANIO
	6151108	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R8 TITANIO
	6151110	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R10 TITANIO
	6151115	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R15 TITANIO
	6151120	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R20 TITANIO
	6151125	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R25 TITANIO
6151130	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 110mm R30 TITANIO	
6151205	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R5 TITANIO	
6151208	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R8 TITANIO	
6151210	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R10 TITANIO	
6151215	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R15 TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6151220	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R20 TITANIO
	6151225	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R25 TITANIO
	6151230	CLAVO DE SCHANZ Ø1.50 X 120mm R30 TITANIO
	6200000	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 ROSCADO TITANIO
	6207005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 70mm R5 TITANIO
	6207008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 70mm R8 TITANIO
	6207010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 70mm R10 TITANIO
	6207015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 70mm R15 TITANIO
	6207020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 70mm R20 TITANIO
	6208005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 80mm R5 TITANIO
	6208008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 80mm R8 TITANIO
	6208010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 80mm R10 TITANIO
	6208015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 80mm R15 TITANIO
	6208020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 80mm R20 TITANIO
	6209005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R5 TITANIO
	6209008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R8 TITANIO
	6209010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R10 TITANIO
	6209015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R15 TITANIO
	6209020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R20 TITANIO
	6209025	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 90mm R25 TITANIO
	6201005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R5 TITANIO
	6201008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R8 TITANIO
	6201010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R10 TITANIO
	6201015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R15 TITANIO
	6201020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R20 TITANIO
	6201025	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R25 TITANIO
	6201030	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 100mm R30 TITANIO
	6201105	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R5 TITANIO
	6201108	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R8 TITANIO
	6201110	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R10 TITANIO
	6201115	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R15 TITANIO
	6201120	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R20 TITANIO
	6201125	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R25 TITANIO
	6201130	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 110mm R30 TITANIO
	6201205	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R5 TITANIO
	6201208	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R8 TITANIO
	6201210	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R10 TITANIO
	6201215	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R15 TITANIO
	6201220	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R20 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6201225	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R25 TITANIO
	6201230	CLAVO DE SCHANZ Ø2.00 X 120mm R30 TITANIO
	6250000	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 ROSCADO TITANIO
	6255505	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 55mm R5 TITANIO
	6255510	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 55mm R10 TITANIO
	6255515	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 55mm R15 TITANIO
	6256005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 60mm R5 TITANIO
	6256010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 60mm R10 TITANIO
	6256015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 60mm R15 TITANIO
	6257005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 70mm R5 TITANIO
	6257008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 70mm R8 TITANIO
	6257010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 70mm R10 TITANIO
	6257015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 70mm R15 TITANIO
	6257020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 70mm R20 TITANIO
	6258005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 80mm R5 TITANIO
	6258008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 80mm R8 TITANIO
	6258010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 80mm R10 TITANIO
	6258015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 80mm R15 TITANIO
	6258020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 80mm R20 TITANIO
	6258505	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 85mm R5 TITANIO
	6258508	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 85mm R8 TITANIO
	6258510	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 85mm R10 TITANIO
	6258515	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 85mm R15 TITANIO
	6259005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R5 TITANIO
	6259008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R8 TITANIO
	6259010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R10 TITANIO
	6259015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R15 TITANIO
	6259020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R20 TITANIO
	6259025	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 90mm R25 TITANIO
	6251005	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R5 TITANIO
	6251008	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R8 TITANIO
	6251010	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R10 TITANIO
	6251015	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R15 TITANIO
	6251020	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R20 TITANIO
	6251025	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R25 TITANIO
	6251030	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 100mm R30 TITANIO
	6251105	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R5 TITANIO
	6251108	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R8 TITANIO
	6251110	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R10 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6251115	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R15 TITANIO
	6251125	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R20 TITANIO
	6251125	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R25 TITANIO
	6251130	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 110mm R30 TITANIO
	6251255	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R5 TITANIO
	6251258	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R8 TITANIO
	6251210	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R10 TITANIO
	6251215	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R15 TITANIO
	6251220	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R20 TITANIO
	6251225	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R25 TITANIO
	6251230	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 120mm R30 TITANIO
	6251555	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R5 TITANIO
	6251558	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R8 TITANIO
	6251510	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R10 TITANIO
	6251515	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R15 TITANIO
	6251520	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R20 TITANIO
	6251525	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R25 TITANIO
	6251530	CLAVO DE SCHANZ Ø2.50 X 150mm R30 TITANIO
	6300000	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 ROSCADO TITANIO
	6307005	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R5 TITANIO
	6307008	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R8 TITANIO
	6307010	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R10 TITANIO
	6307015	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R15 TITANIO
	6307016	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R16 TITANIO
	6307020	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 70mm R20 TITANIO
	6308005	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R5 TITANIO
	6308008	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R8 TITANIO
	6308010	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R10 TITANIO
	6308015	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R15 TITANIO
	6308016	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R16 TITANIO
	6308020	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 80mm R20 TITANIO
	6309005	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R5 TITANIO
	6309008	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R8 TITANIO
	6309010	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R10 TITANIO
	6309015	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R15 TITANIO
	6309016	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R16 TITANIO
	6309020	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R20 TITANIO
	6309025	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 90mm R25 TITANIO
	6301005	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R5 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6301008	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R8 TITANIO
	6301010	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R10 TITANIO
	6301015	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R15 TITANIO
	6301016	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R16 TITANIO
	6301020	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R20 TITANIO
	6301025	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R25 TITANIO
	6301030	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 100mm R30 TITANIO
	6301105	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R5 TITANIO
	6301108	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R8 TITANIO
	6301110	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R10 TITANIO
	6301115	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R15 TITANIO
	6301116	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R16 TITANIO
	6301130	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R20 TITANIO
	6301130	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R25 TITANIO
	6301130	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 110mm R30 TITANIO
	6301305	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R5 TITANIO
	6301308	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R8 TITANIO
	6301210	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R10 TITANIO
	6301215	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R15 TITANIO
	6301216	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R16 TITANIO
	6301220	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R20 TITANIO
	6301225	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R25 TITANIO
	6301230	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 120mm R30 TITANIO
	6301555	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R5 TITANIO
	6301558	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R8 TITANIO
	6301510	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R10 TITANIO
	6301515	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R15 TITANIO
	6301516	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R16 TITANIO
	6301520	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R20 TITANIO
	6301525	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R25 TITANIO
	6301530	CLAVO DE SCHANZ Ø3.00 X 150mm R30 TITANIO
	6400000	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 ROSCADO TITANIO
	6401010	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R10 TITANIO
	6401016	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R16 TITANIO
	6401020	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R20 TITANIO
	6401025	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R25 TITANIO
	6401030	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R30 TITANIO
	6401032	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R32 TITANIO
	6401036	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R36 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6401040	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R40 TITANIO
	6401050	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 100mm R50 TITANIO
	6401210	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R10 TITANIO
	6401216	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R16 TITANIO
	6401220	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R20 TITANIO
	6401230	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R30 TITANIO
	6401232	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R32 TITANIO
	6401236	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R36 TITANIO
	6401240	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R40 TITANIO
	6401250	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 120mm R50 TITANIO
	6401210	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R10 TITANIO
	6401216	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R16 TITANIO
	6401220	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R20 TITANIO
	6401230	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R30 TITANIO
	6401232	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R32 TITANIO
	6401236	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R36 TITANIO
	6401240	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R40 TITANIO
	6401250	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 150mm R50 TITANIO
	6401810	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R10 TITANIO
	6401816	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R16 TITANIO
	6401820	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R20 TITANIO
	6401830	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R30 TITANIO
	6401832	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R32 TITANIO
	6401836	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R36 TITANIO
	6401840	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R40 TITANIO
	6401850	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 180mm R50 TITANIO
	6401810	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R10 TITANIO
	6401816	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R16 TITANIO
	6401820	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R20 TITANIO
	6401830	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R30 TITANIO
	6401832	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R32 TITANIO
	6401836	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R36 TITANIO
	6401840	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R40 TITANIO
	6401850	CLAVO DE SCHANZ Ø4.00 X 200mm R50 TITANIO
	6450000	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 ROSCADO TITANIO
	6451016	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R16 TITANIO
	6451020	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R20 TITANIO
	6451030	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R30 TITANIO
	6451032	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R32 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6451036	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R36 TITANIO
	6451040	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R40 TITANIO
	6451050	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 100mm R50 TITANIO
	6451016	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R16 TITANIO
	6451020	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R20 TITANIO
	6451030	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R30 TITANIO
	6451032	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R32 TITANIO
	6451036	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R36 TITANIO
	6451040	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R40 TITANIO
	6451050	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 120mm R50 TITANIO
	6451316	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R16 TITANIO
	6451320	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R20 TITANIO
	6451330	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R30 TITANIO
	6451332	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R32 TITANIO
	6451336	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R36 TITANIO
	6451340	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R40 TITANIO
	6451350	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 130mm R50 TITANIO
	6451516	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R16 TITANIO
	6451520	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R20 TITANIO
	6451530	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R30 TITANIO
	6451532	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R32 TITANIO
	6451536	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R36 TITANIO
	6451540	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R40 TITANIO
	6451550	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 150mm R50 TITANIO
	6451716	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R16 TITANIO
	6451720	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R20 TITANIO
	6451730	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R30 TITANIO
	6451732	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R32 TITANIO
	6451736	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R36 TITANIO
	6451740	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R40 TITANIO
	6451750	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 170mm R50 TITANIO
	6451816	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R16 TITANIO
	6451820	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R20 TITANIO
	6451830	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R30 TITANIO
	6451832	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R32 TITANIO
	6451836	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R36 TITANIO
	6451840	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R40 TITANIO
	6451850	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 180mm R50 TITANIO
	6452016	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R16 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6452020	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R20 TITANIO
	6452030	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R30 TITANIO
	6452032	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R32 TITANIO
	6452036	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R36 TITANIO
	6452040	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R40 TITANIO
	6452050	CLAVO DE SCHANZ Ø4.50 X 200mm R50 TITANIO
	6500000	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 ROSCADO TITANIO
	6501016	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R16 TITANIO
	6501020	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R20 TITANIO
	6501030	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R30 TITANIO
	6501032	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R32 TITANIO
	6501036	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R36 TITANIO
	6501040	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R40 TITANIO
	6501050	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R50 TITANIO
	6501060	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R60 TITANIO
	6501064	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R64 TITANIO
	6501070	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R70 TITANIO
	6501080	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 100mm R80 TITANIO
	6501216	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R16 TITANIO
	6501220	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R20 TITANIO
	6501230	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R30 TITANIO
	6501232	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R32 TITANIO
	6501236	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R36 TITANIO
	6501240	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R40 TITANIO
	6501250	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R50 TITANIO
	6501260	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R60 TITANIO
	6501264	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R64 TITANIO
	6501270	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R70 TITANIO
	6501280	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 120mm R80 TITANIO
	6501316	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R16 TITANIO
	6501320	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R20 TITANIO
	6501330	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R30 TITANIO
	6501332	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R32 TITANIO
	6501336	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R36 TITANIO
	6501340	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R40 TITANIO
	6501350	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R50 TITANIO
	6501360	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R60 TITANIO
	6501364	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R64 TITANIO
	6501370	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R70 TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6501380	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 130mm R80 TITANIO
	6501516	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R16 TITANIO
	6501520	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R20 TITANIO
	6501530	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R30 TITANIO
	6501532	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R32 TITANIO
	6501536	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R36 TITANIO
	6501540	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R40 TITANIO
	6501550	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R50 TITANIO
	6501560	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R60 TITANIO
	6501564	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R64 TITANIO
	6501570	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R70 TITANIO
	6501580	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 150mm R80 TITANIO
	6501616	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R16 TITANIO
	6501620	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R20 TITANIO
	6501630	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R30 TITANIO
	6501632	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R32 TITANIO
	6501636	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R36 TITANIO
	6501640	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R40 TITANIO
	6501650	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R50 TITANIO
	6501660	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R60 TITANIO
	6501664	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R64 TITANIO
	6501670	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R70 TITANIO
	6501680	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 160mm R80 TITANIO
	6501716	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R16 TITANIO
	6501720	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R20 TITANIO
	6501730	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R30 TITANIO
	6501732	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R32 TITANIO
	6501736	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R36 TITANIO
	6501740	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R40 TITANIO
	6501750	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R50 TITANIO
	6501760	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R60 TITANIO
	6501764	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R64 TITANIO
	6501770	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R70 TITANIO
	6501780	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 170mm R80 TITANIO
	6501816	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R16 TITANIO
	6501820	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R20 TITANIO
	6501830	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R30 TITANIO
	6501832	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R32 TITANIO
	6501836	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R36 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6501840	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R40 TITANIO
	6501850	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R50 TITANIO
	6501860	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R60 TITANIO
	6501864	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R64 TITANIO
	6501870	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R70 TITANIO
	6501880	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 180mm R80 TITANIO
	6502016	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R16 TITANIO
	6502020	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R20 TITANIO
	6502030	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R30 TITANIO
	6502032	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R32 TITANIO
	6502036	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R36 TITANIO
	6502040	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R40 TITANIO
	6502050	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R50 TITANIO
	6502060	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R60 TITANIO
	6502064	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R64 TITANIO
	6502070	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R70 TITANIO
	6502080	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 200mm R80 TITANIO
	6502216	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R16 TITANIO
	6502220	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R20 TITANIO
	6502230	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R30 TITANIO
	6502232	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R32 TITANIO
	6502236	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R36 TITANIO
	6502240	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R40 TITANIO
	6502250	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R50 TITANIO
	6502260	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R60 TITANIO
	6502264	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R64 TITANIO
	6502270	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R70 TITANIO
	6502280	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 220mm R80 TITANIO
	6502616	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R16 TITANIO
	6502620	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R20 TITANIO
	6502630	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R30 TITANIO
	6502632	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R32 TITANIO
	6502636	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R36 TITANIO
	6502640	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R40 TITANIO
	6502650	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R50 TITANIO
	6502660	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R60 TITANIO
	6502664	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R64 TITANIO
	6502670	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R70 TITANIO
	6502680	CLAVO DE SCHANZ Ø5.00 X 260mm R80 TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6600000	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 ROSCADO TITANIO
	6601020	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 100mm R20 TITANIO
	6601030	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 100mm R30 TITANIO
	6601032	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 100mm R32 TITANIO
	6601036	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 100mm R36 TITANIO
	6601040	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 100mm R40 TITANIO
	6601050	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 110mm R20 TITANIO
	6601060	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 110mm R30 TITANIO
	6601064	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 110mm R32 TITANIO
	6601070	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 110mm R36 TITANIO
	6601080	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 110mm R40 TITANIO
	6601220	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R20 TITANIO
	6601230	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R30 TITANIO
	6601232	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R32 TITANIO
	6601236	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R33 TITANIO
	6601240	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R40 TITANIO
	6601250	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 120mm R50 TITANIO
	6601320	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R20 TITANIO
	6601330	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R30 TITANIO
	6601332	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R32 TITANIO
	6601336	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R36 TITANIO
	6601340	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R40 TITANIO
	6601350	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R50 TITANIO
	6601360	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 130mm R60 TITANIO
	6601520	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R20 TITANIO
	6601530	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R30 TITANIO
	6601532	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R32 TITANIO
	6601536	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R36 TITANIO
	6601540	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R40 TITANIO
	6601550	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R50 TITANIO
	6601560	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R60 TITANIO
	6601564	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R64 TITANIO
	6601570	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 150mm R70 TITANIO
	6601620	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R20 TITANIO
	6601630	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R30 TITANIO
	6601632	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R32 TITANIO
	6601636	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R36 TITANIO
	6601640	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R40 TITANIO
	6601650	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R50 TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6601660	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R60 TITANIO
	6601664	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R64 TITANIO
	6601670	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R70 TITANIO
	6601680	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 160mm R80 TITANIO
	6601720	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R20 TITANIO
	6601730	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R30 TITANIO
	6601732	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R32 TITANIO
	6601736	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R36 TITANIO
	6601740	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R40 TITANIO
	6601750	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R50 TITANIO
	6601760	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R60 TITANIO
	6601764	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R64 TITANIO
	6601770	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R70 TITANIO
	6601780	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 170mm R80 TITANIO
	6601820	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R20 TITANIO
	6601830	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R30 TITANIO
	6601832	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R32 TITANIO
	6601836	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R36 TITANIO
	6601840	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R40 TITANIO
	6601850	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R50 TITANIO
	6601860	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R60 TITANIO
	6601864	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R64 TITANIO
	6601870	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R70 TITANIO
	6601880	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 180mm R80 TITANIO
	6602020	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R20 TITANIO
	6602030	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R30 TITANIO
	6602032	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R32 TITANIO
	6602036	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R36 TITANIO
	6602040	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R40 TITANIO
	6602050	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R50 TITANIO
	6602060	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R60 TITANIO
	6602064	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R64 TITANIO
	6602070	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R70 TITANIO
	6602080	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 200mm R80 TITANIO
	6602220	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R20 TITANIO
	6602230	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R30 TITANIO
	6602232	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R32 TITANIO
	6602236	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R36 TITANIO
	6602240	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R40 TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6602250	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R50 TITANIO
	6602260	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R60 TITANIO
	6602264	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R64 TITANIO
	6602270	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R70 TITANIO
	6602280	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 220mm R80 TITANIO
	6602620	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R20 TITANIO
	6602630	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R30 TITANIO
	6602632	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R32 TITANIO
	6602636	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R36 TITANIO
	6602640	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R40 TITANIO
	6602650	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R50 TITANIO
	6602660	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R60 TITANIO
	6602664	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R64 TITANIO
	6602670	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R70 TITANIO
	6602680	CLAVO DE SCHANZ Ø6.00 X 260mm R80 TITANIO
	6200000	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE ROSCADO TITANIO
	6250000	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 2.5 ROSCADO TITANIO
	6300000	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 3.0 ROSCADO TITANIO
	6400000	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.0 ROSCADO TITANIO
	6400200	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.0 X 200mm TITANIO
	6400250	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.0 X 250mm TITANIO
	6400300	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.0 X 300mm TITANIO
	6400350	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.0 X 350mm TITANIO
	6450200	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.5 X 200mm TITANIO
	6450250	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.5 X 250mm TITANIO
	6450300	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.5 X 300mm TITANIO
	6450350	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 4.5 X 350mm TITANIO
	6500200	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 5.0 X 200mm TITANIO
	6500250	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 5.0 X 250mm TITANIO
	6500300	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 5.0 X 300mm TITANIO
	6500350	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 5.0 X 350mm TITANIO
	6600200	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 6.0 X 200mm TITANIO
	6600250	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 6.0 X 250mm TITANIO
	6600300	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 6.0 X 300mm TITANIO
	6600350	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 6.0 X 350mm TITANIO
	6700200	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 7.0 X 200mm TITANIO
	6700250	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 7.0 X 250mm TITANIO
	6700300	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 7.0 X 300mm TITANIO
	6700350	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 7.0 X 350mm TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6700400	CLAVO DE SCHANZ TRANSFIJANTE Ø 7.0 X 400mm TITANIO
PLACA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS TITANIO	6235633	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H TITANIO
	6235634	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H TITANIO
	6235635	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H TITANIO
	6235636	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H TITANIO
	6235638	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 8H TITANIO
	6235640	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 10H TITANIO
	6235642	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 12H TITANIO
	6235644	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 4H TITANIO
	6235645	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 5H TITANIO
	6235646	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 6H TITANIO
	6235647	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 7H TITANIO
	6235648	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 6H TITANIO
	6235650	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 10H TITANIO
	6235652	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 12H TITANIO
	6235733	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H OBLICUA DERECHA TITANIO
	6235734	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H OBLICUA DERECHA TITANIO
	6235735	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H OBLICUA DERECHA TITANIO
	6235736	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H OBLICUA DERECHA TITANIO
	6235833	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H OBLICUA IZQUIERDA TITANIO
	6235834	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H OBLICUA IZQUIERDA TITANIO
	6235835	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H OBLICUA IZQUIERDA TITANIO
	6235836	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H OBLICUA IZQUIERDA TITANIO
	6265623	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 3H DERECHA TITANIO
	6265624	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 4H DERECHA TITANIO
	6265625	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 5H DERECHA TITANIO
	6265626	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 6H DERECHA TITANIO
	6265628	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 8H DERECHA TITANIO
	6265620	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 10H DERECHA TITANIO
	6265723	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6265724	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6265725	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6265726	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6265728	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6265720	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 10H IZQUIERDA TITANIO
6242703	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 3H TITANIO	
6242704	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 4H TITANIO	
6242705	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 5H TITANIO	
6242706	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 6H TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6242708	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 8H TITANIO
	6222703	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 3H DERECHA TITANIO
	6222704	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 4H DERECHA TITANIO
	6222705	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 5H DERECHA TITANIO
	6222706	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 6H DERECHA TITANIO
	6222708	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 8H DERECHA TITANIO
	6232703	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6232704	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6232705	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6232706	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6232708	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6242703	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 3H DERECHA TITANIO
	6242704	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 4H DERECHA TITANIO
	6242705	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 5H DERECHA TITANIO
	6242706	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 6H DERECHA TITANIO
	6242707	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 8H DERECHA TITANIO
	6252703	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6252704	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6252705	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6252706	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6252707	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6202704	PLACA RECTA DE 2.7 X 4H TITANIO
	6202705	PLACA RECTA DE 2.7 X 5H TITANIO
	6202706	PLACA RECTA DE 2.7 X 6H TITANIO
	6202707	PLACA RECTA DE 2.7 X 7H TITANIO
	6202708	PLACA RECTA DE 2.7 X 8H TITANIO
	6202709	PLACA RECTA DE 2.7 X 9H TITANIO
	6202710	PLACA RECTA DE 2.7 X 10H TITANIO
	6242403	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 3H TITANIO
	6242404	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 4H TITANIO
	6242405	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 5H TITANIO
	6242406	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 6H TITANIO
	6242408	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 8H TITANIO
	6222403	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 3H DERECHA TITANIO
	6222404	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 4H DERECHA TITANIO
	6222405	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 5H DERECHA TITANIO
	6222406	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 6H DERECHA TITANIO
	6222408	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 8H DERECHA TITANIO
	6232403	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 3H IZQUIERDA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6232404	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6232405	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6232406	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6232408	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6242403	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 3H DERECHA TITANIO
	6242404	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 4H DERECHA TITANIO
	6242405	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 5H DERECHA TITANIO
	6242406	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 6H DERECHA TITANIO
	6242407	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 8H DERECHA TITANIO
	6252403	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6252404	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6252405	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6252406	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6252407	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6202404	PLACA RECTA DE 2.4 X 4H TITANIO
	6202405	PLACA RECTA DE 2.4 X 5H TITANIO
	6202406	PLACA RECTA DE 2.4 X 6H TITANIO
	6202407	PLACA RECTA DE 2.4 X 7H TITANIO
	6202408	PLACA RECTA DE 2.4 X 8H TITANIO
	6202409	PLACA RECTA DE 2.4 X 9H TITANIO
	6202410	PLACA RECTA DE 2.4 X 10H TITANIO
	6212003	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 3H TITANIO
	6212004	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 4H TITANIO
	6212005	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 5H TITANIO
	6212006	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 6H TITANIO
	6212008	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 8H TITANIO
	6222003	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 3H DERECHA TITANIO
	6222004	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 4H DERECHA TITANIO
	6222005	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 5H DERECHA TITANIO
	6222006	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 6H DERECHA TITANIO
	6222008	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 8H DERECHA TITANIO
	6232003	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6232004	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6232005	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6232006	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6232008	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6202003	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 3H DERECHA TITANIO
	6202004	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 4H DERECHA TITANIO
	6202005	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 5H DERECHA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6202006	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 6H DERECHA TITANIO
	6202007	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 8H DERECHA TITANIO
	6252003	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6252004	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6252005	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6252006	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6252007	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6202004	PLACA RECTA DE 2.0 X 4H TITANIO
	6202005	PLACA RECTA DE 2.0 X 5H TITANIO
	6202006	PLACA RECTA DE 2.0 X 6H TITANIO
	6202007	PLACA RECTA DE 2.0 X 7H TITANIO
	6202008	PLACA RECTA DE 2.0 X 8H TITANIO
	6202009	PLACA RECTA DE 2.0 X 9H TITANIO
	6202010	PLACA RECTA DE 2.0 X 10H TITANIO
	6201503	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 3H TITANIO
	6201504	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 4H TITANIO
	6201505	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 5H TITANIO
	6201506	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 6H TITANIO
	6201508	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 8H TITANIO
	6221503	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 3H DERECHA TITANIO
	6221504	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 4H DERECHA TITANIO
	6221505	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 5H DERECHA TITANIO
	6221506	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 6H DERECHA TITANIO
	6221508	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 8H DERECHA TITANIO
	6231503	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6231504	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6231505	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6231506	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6231508	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6251503	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 3H DERECHA TITANIO
	6251504	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 4H DERECHA TITANIO
	6251505	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 5H DERECHA TITANIO
	6251506	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 6H DERECHA TITANIO
	6251507	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 8H DERECHA TITANIO
	6251503	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6251504	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6251505	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6251506	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6251507	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 8H IZQUIERDA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6251504	PLACA RECTA DE 1.5 X 4H TITANIO
	6251505	PLACA RECTA DE 1.5 X 5H TITANIO
	6251506	PLACA RECTA DE 1.5 X 6H TITANIO
	6251507	PLACA RECTA DE 1.5 X 7H TITANIO
	6251508	PLACA RECTA DE 1.5 X 8H TITANIO
	6251509	PLACA RECTA DE 1.5 X 9H TITANIO
	6251510	PLACA RECTA DE 1.5 X 10H TITANIO
PLACA PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS BLOQUEADA TITANIO	6361504	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 4H BLOQUEADA
	6361505	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 5H BLOQUEADA
	6361506	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 6H BLOQUEADA
	6361507	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 7H BLOQUEADA
	6361508	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 8H BLOQUEADA
	6361509	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 9H BLOQUEADA
	6361510	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 1.5 X 10H BLOQUEADA
	6371504	PLACA EN Y 1.5 X 4H BLOQUEADA
	6371505	PLACA EN Y 1.5 X 5H BLOQUEADA
	6371506	PLACA EN Y 1.5 X 6H BLOQUEADA
	6371507	PLACA EN Y 1.5 X 7H BLOQUEADA
	6371508	PLACA EN Y 1.5 X 8H BLOQUEADA
	6371509	PLACA EN Y 1.5 X 9H BLOQUEADA
	6371510	PLACA EN Y 1.5 X 10H BLOQUEADA
	6381504	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 4H BLOQUEADA
	6381505	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 5H BLOQUEADA
	6381506	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 6H BLOQUEADA
	6381507	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 7H BLOQUEADA
	6381508	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 8H BLOQUEADA
	6381509	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 9H BLOQUEADA
	6381510	PLACA CONDILAR DE 1.5 X 10H BLOQUEADA
	6342004	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 4H BLOQUEADA
	6342005	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 5H BLOQUEADA
	6342006	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 6H BLOQUEADA
	6342007	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 7H BLOQUEADA
	6342008	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 8H BLOQUEADA
	6342009	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 9H BLOQUEADA
	6342010	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,0 X 10H BLOQUEADA
	6362004	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 4H BLOQUEADA
	6362005	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 5H BLOQUEADA
	6362006	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 6H BLOQUEADA
	6362007	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 7H BLOQUEADA

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6362008	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 8H BLOQUEADA
	6362009	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 9H BLOQUEADA
	6362010	PLACA CONDILAR DE 2.0 X 10H BLOQUEADA
	6362404	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 4H BLOQUEADA
	6362405	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 5H BLOQUEADA
	6362406	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 6H BLOQUEADA
	6362407	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 7H BLOQUEADA
	6362408	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 8H BLOQUEADA
	6362409	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 9H BLOQUEADA
	6362410	PLACA CONDILAR DE 2.4 X 10H BLOQUEADA
	6372404	PLACA EN Y DE 2,4 X 4H BLOQUEADA
	6372405	PLACA EN Y DE 2,4 X 5H BLOQUEADA
	6372406	PLACA EN Y DE 2,4 X 6H BLOQUEADA
	6372407	PLACA EN Y DE 2,4 X 7H BLOQUEADA
	6372408	PLACA EN Y DE 2,4 X 8H BLOQUEADA
	6372409	PLACA EN Y DE 2,4 X 9H BLOQUEADA
	6372410	PLACA EN Y DE 2,4 X 10H BLOQUEADA
	6362704	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X4H BLOQUEADA
	6362705	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X5HBLOQUEADA
	6362706	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X6H BLOQUEADA
	6362707	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X7H BLOQUEADA
	6362708	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X8H BLOQUEADA
	6362709	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X9H BLOQUEADA
	6362710	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 2,7X10H BLOQUEADA
	6372704	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 4H BLOQUEADA
	6372705	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 5H BLOQUEADA
	6372706	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 6H BLOQUEADA
	6372707	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 7H BLOQUEADA
	6372708	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 8H BLOQUEADA
	6372709	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 9H BLOQUEADA
	6372710	PLACA CONDILAR DE 2.7 X 10H BLOQUEADA
	6335633	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6335634	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6335635	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6335636	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6335638	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6335640	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6335642	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 12H BLOQUEADA TITANIO
	6335644	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 4H BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6335645	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6335646	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6335647	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6335648	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6335650	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6335652	PLACA EN T DE 3.5mm DE 4 X 12H BLOQUEADA TITANIO
	6335733	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H OBLICUA DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6335734	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H OBLICUA DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6335735	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H OBLICUA DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6335736	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H OBLICUA DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6335833	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 3H OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6335834	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 4H OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6335835	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 5H OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6335836	PLACA EN T DE 3.5mm DE 3 X 6H OBLICUA IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6365623	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6365624	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6365625	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6365626	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6365628	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6365620	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 10H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6365723	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6365724	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6365725	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6365726	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6365728	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6365720	PLACA EN L DE 3.5mm DE 2 X 10H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6342703	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6342704	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6342705	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6342706	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6342708	PLACA EN T DE 2.7 DE 2 X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6322703	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322704	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322705	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**

**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6322706	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322708	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6332703	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6332704	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6332705	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6332706	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6332708	PLACA EN L DE 2.7 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6342704	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6342705	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6342706	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6342707	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6352703	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352704	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352705	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352706	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352707	PLACA EN L OBLICUA DE 2.7 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6302704	PLACA RECTA DE 2.7 X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6302705	PLACA RECTA DE 2.7 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6302706	PLACA RECTA DE 2.7 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6302707	PLACA RECTA DE 2.7 X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6302708	PLACA RECTA DE 2.7 X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6302709	PLACA RECTA DE 2.7 X 9H BLOQUEADA TITANIO
	6302710	PLACA RECTA DE 2.7 X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6342403	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6342404	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6342405	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6342406	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6342408	PLACA EN T DE 2.4 DE 2 X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6322403	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322404	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322405	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322406	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322408	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6332403	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6332404	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6332405	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6332406	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6332408	PLACA EN L DE 2.4 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6342403	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6342404	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6342405	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6342406	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6342407	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6352403	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352404	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352405	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352406	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352407	PLACA EN L OBLICUA DE 2.4 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6302404	PLACA RECTA DE 2.4 X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6302405	PLACA RECTA DE 2.4 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6302406	PLACA RECTA DE 2.4 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6302407	PLACA RECTA DE 2.4 X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6302408	PLACA RECTA DE 2.4 X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6302409	PLACA RECTA DE 2.4 X 9H BLOQUEADA TITANIO
	6302410	PLACA RECTA DE 2.4 X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6312003	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6312004	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6312005	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6312006	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6312008	PLACA EN T DE 2.0 DE 2 X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6322003	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322004	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322005	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322006	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6322008	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6332003	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6332004	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6332005	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6332006	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6332008	PLACA EN L DE 2.0 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6302003	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6302004	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6302005	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6302006	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6302007	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6352003	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352004	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352005	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352006	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6352007	PLACA EN L OBLICUA DE 2.0 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6302004	PLACA RECTA DE 2.0 X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6302005	PLACA RECTA DE 2.0 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6302006	PLACA RECTA DE 2.0 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6302007	PLACA RECTA DE 2.0 X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6302008	PLACA RECTA DE 2.0 X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6302009	PLACA RECTA DE 2.0 X 9H BLOQUEADA TITANIO
	6302010	PLACA RECTA DE 2.0 X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6301503	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6301504	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6301505	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6301506	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6301508	PLACA EN T DE 1.5 DE 2 X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6321503	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6321504	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6321505	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6321506	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6321508	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6331503	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6331504	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6331505	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6331506	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6331508	PLACA EN L DE 1.5 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6351503	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6351504	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6351505	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6351506	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6351507	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6351503	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6351504	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6351505	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6351506	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6351507	PLACA EN L OBLICUA DE 1.5 DE 2 X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6351504	PLACA RECTA DE 1.5 X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6351505	PLACA RECTA DE 1.5 X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6351506	PLACA RECTA DE 1.5 X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6351507	PLACA RECTA DE 1.5 X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6351508	PLACA RECTA DE 1.5 X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6351509	PLACA RECTA DE 1.5 X 9H BLOQUEADA TITANIO
	6351510	PLACA RECTA DE 1.5 X 10H BLOQUEADA TITANIO
	PLACA DE 4.5 Y 6.5 BLOQUEADA TITANIO	6345603
6345604		PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 4H BLOQUEADA TITANIO
6345605		PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 5H BLOQUEADA TITANIO
6345606		PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 6H BLOQUEADA TITANIO
6345607		PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 7H BLOQUEADA TITANIO
6345608		PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 8H BLOQUEADA TITANIO
6345609		PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 9H BLOQUEADA TITANIO
6345610		PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 10H BLOQUEADA TITANIO
6345612		PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 12H BLOQUEADA TITANIO
6345614		PLACA EN T DE 4.5 Y 6.5mm X 14H BLOQUEADA TITANIO
6345203		PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 3H BLOQUEADA TITANIO
6345204		PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 4H BLOQUEADA TITANIO
6345205		PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 5H BLOQUEADA TITANIO
6345206		PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 6H BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6345207	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6345208	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6345209	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 9H BLOQUEADA TITANIO
	6345210	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm DERECHA X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6345303	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6345304	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6345305	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6345306	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6345307	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6345308	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6345309	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 9H BLOQUEADA TITANIO
6345310	PLACA EN L DE 4.5 Y 6.5mm IZQUIERDA X 10H BLOQUEADA TITANIO	
PLACA PARA CLAVICULA TITANIO	6272704	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 4H DERECHA TITANIO
	6272705	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 5H DERECHA TITANIO
	6272706	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 6H DERECHA TITANIO
	6272707	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 7H DERECHA TITANIO
	6272708	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 8H DERECHA TITANIO
	6272710	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 10H DERECHA TITANIO
	6272804	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6272805	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6272806	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6272807	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 7H IZQUIERDA TITANIO
	6272808	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6272810	PLACA PARA CLAVICULA EN S BLOQUEADA X 10H IZQUIERDA TITANIO
	6272723	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 3H DERECHA TITANIO
	6272724	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 4H DERECHA TITANIO
	6272725	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 5H DERECHA TITANIO
	6272726	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 6H DERECHA TITANIO
	6272727	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 7H DERECHA TITANIO
	6272728	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 8H DERECHA TITANIO
	6272730	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 10H DERECHA TITANIO
6272733	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 3H IZQUIERDA TITANIO	
6272734	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 4H IZQUIERDA TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6272735	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6272736	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6272737	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 7H IZQUIERDA TITANIO
	6272738	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6272740	PLACA PARA CLAVICULA SUPERIOR ANTERIOR DISTAL CON EXTENSION BLOQUEADA X 10H IZQUIERDA TITANIO
	6272744	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 4H DERECHA TITANIO
	6272745	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 5H DERECHA TITANIO
	6272746	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 6H DERECHA TITANIO
	6272747	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 7H DERECHA TITANIO
	6272748	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 8H DERECHA TITANIO
	6272750	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 10H DERECHA TITANIO
	6272754	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6272755	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6272756	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6272757	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 7H IZQUIERDA TITANIO
	6272758	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6272760	PLACA PARA CLAVICULA ANTERIOR MEDIAL BLOQUEADA X 10H IZQUIERDA TITANIO
	6263502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 2H TITANIO
	6263503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 3H TITANIO
	6263504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 4H TITANIO
	6263505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 5H TITANIO
	6263506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 6H TITANIO
	6263508	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 8H TITANIO
	6243502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 2H TITANIO
	6243503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 3H TITANIO
	6243504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 4H TITANIO
	6243505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 5H TITANIO
	6243506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 6H TITANIO
	6245208	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 8H TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6253502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 2H TITANIO
	6253503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 3H TITANIO
	6253504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 4H TITANIO
	6253505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 5H TITANIO
	6253506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 6H TITANIO
	6253508	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 8H TITANIO
	6273502	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 2H TITANIO
	6273503	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 3H TITANIO
	6273504	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 4H TITANIO
	6273505	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 5H TITANIO
	6273506	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 6H TITANIO
	6273508	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 8H TITANIO
	6243602	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 2H TITANIO
	6243603	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 3H TITANIO
	6243604	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 4H TITANIO
	6243605	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 5H TITANIO
	6243606	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 6H TITANIO
	6243608	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 8H TITANIO
	6253602	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 2H TITANIO
	6253603	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 3H TITANIO
	6253604	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 4H TITANIO
	6253605	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 4H TITANIO
	6253606	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 6H TITANIO
	6253608	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 6H TITANIO
	6363502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 2H BLOQUEADA TITANIO
	6363503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6363504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6363505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6363506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6363508	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 12mm X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6343502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 2H BLOQUEADA TITANIO
	6343503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6343504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 4H BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6343505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6343506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6345208	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 15mm X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6353502	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 2H BLOQUEADA TITANIO
	6353503	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6353504	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6353505	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6353506	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6353508	PLACA GANCHO CLAVICULAR DERECHA 18mm X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6373502	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 2H BLOQUEADA TITANIO
	6373503	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6373504	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6373505	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6373506	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6373508	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 12mm X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6343602	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 2H BLOQUEADA TITANIO
	6343603	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6343604	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6343605	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6343606	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6343608	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 15mm X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6353602	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 2H BLOQUEADA TITANIO
	6353603	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6353604	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 4H BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6353605	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6353606	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6353608	PLACA GANCHO CLAVICULAR IZQUIERDA 18mm X 6H BLOQUEADA TITANIO
PLACA PARA HUMERO TITANIO	6403503	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 3H TITANIO
	6403504	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 4H TITANIO
	6403505	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 5H TITANIO
	6403506	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 6H TITANIO
	6403507	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 7H TITANIO
	6403508	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 8H TITANIO
	6403509	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 9H TITANIO
	6403510	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 10H TITANIO
	6403512	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 12H TITANIO
	6403513	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 3H TITANIO
	6403514	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 4H TITANIO
	6403515	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 5H TITANIO
	6403516	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 6H TITANIO
	6403517	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 7H TITANIO
	6403518	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 8H TITANIO
	6403519	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 9H TITANIO
	6403520	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 10H TITANIO
	6403522	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 12H TITANIO
	6403523	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 3H TITANIO
	6403524	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 4H TITANIO
	6403525	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H TITANIO
	6403526	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 6H TITANIO
	6403527	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 7H TITANIO
	6403528	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 8H TITANIO
	6403529	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 9H TITANIO
	6403530	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 10H TITANIO
	6403532	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 12H TITANIO
	6413503	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6413504	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6413505	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6413506	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6413507	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 7H BLOQUEADA TITANIO
6413508	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 8H BLOQUEADA TITANIO	
6413509	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 9H BLOQUEADA TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6413510	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6413512	PLACA PARA HUMERO PROXIMAL X 12H BLOQUEADA TITANIO
	6413513	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6413514	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6413515	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6413516	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6413517	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6413518	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6413519	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 9H BLOQUEADA TITANIO
	6413520	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6413522	PLACA PARA HUMERO DISTAL LATERAL X 12H BLOQUEADA TITANIO
	6413523	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6413524	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6413525	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6413526	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6413527	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6413528	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6413529	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 9H BLOQUEADA TITANIO
	6413530	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6413532	PLACA PARA HUMERO DISTAL MEDIAL X 12H BLOQUEADA TITANIO
PLACA DE RADIO DISTAL TITANIO	6402703	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H LARGE TITANIO
	6402704	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H LARGE TITANIO
	6402705	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H LARGE TITANIO
	6402706	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H LARGE TITANIO
	6402707	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H LARGE TITANIO
	6402708	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H LARGE TITANIO
	6402710	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H LARGE TITANIO
	6402712	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H LARGE TITANIO
	6402713	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H SMALL TITANIO
	6402714	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H SMALL TITANIO
	6402715	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H SMALL TITANIO
	6402716	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H SMALL TITANIO
	6402717	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H SMALL TITANIO
	6402718	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H SMALL TITANIO
	6402720	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H SMALL TITANIO
	6402722	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H SMALL TITANIO
	6402723	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H MEDIUM TITANIO
	6402724	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H MEDIUM TITANIO
6402725	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H MEDIUM TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6402726	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H MEDIUM TITANIO
	6402727	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H MEDIUM TITANIO
	6402728	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H MEDIUM TITANIO
	6402730	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H MEDIUM TITANIO
	6402732	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H MEDIUM TITANIO
	6412703	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H LARGE ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412704	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H LARGE ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412705	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H LARGE ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412706	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H LARGE ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412707	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H LARGE ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412708	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H LARGE ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412710	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H LARGE ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412712	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H LARGE ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412713	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H SMALL ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412714	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H SMALL ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412715	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H SMALL ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412716	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H SMALL ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412717	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H SMALL ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412718	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H SMALL ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412720	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H SMALL ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412722	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H SMALL ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412723	PLACA DE RADIO DISTAL X 3H MEDIUM ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412724	PLACA DE RADIO DISTAL X 4H MEDIUM ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412725	PLACA DE RADIO DISTAL X 5H MEDIUM ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412726	PLACA DE RADIO DISTAL X 6H MEDIUM ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412727	PLACA DE RADIO DISTAL X 7H MEDIUM ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412728	PLACA DE RADIO DISTAL X 8H MEDIUM ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412730	PLACA DE RADIO DISTAL X 10H MEDIUM ANGULO VARIABLE TITANIO
	6412732	PLACA DE RADIO DISTAL X 12H MEDIUM ANGULO VARIABLE TITANIO
PLACA DE TIBIA PROXIMAL TITANIO	6404503	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H DERECHA TITANIO
	6404504	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H DERECHA TITANIO
	6404505	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H DERECHA TITANIO
	6404506	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H DERECHA TITANIO
	6404507	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H DERECHA TITANIO
	6404508	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H DERECHA TITANIO
	6404510	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H DERECHA TITANIO
	6404512	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H DERECHA TITANIO
	6404513	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6404514	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H IZQUIERDA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6404515	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6404516	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6404517	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H IZQUIERDA TITANIO
	6404518	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6404520	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H IZQUIERDA TITANIO
	6404522	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H IZQUIERDA TITANIO
	6404603	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H DERECHA TITANIO
	6404604	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H DERECHA TITANIO
	6404605	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H DERECHA TITANIO
	6404606	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H DERECHA TITANIO
	6404607	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H DERECHA TITANIO
	6404608	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H DERECHA TITANIO
	6404610	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H DERECHA TITANIO
	6404612	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H DERECHA TITANIO
	6404613	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6404614	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H IZQUIERDA TITANIO
	6404615	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H IZQUIERDA TITANIO
	6404616	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H IZQUIERDA TITANIO
	6404617	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H IZQUIERDA TITANIO
	6404618	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H IZQUIERDA TITANIO
	6404620	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H IZQUIERDA TITANIO
	6404622	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H IZQUIERDA TITANIO
	6404703	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA TITANIO
	6404704	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA TITANIO
	6404705	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA TITANIO
	6404706	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA TITANIO
	6404707	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA TITANIO
	6404708	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA TITANIO
	6404710	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA TITANIO
	6404712	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA TITANIO
	6404723	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6404724	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6404725	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6404726	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6404727	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6404728	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6404730	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA TITANIO
	6404732	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA TITANIO
PLACA DE TIBIA DISTAL	6404003	PLACA DE TIBIA DISTAL X 3H TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
TITANIO	6404004	PLACA DE TIBIA DISTAL X 4H TITANIO
	6404005	PLACA DE TIBIA DISTAL X 5H TITANIO
	6404006	PLACA DE TIBIA DISTAL X 6H TITANIO
	6404007	PLACA DE TIBIA DISTAL X 7H TITANIO
	6404008	PLACA DE TIBIA DISTAL X 8H TITANIO
	6404010	PLACA DE TIBIA DISTAL X 10H TITANIO
	6404012	PLACA DE TIBIA DISTAL X 12H TITANIO
	6404103	PLACA DE TIBIA DISTAL X 3H LATERAL TITANIO
	6404104	PLACA DE TIBIA DISTAL X 4H LATERAL TITANIO
	6404105	PLACA DE TIBIA DISTAL X 5H LATERAL TITANIO
	6404106	PLACA DE TIBIA DISTAL X 6H LATERAL TITANIO
	6404107	PLACA DE TIBIA DISTAL X 7H LATERAL TITANIO
	6404108	PLACA DE TIBIA DISTAL X 8H LATERAL TITANIO
	6404110	PLACA DE TIBIA DISTAL X 10H LATERAL TITANIO
	6404112	PLACA DE TIBIA DISTAL X 12H LATERAL TITANIO
PLACA COMBINADA DE PARA CUBITO Y OLECRANON TITANIO	6404303	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 3H
	6404304	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 4H
	6404305	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 5H
	6404306	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 6H
	6404307	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 7H
	6404308	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 8H
	6404309	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 9H
	6404310	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 10H
	6404311	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 11H
	6404312	PLACA DE BLOQUEO COMBINADA PARA CUBITO Y OLECRANON X 12H
PLACA DE PERONE DISTAL TITANIO	6404202	PLACA DE PERONE DISTAL X 2H TITANIO
	6404203	PLACA DE PERONE DISTAL X 3H TITANIO
	6404204	PLACA DE PERONE DISTAL X 4H TITANIO
	6404205	PLACA DE PERONE DISTAL X 5H TITANIO
	6404206	PLACA DE PERONE DISTAL X 6H TITANIO
	6404207	PLACA DE PERONE DISTAL X 7H TITANIO
	6404208	PLACA DE PERONE DISTAL X 8H TITANIO
	6404210	PLACA DE PERONE DISTAL X 10H TITANIO
	6404212	PLACA DE PERONE DISTAL X 12H TITANIO
PLACA PARA CALCANEOS TITANIO	6404301	PLACA PARA CALCANEOS GRANDE TITANIO
	6404302	PLACA PARA CALCANEOS MEDIANA TITANIO
	6404303	PLACA PARA CALCANEOS PEQUEÑA TITANIO
PLACA DE TIBIA PROXIMAL BLOQUEADA	6414503	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
TITANIO	6414504	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414505	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414506	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414507	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414508	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414510	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414512	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414513	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414514	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414515	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414516	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414517	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414518	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414520	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414522	PLACA EN L DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414603	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414604	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414605	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414606	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414607	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414608	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414610	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414612	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
6414613	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO	

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6414614	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 4H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414615	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 5H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414616	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 6H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414617	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 7H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414618	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 8H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414620	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 10H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414622	PLACA EN T DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL X 12H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414703	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414704	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414705	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414706	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414707	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414708	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414710	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414712	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H DERECHA BLOQUEADA TITANIO
	6414723	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414724	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414725	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414726	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414727	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414728	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414730	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
	6414732	PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL X 3H IZQUIERDA BLOQUEADA TITANIO
PLACA DE TIBIA DISTAL BLOQUEADA TITANIO	6414003	PLACA DE TIBIA DISTAL X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6414004	PLACA DE TIBIA DISTAL X 4H BLOQUEADA TITANIO

República de Colombia  
 Ministerio de Salud y Protección Social  
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

Familia	Código, Modelo o Referencia	Descripción
	6414005	PLACA DE TIBIA DISTAL X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6414006	PLACA DE TIBIA DISTAL X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6414007	PLACA DE TIBIA DISTAL X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6414008	PLACA DE TIBIA DISTAL X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6414010	PLACA DE TIBIA DISTAL X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6414012	PLACA DE TIBIA DISTAL X 12H BLOQUEADA TITANIO
	6414103	PLACA DE TIBIA DISTAL X 3H LATERAL BLOQUEADA TITANIO
	6414104	PLACA DE TIBIA DISTAL X 4H LATERAL BLOQUEADA TITANIO
	6414105	PLACA DE TIBIA DISTAL X 5H LATERAL BLOQUEADA TITANIO
	6414106	PLACA DE TIBIA DISTAL X 6H LATERAL BLOQUEADA TITANIO
	6414107	PLACA DE TIBIA DISTAL X 7H LATERAL BLOQUEADA TITANIO
	6414108	PLACA DE TIBIA DISTAL X 8H LATERAL BLOQUEADA TITANIO
	6414110	PLACA DE TIBIA DISTAL X 10H LATERAL BLOQUEADA TITANIO
	6414112	PLACA DE TIBIA DISTAL X 12H LATERAL BLOQUEADA TITANIO
PLACA DE PERONE DISTAL BLOQUEADA TITANIO	6414202	PLACA DE PERONE DISTAL X 2H BLOQUEADA TITANIO
	6414203	PLACA DE PERONE DISTAL X 3H BLOQUEADA TITANIO
	6414204	PLACA DE PERONE DISTAL X 4H BLOQUEADA TITANIO
	6414205	PLACA DE PERONE DISTAL X 5H BLOQUEADA TITANIO
	6414206	PLACA DE PERONE DISTAL X 6H BLOQUEADA TITANIO
	6414207	PLACA DE PERONE DISTAL X 7H BLOQUEADA TITANIO
	6414208	PLACA DE PERONE DISTAL X 8H BLOQUEADA TITANIO
	6414210	PLACA DE PERONE DISTAL X 10H BLOQUEADA TITANIO
	6414212	PLACA DE PERONE DISTAL X 12H BLOQUEADA TITANIO
PLACA PARA CALCANEOS BLOQUEADA TITANIO	6414301	PLACA PARA CALCANEOS GRANDE BLOQUEADA TITANIO
	6414302	PLACA PARA CALCANEOS MEDIANA BLOQUEADA TITANIO
	6414303	PLACA PARA CALCANEOS PEQUEÑA BLOQUEADA TITANIO

**OBSERVACIONES:** ESTE DISPOSITIVO NO ES ESTERIL  
**EXPEDIENTE No.:** 20066416  
**RADICACIÓN:** 20231287091  
**FECHA:** 10/11/2023

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se aprueban Etiquetas del fabricante con radicado No. 20241191499 respuesta de auto y tarjeta de implante con radicado No. 20231287091 radicado inicial.

**ARTÍCULO TERCERO** AUTORIZAR AGOTAMIENTO DE EXISTENCIAS del producto terminado que se encuentre en el territorio nacional marcado con el REGISTRO SANITARIO anterior No. INVIMA 2013DM-0010744

**ARTÍCULO CUARTO.** -Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

República de Colombia  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA  
**RESOLUCIÓN No. 2024043398 de 20 de septiembre de 2024**  
**Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario**

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, y ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO QUINTO.** - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.C. a los 20 días de septiembre de 2024

**Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.**



**DORIS YOLIMA GOMEZ PARADA**  
**DIRECTORA TECNICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS**

Proyectó: Legal: rolayaa, Técnico: hpinzonr Revisó: cordina\_varios